










# Options de restaurations CARES® X-Stream™

## APERÇU DES MATÉRIAUX

- 1 Les bridges et les barres sont disponibles avec jusqu'à 10 connexions implant-partie secondaire.
- 2 Bridge molaire exclu
- 3 Non disponible pour les barres
- 4 Uniquement disponible pour les barres fixes
- 5 Non disponible pour NNC et WN
- 6 Non disponible pour NNC
- 7 Restaurations uniquement disponibles sans trou pour le canal de la vis
- 8 Restaurations uniquement disponibles avec un trou pour le canal de la vis

		Options de remplacement de dent										
		Contour complet ou structures pour dent unique, bridges et barres										
		Céramique					Métal		Polymère			
		nlce®	IPS e.max® CAD	zerion® UTML <sup>2,3</sup>	zerion® ML	Zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus <sup>4</sup>	zerion® <sup>6,4</sup>	coron®	ticon®	polycon® ae <sup>3</sup>		
PURE Ceramic	Implant Monotype		Dent unique	Dent unique		Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	
	Parties secondaires CARES®	Partie secondaire CARES® en zircone <sup>5,6</sup>		Dent unique	Dent unique	≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète			Arcade complète
		Partie secondaire CARES® en titane <sup>6,7</sup>		Dent unique	Dent unique	≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète
Parties secondaires CARES®, CoCr <sup>6,7</sup>			Dent unique	Dent unique	≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	
Variobase®	Variobase® pour couronne		Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique		Dent unique	
	Variobase® pour couronne SA <sup>8</sup>				Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique	Dent unique		Dent unique	
	Variobase® pour bridge/barre				≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	
	Variobase® pour coiffe de bridge/barre pour parties secondaires vissées <sup>8</sup>				≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	
	Variobase® pour bridge/barre cylindrique <sup>8</sup>				≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	
	Variobase® pour coiffe cylindrique de bridge/barre pour parties secondaires vissées <sup>8</sup>				≤ 3 unités	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	Arcade complète	
Parties secondaires de réserve	Parties secondaires scellables BL		Dent unique	Dent unique	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	
	Parties secondaires scellables TL synOcta®		Dent unique	Dent unique	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	≤ 3 unités	

Nom	Matériau	Teintes
n!ce®	 Vitrocéramique d'aluminosilicate de lithium renforcée au disilicate de lithium	12 teintes
IPS e.max® CAD	 Disilicate de lithium	45 teintes
zerion® UTML <sup>3,4</sup>	 Zircono multicouche ultra translucide	4 teintes VITA et 1 teinte Bleach
zerion® ML <sup>5</sup>	 Zircono multicouche fortement translucide	3 teintes
Zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus <sup>5</sup>	 Zircone fortement translucide	16 teintes VITA et 2 teintes Bleach
zerion® <sup>5</sup>	 Zircone peu translucide	9 teintes
coron®	 Cobalt-chrome	s/o
ticon®	 Titane de grade 4	s/o
polycon® ae <sup>4</sup>	 PMMA	5 teintes

### Remarque :

L'application et la disponibilité des matériaux peuvent varier d'un pays à un autre. Veuillez contacter votre représentant de vente local pour obtenir un aperçu détaillé des applications et des gammes prothétiques.

#### International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

#### National Distributor

Institut Straumann AG  
Straumann Suisse  
Peter Merian-Weg 12  
Case postale  
CH-4002 Bâle  
www.straumann.ch

#### Conseil clientèle / acceptation des commandes

Tél. CARES® : 0800 810 816  
E-mail : cad-cam.ch@straumann.com

3M™, ESPE™, Lava™ sont des marques déposées de 3M ou 3M Deutschland GmbH.

Utilisée sous licence au Canada. IPS e.max® est une marque déposée d'Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

VITA® est une marque déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Allemagne.

© Institut Straumann AG, 2018. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

Votre droit de contestation : si vous vous opposez au traitement de vos données à des fins publicitaires ou souhaitez retirer un consentement donné, il suffit de l'indiquer à tout moment à notre responsable de la protection des données par e-mail à l'adresse [privacy.ch@straumann.com](mailto:privacy.ch@straumann.com) ou par courrier postal à l'Institut Straumann AG, Responsable de la protection des données, Peter Merian-Weg 12, 4002 Bâle. Il en va de même si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données pour des motifs découlant de votre situation particulière.