













Options Straumann® CARES® pour Straumann® Pro Arch

	Barres					Bridges					
	Monobloc		Deux parties			Monobloc			Deux parties		
	Au niveau de l'implant	Au niveau de la partie secondaire sur une PSV	CARES® X-Stream™			Au niveau de l'implant	Au niveau de la partie secondaire sur une PSV	CARES® X-Stream™			
Restaurations vissées CARES®	 Barre fixe avancée	 Barre fixe basique sur pilotis	 Barre fixe basique sur pilotis	 Barre fixe avancée		 Bridge	 Bridge anatomique	 Bridge	 Bridge anatomique		
Forme						-	-	-	-	-	
CARES® X-Stream™											
sur coiffe Variobase® (sur PSV)						×	×			×	×
sur partie secondaire Variobase®						×	×			×	×
Matériau											
coron®	×	×	×	×		×	×	(X)		×	(X)
Titane de grade 4	×	×	×	×		×	×	(X)		×	(X)
zerion® LT						×	×			×	(X)
Zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus						×	×			×	×
Zircone Katana ML						×	×			×	×
polycon® ae										(X)	×

× = disponible

(X) = disponible, mais généralement peu utilisé dans cette indication

PSV = partie secondaire vissée

Informations supplémentaires

- Les barres et bridges Straumann® CARES® sont disponibles via les logiciels Straumann® CARES® Visual et Dental Wings.
- Le service Straumann® Scan & Shape pour les barres et bridges vissés est uniquement disponible aux États-Unis.
- Restauration monobloc = connexion directe de l'armature sur l'implant ou vissage sur la partie secondaire
- Restauration en deux parties = composant supplémentaire (Variobase®) connecté à l'armature

Options Straumann® CARES® pour le traitement de cas édentés

Barres						
une pièce/deux pièces (indiqué avec x entre parenthèses)						
Restaurations amovibles CARES®						
	Barre Dolder® profil en U	Barre Dolder® profil ovoïde	Ackerman Bar®	MP Clip®	Barre ronde	Barre fraisée
Forme						
Restauration au niveau de l'implant	×	×	×	×	×	×
Restauration au niveau de la partie secondaire (sur une PSV)	×	×	×	×	×	×
CARES® X-Stream™						
sur coiffe Variobase® (sur PSV)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
sur partie secondaire Variobase®	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)	(×)
Matériau						
coron®	×	×	×	×	×	×
Titane de grade 4	×	×	×	×	×	×
zerion® LT						
Zircone 3M™ ESPE™ Lava™ Plus						
polycon® ae						

× = disponible

(×) = disponible, mais généralement peu utilisé dans cette indication

PSV = partie secondaire vissée

Options Createch pour Straumann® Pro Arch

	Hybrides			Solutions télescopiques				Bridges vissés	
Restaurations vissées Createch*									
Forme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restauration au niveau de l'implant	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Restauration au niveau de la partie secondaire*	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Matériau									
Cobalt-chrome	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Titane de grade 5	×	×	×	×	×	×	×	×	×

	Barres			
Restaurations amovibles Createch				
Forme				
Restauration au niveau de l'implant	×	×	×	×
Restauration au niveau de la partie secondaire*	×	×	×	×
Matériau				
Cobalt-chrome	×	×	×	×
Titane de grade 5	×	×	×	×

Option Createch pour le traitement de cas édentés

× = disponible
 (×) = disponible, mais généralement peu utilisé dans cette indication

Informations supplémentaires

* restaurations disponibles au niveau de la partie secondaire pour les plates-formes suivantes : Straumann® Multibase, partie secondaire vissée Straumann®, synOcta® 1.5

Createch peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Dolder® est une marque déposée du Prof. Eugen Dolder utilisée sous licence exclusive par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. Ackermann-Bar® et MP-Clip® sont des marques déposées utilisées sous licence par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse. LOCATOR® est une marque déposée de Zest IP Holdings LLC, États-Unis. Preci-Vertex® est une marque déposée de Alphadent N.V., Belgique.

International Headquarters, Institut Straumann AG, Peter Merian-Weg 12

© Institut Straumann AG, 2016. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et les logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.