

RB/WB Prothèses – compatibles avec tous les implants BLX (Ø 3,5 mm - Ø 6,5 mm)

- couronnes avec profils d'émergence étroits
- bridges

Connexion TorcFit™ pour implant Straumann® BLX

WB Prothèses – adaptées uniquement aux implants WB (Ø 5,0 mm - Ø 6,5 mm)


- couronnes avec profils d'émergence larges


Au niveau de la partie secondaire			
Analogues d'implant pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm, 0°	Analogues d'implant pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm, 17°/30°	Porte-empreinte ouvert pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm	Porte-empreinte fermé pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm
			
025.0050* *pour cas édentés	023.4757	Couronne 025.2244 Bridge/Barre 025.0012	Couronne 025.2246 Bridge/Barre 025.0014



Corps de scannage pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm	Analogues d'implant repositionnables pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm	Auxiliaire de polissage pour parties secondaires vissées Ø 4,6 mm
		
025.0081	025.0008	025.0005


Coiffe provisoire en titane pour parties secondaires vissées, Ø 4,6 mm			
Ø 4,6 mm (RB/WB)			
	Couronne	024.0023	
	Bridge	024.0024	
Vis de remplacement		023.4763	


RB WB Partie secondaire provisoire VITA CAD-Temp®			
Ø 3,8 mm (RB/WB) Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	064.4361
	1,5 mm	064.4371	


Parties secondaires provisoires pour couronne, AH 10 mm					
		Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)	Ø 6,0 mm (RB/WB)	
	GH	1,5 mm	064.4362	064.4372	–
		2,5 mm	064.4363	064.4373	064.4382
		3,5 mm	064.4364	064.4374	064.4383
	Vis de remplacement		065.0036		


Parties secondaires provisoires pour bridge, AH 10 mm			
Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	064.4352
		065.0036	


Partie secondaire provisoire immédiate pour couronne, AH 5,5 mm				
		Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)	PMMA Coiffe
	GH	1,5 mm	064.4322S	 023.0033V2
		2,5 mm	064.4323S	
		3,5 mm	064.4324S	
			064.4334S	


WB Partie secondaire provisoire VITA CAD-Temp®			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	1,5 mm	064.4390
		065.0036	


Parties secondaires provisoires pour couronne, AH 11 mm			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	0,75 mm	064.4391
		1,5 mm	064.4392
		065.0036	

Partie secondaire vissée		Ø 4,6 mm (RB/WB)			
	GH	Angle	0°	17°	30°
		0,75 mm	—	—	
		1,5 mm	062.4722S		
		2,5 mm	062.4723S		
		3,5 mm	062.4724S		
		4,5 mm	062.4725S	062.4733S	062.4743S
		5,5 mm	—	062.4734S	062.4744S
	Vis de remplacement		065.0036		

RB/WB PLAN Partie secondaire vissée, POM préusinés			
0° 17° 30°			
	GH	1,5 mm	064.4361
		2,5 mm	064.4371
		3,5 mm	064.4381

RB/WB Blocs de parties secondaires préusinés			
Pour support MEDENTIKA, Ø 11,5 mm Pour support MEDENTIKA, Ø 15,8 mm Pour M-Series, Ø 12 mm			
	GH	1,5 mm	062.4601
		2,5 mm	062.4602
		3,5 mm	062.4603

Variobase® pour couronne, AH 5,5 mm					
		Ø 3,8 mm (RB/WB)		Ø 4,5 mm (RB/WB)	
	GH	1,5 mm	062.4934	062.4944	
		2,5 mm	062.4935	062.4945	
		3,5 mm	062.4936	062.4946	
Vis de remplacement			065.0036		




Coiffes calculables pour Variobase® pour couronne					
		Ø 3,8 mm (RB/WB)		Ø 4,5 mm (RB/WB)	
	GH	065.0014	065.0015		

Variobase® pour bridge/barre, cylindrique, AH 3,5 mm			
Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	062.4961
		Vis de remplacement	

Coiffes calculables pour Variobase® pour bridge/barre cylindrique			
Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	065.0017	
		065.0017V4	

Variobase® pour couronne SA, AH 5,5 mm			
Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	062.4972
	Vis de remplacement		065.0037

Coiffe calculable pour Variobase® pour couronne SA			
Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	065.0018		

Variobase® C		Ø 3,8 mm (RB/WB)		Ø 4,5 mm (RB/WB)	
	GH	1,5 mm	062.4981	062.4982	
		2,5 mm	062.5028	062.5030	
		3,5 mm	062.5029	062.5031	
Vis de remplacement		065.0036			

Variobase® pour couronne, AH 5,5 mm			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	0,75 mm	062.4953
		1,5 mm	062.4954
		065.0036	

Coiffes calculables pour Variobase® pour couronne			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	1,5 mm	065.0016
		2,5 mm	065.0017

Variobase® pour couronne SA, AH 5,5 mm			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	1,5 mm	062.4971
		2,5 mm	062.4972
		3,5 mm	062.4973
Vis de remplacement		065.0037	

Coiffe calculable pour Variobase® pour couronne SA			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	1,5 mm	065.0019
		2,5 mm	065.0020

Variobase® C			
Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	0,75 mm	062.5032
		1,5 mm	062.4983
Vis de remplacement			065.0036

Coiffes calculables, plastique			
	Ø 4,6 mm		
	Couronne	023.4748	
	Bridge	023.4758	
	avec vis 023.4763		

Coiffes en titane			
	Ø 4,6 mm		
	Couronne	023.4747	
	Bridge	023.4751	
	Barre	023.4752	
	avec vis 023.4763		

Variobase® pour bridge/barre, cylindrique	
	Ø 4,6 mm
	023.0028
	avec vis 023.4763
	Coiffe calcinable pour coiffe cylindrique Variobase® pour bridge/barre
	023.0032

Coiffes en or	
	Ø 4,6 mm
	Couronne 023.4753
	Bridge 023.4754
	Barre 023.4755
avec vis 023.4763	

Vis occlusale	
	023.4763

Vis de laboratoire		
	L 20 mm	025.0006
	L 10 mm	025.0052

Bridges et barres transvissés

(RB/WB)

Veillez consulter le portail

pour voir les options


disponibles.


Parties secondaires personnalisées


(RB/WB)

Fabriquées individuellement
CAD/CAM.

Veuillez consulter le portail
pour les options disponibles.

Parties secondaires anatomiques				
		Ø 6,0 mm (RB/WB)		
		Angle	0°	17°
	GH	2,5 mm	062.4103	062.4153
		3,5 mm	062.4104	062.4154
		Vis de remplacement		065.0036

Parties secondaires en or						
		Ø 3,8 mm (RB/WB)		Ø 4,5 mm (RB/WB)		
	GH	1,5 mm	062.4410	062.4420 (couronne) 062.4430 (bridge)		
			Vis de remplacement		065.0036	

Novaloc®				
		Ø 3,8 mm (RB/WB)		
		Angle	0°	15°
	GH	1,5 mm	062.4501	—
		2,5 mm	062.4502	062.4507
		3,5 mm	062.4503	062.4508
		4,5 mm	062.4504	062.4509
		5,5 mm	062.4505	062.4510
		6,5 mm	062.4506	062.4511
		7,5 mm	—	062.4512
	Vis de remplacement		065.0036	