


Plus qu'un simple usinage.

Une valeur ajoutée pour votre laboratoire.

Avec les blocs de parties secondaires pré-usinés coiffes pré-fraisées pour partie secondaire Straumann®, vous pouvez désormais produire des parties secondaires monobloc personnalisées en titane à l'aide de votre propre équipement à usiner. Gagnez en efficacité en utilisant simplement votre usineuse et profitez, en plus, de la connexion implant-partie secondaire originale de Straumann.

SIMPLEMENT EFFICACE

- Élargissez la palette d'indications de votre équipement d'usage
- Maximisez votre retour sur investissement
- Profitez d'un temps de traitement plus court et contrôlé



UNE CONFIANCE MÉRITÉE AVEC LA CONNEXION IMPLANT-PARTIE SECONDAIRE ORIGINALE

- Des composants taillés sur mesure
- Un service et une assistance de très haute qualité
- La garantie Straumann*

* Pour connaître les conditions générales de la Garantie Straumann (y compris le territoire d'application de la garantie), veuillez vous reporter à la brochure Garantie Straumann (153.360/en).

Votre façon de faire pour créer vos parties secondaires Straumann® monobloc en titane

Prérequis

- Les blocs de parties secondaires pré-usinés coiffes pré-fraisées pour partie secondaire Straumann® sont compatibles avec les supports de bloc Medentika, disponibles pour un nombre toujours plus grand d'usineuses :

- Dental Concept DC5®
- Imes-icore®

Disponible en
juin 2015

- Datron D5®
- VHF
- Wissner Gamma 202®
- Röders RXD®
- MB Maschinen Cobra Mill®

Prochainement

Veuillez contacter le fabricant de votre fraiseuse pour de plus amples informations sur la compatibilité et l'intégration.

Logiciel de conception

- Téléchargez l'ensemble prothétique des blocs de parties secondaires pré-usinés pour Dental Wings, 3shape et Exocad sur le site de Straumann.
- Concevez votre partie secondaire monobloc en titane selon vos besoins.

Informations pour la commande

Les blocs de parties secondaires pré-usinés sont disponibles en deux tailles pour les plateformes d'implant suivantes :

		Réf.	Article	Quantité	Prix
Bone Level		022.0028	NC, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 11,5		
		022.0029	NC, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 15,8		
		022.0030	RC, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 11,5		
		022.0031	RC, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 15,8		
Tissue Level		022.0034	RN, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 11,5		
		022.0035	RN, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 15,8		
		022.0036	WN, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 11,5		
		022.0037	WN, Bloc de parties secondaires pré-usinés pour support Medentika Ø 15,8		