

Createch pour Straumann®

Solutions prothétiques personnalisées.
Excellence et efficacité individuelles
à la demande.





CAPACITÉ ÉLARGIE

Accès à la gamme complète de compétences et d'excellence des bridges et barres à visser personnalisés à travers une grande variété de plates-formes d'implants à la demande

Solutions prothétiques personnalisées. Excellence et efficacité individuelles à la demande.

Les bridges et barres à visser personnalisés pour les restaurations complexes nécessitant un haut niveau d'individualisation sont l'équivalent de la « Champions League » pour les techniciens dentaires et les experts professionnels des restaurations - souvent difficile à obtenir avec les ressources individuelles de chacun, avec la précision nécessaire ou un calendrier donné.

La gamme de produits Createch pour Straumann® offre à des clients exigeants une capacité, des compétences et une flexibilité plus étendues et à la demande. Createch est un partenaire certifié du groupe Straumann offrant des solutions prothétiques personnalisées haut de gamme pour presque tous les systèmes d'implant disponibles en Europe.



CLASSIQUE ET NUMÉRIQUE

Service et soutien inégalés à la demande à travers la gamme modulaire Excellence et Service de Createch qui vous laisse choisir votre procédure de travail la plus appropriée



EXCELLENCE PERSONNALISÉE

Des solutions sur-mesure pour une flexibilité maximale : Haut degré d'individualisation afin de mieux satisfaire les besoins de vos patients, y compris des canaux vissés angulés



PRÉCISION HAUT DE GAMME

Un ajustement de vos restaurations offrant constamment une haute qualité et précision



Capacité élargie : Createch Medical et Straumann

**ACCÈS À LA GAMME COMPLÈTE DE
COMPÉTENCES ET D'EXCELLENCE
DES BRIDGES ET BARRES À VISSER
PERSONNALISÉS À TRAVERS UNE GRANDE
VARIÉTÉ DE PLATES-FORMES D'IMPLANTS À
LA DEMANDE**

Createch Medical est une membre du groupe Straumann et garantit des barres et des bridges à visser de haute qualité pour des prothèses fixes et amovibles. En tant que pionnier dans ce domaine, Createch Medical a été fondé en 2004 avec pour objectif de satisfaire un besoin existant sur le marché de structures dentaires CAD/CAM.

Au fil du temps, la société a développé une gamme complète de solutions prothétiques qui facilite le travail des techniciens dentaires et des experts professionnels des restaurations. Au même moment, le haut niveau de personnalisation offert par les produits Createch permet aux professionnels dentaires de fournir des solutions sur-mesure pour leurs patients.

L'aspect unique de sa gamme, associé à sa qualité inégalée, à son service et soutien excellents, ont fait de Createch un leader dans ce domaine.

Avec Createch pour Straumann®, Createch ajoute à la gamme Straumann de barres et bridges vissés des restaurations complexes nécessitant un haut degré d'individualisation. De plus, les professionnels dentaires peuvent maintenant bénéficier des structures de Createch qui peuvent être utilisées sur 30 marques d'implants et sur 200 connexions d'implants.

QUALITÉ ET PRÉCISION OPTIMALES

Createch allie la précision de la technologie aéronautique d'un groupe industriel établi à la créativité d'experts en implantologie et de techniciens de laboratoire afin de fournir le meilleur résultat possible pour sa clientèle.

Dispositifs de mesure extrêmement précis et équipement de fraisage de pointe, associés à des normes de qualité strictes dans le processus de fabrication, du scannage à la restauration finale, garantit un ajustement de vos structures Createch offrant constamment une haute qualité et précision.



Classique et numérique : Service et soutien inégalés

Createch pour Straumann® vous offre la possibilité d'envoyer vos cas de la façon la plus pratique et efficace pour vous, quelles que soient vos capacités numériques. Cela vous permettra de libérer du temps et des ressources utiles dans votre laboratoire, vous permettant d'optimiser votre temps productif.

Si vous préférez la procédure classique, choisissez la gamme Excellence de Createch et laissez Createch effectuer le scannage et la conception pour vous. Ou si vous préférez effectuer le scannage et la conception avec votre propre scanner, envoyez-nous simplement vos données de conception.

Garanties :

EN CHOISSANT CREATECH POUR STRAUMANN® VOUS OPTEZ POUR UNE SOLUTION HAUT DE GAMME ET DE QUALITÉ OPTIMALE POUR VOS PATIENT

Bénéficiez de la garantie combinée Createch et Straumann

Les restaurations Createch sur des implants Straumann sont fournies avec la connexion originale Straumann. Le bénéfice pour vous est la garantie de 10 ans* offerte par Createch pour les structures prothétiques. En outre, lors de la restauration des implants Straumann avec une solution Createch, vous bénéficiez également de la garantie à vie (plus)** sur les implants Straumann.

Profitez de la garantie Createch lorsque vous restaurez d'autres systèmes d'implant

Createch offre une garantie de 10 ans sur les structures prothétiques compatibles avec d'autres systèmes d'implants. En outre, Createch rembourse le coût de l'implant de remplacement si le fabricant original de l'implant refuse sa garantie en raison d'une association avec un produit Createch.*



&



*pour de plus amples informations, consultez les termes et conditions Createch.

**pour de plus amples informations, consultez les termes et conditions Straumann.

UNE CONNEXION, FLEXIBILITÉ TOTALE

Visiter www.Createchmedical.com pour :

- Créer un identifiant utilisateur
- Télécharger la bibliothèque Createch
- Créer des cas
- Choisir la gamme de procédures préférée
- Surveiller vos antécédents de cas
- Collecte d'une commande DHL

Option « Gamme de service »

Fournit une série de services aux laboratoires avec un scanner :

- Formation et consultation pour le laboratoire
- Optimisation du scanner
- Incorporation de nos solutions Createch
- Fraisage de haute précision

Étapes :

- Scanner et concevoir la structure dans votre environnement CAD préféré
- S'assurer que le corps de scannage adéquat est utilisé
- Créer et télécharger le cas
- Envoyer le modèle physique pour un scannage de précision
- Créer un bouton DHL pour la collecte d'une commande
- Imprimer un bon de livraison
- Prévoir un délai d'exécution de 5 jours (3 jours de traitement* ajoutés au délai de livraison en fonction de l'option de livraison choisie)

Option « Gamme Excellence »

Pour ceux qui ne travaillent pas de façon numérique et souhaitent le service complet :

- Mesurer les implants
- Concevoir les structures
- Simulation à l'aide du calcul d'élément fini
- Fraisage à l'aide de la technologie la plus avancée

Étapes :

- Créer le cas
- Envoyer la maquette physique ou la structure, y compris le modèle à traiter
- Créer un bouton DHL pour la collecte d'une commande
- Imprimer un bon de livraison
- Prévoir un délai d'exécution de 7 jours (5 jours de traitement* ajoutés au délai de livraison en fonction de l'option de livraison choisie)

*Le traitement commence dès que Createch a reçu toutes les pièces et les informations requises





Excellence personnalisée : Flexibilité maximale

DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR UNE EXTRÊME FLEXIBILITÉ

Createch pour Straumann® vous fournit toute la flexibilité dont vous avez besoin afin de restaurer de façon optimale votre cas prothétique avec une solution sur-mesure unique, quelle que soit la simplicité ou la complexité. Non seulement vous pouvez choisir de restaurer ou pas votre cas au niveau de l'implant ou de la partie secondaire, vous pouvez aussi opter pour des canaux angulés, jusqu'à 25° d'inclinaison, afin d'emmener le trou de sortie de la vis vers une position favorable. De plus, Createch pour Straumann® vous offre également l'opportunité de résoudre des cas, soit avec les implants Straumann soit avec d'autres systèmes d'implants.



Nécessite un couple de serrage en Newton-centimètre (Ncm) pour votre restauration Createch

Au niveau du bridge, de l'implant, canaux droits	35 Ncm
Bridge, au niveau de la partie secondaire, canaux droits	15 Ncm
Au niveau du bridge, de l'implant ou de la partie secondaire, canaux angulés	15 Ncm



Si vous avez besoin de corps de scannage sur des plates-formes autres que Straumann, demandez de l'aide à votre représentant local Straumann.

Numérisez votre cas :

Choisissez à partir d'une liste de corps de scannage disponibles lors de la restauration de cas d'implants Straumann



Tissue Level – au niveau de l'implant

Corps de scannage Straumann® CARES® Mono*

NNC	 048.173
RN	 048.168
WN	 048.169



Bone Level – au niveau de l'implant

Corps de scannage Straumann® CARES® Mono*

NC	 025.2915
RC	 025.4915



Bone Level – au niveau de la partie secondaire (sur les parties secondaires vissées Straumann®)

Corps de scannage Straumann® CARES® Mono*

$\varnothing$ 3,5 mm	 025.0000
$\varnothing$ 4,6 mm	 025.0001

Précision haut de gamme : Un ajustement de vos restaurations offrant constamment une haute qualité et précision

	Hybrides			Solutions télescopiques		
Restaurations vissées Createch*						
	Hybride	Partie secondaire hybride	Hybride de base	Télescopique amovible	Télescopique anatomique amovible	Hybride télescopique
Restauration au niveau de l'implant	×	×	×	×	×	×
Restauration au niveau de la partie secondaire*	×	×	×	×	×	×
Matériau						
Cobalt-chrome			×			
Titane de grade 5	×	×	×	×	×	×

		Barres					
Restaurations amovibles Createch							
		Barre Createch	Barre Dolder®	Barre LOCATOR®	Barre Preci-Vertex®		
Forme							
Restauration au niveau de l'implant		×	×		×		×
Restauration au niveau de la partie secondaire*		×	×		×		×
Matériau							
Cobalt-chrome		×	×		×		×
Titane de grade 5		×	×		×		×

× = disponible

Informations complémentaires

* restaurations disponibles au niveau de la partie secondaire pour les plates-formes suivantes : Straumann® Multibase, partie secondaire vissée Straumann®, synOcta® 1.5

Createch peut ne pas être disponible dans vos pays



Bridges vissés		
		
Hybride télescopique anatomique	Bridge d'arcade complète	Bridge vissé avec support de la gencive
×	×	×
×	×	×
	×	×
×	×	×



International Headquarters

Institut Straumann AG

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

Phone +41 (0)61 965 11 11

Fax +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com

Dolder® est une marque déposée du Prof. Eugen Dolder utilisée sous licence exclusive par Cendres + Métaux Holding SA, Suisse.
Preci-Vertex® est une marque déposée d'Alphadent N.V., Belgique.

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.