

Più di una cassetta chirurgica.
Un flusso di lavoro efficiente.



Un solo kit chirurgico per tutti gli impianti Straumann.

Un kit di strumenti per un flusso di lavoro semplice e organizzato*


- un singolo set chirurgico perfettamente concepito con un portfolio di strumenti snello

Facilità d'uso grazie a una navigazione chiara

- flussi di lavoro distinti codificati per colore
- individuazione della linea implantare
- pittogrammi degli strumenti a ogni fase


Massima funzionalità e praticità

- tutti gli ausili di pianificazione e gli strumenti ausiliari sono facilmente accessibili nel livello inferiore del vassoio senza ostacolare i flussi di lavoro




* La cassetta chirurgica Straumann® è concepita per la conservazione sicura e la sterilizzazione di strumenti chirurgici e parti ausiliarie dello Straumann® Dental Implant System. Consultare le istruzioni per l'uso degli strumenti chirurgici non sterili, Art. No. 701124 e la brochure Cura e manutenzione degli strumenti chirurgici e protesici, Art. No. 154.008.

Livello superiore



- Impianto endosseo di diametro 3,3 mm
- Impianto endosseo di diametro 4,1 mm
- Impianto endosseo di diametro 4,8 mm

Livello inferiore



- ① Pinzette
- ② Chiave di ritegno
- ③ Cricchetto
- ④ Cricchetto
- ⑤ Componente dinamometrica per cricchetto
- ⑥ Diagnostic T
- ⑦ Indicatore di distanza per Tissue Level e Bone Level
- ⑧ Indicatore di distanza per Tissue Level e Bone Level
- ⑨ Pinzette per strumenti

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni

Tel. ordini: 0800 810 812
Hotline: 0800 810 814
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-mail: ch.sales@straumann.com