



TOGETHER STRONG

Straumann Group Il partner sempre al tuo fianco.

La nostra priorità è rimanere al fianco dei nostri clienti durante la ripresa post COVID-19. Straumann Group è oggi in grado di poterti offrire alcuni dispositivi di protezione individuale volti a preservare la tua sicurezza e quella dei tuoi pazienti.

Kit adesivi da studio

KIT composto da:

- CARTELLO INFORMATIVO formato cm. 21x29,7 stampato a colori completo di piede in cartone
- ADESIVO PER PAVIMENTO removibile certificato calpestabile stampato a colori formato cm. 40x40
- ADESIVO PER PAVIMENTO ATTENDERE QUI adesivo removibile certificata calpestabile formato cm. 100x8 stampato a colori
- ADESIVO PER PAVIMENTO RISPETTA LA DISTANZA adesivo removibile certificato calpestabile formato cm. 100x8 stampato a colori.

Cod. IT_ADESIVI



Mascherine FFP2 monouso

Mascherina in cotone a 4 strati con elastici laterali. Ottima vestibilità - Ottima respirabilità - Priva di fibre di vetro. Mascherine di Tipo II utilizzate per ridurre il rischio di infezioni in particolari situazioni epidemiologiche. Adatte per proteggere da agenti esterni, annullare il rilascio di polveri.

Conformi alla direttiva CEE 93/42

- Conformi alle norme ISO 14683, ISO 10993, UNI-EN 149:2001
- Prodotte in regime di qualità secondo la norma ISO 9001:2015
- Test di biocompatibilità svolti ai sensi della Norma UNI IMNO 10993-1-2010 "Valutazione biologica dei dispositivi medici - parte I: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio".

Cod. IT_FFP2MASK



Igiene

SANY AIR, compressore compatto, maneggevole, con una nebulizzazione ultra-dry abbinato al sanificante o disinfettante specifico può essere utilizzato ovunque. SK Surface Disinfector sono i disinfettanti spray studiati per intervenire su dispositivi medici, invasivi e non, e idonei a una disinfezione rapida delle superfici di riuniti, apparecchiature, lettini, mobili.

Certificato per la sua attività biocida per virus COVID-19. Made in Italy.

Cod. SANY AIR: IT_SANYAIR

Cod. SK Disinf: IT_SURFDIS



Trattamento biologico dell'aria

SterilAirPRO è il primo sistema dedicato esclusivamente al trattamento biologico dell'aria e permette di ovviare ai problemi di esposizione diretta ed indiretta ai raggi ultravioletti a corta lunghezza d'onda (UVC 254 nm) offrendo la possibilità di un uso continuativo anche in presenza di persone senza alcun rischio per quest'ultime. Il funzionamento è basato su un sistema di ventilazione forzata a ciclo chiuso.

L'aria aspirata da SterilAirPRO passa prima attraverso un filtro antipolvere posizionato nella bocchetta d'ingresso, che ha il fine di bloccare gli inquinanti più grossolani e di preservare l'integrità delle lampade, dando una prima depurazione all'aria. Successivamente l'aria entra nella camera di irradiazione a diretto contatto dei 4 tubi a vapori di mercurio che, grazie all'emissione di radiazioni.

Cod. IT_AIRPUR



Protezione parafiato

Protegge da contatti ravvicinati e realizza il distanziamento sociale

- Materiale: PMMA (plexiglass) ultra-trasparente di spessore pari a 8 mm per garantire:
 - purezza ottica
 - planarità
 - colorabilità
 - lucidità
- Finestra per passaggio documenti
- Dimensioni standard: elemento principale cm. 100x70
- Elemento di giunzione cm. 50x70, la composizione nel caso di protezioni continue tra elementi adiacenti mediante coppia di agganci con fori ed elementi plastici di facile inserzione.

Cod. IT_PARAM

Cod. IT_PARAS





Per ulteriori informazioni
contattare il proprio referente di zona
Straumann Group o il Customer Service
al numero verde gratuito 800 810 500

Straumann Italia Srl
Customer Service 800 810 500
www.straumanngroup.it

© Institut Straumann AG, 2019. Tutti i diritti riservati.

Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

straumanngroup