

PROTESI

# STRAUMANN® CORPI DI SCANSIONE IN METALLO

Durata e precisione su cui fare affidamento.



# STRAUMANN® CORPO DI SCANSIONE IN METALLO PROGETTATI PER MIGLIORARE IL FLUSSO DI LAVORO DIGITALE.

I nuovi corpi di scansione Straumann sono caratterizzati da una struttura in titanio resistente e da un'attenta progettazione, per migliorare la precisione e supportare un flusso di lavoro digitale preciso.

Migliora le impronte digitali, aumenta il comfort del paziente e ottimizza il flusso di lavoro.

## 1 BORDI ARROTONDATI

Nessun blackout nel software CAD.

## 2 UN LATO PIATTO

Aiuta a definire la posizione nel software CAD.

## 3 PROFILO DI EMERGENZA ALTO E SAGOMATO

Riduce la pressione sulla gengiva e ottimizza la visibilità e la scansione.





**4 CORPO STRETTO**

Più spazio per i denti adiacenti.

**5 RIVESTIMENTO UNICO  
NON RIFLETTENTE**

Elimina la necessità di spray o polvere per scansioni.

**6 MARCATURA A LASER**

Facilita l'identificazione delle parti.

**7 TITANIO RESISTENTE**

Radiopaco. Riutilizzabile fino a 100 volte.

# STRAUMANN® CORPO DI SCANSIONE IN METALLO

## Riferimento rapido

Tipo di impianto	Piattaforma	VECCHIO corpo di scansione mono in PEEK	NUOVO corpo di scansione in metallo
CrossFit® - Compatibile con sistema implantare BLT	SC	025.0025	025.0077
	NC	025.2915	025.0078
	RC	025.4915	025.0079
CI RD - Compatibile con sistema implantare Pure Ceramic	CI RD 4.1	032.041	032.130
SRA - Compatibile con componenti secondarie avvitate	SRA 3.5	025.0000	025.0080
	SRA 4.6	025.0001	025.0081
synOcta® - Compatibile con sistema implantare Tissue Level	NNC	048.173	048.383
	RN	048.168	048.384
	WN	048.169	048.385
TorcFit™ BL - Compatibile con sistemi implantari BLC e BLX	RB/WB	065.0035	065.0103
TorcFit™ TL - Compatibile con sistemi implantari TLC e TLX	NT/RT/WT	036.3220	036.3230

SCARICA LA  
LIBRERIA CAD/CAM



ORDINA  
SULL'ESHOP



490.880/It/A/00 11/23

### International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2023. Tutti i diritti riservati.

Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

 **straumann**