

SOLUZIONI DIGITALI  
STRAUMANN® CARES®

Produzione centralizzata Straumann®  
Modelli e Guide Chirurgiche  
stampati in 3D.



Acquisizione  
dei dati

Pianifica-  
zione

Chirurgia

impronta

Progetta-  
zione

Produzione



Post-  
lavorazione

Restauro  
definitivo

# Modelli e Guide Chirurgiche stampati in 3D


- È ora possibile ordinare modelli stampati in 3D dalla Produzione centralizzata di Straumann tramite Straumann® CARES® o mediante la connettività 3Shape e guide chirurgiche stampate in 3D tramite coDiagnostiX®.
- È anche possibile inviare dati di scansioni a CARES® Scan & Shape e noi progettiamo e stampiamo modelli in 3D.
- La produzione centralizzata di Straumann garantisce un flusso di lavoro affidabile completamente validato, precisione e qualità.

## FLUSSO DI LAVORO



Produzione centralizzata Straumann



Flusso di lavoro validato:






## MODELLI STAMPATI IN 3D

- I modelli stampati in 3D possono essere personalizzati con maschera gengivale ed elementi sfilabili; in soluzioni per quadrante o per arcata completa, con o senza analoghi d'impianto riposizionabili in base al progetto




voi inviate il progetto, noi vi inviamo la soluzione completa



## GUIDE CHIRURGICHE STAMPATE IN 3D

- Le guide chirurgiche stampate in 3D sono consegnate con guaina T chirurgica Straumann Group



**BOCCOLE PER PROCEDURA  
GUIDATA NEODENT E MEDENTIKA  
PRESTO DISPONIBILI**

\* Sono disponibili analoghi d'impianto riposizionabili Straumann, Neodent e Medentika

## Modelli stampati in 3D\*

Articolo	Descrizione
010.4022	Modello stampato in 3D, Quadrante
010.4023	Modello stampato in 3D, Arcata completa
010.4024	Modello stampato in 3D, Quadrante con elementi sfilabili
010.4025	Modello stampato in 3D, Quadrante con maschera gengivale
010.4026	Modello stampato in 3D, Quadrante con elementi sfilabili e maschera gengivale
010.4027	Modello stampato in 3D, Arcata completa con elementi sfilabili
010.4028	Modello stampato in 3D, Arcata completa con maschera gengivale
010.4029	Modello stampato in 3D, Arcata completa con elementi sfilabili e maschera gengivale

## Guide chirurgiche stampate in 3D\*

Articolo N.	Articolo
010.4021	Guida chirurgica - Modello stampato in 3D
010.6121	Guaina T guidata altezza 6 mm, Ø 2,8 mm
010.6122	Guaina T guidata altezza 6 mm, Ø 2,2 mm
010.6123	Guaina T guidata altezza 5 mm, Ø 5 mm
010.6124	Perno di fissaggio per mascherina, Ø 1,3 mm
010.6125	Guaina T per perno di fissaggio per mascherina
010.6198	Guaina a T, autobloccante, Ø 5 mm, H5, guidata

\*Per la disponibilità controllare con il rappresentante locale



490.383/It/C/00 09/19

## International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2019. Tutti i diritti riservati.

Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

 **straumann**