

Nuova Componente secondaria avvitata Straumann®

Tabelle di confronto codici articoli

COMPONENTI SECONDARIE DIRITTE

Codici articoli attuali		Nuove componenti secondarie consigliate con codici articoli	
022.2745S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 3,5, GH 1, sterile	022.0124S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 3,5, GH 1,5, sterile
022.2746S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 3,5, GH 2,5, sterile	022.0125S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 3,5, GH 2,5, sterile
022.2753S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 3,5, GH 4, sterile	022.0126S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 3,5, GH 3,5, sterile
022.2747S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 1, sterile	022.0128S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 1,5, sterile
022.2748S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 2,5, sterile	022.0129S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 2,5, sterile
022.2754S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 4, sterile	022.0130S	NC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 3,5, sterile
022.4745S	RC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 1, sterile	022.0132S	RC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 1,5, sterile
022.4746S	RC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 2,5, sterile	022.0133S	RC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 2,5, sterile
022.4751S	RC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 4, sterile	022.0134S	RC SR Comp. sec., 0°, Ø 4,6, GH 3,5, sterile

COMPONENTI SECONDARIE ANGOLATE A 17°

Codici articoli attuali		Nuove componenti secondarie consigliate con codici articoli	
022.2749S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, sterile	022.0136S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, sterile
022.2750S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, sterile	022.0137S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, sterile
022.2755S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 4,0, A, sterile	022.0138S o 022.0140S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 3,5, A, sterile
022.2756S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 4,0, B, sterile	022.0139S o 022.0141S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 3,5, B, sterile
022.0010S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile	022.0142S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile
022.0011S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile	022.0143S	NC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile
022.4747S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, sterile	022.0150S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, A, sterile
022.4748S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, sterile	022.0151S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 2,5, B, sterile
022.4752S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 4,0, sterile	022.0152S o 022.0154S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 3,5, A, sterile
022.4753S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 4,0, B, sterile	022.0153S o 022.0155S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 3,5, B, sterile
022.0014S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile	022.0156S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile
022.0015S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile	022.0157S	RC SR Comp. sec., 17°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile

Componente secondaria avvitata Straumann®

- Componente secondaria diritta monopezzo dal nuovo design
- Componente secondaria angolata dal nuovo design
- Cappetta di protezione e cappetta TAN supplementari
- Perni per impronte BL/BLT supplementari



Componente secondaria avvitata Straumann®

Miglioramenti continui e integrazioni del portfolio



490.560/it/B/00 09/2021

International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2021. Tutti i diritti riservati.  
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.



I professionisti del settore dentale come te ci hanno ispirato per portare il portfolio di componenti secondarie avvitate Straumann® a un livello superiore e ad aggiungere opzioni alla nostra offerta di protesi Bone Level.

- MIGLIORE ESPERIENZA E TRANQUILLITÀ
- Componente secondaria diritta monopezzo dal nuovo design
  - Componente secondaria angolata dal nuovo design

- ALTRE OPZIONI PER ADATTARE IN MODO OTTIMALE IL FLUSSO DI LAVORO
- Cappetta di protezione e cappetta TAN supplementari
  - Perni per impronte BL/BLT supplementari

Migliore esperienza e tranquillità.



COMPONENTE SECONDARIA DIRITTA MONOPEZZO PROGETTATA PER UNA MAGGIORE FACILITÀ D'USO



Attuale design vite-nella-vite

Nuovo design monopezzo con vite integrata

COMPONENTE SECONDARIA ANGOLATA CON FORMA ARROTONDATA, PROGETTATA PER IL PROFILO D'EMERGENZA



Design attuale

Nuovo design con bordi arrotondati

IMPORTANTE:

I codici degli articoli sono cambiati insieme con le altezze gengivali indicate. Controllare le tabelle di confronto per scegliere le componenti secondarie corrette.

Più opzioni per adattare in modo ottimale il flusso di lavoro.

CAPPETTA DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARE CON NUOVA FORMA



Cappetta di protezione esistente

Nuova opzione supplementare



NUOVA CAPPETTA IN TAN PROVVISORIA PROGETTATA PER FACILITARE LA CREAZIONE DI RESTAURI PROVVISORI



Cappette in titanio esistenti

Nuove opzioni supplementari TAN

PERNI PER IMPRONTE BL/BLT SENZA INGAGGIO PER I PONTI CHE CONSENTONO DI PRENDERE LE IMPRONTE A LIVELLO DELL'IMPIANTO



Perni per impronte esistenti

Nuove opzioni supplementari\*

\*Nota: utilizzabile solo con componenti secondarie non a incastro (ad es. componente secondaria SRA diritta 0°)

Nuova Componente secondaria avvitata Straumann®

Tabelle di confronto codici articoli

COMPONENTI SECONDARIE ANGOLATE A 30°

Codici articoli attuali		Nuove componenti secondarie consigliate con codici articoli	
022.2751S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 2,5, A, sterile	022.0144S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, sterile
022.2752S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 2,5, B, sterile	022.0145S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, sterile
022.2757S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 4,0, A, sterile	022.0144S o 022.0146S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, sterile
022.2758S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 4,0, B, sterile	022.0145S o 022.0147S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, sterile
022.0012S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile	022.0148S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile
022.0013S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile	022.0149S	NC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile
022.4749S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 2,5, A, sterile	022.0158S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, sterile
022.4750S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 2,5, B, sterile	022.0159S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, sterile
022.4754S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 4,0, A, sterile	022.0158S o 022.0160S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, A, sterile
022.4755S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 4,0, B, sterile	022.0159S o 022.0161S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 3,5, B, sterile
022.0016S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile	022.0162S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, A, sterile
022.0017S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile	022.0163S	RC SR Comp. sec., 30°, Ø 4,6, GH 5,5, B, sterile

