


CARES® Integrated Digital Solutions

CARES® D series

NEW



CARES® D series


スペースを取らないミニマム設計、さらに5軸による高精度ミリングマシン



5軸
5-AXIS



DRY 専用



スペースを取らない
ミニマム設計



D series 対応マテリアル

DRY



TEMP



PMMA



ジルコニア※1)



PEEK



Sinter metal※2)



WAX

※1) 2) 下記ファークネスが必要

D series 幅広い症例に対応

ベニア



インレー



アンレー


フルクラウン



コーピング



フルアーチのブリッジ等



仕様

寸法 (奥行×幅×高さ) ※本体のみ	480mm x 480mm x 535mm
推奨設置寸法 (奥行×幅×高さ)	680mm x 880mm x 735mm
重量	50kg
電源電圧	100-230V / 50-60Hz
出力	250W

<マテリアル> ・ Disc (size) : φ71mm, φ98.5mm

<別 途 必 要> ・ D7 plus スキャナー

・ コンプレッサー: 6 bar 一定 / オイルフリー

・ 空気流量: 100L/min

<保 守 関 連> 別途ライセンス料、保守料がかかります (2年目以降 / 必須)

※ D series 用に1台、専用コンプレッサーのご用意をおすすめします。

D series スターターセット

(以下が含まれます)

Straumann D series (ミリングマシン本体)

CAMモジュール / D7 plus専用 (ライセンス料込み/初年度分)

CAMモジュールソフトウェア保守料 (ソフトウェア保守料/初年度分)

IDCサクシジョン

ディスクホルダー 98mm 用 / D series 用

Roto bur (0.3/0.6/1.0/2.5) * Disc用 / 各1本

Roto0.3

Roto0.6

Roto1.0

Roto2.5

その他メインテナンス用備品

※ 製品構成、仕様は予告なく変更される場合がございます。

関連商品

ミリングマシン

CARES® M series



Straumann® CARES® スキャナー

CARES® D7 Plus



ジルコニア用ファークネス

CARES® Therm ※1)

サーム

Sinter metal用ファークネス

CARES® Argotherm ※2)

アルゴサーム



ストローマン ミリングマシン 一般医療機器 13B1X10163000314
CARES スキャナーD7 Plus 一般医療機器 13B1X10163000207

ストローマン サーム 一般医療機器 13B1X10163000321
ストローマン アルゴサーム 一般医療機器 13B1X10163000320

ストローマン・ジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル 6階

受注専用ダイヤル: 0120-418-995 デジタルサポート: 0120-418-320

製品サポート: 0120-689-930 FAX (共通): 0120-418-089

TEL受付時間: 平日9:00~17:30 (デジタルサポートは18:00まで) 当日出荷受付時間: 平日17:00まで

[登録技工所]

エトコン・ジャパン株式会社



詳細はストローマン・ジャパン担当営業にお問合せください