




Sakura ジルコニアディスク
Clinical Cases



■ Shade : Super Light

ステインのみ

4-4



Dr. Yamazaki

■ Shade : Super Light

歯肉部ハイブリッド築盛, ステインのみ

フルアーチ



■ Shade : Shade:Super Light R

近遠心のみ築盛, ステイン有

フルアーチ (1 ピース)

light transmission



Dr. Hashimura

■ Shade : Super Light R

ステインのみ

フルアーチ



Dr. Hashimura

Sakura ジルコニアディスク

天然歯のような自然な色調と
高強度・高透過性を両立。



Product Features

POINT 1

歯頸部のほのかな赤みを人工的に再現

POINT 2

4層マルチレイヤード

POINT 3

透明度45%以上

POINT 4

曲げ強度1200Mpa以上

POINT 5

16歯(フルアーチ)対応

POINT 6

厚みは3タイプ
(14mm/18mm/25mm)

5 color variations (Shade)

Bleach

Super Light W

※Coming soon

Super Light

Super Light R

Light

Medium

Disk size

●14mm ●18mm ●25mm

Sakura ジルコニアディスク

Shade Guide



一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 販売名：Sakura ジルコニアディスク 医療機器認証番号：229AGBZX00044A04

ストローマン・ジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ペルジュビル 6階

受注専用ダイヤル：0120-418-995 | デジタルサポート：0120-418-320
製品サポート：0120-689-930 | FAX (共通)：0120-418-089

※TEL受付時間 平日 9:00 ~ 17:30 / デジタルサポートは18:00まで
※当日出荷受付時間 平日 17:00 まで

【製造元】

アダマンド並木精密宝石株式会社