

超音波ボーンサージェリーシステム

Variosurg3

直感的な操作ができるアイコンボタン

バックライト付き大型 LCD パネル

プログラムメモリー機能搭載



自然光に近いツイン LED ライト

高いアクセス性と視認性

スーパースリムデザイン

ツイン LED ライト

Variosurg3

光のムラ(影)がないLED

クリアな視野であらゆる施術をバックアップします

発熱が少ない

振動子の電気機械変換効率が良い

コンパクト

口腔内へ挿入した際の視野が広く確保でき、ハンドリングが良い

フィードバック機能

負荷に応じてパワーが増減します

オートチューニング機能

切削中の周波数変化を追尾し、最適な周波数で駆動します



切れ味を追求した骨切削用
TiN コーティングチップ
(骨切り用 / 骨切除・骨整形用 / 拔牙用)

チップの刃先を目立て処理することで
切削力を高め鋭い切れ味を実現。
先端の目詰まりも軽減します。

メリット

Variosurg3

- 骨への侵襲が少なく、創傷治療に優れている
- 軟組織を巻き込まず、滑りにくいので安全性が高い
- コントロール性に優れているので、選択的骨切削が可能
- 骨切削幅が薄いため、骨切削量が少ない
- 歯周治療、根管治療から口腔外科治療まで多目的に使える
- オイルメンテナンス不要、オイルコンタミネーションのない処置が可能
- インプラントモーター **Straumann Pro** とリンクが可能 (フットコントローラー1つで操作)

バリオサージ3 フットコントロール無しセット ライト付

①	コントロールユニット	1		⑧	チップキット	H-SG1	骨切り用	1
②	LED ハンドピース (ハンドピースコード 2m 付属)	1		SG5	骨切除・骨成型用	1		
③	滅菌ケース	1		SG6D	骨切り用 (骨窓の開窓など)	1		
④	ハンドピーススタンド	1		SG7D	骨切り用 (骨窓の開窓など)	1		
⑤	イリゲーションチューブ	1		SG11	粘膜剥離用	1		
⑥	チップホルダー	1		SG17	拔牙用 (歯根拔牙時骨切除用)	1		
⑦	チップ交換レンチ	1						

▼ オプション

フットコントローラー *1 JP-Z1102003 	SG リンクスタンド *2 JP-Z1176 	SG リンクケーブル *2 JP-Z1189 
--	---	--

*1: バリオサージ3 単体でご購入する際におすすめします。

*2: Straumann Pro とのリンク用です。

販売名: バリオサージ3 分類: 管理医療機器 認証番号: 225ABBZX00144000

【販売元】 ストローマン・ジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル 6階

受注専用ダイヤル: 0120-418-995
製品サポート: 0120-689-930

デジタルサポート: 0120-418-320
FAX (共通): 0120-418-089

※TEL受付時間 平日 9:00 ~ 17:30 / デジタルサポートは18:00まで

※当日出荷受付時間 平日 17:00 まで

【製造販売元】

株式会社 **ナカニシ**