

お客様各位

2022年
ストローマン・ジャパン株式会社
マーケティング部

BL CrossFit用のアナログ（SC/NC/RC）の形状変更のお知らせ

謹啓

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、この度弊社では、BL CrossFit用のアナログ（SC/NC/RC）の形状変更が、
2022年に実施されておりますので、ご案内させていただきます。

品番：025.2101
品番：025.0023
品番：025.4101




【変更点】

材質：Tigrade4>>TANに変更

長さ：約1mm短く（12mm >> 11mm）

ラボの作業を考えた内部構造の変更（アバットメント装着の精度や、使い方への影響はございません。）



ご不明点がございましたら担当営業もしくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。

カスタマーサービス：0120-418-995

以上