

Instrument Update

Straumann® BLX インプラントをお使いの皆様へ

BLT インプラント
 ×
 ストローマン Velo ドリル



NEW

さまざまな骨質を再現したブロックに BLT ドリルと Velo ドリルを使用して BLT インプラントを埋入して比較した結果、同様のトルクが獲得できることが明らかになりました。是非メリットの多い Veloドリルを BLTインプラント埋入にもお使いください。

Veloドリルの
 メリット▶▶▶

- ドリリング時の発熱を抑制
- フリーハンド / ガイデッドサージェリー共通で使用可能
- すべての径で共通の回転数 800rpm



FIBA -Fine Implant Bed Adapter

NEW

FIBAにはプロファイルドリル用・タップ用があり、FIBA仕様プロファイルドリル・FIBA仕様タップと組み合わせ使用いただくことでガイデッドサージェリーが効率的におこなえます。FIBAにはストローマンガイドソフトで設計するスリーブ位置に応じてそれぞれ3種類のラインアップがあります。



BLT




最小限のインストルメントの追加で BLT インプラントもガイドを利用して埋入が可能です。

プロファイルドリルとの
 組み合わせ例 ▶




▼ タップとの組み合わせ例




ドリルハンドル ラウンド

NEW

BLX インプラントでもメタル T スリーブが選択可能になります。
※coDiagnostiX® ver.9.19 へのアップデートが必要です。
(2023年6月1日リリース)



▲ モジュラーカセットに格納可能なショートタイプのドリルハンドル



詳しくは JPC0156 をご覧ください


その他 新製品

イミディエイト テンポラリー アバットメント

NEW

チェアサイドでのプロビジョナル作成に
適したラインアップが追加されます。

- ・ RB/WB 共通
- ・ クラウン用
- ・ D : 3.8 / 4.5 (mm)
- ・ GH : 1.5 / 2.5 / 3.5 (mm)



BLX インプラントドライバー (中)

NEW

- ・ ラチェット用
- ・ ハンドピース用
- ・ 長さ (ラチェット用 / HP 用共通)

- 短 21mm
- 中 26mm
- 長 31mm



サージカルハンドル用 Loxim アダプター

NEW

サージカルハンドルを Loxim トランスファー
ピース付属の BLT インプラントの埋入にもご使用
いただけます。



製品番号 : 066.4000 「BLX サージカルインプラントドライバー」を、
「サージカルハンドル」に改称いたしました。

ストローマン・ジャパン株式会社

〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル 6階

受注専用ダイヤル: 0120-418-995 | デジタルサポート: 0120-418-320
製品サポート: 0120-689-930 | FAX (共通): 0120-418-089

※TEL受付時間 平日9:00~17:00 / デジタルサポート: 10:00~17:00
※当日出荷受付時間 平日17:00まで / エムドゲン当日出荷受付時間 平日14:00まで

ストローマンインプラント (Roxolid SLActive) BLT	高度管理医療機器	22700BZX00208000
ストローマンインプラント (Roxolid SLActive) BL	高度管理医療機器	22700BZX00241000
ストローマンインプラント (Roxolid SLActive) TL	高度管理医療機器	22700BZX00428000
ストローマンインプラント (Roxolid SLActive) BLX	高度管理医療機器	30200BZX00243000
ストローマン ヒーリングアバットメント BLTF	高度管理医療機器	30200BZX00240000
ストローマン ローテーション ツール LX	一般医療機器	13B1X10163000344
ストローマン インプラント用マニュアルツール	一般医療機器	13B1X10163000305