

RB/WB Prótese – ajuste sobre implantes BLX (Ø 3,5 mm - Ø 6,5 mm)

- coroas com perfis de emergência finos
- próteses fixas múltiplas

Conexão TorcFit™ Straumann® para implante BLX

WB Prótese – ajuste somente sobre implantes WB (Ø 5,0 mm - Ø 6,5 mm)

- coroas com perfis de emergência largos



Coping de titânio provisório para pilares aparafusados, Ø 4,6 mm

	Ø 4,6 mm (RB/WB)
Coroa	024.0023
Prótese fixa múltipla	024.0024
Parafuso de substituição	023.4763

RB/WB Pilar provisório, VITA CAD-Temp®

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	064.4361	064.4371
Prótese fixa múltipla	064.4361	064.4371
Parafuso de substituição	065.0036	065.0036

Pilares provisórios para coroa, AH 10 mm

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)	Ø 6,0 mm (RB/WB)
Coroa	064.4362	064.4372	—
Prótese fixa múltipla	064.4363	064.4373	064.4382
Parafuso de substituição	064.4364	064.4374	064.4383

Pilares provisórios para prótese fixa múltipla, AH 10 mm

	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	064.4352
Prótese fixa múltipla	065.0036

Pilares imediato provisório para coroa, AH 5,5 mm

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)	Coping PMMA
Coroa	064.4322S	064.4332S	023.0033V2
Prótese fixa múltipla	064.4323S	064.4333S	023.0033V2
Parafuso de substituição	064.4324S	064.4334S	023.0033V2

WB Pilar provisório, VITA CAD-Temp®

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	064.4390
Prótese fixa múltipla	065.0036

Pilares provisórios para coroa, AH 11 mm

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	064.4391
Prótese fixa múltipla	064.4392
Parafuso de substituição	065.0036

Pilares aparafusados

	Ø 4,6 mm (RB/WB)
Coroa	062.4722S
Prótese fixa múltipla	062.4723S
Parafuso de substituição	062.4724S

RB/WB SRA Pilar PLAN, POM

	0°	17°	30°
Coroa	025.0073V4	025.0074V4	025.0075V4
Prótese fixa múltipla	025.0073V4	025.0074V4	025.0075V4
Parafuso de substituição	025.0073V4	025.0074V4	025.0075V4

RB/WB Pilares em bruto pré-usinados

	Para suporte MEDENTIKA, Ø 11,5 mm	Para suporte MEDENTIKA, Ø 15,8 mm	Para M-series, Ø 12 mm
Coroa	062.4601	062.4602	062.4603
Prótese fixa múltipla	062.4601	062.4602	062.4603
Parafuso de substituição	062.4601	062.4602	062.4603

Variobase® para coroa, AH 5,5 mm

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	062.4934	062.4944
Prótese fixa múltipla	062.4935	062.4945
Parafuso de substituição	062.4936	062.4946

Copings calcináveis para Variobase® para coroa

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	065.0014	065.0015
Prótese fixa múltipla	065.0014	065.0015
Parafuso de substituição	065.0014	065.0015

Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo, AH 3,5 mm

	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	062.4961
Prótese fixa múltipla	065.0036

Copings calcináveis para Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo cilíndrica

	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	065.0017
Prótese fixa múltipla	065.0017V4
Parafuso de substituição	065.0017

Variobase® para coroa SA, AH 5,5 mm

	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	062.4972
Prótese fixa múltipla	065.0037

Copings calcináveis para Variobase® para coroa SA

	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	065.0018
Prótese fixa múltipla	065.0018
Parafuso de substituição	065.0018

Variobase® C

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	062.4981	062.4982
Prótese fixa múltipla	062.5028	062.5030
Parafuso de substituição	062.5029	062.5031

Variobase® para coroa, AH 5,5 mm

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	062.4953
Prótese fixa múltipla	062.4954
Parafuso de substituição	065.0036

Copings calcináveis para Variobase® para coroa

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	065.0016
Prótese fixa múltipla	065.0016
Parafuso de substituição	065.0016

Variobase® para coroa SA, AH 5,5 mm

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	062.4971
Prótese fixa múltipla	065.0037

Copings calcináveis para Variobase® para coroa SA

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	065.0019
Prótese fixa múltipla	065.0019
Parafuso de substituição	065.0019

Variobase® C

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	062.5032
Prótese fixa múltipla	062.4983
Parafuso de substituição	065.0036

Copings calcináveis, plástico

	Ø 4,6 mm
Coroa	023.4748
Prótese fixa múltipla	023.4758
Parafuso de substituição	023.4763

Copings de titânio

	Ø 4,6 mm
Coroa	023.4747
Prótese fixa múltipla	023.4751
Parafuso de substituição	023.4752

Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo

	Ø 4,6 mm
Coroa	023.0028
Prótese fixa múltipla	023.4754
Parafuso de substituição	023.4755

Copings de ouro

	Ø 4,6 mm
Coroa	023.4753
Prótese fixa múltipla	023.4754
Parafuso de substituição	023.4755

Próteses protocolo e próteses fixas múltiplas aparafusadas (RB/WB)

	Ø 4,6 mm
Coroa	023.4753
Prótese fixa múltipla	023.4754
Parafuso de substituição	023.4755

Pilares personalizados (RB/WB)

	Ø 4,6 mm
Coroa	023.4753
Prótese fixa múltipla	023.4754
Parafuso de substituição	023.4755

Pilares anatômicos

	Ø 6,0 mm (RB/WB)
Coroa	062.4103
Prótese fixa múltipla	062.4153
Parafuso de substituição	062.4104

Pilares de ouro

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	062.4410	062.4420 (coroa)
Prótese fixa múltipla	062.4430 (prótese fixa múltipla)	062.4430 (prótese fixa múltipla)
Parafuso de substituição	065.0036	065.0036

Novaloc®

	Ø 3,8 mm (RB/WB)	Ø 4,5 mm (RB/WB)
Coroa	062.4501	062.4507
Prótese fixa múltipla	062.4502	062.4508
Parafuso de substituição	062.4503	062.4508

Embalagem para montagem - titânio

	2010.601-NOV
--	--------------

Embalagem para montagem - PEEK

	2010.611-NOV
--	--------------

Próteses protocolo e próteses fixas múltiplas aparafusadas WB

	WB
Coroa	062.4504
Prótese fixa múltipla	062.4509
Parafuso de substituição	062.4510

Pilares personalizados WB

	WB
Coroa	062.4504
Prótese fixa múltipla	062.4509
Parafuso de substituição	062.4510

Pilares de ouro

	Ø 5,5 mm (WB)
Coroa	062.8410
Prótese fixa múltipla	065.0036