

torq.control[®]



**Clé dynamométrique
universelle.**

ANTHOGYR 

A Straumann Group Brand

torq.control®

Pour un vissage contrôlé.

Torq Control® est la clé dynamométrique universelle Anthogyr offrant la garantie d'un serrage précis, essentiel à la réussite du traitement implantaire, quel que soit le type de connexion implantaire ou la difficulté d'accès. Conçue pour toutes les procédures prothétiques, elle garantit une sécurité optimale grâce au débrayage automatique.

Un incontournable, en particulier pour les restaurations d'arcade complète.



ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

torq.control®

HAUTE PERFORMANCE.

Découvrez une solution alliant polyvalence et précision, conçue pour s'adapter à tous les systèmes d'implants dentaires. Associant technologie éprouvée et facilité d'utilisation, la clé dynamométrique Torq Control® permet une gestion optimale du couple, un entretien facilité et une sécurité maximale.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES IMPLANTAIRES !

- Connexion universelle pour tous les systèmes implantaires
- 7 valeurs de couple, de 10 à 35 N.cm, compatible avec tous les protocoles



CONÇUE POUR L'EFFICACITÉ

- Micro-tête angulée à 100° pour une facilité d'accès et une visibilité optimales, même en secteur postérieur



ANTHOGYR
A Straumann Group Brand

Clé dynamométrique universelle.



Compatible avec tous les protocoles
7 valeurs de couple

Micro-tête angulée à 100°
Facilité d'accès aux secteurs postérieurs + excellente visibilité

Débrayage automatique
Précision + sécurité

Instrument manuel
Sensation de vissage pour un contrôle total

Conception ergonomique
Confort des patients
Facilité d'utilisation (130 g seulement)

Connexion universelle
Tous mandrins prothétiques
Tous systèmes implantaires

ERGONOMIE ET FACILITÉ D'UTILISATION.

CONFORT D'UTILISATION MAXIMUM

- Manipulation 100 % hors bouche
- Pas de mouvement latéral

SI FACILE À MANIPULER


Seulement 130 g pour une meilleure liberté de mouvement

ENTRETIEN FACILE

- Conception monobloc
- Stérilisable en autoclave, à 135°
- Réparable

LE SAVIEZ-VOUS ?

Utilisée en toute confiance par les professionnels depuis 1997, la clé dynamométrique Torq Control® demeure incontournable pour sa précision et son ergonomie. Toujours parmi les produits phares d'Anthogyr !



Découvrez le Torq Control® en action

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ AVANT TOUT.

UNE PRÉCISION PARFAITE EN TOUTE SÉCURITÉ

- Serrage très précis
- Débrayage automatique lorsque le couple est atteint

QUALITÉ GARANTIE

- Fabriqué dans la vallée du Mont-Blanc, en France, depuis 1997
- Fabrication de haute qualité



FABRIQUÉ EN FRANCE

Un produit iconique depuis 1997 !



campus

par ANTHOGYR

IMMERSION 360

BIENVENUE CHEZ ANTHOGYR.

RESTEZ À L'ÉCOUTE !



Entrez dans notre univers et découvrez une vue à 360° de notre expertise et de nos activités sur notre site de Sallanches, niché au cœur de la magnifique vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Une occasion unique de rencontrer nos équipes, de découvrir les coulisses de notre site industriel et de plonger au cœur des secrets des solutions d'implantologie de pointe d'Anthogyr, le tout dans un cadre à couper le souffle.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classe Im. CE0459. G-MED Groupe LNE. Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.

SUIVEZ-NOUS.



www.anthogyr.fr

ANTHOGYR

A Straumann Group Brand

