

axiom[®]
tissue**LEVEL**



**PRÉSENTATION
DE LA GAMME.**

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES AXIOM® TISSUE LEVEL

PILIER		RESTAURATIONS UNITAIRES OU PLURALES SCELLÉES			
Piliers esthétiques	Angulation	PLATEFORME R/4,8 mm		PLATEFORME N/4,0 mm	
		Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
Vis Black M1.6 incluse TS160 Clé hexagonale	0°	TAT500-R	TAT600-R	TAT400-N	TAT500-N
	7°	TAT507-R		TAT407-N	TAT507-N
	15°	TAT515-R	TAT615-R	TAT415-N	TAT515-N
	23°	TAT523-R		TAT423-N	TAT523-N

EMBASE TITANE ET PRE-MILLED POUR CAD/CAM LABSIDE		RESTAURATIONS UNITAIRES SCELLÉES OU VISSÉES			
Embase compatible CEREC®	CEREC®	Ø 5,0 mm Bloc de taille L		Ø 4,0 mm Bloc de taille S	
		PLATEFORME R/4,8 mm		PLATEFORME N/4,0 mm	
Vis Black M1.6 incluse TS160 Clé hexagonale		TBASEC-R-L		TBASEC-N-S	




PILIER		RESTAURATIONS TRANSVISSÉES PLURALES	
PILIER MULTI-UNIT	Angulation	Ø 4,8 mm / R	Ø 4,0 mm / N
		0°	Ø pilier : 4,8 TMU0-R
18° Indexé	Ø pilier : 4,8	Ø pilier : 4,8	
30° Indexé	Ø pilier : 4,8	Ø pilier : 4,8	



EMPREINTE		CONVENTIONNELLE				NUMÉRIQUE	
MULTI-UNIT	Scan-Adapter de laboratoire	Ø 4,8 mm / R	Ø 4,0 mm / N	Ø 4,8 mm / R	Ø 4,0 mm / N	TRANSFERT NUMÉRIQUE	
		Transfert Pop-in Transfert Pick-up Analogue de pilier Instruments connexes	Capuchon de protection standard Haut / 7 mm Haut et large 7 mm x 6 mm Large / 6 mm Chape calcinable Chape calcinable CoCr	MUT200 (x1) MUT200-4 (x4) MUT100 (x1) MUT100-4 (x4) MUA100 (x1) MUA100-4 (x4)	MUNT200 (x1) MUNT200-4 (x4) MUNT100 (x1) MUNT100-4 (x4) MUNA100 (x1) MUNA100-4 (x4)	151-03-DT-MU 151-03-DT-MUN 151-03-MDT 151-04-MDT 151-03-PA (x1) 151-03-PA-4 (x4) 151-04-PA (x1) 151-04-PA-4 (x4)	151-04-DT-MUN 151-04-MDT 151-04-PA (x1) 151-04-PA-4 (x4)

X-Base®
 Gamme Labside innovante pour plus de flexibilité
 - Traitement de surface breveté offrant adhésion renforcée et gain de temps de préparation.
 - Large choix de hauteurs coronaires et profils gingivaux.
 - Index précis et intuitif.
 - Accès Angulé jusqu'à 25°.

INSPIRÉ PAR L'EXPLORATION SPATIALE BREVETÉ



COMPOSANTS PROTHÉTIQUES AXIOM® TISSUE LEVEL

X-BASE® POUR CAD/CAM LABSIDE		RESTAURATIONS UNITAIRES TRANSVISSÉES			
X-Base	Hc'	Fût droit		Vis définitive	Vis de laboratoire
		Tournevis sphérique Clé hexagonale Vis TS160 incluse Chape calcinable	4	TFLEX-R4-S	TFLEX-N4-S
Tournevis sphérique Vis TS160P incluse Chape calcinable AA 25°	6	TFLEX-R6-S	TFLEX-N6-S	TS160P	TS162 long
Tournevis sphérique Vis TS160P incluse Chape calcinable AA 25°	6	TFLEX-R6-SAA / TFLEX-R6-SAAU	TFLEX-N6-SAA / TFLEX-N6-SAAU	TFLEXS-AA	TFLEXSL-AA

RESTAURATIONS TRANSVISSÉES PLURALES		Vis définitive	Vis de laboratoire
X-Base® Clé hexagonale Vis TS160P incluse Chape calcinable	Hc' 4	TFLEX-R4-P	TFLEX-N4-P
	5	TFLEX-R5-P	TFLEX-N5-P
	5	TFLEX-R5-P	TFLEX-N5-P
X-Base® AA Tournevis sphérique Vis TS160P incluse Chape calcinable AA 25°	Hc' 4	TFLEX-R4-PAA	TFLEX-N4-PAA
	4	TFLEX-R4-PAA	TFLEX-N4-PAA
	4	TFLEXCRP-AA25	TFLEXNCP-AA25

CICATRISATION		X-BASE® POUR MULTI-UNIT	
MULTI-UNIT	Scan-Adapter de laboratoire	Ø 4,8 mm / R	Ø 4,0 mm / N
		Capuchon de protection standard Haut / 7 mm Haut et large 7 mm x 6 mm Large / 6 mm Chape calcinable Chape calcinable CoCr	MUCAP (x1) MUCAP-4 (x4) MUCAP-H MUCAP-HW MUCAP-W MUC300 MUC400

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES AXIOM® TISSUE LEVEL

DENT TRANSVISSÉE AXIN® AVEC ACCÈS ANGULE PROVISOIRE		INSTRUMENTS ET VIS AXIN®	
Embase AxIN®	Hc'	PLATEFORME R/4,8 mm	PLATEFORME N/4,0 mm
		Tournevis sphérique Vis Black incluse AXIN156-OX-S Chape provisoire AxIN® Tournevis sphérique Capuchon de protection AxIN®	4
	10°	AXIN-C-48-10	AXIN-C-40-10
	15°	AXIN-C-48-15	AXIN-C-40-15
	25°	AXIN-C-48-25	AXIN-C-40-25
		AXIN-PCC-48	AXIN-PCC-40

COMPOSANTS DE LABORATOIRE		COMPOSANTS DE LABORATOIRE MULTI-UNIT	
Embase AxIN® de Laboratoire	Hc'	PLATEFORME R/4,8 mm	PLATEFORME N/4,0 mm
		Tournevis sphérique Vis de laboratoire incluse AXIN156-OX-SL	4
		MUA200 (x1) MUA200-4 (x4)	MUNA200
		CR25-4 (x4)	

PROVISOIRE		PILIER	
Piliers provisoires	Droit	Ø 4,8 mm / R	Ø 4,0 mm / N
		Clé hexagonale Vis MU titane incluse avec Accès Angulé Angulation 0° Clé sphérique Vis en titane M1.4 avec AA incluse MUA141	MUC100 MUC200 MUCAA100 MUCAA110 MUCAA115 MUCAA125

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES AXIOM® TISSUE LEVEL

INSTRUMENTS	PILIER		
	COURT	LONG	XL
Clé hexagonale	INCHCEV (14 mm)	INCHELV (21,5 mm)	INCHEXLV (29 mm)
Mandrin hexagonal	INMHCEV (20 mm)	INMHVELV (27 mm)	INMHXLV (35 mm)
Clé sphérique	INBW1005 (23 mm) INBW1005-3 (X3)	INBW100L (29 mm) INBW100L-3 (X3)	INBW100XL (37 mm) INBW100XL-3 (X3)
Mandrin sphérique	INBM1005 (20,5 mm) INBM1005-3 (X3)	INBM100L (27 mm) INBM100L-3 (X3)	INBM100XL (35 mm) INBM100XL-3 (X3)
Mandrin pour MU droit	MUM100 (16 mm)	MUM100L (25,5 mm)	
Clé pour piliers MU droits		MUW100 (24 mm)	
Outil de préhension court pour MU		MUWS	

VIS		PIÈCES SECONDAIRES	
Vis prothétique	Type	PILIER	
Vis prothétique Black M1.6 (unitaire) Vis prothétique en titane M1.6 (unitaire) Vis de laboratoire M1.6 courte (unitaire) Vis de laboratoire M1.6 long (unitaire) Vis prothétique Black M1.6 (plural) Vis prothétique en titane M1.6 (plural) Vis prothétique M1.6 Black avec AA pour Simed® (plural) Vis prothétique M1.6 en titane avec AA pour Simed® (plural) Vis de laboratoire M1.6 courte (plural) Vis de laboratoire M1.6 longue (plural) Vis de laboratoire M1.6 courte avec AA pour Simed® (plural)	TS160 TS161 TS163 TS162 TS160P TS161P TSAA160P TSAA161P TS163P-2 (x2) TS162P-2 (x2) TSAA163P-2 (x2)	Matrice pour empreinte Analogue Insert de doublage Anneau de montage Unité de montage Boîtiers de matrice Boîtier de matrice PEEK Boîtier de matrice rallongé Élément de rétention extra léger - rouge Élément de rétention léger - blanc Élément de rétention moyen - jaune Éléments de rétention fort - vert Élément de rétention extra fort - bleu Éléments de rétention extra fort - noir Ensemble en titane Ensemble en PEEK	O8505 (x4) O8530 (x4) O8519-2 (x2) O8524 (x4) O8527 (x4) O8529 (x4) O8549-2 (x2) O8558 (x4) O8548 (x4) O8915 (x4) O8547 (x4) O8913 O8913

COMPOSANTS PROTHÉTIQUES AXIOM® TISSUE LEVEL

PILIER		RESTAURATIONS UNITAIRES SCELLÉES OU VISSÉES			
Piliers définitifs	Angulation	PLATEFORME R/4,8 mm		PLATEFORME N/4,0 mm	
		Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
Clé hexagonale Clé sphérique Mandrin sphérique Mandrin pour MU droit Clé pour piliers MU droits Outil de préhension court pour MU	0°	TAT500-R	TAT600-R	TAT400-N	TAT500-N
	7°	TAT507-R		TAT407-N	TAT507-N
	15°	TAT515-R	TAT615-R	TAT415-N	TAT515-N
	23°	TAT523-R		TAT423-N	TAT523-N

Toutes les marques et tous les noms de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

*Accès Angulé