

# xpert.unit<sup>®</sup>



Moteur d'implantologie  
**connecté.**

**ANTHOGYR**

A Straumann Group Brand



# Moteur d'implantologie connecté.

Avec **Xpert Unit**<sup>®</sup>, goûtez au confort d'utilisation d'un moteur d'implantologie simple et performant. Découvrez ce moteur connecté pour de vraies innovations en termes de services et de suivi patient.

## SIMPLICITE D'UTILISATION

Concentrez-vous sur votre patient, Xpert Unit<sup>®</sup> s'occupe de tout le reste



## INNOVATION

Découvrez la traçabilité digitale

xpert.unit<sup>®</sup>

**ANTHOGYR**   
A Straumann Group Brand

xpert.unit®

# Moteur d'implantologie connecté.


**SÉDUISANT  
ET PERFORMANT.**

## SIMPLICITÉ

- Grand écran tactile : navigation intuitive.
- Utilisation directe depuis le premier écran.
- Séquence implantologie, simple et prête à l'emploi.
- Programme chirurgie vitesse rapide.

## ERGONOMIE ET CONFORT


- Unit compact : optimisation de l'espace.
- Design épuré : entretien facilité.
- Mise en place simple des lignes d'irrigation.
- Grand écran affichant les informations essentielles en chirurgie.
- Possibilité de changer simplement tous les paramètres : couple, vitesse, débit d'irrigation.



**UNE LIBERTÉ TOTALE  
DE MOUVEMENT.**



PÉDALE SANS FIL



**UNE APPLICATION POUR  
VOUS FACILITER LA VIE.**

- Fonctions ingénieuses de traçabilité.
- Synchronisation et traitement facilité des données de chirurgie.

## NAVIGATION PERFORMANTE


- Navigation entre les programmes.
- Marche arrière.
- Gestion de l'irrigation.
- Réglage du couple.

## SÉRÉNITÉ

- Batterie rechargeable, même en chirurgie, pour une autonomie jusqu'à 1000 heures de fonctionnement.

mont.blancxs®

**UN CONDENSÉ DE  
PUISSANCE DANS  
VOTRE MAIN.**



## EFFICACITÉ

- Vitesse de 15 à 2000 trs/min.
- Couple de 5 à 80 N.cm : plaisir d'un couple de vissage élevé.

## CONFORT DE TRAVAIL

- Légèreté et prise en main agréable.
- Lumière : plus de visibilité en bouche.
- Cordon souple et léger : manipulation aisée.

## SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

- Micro-moteur thermodésinfectable et autoclavable : entretien facilité.
- Contre-angle démontable, thermodésinfectable et autoclavable : adapté aux protocoles d'entretien les plus exigeants.

# campus

byANTHOGYR

## IMMERSION 360

### BIENVENUE CHEZ ANTHOGYR.

#### RESTEZ A L'ECOUTE !



Entrez dans notre univers et découvrez une vue à 360° de notre expertise et de nos activités sur notre site de Sallanches, niché au cœur de la magnifique vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Une occasion unique de rencontrer nos équipes, de découvrir les coulisses de notre site industriel et de plonger au cœur des secrets des solutions d'implantologie de pointe d'Anthogyr—le tout dans un cadre à couper le souffle.

Credits photos: Anthogyr, Coderoy de Maupesol, Getty images. Tous droits réservés, photos non contractuelles.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Classes I et IIa. CE0459. G-MED Groupe LNE. Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.

ANTHOGYR  
[www.anthogyr.fr](http://www.anthogyr.fr)

SUIVEZ-NOUS.  
   

ANTHOGYR   
A Straumann Group Brand