

# LIBRERIE PER LABORATORIO



3shape  exocad  CARES® VISUAL

## COSA C'È DI NUOVO?

2025/08


# COSA C'È DI NUOVO?

2025/08

NUOVO

## Ready to smile

Accelera il flusso digitale per  
trattamenti immediati.



AGGIORNAMENTO

## Biblioteche Labside

Aggiunta di nuove librerie  
e nuovi filtri di selezione

3shape  exocad  CARES® VISUAL 

### LIBRERIE PER LABORATORIO

Product Category		
<input type="checkbox"/>	Prosthetics (41)	x
<input type="checkbox"/>	Labside (41)	x
<input type="checkbox"/>	Healfit® SH (13)	
<input type="checkbox"/>	Flexibase (7)	
<input type="checkbox"/>	X-Base® (6)	
<input type="checkbox"/>	PreFace (5)	
<input type="checkbox"/>	Temporary Monobloc (5)	
<input type="checkbox"/>	Temporary Abutment (5)	

AGGIORNAMENTO

## Manuale utente Labside

Aggiornato con la soluzione  
Ready to smile, tra le altre



# Ready to smile

Accelera il **flusso digitale** per trattamenti **immediati**  
con librerie CAD associate a componenti temporanei.

## Ready to smile MONOBLOC

Per arcata completa o parziale direttamente  
su Multi-Unit con viti provvisorie  
in titanio Multi-Unit



Vantaggi **dell'accesso**  
**angolato** direttamente  
su Multi-Unit!


## Ready to smile + PILASTRO PROVVISORIO

Per restauri singoli, parziali o completi su  
pilastro provvisorio Axiom® BL & TL o Multi-Unit

Vantaggi **dell'accesso**  
**angolato** sulle cappette  
Multi-Unit !



**CREA NUOVI SORRISI**  
**CON GLI IMPIANTI**  
**AXIOM®**



# AGGIORNAMENTO DELLE LIBRERIE CAD

Scaricare dal sito web di Anthogyr:

[LINK LIBRERIE LABSIDE](#)

→ **Selezionare il software CAD e le versioni:**

- **3Shape®**: versioni da 2020 a 2024
- **Exocad®**: 3.2 Elefsina e 3.1 Rijeka o versioni precedenti

⇒ [ELENCO DI COMPATIBILITÀ LABSIDE](#)

→ **Selezionare la gamma di prodotti con nuove soluzioni:**

- **NOVITÀ! Monoblocco provvisorio:** per eseguire restauri provvisori monoblocco su **Multi-Unit**
- **NOVITÀ! Pilastro provvisorio:** per eseguire restauri provvisori su pilastro provvisorio per **Axiom® BL, Axiom® TL e Multi-Unit**

Per **CARES® VISUAL** : aggiornamento diretto dal software

## LIBRERIE PER LABORATORIO

**Software Version** ^

- 3Shape - Dental System (29) x
- 2021 (7)
- 2022 (7)
- 2023 (7)
- 2024 (7)
- 2020 (1)
- Exocad (12) x
- 3.2 Elefsina and\or later version (8)
- 3.1 Rijeka and\or older (8)

**Product Category** ^

- Prosthetics (41) x
- Labside (41) x
- Healfit® SH (13)
- Flexibase (7)
- X-Base® (6)
- PreFace (5)
- Temporary Monobloc (5)
- Temporary Abutment (5)

Prima di qualsiasi installazione, disinstallare le versioni precedenti delle librerie.

# MANUALE UTENTE LABSIDE DEDICATO A TE.

Un manuale dedicato con **consigli per odontotecnici e professionisti** del settore dentale in ogni fase dei flussi di lavoro digitali, **dall'impronta con IOS all'utilizzo delle librerie CAD.**

**AGGIORNATO CON LE SOLUZIONI READY TO SMILE!**

- **Novità!** Parti compatibili:
  - **Pilastrini provvisori Axiom®**
  - **Viti Multi-Unit**
- Guida all'installazione
- Guida alla selezione del kit implantare
- Specifiche CAD per X-Base®

3shape 

exocad

CARES® VISUAL

**AGGIORNAMENTO!**  
**Manuale utente Labside**



**Scaricalo subito!**

 [Manual Labside](#)

# REGISTRATEVI PER RIMANERE AGGIORNATI!

## COSA C'È DI NUOVO NELLE LIBRERIE CAD?

Scoprite le ultime novità delle biblioteche Labside!

Inserite qui il vostro indirizzo e-mail per essere informati automaticamente sugli aggiornamenti delle librerie Labside.

E-mail\*

Utilizzo dei dati\*

I miei dati saranno trattati in conformità alla politica sulla privacy di Anthogy e Straumann Group.



SCARICARE

INVIARE