

»» Passion for
Precision ««



MPS

MULTI PLATFORM SYSTEMS

Katalog 2021/22



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen.

	Das ist NEU	6
	Wissenwertes	18
	BEGO Implant Systems Semados** S/SC/SCX/RS/RSX/RI	BS-Serie 36
	BioHorizons Camlog Camlog**	C-Serie 42
	Conelog**	D-Serie 72
	BioHorizons Tapered System	R-Serie 272
	Bredent Medical narrow SKY, blue SKY, classic SKY	B-Serie 28
NEU	Dentium SuperLine Implantium, Implantium II	DT-Serie 84
	DENTSPLY SIRONA ANKYLOS** C/X	Y-Serie 334
	ASTRA TECH OsseoSpeed** EV	EV-Serie 116
	ASTRA TECH OsseoSpeed** TX	S-Serie 294
	XiVE** S	T-Serie 314
	HiOssen Implant** ET-System	OT-Serie 260
	Medentika® PROCONE	C-Serie 42
	Medentis Medical ICX**-Active, ICX**-Premium	CX-Serie 66
NEU	Megagen AnyRidge**	MG-Serie 220
	MIS SEVEN Internal Hex	R-Serie 272
NEU	NEOSS** ProActive**	NE-Serie 250
	Nobel Biocare Brånemark System**, NobelSpeedy**, Groovy**	K-Serie 188
	NobelActive** CC, NobelReplace** CC, NobelParallel™ CC	F-Serie 136
	NobelReplace**, Replace Select™, NobelSpeedy** Replace	E-Serie 94
	OSSTEM Implants TS System	OT-Serie 260
	Straumann Bone Level	L-Serie 200
	Tissue Level	N-Serie 230
	T-Plus Implant Tech A+ Implant, ST Implant	OT-Serie 260
	Zimmer Biomet Biomet 3i Certain**	H-Serie 158
	Biomet 3i External Hex	I-Serie 176
	Zimmer Tapered Screw-Vent**	R-Serie 272
	Novaloc / Optiloc	346
	Werkzeuge / Zubehör	352

Willkommen bei Medentika®

Wer uns von Medentika® trifft, lernt ein Team kennen. Menschen, die seit der Gründung gemeinsam Wissen und Erfahrung einbringen. Menschen, die mit Elan Produkte perfekter machen und sich dieser Aufgabe tagtäglich mit Leidenschaft widmen.

Medentika® hat Charakter. Und der bildet nun mal die Grundlage für moralisch einwandfreies Handeln. In einer Welt, die sich immer öfter allein den Gesetzen des Marktes unterwirft, erscheint uns diese Position richtig – und wichtig. Das charakteristische an Medentika® ist auch, dass wir an die Macht unserer Ideen, an die innovative Kraft eigener Produkte glauben.

Wir sind Medentika® – und wo Medentika® draufsteht, ist mehr als nur eine Implantatkomponente drin: Wir liefern Ihnen das Wissen und die Erfahrung, die wir seit der Gründung von Medentika® einbringen. Wir offerieren Ihnen unseren Elan, mit dem wir unsere Produkte perfektionieren. Wir widmen uns diesen Aufgaben mit dem gebotenen Ernst, aber auch mit Leidenschaft.

Am Ende bekommen Sie eine originale Medentika® Implantatkomponente, welche mit höchstmöglicher Präzision hergestellt wurde. Dieser Katalog spiegelt unsere Haltung in jedem einzelnen Produkt wider.

Unser umfangreiches Portfolio eröffnet Ihnen neue, noch vielfältigere Versorgungsmöglichkeiten und Ihren Patienten größeren Komfort und mehr Funktionalität.

In diesem Sinne: auf ein baldiges Wiedersehen!

Thomas Jaberg » Bernd Gaddum
und das gesamte Medentika® Team



Alles aus einer Hand – Präzisionsprothetik für Implantatsysteme

Wir erweitern nicht nur stetig unsere Produktpalette, wir suchen auch ständig nach Möglichkeiten, unsere bestehenden Produkte zu verbessern. Auf den nächsten Seiten sehen Sie unsere Neuheiten.



NEU

Implantatverbindungen/Serien

Die neuen kompatiblen Implantatverbindungen ergänzen unser bisheriges Angebot. Wir erweitern stetig unser Portfolio und bieten Ihnen die gängigsten Implantatverbindungen aus einer Hand.



Dentium

SuperLine,
Implantium,
Implantium II
(DT-Serie)



Megagen

AnyRidge®*
(MG-Serie)

Ab Mai 2021



NEOSS®*

ProActive®*
(NE-Serie)




NobelActive®* WP

(F-Serie)

Ab Juli 2021

* is a registered trademark of an independent third party

Die verfügbaren Prothetikkomponenten



Laborimplantat
Laborimplantat CAD/CAM für Printmodelle



Scanbody
Titanbasis ASC FLEX



PreFace Abutment
(Ti/CoCr)
Ti-Forms-Abutment



MedentiLOC
Novaloc
Optiloc




Multi-unit
(Verfügbarkeit
siehe Katalog)

NEU

Portfolioerweiterung

Zusätzlich haben wir bestehende Implantatverbindungen/
Serien um weitere Prothetikkomponenten erweitert.



Dentsply Sirona^{®*}
Ankylos^{®*}
(Y-SERIE)

» Novaloc Abutment
abgewinkelt

» Multi-unit Abutment
gerade und abgewinkelt

15°


0°

17°


30°



* is a registered trademark of an independent third party



Dentsply Sirona^{®*}
ASTRA TECH OsseoSpeed^{®*} TX
(S-SERIE)



Nobel Biocare
NobelReplace^{®*}
(E-SERIE)

ab Juli 2021

» Multi-unit Abutment
gerade und abgewinkelt

0°

17°

30°



NEU

Multi-unit Prothetikkomponenten


Multi-unit Schraubpatrizze MedentiLOC/Novaloc

Die neue Multi-unit Schraubpatrizze bietet Ihnen eine weitere Versorgungsmöglichkeit. Sie ermöglicht einen einfachen Wechsel von einer verschraubten Versorgung zu einem herausnehmbaren Deckprothesen-Konzept.

In Kombination mit dem Multi-unit Abutment haben Sie damit die Möglichkeit, mit MedentiLOC bzw. Novaloc Abutments, eine Abwinkelung bis 30° zu erreichen. Divergenzen können somit optimal ausgeglichen werden.

Die Schraubpatrizze wird mit dem korrespondierenden Schraubendreher des jeweiligen Implantatsystems aufgeschraubt.





Titankappe Flex

Die Titankappe Flex bietet eine variable Kaminhöhe. Die Kaminhöhe 14,5 mm unterstützt auch hohe Restaurationen, ob für eine provisorische als auch definitive Versorgung. Diese kann jedoch individuell in 2 mm Schritten bis auf 4,5 mm gekürzt werden. Die unterschiedlichen Kaminhöhen sind in der CAD Bibliothek hinterlegt.

Brückenschraube ASC

Die mitgelieferte Brückenschraube hat die bewährte Aufnahme für das Eindrehinstrument Kugel Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.



25°



Titanbasis ASC

Bei einer ungünstigen Implantatposition oder im ästhetisch anspruchsvollen Bereich besteht die Möglichkeit, den Schraubenkanal in den nicht sichtbaren Bereich zu verlegen.

Digitale Bibliotheken sind für folgende Hersteller verfügbar: (Kann von den Updates der jeweiligen Hersteller abhängig sein)

3shape


exocad

dental wings
A Straumann Group Brand

Multi-unit Scanbody abgewinkelt Laborimplantat CAD/CAM abgewinkelt

Der Scanbody 8513 kommt beim Intraoralscan in Verbindung mit abgewinkelten Multi-unit Abutments zum Einsatz.

Die flache Seite des Scanbodies 8513 definiert die Seite der Abwinkelung für das Laborimplantat CAD/CAM im Printmodell. Sollte z. B. im Oberkiefer ein Implantat im Frontzahnbereich mit einem Multi-unit Abutment 30° versorgt sein, so ist es nötig, diese Neigung beim Herstellen eines Printmodells zu übertragen. Würde dies nicht geschehen, so würde das Laborimplantat CAD/CAM aus dem Modell herausstehen. Siehe Abbildung.



* is a registered trademark of an independent third party

Laborimplantat CAD/CAM

Hochpräzise repositionierbare, radial und axial lagestabile Laborimplantate, welche speziell für geprintete Modelle entwickelt wurden. Die Endposition ist sicher überprüfbar und klar definiert durch einen deutlich spürbaren >>KLICK<<. Dadurch ist eine ungewollte Positionsveränderung durch Vibration oder Verschmutzung etc. ausgeschlossen. Dies erhöht die Prozesssicherheit wesentlich und vermeidet meist sehr kostspielige Fehler. Ergänzt wird die Produktpalette durch die zu den jeweiligen Laborimplantaten passenden Einbringwerkzeuge.

- Farbcodiert und beschriftet
- Kurzes Design verhindert Kollisionen benachbarter Implantate im Modell
- Hochpräzise durch Einrastfunktion, repositionierbar



Die Laborimplantate CAD/CAM sind mit und ohne Zahnfleischmaske einsetzbar.

Digitale Bibliotheken sind für folgende Hersteller verfügbar: (Kann von den Updates der jeweiligen Hersteller abhängig sein)

3shape


exocad

dental wings
A Straumann Group Brand

NEU

Titanbasis ASC Flex

Zusätzliche Gingivahöhe 2,5 mm



VARIABLE KAMINHÖHE

Die Kaminhöhe 6,5 mm unterstützt auch hohe Restaurationen, sie kann jedoch individuell auf 5,5/4,5/3,5 mm gekürzt werden und passt sich damit bei geringerer vertikaler Distanz perfekt der klinischen Situation an.

OPTIMIERTES EMERGENZPROFIL

Das optimierte, noch schlankere Emergenzprofil bei der Gingivahöhe 2,5 mm unterstützt und schont das Weichgewebe. Verfügbar bei konischen Implantat-Abutment-Verbindungen

SCHRAUBENKANAL

Die Titanbasis kann mit abgewinkeltem Schraubenkanal, aber auch mit geradem Schraubenkanal genutzt werden.

Durch die hohe Kaminhöhe bietet die Titanbasis eine sehr gute Unterstützung der Restauration.



INNENLIEGENDER ROTATIONSSCHUTZ

Der innenliegende Rotationsschutz erhält durchgängig die volle Materialstärke der Restauration und vermeidet so wirkungsvoll Sollbruchstellen. Gleichzeitig sichert er die präzise Positionierung der Hybrid-Abutment-Krone beim Verkleben.



BIO-PLATFORM DESIGN

Nach innen leicht reduzierte Plattform zur Aufnahme des Befestigungsmaterials bei dadurch reduziertem Klebespalt im Übergangsbereich zur Gingiva.

Digitale Bibliotheken sind für folgende Hersteller verfügbar: (Kann von den Updates der jeweiligen Hersteller abhängig sein)

3shape

exocad

dental wings
A Straumann Group Brand

NEU

Titanbasis ASC Flex

Titanbasis ASC Flex rotierend für Brücken



ROTIEREND

Ohne Indexierung in der
Implantat-Abutment-Verbindung

**Jetzt auch für die mehrgliedrige Brückenversorgung
bei ästhetisch anspruchsvollen Situationen.**

Der Schraubenkanal kann in den nicht ästhetischen
Bereich gelegt werden. Die Titanbasis ASC Flex rotie-
rend kann aber auch für eine Brückenrestauration mit
geradem Schraubenkanal verwendet werden.

Titanbasis ASC Flex Platform-Switch für Camlog^{®*} und Procone (C-Serie)



GINGIVAHÖHE

die Gingivahöhe
beträgt 1,0 mm



PLATFORM-SWITCH DESIGN

Das Platform-Switch Design für die Camlog^{®*} und Procone Implantat-Abutment-Verbindung dient der Unterstützung des Hart- und Weichgewebes.

Bei konischen Implantatsystemen ist der Platform-Switch Effekt durch die Implantat-Abutment-Verbindung konstruktiv vorgegeben.

* is a registered trademark of an independent third party

Digitale Bibliotheken sind für folgende Hersteller verfügbar: (Kann von den Updates der jeweiligen Hersteller abhängig sein)


3shape

exocad

dental wings
A Straumann Group Brand



Maßangabe für Schraubpatrize



Zu verwendendes Eindrehinstrument: M 11-10 bzw. M 59 und M 79 für Optiloc.

Mit den Schraubpatrizen (M 2,0 Gewinde) können Prothesen mit Novaloc und Optiloc Matrizen auf CAD/CAM hergestellten Stegen verankert werden.

Bestimmung der Gingivahöhe

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gingivahöhen.

In unserem Produktkatalog finden Sie zwei Maße.

Das erste Maß zeigt im Schaubild die GH 1. **1**

Dementsprechend ist das zweite Maß die GH 2. **2**


Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm


Beispiel der Angaben im Katalog

	GH 1 1	2 GH 2	
Implantatanschluss	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 8100X	Y 8101X	Y 8102X


Multi-unit Abutments



Novaloc Abutments



MedentiLOC Abutments



Straumann TL (N-Serie)

Alle angegebenen Gingivahöhen beziehen sich auf den unteren Rand der Implantatschulter, siehe Schaubild 1.


Bei Bestimmung der Gingivahöhe am oberen Rand der Implantatschulter, z.B. bei Verwendung der Gingivamesslehre Altus, muss die Schulterhöhe des Implantats noch hinzugerechnet werden, siehe Schaubild 2.

Schulterhöhe:

Implantatanschluss RN: 0,6 mm

Implantatanschluss WN: 0,8 mm

Implantatanschluss NNC: 0,4 mm



SCANBODY



Kompatibel mit
Straumann BLX

Die Scanbodies eignen sich für die intraorale als auch konventionelle Anwendung im Scanner. Alle Scanbodies sind aus Titan gefertigt und gewährleisten so eine hohe Präzision und Haltbarkeit. Die Scanbodies mit einer speziellen Oberflächenbehandlung können sterilisiert werden. Die Artikelnummer ist auf dem Scanbody lasermarkiert, um die Serie und die Implantatkompatibilität klar und einfach identifizieren zu können.

- sterilisierbar
- mehrfach nutzbar
- für Chairside und Labside
- spezielle Oberfläche
- hohes Emergenzprofil
- Titan

	Systemname und Dimension	Scanbody Implantatebene
BEGO Implant Systems	Semados® S/SC/SCX/RS/R SX/RI	D 3,25-5,5
BioHorizons Camlog	Conelog®*	D 3,3
	Conelog®*	D 3,8/4,3
BioHorizons Camlog	Camlog®*	D 3,3
	Camlog®*	D 3,8
	Camlog®*	D 4,3
	Camlog®*	D 5,0/6,0
BioHorizons Camlog	Tapered System	D 3,5
	Tapered System	D 4,5
	Tapered System	D 5,7
	Tapered System	D 3,5
	Tapered System	D 4,5
	Tapered System	D 5,7
	Tapered System	D 3,5
	Tapered System	D 4,5
	Tapered System	D 5,7
Bredent Medical	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	NP
Dentium	SuperLine	D 3,6-7,0
Dentium	Implantium	D 3,6-7,0
Dentium	Implantium II	D 3,6-7,0
DENTSPLY SIRONA	ANKYLOS® C/X rotierend	C/ 3,5-7,0
	ANKYLOS® C/X indexiert	/X 3,5-7,0
DENTSPLY SIRONA	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	D 3,0
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	D 3,6
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	D 4,2
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	D 4,8
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV	D 5,4
DENTSPLY SIRONA	ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX	D 3,0
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX	D 3,5/4,0
	ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX	D 4,5/5,0
DENTSPLY SIRONA	XiVE®* S	D 3,4
	XiVE®* S	D 3,8
	XiVE®* S	D 4,5/5,5

	Systemname und Dimension		Scanbody Implantatebene
HiOssen Implant®*	ET-System	M	OT 1400-L
	ET-System	R	OT 1410-L
Medentika®	MICROCONE	NI	1-09-03
Medentika®	MICROCONE, QUATTROCONE	RI	2-09-10
Medentika®	QUATTROCONE30	AI	4-09-01
Medentika®	PROCONE	D 3,3	C 1400
	PROCONE	D 3,8	C 1410
	PROCONE	D 4,3	C 1420
	PROCONE	D 5,0/6,0	C 1430
Medentis Medical	ICX®*-Active, ICX®*-Premium	D 3,75-4,8	CX 1400
Megagen	AnyRidge®*	D 3,5-8,0	MG 1400-L
MIS	SEVEN Internal Hex	D 3,5	R 1400
	SEVEN Internal Hex	D 4,5	R 1410
	SEVEN Internal Hex	D 5,7	R 1420
NEOSS**	ProActive**	SP D 3,5-6,5	NE 1400-L
Nobel Biocare	Brånemark System®, NobelSpeedy®, Groovy®	NP 3,5	K 1400
	Brånemark System®, NobelSpeedy®, Groovy®	RP 4,1	K 1410
	Brånemark System®, NobelSpeedy®, Groovy®	WP 5,1	K 1420
Nobel Biocare	NobelActive® CC, NobelReplace® CC, NobelParallel™ CC	NP 3,5	F 1400
	NobelActive® CC, NobelReplace® CC, NobelParallel™ CC	RP 4,3/5,0	F 1410
	NobelActive® CC, NobelReplace® CC, NobelParallel™ CC	D 3,0	F 1420
	NobelActive® CC, NobelReplace® CC, NobelParallel™ CC	NP 3,5	F 1400
	NobelActive® CC, NobelReplace® CC, NobelParallel™ CC	RP 4,3/5,0	F 1410
	NobelActive® CC, NobelReplace® CC, NobelParallel™ CC	D 3,0	F 1420
Nobel Biocare	NobelReplace®, Replace Select™, Nobel Speedy® Replace	NP 3,5	E 1400
	NobelReplace®, Replace Select™, Nobel Speedy® Replace	RP 4,3	E 1410
	NobelReplace®, Replace Select™, Nobel Speedy® Replace	WP 5,0	E 1420
	NobelReplace®, Replace Select™, Nobel Speedy® Replace	D 6,0	E 1430
OSSTEM Implant	TS-System	M	OT 1400-L
	TS-System	R	OT 1410-L
Straumann	BLX	RB/WB 3,5-6,0	LX 1400 **
Straumann	Bone Level	SC 2,9	L 1420 **
	Bone Level	NC 3,3	L 1400
	Bone Level	RC 4,1/4,8	L 1410
Straumann	SRA	SRA 3,5	SRA 35 **
	SRA	SRA 4,6	SRA 46 **
Straumann	Pure	RD 4,8	PR 1400 **
Straumann	Tissue Level	NNC 3,5	N 1430
	Tissue Level	RN 4,8	N 1410
	Tissue Level	WN 6,5	N 1420
T-Plus Implant Tech	A+ Implant	M	OT 1400-L
T-Plus Implant Tech	ST Implant	R	OT 1410-L
Zimmer Biomet	Tapered Screw-Vent®*	D 3,5	R 1400
	Tapered Screw-Vent®*	D 4,5	R 1410
	Tapered Screw-Vent®*	D 5,7	R 1420
Zimmer Biomet	Certain®*	D 3,4	H 1400
	Certain®*	D 4,1/5,0	H 1410
Zimmer Biomet	External Hex	D 3,4	I 1400
	External Hex	D 4,1/5,0	I 1410

* is a registered trademark of an independent third party

** verwendbar nur für die Straumann Original-Prothetikkomponenten und nur mit den originalen Straumann CAD-Bibliotheken

MedentiCAD

Unsere individuellen einteiligen Titan- und CoCr-Abutments sind zu den folgenden Implantatsystemen kompatibel.

	BEGO Implant Systems	Semados ^{**} S/SC/SCX/RS/RX/RI	BS-Serie
	BioHorizons Camlog	Camlog ^{**}	C-Serie
		Conelog ^{**}	D-Serie
		BioHorizons Tapered System	R-Serie
	Bredent Medical	narrow SKY, blue SKY, classic SKY	B-Serie
NEU	Dentium	SuperLine Implantium, Implantium II	DT-Serie
	DENTSPLY SIRONA	ANKYLOS ^{**} C/X	Y-Serie
		ASTRA TECH OsseoSpeed ^{**} EV	EV-Serie
		ASTRA TECH OsseoSpeed ^{**} TX	S-Serie
		XiVE ^{**} S	T-Serie
	HiOssen Implant ^{**}	ET-System	OT-Serie
	Medentika [*]	PROCONE	C-Serie
	Medentis Medical	ICX ^{**} -Active, ICX ^{**} -Premium	CX-Serie
NEU	Megagen	AnyRidge [*]	MG-Serie
	MIS	SEVEN Internal Hex	R-Serie
NEU	NEOSS ^{**}	ProActive ^{**}	NE-Serie
	Nobel Biocare	Brånemark System ^{**} , NobelSpeedy ^{**} , Groovy ^{**}	K-Serie
		NobelActive ^{**} CC, NobelReplace ^{**} CC, NobelParallel [™] CC	F-Serie
		NobelReplace ^{**} , Replace Select [™] , NobelSpeedy ^{**} Replace	E-Serie
	OSSTEM Implants	TS System	OT-Serie
	Straumann	Bone Level	L-Serie
		Tissue Level	N-Serie
	T-Plus Implant Tech	A+ Implant	OT-Serie
		ST Implant	
	Zimmer Biomet	Biomet 3i Certain ^{**}	H-Serie
		Biomet 3i External Hex	I-Serie
		Zimmer Tapered Screw-Vent ^{**}	R-Serie

^{*}is a registered trademark of an independent third party



Wir fräsen innerhalb von 48 Stunden in gewohnter Medentika® Präzision.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.medentika.com oder bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort.

Gibt es Garantien?

JA, LEBENSLANG*

Wer mit Materialien von Medentika® arbeitet, ist auf der sicheren Seite. Wir gewähren nicht nur eine lebenslange Garantie auf den Ersatz von Medentika® Produkten – es gibt darüber hinaus auch eine Garantie auf das Fremdimplantat, das mit dem Medentika® Abutment kombinierte Implantat anderer und von uns zur Kombination zugelassenen Hersteller. Diese Erweiterung greift vor allem dann, wenn andere Hersteller die Garantie auf ihr Implantat deshalb einschränken, weil es mit einem Abutment von Medentika® kombiniert wurde.



LEBENSLANGE
GARANTIE
LIFETIME GUARANTEE
GARANTIE À VIE

* Unsere detaillierten Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite www.medentika.com

Abkürzungsverzeichnis

ADLC	amorphous diamond-like carbon
Ncm	Newtonzentimeter, Einheit des Anziehdrehmoments
PEEK	Polyetheretherketon
POM	Polyoxymethylen
KV	kaltverformt
WAK	Wärmeausdehnungskoeffizient
HSL	hochschmelzende Legierung
NEM	Nicht-Edelmetall
PC	Polycarbonat
CoCr	Kobalt-Chrom
Ti	Titan
Au	Gold
Pd	Palladium
Pt	Platin
Ir	Iridium
Mo	Molybdän
C	Kohlenstoff
Si	Silicium
Mn	Mangan
Fe	Eisen

B-SERIE




Die Abutments der B-Serie sind kompatibel zu

Bredent Medical
narrow SKY
blue SKY
classic SKY

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss

NP / RP

NP / RP

Typ

CADCAM

Einsetzinstrument

B 80 T

Artikel-Nr.

B 50

B 80

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl



Implantatanschluss

NP / RP

Artikel-Nr.

B 80 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV



Eindreheinstrument

Torx

Kugel Hex

Kugel Torx

Artikel-Nr.

B 60

B 61

B 62

Bitte beachten:

Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

• rot beschichtet



Artikel-Nr.

B 60 L

Bitte beachten:

Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Scanbody

• Titan
• spezialbeschichtet
• inkl. Halteschraube



Implantatanschluss

NP

Halteschraube

B 60 SB

Artikel-Nr.

B 1400

Bitte beachten:

Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.



NP

3.5-6.5

0.35 mm

Kugel Torx

B 62

B 1600-1-SF

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen

Set gerade

Modellierkappen

Set abgewinkelt

6-09-01

6-09-02

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

NEU



NP

3.5-6.5

0.35 mm

Kugel Torx

B 62

B 1800

Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen

Set gerade

Modellierkappen

Set abgewinkelt

6-09-01

6-09-02

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	NP	NP
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	B 60	B 60
Laborschraube	B 60 L	B 60 L
Artikel-Nr.	B 1000	B 1100



Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	NP
Kaminhöhe	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	B 60
Laborschraube	B 60 L
Artikel-Nr.	B 1500



PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	NP	RP	NP
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	B 60	B 60	B 60
Laborschraube	B 60 L	B 60 L	B 60 L
Artikel-Nr.	B 9000-R	B 9001-R	B 9000-16R



PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	RP
Durchmesser	16.0 mm
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	B 60
Laborschraube	B 60 L
Artikel-Nr.	B 9800-16R



TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	NP
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	B 60
Laborschraube	B 60 L
Artikel-Nr.	B 9000-ST
Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.	

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	B 4000	B 4100	B 4200	B 4300	B 4400

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU



Eindrehinstrument	Kugel Torx	Torx
Artikel-Nr.	6-28-01	B 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe: inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU

NEU



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	6-28-01	B 7600	B 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	B 4730	B 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Kunststoff-
kappe

B 4710

HSL-Kappe

B 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Ausführung

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Klebasis

kurz

Torx

B 7600

B 4800

Klebehülse

kurz

Torx

B 7600

B 4810

Klebasis

lang

Torx

B 7600

B 4820

Klebehülse

lang

Torx

B 7600

B 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Artikel-Nr.

B 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM:
Edelstahl
- Material Eindrehinstrument:
gehärteter Edelstahl

Bezeichnung

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

Verschluss-
kappe

B 4610

Abform-
pfosten

B 4620

Labor-
implantat

4630

Labor-
implantat
CAD/CAM

M 11-6

80

Eindreh-
instrument

M 11-6

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

NP

1.0 mm

Hex 1,26

B 2000

NP

2.0 mm

Hex 1,26

B 2100

NP

3.0 mm

Hex 1,26

B 2200

NP

4.0 mm

Hex 1,26

B 2300

NP

5.0 mm

Hex 1,26

B 2400

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	RP	RP	RP	RP	RP
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	B 61	B 61	B 61	B 61	B 61
Artikel-Nr. Typ 1	B 2500-1	B 2600-1	B 2700-1	B 2800-1	B 2900-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex



Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	56	57

BS-SERIE



Die Abutments der BS-Serie sind kompatibel zu

BEGO Implant Systems

Semados^{®*} S-Line


Semados^{®*} SC/SCX-Line

Semados^{®*} RS/RSX-Line

Semados^{®*} RI-Line

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV
- CAD/CAM



Implantatanschluss	D 3.25/3.75	D 4.1	D 4.5	D 5.5
Typ	CAD/CAM	CAD/CAM	CAD/CAM	CAD/CAM
Einsetzinstrument	BS 80 T	BS 80 T	BS 80 T	BS 80 T
Artikel-Nr.	BS 80-PS	BS 81-PS	BS 82-PS	BS 83-PS

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.25-5.5
Artikel-Nr.	BS 80 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Kugel Torx
Artikel-Nr.	BS 60	BS 61
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	BS 60 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3.25-5.5
Halteschraube	BS 60 SB
Artikel-Nr.	BS 1400
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet. Kann auch für "Platform Switch Design" Implantate verwendet werden.

Titanbasis ASC Flex

- Platform-Switch
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.25/3.75-PS	D 4.1-PS	D 4.5-PS	D 5.5-PS
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.6 mm	0.45 mm	0.15 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	BS 61	BS 61	BS 61	BS 61
Artikel-Nr. Typ 1	BS 1600-1-SF	BS 1610-1-SF	BS 1620-1-SF	BS 1630-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-05	6-09-09	6-09-37
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-06	6-09-10	6-09-38

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



	D 3.25/3.75-PS	D 4.1-PS	D 4.5-PS	D 5.5-PS
Implantatanschluss				
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.6 mm	0.45 mm	0.15 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	BS 61	BS 61	BS 61	BS 61
Artikel-Nr.	BS 1800	BS 1810	BS 1820	BS 1830

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-05	6-09-09	6-09-37
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-06	6-09-10	6-09-38

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.5	D 4.5
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	BS 1010	BS 1110	BS 1020	BS 1120

Kann auch für "Platform Switch Design" Implantate verwendet werden.

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 5.5	D 5.5
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.1 mm	0.1 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	BS 1030	BS 1130

Kann auch für "Platform Switch Design" Implantate verwendet werden.

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm




Implantatanschluss	D 4.1	D 4.5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.15 mm	0.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	BS 1510	BS 1520

Kann auch für "Platform Switch Design" Implantate verwendet werden.

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.25-5.5	D 3.25-5.5
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	BS 60	BS 60
Laborschraube	BS 60 L	BS 60 L
Artikel-Nr.	BS 9000-R	BS 9000-16R

Kann auch für "Platform Switch Design" Implantate verwendet werden.

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.25-5.5
Durchmesser	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26
Abutmentschraube	BS 60
Laborschraube	BS 60 L
Artikel-Nr.	BS 9800-16R

Kann auch für "Platform Switch Design" Implantate verwendet werden.

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.25-5.5
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26
Abutmentschraube	BS 60
Laborschraube	BS 60 L
Artikel-Nr.	BS 9000-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

C-SERIE



Die Abutments der C-Serie sind kompatibel zu

BioHorizons Camlog Camlog®* Medentika® PROCONE


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Nocke

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt

			
			
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm
Durchmesser	D 4.2	D 4.5	D 4.5
Artikel-Nr.	C 70-2	C 70-4	C 70-6

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt

			
			
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm
Durchmesser	D 5.0	D 5.3	D 5.3
Artikel-Nr.	C 71-2	C 71-4	C 71-6

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt

			
			
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm
Durchmesser	D 5.5	D 5.8	D 5.8
Artikel-Nr.	C 72-2	C 72-4	C 72-6

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt

			
			
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm
Durchmesser	D 6.2	D 6.5	D 6.5
Artikel-Nr.	C 73-2	C 73-4	C 73-6

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	C 10	C 20	C 11	C 21

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	C 12	C 22	C 13	C 23

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Artikel-Nr.	C 30	C 31	C 32	C 33

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		C 80 T		C 81 T
Artikel-Nr.	C 50	C 80	C 51	C 81

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

					
					
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0	D 6.0
Typ		CADCAM		CADCAM	CADCAM
Einsetzinstrument		C 82 T		C 83 T	C 84 T
Artikel-Nr.	C 52	C 82	C 53	C 83	C 84

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

• Edelstahl

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0/6.0
Artikel-Nr.	C 80 T	C 81 T	C 82 T	C 83 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

					
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 60	C 61	C 62	C 64	C 65
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

			
Eindrehinstrument		Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.		C 67	C 68
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Laborschraube

• rot beschichtet

		
Artikel-Nr.	C 61 L	C 62 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Standardabutment gerade

• Titan Grade 5 KV
• inkl. Abutmentschraube
• Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	4.2 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	C 100-1	C 100-3	C 110-1	C 110-3

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	5.5 mm	5.8 mm	6.2 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 120-1	C 120-3	C 130-1	C 130-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	4.8 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	C 200-1-1	C 200-1-3	C 210-1-1	C 210-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	C 200-2-1	C 200-2-3	C 210-2-1	C 210-2-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	5.5 mm	5.8 mm	6.2 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr. Typ 1	C 220-1-1	C 220-1-3	C 230-1-1	C 230-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	C 220-2-1	C 220-2-3	C 230-2-1	C 230-2-3

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,40	0,52	0,73	0,89
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 300	C 310	C 320	C 330

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,28	0,38	0,48	0,59
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 300 R	C 310 R	C 320 R	C 330 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0	D 6.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 700	C 710	C 720	C 730	C 740

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0	D 6.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 700 R	C 710 R	C 720 R	C 730 R	C 740 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube




Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0/6.0
Halteschraube	C 61 SB	C 61 SB	C 61 SB	C 62 SB
Artikel-Nr.	C 1400	C 1410	C 1420	C 1430

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm




Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr. Typ 1	C 1600-1-SC	C 1610-1-SC	C 1620-1-SC	C 1630-1-SC
Artikel-Nr. Typ 2	C 1600-2-SF	C 1610-2-SF	C 1620-2-SF	C 1630-2-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set


- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-07	6-09-31
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-08	6-09-32

Titanbasis ASC Flex

- Platform-Switch
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8-PS	D 4.3-PS	D 5.0-PS
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr. Typ 1	C 1610P-1-SC	C 1620P-1-SC	C 1630P-1-SC
Artikel-Nr. Typ 2	C 1610P-2-SF	C 1620P-2-SF	C 1630P-2-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.


Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-27
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-28

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr.	C 1800	C 1810	C 1820	C 1830

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-07	6-09-31
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-08	6-09-32

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	C 1000	C 1100	C 1010	C 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 1020	C 1120	C 1030	C 1130

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 6.0	D 6.0
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 62	C 62
Laborschraube	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 1040	C 1140

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Abutment	C 60	C 60	C 60
Artikel-Nr.	C 1500	C 1510	C 1520
Bitte beachten: Wird verwendet mit Scanbody.			

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	C 9000-R	C 9000-16R	C 9010-R	C 9010-16R

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9020-R	C 9020-16R	C 9030-R	C 9030-16R

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 6.0	D 6.0
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 62	C 62
Laborschraube	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9040-R	C 9040-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0	D 6.0
Durchmesser	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9800-16R	C 9810-16R	C 9820-16R	C 9830-16R	C 9840-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0	D 6.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9000-ST	C 9010-ST	C 9020-ST	C 9030-ST	C 9040-ST
Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.					

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	C 4000	C 4100	C 4200	C 4300	C 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	C 4010	C 4110	C 4210	C 4310	C 4410

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	C 4020	C 4120	C 4220	C 4320	C 4420

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-28-01	C 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

			
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	6-28-01	C 7600	C 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	C 4730	C 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Artikel-Nr.	C 4710	C 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1.26		Hex 1.26	
Abutmentschraube	C 7600		C 7600	
Artikel-Nr.	C 4800	C 4810	C 4820	C 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

C 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung

Verschluss-
kappe

Abform-
pfosten

Labor-
implantat

Labor-
implantat
CAD/CAM

Eindreh-
instrument

Einsetzinstrument

M 11-6

Artikel-Nr.

C 4610

C 4620

4630

80

M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.3

D 3.3

D 3.3

Gingivahöhe

1.0 mm

3.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Artikel-Nr.

C 8000

C 8001

C 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.3

D 3.3

D 3.3

Gingivahöhe (mm)

1.1/2.5

2.1/3.5

3.6/5.0

Eindrehinstrument

Hex 1.26

Hex 1.26

Hex 1.26

Abutmentschraube

C 64

C 64

C 64

Artikel-Nr. Typ 1

C 8100

C 8101

C 8102

Artikel-Nr. Typ 2

C 8200

C 8201

C 8202

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8300	C 8301	C 8302
Artikel-Nr. Typ 2	C 8400	C 8401	C 8402



Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8010	C 8011	C 8012



Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8110	C 8111	C 8112
Artikel-Nr. Typ 2	C 8210	C 8211	C 8212



Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2,4/5,0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8310	C 8311	C 8312
Artikel-Nr. Typ 2	C 8410	C 8411	C 8412



Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8020	C 8021	C 8022

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



			
			
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8120	C 8121	C 8122
Artikel-Nr. Typ 2	C 8220	C 8221	C 8222

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



			
			
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8320	C 8321	C 8322
Artikel-Nr. Typ 2	C 8420	C 8421	C 8422

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8030	C 8031	C 8032

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 65	C 65	C 65
Artikel-Nr. Typ 1	C 8130	C 8131	C 8132
Artikel-Nr. Typ 2	C 8230	C 8231	C 8232

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 65	C 65	C 65
Artikel-Nr. Typ 1	C 8330	C 8331	C 8332
Artikel-Nr. Typ 2	C 8430	C 8431	C 8432

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-31-01	C 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

NEU

Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26	
Schraube	6-31-01	C 8501	C 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	C 8508	C 8519	8510

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	C 8501	C 8501
Artikel-Nr.	C 8506	C 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 8517	C 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	C 8501	C 8501
Artikel-Nr.	C 8500	C 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

Bezeichnung				
Artikel-Nr.	C 8502	C 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2000	C 2100	C 2200	C 2300	C 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2010	C 2110	C 2210	C 2310	C 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2020	C 2120	C 2220	C 2320	C 2420
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2030	C 2130	C 2230	C 2330	C 2430
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 6.0	D 6.0	D 6.0	D 6.0	D 6.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2040	C 2140	C 2240	C 2340	C 2440
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

		
Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

	
Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6000	C 6100	C 6200	C 6300	C 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



					
					
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Typ 1	C 6500-1	C 6600-1	C 6700-1	C 6800-1	C 6900-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6500-2	C 6600-2	C 6700-2	C 6800-2	C 6900-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6010	C 6110	C 6210	C 6310	C 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



					
					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Typ 1	C 6510-1	C 6610-1	C 6710-1	C 6810-1	C 6910-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6510-2	C 6610-2	C 6710-2	C 6810-2	C 6910-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6020	C 6120	C 6220	C 6320	C 6420

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Typ 1	C 6520-1	C 6620-1	C 6720-1	C 6820-1	C 6920-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6520-2	C 6620-2	C 6720-2	C 6820-2	C 6920-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6030	C 6130	C 6230	C 6330	C 6430

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 68	C 68	C 68	C 68	C 68
Artikel-Nr. Typ 1	C 6530-1	C 6630-1	C 6730-1	C 6830-1	C 6930-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6530-2	C 6630-2	C 6730-2	C 6830-2	C 6930-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Winkelstück

Winkelstück

Hand und
Ratsche

Typ

L 30 mm

lang

lang

Artikel-Nr.

6-13-06

M 03-8

M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

abgewinkelt

Artikel-Nr.

58

59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.3

D 3.3

D 3.3

D 3.3

D 3.3

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Einsetzinstrument

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

Artikel-Nr.

C 5000

C 5100

C 5200

C 5300

C 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss

D 3.8

D 3.8

D 3.8

D 3.8

D 3.8

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Einsetzinstrument

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

Artikel-Nr.

C 5010

C 5110

C 5210

C 5310

C 5410

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	C 5020	C 5120	C 5220	C 5320	C 5420

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	C 5030	C 5130	C 5230	C 5330	C 5430

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemannschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl

		
Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung	4 Stück
Artikel-Nr.	2102.0024

CX-SERIE



Die Abutments der CX-Serie sind kompatibel zu


Medentis Medical

ICX^{®*}-Active

ICX^{®*}-Premium

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.75-4.8	D 3.75-4.8
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		CX 80 T
Artikel-Nr.	CX 50	CX 80

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Artikel-Nr.	CX 80 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.4	Kugel Torx
Artikel-Nr.	CX 60	CX 61
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	CX 60 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Eindrehinstrument	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 700
Bitte beachten:	Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Eindrehinstrument	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 700 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Halteschraube	CX 60 SB
Artikel-Nr.	CX 1400

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8	D 3.75-4.8
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.1 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	CX 61	CX 61
Artikel-Nr. Typ 1	CX 1600-1-SF	CX 1700-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-09	6-09-09
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-10	6-09-10

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

NEU



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Kaminhöhe	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.1 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx
Abutmentschraube	CX 61
Artikel-Nr.	CX 1800
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-09
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-10

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8	D 3.75-4.8	D 3.75-4.8	D 3.75-4.8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.4	Hex 1.4	Hex 1.4	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 1000	CX 1200	CX 1100	CX 1300

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Kaminhöhe	3.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 1500

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8	D 3.75-4.8
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.4	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60	CX 60
Laborschraube	CX 60 L	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 9000-R	CX 9000-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Durchmesser	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 9800-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.75-4.8
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.4
Abutmentschraube	CX 60
Laborschraube	CX 60 L
Artikel-Nr.	CX 9000-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S


T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

D-SERIE




Die Abutments der D-Serie sind kompatibel zu

BioHorizons Camlog Conelog®*


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Nocke

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		D 80 T		D 81 T
Artikel-Nr.	D 50	D 80	D 51	D 81

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl

			
			
Implantatanschluss		D 3.3	D 3.8/4.3
Artikel-Nr.		D 80 T	D 81 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

				
Eindreheinstrument	Hex 1.26	Kugel Hex	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	D 60	D 61	D 62	D 63
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.			

Laborschraube

• rot beschichtet

	
Artikel-Nr.	D 60 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 3500	D 3510

Scanbody


- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube

		
		
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3
Halteschraube	D 60 SB	D 60 SB
Artikel-Nr.	D 1400	D 1410

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm





				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	D 62	D 63	D 62	D 63
Artikel-Nr. Typ 1	D 1600-1-SC	D 1700-1-SC	D 1610-1-SC	D 1710-1-SC
Artikel-Nr. Typ 2	D 1600-2-SF	D 1700-2-SF	D 1610-2-SF	D 1710-2-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

				
				
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-02	6-09-02

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

NEU

NEU



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	1.0 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	D 62	D 62
Artikel-Nr.	D 1800	D 1810

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 1000	D 1200	D 1100	D 1300

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 1010	D 1210	D 1110	D 1310

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	0.65 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 1500	D 1510

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 9000-R	D 9010-R	D 9010-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 9800-R	D 9810-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8/4.3
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	D 60	D 60
Laborschraube	D 60 L	D 60 L
Artikel-Nr.	D 9000-ST	D 9010-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	D 4000	D 4100	D 4200	D 4300	D 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	D 4010	D 4110	D 4210	D 4310	D 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU



Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-28-01	D 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

Bezeichnung

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

NEU

NEU

Titanbasis ASC

Titankappe
Flex

Titanbasis

Kugel Torx

Hex 1.26

Hex 1.26

6-28-01

D 7600

D 7600

6-28-02

D 4730

D 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Kunststoff-
kappe

HSL-Kappe

D 4710

D 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Ausführung

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Klebebasis

Klebehülse

Klebebasis

Klebehülse

kurz

kurz

lang

lang

Hex 1.26

Hex 1.26

D 7600

D 7600

D 4800

D 4810

D 4820

D 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Artikel-Nr.

D 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM:
Edelstahl
- Material Eindrehinstrument:
gehärteter Edelstahl

Bezeichnung

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

Verschluss-
kappe

Abform-
pfosten

Labor-
implantat

Labor-
implantat
CAD/CAM

Eindreh-
instrument

M 11-6

D 4610

D 4620

4630

80

M 11-6

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	D 2000	D 2100	D 2200	D 2300	D 2400

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	D 61	D 61	D 61	D 61	D 61
Artikel-Nr. Typ 1	D 2500-1	D 2600-1	D 2700-1	D 2800-1	D 2900-1
Artikel-Nr. Typ 2	D 2500-2	D 2600-2	D 2700-2	D 2800-2	D 2900-2

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	D 2010	D 2110	D 2210	D 2310	D 2410

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	D 61	D 61	D 61	D 61	D 61
Artikel-Nr. Typ 1	D 2510-1	D 2610-1	D 2710-1	D 2810-1	D 2910-1
Artikel-Nr. Typ 2	D 2510-2	D 2610-2	D 2710-2	D 2810-2	D 2910-2

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex



Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	56	57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	D 6000	D 6100	D 6200	D 6300	D 6400

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	D 6010	D 6110	D 6210	D 6310	D 6410

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	58

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	D 5000	D 5100	D 5200	D 5300	D 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3	D 3.8/4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	D 5010	D 5110	D 5210	D 5310	D 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemannschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material
Matrizengehäuse

Titan

Artikel-Nr.

5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

DT-SERIE




Die Abutments der DT-Serie sind kompatibel zu

Dentium SuperLine Implantium Implantium II

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		DT 80 T
Artikel-Nr.	DT 50	DT 80

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.6-7.0
Artikel-Nr.	DT 80 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Kugel Torx	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	DT 60	DT 61	DT 62	DT 63

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	DT 60 L	DT 61 L
-------------	---------	---------

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3.6-7.0
Halteschraube	DT 60 SB
Artikel-Nr.	DT 1400-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	DT 61	DT 61
Artikel-Nr. Typ 1	DT 1600-1-SF	DT 1700-1-SF
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.	

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-11	6-09-11
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-12	6-09-12

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

NEU



Implantatanschluss	D 3.6-7.0
Kaminhöhe	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx
Abutmentschraube	DT 61
Artikel-Nr.	DT 1800
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-11
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-12

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6-7.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26
Abutmentschraube	DT 60
Laborschraube	DT 60 L
Artikel-Nr.	DT 9000-R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6-7.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26
Abutmentschraube	DT 60
Laborschraube	DT 60 L
Artikel-Nr.	DT 9800-R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6-7.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26
Abutmentschraube	DT 60
Laborschraube	DT 60 L
Artikel-Nr.	DT 9000-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	DT 8000	DT 8001	DT 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	DT 62	DT 62	DT 62
Artikel-Nr.	DT 8100	DT 8101	DT 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	DT 62	DT 62	DT 62
Artikel-Nr.	DT 8300	DT 8301	DT 8302

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
Eindrehinstrument		Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.		6-31-01	DT 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

				
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26	
Schraube	6-31-01	DT 8501	DT 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	DT 8508	DT 8519	8510

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	DT 8501	DT 8501
Artikel-Nr.	DT 8506	DT 8507



Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	DT 8517	DT 8518



Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	DT 8501	DT 8501
Artikel-Nr.	DT 8500	DT 8513



Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30



Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30



Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Verschluss-
kappe

DT 8502

Abform-
pfosten

DT 8503

Eindreh-
instrument

M 11-11

Einsetz-
instrument
Labor-
implantat

8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss

D 3.6-7.0

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

D 3.6-7.0

1.5 mm

Hex 1,26

DT 2000

D 3.6-7.0

2.5 mm

Hex 1,26

DT 2100

D 3.6-7.0

3.5 mm

Hex 1,26

DT 2200

D 3.6-7.0

4.5 mm

Hex 1,26

DT 2300

D 3.6-7.0

5.5 mm

Hex 1,26

DT 2400

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

Material

Matrizengehäuse

Artikel-Nr.

Titan

2010.601

Peek

2010.611

Bitte beachten:

Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.

gerade

56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss

D 3.6-7.0

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

D 3.6-7.0

1.0 mm

Hex 1.26

DT 6000

D 3.6-7.0

2.0 mm

Hex 1.26

DT 6100

D 3.6-7.0

3.0 mm

Hex 1.26

DT 6200

D 3.6-7.0

4.0 mm

Hex 1.26

DT 6300

D 3.6-7.0

5.0 mm

Hex 1.26

DT 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	DT 61	DT 61	DT 61	DT 61	DT 61
Artikel-Nr.	DT 6500-1	DT 6600-1	DT 6700-1	DT 6800-1	DT 6900-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. **2010.601**

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0	D 3.6-7.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	DT 5000	DT 5100	DT 5200	DT 5300	DT 5400

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Titan

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalog

- Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

E-SERIE




Die Abutments der E-Serie sind kompatibel zu

Nobel Biocare
NobelReplace®*
Replace Select™
NobelSpeedy®* Replace

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Nocke

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3	RP 4.3
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	E 10	E 20	E 11	E 21

Abformpfosten offener Löffel


- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	WP 5.0	WP 5.0
Ausführung	kurz	lang
Artikel-Nr.	E 12	E 22

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Artikel-Nr.	E 30	E 31	E 32

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3	RP 4.3
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		E 80 T		E 81 T
Artikel-Nr.	E 50	E 80	E 51	E 81

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	WP 5.0	WP 5.0	D 6.0	D 6.0
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		E 82 T		E 83 T
Artikel-Nr.	E 52	E 82	E 53	E 83

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

• Edelstahl

				
				
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0	D 6.0
Artikel-Nr.	E 80 T	E 81 T	E 82 T	E 83 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

					
Eindreheinstrument	UG	UG	UG	UG	Kugel Hex
Artikel-Nr.	E 60	E 601	E 602	E 61	E 64
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

			
Eindreheinstrument	Kugel Hex	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	E 65	E 68	E 69
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Laborschraube

• rot beschichtet

		
Artikel-Nr.	E 60 L	E 61 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Provisorisches Abutment

• Titan Grade 5 KV
• inkl. Abutmentschraube
• Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Eindreheinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 3500	E 3510	E 3520

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 3700	E 3710	E 3720

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	3.7 mm	4.5 mm	4.5 mm	5.3 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 100-1	E 100	E 110-1	E 110

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	WP 5.0	WP 5.0	D 6.0	D 6.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	5.6 mm	5.5 mm	6.2 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 120-1	E 120	E 130-1	E 130

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



				
				
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	3.7 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.8 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	E 200-1-1	E 200-1	E 210-1-1	E 210-1
Artikel-Nr. Typ 2	E 200-2-1	E 200-2	E 210-2-1	E 210-2

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP 5.0	WP 5.0	D 6.0	D 6.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	5.2 mm	5.5 mm	6.2 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	E 220-1-1	E 220-1	E 230-1-1	E 230-1
Artikel-Nr. Typ 2	E 220-2-1	E 220-2	E 230-2-1	E 230-2

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0	D 6.0
Goldgewicht (g)	0,37	0,63	0,77	1,01
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 300	E 310	E 320	E 330

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Goldgewicht (g)	0,30	0,48	0,56
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 300 R	E 310 R	E 320 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 700	E 710	E 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 700 R	E 710 R	E 720 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0	D 6.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	4.8 mm	5.0 mm	5.8 mm	6.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 400	E 410	E 420	E 430

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	4.6 mm	5.0 mm	5.8 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	E 500-1	E 510-1	E 520-1
Artikel-Nr. Typ 2	E 500-2	E 510-2	E 520-2
Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.			

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube




Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0	D 6.0
Halteschraube	E 60 SB	E 61 SB	E 61 SB	E 61 SB
Artikel-Nr.	E 1400	E 1410	E 1420	E 1430

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	E 68	E 69	E 69
Artikel-Nr. Typ 1	E 1600-1-SF	E 1610-1-SF	E 1620-1-SF
Artikel-Nr. Typ 2	E 1600-2-SC	E 1610-2-SC	E 1620-2-SC

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-27	6-09-33
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-28	6-09-34

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	NEU	NEU	NEU
			
			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	E 68	E 69	E 69
Artikel-Nr.	E 1800	E 1810	E 1820
Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.			

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

			
			
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-27	6-09-33
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-28	6-09-34

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3	RP 4.3
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 1000	E 1100	E 1010	E 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	WP 5.0	WP 5.0	D 6.0	D 6.0
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 1020	E 1120	E 1030	E 1130

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 1500	E 1510	E 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	RP 4.3	WP 5.0	WP 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 9000-R	E 9010-R	E 9010-16R	E 9020-R	E 9020-16R

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	
	
Implantatanschluss	D 6.0
Durchmesser	16.0 mm
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	E 61
Laborschraube	E 61 L
Artikel-Nr.	E 9030-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60	E 61	E 61
Laborschraube	E 60 L	E 61 L	E 61 L
Artikel-Nr.	E 9800-R	E 9810-16R	E 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	E 60 E 60 L	E 61 E 61 L	E 61 E 61 L
Artikel-Nr.	E 9000-ST	E 9010-ST	E 9020-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	E 4000	E 4100	E 4200	E 4300	E 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	E 4010	E 4110	E 4210	E 4310	E 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU



Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG
Artikel-Nr.	6-28-01	E 7600

MedentiBASE[®] Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

Bezeichnung

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

NEU

NEU

		
Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Kugel Torx	UG	UG
6-28-01	E 7600	E 7600
6-28-02	E 4730	E 4840

MedentiBASE[®] Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Artikel-Nr.

	
Kunststoffkappe	HSL-Kappe
E 4710	E 4720

MedentiBASE[®] Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Ausführung

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

			
Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
kurz	kurz	lang	lang
UG		UG	
E 7600		E 7600	
E 4800	E 4810	E 4820	E 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Artikel-Nr.


E 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM:
Edelstahl
- Material Eindrehinstrument:
gehärteter Edelstahl

Bezeichnung

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

				
Verschlusskappe	Abformpfosten	Laborimplantat	Laborimplantat CAD/CAM	Eindrehinstrument
			M 11-6	
E 4610	E 4620	4630	80	M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	JULI	JULI
		
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	E 8000	E 8001

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



	JULI	JULI
		
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 601	E 601
Artikel-Nr. Typ 1	E 8100	E 8101
Artikel-Nr. Typ 2	E 8200	E 8201

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



	JULI	JULI
		
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	E 601	E 601
Artikel-Nr. Typ 1	E 8300	E 8301
Artikel-Nr. Typ 2	E 8400	E 8401

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	JULI	JULI
		
Implantatanschluss	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	E 8010	E 8011

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2

JULI

JULI



RP 4.3

RP 4.3

1.1/2.5

2.1/3.5

UG

UG

E 602

E 602

E 8110

E 8111

E 8210

E 8211

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2

JULI

JULI



RP 4.3

RP 4.3

0.6/3.0

1.6/4.0

UG

UG

E 602

E 602

E 8310

E 8311

E 8410

E 8411

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

JULI

JULI



WP 5.0

WP 5.0

1.5 mm

3.5 mm

M 11-11

M 11-11

E 8020

E 8021

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2

JULI

JULI



WP 5.0

WP 5.0

1.1/2.5

2.1/3.5

UG

UG

E 602

E 602

E 8120

E 8121

E 8220

E 8221

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2

JULI

JULI



WP 5.0

WP 5.0

0.6/3.0

1.6/4.0

UG

UG

E 602

E 602

E 8320

E 8321

E 8420

E 8421

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

JULI



Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

Kugel Torx

UG

6-31-01

E 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

JULI

JULI



Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titanbasis

Titankappe
Flex

Modellier-
hülse

Eindrehinstrument

Kugel Torx

UG

UG

Schraube

6-31-01

E 8501

E 8501

Artikel-Nr.

6-31-02

E 8508

E 8519

8510

Bitte beachten:

Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

JULI

JULI



Bezeichnung

HSL-Kappe

CoCr-Kappe

Eindrehinstrument

UG

UG

Schraube

E 8501

E 8501

Artikel-Nr.

E 8506

E 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	UG	UG
Artikel-Nr.	E 8517	E 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	UG	UG
Schraube	E 8501	E 8501
Artikel-Nr.	E 8500	E 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument:
Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat:
Edelstahl

Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	E 8502	E 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	E 2000	E 2100	E 2200	E 2300	E 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



					
					
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	E 64	E 64	E 64	E 64	E 64
Artikel-Nr. Typ 1	E 2500-1	E 2600-1	E 2700-1	E 2800-1	E 2900-1
Artikel-Nr. Typ 2	E 2500-2	E 2600-2	E 2700-2	E 2800-2	E 2900-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	E 2010	E 2110	E 2210	E 2310	E 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	E 65	E 65	E 65	E 65	E 65
Artikel-Nr. Typ 1	E 2510-1	E 2610-1	E 2710-1	E 2810-1	E 2910-1
Artikel-Nr. Typ 2	E 2510-2	E 2610-2	E 2710-2	E 2810-2	E 2910-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	WP 5.0	WP 5.0	WP 5.0	WP 5.0	WP 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	E 2020	E 2120	E 2220	E 2320	E 2420
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	D 6.0	D 6.0	D 6.0	D 6.0	D 6.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	E 2030	E 2130	E 2230	E 2330	E 2430
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex

Ausführung

Artikel-Nr.

Winkelstück

M 03-7

Hand und
Ratsche

M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.

gerade

56

abgewinkelt

57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

UG

UG

UG

UG

UG

Artikel-Nr.

E 6000

E 6100

E 6200

E 6300

E 6400

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

RP 4.3

RP 4.3

RP 4.3

RP 4.3

RP 4.3

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

UG

UG

UG

UG

UG

Artikel-Nr.

E 6010

E 6110

E 6210

E 6310

E 6410

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr.

Titan

2010.601

Peek

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung
Artikel-Nr.

gerade
58

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	E 5000	E 5100	E 5200	E 5300	E 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3	RP 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	E 5010	E 5110	E 5210	E 5310	E 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material
Matrizengehäuse
Artikel-Nr.

Titan

5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung
Artikel-Nr.

Hand und
Ratsche
M 59

Winkelstück
M 79

Optiloc Modellanalog

• Aluminium



Ausführung
Artikel-Nr.

4 Stück
2102.0024

Planungsabutment gerade


• Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0	D 6.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.5	1.0/2.5	1.0/2.5	1.0/2.5
Durchmesser	4.0 mm	4.8 mm	5.5 mm	6.5 mm
Artikel-Nr.	EP 100	EP 110	EP 120	EP 130

Planungsabutment abgewinkelt 16°

• Aluminium rot beschichtet
• Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
• Typ 2 = abgewinkelt über Nocke



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3	WP 5.0	D 6.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.5	1.0/2.5	1.0/2.5	1.0/2.5
Durchmesser	4.0 mm	4.8 mm	5.5 mm	6.5 mm
Artikel-Nr. Typ 1	EP 200-1	EP 210-1	EP 220-1	EP 230-1
Artikel-Nr. Typ 2	EP 200-2	EP 210-2	EP 220-2	EP 230-2

Planungsabutment-Set

• 12-teilig



Artikel-Nr.

EPS

Inhalt: EP 100, EP 110, EP 120, EP 130, EP 200-1, EP 200-2, EP 210-1, EP 210-2, EP 220-1, EP 220-2, EP 230-1, EP 230-2

<
B
BS
C
CX
D
DT
E
EV
F
H
I
K
L
MG
N
NE
OT
R
S
T
Y
Novaloc Optiloc
Werkzeuge

*is a registered trademark of an independent third party

EV-SERIE




Die Abutments der EV-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Nocke

*is a registered trademark of an independent third party

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.6	D 3.6
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		EV 80 T		EV 81 T
Artikel-Nr.	EV 50	EV 80	EV 51	EV 81

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.8	D 4.8
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		EV 82 T		EV 83 T
Artikel-Nr.	EV 52	EV 82	EV 53	EV 83

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

			
			
Implantatanschluss		D 5.4	D 5.4
Typ			CADCAM
Einsetzinstrument			EV 84 T
Artikel-Nr.		EV 54	EV 84

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Artikel-Nr.	EV 80 T	EV 81 T	EV 82 T	EV 83 T	EV 84 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Kugel Torx	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	EV 60	EV 600	EV 601	EV 61	EV 62
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Kugel Torx
Artikel-Nr.	EV 63	EV 64	EV 65	EV 66	EV 67
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Kugel Torx		
Artikel-Nr.	EV 68	EV 69	EV 70
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Laborschraube


- rot beschichtet



Artikel-Nr.	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.			

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm
Durchmesser	4.0 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 60	EV 61	EV 61
Laborschraube	EV 60 L	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L
Artikel-Nr.	EV 100-1	EV 100-3	EV 110-1	EV 110-3

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm
Durchmesser	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	7.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 62	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 62 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 120-1	EV 120-3	EV 130-1	EV 130-3

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 5.4	D 5.4
Gingivahöhe	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm
Durchmesser	7.0 mm	7.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 140-1	EV 140-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm
Durchmesser	4.0 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 60	EV 61	EV 61
Laborschraube	EV 60 L	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L
Artikel-Nr.	EV 200-1-1	EV 200-1-3	EV 210-1-1	EV 210-1-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



				
				
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm
Durchmesser	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	7.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 62	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 62 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 220-1-1	EV 220-1-3	EV 230-1-1	EV 230-1-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



		
		
Implantatanschluss	D 5.4	D 5.4
Gingivahöhe	1.5/2.5 mm	2.5/3.5 mm
Durchmesser	7.0 mm	7.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 240-1-1	EV 240-1-3

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.6	D 4.2	D 4.8
Goldgewicht (g)	0,35	0,48	0,67
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 61	EV 62	EV 63
Laborschraube	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 310	EV 320	EV 330

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.6	D 4.2	D 4.8
Goldgewicht (g)	0,31	0,44	0,60
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 61	EV 62	EV 63
Laborschraube	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 310 R	EV 320 R	EV 330 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 700	EV 710	EV 720	EV 730	EV 740
Bitte beachten:	Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.				

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 700 R	EV 710 R	EV 720 R	EV 730 R	EV 740 R
Bitte beachten:	Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.				

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Halteschraube	EV 60 SB	EV 61 SB	EV 62 SB	EV 63 SB	EV 63 SB
Artikel-Nr.	EV 1400	EV 1410	EV 1420	EV 1430	EV 1440
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.				

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.6	D 3.6
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.15 mm	2.5 mm	1.15 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 70	EV 600	EV 67	EV 601
Artikel-Nr. Typ 2	EV 1600-2-SF	EV 1700-2-SF	EV 1610-2-SF	EV 1710-2-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-03	6-09-03
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-04	6-09-04

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.8	D 4.8
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.15 mm	2.5 mm	1.15 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 68	EV 68	EV 69	EV 69
Artikel-Nr. Typ 2	EV 1620-2-SF	EV 1720-2-SF	EV 1630-2-SF	EV 1730-2-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-13	6-09-13	6-09-29	6-09-29
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-14	6-09-14	6-09-30	6-09-30

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 5.4	D 5.4
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.15 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 69	EV 69
Artikel-Nr. Typ 2	EV 1640-2-SF	EV 1740-2-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-35	6-09-35
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-36	6-09-36

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.15 mm	1.15 mm	1.15 mm	1.15 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 70	EV 67	EV 68	EV 69	EV 69
Artikel-Nr.	EV 1800	EV 1810	EV 1820	EV 1830	EV 1840

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-03	6-09-13	6-09-29	6-09-35
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-04	6-09-14	6-09-30	6-09-36

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.0	D 3.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 60	EV 60	EV 60
Laborschraube	EV 60 L	EV 60 L	EV 60 L	EV 60 L
Artikel-Nr.	EV 1000	EV 1200	EV 1100	EV 1300

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 61	EV 61	EV 61	EV 61
Laborschraube	EV 61 L	EV 61 L	EV 61 L	EV 61 L
Artikel-Nr.	EV 1010	EV 1210	EV 1110	EV 1310

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 62	EV 62	EV 62	EV 62
Laborschraube	EV 62 L	EV 62 L	EV 62 L	EV 62 L
Artikel-Nr.	EV 1020	EV 1220	EV 1120	EV 1320

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 1030	EV 1230	EV 1130	EV 1330

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 5.4	D 5.4	D 5.4	D 5.4
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 1040	EV 1240	EV 1140	EV 1340

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	0.65 mm	0.65 mm	0.65 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 1500	EV 1510	EV 1520	EV 1530

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 3.6	D 4.2	D 4.2
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 61	EV 62	EV 62
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 62 L
Artikel-Nr.	EV 9000-R	EV 9010-R	EV 9010-16R	EV 9020-R	EV 9020-16R

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 5.4	D 5.4
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 63	EV 63	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 9030-R	EV 9030-16R	EV 9040-R	EV 9040-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 9800-R	EV 9810-16R	EV 9820-16R	EV 9830-16R	EV 9840-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.6	D 4.2	D 4.8	D 5.4
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 60	EV 61	EV 62	EV 63	EV 63
Laborschraube	EV 60 L	EV 61 L	EV 62 L	EV 63 L	EV 63 L
Artikel-Nr.	EV 9000-ST	EV 9010-ST	EV 9020-ST	EV 9030-ST	EV 9040-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	EV 8010	EV 8011	EV 8012

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 64	EV 64	EV 64
Artikel-Nr.	EV 8110	EV 8111	EV 8112

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 64	EV 64	EV 64
Artikel-Nr.	EV 8310	EV 8311	EV 8312

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	EV 8020	EV 8021	EV 8022

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 65	EV 65	EV 65
Artikel-Nr.	EV 8120	EV 8121	EV 8122

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 65	EV 65	EV 65
Artikel-Nr.	EV 8320	EV 8321	EV 8322

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	EV 8030	EV 8031	EV 8032

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 66	EV 66	EV 66
Artikel-Nr.	EV 8130	EV 8131	EV 8132

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	EV 66	EV 66	EV 66
Artikel-Nr.	EV 8330	EV 8331	EV 8332

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-31-01	EV 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

				
				
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26	
Schraube	6-31-01	EV 8501	EV 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	EV 8508	EV 8519	8510
Bitte beachten:	Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.			

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

		
Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	EV 8501	EV 8501
Artikel-Nr.	EV 8506	EV 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	EV 8517	EV 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	EV 8501	EV 8501
Artikel-Nr.	EV 8500	EV 8513
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.	

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	EV 8502	EV 8503	M 11-11	8515 T

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	EV 6010	EV 6110	EV 6210	EV 6310	EV 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 2



Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 67	EV 67	EV 67	EV 67	EV 67
Artikel-Nr.	EV 6510-2	EV 6610-2	EV 6710-2	EV 6810-2	EV 6910-2

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	EV 6020	EV 6120	EV 6220	EV 6320	EV 6420

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 2



Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 68	EV 68	EV 68	EV 68	EV 68
Artikel-Nr.	EV 6520-2	EV 6620-2	EV 6720-2	EV 6820-2	EV 6920-2

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	EV 6030	EV 6130	EV 6230	EV 6330	EV 6430

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	EV 69	EV 69	EV 69	EV 69	EV 69
Artikel-Nr.	EV 6530-2	EV 6630-2	EV 6730-2	EV 6830-2	EV 6930-2

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6	D 3.6
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	EV 5010	EV 5110	EV 5210	EV 5310	EV 5410

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2	D 4.2
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	EV 5020	EV 5120	EV 5220	EV 5320	EV 5420

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8	D 4.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	EV 5030	EV 5130	EV 5230	EV 5330	EV 5430

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl

		
Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung	4 Stück
Artikel-Nr.	2102.0024

<
B
BS
C
CX
D
DT
E
EV
F
H
I
K
L
MG
N
NE
OT
R
S
T
Y
Novaloc Optiloc
Werkzeuge

*is a registered trademark of an independent third party

F-SERIE



Die Abutments der F-Serie sind kompatibel zu

Nobel Biocare


NobelActive®* CC

NobelReplace®* CC

NobelParallel™ CC


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	F 10	F 20	F 11	F 21

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Artikel-Nr.	F 32	F 30	F 31

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	NP 3.5	NP 3.5
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		F 82 T		F 80 T
Artikel-Nr.	F 52	F 82	F 50	F 80

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	WP 5.5	WP 5.5
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		F 81 T		F 83 T
Artikel-Nr.	F 51	F 81	F 53	F 83

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0	WP 5.5
Artikel-Nr.	F 82 T	F 80 T	F 81 T	F 83 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	UG	UG	UG	Kugel Torx	UG
Artikel-Nr.	F 60	F 600	F 601	F 602	F 603
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	UG	Kugel Hex	Kugel Hex	UG	Kugel Torx
Artikel-Nr.	F 61	F 64	F 65	F 66	F 67
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	F 68	F 69
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	F 60 L	F 603 L	F 61 L	F 66 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.			

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5
35 Ncm: RP 4.3/5.0



Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 3520	F 3500	F 3510

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 3700	F 3710

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	4.5 mm	4.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 60	F 61	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 60 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 100	F 100-3	F 110	F 110-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	4.5 mm	4.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 60	F 61	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 60 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	F 200-1	F 200-1-3	F 210-1	F 210-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	F 200-2	F 200-2-3	F 210-2	F 210-2-3

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Goldgewicht (g)	0,35	0,44
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 300	F 310

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Goldgewicht (g)	0,28	0,37
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 300 R	F 310 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 700	F 710

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 700 R	F 710 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade


- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	5.0 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 400	F 410

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	5.0 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 61
Laborschraube	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	F 500-1	F 510-1
Artikel-Nr. Typ 2	F 500-2	F 510-2

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube




Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	NP 3.5	NP 3.5
Halteschraube	F 66 SB	F 66 SB	F 60 SB	F 60 SB
Artikel-Nr.	F 1420	F 1420-L	F 1400	F 1400-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	WP 5.5
Halteschraube	F 61 SB	F 61 SB	F 61 SB
Artikel-Nr.	F 1410	F 1410-L	F 1430-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	NP 3.5	NP 3.5
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	F 69	F 602	F 67	F 67
Artikel-Nr. Typ 1	F 1620-1-SF	F 1720-1-SF	F 1600-1-SF	F 1700-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-02	6-09-02

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	WP 5.5	WP 5.5
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	F 68	F 68	F 68	F 68
Artikel-Nr. Typ 1	F 1610-1-SF	F 1710-1-SF	F 1630-1-SF	F 1730-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-11	6-09-11	6-09-11	6-09-11
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-12	6-09-12	6-09-12	6-09-12

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5
35 Ncm: RP 4.3/5.0
35 Ncm: WP 5.5

	NEU	NEU	NEU	JUNI
				
Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0	WP 5.5
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	F 69	F 67	F 68	F 68
Artikel-Nr.	F 1820	F 1800	F 1810	F 1830
Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.				

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

				
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-11	6-09-11
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-12	6-09-12

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	0.65 mm
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 66
Laborschraube	F 66 L	F 66 L
Artikel-Nr.	F 1020	F 1120

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 60	F 60	F 60	F 60
Laborschraube	F 60 L	F 60 L	F 60 L	F 60 L
Artikel-Nr.	F 1000	F 1200	F 1100	F 1300

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 61	F 61	F 61	F 61
Laborschraube	F 61 L	F 61 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 1010	F 1210	F 1110	F 1310

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5
35 Ncm: RP 4.3/5.0

				
				
Implantatanschluss		D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0
Kaminhöhe		3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe		0.65 mm	0.65 mm	0.65 mm
Eindrehinstrument		UG	UG	UG
Abutmentschraube		F 66	F 60	F 61
Laborschraube		F 66 L	F 60 L	F 61 L
Artikel-Nr.		F 1520	F 1500	F 1510

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5
35 Ncm: RP 4.3/5.0

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 60	F 61	F 61
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 60 L	F 61 L	F 61 L
Artikel-Nr.	F 9020-R	F 9000-R	F 9000-16R	F 9010-R	F 9010-16R

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

JUNI



Implantatanschluss	WP 5.5
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	F 603
Laborschraube	F 603 L
Artikel-Nr.	F 9030-R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5
35 Ncm: RP 4.3/5.0
35 Ncm: WP 5.5

JUNI



Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0	WP 5.5
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61	F 603
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L	F 603 L
Artikel-Nr.	F 9820-R	F 9800-16R	F 9810-16R	F 9830-R

Ti-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
35 Ncm: NP 3.5
35 Ncm: RP 4.3/5.0
35 Ncm: WP 5.5

JUNI



Implantatanschluss	D 3.0	NP 3.5	RP 4.3/5.0	WP 5.5
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 66	F 60	F 61	F 603
Laborschraube	F 66 L	F 60 L	F 61 L	F 603 L
Artikel-Nr.	F 9020-ST	F 9000-ST	F 9010-ST	F 9030-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	F 4000	F 4100	F 4200	F 4300	F 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	F 4010	F 4110	F 4210	F 4310	F 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG
Artikel-Nr.	6-28-01	F 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

			
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG	UG
Abutmentschraube	6-28-01	F 7600	F 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	F 4730	F 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Artikel-Nr.	F 4710	F 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 7600	F 7600	F 7600	F 7600
Artikel-Nr.	F 4800	F 4810	F 4820	F 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

F 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung

Verschluss-
kappe

Abform-
pfosten

Labor-
implantat

Labor-
implantat
CAD/CAM

Eindreh-
instrument

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

F 4610

F 4620

4630

80

M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

Gingivahöhe

1.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

5.5 mm

Eindrehinstrument

M 11-11

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Artikel-Nr.

F 8000

F 8003

F 8001

F 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

Gingivahöhe (mm)

1.1/2.5

2.1/3.5

4.1/5.5

Eindrehinstrument

UG

UG

UG

Abutmentschraube

F 600

F 600

F 600

Artikel-Nr.

F 8100

F 8101

F 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

Gingivahöhe (mm)

0.6/3.0

1.6/4.0

3.1/5.5

Eindrehinstrument

UG

UG

UG

Abutmentschraube

F 600

F 600

F 600

Artikel-Nr.

F 8300

F 8301

F 8302

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	F 8010	F 8013	F 8011	F 8012

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr.	F 8110	F 8111	F 8112

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr.	F 8310	F 8311	F 8312

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	WP 5.5	WP 5.5	WP 5.5	WP 5.5
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	F 8030	F 8033	F 8031	F 8032

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

DEZEMBER

DEZEMBER

DEZEMBER



Implantatanschluss	WP 5.5	WP 5.5	WP 5.5
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr.	F 8130	F 8131	F 8132

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

DEZEMBER

DEZEMBER

DEZEMBER



Implantatanschluss	WP 5.5	WP 5.5	WP 5.5
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	F 601	F 601	F 601
Artikel-Nr.	F 8330	F 8331	F 8332

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU



Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG
Artikel-Nr.	6-31-01	F 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

NEU



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG	UG	
Schraube	6-31-01	F 8501	F 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	F 8508	F 8519	8510

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	UG	UG
Schraube	F 8501	F 8501
Artikel-Nr.	F 8506	F 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	UG	UG
Artikel-Nr.	F 8517	F 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	UG	UG
Schraube	F 8501	F 8501
Artikel-Nr.	F 8500	F 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

Bezeichnung				
Artikel-Nr.	F 8502	F 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	F 2000	F 2100	F 2200	F 2300	F 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



					
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	F 64	F 64	F 64	F 64	F 64
Artikel-Nr. Typ 1	F 2500-1	F 2600-1	F 2700-1	F 2800-1	F 2900-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	F 2010	F 2110	F 2210	F 2310	F 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	F 65	F 65	F 65	F 65	F 65
Artikel-Nr. Typ 1	F 2510-1	F 2610-1	F 2710-1	F 2810-1	F 2910-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex



Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	56	57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	F 6000	F 6100	F 6200	F 6300	F 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	F 67	F 67	F 67	F 67	F 67
Artikel-Nr.	F 6500-1	F 6600-1	F 6700-1	F 6800-1	F 6900-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	F 6010	F 6110	F 6210	F 6310	F 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0	RP 4.3/5.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	F 68	F 68	F 68	F 68	F 68
Artikel-Nr.	F 6510-1	F 6610-1	F 6710-1	F 6810-1	F 6910-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl

Ausführung

Typ

Artikel-Nr.

Winkelstück

Winkelstück

Hand und
Ratsche

L 30 mm

lang

lang

6-13-06

M 03-8

M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.

gerade

abgewinkelt

58

59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

NP 3.5

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

F 5000

F 5100

F 5200

F 5300

F 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

RP 4.3/5.0

RP 4.3/5.0

RP 4.3/5.0

RP 4.3/5.0

RP 4.3/5.0

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

F 5010

F 5110

F 5210

F 5310

F 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung

Material

Matrizengehäuse

Artikel-Nr.

Titan

5202.0001

Bitte beachten:

Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss

NP 3.5

RP 4.3/5.0

Gingivahöhe (mm)

1.5/3.0

1.5/3.0

Durchmesser

4.5 mm

5.5 mm

Artikel-Nr.

FP 100-3

FP 110-3

Planungsabutment abgewinkelt 18°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss

NP 3.5

RP 4.3/5.0

Gingivahöhe (mm)

1.5/3.0

1.5/3.0

Durchmesser

4.5 mm

5.5 mm

Artikel-Nr. Typ 1

FP 200-1-3

FP 210-1-3

Artikel-Nr. Typ 2

FP 200-2-3

FP 210-2-3

Planungsabutment-Set

- 6-teilig



Artikel-Nr.

FPS

Inhalt:

FP 100-3, FP 110-3, FP 200-1-3, FP 200-2-3, FP 210-1-3, FP 210-2-3

<
B
BS
C
CX
D
DT
E
EV
F
H
I
K
L
MG
N
NE
OT
R
S
T
Y
Novaloc Optiloc
Werkzeuge

*is a registered trademark of an independent third party

H-SERIE




Die Abutments der H-Serie sind kompatibel zu

Zimmer Biomet Biomet 3i Certain^{®*}


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

^{*}is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss
Artikel-Nr.

D 3.4
H 30

D 4.1
H 31

D 5.0
H 32

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss
Typ
Einsetzinstrument
Artikel-Nr.

D 3.4
H 50

D 3.4
H 80

D 4.1
H 51

D 4.1
H 81

CADCAM
H 80 T
H 81 T

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss
Typ
Einsetzinstrument
Artikel-Nr.

D 5.0
H 52

D 5.0
H 82

CADCAM
H 82 T

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

- Edelstahl



Implantatanschluss
Artikel-Nr.

D 3.4
H 80 T

D 4.1
H 81 T

D 5.0
H 82 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument
Artikel-Nr.

Hex 1.2
H 60

Hex 1.2
H 62

Kugel Torx
H 63

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.

H 60 L

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.4

D 4.1

Eindrehinstrument

Hex 1.2

Hex 1.2

Abutmentschraube

H 60

H 60

Laborschraube

H 60 L

H 60 L

Artikel-Nr.

H 3500

H 3510

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.4

D 4.1

D 5.0

Eindrehinstrument

Hex 1.2

Hex 1.2

Hex 1.2

Abutmentschraube

H 60

H 60

H 60

Laborschraube

H 60 L

H 60 L

H 60 L

Artikel-Nr.

H 3700

H 3710

H 3720

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.4

D 3.4

D 4.1

D 4.1

Gingivahöhe

1.5 mm

3.0 mm

1.5 mm

3.0 mm

Durchmesser

4.2 mm

4.5 mm

4.7 mm

5.2 mm

Eindrehinstrument

Hex 1.2

Hex 1.2

Hex 1.2

Hex 1.2

Abutmentschraube

H 60

H 60

H 60

H 60

Laborschraube

H 60 L

H 60 L

H 60 L

H 60 L

Artikel-Nr.

H 100

H 100-3

H 110

H 110-3

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	5.9 mm	6.2 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 120	H 120-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	4.2 mm	4.5 mm	4.7 mm	5.2 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	H 200-1	H 200-1-3	H 210-1	H 210-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	H 200-2	H 200-2-3	H 210-2	H 210-2-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	5.7 mm	6.2 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	H 220-1	H 220-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	H 220-2	H 220-2-3

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,43	0,63	0,88
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 300	H 310	H 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,35	0,54	0,79
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 300 R	H 310 R	H 320 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 700	H 710	H 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 700 R	H 710 R	H 720 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	4.7 mm	5.4 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 400	H 410	H 420

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	4.7 mm	5.4 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	H 500-1	H 510-1	H 520-1
Artikel-Nr. Typ 2	H 500-2	H 510-2	H 520-2

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1/5.0
Halteschraube	H 60 SB	H 60 SB
Artikel-Nr.	H 1400	H 1410

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	H 63	H 63	H 63
Artikel-Nr. Typ 1	H 1600-1-SF	H 1610-1-SF	H 1620-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-11	6-09-19
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-12	6-09-20

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	H 63	H 63	H 63
Artikel-Nr.	H 1800	H 1810	H 1820

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-11	6-09-19
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-12	6-09-20

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 4.1	D 4.1
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 1000	H 1100	H 1010	H 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss		D 5.0	D 5.0
Kaminhöhe		3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe		0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument		Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube		H 60	H 60
Laborschraube		H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.		H 1020	H 1120

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 1500	H 1510	H 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 4.1	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 9000-R	H 9010-R	H 9010-16R	H 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 9800-R	H 9810-16R	H 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 60	H 60	H 60
Laborschraube	H 60 L	H 60 L	H 60 L
Artikel-Nr.	H 9000-ST	H 9010-ST	H 9020-ST
Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.			

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	H 4000	H 4100	H 4200	H 4300	H 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	H 4010	H 4110	H 4210	H 4310	H 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument
Artikel-Nr.


Kugel Torx
6-28-01


Hex 1.2
H 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU

NEU

Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titankappe
Flex

Titanbasis

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Hex 1.2

Hex 1.2

Abutmentschraube

6-28-01

H 7600

H 7600

Artikel-Nr.

6-28-02

H 4730

H 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Kunststoff-
kappe

HSL-Kappe

Artikel-Nr.

H 4710

H 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Klebebasis

Klebehülse

Klebebasis

Klebehülse

Ausführung

kurz

kurz

lang

lang

Eindrehinstrument

Hex 1.2

Hex 1.2

Abutmentschraube

H 7600

H 7600

Artikel-Nr.

H 4800

H 4810

H 4820

H 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Artikel-Nr.

H 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung					
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	H 4610	H 4620	4630	80	M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	H 8000	H 8001	H 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe (mm)	0.6/2.0	1.6/3.0	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr.	H 8100	H 8101	H 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr.	H 8300	H 8301	H 8302

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	H 8010	H 8011	H 8012

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe (mm)	0.6/2.0	1.6/3.0	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr.	H 8110	H 8111	H 8112

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	H 62	H 62	H 62
Artikel-Nr.	H 8310	H 8311	H 8312

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.2
Artikel-Nr.	6-31-01	H 8501

NEU

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.2	Hex 1.2	
Schraube	6-31-01	H 8501	H 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	H 8508	H 8519	8510
Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.				

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Schraube	H 8501	H 8501
Artikel-Nr.	H 8506	H 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	H 8517	H 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Schraube	H 8501	H 8501
Artikel-Nr.	H 8500	H 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

• Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

				
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	H 8502	H 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	H 2000	H 2100	H 2200	H 2300	H 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	H 2010	H 2110	H 2210	H 2310	H 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	H 2020	H 2120	H 2220	H 2320	H 2420
Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.					

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

		
Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.		

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

	
Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	H 6000	H 6100	H 6200	H 6300	H 6400

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	H 6010	H 6110	H 6210	H 6310	H 6410

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

Artikel-Nr.

58

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	H 5000	H 5100	H 5200	H 5300	H 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	H 5010	H 5110	H 5210	H 5310	H 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Titan

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

• gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalog

• Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

Planungsabutment gerade

• Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss

D 3.4

D 4.1

D 5.0

Gingivahöhe (mm)

1.5/3.0

1.5/3.0

1.5/3.0

Durchmesser

4.5 mm

5.2 mm

6.2 mm

Artikel-Nr.

HP 100-3

HP 110-3

HP 120-3

Planungsabutment abgewinkelt 18°

• Aluminium rot beschichtet
• Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
• Typ 2 = abgewinkelt über Eck

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss

D 3.4

D 4.1

D 5.0

Gingivahöhe (mm)

1.5/3.0

1.5/3.0

1.5/3.0

Durchmesser

4.5 mm

5.2 mm

6.2 mm

Artikel-Nr. Typ 1

HP 200-1-3

HP 210-1-3

HP 220-1-3

Artikel-Nr. Typ 2

HP 200-2-3

HP 210-2-3

HP 220-2-3

Planungsabutment-Set

• 9-teilig




Artikel-Nr.

HPS

Inhalt:

HP 100-3, HP 110-3, HP 120-3, HP 200-1-3, HP 200-2-3, HP 210-1-3, HP 210-2-3, HP 220-1-3, HP 220-2-3

I-SERIE




Die Abutments der I-Serie sind kompatibel zu

Zimmer Biomet Biomet 3i External Hex


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 4.1	D 4.1
Typ	CADCAM		CADCAM	
Einsetzinstrument	I 80 T		I 81 T	
Artikel-Nr.	I 50	I 80	I 51	I 81

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0
Typ	CADCAM	
Einsetzinstrument	I 82 T	
Artikel-Nr.	I 52	I 82

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.4-5.0
Artikel-Nr.	I 80 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Kugel Torx
Artikel-Nr.	I 61	I 62

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

• rot beschichtet



Artikel-Nr.	I 61 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 3500	I 3510

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Gingivahöhe	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.4 mm	4.8 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 100	I 110	I 120

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Gingivahöhe	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.4 mm	4.8 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	I 200-1	I 210-1	I 220-1
Artikel-Nr. Typ 2	I 200-2	I 210-2	I 220-2

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,37	0,57	0,97
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 300	I 310	I 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 4.1
Goldgewicht (g)	0,57
Eindrehinstrument	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61
Laborschraube	I 61 L
Artikel-Nr.	I 310 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 700	I 710	I 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1/5.0
Halteschraube	I 61 SB	I 61 SB
Artikel-Nr.	I 1400	I 1410

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Kaminhöhe	4.5-6.5	4.5-6.5	4.5-6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	I 62	I 62	I 62
Artikel-Nr. Typ 1	I 1600-1-SF	I 1610-1-SF	I 1620-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-27	6-09-33
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-28	6-09-34

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Kaminhöhe	4.5-6.5	4.5-6.5	4.5-6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	I 62	I 62	I 62
Artikel-Nr.	I 1800	I 1810	I 1820

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-27	6-09-27	6-09-33
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-28	6-09-28	6-09-34

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 4.1	D 4.1
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 1000	I 1100	I 1010	I 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss		D 5.0	D 5.0
Kaminhöhe		3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe		0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument		Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube		I 61	I 61
Laborschraube		I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.		I 1020	I 1120

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 1500	I 1510	I 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 9000-R	I 9010-R	I 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 4.1	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 9800-R	I 9810-R	I 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	RP 4.1	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	I 61	I 61	I 61
Laborschraube	I 61 L	I 61 L	I 61 L
Artikel-Nr.	I 9000-ST	I 9010-ST	I 9020-ST
Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.			

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	I 4000	I 4100	I 4200

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	I 4010	I 4110	I 4210

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument
Artikel-Nr.



Kugel Torx
6-28-01



Hex 1.26
I 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU

NEU

Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titankappe
Flex

Titanbasis

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Hex 1.26

Hex 1.26

Abutmentschraube

6-28-01

I 7600

I 7600

Artikel-Nr.

6-28-02

I 4730

I 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Kunststoff-
kappe

HSL-Kappe

Artikel-Nr.

I 4710

I 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Klebebasis

Klebehülse

Klebebasis

Klebehülse

Ausführung

kurz

kurz

lang

lang

Eindrehinstrument

Hex 1.26

Hex 1.26

Abutmentschraube

I 7600

I 7600

Artikel-Nr.

I 4800

I 4810

I 4820

I 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

I 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung					
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	I 4610	I 4620	4630	80	M 11-6

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	I 2000	I 2100	I 2200	I 2300	I 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
Implantatanschluss	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1	D 4.1
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	I 2010	I 2110	I 2210	I 2310	I 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	I 2020	I 2120	I 2220	I 2320	I 2420
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

Artikel-Nr.

56

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss

D 4.1

Gingivahöhe

2.5 mm

Durchmesser

4.8 mm

Artikel-Nr.

IP 110

Planungsabutment abgewinkelt 16°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss

D 4.1

Gingivahöhe

2.5 mm

Durchmesser

4.8 mm

Artikel-Nr. Typ 1

IP 210-1

Artikel-Nr. Typ 2

IP 210-2

Planungsabutment-Set

- 3-teilig



Artikel-Nr.

IPS

Inhalt: IP 110, IP 210-1, IP 210-2

K-SERIE




Die Abutments der K-Serie sind kompatibel zu

Nobel Biocare
Brånemark System^{®*}
NobelSpeedy^{®*}
Groovy^{®*}


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

				
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.1	RP 4.1
Typ	CADCAM			CADCAM
Einsetzinstrument	K 80 T			K 81 T
Artikel-Nr.	K 50	K 80	K 51	K 81

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

			
Implantatanschluss		WP 5.1	WP 5.1
Typ		CADCAM	
Einsetzinstrument		K 82 T	
Artikel-Nr.		K 52	K 82

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Artikel-Nr.	K 80 T	K 81 T	K 82 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

					
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	K 60	K 61	K 62	K 63	K 64
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Laborschraube

• rot beschichtet

			
Artikel-Nr.	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1
Eindrehinstrument	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61
Laborschraube	K 60 L	K 61 L
Artikel-Nr.	K 3500	K 3510

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Gingivahöhe	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.4 mm	4.8 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 100	K 110	K 120

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Gingivahöhe	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.4 mm	4.8 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr. Typ 1	K 200-1	K 210-1	K 220-1
Artikel-Nr. Typ 2	K 200-2	K 210-2	K 220-2

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Goldgewicht (g)	0,45	0,57	0,80
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 300	K 310	K 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.1
Goldgewicht (g)	0,57
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	K 61
Laborschraube	K 61 L
Artikel-Nr.	K 310 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 700	K 710	K 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.1
Eindrehinstrument	UG
Abutmentschraube	K 61
Laborschraube	K 61 L
Artikel-Nr.	K 710 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Halteschraube	K 60 SB	K 61 SB	K 62 SB
Artikel-Nr.	K 1400	K 1410	K 1420

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1
Kaminhöhe	4.5-6.5	4.5-6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	0.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	K 63	K 64
Artikel-Nr. Typ 1	K 1600-1-SF	K 1610-1-SF
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.	

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-27
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-28

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1
Kaminhöhe	4.5-6.5	4.5-6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	0.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	K 63	K 64
Artikel-Nr.	K 1800	K 1810
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.	

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-27
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-28

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	RP 4.1	RP 4.1
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 60	K 61	K 61
Laborschraube	K 60 L	K 60 L	K 61 L	K 61 L
Artikel-Nr.	K 1000	K 1100	K 1010	K 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss		WP 5.1	WP 5.1
Kaminhöhe		3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe		0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument		UG	UG
Abutmentschraube		K 62	K 62
Laborschraube		K 62 L	K 62 L
Artikel-Nr.		K 1020	K 1120

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 1500	K 1510	K 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 9000-R	K 9010-R	K 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 9800-R	K 9810-R	K 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	RP 4.1	WP 5.1
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG
Abutmentschraube	K 60	K 61	K 62
Laborschraube	K 60 L	K 61 L	K 62 L
Artikel-Nr.	K 9000-ST	K 9010-ST	K 9020-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	K 4000	K 4100	K 4200

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1
Gingivahöhe	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	K 4010	K 4110	K 4210

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG
Artikel-Nr.	6-28-01	K 7600

NEU

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

Bezeichnung	 Titanbasis ASC	 Titankappe Flex	 Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	UG	UG
Abutmentschraube	6-28-01	K 7600	K 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	K 4730	K 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung	 Kunststoffkappe	 HSL-Kappe
Artikel-Nr.	K 4710	K 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung	 Klebebasis	 Klebehülse	 Klebebasis	 Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	UG		UG	
Abutmentschraube	K 7600		K 7600	
Artikel-Nr.	K 4800	K 4810	K 4820	K 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Artikel-Nr.	 K 4900
-------------	---

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM:
Edelstahl
- Material Eindrehinstrument:
gehärteter Edelstahl

Bezeichnung	 Verschlusskappe	 Abformpfosten	 Laborimplantat	 Laborimplantat CAD/CAM	 Eindrehinstrument
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	K 4610	K 4620	4630	80	M 11-6

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5	NP 3.5
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	K 2000	K 2100	K 2200	K 2300	K 2400

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	K 2010	K 2110	K 2210	K 2310	K 2410

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WP 5.1	WP 5.1	WP 5.1	WP 5.1	WP 5.1
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	K 2020	K 2120	K 2220	K 2320	K 2420

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	UG	UG	UG	UG	UG
Artikel-Nr.	K 6010	K 6110	K 6210	K 6310	K 6410

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	58

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1	RP 4.1
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	K 5010	K 5110	K 5210	K 5310	K 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss

RP 4.1

Gingivahöhe

2.5 mm

Durchmesser

4.8 mm

Artikel-Nr.

KP 110

Planungsabutment abgewinkelt 16°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck



Implantatanschluss

RP 4.1

Gingivahöhe

2.5 mm

Durchmesser

4.8 mm

Artikel-Nr. Typ 1

KP 210-1

Artikel-Nr. Typ 2

KP 210-2

Planungsabutment-Set

- 3-teilig



Artikel-Nr.

KPS

Inhalt: KP 110, KP 210-1, KP 210-2

L-SERIE




Die Abutments der L-Serie sind kompatibel zu

Straumann Bone Level


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	L 10	L 20	L 11	L 21

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV

		
		
Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Artikel-Nr.	L 30	L 31

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		L 80 T		L 81 T
Artikel-Nr.	L 50	L 80	L 51	L 81

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

- Edelstahl

		
		
Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Artikel-Nr.	L 80 T	L 81 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV

					
Eindrehinstrument	Torx	Kugel Hex	Torx	Kugel Torx	Torx
Artikel-Nr.	L 60	L 62	L 63	L 64	L 65

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument

Kugel Torx

Artikel-Nr.

L 67

Bitte beachten:

Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.

L 60 L

Bitte beachten:

Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NC 3.3

RC 4.1/4.8

Eindrehinstrument

Torx

Torx

Abutmentschraube

L 60

L 60

Laborschraube

L 60 L

L 60 L

Artikel-Nr.

L 3500

L 3510

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NC 3.3

RC 4.1/4.8

Eindrehinstrument

Torx

Torx

Abutmentschraube

L 60

L 63

Laborschraube

L 60 L

Artikel-Nr.

L 3700

L 3710

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	4.2 mm	4.2 mm	5.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 100	L 100-3	L 110	L 110-3

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	4.2 mm	4.2 mm	5.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	L 200-1	L 200-1-3	L 210-1	L 210-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	L 200-2	L 200-2-3	L 210-2	L 210-2-3

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Goldgewicht (g)	0,31	0,53
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 300	L 310

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Goldgewicht (g)	0,23	0,38
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	
Artikel-Nr.	L 300 R	L 310 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 700	L 710

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	
Artikel-Nr.	L 700 R	L 710 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	5.0 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 400	L 410

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	5.0 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	L 500-1	L 510-1
Artikel-Nr. Typ 2	L 500-2	L 510-2
Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.		

Scanbody


- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	SC 2.9	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Halteschraube	L 66 SB	L 60 SB	L 60 SB
Artikel-Nr.	L 1420	L 1400	L 1410
Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.			

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	L 64	L 67	L 64	L 64
Artikel-Nr. Typ 1	L 1600-1-SF	L 1700-1-SF	L 1610-1-SF	L 1710-1-SF
Artikel-Nr. Typ 2	L 1600-2-SC	L 1700-2-SC	L 1610-2-SC	L 1710-2-SC

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-02	6-09-02

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	NEU	NEU
		
Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	1.0 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	L 64	L 64
Artikel-Nr.	L 1800	L 1810
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.	

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

	6-09-01	6-09-01
		
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	1.0 mm	1.0 mm	0.8 mm	0.8 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 1000	L 1100	L 1010	L 1110

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	1.0 mm	0.8 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 63
Laborschraube	L 60 L	
Artikel-Nr.	L 1500	L 1510

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 9000-R	L 9000-16R	L 9010-R	L 9010-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Durchmesser	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 9800-16R	L 9810-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	L 60	L 60
Laborschraube	L 60 L	L 60 L
Artikel-Nr.	L 9000-ST	L 9010-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	L 4000	L 4100	L 4200	L 4300	L 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	L 4010	L 4110	L 4210	L 4310	L 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
Eindrehinstrument		Kugel Torx	Torx
Artikel-Nr.		6-28-01	L 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

			
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	6-28-01	L 7600	L 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	L 4730	L 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Artikel-Nr.	L 4710	L 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Torx		Torx	
Abutmentschraube	L 7600		L 7600	
Artikel-Nr.	L 4800	L 4810	L 4820	L 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

L 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl



Bezeichnung

Verschluss-
kappe

Abform-
pfosten

Labor-
implantat

Labor-
implantat
CAD/CAM

Eindreh-
instrument

Einsetzinstrument

M 11-6

Artikel-Nr.

L 4610

L 4620

4630

80

M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

Gingivahöhe

1.5 mm

3.5 mm

5.5 mm

Eindrehinstrument

M 11-11

M 11-11

M 11-11

Artikel-Nr.

L 8000

L 8001

L 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

Gingivahöhe (mm)

1.1/2.5

2.1/3.5

4.1/5.5

Eindrehinstrument

Torx

Torx

Torx

Abutmentschraube

L 65

L 65

L 65

Artikel-Nr. Typ 1

L 8100

L 8101

L 8102

Artikel-Nr. Typ 2

L 8200

L 8201

L 8202

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2



NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3
--------	--------	--------

0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
---------	---------	---------

Torx	Torx	Torx
------	------	------

L 65	L 65	L 65
------	------	------

L 8300	L 8301	L 8302
---------------	---------------	---------------

L 8400	L 8401	L 8402
---------------	---------------	---------------

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
------------	------------	------------

1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
--------	--------	--------

M 11-11	M 11-11	M 11-11
---------	---------	---------

L 8010	L 8011	L 8012
---------------	---------------	---------------

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2



RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
------------	------------	------------

1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
---------	---------	---------

Torx	Torx	Torx
------	------	------

L 65	L 65	L 65
------	------	------

L 8110	L 8111	L 8112
---------------	---------------	---------------

L 8210	L 8211	L 8212
---------------	---------------	---------------

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2



RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
------------	------------	------------

0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
---------	---------	---------

Torx	Torx	Torx
------	------	------

L 65	L 65	L 65
------	------	------

L 8310	L 8311	L 8312
---------------	---------------	---------------

L 8410	L 8411	L 8412
---------------	---------------	---------------

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument
Artikel-Nr.


Kugel Torx
6-31-01


Torx
L 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

NEU

Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titanbasis

Titankappe
Flex

Modellier-
hülse

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Torx

Torx

Schraube

6-31-01

L 8501

L 8501

Artikel-Nr.

6-31-02

L 8508

L 8519

8510

Bitte beachten:

Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-
kappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung

Eindrehinstrument

Schraube

Artikel-Nr.


HSL-Kappe


CoCr-Kappe

Torx

Torx

L 8501

L 8501

L 8506

L 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

NEU

Bezeichnung

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.


MedentiLOC


Novaloc

Torx

Torx

L 8517

L 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung

Eindrehinstrument

Schraube

Artikel-Nr.


gerade


abgewinkelt

Torx

Torx

L 8501

L 8501

L 8500

L 8513

Bitte beachten:

Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

				
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	L 8502	L 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	L 2000	L 2100	L 2200	L 2300	L 2400

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	L 62	L 62	L 62	L 62	L 62
Artikel-Nr. Typ 1	L 2500-1	L 2600-1	L 2700-1	L 2800-1	L 2900-1
Artikel-Nr. Typ 2	L 2500-2	L 2600-2	L 2700-2	L 2800-2	L 2900-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	L 2010	L 2110	L 2210	L 2310	L 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	L 62	L 62	L 62	L 62	L 62
Artikel-Nr. Typ 1	L 2510-1	L 2610-1	L 2710-1	L 2810-1	L 2910-1
Artikel-Nr. Typ 2	L 2510-2	L 2610-2	L 2710-2	L 2810-2	L 2910-2
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex

Ausführung

Artikel-Nr.

Winkelstück



M 03-7

Hand und
Ratsche



M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.

gerade



56

abgewinkelt



57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

Torx

Torx

Torx

Torx

Torx

Artikel-Nr.

L 6000

L 6100

L 6200

L 6300

L 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

NC 3.3

Gingivahöhe (mm)

1.0/2.0

2.0/3.0

3.0/4.0

4.0/5.0

5.0/6.0

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Abutmentschraube

L 64

L 64

L 64

L 64

L 64

Artikel-Nr. Typ 1

L 6500-1

L 6600-1

L 6700-1

L 6800-1

L 6900-1

Artikel-Nr. Typ 2

L 6500-2

L 6600-2

L 6700-2

L 6800-2

L 6900-2

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	L 6010	L 6110	L 6210	L 6310	L 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



					
					
Implantatanschluss	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	L 64	L 64	L 64	L 64	L 64
Artikel-Nr. Typ 1	L 6510-1	L 6610-1	L 6710-1	L 6810-1	L 6910-1
Artikel-Nr. Typ 2	L 6510-2	L 6610-2	L 6710-2	L 6810-2	L 6910-2
Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.					

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.		

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl

			
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3	NC 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	L 5000	L 5100	L 5200	L 5300	L 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	L 5010	L 5110	L 5210	L 5310	L 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

Optiloc Modellanalog

- Aluminium



Ausführung
Artikel-Nr.

4 Stück
2102.0024

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss
Gingivahöhe (mm)
Durchmesser
Artikel-Nr.

	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe (mm)	1.5/3.0	1.5/3.0
Durchmesser	4.2 mm	5.0 mm
Artikel-Nr.	LP 100-3	LP 110-3

Planungsabutment abgewinkelt 18°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck



Implantatanschluss
Gingivahöhe (mm)
Durchmesser
Artikel-Nr. Typ 1
Artikel-Nr. Typ 2

	NC 3.3	RC 4.1/4.8
Gingivahöhe (mm)	1.5/3.0	1.5/3.0
Durchmesser	4.2 mm	5.0 mm
Artikel-Nr. Typ 1	LP 200-1-3	LP 210-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	LP 200-2-3	LP 210-2-3

Planungsabutment-Set

- 6-teilig



Artikel-Nr.

LPS

Inhalt: LP 100-3, LP 110-3, LP 200-1-3, LP 200-2-3, LP 210-1-3, LP 210-2-3

MG-SERIE




Die Abutments der MG-Serie sind kompatibel zu

Megagen AnyRidge®*

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

MAI

MAI



Implantatanschluss	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		MG 80 T
Artikel-Nr.	MG 50	MG 80

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl

MAI



Implantatanschluss	D 3.5-8.0
Artikel-Nr.	MG 80 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

MAI

MAI

MAI



Eindreheinstrument	Hex 1,2	Kugel Torx	Hex 1,2
Artikel-Nr.	MG 60	MG 61	MG 62

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

• rot beschichtet

MAI

MAI

MAI



Artikel-Nr.	MG 60 L	MG 61 L	MG 62 L
-------------	----------------	----------------	----------------

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Scanbody

• Titan
• spezialbeschichtet
• inkl. Halteschraube

MAI



Implantatanschluss	D 3.5-8.0
Halteschraube	MG 60 SB
Artikel-Nr.	MG 1400-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

MAI

MAI



D 3.5-8.0

D 3.5-8.0

3.5-6.5

3.5-6.5

1.0 mm

2.5 mm

Kugel Torx

Kugel Torx

MG 61

MG 61

MG 1600-1-SF


MG 1700-1-SF

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade

Modellierkappen Set abgewinkelt



6-09-01

6-09-01

6-09-02

6-09-02

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

MAI



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

D 3.5-8.0

3.5-6.5

1.0 mm

Kugel Torx

MG 61


MG 1800

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade

Modellierkappen Set abgewinkelt



6-09-01

6-09-02

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

MAI

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5-8.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60
Laborschraube	MG 60 L
Artikel-Nr.	MG 9000-R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

MAI

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5-8.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60
Laborschraube	MG 60 L
Artikel-Nr.	MG 9800-R

TI-Forms-Abutment für M-Series

MAI

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5-8.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 60
Laborschraube	MG 60 L
Artikel-Nr.	MG 9000-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

Multi-unit Abutment gerade

SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	MG 8000	MG 8001	MG 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Implantatanschluss	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 62	MG 62	MG 62
Artikel-Nr.	MG 8100	MG 8101	MG 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

SEPTEMBER

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Implantatanschluss	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2	Hex 1,2
Abutmentschraube	MG 62	MG 62	MG 62
Artikel-Nr.	MG 8300	MG 8301	MG 8302

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

SEPTEMBER



Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1,2
Artikel-Nr.	6-31-01	MG 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1,2	Hex 1,2	
Schraube	6-31-01	MG 8501	MG 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	MG 8508	MG 8519	8510

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Schraube	MG 8501	MG 8501
Artikel-Nr.	MG 8506	MG 8507

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	MG 8517	MG 8518

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1,2	Hex 1,2
Schraube	MG 8501	MG 8501
Artikel-Nr.	MG 8500	MG 8513

SEPTEMBER

SEPTEMBER



Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30



Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30



Multi-unit Zubehör

- Material Eindrehinstrument:
Edelstahl
- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Einsetzinstrument
Laborimplantat:
Edelstahl

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Eindreh-
instrument

M 11-11

Verschluss-
kappe

MG 8502

Abform-
pfosten

MG 8503

Einsetz-
instrument
Labor-
implantat

8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss

D 3.5-8.0

D 3.5-8.0

D 3.5-8.0

D 3.5-8.0

D 3.5-8.0

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Artikel-Nr.

MG 2000

MG 2100

MG 2200

MG 2300

MG 2400

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

Material

Matrizengehäuse

Artikel-Nr.

Titan

2010.601

Peek

2010.611

Bitte beachten:

Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.

gerade

56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	MAI	MAI	MAI	MAI	MAI
					
Implantatanschluss	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	MG 6000	MG 6100	MG 6200	MG 6300	MG 6400

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

		
Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl

	
Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	58

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	MAI	MAI	MAI	MAI	MAI
					
Implantatanschluss	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0	D 3.5-8.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	MG 5000	MG 5100	MG 5200	MG 5300	MG 5400

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung

	
Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

• gehärteter Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.



Hand und
Ratsche

M 59



Winkelstück

M 79

Optiloc Modellanalog

• Aluminium

Ausführung

Artikel-Nr.



4 Stück

2102.0024

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S


T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

N-SERIE




Die Abutments der N-Serie sind kompatibel zu

Straumann Tissue Level


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	WN 6.5	WN 6.5
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	N 11	N 21	N 12	N 22

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV

			
			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Artikel-Nr.	N 33	N 31	N 32

Laborimplantat

- Edelstahl

					
					
Implantatanschluss	NN 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	RN 4.8	RN 4.8
Typ			CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument			N 83 T		N 81 T
Artikel-Nr.	N 50	N 53	N 83	N 51	N 81

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

		
Implantatanschluss	WN 6.5	WN 6.5
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		N 82 T
Artikel-Nr.	N 52	N 82

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

- Edelstahl

			
			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Artikel-Nr.	N 83 T	N 81 T	N 82 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV

					
Eindreheinstrument	Torx	Torx	Torx	Kugel Hex	Torx
Artikel-Nr.	N 60	N 61	N 62	N 64	N 65
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV

				
Eindreheinstrument		Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.		N 66	N 67	N 68
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.			

Laborschraube

- rot beschichtet

				
Artikel-Nr.	N 60 L	N 61 L	N 62 L	N 65 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.			

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Eindreheinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 3530	N 3510	N 3520

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Eindreheinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 3730	N 3710	N 3720

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NN 3.5	RN 4.8	RN 4.8	WN 6.5
Gingivahöhe	1.5 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Durchmesser	4.0 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 60	N 61	N 61	N 61
Laborschraube	N 60 L	N 61 L	N 61 L	N 61 L
Artikel-Nr.	N 100	N 110	N 110L	N 120

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NN 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Gingivahöhe	1.5 mm	0 mm	0 mm
Durchmesser	4.0 mm	3.5 mm	4.3 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 60	N 61	N 61
Laborschraube	N 60 L	N 61 L	N 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	N 200	N 210-1	N 220-1
Artikel-Nr. Typ 2		N 210-2	N 220-2

Standardabutment abgewinkelt 21°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN 4.8
Gingivahöhe	0 mm
Durchmesser	3.5 mm
Eindrehinstrument	Torx
Abutmentschraube	N 61
Laborschraube	N 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	N 210-1-21
Artikel-Nr. Typ 2	N 210-2-21

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	RN 4.8	WN 6.5
Goldgewicht (g)	0,44	0,92
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 310	N 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	RN 4.8	WN 6.5
Goldgewicht (g)	0,42	0,89
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 310 R	N 320 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	RN 4.8	WN 6.5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 710	N 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
		
Implantatanschluss	RN 4.8	WN 6.5
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 710 R	N 720 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NN 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Gingivahöhe	0 mm	0 mm	0 mm
Durchmesser	3.5 mm	4.8 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 60	N 62	N 62
Laborschraube	N 60 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 400	N 410	N 420

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment einteilig

- Titan Grade 5 KV
- (nur verwendbar für den ZA)
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	WN 6.5	WN 6.5
Höhe	4.0 mm	5.5 mm	7.0 mm	4.0 mm	5.5 mm
Durchmesser	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	4.3 mm
Artikel-Nr.	N 110-40	N 110-55	N 110-70	N 120-40	N 120-55

Laborimplantat

- Aluminium
- Massivabutment



Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	WN 6.5	WN 6.5
Artikel-Nr.	N 51-40	N 51-55	N 51-70	N 52-40	N 52-55

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube




Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Halteschraube	N 65 SB	N 62 SB	N 62 SB
Artikel-Nr.	N 1430	N 1410	N 1420

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 1

Artikel-Nr. Typ 2

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.



NNC 3.5

3.5-6.5

0.6 mm

Kugel Torx

N 68

N 1630-1-SF

N 1630-2-SC

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen

Set gerade

Modellierkappen

Set abgewinkelt



6-09-01

6-09-02

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.



RN 4.8

WN 6.5

3.5-6.5

3.5-6.5

0.4 mm

0.4 mm

Kugel Torx

Kugel Torx

N 67

N 67

N 1610-1-SF

N 1620-1-SF

Modellierkappen Set


- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen

Set gerade

Modellierkappen

Set abgewinkelt



6-09-39

6-09-41

6-09-40

6-09-42

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	NEU	NEU	NEU
			
			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.6 mm	0.4 mm	0.4 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	N 68	N 67	N 67
Artikel-Nr.	N 1830	N 1810	N 1820
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.		

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

			
			
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-39	6-09-41
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-40	6-09-42

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

				
				
Implantatanschluss	NNC 3.5	NNC 3.5	RN 4.8	RN 4.8
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm	0.1 mm	0.1 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 1030	N 1130	N 1010	N 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

		
Implantatanschluss	WN 6.5	WN 6.5
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.1 mm	0.1 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 62	N 62
Laborschraube	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 1020	N 1120

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.35 mm	0.1 mm	0.1 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 1530	N 1510	N 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	RN 4.8	WN 6.5	WN 6.5
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 9030-R	N 9010-R	N 9010-16R	N 9020-R	N 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 9830-R	N 9810-16R	N 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

			
			
Implantatanschluss	NNC 3.5	RN 4.8	WN 6.5
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx
Abutmentschraube	N 65	N 62	N 62
Laborschraube	N 65 L	N 62 L	N 62 L
Artikel-Nr.	N 9030-ST	N 9010-ST	N 9020-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

					
					
Implantatanschluss	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Artikel-Nr.	N 4030	N 4130	N 4230	N 4330	N 4430

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	6-28-01	N 7600	NNC 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- 6-28-02 MedentiBASE Titanbasis ASC inkl. Brückenschraube
- NNC 4730 MedentiBASE Titankappe Flex inkl. Brückenschraube
- NNC 4840 MedentiBASE Titanbasis inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
Material	Titan Grade 5 KV	Titan Grade 5 KV	Titan Grade 5 KV
Artikel-Nr.	6-28-02	NNC 4730	NNC 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- NNC 4710 MedentiBASE Kunststoffkappe inkl. Brückenschraube
- NNC 4720 MedentiBASE HSL-Kappe inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material Kunststoffkappe: Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe: Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Eindrehinstrument	Torx	Torx
Schraube	NNC 7600	NNC 7600
Artikel-Nr.	NNC 4710	NNC 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Torx		Torx	
Abutmentschraube	NNC 7600		NNC 7600	
Artikel-Nr.	NNC 4800	NNC 4810	NNC 4820	NNC 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

NNC 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung

Verschluss-
kappe

Abform-
pfosten

Labor-
implantat

Labor-
implantat
CAD/CAM

Eindreh-
instrument

Einsetzinstrument

M 11-6

Artikel-Nr.

NNC 4610

NNC 4620

4630

80

M 11-6

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

RN 4.8

Gingivahöhe

0 mm

Artikel-Nr.

N 4010

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe: inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU



Bezeichnung

Titankappe
Flex

Eindrehinstrument

Torx

Abutmentschraube

N 7600

Artikel-Nr.

N 4730

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe: Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe: Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%



Bezeichnung

Kunststoff-
kappe

HSL-Kappe

Artikel-Nr.

N 4710

N 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Ausführung

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Klebebasis

kurz

Torx

N 7600

N 4800

Klebehülse

kurz

N 4810

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Artikel-Nr.

N 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- M 11-6 Eindrehinstrument
- MedentiBASE Abutment
- N 51 Laborimplantat
- N 81 Laborimplantat CAD/CAM
- N 11 Abformpfosten offener Löffel

Einsetzinstrument

Artikel-Nr.

M 11-6

N 51

N 81 T

N 81

N 11

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

RN 4.8

0.9 mm

M 11-11

N 8010

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

WN 6.5

1.2 mm

M 11-11

N 8020

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument
Artikel-Nr.



Kugel Torx
6-31-01



Torx
N 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

NEU

Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titanbasis

Titankappe
Flex

Modellier-
hülse

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Torx

Torx

Schraube

6-31-01

N 8501

N 8501

Artikel-Nr.

6-31-02

N 8508

N 8519

8510

Bitte beachten:

Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-
kappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung

HSL-Kappe

CoCr-Kappe

Eindrehinstrument

Torx

Torx

Schraube

N 8501

N 8501

Artikel-Nr.

N 8506

N 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

NEU

Bezeichnung

MedentiLOC

Novaloc

Eindrehinstrument

Torx

Torx

Artikel-Nr.

N 8517

N 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Ausführung

gerade

Eindrehinstrument

Torx

Schraube

N 8501

Artikel-Nr.

N 8500

Bitte beachten:

Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Ausführung	gerade
Typ	
Artikel-Nr.	8504

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV



Ausführung	gerade
Typ	
Artikel-Nr.	8509

Multi-unit Zubehör

- N 8502 Multi-unit Verschlusskappe Torx
- N 8503 Multi-unit Abformpfosten inkl. Halteschraube
- M 11-11 Eindrehinstrument Multi-unit Abutment Hand und Ratsche



Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument
Artikel-Nr.	N 8502	N 8503	M 11-11

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	N 2030	N 2130	N 2230	N 2330	N 2430

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	N 2010	N 2110	N 2210	N 2310	N 2410

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8
Gingivahöhe (mm)	0.5/1.5	1.5/2.5	2.5/3.5	3.5/4.5	4.5/5.5
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	N 64	N 64	N 64	N 64	N 64
Artikel-Nr. Typ 1	N 2510	N 2610	N 2710	N 2810	N 2910

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	WN 6.5	WN 6.5	WN 6.5	WN 6.5	WN 6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	N 2020	N 2120	N 2220	N 2320	N 2420

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex



Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	56	57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5	NNC 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	N 6030	N 6130	N 6230	N 6330	N 6430

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Novaloc Abutments benötigen Sie das original Eindrehinstrument der jeweiligen Serie.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Torx	Torx	Torx	Torx	Torx
Artikel-Nr.	N 6010	N 6110	N 6210	N 6310	N 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8	RN 4.8
Gingivahöhe (mm)	0.5/1.5	1.5/2.5	2.5/3.5	3.5/4.5	4.5/5.5
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	N 66	N 66	N 66	N 66	N 66
Artikel-Nr.	N 6510	N 6610	N 6710	N 6810	N 6910

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Winkelstück

Winkelstück

Hand und
Ratsche

Typ

L 30 mm

lang

lang

Artikel-Nr.

6-13-06

M 03-8

M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

abgewinkelt

Artikel-Nr.

58

59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

NNC 3.5

NNC 3.5

NNC 3.5

NNC 3.5

NNC 3.5

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Einsetzinstrument

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

Artikel-Nr.

N 5030

N 5130

N 5230

N 5330

N 5430

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Implantatanschluss

RN 4.8

RN 4.8

RN 4.8

RN 4.8

RN 4.8

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Einsetzinstrument

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

M 59 / M 79

Artikel-Nr.

N 5010

N 5110

N 5210

N 5310

N 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Titan

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalog

- Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss

RN 4.8

WN 6.5

Gingivahöhe

0 mm

0 mm

Durchmesser

3.5 mm

4.3 mm

Artikel-Nr.

NP 110

NP 120

Planungsabutment abgewinkelt 16°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck



Implantatanschluss

RN 4.8

WN 6.5

Gingivahöhe

0 mm

0 mm

Durchmesser

3.5 mm

4.3 mm

Artikel-Nr. Typ 1

NP 210-1

NP 220-1

Artikel-Nr. Typ 2

NP 210-2

NP 220-2

Planungsabutment abgewinkelt 21°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck



Implantatanschluss

RN 4.8

Gingivahöhe

0 mm

Durchmesser

3.5 mm

Artikel-Nr. Typ 1

NP 210-1-21

Artikel-Nr. Typ 2

NP 210-2-21



Planungsabutment-Set

- 10-teilig



Artikel-Nr.

NPS

Inhalt:

NP 100, NP 110, NP 120, NP 200, NP 210-1, NP 210-2, NP 210-1-21, NP 210-2-21, NP 220-1, NP 220-2

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

NE-SERIE




Die Abutments der NE-Serie sind kompatibel zu

NEOSS®*

ProActive®*

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 2

abgewinkelt
über Nocke

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

NEU

NEU



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		NE 80 T
Artikel-Nr.	NE 50	NE 80

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl

NEU



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5
Artikel-Nr.	NE 80 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

NEU

NEU



Eindrehinstrument	NEO	Kugel Torx
Artikel-Nr.	NE 60	NE 61

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

• rot beschichtet

NEU

NEU



Artikel-Nr.	NE 60 L	NE 61 L
-------------	---------	---------

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Scanbody

• Titan
• spezialbeschichtet
• inkl. Halteschraube

NEU



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5
Halteschraube	NE 60 SB
Artikel-Nr.	NE 1400-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr. Typ 2

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

NEU



SP D 3.5-6.5

3.5-6.5

0.35 mm

Kugel Torx

NE 61

NE 1600-2-SF

NEU



SP D 3.5-6.5

3.5-6.5

2.5 mm

Kugel Torx

NE 61

NE 1700-2-SF

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade

Modellierkappen Set abgewinkelt



6-09-11

6-09-11

6-09-12

6-09-12

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm

NEU



Implantatanschluss

Kaminhöhe

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

SP D 3.5-6.5

3.5-6.5

0.35 mm

Kugel Torx

NE 61

NE 1800

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade

Modellierkappen Set abgewinkelt



6-09-11

6-09-12

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

NEU

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	NEO
Abutmentschraube	NE 60
Laborschraube	NE 60 L
Artikel-Nr.	NE 9000-R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

NEU

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	NEO
Abutmentschraube	NE 60
Laborschraube	NE 60 L
Artikel-Nr.	NE 9800-R

TI-Forms-Abutment für M-Series

NEU

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	NEO
Abutmentschraube	NE 60
Laborschraube	NE 60 L
Artikel-Nr.	NE 9000-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

Multi-unit Abutment gerade

DEZEMBER

DEZEMBER

DEZEMBER

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	NE 8000	NE 8001	NE 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm

DEZEMBER

DEZEMBER

DEZEMBER



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	NEO	NEO	NEO
Abutmentschraube	NE 60	NE 60	NE 60
Artikel-Nr.	NE 8100	NE 8101	NE 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm

DEZEMBER

DEZEMBER

DEZEMBER



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	NEO	NEO	NEO
Abutmentschraube	NE 60	NE 60	NE 60
Artikel-Nr.	NE 8300	NE 8301	NE 8302

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

DEZEMBER



Eindrehinstrument	Kugel Torx	NEO
Artikel-Nr.	6-31-01	NE 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

DEZEMBER

DEZEMBER



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	NEO	NEO	
Schraube	6-31-01	NE 8501	NE 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	NE 8508	NE 8519	8510

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Schraube	NE 8501	NE 8501
Artikel-Nr.	NE 8506	NE 8507

DEZEMBER

DEZEMBER



Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Artikel-Nr.	NE 8517	NE 8518

DEZEMBER

DEZEMBER



Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	NEO	NEO
Schraube	NE 8501	NE 8501
Artikel-Nr.	NE 8500	NE 8513

DEZEMBER

DEZEMBER



Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30



Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30



Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

Bezeichnung

Artikel-Nr.

DEZEMBER

DEZEMBER

Verschluss-
kappe

Abform-
pfosten

Eindreh-
instrument

Einsetz-
instrument
Labor-
implantat

NE 8502

NE 8503

M 11-11

8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm



Implantatanschluss

SP D 3.5-6.5

SP D 3.5-6.5

SP D 3.5-6.5

SP D 3.5-6.5

SP D 3.5-6.5

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Hex 1,26

Artikel-Nr.

NE 2000

NE 2100

NE 2200

NE 2300

NE 2400

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material Matrizengehäuse

Artikel-Nr.

2010.601

2010.611

Bitte beachten:

Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

Artikel-Nr.

56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	NEO	NEO	NEO	NEO	NEO
Artikel-Nr.	NE 6000	NE 6100	NE 6200	NE 6300	NE 6400

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr.

2010.601

2010.611

Bitte beachten:

Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

Artikel-Nr.

58

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 32 Ncm

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU



Implantatanschluss	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5	SP D 3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	NE 5000	NE 5100	NE 5200	NE 5300	NE 5400

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Titan

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.

M 59

M 79

Optiloc Modellanalog

- Aluminium



Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.

2102.0024

OT-SERIE




Die Abutments der OT-Serie sind kompatibel zu

HiOssen Implant^{®*} ET-System
OSSTEM Implants TS System
T-Plus Implant Tech A+ Implant, ST Implant

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV



M



M



R



R

Implantatanschluss	M	M	R	R
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		OT 80 T		OT 81 T
Artikel-Nr.	OT 50	OT 80	OT 51	OT 81

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl



M



R

Implantatanschluss		M	R
Artikel-Nr.		OT 80 T	OT 81 T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV



OT 60 T



OT 61 T



OT 62 T



OT 63 T

Einsetzinstrument	OT 60 T	OT 61 T	OT 62 T	OT 63 T
Artikel-Nr.	OT 60	OT 61	OT 62	OT 63

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV



OT 64 T



OT 65 T



OT 66 T

Einsetzinstrument	OT 64 T	OT 65 T	OT 66 T
Artikel-Nr.	OT 64	OT 65	OT 66

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

• rot beschichtet



OT 60 L



OT 61 L

Artikel-Nr.	OT 60 L	OT 61 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss

Halteschraube	M	R
Artikel-Nr.	OT 60 SB	OT 61 SB
Artikel-Nr.	OT 1400-L	OT 1410-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: M
30 Ncm: R




Implantatanschluss

	M	M	R	R
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.1 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	OT 62	OT 66	OT 63	OT 63
Artikel-Nr. Typ 1	OT 1600-1-SF	OT 1700-1-SF	OT 1610-1-SF	OT 1710-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade

Modellierkappen Set abgewinkelt

6-09-01	6-09-01	6-09-11	6-09-11
6-09-02	6-09-02	6-09-12	6-09-12

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: M
30 Ncm: R

Implantatanschluss

	M	R
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	1.1 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	OT 62	OT 63
Artikel-Nr.	OT 1800	OT 1810

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

NEU

NEU



Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade

Modellierkappen Set abgewinkelt



6-09-01

6-09-11

6-09-02

6-09-12

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: M
30 Ncm: R

Implantatanschluss

	M	R
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 60	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	OT 9000-R	OT 9010-R



PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: M
30 Ncm: R

Implantatanschluss

	M	R
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 60	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	OT 9800-R	OT 9810-R



TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: M
30 Ncm: R



Implantatanschluss	M	R
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 60	OT 61
Laborschraube	OT 60 L	OT 61 L
Artikel-Nr.	OT 9000-ST	OT 9010-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	M	M	M
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	OT 8000	OT 8001	OT 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	M	M	M
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 64	OT 64	OT 64
Artikel-Nr.	OT 8100	OT 8101	OT 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	M	M	M
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 64	OT 64	OT 64
Artikel-Nr.	OT 8300	OT 8301	OT 8302

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	R	R	R
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	OT 8010	OT 8011	OT 8012

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	R	R	R
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 65	OT 65	OT 65
Artikel-Nr.	OT 8110	OT 8111	OT 8112

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	R	R	R
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	OT 65	OT 65	OT 65
Artikel-Nr.	OT 8310	OT 8311	OT 8312

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.2
Artikel-Nr.	6-31-01	OT 8501

NEU

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.2	Hex 1.2	
Schraube	6-31-01	OT 8501	OT 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	OT 8508	OT 8519	8510
Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan- kappe verwendet werden.				

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Schraube	OT 8501	OT 8501
Artikel-Nr.	OT 8506	OT 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	OT 8517	OT 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2
Schraube	OT 8501	OT 8501
Artikel-Nr.	OT 8500	OT 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

				
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	OT 8502	OT 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
Implantatanschluss	M	M	M	M	M
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	OT 2000	OT 2100	OT 2200	OT 2300	OT 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	OT 2010	OT 2110	OT 2210	OT 2310	OT 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

Artikel-Nr.

56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss

M

M

M

M

M

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

Hex 1.2

Hex 1.2

Hex 1.2

Hex 1.2

Hex 1.2

Artikel-Nr.

OT 6000

OT 6100

OT 6200

OT 6300

OT 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss

M

M

M

M

M

Gingivahöhe (mm)

1.0/2.0

2.0/3.0

3.0/4.0

4.0/5.0

5.0/6.0

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Abutmentschraube

OT 62

OT 62

OT 62

OT 62

OT 62

Artikel-Nr.

OT 6500-1

OT 6600-1

OT 6700-1

OT 6800-1

OT 6900-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	OT 6010	OT 6110	OT 6210	OT 6310	OT 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



					
					
Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	OT 63	OT 63	OT 63	OT 63	OT 63
Artikel-Nr.	OT 6510-1	OT 6610-1	OT 6710-1	OT 6810-1	OT 6910-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material		
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl

			
Ausführung	Winkeltück	Winkeltück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	M	M	M	M	M
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	OT 5000	OT 5100	OT 5200	OT 5300	OT 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	R	R	R	R	R
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	OT 5010	OT 5110	OT 5210	OT 5310	OT 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.


Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

R-SERIE



Die Abutments der R-Serie sind kompatibel zu

Zimmer Biomet

Zimmer Tapered Screw-Vent^{®*}

MIS


SEVEN Internal Hex

BioHorizons Camlog

BioHorizons Tapered System


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Vergleichstabelle

Zimmer Biomet

MIS

BioHorizons Camlog

Zimmer Biomet / Zimmer Screw Vent

Implantat Ø	3,70	4,10	4,70	6,00
Plattform Ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Kennzeichnung	 3,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Farbe	grün	grün	lila	gelb
Laborimplantat Ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Artikelnummer	IA3	IA3	IA4	IA5
Medentika® R-Serie				
Laborimplantat Ø	3,50	3,50	4,50	5,70
Kennzeichnung	 3,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Artikelnummer	R 50	R 50	R 51	R 52

MIS / Seven, M4

Implantat Ø	3,30	3,75	4,20	5,00	6,00
Plattform Ø	3,30	3,75	3,65	4,50	4,50
Kennzeichnung	 NP	 SP	 SP	 WP	 WP
Farbe	gelb	lila	lila	grün	grün
Laborimplantat Ø	3,30	4,20	4,20	4,50	4,50
Artikelnummer	MN-RSM10	MD-RSM10	MD-RSM10	MW-RSM10	MW-RSM10
Medentika® R-Serie					
Laborimplantat Ø	XX	3,50	3,50	4,50	4,50
Kennzeichnung	XX	 3,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Artikelnummer	XX	R 50	R 50	R 51	R 51

BioHorizons Camlog / BioHorizons Tapered Internal Hex

Implantat Ø	3,40	3,80	4,60	5,80
Plattform Ø	3,00	3,50	4,50	5,70
Kennzeichnung	 3,0 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Farbe	grau	gelb	grün	blau
Laborimplantat Ø	3,0	3,50	4,50	5,70
Artikelnummer	TP3IA	PYIA	PGIA	PBIA
Medentika® R-Serie				
Laborimplantat Ø	XX	3,50	4,50	5,70
Kennzeichnung	XX	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,7 mm
Artikelnummer	XX	R 50	R 51	R 52

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 4.5	D 4.5
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	R 10	R 20	R 11	R 21

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Edelstahl



Implantatanschluss	D 5.7	D 5.7
Ausführung	kurz	lang
Artikel-Nr.	R 12	R 22

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Artikel-Nr.	R 30	R 31	R 32

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 4.5	D 4.5
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		R 80 T		R 81 T
Artikel-Nr.	R 50	R 80	R 51	R 81

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 5.7	D 5.7
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		R 82 T
Artikel-Nr.	R 52	R 82

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Artikel-Nr.	R 80 T	R 81 T	R 82 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Kugel Hex	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	R 60	R 62	R 63	R 64

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	R 60 L
-------------	--------

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 3500	R 3510

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 3700	R 3710	R 3720

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.3 mm	4.5 mm	5.2 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 100-1	R 100	R 110-1	R 110

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 5.7	D 5.7
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	6.0 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 120-1	R 120

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



				
				
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.3 mm	4.5 mm	5.2 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	R 200-1-1	R 200-1	R 210-1-1	R 210-1
Artikel-Nr. Typ 2	R 200-2-1	R 200-2	R 210-2-1	R 210-2

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 5.7	D 5.7
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	6.0 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	R 220-1-1	R 220-1
Artikel-Nr. Typ 2	R 220-2-1	R 220-2

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Goldgewicht (g)	0,36	0,55	1,01
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 300	R 310	R 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Goldgewicht (g)	0,35	0,54	0,87
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 300 R	R 310 R	R 320 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 700	R 710	R 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 700 R	R 710 R	R 720 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	3.5 mm	4.5 mm	5.7 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 400	R 410	R 420

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Halteschraube	R 60 SB	R 60 SB	R 60 SB
Artikel-Nr.	R 1400	R 1410	R 1420

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	0.4 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr. Typ 1	R 1600-1-SF	R 1610-1-SF	R 1620-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-05	6-09-17	6-09-23
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-06	6-09-18	6-09-24

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.5 mm	0.4 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr.	R 1800	R 1810	R 1820

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-05	6-09-17	6-09-23
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-06	6-09-18	6-09-24

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 4.5	D 4.5
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 1000	R 1100	R 1010	R 1110

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss		D 5.7	D 5.7
Kaminhöhe		3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe		0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument		Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube		R 60	R 60
Laborschraube		R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.		R 1020	R 1120

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 1500	R 1510	R 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 4.5	D 4.5	D 5.7
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 9000-R	R 9000-16R	R 9010-R	R 9010-16R	R 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Durchmesser	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 9800-16R	R 9810-16R	R 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 60	R 60	R 60
Laborschraube	R 60 L	R 60 L	R 60 L
Artikel-Nr.	R 9000-ST	R 9010-ST	R 9020-ST
Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.			

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	R 4000	R 4100	R 4200	R 4300	R 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	R 4010	R 4110	R 4210	R 4310	R 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument
Artikel-Nr.



Kugel Torx
6-28-01



Hex 1.26
R 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU

NEU

Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titankappe
Flex

Titanbasis

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Hex 1.26

Hex 1.26

Abutmentschraube

6-28-01

R 7600

R 7600

Artikel-Nr.

6-28-02

R 4730

R 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Kunststoff-
kappe

HSL-Kappe

Artikel-Nr.

R 4710

R 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Klebebasis

Klebehülse

Klebebasis

Klebehülse

Ausführung

kurz

kurz

lang

lang

Eindrehinstrument

Hex 1.26

Hex 1.26

Abutmentschraube

R 7600

R 7600

Artikel-Nr.

R 4800

R 4810

R 4820

R 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

R 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat:
Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM:
Edelstahl
- Material Eindrehinstrument:
gehärteter Edelstahl

Bezeichnung					
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	R 4610	R 4620	4630	80	M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	R 8000	R 8001	R 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr.	R 8100	R 8101	R 8102

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr.	R 8300	R 8301	R 8302

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	R 8010	R 8011	R 8012

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr.	R 8110	R 8111	R 8112

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	R 64	R 64	R 64
Artikel-Nr.	R 8310	R 8311	R 8312

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
			
Eindrehinstrument	Kugel Torx		Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-31-01		R 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26	
Schraube	6-31-01	R 8501	R 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	R 8508	R 8519	8510
Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.				

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	R 8501	R 8501
Artikel-Nr.	R 8506	R 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	R 8517	R 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	R 8501	R 8501
Artikel-Nr.	R 8500	R 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

				
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	R 8502	R 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	R 2000	R 2100	R 2200	R 2300	R 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



					
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	R 62	R 62	R 62	R 62	R 62
Artikel-Nr. Typ 1	R 2500-1	R 2600-1	R 2700-1	R 2800-1	R 2900-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	R 2010	R 2110	R 2210	R 2310	R 2410
Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.					

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 5.7	D 5.7	D 5.7	D 5.7
Gingivahöhe	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	R 2120	R 2220	R 2320	R 2420
Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagmanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz

		
		
Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.		

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex

		
Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	56	57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	R 6000	R 6100	R 6200	R 6300	R 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr.	R 6500-1	R 6600-1	R 6700-1	R 6800-1	R 6900-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	R 6010	R 6110	R 6210	R 6310	R 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	R 63	R 63	R 63	R 63	R 63
Artikel-Nr.	R 6510-1	R 6610-1	R 6710-1	R 6810-1	R 6910-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5	D 3.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	R 5000	R 5100	R 5200	R 5300	R 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	R 5010	R 5110	R 5210	R 5310	R 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl

		
Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung	4 Stück
Artikel-Nr.	2102.0024

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



D 3.5 D 4.5 D 5.7

Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Gingivahöhe	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.5 mm	5.5 mm	6.5 mm
Artikel-Nr.	RP 100	RP 110	RP 120

Planungsabutment abgewinkelt 16°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck



D 3.5 D 4.5 D 5.7

Implantatanschluss	D 3.5	D 4.5	D 5.7
Gingivahöhe	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Durchmesser	4.5 mm	5.5 mm	6.5 mm
Artikel-Nr. Typ 1	RP 200-1	RP 210-1	RP 220-1
Artikel-Nr. Typ 2	RP 200-2	RP 210-2	RP 220-2

Planungsabutment-Set

- 9-teilig



Artikel-Nr.	RPS
Inhalt:	RP 100, RP 110, RP 120, RP 200-1, RP 200-2, RP 210-1, RP 210-2, RP 220-1, RP 220-2

S-SERIE



Die Abutments der S-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T


Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	S 10	S 20	S 11	S 21

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Artikel-Nr.	S 30	S 32

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		S 83 T		S 80 T
Artikel-Nr.	S 53	S 83	S 50	S 80

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		S 82 T
Artikel-Nr.	S 52	S 82

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

- Edelstahl



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Artikel-Nr.	S 83 T	S 80 T	S 82 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Kugel Hex	Kugel Hex	Hex 1.26
Artikel-Nr.	S 60	S 61	S 65	S 66	S 67
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	S 68	S 69	S 70	S 71
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.			

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	S 60 L	S 61 L	S 67 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 61
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 3530	S 3500	S 3520

Provisorisches Abutment rotierend

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 3700	S 3720

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	3.0 mm	3.0 mm
Durchmesser	3.5 mm	4.0 mm	5.2 mm	4.5 mm	5.2 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 60	S 60	S 60
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Artikel-Nr.	S 130	S 100	S 110	S 100-3	S 110-3

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	6.0 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 61	S 61
Laborschraube	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 120	S 120-3

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	3.0 mm	3.0 mm
Durchmesser	3.5 mm	4.0 mm	5.2 mm	4.5 mm	5.2 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 60	S 60	S 60
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Artikel-Nr.	S 230	S 200	S 210	S 200-3	S 210-3

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.0 mm
Durchmesser	6.0 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 61	S 61
Laborschraube	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 220	S 220-3

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Goldgewicht (g)	0,36	0,95
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 300	S 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Goldgewicht (g)	0,32	0,90
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 300 R	S 320 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 700	S 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 700 R	S 720 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	5.0 mm	6.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 400	S 420

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	5.0 mm	6.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 500	S 520

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube

			
			
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Halteschraube	S 67 SB	S 60 SB	S 61 SB
Artikel-Nr.	S 1430	S 1400	S 1420
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.		





Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0

				
				
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.2 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	S 70	S 70	S 71	S 71
Artikel-Nr.	S 1630-SF	S 1730-SF	S 1600-SF	S 1700-SF
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.			

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

				
				
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-02	6-09-02

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm




Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.7 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	S 69	S 69
Artikel-Nr.	S 1620-SF	S 1720-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-25	6-09-25
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-26	6-09-26

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0

NEU **NEU** **NEU**



Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.2 mm	1.0 mm	0.7 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	S 70	S 71	S 69
Artikel-Nr.	S 1830	S 1800	S 1820

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-25
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-26

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.0
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 67	S 67
Laborschraube	S 67 L	S 67 L
Artikel-Nr.	S 1030	S 1130

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	1.1 mm	0.6 mm	1.1 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 60	S 60	S 60
Laborschraube	S 60 L	S 60 L	S 60 L	S 60 L
Artikel-Nr.	S 1000	S 1200	S 1100	S 1300

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	1.1 mm	0.6 mm	1.1 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 61	S 61	S 61	S 61
Laborschraube	S 61 L	S 61 L	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 1020	S 1220	S 1120	S 1320

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0

		
		
Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 1500	S 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0

					
					
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 60	S 61	S 61
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 60 L	S 61 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 9030-R	S 9000-R	S 9000-16R	S 9020-R	S 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
15 Ncm: D 3.0
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0

			
			
Implantatanschluss	D 3.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 67	S 60	S 61
Laborschraube	S 67 L	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 9830-R	S 9800-16R	S 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment:
20 Ncm: D 3.5/4.0
25 Ncm: D 4.5/5.0

		
		
Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	S 60	S 61
Laborschraube	S 60 L	S 61 L
Artikel-Nr.	S 9000-ST	S 9020-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	S 4000	S 4100	S 4200	S 4300	S 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	S 4020	S 4120	S 4220	S 4320	S 4420

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-28-01	S 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe: inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

			
			
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	6-28-01	S 7600	S 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	S 4730	S 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe: Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe: Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Artikel-Nr.	S 4710	S 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebasis	Klebehülse	Klebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1.26		Hex 1.26	
Abutmentschraube	S 7600		S 7600	
Artikel-Nr.	S 4800	S 4810	S 4820	S 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

	
Artikel-Nr.	S 4900
Bitte beachten:	Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

					
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Laborimplantat	Laborimplantat CAD/CAM	Eindrehinstrument
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	S 4610	S 4620	4630	80	M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

		
		
Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	S 8000	S 8001

NEU

NEU

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

NEU

NEU



D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

1.1/2.5

2.1/3.5

Hex 1,26

Hex 1,26

S 65

S 65

S 8100

S 8101

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

NEU

NEU



D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

0.6/3.0

1.6/4.0

Hex 1,26

Hex 1,26

S 65

S 65

S 8300

S 8301

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe

Eindrehinstrument

Artikel-Nr.

NEU

NEU



D 4.5/5.0

D 4.5/5.0

1.5 mm

3.5 mm

M 11-11

M 11-11

S 8020

S 8021

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss

Gingivahöhe (mm)

Eindrehinstrument

Abutmentschraube

Artikel-Nr.

NEU

NEU



D 4.5/5.0

D 4.5/5.0

1.1/2.5

2.1/3.5

Hex 1,26

Hex 1,26

S 66

S 66

S 8120

S 8121

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

NEU

NEU



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0
Eindreheinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Abutmentschraube	S 66	S 66
Artikel-Nr.	S 8320	S 8321

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

NEU



Eindreheinstrument	Kugel Torx	Hex 1,26
Artikel-Nr.	6-31-01	S 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

NEU

NEU



Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindreheinstrument	Kugel Torx	Hex 1,26	Hex 1,26	
Schraube	6-31-01	S 8501	S 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	S 8508	S 8519	8510

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

NEU

NEU



Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindreheinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Schraube	S 8501	S 8501
Artikel-Nr.	S 8506	S 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	S 8517	S 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26
Schraube	S 8501	S 8501
Artikel-Nr.	S 8500	S 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument:
Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat:
Edelstahl

Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	S 8502	S 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	S 2000	S 2100	S 2200	S 2300	S 2400

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	S 65	S 65	S 65	S 65	S 65
Artikel-Nr.	S 2500	S 2600	S 2700	S 2800	S 2900

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	S 2020	S 2120	S 2220	S 2320	S 2420

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex

Ausführung

Artikel-Nr.

Winkelstück



M 03-7

Hand und
Ratsche



M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.



gerade

56



abgewinkelt

57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

Gingivahöhe

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Eindrehinstrument

Hex 1.26

Hex 1.26

Hex 1.26

Hex 1.26

Hex 1.26

Artikel-Nr.

S 6000

S 6100

S 6200

S 6300

S 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

D 3.5/4.0

Gingivahöhe (mm)

1.0/2.0

2.0/3.0

3.0/4.0

4.0/5.0

5.0/6.0

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Kugel Torx

Abutmentschraube

S 68

S 68

S 68

S 68

S 68

Artikel-Nr.

S 6500

S 6600

S 6700

S 6800

S 6900

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	S 6020	S 6120	S 6220	S 6320	S 6420

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	S 5000	S 5100	S 5200	S 5300	S 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	S 5020	S 5120	S 5220	S 5320	S 5420

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material	Titan
Matrizengehäuse	
Artikel-Nr.	5202.0001
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

Optiloc Modellanalog

- Aluminium



Ausführung	4 Stück
Artikel-Nr.	2102.0024


Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss	D 3.5/4.0	D 3.5/4.0	D 4.5/5.0
Gingivahöhe (mm)	1.5/3.0	1.5/3.0	1.5/3.0
Durchmesser	4.5 mm	5.2 mm	6.5 mm
Artikel-Nr.	SP 100-3	SP 110-3	SP 120-3

T-SERIE




Die Abutments der T-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA XiVE®* S


DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche



Typ 2

abgewinkelt
über Eck

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.8	D 3.8
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	T 10	T 20	T 15	T 25

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 5.5	D 5.5
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	T 11	T 21	T 12	T 22

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Artikel-Nr.	T 30	T 35	T 31	T 32

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.8	D 3.8
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		T 80 T		T 85 T
Artikel-Nr.	T 50	T 80	T 55	T 85

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 5.5	D 5.5
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		T 81 T		T 82 T
Artikel-Nr.	T 51	T 81	T 52	T 82

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

- Edelstahl

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Artikel-Nr.	T 80 T	T 85 T	T 81 T	T 82 T

Abutmentschraube

- Titan Grade 5 KV

			
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Kugel Hex	Kugel Torx
Artikel-Nr.	T 60	T 62	T 63
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Laborschraube

- rot beschichtet

	
Artikel-Nr.	T 60 L
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Provisorisches Abutment

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 3500	T 3505	T 3510

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	3.8 mm	4.5 mm	4.5 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 100-1	T 100	T 105-1	T 105

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 5.5	D 5.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	5.2 mm	5.7 mm	6.2 mm	6.7 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 110-1	T 110	T 120-1	T 120

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	3.8 mm	4.5 mm	4.5 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	T 200-1-1	T 200-1	T 205-1-1	T 205-1
Artikel-Nr. Typ 2	T 200-2-1	T 200-2	T 205-2-1	T 205-2

Standardabutment abgewinkelt 16°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 5.5	D 5.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.5 mm	1.0 mm	2.5 mm
Durchmesser	5.2 mm	5.7 mm	6.2 mm	6.7 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	T 210-1-1	T 210-1	T 220-1-1	T 220-1
Artikel-Nr. Typ 2	T 210-2-1	T 210-2	T 220-2-1	T 220-2

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Goldgewicht (g)	0,47	0,69	0,75	1,02
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 300	T 305	T 310	T 320

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5
Goldgewicht (g)	0,38	0,54	0,60
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 300 R	T 305 R	T 310 R

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 700	T 705	T 710	T 720

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 700 R	T 705 R	T 710 R

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

Massivabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



■ ■ ■ ■

Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	4.6 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 400	T 405	T 410	T 420

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Massivabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



■ ■ ■ ■

Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Gingivahöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Durchmesser	4.6 mm	5.0 mm	5.7 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr. Typ 1	T 500-1	T 505-1	T 510-1	T 520-1
Artikel-Nr. Typ 2	T 500-2	T 505-2	T 510-2	T 520-2

Bitte beachten: Das Massivabutment wird zusätzlich mit Laborschraube geliefert.

Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube



■ ■ ■

Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5/5.5
Halteschraube	T 60 SB	T 60 SB	T 60 SB
Artikel-Nr.	T 1400	T 1405	T 1410

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr. Typ 1	T 1600-1-SF	T 1605-1-SF	T 1610-1-SF	T 1620-1-SF

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-15	6-09-21
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-16	6-09-22

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

NEU NEU NEU NEU

Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr.	T 1800	T 1805	T 1810	T 1820

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-15	6-09-21
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-16	6-09-22

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.8	D 3.8
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 1000	T 1100	T 1005	T 1105

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 5.5	D 5.5
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 1010	T 1110	T 1020	T 1120

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

				
				
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.6 mm	0.6 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 1500	T 1505	T 1510	T 1520

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 3.8	D 4.5	D 4.5
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 9000-R	T 9005-R	T 9005-16R	T 9010-R	T 9010-16R

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 5.5
Durchmesser	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60
Laborschraube	T 60 L
Artikel-Nr.	T 9020-16R

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 9800-R	T 9805-16R	T 9810-16R	T 9820-16R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.8	D 4.5	D 5.5
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	T 60	T 60	T 60	T 60
Laborschraube	T 60 L	T 60 L	T 60 L	T 60 L
Artikel-Nr.	T 9000-ST	T 9005-ST	T 9010-ST	T 9020-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	T 4000	T 4100	T 4200	T 4300	T 4400

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	T 4005	T 4105	T 4205	T 4305	T 4405

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	T 4010	T 4110	T 4210	T 4310	T 4410

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.2
Artikel-Nr.	6-28-01	T 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe: inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

			
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.2	Hex 1.2
Abutmentschraube	6-28-01	T 7600	T 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	T 4730	T 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe: Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe: Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Artikel-Nr.	T 4710	T 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1.2		Hex 1.2	
Abutmentschraube	T 7600		T 7600	
Artikel-Nr.	T 4800	T 4810	T 4820	T 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

	
Artikel-Nr.	T 4900
Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.	

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

					
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Laborimplantat	Laborimplantat CAD/CAM	Eindrehinstrument
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	T 4610	T 4620	4630	80	M 11-6

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	T 2000	T 2100	T 2200	T 2300	T 2400

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Artikel-Nr. Typ 1	T 2500-1	T 2600-1	T 2700-1	T 2800-1	T 2900-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	T 2005	T 2105	T 2205	T 2305	T 2405
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Artikel-Nr. Typ 1	T 2505-1	T 2605-1	T 2705-1	T 2805-1	T 2905-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.				

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	T 2010	T 2110	T 2210	T 2310	T 2410
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

MedentiLOC Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex	Kugel Hex
Abutmentschraube	T 62	T 62	T 62	T 62	T 62
Artikel-Nr. Typ 1	T 2510-1	T 2610-1	T 2710-1	T 2810-1	T 2910-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten MedentiLOC Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Hex 1,26 mm M 03-7 oder M 10-7.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5	D 5.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	T 2020	T 2120	T 2220	T 2320	T 2420

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

- gehärteter Edelstahl
- Kugel Hex



Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	56	57

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	T 6000	T 6100	T 6200	T 6300	T 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



					
					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr.	T 6500-1	T 6600-1	T 6700-1	T 6800-1	T 6900-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	T 6005	T 6105	T 6205	T 6305	T 6405

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



					
					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr.	T 6505-1	T 6605-1	T 6705-1	T 6805-1	T 6905-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2	Hex 1.2
Artikel-Nr.	T 6010	T 6110	T 6210	T 6310	T 6410

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Typ 1



					
					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	T 63	T 63	T 63	T 63	T 63
Artikel-Nr.	T 6510-1	T 6610-1	T 6710-1	T 6810-1	T 6910-1
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
- Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
- Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
- Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material	Titan	Peek
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
Bitte beachten:	Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.	

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl

			
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl

		
Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



					
Implantatanschluss	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4	D 3.4
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	T 5000	T 5100	T 5200	T 5300	T 5400

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



					
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	T 5005	T 5105	T 5205	T 5305	T 5405

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



					
Implantatanschluss	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5	D 4.5
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	T 5010	T 5110	T 5210	T 5310	T 5410

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Material
Matrizengehäuse

Titan

Artikel-Nr.

5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.



Hand und
Ratsche

M 59



Winkelstück

M 79

Optiloc Modellanalogue

- Aluminium



Ausführung

Artikel-Nr.

4 Stück

2102.0024

Planungsabutment gerade

- Aluminium rot beschichtet



Implantatanschluss

D 3.4

D 3.8

D 4.5

D 5.5

Gingivahöhe (mm)

1.0/2.5

1.0/2.5

1.0/2.5

1.0/2.5

Durchmesser

4.5 mm

5.0 mm

5.7 mm

6.7 mm

Artikel-Nr.

TP 100

TP 105

TP 110

TP 120

Planungsabutment abgewinkelt 16°

- Aluminium rot beschichtet
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Eck

Typ 1



Typ 2



Implantatanschluss

D 3.4

D 3.8

D 4.5

D 5.5

Gingivahöhe (mm)

1.0/2.5

1.0/2.5

1.0/2.5

1.0/2.5

Durchmesser

4.5 mm

5.0 mm

5.7 mm

6.7 mm

Artikel-Nr. Typ 1

TP 200-1

TP 205-1

TP 210-1

TP 220-1

Artikel-Nr. Typ 2

TP 200-2

TP 205-2

TP 210-2

TP 220-2

Planungsabutment-Set

- 12-teilig



Artikel-Nr.

TPS

Inhalt:

TP 100, TP 105, TP 110, TP 120, TP 200-1, TP 200-2, TP 205-1, TP 205-2, TP 210-1, TP 210-2, TP 220-1, TP 220-2

Y-SERIE




Die Abutments der Y-Serie sind kompatibel zu

DENTSPLY SIRONA ANKYLOS®* C/X

DETAILANSICHT

Genaue Ansicht der Abwinkelung (Indexierung) aller abgewinkelten Abutments.



Typ 1

abgewinkelt
über Fläche

*is a registered trademark of an independent third party

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV



Implantatanschluss	C/X 3.5-7.0	C/X 3.5-7.0
Typ		CADCAM
Einsetzinstrument		Y 80X T
Artikel-Nr.	Y 50X	Y 80X

Einsetzinstrument Laborimplantat CADCAM

• Edelstahl



Implantatanschluss	C/X 3.5-7.0
Artikel-Nr.	Y 80X T

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV



Eindrehinstrument	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 61

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Laborschraube

• rot beschichtet



Artikel-Nr.	Y 61 L
-------------	--------

Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.

Scanbody

• Titan
• spezialbeschichtet
• inkl. Halteschraube




Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	/X 3.5-7.0
Halteschraube	Y 61	
Artikel-Nr.	Y 1400	Y 1400X-L

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm




Implantatanschluss	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.2 mm	2.5 mm
Eindrehinstrument		
Abutmentschraube		

Artikel-Nr. Typ 1	Y 1600X-1-SF	Y 1700X-1-SF
-------------------	--------------	--------------

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU



Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0
Kaminhöhe	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.2 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx
Artikel-Nr.	Y 1800C

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen



Modellierkappen Set gerade	6-09-01
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02

Titanbasis 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.65 mm	1.15 mm	0.65 mm	1.15 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Abutmentschraube	Y 61	Y 61	Y 61	Y 61
Laborschraube	Y 61 L	Y 61 L	Y 61 L	Y 61 L
Artikel-Nr.	Y 1500	Y 1700	Y 1600	Y 1800

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	/X 3.5-7.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 9000X-R

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm



Implantatanschluss	/X 3.5-7.0
Durchmesser	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 9000X-ST

Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	Y 4000	Y 4100	Y 4200	Y 4300	Y 4400

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

Eindrehinstrument
Artikel-Nr.



Kugel Torx
6-28-01



Hex 1.0
Y 7600

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
- Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU

NEU

Bezeichnung

Titanbasis ASC

Titankappe
Flex

Titanbasis

Eindrehinstrument

Kugel Torx

Hex 1.0

Hex 1.0

Abutmentschraube

6-28-01

Y 7600

Y 7600

Artikel-Nr.

6-28-02

Y 4730

Y 4840

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe:
Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

Bezeichnung

Kunststoff-
kappe

HSL-Kappe

Artikel-Nr.

Y 4710

Y 4720

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

Bezeichnung

Klebebasis

Klebehülse

Klebebasis

Klebehülse

Ausführung

kurz

kurz

lang

lang

Eindrehinstrument

Hex 1.0

Hex 1.0

Abutmentschraube

Y 7600

Y 7600

Artikel-Nr.

Y 4800

Y 4810

Y 4820

Y 4830

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Artikel-Nr.

Y 4900

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung					
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	Y 4610	Y 4620	4630	80	M 11-6

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

			
			
Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0
Gingivahöhe	1.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	Y 8000	Y 8001	Y 8002

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
			
Implantatanschluss	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	4.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 8100X	Y 8101X	Y 8102X

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

			
			
Implantatanschluss	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	3.1/5.5
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 8300X	Y 8301X	Y 8302X

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

		
		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.0
Artikel-Nr.	6-31-01	Y 8501

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.0	Hex 1.0	
Schraube	6-31-01	Y 8501	Y 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	Y 8508	Y 8519	8510
Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan- kappe verwendet werden.				

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1

Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0
Schraube	Y 8501	Y 8501
Artikel-Nr.	Y 8506	Y 8507

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 8517	Y 8518

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0
Schraube	Y 8501	Y 8501
Artikel-Nr.	Y 8500	Y 8513

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument: Edelstahl
- Material Einsetzinstrument Laborimplantat: Edelstahl

				
Bezeichnung	Verschlusskappe	Abformpfosten	Eindrehinstrument	Einsetzinstrument Laborimplantat
Artikel-Nr.	Y 8502	Y 8503	M 11-11	8515 T

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

					
Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	Y 2000	Y 2100	Y 2200	Y 2300	Y 2400
Bitte beachten:	Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.				

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

Artikel-Nr.

56

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0	Hex 1.0
Artikel-Nr.	Y 6000	Y 6100	Y 6200	Y 6300	Y 6400

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Typ 1



Implantatanschluss	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0	/X 3.5-7.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	Y 6500X-1	Y 6600X-1	Y 6700X-1	Y 6800X-1	Y 6900X-1

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Titan



Peek

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 2010.601

2010.611

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Winkelstück

Winkelstück

Hand und
Ratsche

Typ

L 30 mm

lang

lang

Artikel-Nr.

6-13-06

M 03-8

M 10-8

Novaloc Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung

gerade

abgewinkelt

Artikel-Nr.

58

59

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm



Implantatanschluss	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0	C/ 3.5-7.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	Y 5000	Y 5100	Y 5200	Y 5300	Y 5400

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung



Titan

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr. 5202.0001

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

• gehärteter Edelstahl

Ausführung

Artikel-Nr.



Hand und
Ratsche

M 59



Winkelstück

M 79

Optiloc Modellanalog

• Aluminium

Ausführung

Artikel-Nr.



4 Stück

2102.0024

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Novaloc



Optiloc



|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikationen		Anzahl pro Einheit
	2010.101	Novaloc Equipment Box	Inkl. 3 Werkzeuge Instrument Braun 2010.741 Instrument Blau 2010.731 Instrument Grau 2010.751 (ohne Verbrauchsmaterial)		1 Stk.
	2010.601	Novaloc Prozesspackung Titan	• Matrizengehäuse aus Titan inkl. Montageeinsatz • Retentionseinsatz weiß • Retentionseinsatz gelb • Retentionseinsatz grün • Montagemanschette Silikon		2 Stk.
	2010.611	Novaloc Prozesspackung PEEK	• Matrizengehäuse aus PEEK inkl. Montageeinsatz • Retentionseinsatz weiß • Retentionseinsatz gelb • Retentionseinsatz grün • Montagemanschette Silikon		2 Stk.
	2010.701	Novaloc Matrizengehäuse aus Titan (inkl. Montageeinsatz)	Matrize: Titan Montageeinsatz: POM		4 Stk.
	2010.702	Novaloc Matrizengehäuse aus PEEK (inkl. Montageeinsatz)	Matrize: PEEK Montageeinsatz: POM		4 Stk.
	Spezialzubehör 2010.703	Novaloc Matrizengehäuse aus Titan mit Befestigungsoption (inkl. Montageeinsatz)	Matrize: Titan Montageeinsatz: POM		4 Stk.
	Spezialzubehör 2010.710	Novaloc Retentionseinsatz rot	PEEK Abzugskraft:	extra-light	4 Stk.
	2010.711	Novaloc Retentionseinsatz weiß	PEEK Abzugskraft:	light	4 Stk.
	2010.712	Novaloc Retentionseinsatz gelb	PEEK Abzugskraft:	medium	4 Stk.
	2010.713	Novaloc Retentionseinsatz grün	PEEK Abzugskraft:	strong	4 Stk.
	2010.714	Novaloc Retentionseinsatz blau	PEEK Abzugskraft:	extra-strong	4 Stk.
	Spezialzubehör 2010.715	Novaloc Retentionseinsatz schwarz	PEEK Abzugskraft:	ultra-strong	4 Stk.
	2010.721	Novaloc Modellanalogue	Aluminium		4 Stk.
	2010.722	Novaloc Abform-/Fixier-Matrize	PEEK		4 Stk.
	2010.723	Novaloc Dublierplatzhalter weiß	POM		4 Stk.
	2010.724	Novaloc Montagemanschette Silikon	Silikon		10 Stk.
	2010.725	Novaloc Montageeinsatz weiß	POM		4 Stk.
	2010.731	Novaloc Aushebeinstrument für Montage- teil + Modellanalogue Reponier-Hilfsinstrument (blau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.
	2010.741	Novaloc Einsetz- und Aushebeinstrument für Retentionseinsätze (braun)	Aluminium, Stahl		1 Stk.
	2010.751	Novaloc Matrizengehäuse Extractor (grau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikationen		Anzahl pro Einheit
	5102.0000	Optiloc Equipment Box	Inkl. 3 Werkzeuge Instrument Braun 3202.0001 Instrument Blau 3202.0002 Instrument Grau 3202.0003 (ohne Verbrauchsmaterial)		1 Stk.
	5202.0001	Optiloc Prozesspackung Titan	• Matrizengehäuse aus Titan • Retentionseinsatz weiß • Retentionseinsatz gelb • Retentionseinsatz grün • Montagemanschette Silikon		2 Stk.
	2102.0001	Optiloc Matrizengehäuse Titan	Matrize: Titan		4 Stk.
	2102.0009	Optiloc Matrizengehäuse elliptic	Titan		4 Stk.
	Spezialzubehör 2102.0010	Optiloc Matrizengehäuse Titan mit Befestigungsoption	Matrize: Titan		4 Stk.
	Spezialzubehör 2102.0003	Optiloc Retentionseinsatz rot	PEEK Abzugskraft:	extra-light	4 Stk.
	2102.0004	Optiloc Retentionseinsatz weiß	PEEK Abzugskraft:	light	4 Stk.
	2102.0005	Optiloc Retentionseinsatz gelb	PEEK Abzugskraft:	medium	4 Stk.
	2102.0006	Optiloc Retentionseinsatz grün	PEEK Abzugskraft:	strong	4 Stk.
	2102.0007	Optiloc Retentionseinsatz blau	PEEK Abzugskraft:	extra-strong	4 Stk.
	Spezialzubehör 2102.0008	Optiloc Retentionseinsatz schwarz	PEEK Abzugskraft:	ultra-strong	4 Stk.
	2102.0024	Optiloc Modellanalog	Aluminium		4 Stk.
	2102.0012	Optiloc Abform-/Fixier-Matrize	PEEK		4 Stk.
	2102.0023	Optiloc Dublierplatzhalter	POM		4 Stk.
	2102.0011	Optiloc Montagemanschette Silikon	Silikon		10 Stk.
	3202.0002	Optiloc Eindrehwerkzeug + Modellanalog Reponier-Hilfsinstrument (blau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.
	3202.0001	Optiloc Einsetz- und Aushebeinstrument für Retentionseinsätze (braun)	Aluminium, Stahl		1 Stk.
	3202.0003	Optiloc Matrizengehäuse Extractor (grau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.

Werkzeuge





<
B
BS
C
CX
D
DT
E
EV
F
H
I
K
L
MG
N
NE
OT
R
S
T
Y
Novaloc Optiloc
Werkzeuge

PreFace Abutmenthalter Universal

• Edelstahl



Artikel-Nr.

M 58

Bitte beachten:

Die Integration des Halters M 58 in die Fräsmaschine, als auch in die CAM-Software, erfordert dementsprechende fachliche Kenntnisse. Die Integration des Halters muss vom Kunden eigenständig und eigenverantwortlich durchgeführt werden. Die Inanspruchnahme der Serviceleistungen des Fräsmaschinenherstellers ist deshalb empfohlen.

PreFace-Abutment Prüfkörper



Ausführung

Titan Grade 5 KV

CoCr Legierung / WAK 14,1

Artikel-Nr.

M 20

M 60

Drehmomentschlüssel PreFace Abutmenthalter

• inkl. Bit-Einsatz Hex 3.0



Artikel-Nr.

M 21

Einsatz Hex 3.0

• Drehmomentschlüssel PreFace



Artikel-Nr.

M 29

Eindrehinstrument Hex 1.26

• gehärteter Edelstahl



Ausführung

Winkelstück

Winkelstück

Hand und Ratsche

Hand und Ratsche

Typ

lang

kurz

lang

kurz

Artikel-Nr.

M 03-1

M 09-1

M 10-1

M 11-1

Passend für:

BS-Serie, C-Serie, D-Serie, DT-Serie, EV-Serie, I-Serie, R-Serie, S-Serie, MedentiLOC Abutment gerade

Eindreheinstrument Hex 1.2

• gehärteter Edelstahl

				
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Typ	lang	kurz	lang	kurz
Artikel-Nr.	M 03-2	M 09-2	M 10-2	M 11-2
Passend für:	H-Serie, MG-Serie, OT-Serie, T-Serie			

Eindreheinstrument Hex 1.0

• gehärteter Edelstahl

				
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Typ	lang	kurz	lang	kurz
Artikel-Nr.	M 03-3	M 09-3	M 10-3	M 11-3
Passend für:	Y-Serie			

Eindreheinstrument Torx

• gehärteter Edelstahl

				
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Typ	lang	kurz	lang	kurz
Artikel-Nr.	M 03-4	M 09-4	M 10-4	M 11-4
Passend für:	B-Serie, N-Serie, L-Serie			

Eindreheinstrument UG

• gehärteter Edelstahl

				
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Typ	lang	kurz	lang	kurz
Artikel-Nr.	M 03-5	M 09-5	M 10-5	M 11-5
Passend für:	E-Serie, F-Serie, K-Serie			

Eindreheinstrument Hex 1.4

• gehärteter Edelstahl

				
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Typ	lang	kurz	lang	kurz
Artikel-Nr.	M 03-9	M 09-9	M 10-9	M 11-9
Passend für:	CX-Serie			

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Eindrehinstrument NEO

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche	Hand und Ratsche
Typ	lang	kurz	lang	kurz
Artikel-Nr.	M 03-12	M 09-12	M 10-12	M 11-12
Passend für:	NE-Serie			

Eindrehinstrument Kugel Torx

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8
Passend für:	Novaloc Abutment abgewinkelt, Titanbasis ASC Flex		

Eindrehinstrument MedentiLOC-Abutment abgewinkelt

• gehärteter Edelstahl
• Kugel Hex



Ausführung	Winkelstück	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 03-7	M 10-7

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79

Eindrehinstrument MedentiBASE Abutment

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 11-6

Eindrehinstrument Multi-unit Abutment gerade

- Edelstahl

Ausführung
Artikel-Nr.

Hand und Ratsche
M 11-11



Eindrehinstrument Schraubpatrize Hex 2.0

- gehärteter Edelstahl

Ausführung
Artikel-Nr.

Hand und Ratsche
M 11-10



Drehmomentratsche

- mit Drehmomenteinstellung
- 10-40 Ncm
- gehärteter Edelstahl

Artikel-Nr.

M 12



Drehmomentratsche Chirurgie

- mit Serviceinstrument
- 10-45 Ncm
- gehärteter Edelstahl

Artikel-Nr.

6-13-05



Ratsche Chirurgie

- gehärteter Edelstahl

Artikel-Nr.

6-13-01



Drehmomentaufsatz

- 10-45 Ncm
- gehärteter Edelstahl

Artikel-Nr.

6-13-02



|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Werkzeuge

Serviceinstrument

- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.

6-13-03

Adapter ISO-Schaft

- Ratsche M 12
- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.

M 14

Gingivamesslehre Altus



Artikel-Nr.

2013.901

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium



Ausführung	blau beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-1
Passend für:	C 1000 - C 1020, C 1100 - C 1120, C 1500 - C 1520, C 1500 - C 1520, EV 1000, EV 1010, EV 1100, EV 1110, EV 1200, EV 1210, EV 1300, EV 1310, H 1000 - H 1020, H 1100 - H 1120, H 1500 - H 1520, K 1100, K 1500, K 1000, N 1100, N 1000, S 1030, S 1130, S 1530, T 1000 - T 1020, T 1100 - T 1120, T 1500 - T 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

- Aluminium



Ausführung	schwarz beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-2
Passend für:	B 1000, B 1100, B 1500, D 1000, D 1010, D 1100, D 1110, D 1200, D 1210, D 1300, D 1310, D 1500, D 1510, F 1100, F 1200, F 1300, F 1500, F 1000, L 1000, L 1010, L 1100, L 1110, L 1500, L 1510, S 1100, S 1200, S 1300, S 1500, S 1000

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	rot beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-3
Passend für:	BS 1010 - BS 1030, BS 1110 - BS 1130, BS 1510, BS 1520, S 1020, S 1220, S 1120, S 1320, S 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	gelb beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-4
Passend für:	CX 1000, CX 1100, CX 1200, CX 1300, CX 1500, E 1000 - E 1030, E 1100 - E 1130, E 1500 - E 1520, F 1110, F 1210, F 1310, F 1510, F 1010, I 1000 - I 1020, I 1100 - I 1120, I 1500 - I 1520, K 1110, K 1510, K 1010, N 1010, N 1020, N 1110, N 1120, N 1510, N 1520, R 1000 - R 1020, R 1100 - R 1120, R 1500 - R 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	grün beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-5
Passend für:	EV 1020 - EV 1040, EV 1120 - EV 1140, EV 1220 - EV 1240, EV 1320 - EV 1340

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	grau beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-6
Passend für:	C 1030, C 1040, C 1130, C 1140

Tool Kit Eindrehinstrument Hand und Ratsche



Artikel-Nr.	M 87
Inhalt:	M 12, M 10-1, M 10-4, M 10-5

|<

B

BS

C

CX

D

DT

E

EV

F

H

I

K

L

MG

N

NE

OT

R

S

T

Y

Novaloc
Optiloc

Tool Kit Eindrehinstrument Hand und Ratsche



Artikel-Nr.

M 88

Inhalt: M 10-1, M 10-4, M 10-5

Tool Box

• ohne Inhalt



Artikel-Nr.

M 89

Sortierbox Abutments und Scanbody's

• 30 Fächer
• Polystyrol



Ausführung

ohne Inhalt

Artikel-Nr.

MB 04

Prothetik Tray



Artikel-Nr.

M 77

Instrumentenhalter



Artikel-Nr.

M 85

Passend zu Artikelnummer 0-13-81, Erweiterung 6-fach

Tray Eco

• sterilisierbar
• inkl. Silikonmatte



Artikel-Nr.

M 76

Positionierkappen für Abformpfosten geschlossener Löffel

• POM



Ausführung

C, E, F, H, R, S, T

L, N, IPS

Artikel-Nr.

30

31

MedentiLOC Schraubpatrize Stege

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- M 2.0
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Artikel-Nr.

2000

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der MedentiLOC Schraubpatrize benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 2,00 mm M 11-10.

Novaloc Schraubpatrize Stege

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- M 2.0
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Artikel-Nr.

6000

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der Novaloc Schraubpatrize benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 2,00 mm M 11-10.

Optiloc Schraubpatrize Stege

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- M 2.0
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Artikel-Nr.

5000

Bitte beachten:

Zum Eindrehen der geraden Optiloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument M 59 / M 79.



Herausgeber
Medentika® GmbH

Stand: April 2021

Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 13485
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

CE 0483

Die elektronischen Gebrauchsanweisungen
zu unseren Produkten finden Sie auf unserer
Webseite www.medentika.com.



PM01_01_0027_DE 04/21

» Passion for
Precision «

HERSTELLER

Medentika® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2020. All rights reserved.
Medentika® and/or other trademarks and logos from Medentika® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of Medentika® and/or its affiliates.

 **MEDENTIKA®**
A Straumann Group Brand