

Straumann Digital

Straumann® CARES® P Series Pro  
Resinas



# P Pro Master



Disponível for: P20+, P30+, P40  
Elasticidade: ~1500MPa  
Flexibilidade: ~80MPa  
Cores: Bege e Cinza

A resina de impressão 3D profissional para a fabricação de modelos odontológicos.

As resinas para modelos P pro Master bege e P pro Master cinza permitem a produção de modelos odontológicos com sua impressora 3D Straumann® CARES® P Series. Em combinação com nossas soluções digitais, você não precisará mais produzir modelos manualmente. Com o software Straumann® CARES® Visual você poderá criar modelos validados para todas as aplicações dentárias.

- Disponível em frasco de 1L
- Parâmetros validados para velocidade de impressão rápida
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series.
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

# P Pro Gengiva



Disponível para: P20 +, P30 +, P40  
Características: Material flexível,  
elástico e macio  
Cor: Rosa

A resina de impressão 3D profissional para a fabricação de gengivas artificiais.

Com a P pro Gengiva produza gengivas artificiais personalizadas para seus modelos. Com o software Straumann® CARES® Visual obtenha um ajuste perfeito e uma estética anatomicamente correta.

- Disponível em frasco de 1L
- Parâmetros validados para velocidade de impressão rápida
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

# P Pro Ortho

A resina de impressão 3D profissional para a fabricação de modelos odontológicos para ortodontia.

Use a P pro Ortho para criar modelos dentários personalizados para aplicações ortodônticas.

Capaz de suportar o calor e a pressão de um processo de termoformação, a P pro Ortho é o material para produzir placas mio-relaxantes e alinhadores transparentes. Parâmetros validados garantem mais precisão ao seu modelo.

- Disponível em frasco de 1L
- Parâmetros validados para velocidade de impressão rápida
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

Disponível para: P20 +, P30 +, P40

Elasticidade: ~ 1500MPa

Força flexível: ~ 80MPa

Cor: Bege

# P Pro Guia Cirúrgico

A resina de impressão 3D profissional para fabricação de guias cirúrgicos dentários

A resina P pro Guia Cirúrgico é a solução recomendada pela Straumann para a produção de guias cirúrgicos in-house. O Guia Cirúrgico pode ser esterilizado com autoclave e torna-se transparente quando produzido com a impressora 3D P Series, com P Wash e o P Cure. Crie seus guias cirúrgicos com o software coDiagnostiX® para garantir a perfeita instalação de seus implantes.

- Disponível em frasco de 1L
- Parâmetros validados para velocidade de impressão rápida
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 4 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure
- 4 Esterilize em autoclave (recomendado) ou com álcool 70%

Disponível para: P20 +, P30 +, P40

Elasticidade: ~ 2000MPa

Força flexível: ~ 80MPa

Cor: Transparente

# P Pro Cast M



Disponível para: P20 +, P30 +, P40  
Características: Sólido, material semelhante a cera quando impresso  
Cor: Laranja

**A resina de impressão 3D profissional para produção de padrões para fundição de estruturas de próteses parciais removíveis.**

A P pro Cast M é uma solução flexível para a criação de estruturas dentárias por fundição. Use qualquer software CAD para desenhar sua estrutura e imprimir com a P pro Cast M. A resina P pro Cast M oferece uma maneira de aumentar a sua produtividade, otimizando seu tempo e da sua equipe.

- Disponível em frasco de 1L
- Parâmetros validados para velocidade de impressão rápida
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

# P Pro Cast P



Disponível para: P20 +, P30 +, P40  
Características: Sólido, material semelhante a cera quando impresso  
Cor: Laranja

**A resina de impressão 3D profissional para produção de casos para fundição ou prensagem de cerâmica.**

A P pro Cast P é uma solução flexível para a criação de coroas e pontes por fundição. Use qualquer software CAD para desenhar suas peças e imprimir com a P pro Cast P. A resina P pro Cast P oferece uma maneira de aumentar a sua produtividade, otimizando seu tempo e da sua equipe.

- Disponível em frasco de 1L
- Parâmetros validados para velocidade de impressão rápida
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

# P Pro Coroa e Ponte



Disponível para: P20 +, P30 +, P40  
Elasticidade: ~ 5000MPa  
Força flexível: ~ 100MPa  
Cores: A1, A2 ou A3

## A resina de impressão 3D profissional para produção de restaurações temporárias anteriores e posteriores

Crie restaurações temporárias com a P Pro Coroa e Ponte. O material oferece uma maneira rápida e fácil de produzir coroas, pontes, onlays e facetas, funcionais e com excelente estética. Use o software Straumann® CARES® Visual para criar um design validado. A resina P pro Coroa e Ponte oferece uma maneira de produzir uma restauração de forma direta.

- Disponível em frasco de 1L
- Etiquetas RFID para segurança do processo

### PRODUÇÃO EM 5 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Centrifugue para retirar o excesso de resina
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure
- 4 Limpe com seu Straumann P Wash
- 5 Conclua removendo e polindo os detalhes

# P Pro Try-In



Disponível para: P20 +, P30 +, P40  
Elasticidade: ~ 2000MPa  
Força flexível: ~ 80MPa  
Cor: Branca

## A resina de impressão 3D profissional para produção de mock-ups.

A P pro Try-In é a maneira ideal de materializar suas opções. No software Straumann® CARES® Visual, crie qualquer indicação odontológica e utilize a resina P pro Try-In para validar seu modelo digital.

- Disponível em frasco de 1L
- Etiquetas RFID para segurança do processo

### PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

# P Pro Tray



*Disponível para: P20 +, P30 +, P40*  
*Elasticidade: ~ 2000MPa*  
*Força flexível: ~ 80MPa*  
*Cor: Verde*

**A resina de impressão 3D profissional produção de moldeiras de impressão dentária.**

A P pro Tray oferece uma maneira fácil de produzir moldeiras de impressão dentária personalizadas para todas as situações. Crie seu modelo em software CAD adequado e imprima em sua impressora 3D Straumann® CARES® P Series com a resina P pro Tray.

- Disponível em frasco de 1L
- Etiquetas RFID para segurança do processo

## PRODUÇÃO EM 3 ETAPAS

- 1 Impressão na sua Straumann P Series
- 2 Limpe com seu Straumann P Wash
- 3 Fotopolimerize em seu Straumann P Cure

### **Straumann Brasil Ltda**

Rua Benjamin Lins, 742 – Batel

80420-100 – Curitiba – PR

Tel. 0800 707-2526

[www.straumann.com.br](http://www.straumann.com.br)

[www.minhaclinicadigital.com.br](http://www.minhaclinicadigital.com.br)