








WHO IS WHO

Bone Level



2025


Obs.: todos os códigos com final V4 ou 04 contém 4 unidades

BONE LEVEL CIRURGIA	Ø 2,9 mm		Ø 3,3 mm		Ø 3,3 mm		Ø 4,1 mm		Ø 4,1 mm		Ø 4,8 mm		Ø 4,8 mm			
	Bone Level Tapered (BLT) SC Ø 2,9 mm 		Bone Level (BL) NC Ø 3,3 mm 		Bone Level Tapered (BLT) NC Ø 3,3 mm 		Bone Level (BL) RC Ø 4,1 mm 		Bone Level Tapered (BLT) RC Ø 4,1 mm 		Bone Level (BL) RC Ø 4,8 mm 		Bone Level Tapered (BLT) RC Ø 4,8 mm 			
	8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm		8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm		8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm		8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm		8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm		8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm		8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm			
	SLActive®		SLActive®		SLActive®		SLActive®		SLActive®		SLActive®		SLActive®			
Implantes Roxolid® SLActive®	-		-		-		-		-		-		-			
Implantes Roxolid® SLA®	-		-		-		-		-		-		-			
Brocas agulhas e esféricas	 Ø 1,6 mm (800 rpm) 026.0054 curta 026.0056 longa		 Ø 3,1 mm (800 rpm) 044.004		 Ø 1,4 mm (800 rpm) 044.022		 Ø 2,3 mm (800 rpm) 044.003		 Ø 3,1 mm (800 rpm) 044.004		 Ø 1,4 mm (800 rpm) 044.022		 Ø 2,3 mm (800 rpm) 044.003			
Brocas piloto e helicoidal	BLT  Ø 2,2 mm (800 rpm) 066.1301 curta 066.1701 longa		BL  Ø 2,2 mm (800 rpm) 044.210 curta 044.211 longa		BLT  Ø 2,2 mm (800 rpm) 066.1301 curta 066.1701 longa		BL  Ø 2,2 mm (800 rpm) 044.210 curta 044.211 longa		BLT  Ø 2,2 mm (800 rpm) 066.1302 curta 066.1702 longa		BLT  Ø 2,8 mm (800 rpm) 066.1304 curta 066.1704 longa		BL  Ø 2,2 mm (800 rpm) 044.210 curta 044.211 longa		BLT  Ø 2,2 mm (800 rpm) 066.1301 curta 066.1701 longa	
Pinos de alinhamento Medidores de profundidade	 SC Indicador de posição, oval, L 10 mm, T1 026.0058		 Ø 2,2 mm 046.703		 Com indicador de distância Ø 2,2/2,8 mm 046.704		 Ø 2,2 mm 046.703		 Com indicador de distância Ø 2,2/2,8 mm 046.704		 Ø 2,2 mm 046.703		 Com indicador de distância Ø 2,2/2,8 mm 046.704			
Brocas de perfil FIBA	 Ø 2,9 mm (300rpm) 026.0061 curta 026.0062 longa		 Ø 3,3 mm (300 rpm) 034.327		 Ø 3,3 mm (300 rpm) 034.324		 Ø 4,1 mm (300 rpm) 034.328		 Ø 4,1 mm (300 rpm) 034.325		 Ø 4,8 mm (300 rpm) 034.329		 Ø 4,8 mm (300 rpm) 034.326			
Promotores de rosca FIBA	 Ø 2,9 mm (15rpm) 026.0063		 Ø 3,3 mm (15 rpm) 034.348		 Ø 3,3 mm (15 rpm) 034.345		 Ø 4,1 mm (15rpm) 034.349		 Ø 4,1 mm (15 rpm) 034.346		 Ø 4,8 mm (15 rpm) 034.350		 Ø 4,8 mm (15 rpm) 034.347			
Parafusos de fecho Pilares de cicatrização	SC Pilar de cicatrização  A 2 mm 024.00075 A 3,5 mm 024.00085 A 5 mm 024.00095 A 6,5 mm 024.00105 Parafuso de fecho  A 0,5 mm 024.00065		NC Pilar de cicatrização  Formato Cônico Garrafa Ø 3,6 mm 024.22225 4,8 mm 024.22425 3,3 mm - A 2 mm 024.22245 A 3,5 mm 024.22445 A 5 mm 024.22265 Parafuso de fecho  A 0 mm 024.21005 A 0,5 mm 024.21055 Ø 5,5 mm 024.22205		RC Pilar de cicatrização  Formato Cônico Garrafa Ø 4,5 mm 024.42225 5 mm 024.42245 6 mm 024.42265 6,5 mm 024.42285 A 2 mm 024.42205 A 4 mm 024.42245 A 6 mm 024.42285 Parafuso de fecho  A 0 mm 024.41005 A 0,5 mm 024.41055 Ø 5,5 mm 024.42205											
Instrumentos auxiliares	Adaptador guiado para broca de perfil, FIBA H2 034.354 H4 034.355 H6 034.356		Adaptador guiado para promotor de rosca, FIBA H2 034.357 H4 034.358 H6 034.359		SCS chave de parafusos curta 046.401		Dispositivo de controle de toque 046.049		Catraca 046.119		Para catraca, curto, comprimento 18 mm 046.461		Extensor de broca - comprimento 23 mm 040.563		Chave de instalação da catraca AS curta 046.787	

WHO IS WHO

Bone Level X

2025



Implante Straumann® BLX, conexão TorcFit™

PRÓTESE BLX

Prótese RB/WB - encaixam em implantes RB e WB (Ø 3,5 mm - Ø 6,5 mm)

- coroas com perfis de emergência finos
- pontes



Prótese WB - encaixam em implantes WB (Ø 5,0 mm - Ø 6,5 mm)


- coroas com perfis de emergência largos



Scanbody Análogo reposicionável (digital)



+




Transferentes Análogo convencional (analógico)



OU



+



Pilar temporário



Pilar temporário para coroa (acompanha parafuso)

Ø 3,8 mm (RB/WB)				Ø 4,5 mm (RB/WB)				Ø 6,0 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	064.4362	064.4372	064.4372						
		2,5 mm	064.4363	064.4373	064.4373						
		3,5 mm	064.4364	064.4374	064.4374						

Pilar temporário para coroa (acompanha parafuso)

		Ø 3,8 mm (RB/WB)		Ø 4,5 mm (RB/WB)	
 35N cm	1,5 mm	064.4322S	064.4332S		
	2,5 mm	064.4323S	064.4333S		
	3,5 mm	064.4324S	064.4334S		
	Cilindro provisório - para pilar provisório imediato, PMMA		023.0033V2		


Pilar temporário para ponte (acompanha parafuso)

Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	064.4352

Pilar provisório para coroa

Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	0,75 mm	064.4391
		1,5 mm	064.4392

Variobase®




Variobase® para coroa (acompanha parafuso)

Ø 3,8 mm (RB/WB)				Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	062.4934	062.4944			
		2,5 mm	062.4935	062.4945			
		3,5 mm	062.4936	062.4946			

Pre Milled Abutment 12 mm

	062.4604 (Cares/Ceramill®)
---	----------------------------


Variobase® para coroa AS (acompanha parafuso)

Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	062.4972

Cilindro calcinável - Variobase Angulado 25° para Coroa AS

Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	065.0017, 065.0017V4	

Parafuso de substituição

	065.0037
--	----------


Variobase® para ponte/barra, cilíndrico (acompanha parafuso)

Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	062.4961

Cilindro calcinável para Variobase® para ponte/barra cilíndrica

Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	065.0017, 065.0017V4	

Parafuso de substituição

	065.0036
--	----------

Variobase® C

Ø 4,5 mm (RB/WB)			
	GH	1,5 mm	062.4981
		1,5 mm	062.4982

Transferente para Base digital (Scanbody) RB/WB a nível do implante

	065.0038
---	----------


Variobase® para coroa (acompanha parafuso)

Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	0,75 mm	062.4953
		1,5 mm	062.4954

Cilindro calcinável para Variobase® para coroa

Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	065.0016	

Parafuso de substituição

	065.0036
--	----------

Pre Milled Abutment 12 mm

	062.4608 (Cares/Ceramill®)
---	----------------------------


Variobase® para ponte/barra, cilíndrico (acompanha parafuso)

Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	1,5 mm	062.4971

Cilindro calcinável para Variobase® para coroa AS

Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	065.0019	

Parafuso de substituição

	065.0037
--	----------


Variobase® C

Ø 5,5 mm (WB)			
	GH	1,5 mm	062.4983


Scanbody

(RB/WB)			
	GH	065.0038	

Transferente para fluxo digital (Scanbody) RB/WB - No nível do implante

	
--	--

Pilares de titânio Pilar Cares®




Ø 4,6 mm (RB/WB)					
	Ângulo	0°	17°	30°	
	GH	1,5 mm	062.4722S	-	-
		2,5 mm	062.4723S	-	-
		3,5 mm	062.4724S	062.4733S	062.4743S
		4,5 mm	062.4725S	062.4734S	062.4744S
		5,5 mm	-	062.4735S	062.4745S


Transferente - moldeira fechada

Ø 4,6 mm			
	GH	Coroa (unitária)	025.2246
		Ponte/barra (múltipla)	025.0014

Transferente - moldeira aberta

Ø 4,6 mm			
	GH	Coroa (unitária)	025.2244
		Ponte/barra (múltipla)	025.0012

Convencional (analógico)

Ø 4,6 mm			
	GH	0°	17° / 30°

Cilindro de titânio (provisório)

Ø 4,6 mm			
	GH	Coroa (unitária)	024.0023
		Ponte/barra (múltipla)	024.0024
			incl. parafuso 023.4763


Parafuso oclusal

	023.4763
---	----------

Pilar anatômico

Ø 6,0 mm (RB/WB)			
	Ângulo	0°	17°
	GH	2,5 mm	062.4103
		3,5 mm	062.4104
			062.4154

Tampa de proteção para pilares parafusados

Ø 4,6 mm			
	H	4,5 mm	024.0020-04
		5,1 mm	024.4323-04
		6,6 mm	024.4324-04
		8,1 mm	024.4325-04

Pilar Cares®

(RB/WB)			
	TAN		

Pilar Cares®

(WB)			
	TAN		

CIRURGIA BLX	Ø 3,5 mm		Ø 3,75 mm		Ø 4,0 mm		Ø 4,5 mm		Ø 5,0 mm		Ø 5,5 mm		Ø 6,5 mm	
	BLX RB (Regular Base) Ø 3,5 mm		BLX RB (Regular Base) Ø 3,75 mm		BLX RB (Regular Base) Ø 4,0 mm		BLX RB (Regular Base) Ø 4,5 mm		BLX WB (Regular Base) Ø 5,0 mm		BLX WB (Regular Base) Ø 5,5 mm		BLX WB (Regular Base) Ø 6,5 mm	
	6 mm	-	6 mm	061.4306	6 mm	061.4306	6 mm	061.6306	6 mm	061.7306	6 mm	061.9306	6 mm	061.9306
	8 mm	061.3308	8 mm	061.4308	8 mm	061.5308	8 mm	061.6308	8 mm	061.7308	8 mm	061.9308	8 mm	061.9308
	10 mm	061.3310	10 mm	061.4310	10 mm	061.5310	10 mm	061.6310	10 mm	061.7310	10 mm	061.9310	10 mm	061.9310
	12 mm	061.3312	12 mm	061.4312	12 mm	061.5312	12 mm	061.6312	12 mm	061.7312	12 mm	061.9312	12 mm	061.9312
Roxolid® SLActive®	14 mm	061.3314	14 mm	061.4314	14 mm	061.5314	14 mm	061.6314	14 mm	061.7312	14 mm	-	14 mm	-
	16 mm	061.3316	16 mm	061.4316	16 mm	061.5316	16 mm	061.6316	16 mm	061.7316	16 mm	-	16 mm	-
	18 mm	061.3318	18 mm	061.4318	18 mm	061.5318	18 mm	061.6318	18 mm	061.7318	18 mm	-	18 mm	-
	18 mm	061.3318	18 mm	061.4318	18 mm	061.5318	18 mm	061.6318	18 mm	061.7318	18 mm	-	18 mm	-

Chaves de instalação do implante		Ø 3,5 mm		Ø 3,75 mm		Ø 4,0 mm		Ø 4,5 mm		Ø 5,0 mm		Ø 5,5 mm		Ø 6,5 mm	
		066.4101		066.4102		066.4201		066.4202							

VeloDrill™ Pinos de alinhamento Medidores de profundidade		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707		-		-	
		046.799		046.800		046.801		046.802		046.803		046.804		046.805		046.806		046.807	

Tampa de fecho H 0,4 mm		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707		-		-	
		046.799		046.800		046.801		046.802		046.803		046.804		046.805		046.806		046.807	

Pilar de cicatrização		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707		-		-	
		046.799		046.800		046.801		046.802		046.803		046.804		046.805		046.806		046.807	

Pilar de cicatrização		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707		-		-	
		046.799		046.800		046.801		046.802		046.803		046.804		046.805		046.806		046.807	

Pilar de cicatrização		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707		-		-	
		046.799		046.800		046.801		046.802		046.803		046.804		046.805		046.806		046.807	

Pilar de cicatrização		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707		-		-	
		046.799		046.800		046.801		046.802		046.803		046.804		046.805		046.806		046.807	

Pilar de cicatrização		Ø 2,2 mm		Ø 2,8 mm		Ø 3,2 mm		Ø 3,5 mm		Ø 3,7 mm		Ø 4,2 mm		Ø 4,7 mm		Ø 5,2 mm		Ø 2,2 mm	
		066.1301		066.1302		066.1303		066.1304		066.1305		066.1306		066.1307		066.1308		066.1309	
		066.1501		066.1502		066.1503		066.1504		066.1505		066.1506		-		-		-	
		066.1701		066.1702		066.1703		066.1704		066.1705		066.1706		066.1707					

Straumann Brasil Ltda
R. Benjamin Lins, 742 - Batel,
00420-100 - Curitiba - PR
Tel. 0800 707-2526
www.straumann.com.br

TISSUE LEVEL CIRURGIA

Implantes Roxolid® SLActive®

Implantes Roxolid® SLA®

Brocas esféricas

Brocas piloto e helicoidal

Pinos de alinhamento Medidores de profundidade

Brocas de perfil FIBA

Promotores de rosca FIBA

Parafusos de fecho Pilares de cicatrização

Ø 3,3 mm

Standard Plus (SP)

RN Ø 4,8 mm Ø 3,3 mm

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

SLActive®

033.0445 033.5605 033.5615 033.5125 033.5135 033.5145

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

SLA®

043.1615 043.2605 043.2615 043.2625 043.2635

Ø 1,4 (800 rpm) Ø 2,3 (800 rpm) Ø 3,1 (800 rpm)

Ø 2,2 mm (800 rpm) Ø 2,8 mm (600 rpm)

Ø 2,2 mm Ø 2,2/2,8 mm

SP (300 rpm)

S/SP (15 rpm) Ø 3,3 mm

RN RN RN

Perfil paralelo

Parafuso de fecho

Perfil biselado

Ø 4,1 mm

Standard Plus (SP)

RN Ø 4,8 mm Ø 4,1 mm

033.0445 033.5605 033.5615 033.5125 033.5135 033.5145

043.1615 043.2605 043.2615 043.2625 043.2635

Ø 1,4 (800 rpm) Ø 2,3 (800 rpm) Ø 3,1 (800 rpm)

Ø 2,2 mm (800 rpm) Ø 2,8 mm (600 rpm) Ø 3,5 mm (500 rpm)

Ø 2,2 mm Ø 2,2/2,8 mm Ø 3,5 mm

SP (300 rpm)

S/SP (15 rpm) Ø 4,1 mm

RN RN RN

Perfil paralelo

Parafuso de fecho

Perfil biselado

Ø 4,8 mm

Standard Plus (SP)

RN Ø 4,8 mm WN Ø 6,5 mm

033.0445 033.5905 033.5915 033.5925 033.5935

043.0665 043.0675 043.0685 043.0695 043.0705

Ø 1,4 (800 rpm) Ø 2,3 (800 rpm) Ø 3,1 (800 rpm)

Ø 2,2 mm (800 rpm) Ø 2,8 mm (600 rpm) Ø 3,5 mm (500 rpm) Ø 4,2 mm (400 rpm)

Ø 2,2 mm Ø 2,2/2,8 mm Ø 3,5 mm Ø 4,2 mm

SP (300 rpm)

S/SP (15 rpm) Ø 4,8 mm

WN

Perfil paralelo

Parafuso de fecho

Perfil biselado

Implantes PURE Ceramic

Cerâmica ZLA®

Brocas esféricas

Brocas piloto e helicoidal

Indicadores de posição

Pinos de alinhamento Medidores de profundidade

Brocas de perfil

Promotores de rosca

Tampa de Fecho/ Componentes de Cicatrização

Narrow Diameter (ND)

Regular Diameter (RD)

Ø 3,5 mm Ø 4,8 mm

AP 4 mm AP 5,5 mm AP 4 mm AP 4 mm Ø 4,8 mm

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm

031.0015 031.0025 031.0035 031.0045 031.0115 031.0125 031.0135 031.0145 031.0215 031.0225 031.0235 031.0245 031.0315 031.0325 031.0335 031.0345 032.0005 032.0015 032.0025 032.0035

Ø 1,4 (800 rpm) Ø 2,3 (800 rpm) Ø 3,1 (800 rpm)

Ø 2,2 mm (800 rpm) Ø 2,8 mm (600 rpm) Ø 3,5 mm (500 rpm)

Ø 2,2 mm AP 4,0 mm Ø 2,2 mm AP 5,5 mm Ø 2,2 mm AP 4,0 mm Ø 2,2 mm AP 5,5 mm

Ø 2,8 mm AP 4,0 mm Ø 2,8 mm AP 5,5 mm Ø 3,5 mm AP 4,0 mm Ø 3,5 mm AP 5,5 mm

Pino de alinhamento Ø 2,2 mm Medidor de profundidade com indicador de distância Ø 2,2/2,8 mm Pino de profundidade Ø 3,5 mm

Broca de perfil BL/NNC Broca de perfil BL

Promotor de rosca BL/TE para adaptador Ø 3,3 mm Promotor de rosca BL/TE para adaptador Ø 4,1 mm

AP 4,0 mm AP 5,5 mm

Tampa de fecho

Tampa de fecho

Straumann® Novaloc®

Pilares retos - RN 35N.cm

RN Novaloc® Pilar - reto 0°, H 1 mm, TAV RN Novaloc® Pilar - reto 0°, H 2 mm, TAV RN Novaloc® Pilar - reto 0°, H 3 mm, TAV RN Novaloc® Pilar - reto 0°, H 4 mm, TAV RN Novaloc® Pilar - reto 0°, H 5 mm, TAV RN Novaloc® Pilar - reto 0°, H 6 mm, TAV

Pilares angulados - RN 35N.cm

Pilar RN Novaloc® angulado - 15°, H 2 mm, TAV Pilar RN Novaloc® angulado - 15°, H 3 mm, TAV Pilar RN Novaloc® angulado - 15°, H 4 mm, TAV Pilar RN Novaloc® angulado - 15°, H 5 mm, TAV Pilar RN Novaloc® angulado - 15°, H 6 mm, TAV

Captura em laboratório

Novaloc® Transferente de moldagem Novaloc® Análogo do modelo Novaloc® Análogo do modelo angulado 15°

Novaloc® Espaço para montagem Novaloc® Matriz (incluindo encaixe retentivo) Novaloc® Matriz PEEK (incluindo encaixe retentivo)

Insertos Retentivos

Novaloc® Inserto retentivo vermelho extra leve Novaloc® Inserto retentivo branco leve Novaloc® Inserto retentivo amarelo médio Novaloc® Inserto retentivo verde forte Novaloc® Inserto retentivo azul extra forte Novaloc® Inserto retentivo preto ultra forte

Straumann Brasil Ltda R. Benjamin Lins, 742 - Batel, 80420-100 - Curitiba - PR Tel. 0800 707-2526 www.straumann.com.br

Em caso de dúvida, entre em contato com seu consultor comercial.

*V01/2025.

© Institut Straumann AG, 2025. Todos os direitos reservados. Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou das suas afiliadas.

WHO IS WHO

Tissue Level

2025

TISSUE LEVEL
PRÓTESE

Restauração protética

Pilares de titânio

Transferência

Scanbody e Análogo
Reposicionável para
o fluxo digital

Transferente e
Análogo para o fluxo
convencional
(analogico)

Cilindro calcinável

Cilindro/
Pilar temporário

Parafusos

Instrumentos
auxiliares

RN (Regular Neck)

Ø 4,8 mm

synOcta®

WN (Wide Neck)

Ø 6,5 mm

synOcta®

Narrow Diameter (ND)

Ø 3,5 mm

Regular Diameter (RD)

Ø 4,8 mm

Ø 4,8 mm

Implantes PURE Ceramic

Parafusada

Pilar 1,5 mm



048.601

Parafusada ou cimentada

Pilar Variobase® (Acompanha parafuso)

	Ø	AP	
	048.378	5,05 mm	4 mm
	048.880	5,1 mm	6 mm
	048.877	5,1 mm	4 mm

Necessário chave A5 046.787

		Ø	AP	
	022.0022	5,05 mm	6 mm	reto/unitário
	022.0019	5 mm	7,7 mm	Variobase C®

Acompanha parafuso Reto (048.356) | Angulado (048.906) | Variobase C® (022.0045)

Pilar angulado



AP 5,7 mm

048.612 (15A)

048.613 (15B)

048.617 (20A)

048.618 (20B)

Para prótese unitária e múltipla

Utilizar chave SCS

Seleção Pilar Angulado

A = aresta

B = Face livre

A = Angulação na aresta

B = Angulação na face

Cimentada

Pilar cimentado

AP 5,5 mm

048.605

Sólido

Pilar sólido



AP 4 mm

048.540

AP 5,5 mm

048.541

AP 7 mm

048.542

Chave de parafuso curta para RN pilares sólidos

046.067

Nível do pilar

Parafusada

Pilar 1,5 mm



048.603

Parafusada ou cimentada

Pilar Variobase® (Acompanha Parafuso)

	Ø	AP	
	048.379	7 mm	4,5 mm
	048.878	7 mm	4,5 mm
	048.881	7 mm	6,5 mm
	022.0023	7 mm	6,5 mm
	022.0020	6,7 mm	8,2 mm

Acompanha parafuso Reto (048.356) | angulado (048.906) Variobase C® (022.0045)

Pilar angulado

AP 5,5 mm

048.608 (15A)

048.609 (15B)

Para prótese unitária e múltipla

Utilizar chave SCS

Pilar cimentado

AP 5,5 mm

048.606

Nível do pilar

Nível do implante

Nível do implante

Nível do implante

Cimentada

Pilar sólido

AP 4 mm

048.545

AP 5,5 mm

048.546

Utilizar chave SCS

Nível do pilar

Transferente

AP 4 mm

031.250

AP 5,5 mm

031.251

Conventional (analogico)

AP 4 mm

031.200

AP 5,5 mm

031.201

Transferente

AP 4 mm

031.260

AP 5,5 mm

031.261

Conventional (analogico)

AP 4 mm

031.210

AP 5,5 mm

031.211

Pilar de moldagem

032.129

Reposicionável (digital)

032.018

032.027

Transferente - Moldeira aberta

048.090 (parafuso longo)

048.010 (parafuso curto)

Transferente - Moldeira fechada

048.017V4 (coifa de moldagem)

048.070V4 (cilindro de posicionamento)

048.862 (retenção com parafuso)

Análogo convencional (analogico)

048.124

Transferente (coping de moldagem)

048.017V4

048.060V4

048.061V4

048.062V4

Associar cores iguais

Análogo

048.160

048.161

048.162

Associar cores iguais

Transf. Moldeira fechada

048.871

retenção com parafuso

Transf. Moldeira aberta

048.869

retenção com parafuso

Análogo

048.872

Análogo Pilar WN

Sequência para moldagem no nível do Pilar.

Informe-se com seu consultor sobre as indicações deste fluxo.

Transferente - Moldeira aberta

048.091 (parafuso curto)

048.013 (coifa de moldagem)

048.095 (cilindro de posicionamento)

048.870 (retenção com parafuso)

Análogo convencional (analogico)

048.171

Transferente (coping de moldagem)

048.013

048.065

048.066

Associar cores iguais

Conventional (analogico)

048.165

048.166

Associar cores iguais

Cilindro calcinável

Múltipla

048.227

Unitária

048.229

Não acompanha parafuso oclusal (048.350)

Cilindro calcinável

Unitária

AP 3,5 mm

048.268

048.268V4

Unitária

023.0015

048.381

048.381V4

-

023.0015V4

048.381V4

-

023.0015V4

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897

-

048.897


-

048.897

Prótese TLX					Conexão TorcFit™ para sistema de implantes Straumann® TLX										straumann				
NT - Narrow TorcFit™ Ø 3,5 mm					RT - Regular TorcFit™ Ø 4,8 mm					WT - Wide TorcFit™ Ø 6,5 mm									
CARES® Scanbody mono Análogo do implante reposicionável (digital) 036.3220 + 036.1102					CARES® Scanbody mono Análogo do implante reposicionável (digital) 036.3220 + 036.2100					CARES® Scanbody mono Análogo do implante reposicionável (digital) 036.3220 + 036.2102									
Transferente - Moldeira aberta Transferente - Moldeira fechada OU + Convencional (analógico) 036.0000 (15 mm) 036.0001 (21 mm) 036.0002 (12,7 mm) 036.0100					Transferente - Moldeira aberta Transferente - Moldeira fechada OU + Convencional (analógico) 036.1000 (15 mm) 036.1001 (21 mm) 036.1002 (12,7 mm) 036.0102					Transferente - Moldeira aberta Transferente - Moldeira fechada OU + Análogo do implante convencional (analógico) 036.2000 (15 mm) 036.2001 (21 mm) 036.2002 (12,7 mm) 036.1100									
Pilar temporário para coroa Pilar temporário para múltipla / ponte Parafuso de substituição 037.0000 35N.cm 037.0001 35N.cm 036.3110					Pilar temporário para coroa Pilar temporário para múltipla / ponte Parafuso de substituição 037.1000 35N.cm 037.1001 35N.cm 036.3110					Pilar temporário para coroa Pilar temporário para múltipla / ponte Parafuso de substituição 037.2000 35N.cm 037.2001 35N.cm 036.3110									
Variobase® para coroa Variobase® para coroa AS Variobase® para prótese fixa múltipla / ponte Parafuso de substituição Parafuso de substituição para Variobase® para coroa AS 037.0201 35N.cm 037.0203 35N.cm 037.0204 35N.cm 036.3110 036.3111					Variobase® para coroa Variobase® para coroa AS Variobase® para prótese fixa múltipla / ponte Parafuso de substituição Parafuso de substituição para Variobase® para coroa AS 037.1201 35N.cm 037.1203 35N.cm 037.1204 35N.cm 036.3110 036.3111					Variobase® para coroa Variobase® para coroa AS Variobase® para prótese fixa múltipla / ponte Parafuso de substituição Parafuso de substituição para Variobase® para coroa AS 037.2201 35N.cm 037.2203 35N.cm 037.2204 35N.cm 036.3110 036.3111									
Cilindro calcinável para coroa Cilindro calcinável para coroa AS Cilindro calcinável para múltipla / ponte 037.0211 037.0211V4 037.0212 037.0213 037.0213V4					Cilindro calcinável para coroa Cilindro calcinável para coroa AS Cilindro calcinável para múltipla / ponte 037.1211 037.1211V4 037.1212 037.1213 037.1213V4					Cilindro calcinável para coroa Cilindro calcinável para coroa AS Cilindro calcinável para múltipla / ponte 037.2211 037.2211V4 037.2212 037.2213 037.2213V4									
Pilar Cares®					CARES® Pilar disponível em TAN ou CoCr 35N.cm					* Imagens meramente ilustrativas. Consulte o eShop para verificar a imagem correspondente ao SKU.									

WHO IS WHO

Tissue Level X



2025

CIRURGIA TLX

Roxolid®
SLActive®

Chaves de implante

VeloDrill™
Pinos de alinhamento
Medidores de profundidade

Brocas de perfil

Tampas de
fechamento

Tampas de
cicatrização

Instrumentos
auxiliares

Ø 3,75 mm

Ø 4,5 mm

Ø 5,5 mm

Ø 6,5 mm

Standard Plus (SP)

Standard Plus (SP)

Standard Plus (SP)

Standard Plus (SP)

Standard Plus (SP)

Standard Plus (SP)

NT Ø 3,5 mm

RT Ø 4,8 mm

NT Ø 3,5 mm

RT Ø 4,8 mm

WT Ø 6,5 mm

WT Ø 6,5 mm

6 mm	035.3006S
8 mm	035.3008S
10 mm	035.3010S
12 mm	035.3012S
14 mm	035.3014S
16 mm	035.3016S
18 mm	035.3018S

035.3006S
035.3008S
035.3010S
035.3012S
035.3014S
035.3016S
035.3018S

035.3006S
035.3008S
035.3010S
035.3012S
035.3014S
035.3016S
035.3018S

035.3006S
035.3008S
035.3010S
035.3012S
035.3014S
035.3016S
035.3018S

035.3006S
035.3008S
035.3010S
035.3012S
035.3014S
035.3016S
035.3018S

035.3706S
035.3708S
035.3710S
035.3712S
-
-
-

035.3806S
035.3808S
035.3810S
035.3812S
-
-
-

Guia de broca



066.4000

Curta, L 21 mm



066.4101

Extralonga, L 31 mm



066.4102

Curta, L 21 mm



066.4201

Longa, L 31 mm



066.4202

Curta, L 21 mm



066.4205

Longa, L 31 mm



066.4206

Broca N. 1 (Broca piloto)



Ø 2,2 mm

Curta, L 34 mm

066.1301

Média, L 38 mm

066.1501


Longa, L 42 mm

066.1701

Pino de alinhamento

046.799

Broca N. 2



Ø 2,8 mm

Curta, L 34 mm

066.1302

Média, L 38 mm

066.1502


Longa, L 42 mm

066.1702

Pino de alinhamento

046.800

Broca N. 3



Ø 3,2 mm

Curta, L 34 mm

066.1303

Média, L 38 mm

066.1503


Longa, L 42 mm

066.1703

Pino de alinhamento

046.801

Broca N. 4



Ø 3,5 mm

Curta, L 34 mm

066.1304

Média, L 38 mm

066.1504


Longa, L 42 mm

066.1704

Pino de alinhamento

046.802

Broca N. 5



Ø 3,7 mm

Curta, L 34 mm

066.1305

Média, L 38 mm

066.1505


Longa, L 42 mm

066.1705

Pino de alinhamento

046.803

Broca N. 6



Ø 4,2 mm

Curta, L 34 mm

066.1306

Média, L 38 mm

066.1506


Longa, L 42 mm

066.1706

Pino de alinhamento

046.804

Broca N. 7



Ø 4,7 mm

Curta, L 34 mm

066.1307

Média, L 38 mm

-


Longa, L 42 mm

066.1707

Pino de alinhamento

046.805

Broca N. 8



Ø 5,2 mm

Curta, L 34 mm

066.1308

Média, L 38 mm

-

Longa, L 42 mm

-

Pino de alinhamento

046.806

Broca N. 9



Ø 2,2 mm

Curta, L 34 mm

066.1309

Média, L 38 mm

-

Longa, L 42 mm

-

Pino de alinhamento

046.807

NT Ø 3,5 mm

—

RT Ø 4,8 mm

RT Broca de perfil



Curta 036.3300

Longa 036.3301

NT Ø 3,5 mm

—

RT Ø 4,8 mm

RT Broca de perfil



Curta 036.3300

Longa 036.3301

WT Ø 6,5 mm

WT Broca de perfil



Curta 036.3302

Longa 036.3303

NT Tampa de fechamento



Ø 2,7 mm

Ø 4 mm

H 0 mm

036.3200S

036.3200SV4

-

H 1,5 mm

-

036.0201S

RT Tampa de fechamento



Ø 2,7 mm

Ø 5,5 mm

H 0 mm

036.3200S

036.3200SV4

-

H 1,5 mm

-

036.0201S

NT Tampa de fechamento



Ø 2,7 mm

Ø 4 mm

H 0 mm

036.3200S

036.3200SV4

-

H 1,5 mm

036.0201S

036.0201SV4

RT Tampa de fechamento



Ø 2,7 mm

Ø 4 mm

H 0 mm

036.3200S

036.3200SV4

-

H 1,5 mm

036.0201S

036.0201SV4

WT Tampa de fechamento



Ø 2,7 mm

H 0 mm

036.3200S

036.3200SV4

NT Tampa de cicatrização



Ø 4 mm

H 2,0 mm

-

H 3,0 mm

036.0203S

H 4,5 mm

036.0204S

RT Tampa de cicatrização



Ø 5,5 mm

H 2,0 mm

036.1202S

H 3,0 mm

036.1203S

H 4,5 mm

036.1204S

NT Tampa de cicatrização



Ø 4 mm

H 2,0 mm

-

H 3,0 mm

036.0203S

H 4,5 mm

036.0204S

RT Tampa de cicatrização



Ø 5,5 mm

H 2,0 mm

036.1202S

H 3,0 mm

036.1203S

H 4,5 mm

036.1204S

WT Tampa de cicatrização



Ø 7,2 mm

H 2,0 mm

036.2202S

H 3,0 mm

036.2203S

H 4,5 mm

036.2204S

Dispositivo de controle de torque



066.1100

Dispositivo de controle de torque para catraca



046.049

Catraca



046.119

Chave de suporte



046.064

Sonda de profundidade do implante



066.2000

SCS Chave de parafuso



para catraca, extracurto, comprimento 15 mm

046.400

para catraca, curto, comprimento 21 mm

046.401

para catraca, longo, comprimento 27 mm

046.402

AS Chave de parafuso



para catraca, extracurto, comprimento 15 mm

046.786

para catraca, curto, comprimento 21 mm

046.787


para catraca, longo, comprimento 27 mm

046.788

O sistema de implante Straumann® TLX possui uma marcação a laser simples e consistente para a identificação rápida e precisa de peças secundárias e dispositivos auxiliares. Este conceito permite a identificação correta dos respectivos componentes, e simplifica a comunicação entre os indivíduos envolvidos no processo de tratamento.

Os componentes marcados a laser NT (Narrow, TorcFit™) e com um ponto podem ser usados em todos os implantes TLX com o pescoço NT.
Os componentes marcados a laser RT (Regular, TorcFit™) e com dois pontos podem ser usados em todos os implantes TLX com o pescoço RT.
Os componentes marcados a laser WT (Wide, TorcFit™) e com três pontos podem ser usados em todos os implantes TLX com o pescoço WT.

Plataforma protética	Diâmetros de implante	Plataforma do implante
Um ponto	Ø 3,75 mm Ø 4,5 mm	
Dois pontos	Ø 3,75 mm Ø 4,5 mm	
Três pontos	Ø 5,5 mm Ø 6,5 mm	



Nenhum pilar WT sobre implantes NT e RT!
Nenhum pilar NT sobre implantes RT e WT!
Nenhum pilar RT sobre implantes NT e WT!

Abreviaturas/Notas de rodapé

- AH Altura do pilar
H Altura
NT Narrow TorcFit™
RT Regular TorcFit™
WT Wide TorcFit™
S Standard
SP Standard Plus
V4 Kit de 4

Novaloc® é uma marca comercial registrada da Valoc AG, Suíça.
As imagens do produto não estão em escala.

Straumann Brasil Ltda
R. Benjamin Lins, 742 - Batel,
80420-100 - Curitiba - PR
Tel. 0800 707-2526
www.straumann.com.br

Em caso de dúvida, entre em contato com seu consultor comercial.

*V01/2025.

© Institut Straumann AG, 2025. Todos os direitos reservados.
Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou das suas afiliadas.