

P10+ capsule

**CHAIRSIDE
SYSTEM FÜR DIE
ZAHNARZT-
PRAXIS**

Die schnelle, einfache und saubere Lösung für 3D gedruckte Dentalprodukte in der Zahnarztpraxis.

Das Einweg-Kapselsystem ermöglicht den sofortigen 3D Druck von dentalen Produkten wie Bohrschablonen, temporären Kronen & Brücken, Schienen u.v.m. Von Straumann validierte und aufeinander abgestimmte Workflows und ein sehr einfaches und vor allem sauberes Arbeiten mit dem neuen Kapselsystem ermöglichen sehr gute Ergebnisse ohne tiefe 3D Druck Fachkenntnisse. Die Datenaufbereitung zum Erzeugen der 3D Druckdaten geschieht vor Ort. Perfekt abgestimmt auf die P10+ capsule sind auch die Reinigungseinheit P wash, die Lichthärtereinheit P cure und das Straumann Material P pro.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG	P10+ capsule
Druckbereich	90 × 60 mm und 30 × 60 mm (abhängig von der verwendeten Kapsel)
Native Pixel	+/-34 µm
Max. Teilehöhe	70 mm
Lichtquelle	385 nm UV LED
Auflösung	1280 × 720 px
Maße (B × H × T)	335 × 541 × 349 mm
Anschlüsse	WLAN, Ethernet, USB
Steuerung	7" LCD-Display, Touch Screen
Verbrauchsmaterial	Einweg-Kapseln



Optimales chairside System für Zahnärzte und Praxislabore



Intelligente Verbindung zu P wash und P cure



Saubere und umweltfreundliche Entsorgung ohne Sondermüll



Kapseln für diverse zahnmedizinische Indikationen