

# P cure

PERFEKTE  
NACHBEARBEITUNG

## Sicheres und schnelles Aushärten von dentalen 3D gedruckten Produkten: 360°-Aushärten mit zertifizierten Programmen

Das automatische Belichtungssystem P cure bietet validierte Materialhärtung in ca. 10 Minuten. Die Aushärtung erfolgt durch leistungsstarke LEDs in Kombination mit Heizfunktionen. Die Strahlungen liegen im UVA- und UVB-Bereich.

Mechanische Eigenschaften und Biokompatibilität des gedruckten Objektes sind von den Materialherstellern zertifiziert. Durch die direkte Datenverbindung ist das Aushärtungsprogramm perfekt auf Materialien und Indikationen abgestimmt. Durch die integrierte Vakuum Pumpe ist kein zusätzliches Schutzgas notwendig.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG	P cure
Volumen	130 × 75 × 60 mm
Aushärtezeit	ca. 10 Minuten (materialabhängig)
Anschlüsse	WLAN, Ethernet, USB
Maße (B × H × T)	230 × 270 × 380 mm



Integrierte validierte Straumann-Prozesse



Integrierte Vakuum Pumpe



Kompatibel mit verschiedenen Materialien



Intelligente Verbindung zur P series