













































FICHE DE SUIVI CHIRURGICALE POUR LES INSTRUMENTS DE COUPE STRAUMANN®

INSTRUMENTS DE COUPE POUR LES IMPLANTS BLX, BLC, TLX, TLC









Article	Réf.	Dimensions	Nombre de procédures chirurgicales									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Foret aiguille 	026.0054	Ø 1,6 mm, court										
Foret aiguille 	026.0056	Ø 1,6 mm, long										
Fraise boule 	044.022	Ø 1,4 mm										
Fraise boule 	044.003	Ø 2,3 mm										
Fraise boule 	044.004	Ø 3,1 mm										
X VeloDrill™ pilote, guidé 	066.1301	Ø 2,2 mm										
X VeloDrill™, guidé 	066.1302	Ø 2,8 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1303	Ø 3,2 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1304	Ø 3,5 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1305	Ø 3,7 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1306	Ø 4,2 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1307	Ø 4,7 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1308	Ø 5,2 mm, court										
X VeloDrill™, guidé 	066.1309	Ø 6,2 mm, court										
X VeloDrill™ pilote, guidé 	066.1501	Ø 2,2 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1502	Ø 2,8 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1503	Ø 3,2 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1504	Ø 3,5 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1505	Ø 3,7 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1506	Ø 4,2 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1507	Ø 4,7 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1508	Ø 5,2 mm, moyen										
X VeloDrill™, guidé 	066.1509	Ø 6,2 mm, moyen										
X VeloDrill™ pilote, guidé 	066.1701	Ø 2,2 mm, long										
X VeloDrill™, guidé 	066.1702	Ø 2,8 mm, long										
X VeloDrill™, guidé 	066.1703	Ø 3,2 mm, long										

Article	Réf.	Dimensions	Nombre de procédures chirurgicales									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X VeloDrill™, guidé	 066.1704	066.1704	Ø 3,5 mm, long									
X VeloDrill™, guidé	 066.1705	066.1705	Ø 3,7 mm, long									
X VeloDrill™, guidé	 066.1706	066.1706	Ø 4,2 mm, long									
X VeloDrill™, guidé	 066.1707	066.1707	Ø 4,7 mm, long									
BLC/TLC Fraise profilée	 034.362	034.362	Ø 3,3 mm, courte									
BLC/TLC Fraise profilée	 034.363	034.363	Ø 3,75 mm, courte									
BLC/TLC Fraise profilée	 034.365	034.365	Ø 4,5 mm, courte									
BLC/TLC Fraise profilée	 034.366	034.366	Ø 5,5 mm, courte									
BLC/TLC Fraise profilée	 034.367	034.367	Ø 6,5 mm, courte									

TRÉPANS OSSEUX ET FRAISES PROFILÉES POUR POSE ENFOUÏE

Article	Réf.	Dimensions	Nombre de procédures chirurgicales									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BL Trépan osseux 1	 026.0022	026.0022	Ø 5,2 mm, L 23 mm									
BL Trépan osseux 2	 026.0023	026.0023	Ø 6,6 mm, L 23 mm									
BL Trépan osseux 3	 026.0024	026.0024	Ø 6 mm, L 23 mm									
Trépan osseux RN/RT	 044.304 RN/RT	044.304	L 28 mm									
Trépan osseux WN/WT	 044.305 WN/WT	044.305	L 25 mm									
RT Fraise profilée	 036.3300	036.3300	pour implants sØ 3,75/ Ø 4,8 mm, courte									
RT Fraise profilée	 036.3301	036.3301	pour implants Ø 3,75/ Ø 4,8 mm, longue									
WT Fraise profilée	 036.3302	036.3302	pour implants Ø 5,5/ Ø 6,5 mm, courte									
WT Fraise profilée	 036.3303	036.3303	pour implants Ø 5,5/ Ø 6,5 mm, longue									

INSTRUMENT DE COUPE SUPPLÉMENTAIRES POUR CHIRURGIE GUIDÉE

Article	Réf.	Dimensions	Nombre de procédures chirurgicales									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Emporte-pièce pour mu- queuse 	034.010	Ø 3,4 mm, L 30 mm										
Emporte-pièce pour mu- queuse 	034.011	Ø 4,0 mm, L 30 mm										
Emporte-pièce pour mu- queuse 	034.012	Ø 4,7 mm, L 30 mm										
Fraise plate 	026.0144	Ø 2,2 mm, L 32,5 mm										
Fraise plate 	034.215	Ø 2,8 mm, L 32,5 mm										
Fraise plate 	034.415	Ø 3,5 mm, L 32,5 mm										
Fraise plate 	034.615	Ø 4,2 mm, L 32,5 mm										
Foret pour pivot de fixation pour gabarit 	034.284	Ø 1,3 mm										

Remarque : comme les forets Straumann® sont fabriqués avec précision et constitués de matériaux de haute qualité, ils peuvent être utilisés pour un maximum de dix procédures chirurgicales. Cependant, des techniques de manipulation et de nettoyage méticuleuses sont essentielles au maintien d'un fonctionnement correct (se référer à la brochure *Entretien et maintenance des instruments chirurgicaux et prothétiques*, réf. 152.008/fr). Pour des informations supplémentaires, visiter le site www.straumann.com

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2023.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.

