

Système implantaire Straumann® TLC/TLX Présentation du système PROTHÈSES TLC/TLX	Connexion TorcFit™ pour implant Straumann® TLC/TLX																																																																																			
Piliers d'empreinte Piliers d'empreinte numérique Analogues d'implant Corps de scannage	NT - Narrow TorcFit™ Ø 3,5 mm Au niveau de l'implant Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé Analogue d'implant Analogue d'implant repositionnable Corps de scannage mono														RT - Regular TorcFit™ Ø 4,8 mm Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé Analogue d'implant Analogue d'implant repositionnable Corps de scannage mono										WT - Wide TorcFit™ Ø 6,5 mm Pilier d'empreinte pour porte-empreinte ouvert Pilier d'empreinte pour porte-empreinte fermé Analogue d'implant Analogue d'implant repositionnable Corps de scannage mono																																																											
Restaurations provisoires	Partie secondaire provisoire pour couronne 037.0000				Partie secondaire provisoire pour bridge 037.0001				Vis de remplacement 036.3110		Partie secondaire provisoire pour couronne 037.1000				Partie secondaire provisoire pour bridge 037.1001				Vis de remplacement 036.3110		Partie secondaire provisoire pour couronne 037.2000				Partie secondaire provisoire pour bridge 037.2001				Vis de remplacement 036.3110																																																							
Variobase® Parties secondaires scellables Parties secondaires en or Coiffes calcinables	Variobase® pour couronne 037.0201 037.0211 037.0211V4		Variobase® pour couronne SA 037.0203 037.0212		Variobase® pour bridge/barre cylindrique 037.0204 037.0213 037.0213V4		Variobase® C 037.0205		Partie secondaire scellable 0°, pour couronnes/bridges 037.0100 Couronne 037.0110 Bridge 037.0111		Partie secondaire scellable 15°, pour couronnes/bridges 037.0101 Couronnes/bridges 037.0112		Partie secondaire en or pour couronnes/bridges 037.0300 Bridge 037.0301		Vis de remplacement 036.3110		Vis de remplacement pour Variobase® pour couronne SA 036.3111		Variobase® pour couronne 037.1201 037.1211 037.1211V4		Variobase® pour couronne SA 037.1203 037.1212		Variobase® pour bridge/barre cylindrique 037.1204 037.1213 037.1213V4		Variobase® C 037.1205		Partie secondaire scellable 0°, pour couronnes/bridges 037.1100 Couronne 037.1110 Bridge 037.1111		Partie secondaire scellable 15°, pour couronnes/bridges 037.1101 Couronnes/bridges 037.1112		Partie secondaire en or pour couronnes/bridges 037.1300 Bridge 037.1301		Vis de remplacement 036.3110		Vis de remplacement pour Variobase® pour couronne SA 036.3111		Variobase® pour couronne 037.2201 037.2211 037.2211V4		Variobase® pour couronne SA 037.2203 037.2212		Variobase® pour bridge/barre cylindrique 037.2204 037.2213 037.2213V4		Variobase® C 037.2205		Partie secondaire scellable 0°, pour couronnes/bridges 037.2100 Couronne 037.2110 Bridge 037.2111		Partie secondaire scellable 15°, pour couronnes/bridges 037.2101 Couronnes/bridges 037.2112		Partie secondaire en or pour couronnes/bridges 037.2300 Bridge 037.2301		Vis de remplacement 036.3110		Vis de remplacement pour Variobase® pour couronne SA 036.3111																															
Parties secondaires CARES® Bridges et barres transvisés CARES®	Partie secondaire CARES® Veuillez consulter le portail pour voir les options disponibles. Bridges et barres transvisés CARES® Veuillez consulter le portail pour voir les options disponibles. * Les parties secondaires et les bridges et barres transvisés Straumann® CARES® peuvent être commandés via le logiciel Straumann® CARES® Visual ou à l'adresse www.cares.straumann.com, fabriquées au centre de production Straumann® CAD/CAM, également disponibles via le service Straumann® CARES® Scan & Shape																																																																																			
Blocs de parties secondaires pré-usinés	Medentika® Manche 11,5 mm 037.0600														Medentika® Manche 15,8 mm 037.0601				CARES® 12 mm 037.0610										Medentika® Manche 11,5 mm 037.1600										Medentika® Manche 15,8 mm 037.1601				CARES® 12 mm 037.1610																																									
Partie secondaire vissée Coiffes	NT Partie secondaire vissée AH 3,5 mm, Ø 4,6 mm, 17° 037.0410S														NT Partie secondaire vissée AH 3,5 mm, Ø 4,6 mm, 30° 037.0411S																																																																					
Novaloc®	Novaloc® 0° H 1 mm 037.0500 H 2 mm 037.0501 H 3 mm 037.0502 H 4 mm 037.0503 H 5 mm 037.0504 H 6 mm 037.0505														Novaloc® 15° H 2 mm 037.0510 H 3 mm 037.0511 H 4 mm 037.0512 H 5 mm 037.0513 H 6 mm 037.0514						Vis de remplacement 036.3110								Novaloc® 0° H 1 mm 037.1500 H 2 mm 037.1501 H 3 mm 037.1502 H 4 mm 037.1503 H 5 mm 037.1504 H 6 mm 037.1505														Novaloc® 15° H 2 mm 037.1510 H 3 mm 037.1511 H 4 mm 037.1512 H 5 mm 037.1513 H 6 mm 037.1514						Vis de remplacement 036.3110								Novaloc® 0° H 1 mm 037.2500 H 2 mm 037.2501 H 3 mm 037.2502 H 4 mm 037.2503 H 5 mm 037.2504 H 6 mm 037.2505														Novaloc® 15° H 2 mm 037.2510 H 3 mm 037.2511 H 4 mm 037.2512 H 5 mm 037.2513 H 6 mm 037.2514						Vis de remplacement 036.3110							
Pièces supplémentaires Novaloc®	Ensemble en titane 2010.601-NOV														Ensemble en PEEK 2010.611-NOV						Boîtier de matrice en titane 2010.701-NOV								Boîtier de matrice en PEEK 2010.702-NOV						Boîtier de matrice - rallongé 2010.703-NOV								Novaloc® Élément de rétention Rouge, extra-light 2010.710-NOV Blanc, light 2010.711-NOV Jaune, medium 2010.712-NOV Vert, strong 2010.713-NOV Bleu, extra-strong 2010.714-NOV Noire, ultra-strong 2010.715-NOV																																									