


GAMME POUR ARCADES COMPLÈTES STRAUMANN UN!Q™

Excellez avec des prothèses personnalisées.




PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC STRAUMANN UN!Q™

Un service en sous-traitance de conception ouverte et de production de prothèses personnalisées.

À l'heure de la transformation numérique, avec des ressources limitées et une concurrence féroce, Straumann UN!Q™ vous permet de bénéficier d'un service haut de gamme pour confier en sous-traitance la planification, la conception et la fabrication de vos prothèses implantaire personnalisées.

EXCELLEZ AVEC DES PROTHÈSES PERSONNALISÉES



Évolutif : développez votre activité sans investissement supplémentaire dans des ressources ou des équipements CAD/CAM.



Fiable : obtenez des résultats fiables et prédictibles en vous appuyant sur les 70 ans d'expérience de Straumann® en ingénierie suisse.



Complet : large gamme et compatibilité avec plus de 50 plateformes d'implants et options de conception.



Flexible : choisissez le flux de travail à la demande adapté à vos besoins.

70

ans d'excellence et
d'innovation
par Straumann

**+ DE
2 MILLIONS**
de sourires restaurés

125

plateformes implantaires
compatibles



FLEXIBILITÉ DE RESTAURATION

Avec les systèmes originaux, une précision inégalée et une haute qualité fiable, la gamme prothétique Straumann® répond aux attentes esthétiques élevées des patients avec une flexibilité permettant de trouver une solution compatible avec leur budget.

POINTS FORTS DE LA GAMME POUR ARCADES COMPLÈTES STRAUMANN UN!Q™ **FIXE**




BARRES STRAUMANN® COREBAR™ POUR LE SUPPORT DE RESTAURATIONS EN ZIRCON

- Offrant une plus grande surface de collage par rapport aux coiffes à base de titane et une meilleure répartition des forces
- Plus légères que des restaurations produites entièrement en zircon
- Disponibles via le service de conception
- Flux de travail efficace : téléchargez le fichier principal pour la barre depuis la plateforme AXS et démarrez l'usinage de la douille en zircon pendant la fabrication de la barre



BRIDGE THIMBLE

- Conçu pour faciliter l'entretien et les réparations
- Puits de vissage angulés pour une meilleure esthétique
- Les couronnes individuelles permettent l'association de matériaux esthétiques et très résistants



BARRES HYBRIDES BASIQUES ET AVANCÉES

- Les barres hybrides en acrylique sont une solution idéale pour la prise en charge continue des tissus avec remodelage facile des tissus.
- Polyvalence de la conception pour la rétention
- Le bord circonferentiel apporte un soutien supplémentaire aux dents pour éviter le cisaillement, augmentant ainsi la durabilité et la stabilité

POINTS FORTS DE LA GAMME STRAUMANN UN!Q™ AMOVIBLE



BARRE NOVALOC® LOCATOR®

- Plus résistante contre les forces de mastication, par rapport aux fixations sur parties secondaires
- Permet l'alignement des fixations sur l'axe d'insertion commun
- Hauteur et largeur ajustables
- Cône à paroi de 0°, 4°, 6° et 8°



BARRE TÉLESCOPIQUE 2 EN 1

- Associe l'ajustement passif d'une restauration fixe et la possibilité de nettoyage d'une restauration amovible
- Scellement circonférentiel, créé entre la gencive et la structure secondaire, favorisant l'hygiène et la santé gingivale



GAMME COMPLÈTE DE PROTHÈSES AMOVIBLES

- La gamme Straumann UN!Q™ inclut de nombreuses options de systèmes de fixation pour prothèses amovibles, notamment :
 - Barres Dolder® en forme de U et en forme d'œuf
 - Barre Preci Vertix et Horix
 - Barre Ackermann®
 - Barre Round®
 - Barre MP-Clip®

« Travailler avec votre service se fait sans effort, le flux est très rapide et simple. J'apprécie particulièrement le processus de validation des conceptions, dont la qualité est exceptionnelle. »


YDL Dental, Texas.

SERVICES DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION

Sous-traitez vos tâches de conception en seulement quelques clics. Bénéficiez de notre service haut de gamme à la demande via Straumann AXS™, le portail en ligne pour les commandes et la gestion des cas.



www.straumann.com/axs



Portail Straumann AXS™ – principaux avantages

- Simple et facile à utiliser
- Suivez tous vos cas au même endroit
- Flux de travail homogène du fichier principal
- Accès rapide à des possibilités de formation et d'apprentissage
- Services accessibles facilement depuis notre eShop

DÉLAIS DU FLUX DE TRAVAIL

DÉLAIS DE CONCEPTION

RESTAURATIONS
PLURALES (BRIDGES
ET BARRES)



48 heures

Heure limite :



14 h CET

DÉLAIS DE PRODUCTION




Cas reçu ou conception approuvée avant 14 h



Cas envoyé

Lundi	→	Le mercredi suivant
Mardi	→	Le jeudi suivant
Mercredi	→	Le vendredi suivant
Jeudi	→	Le mardi suivant
Vendredi	→	Le mercredi suivant

*Les délais relatifs aux parties secondaires en titane et CoCr sont indiqués ci-dessus. Il faut compter 3 jours supplémentaires pour les parties secondaires en titane teinté or.



International Headquarters**Institut Straumann AG****Peter Merian-Weg 12****CH-4002 Basel, Switzerland****Phone +41 (0)61 965 11 11****Fax +41 (0)61 965 11 01****www.straumann.com**

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.
Produits non-remboursés par les organismes de santé.