


70 ANS D'INNOVATION

NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ



STRAUMANN® iEXCEL

NOTRE SYSTÈME IMPLANTAIRE
LE PLUS PERFORMANT

- Notre meilleur matériau Roxolid®
 - Notre meilleure surface SLActive®
 - 4 designs d'implants, couvrant toutes les indications et préférences de traitement
 - 1 seule connexion prothétique
- iEXCEL POUR VOUS, C'EST...
- Polyvalence clinique
 - Simplicité
 - Flux de travail et services numériques intégrés pour une dentisterie connectée



straumanngroup



Straumann Group France
2 rue Roger Salengro - 94120 Fontenay sous Bois
Téléphone : 01 64 17 30 08 - Fax : 01 64 17 30 10
www.straumann.fr

© Institut Straumann AG, 2020. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
Dispositif médical, Classe IIa et IIb, marqué CE, non remboursable. Merci de lire attentivement la fiche technique.



POUR 2 PRATICIENS SUR 3*
SIMPLICITÉ, FIABILITÉ ET QUALITÉ SONT
PRIMORDIALES POUR CHOISIR LEUR
SYSTÈME IMPLANTAIRE

Et si un système implantaire pouvait y répondre ?




* Étude qualitative auprès de 339 dentistes implantologues, 2023



STRAUMANN®

PARCE QUE L'INNOVATION EST



DES TRAITEMENTS MOINS INVASIFS AVEC ROXOLID®



Alliage haute performance
offrant une **résistance** plus élevée
que le titane pur...

...et un **taux de survie** des implants après
10 ans supérieur*



98,9 %

Roxolid®

vs.
95,8% pour
le titane

*Étude multicentrique randomisée et contrôlée en double aveugle

UNE CICATRISATION OPTIMISÉE AVEC SLACTIVE®



Surface haute performance
offrant un **potentiel de cicatrisation**
important...

→ Réduit le temps de cicatrisation initiale de 3-4 semaines* 4-8

→ Meilleure régénération osseuse même au niveau des sites compromis* 9

...pour une **prédictibilité**
au-delà des attentes

98,2 %

de taux
de survie**

*Temps de cicatrisation défini par le contact os-implant et la stabilité

**Taux de survie après 10 ans : Essai clinique multicentrique contrôlé randomisé

4-8 : 4 Lang, N.P., et al. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants Res. 2011; 22(4): p. 349-56. 5 Oates, T.W., et al. Enhanced implant stability with a chemically modified SLA surface: a randomized pilot study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007; 22(3): p. 355-60. 6 Nicolas, P., et al. 10-year outcomes with immediate and early loaded implants with a chemically modified SLA surface. Quintessence Int. 2019 Jun 25; 50(2): p. 114-124. 7 Reis, R., et al. Immediate versus early loading protocols of titanium-zirconium narrow-diameter implants for mandibular overdentures in edentulous patients: 1-year results from a randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res. 2019 Oct;30(10):953-961. 8 Eckert, S.E., et al. Immediately loaded Fixed Full-Arch Implants-Retained Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 May/June;34(5):797-744. 9 El Chadi, F., Zhang, L., Zhou, Y., et al. Osseointegration of Superhydrophilic Implants Placed in Defect Grafted Bones. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. Mar/Apr 2019, Vol. 34 Issue 2, p443-450. 10 Hydrophilic Implants Placed in Defect Grafted Bones. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. Mar/Apr 2019, Vol. 34 Issue 2, p443-450.

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

UNE SIMPLICITÉ QUE VOUS ALLEZ ADORER

CONNEXION TORCFIT™

- ✱ Résistance de l'index Torx
- ✱ Polyvalence chirurgicale
- ✱ Ajustement précis de la connexion conique de 7°
- ✱ Formation simplifiée du personnel
- ✱ 1 seule taille de connexion prothétique pour tous les implants
- ✱ Rationalisation du stock



QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

UNE VÉRITABLE POLYVALENCE CLINIQUE

C-DESIGN

AYEZ CONFIANCE DANS
TOUTES LES INDICATIONS



TLC / BLC

SITES CICATRISÉS

PROTOCOLES
CONVENTIONNELS

ESPACES INTERDENTAIRES
ÉTROITS

X-DESIGN

EXCELLEZ DANS
L'IMMÉDIATÉTÉ



TLX / BLX

SITES D'EXTRACTION

PROTOCOLES IMMÉDIATS

HAUTEUR OSSEUSE
RÉDUITE

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LA MAJORITÉ DES CAS CLINIQUES

→ Traiter vos patients dans la **majorité des situations**

→ Choisir l'option adéquate **pendant l'intervention chirurgicale**