

STRAUMANN

SIRIOS™

Capturez l'Excellence.



STRAUMANN SIRIOS™ **CAPTURER** **L'EXCELLENCE**


Straumann SIRIOS™ va plus loin que la capture d'image, en redéfinissant vos interactions en dentisterie et en ouvrant la porte à l'excellence, tout en plaçant votre patient au centre.

La synergie entre notre matériel axé sur la performance et notre logiciel intuitif vise à assurer le fonctionnement optimal de votre flux de travail, avec précision et efficacité.






**PERFORMANCE DE SCANNAGE
RÉVOLUTIONNAIRE**



**CONÇU EN PENSANT
AU FLUX DE TRAVAIL**



**BÉNÉFICIEZ D'UNE
PRÉCISION ULTIME**



**UNE EXPÉRIENCE
STRAUMANN® PREMIUM**

« Straumann SIRIOS™ m'apporte les performances de scannage dont j'ai besoin, tout en s'intégrant rapidement à mes flux de travail existants. Sa conception sans fil, ainsi que sa taille, son poids et son ergonomie idéale, permettent un scannage rapide et facile, mais aussi confortable pour mes patients, tout en m'apportant la flexibilité de pouvoir s'adapter à chaque besoin de traitement. »

Dr Gustavo Harfagar

PERFORMANCE DE SCANNAGE RÉVOLUTIONNAIRE

Redéfinissez la facilité d'utilisation grâce à notre solution de scannage intraoral. De par sa conception intelligente, Straumann SIRIOS™ favorise une stratégie de numérisation flexible. Vous pouvez ainsi vous adapter à diverses situations cliniques. Découvrez le scannage facilité pour obtenir des résultats optimaux très rapidement et efficacement.

CONCEPTION

DESIGN COMPACT ET LÉGER

Ce scanner sans fil associe une technologie de pointe à une conception ergonomique permettant à l'utilisateur de le tenir confortablement comme un stylo et assurant le confort pour les patients. Grâce à son poids de 245 g seulement (batterie incluse), il est possible de scanner sans effort, ce qui réduit la fatigue en cas d'utilisation prolongée.

DEUX TAILLES

Choisissez la taille d'embout correspondant le mieux à la situation clinique pour garantir à vos patients une expérience de soins haut de gamme.

STRATÉGIE DE SCANNAGE FLEXIBLE

Profitez de la flexibilité dans votre processus de scannage. Adaptez-vous facilement à chaque situation clinique, sans restriction de mouvement ni stratégie de scannage contraignante.





EFFICACITÉ

CHARGEMENT SANS FIL

Pour recharger le dispositif, il suffit de le replacer sur son socle. Vous pourrez ainsi vous en servir sans effort toute la journée. Grâce à la fonctionnalité Instant Wake-up, nul besoin d'attendre. Le dispositif s'active dès que vous le retirez de son socle.

JUSQU'À DEUX HEURES DE NUMÉRISATION CONTINUE

Profitez de 2 heures de scannage sans interruption avec une seule charge. La batterie vous permet de gérer l'équivalent de 60 cas standard et de rester efficace tout au long de votre journée de travail.

SCANNAGE À HAUT DÉBIT

Réalisez le scannage d'arcade complète en moins de 20 secondes, garantissant une capture de données de haute qualité et une visualisation en temps réel. Profitez d'une connectivité ultra rapide et fluide grâce à notre technologie de compression d'image avancée.

SIMPLICITÉ

AUCUNE CALIBRATION NÉCESSAIRE

Plus besoin d'outils d'étalonnage coûteux et qui perturbent votre routine. Nous veillons à ce que l'intégrité des composants soit préservée, afin que le dispositif soit prêt à effectuer un scannage précis dès le premier jour et reste fiable dans le temps.

DEUX BOUTONS DE SCANNAGE INTELLIGENT

Deux boutons sont placés stratégiquement de chaque côté du scanner pour une rotation fluide et un scannage continu sans avoir à mémoriser les positions des boutons ni réassembler l'embout.

FACILE À INSTALLER ET À MAÎTRISER

Notre solution sans fil permet une utilisation rapide et véritablement plug-and-play : vous profitez du scannage intelligent immédiatement. Commencez à scanner sans effort avec notre technologie de scannage optimisée et notre logiciel facile à utiliser.

CONÇU EN PENSANT AU FLUX DE TRAVAIL

Straumann SIRIOS™ est conçu pour libérer votre flux de travail en vue d'atteindre l'excellence. Optimisé pour les solutions Straumann® avec une intégration au nouveau portail Straumann AXS®, il vous propose des flux de travail harmonieux et personnalisés répondant à vos besoins.

L'environnement sécurisé est synonyme de sérénité : tout est centralisé au même endroit, avec la flexibilité d'un système ouvert.

OPTIMISÉ POUR LES SOLUTIONS STRAUMANN®

Straumann SIRIOS™ est intégré à l'écosystème numérique Straumann® et ses solutions de flux de travail simples.

FLUX DE TRAVAIL POUR IMPLANTS

Association simplifiée des scanbodies et interface intuitive pour vous guider tout au long du flux de travail.

FLUX DE TRAVAIL POUR PLANIFICATION CHIRURGICALE

Planifiez les cas implantaires et concevez les guides chirurgicaux sans difficulté. Exportez les scans intraoraux directement vers coDiagnostiX® sur votre ordinateur.

FLUX DE TRAVAIL POUR RESTAURATIONS

Intégration directe au logiciel de CAD NOVA. Concevez facilement des restaurations provisoires et définitives ainsi que tout type de modèle. Exportez les scans intraoraux directement vers NOVA sur votre ordinateur.

FLUX DE TRAVAIL EN ORTHODONTIE

Traitez les aligneurs, ainsi que les cas de révision ou de contention issus du logiciel Straumann SIRIOS™. Bénéficiez de la connexion directe au dossier du patient dans le Doctor Portal de ClearCorrect®.



UN FLUX DE TRAVAIL SIMPLIFIÉ GRÂCE À STRAUMANN® AXS

Accédez à toutes les données au même endroit grâce à Straumann® AXS. Nos flux de travail numériques complets maintenant sans aucune interruption.


Straumann® AXS intègre le logiciel, les systèmes et les dispositifs pour simplifier les flux de travail dentaires. Couplée aux solutions de traitement éprouvées en implantologie et au savoir-faire de Straumann, notre offre globale et axée sur le patient améliore l'efficacité au cabinet dentaire ainsi que la qualité des soins.

SMILE IN A BOX®

Externalisez aisément les cas de chirurgie guidée via AXS. Reliez les scans intraoraux au formulaire de demande de cas Smile in a Box® dans Straumann® AXS.

ENVOI VERS LE FLUX DE TRAVAIL DU LABORATOIRE

Simplifiez votre façon de travailler et partagez les cas avec votre laboratoire en un clic.



Pour en savoir plus :
www.straumann.com/axs

BÉNÉFICIEZ D'UNE PRÉCISION ULTIME

Boostez votre prise de décisions cliniques avec un degré élevé de prédictibilité grâce au scannage haute résolution et à des fichiers 3D précis. Profitez de la technologie de scannage avancé, sélectionnez votre flux de travail optimisé et découvrez les nombreuses options de traitement pour optimiser l'expérience des patients en tirant avec Straumann SIRIOS™.

RETRAITEMENT LIMITÉ


Straumann SIRIOS™ génère des empreintes numériques précises d'une résolution de 20 µm, ce qui réduit grandement les erreurs par rapport aux modèles en plâtre. Vous et votre laboratoire avez la possibilité de créer des restaurations dentaires de haute qualité, en limitant la nécessité d'ajustement et de retraitement. Vous pouvez vous fier à la reconnaissance et à la validation des corps de scannage, ce qui évite les erreurs et simplifie les opérations et les communications entre le logiciel de CAD et les laboratoires partenaires.

GAIN DE TEMPS PRÉCIEUX

Les empreintes numériques Straumann SIRIOS™ peuvent être conservées indéfiniment et réutilisées facilement pour des restaurations futures. Vous n'avez plus besoin de réaliser de nouveaux scans, ainsi vous économisez un temps précieux et limitez les coûts de retraitement.

OPTIMISATION DES RÉSULTATS CLINIQUES

Le scannage de haute précision vous permet d'obtenir des résultats cliniques optimaux. L'adaptation et le fonctionnement améliorés, couplés à la possibilité de proposer un plus large éventail d'options de traitement, augmentent à terme la satisfaction des patients..



Suscitez l'intérêt de vos patients, suivez leur cas et montrez les options de traitement directement à l'écran.

**Bouton de scannage intelligent**

Lancez le scannage d'une simple pression et surveillez l'avancement en temps réel grâce aux instructions lumineuses dynamiques.

**Bouton de changement de mode**

Passez d'une étape du flux de travail à l'autre en un clic.

**Indicateur d'état**

Vérifiez l'état et l'avancement du scannage grâce à l'indicateur lumineux.

**Indicateur de batterie**

Consultez le niveau de batterie grâce à l'indicateur lumineux.



UNE EXPÉRIENCE STRAUMANN® PREMIUM

Avec Straumann®, n'attendez rien d'autre qu'un service et une expérience client haut de gamme qui vous accompagneront dès le début de votre parcours avec nous.

PARCOURS DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE EN LIGNE PERFECTIONNÉ

Notre engagement en matière de formation est essentiel à la prestation de soins efficaces aux patients et à la réussite de votre cabinet. Nous proposons un large éventail de programmes de formation, y compris des formations en salle de classe, en ligne et sous forme de webinaires, le tout intégré à une seule plateforme numérique pour le monde entier.

Vous pourrez également prendre en main Straumann SIRIOS™ lors d'une master class en ligne, dont le contenu dynamique et innovant garantit une expérience d'apprentissage enrichissante.


UNE AIDE FIABLE

Notre programme de service client facilite la résolution rapide des problèmes. Il est disponible dans différents pays et dans la langue locale.

Bénéficiez d'un service client complet incluant une extension de garantie, une couverture intégrale en cas d'incident et tous les services client Straumann® utiles et de confiance que vous connaissez déjà.



Straumann® est la marque phare du plus grand groupe de fabricants d'implants au monde – le Straumann Group. Reconnus comme l'une des marques les plus emblématiques en dentisterie, nous sommes depuis longtemps à l'origine d'avancées considérables dans ce domaine. En continuant d'offrir fiabilité, excellence et innovation transformationnelle à une communauté internationale de professionnels dentaires tournés vers l'avenir, nous restons à l'avant-garde de l'élargissement de l'éventail des soins dentaires.



STRAUMANN SIRIOS™, CAPTurer L'EXCELLENCE.



490.950/fr/A/00 08/24

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2024. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

 **straumann**