

 **straumann**


# L'ECOSISTEMA DIGITALE INTEGRATO



Straumann  
gamma SIRIOS™



Smilecloud



coDiagnostiX®



Smile in a Box®



Straumann  
FALCON™



Straumann 3D Printers  
Chairside Solutions



Straumann  
UNIQ™

**STRAUMANN AXS™**



CORE OF YOUR  
DIGITAL  
ECOSYSTEM

# STRAUMANN AXS.™ IL CUORE DELLO STRAUMANN® INTEGRATED DIGITAL ECOSYSTEM.

Straumann AXS™ è una piattaforma basata su cloud che costituisce il cuore dell'ecosistema digitale integrato Straumann®.

Fornisce un ambiente modulare, aperto e sicuro, che consente flussi di lavoro odontoiatrici comodi e ininterrotti, garantendo un'esperienza cliente di livello superiore.

Una piattaforma basata su cloud aperta, modulare e basata sull'intelligenza artificiale, che offre accesso a un numero crescente di flussi di lavoro ininterrotti, completamente integrati e interconnessi. Promuove efficienza, praticità e collaborazione. Straumann AXS™ si basa su una consolidata esperienza clinica e tecnica, per offrire un approccio all'avanguardia alle cure dentali con archiviazione e condivisione sicura dei dati dei pazienti, in conformità con gli standard di sicurezza odierni.





## SEMPLICITÀ

La nostra piattaforma basata su cloud non richiede alcun investimento in software e offre un'interfaccia semplice e intuitiva. Consolida perfettamente i dati dei pazienti su un'unica piattaforma connessa, offrendo un accesso semplice e immediato ai trattamenti dei pazienti.



## CONNETTIVITÀ

La nostra piattaforma digitale aperta e modulare garantisce l'interoperabilità e l'integrazione con un'ampia gamma di servizi digitali, applicazioni e apparecchiature, accessibile a tutti i marchi. Essere aperti significa supportare non solo le soluzioni Straumann, ma anche i marchi Straumann Group e i fornitori terzi.



## COLLABORAZIONE

L'architettura aperta della piattaforma favorisce un ambiente collaborativo fluido, consentendo una condivisione dei dati senza sforzo tra tutti gli operatori coinvolti nel trattamento, inclusi laboratori odontotecnici, medici odontoiatri e chirurghi specializzati. Questa comunicazione semplificata migliora l'efficienza e promuove una maggiore responsabilità e consapevolezza nei confronti dei casi dei pazienti.



## SICUREZZA

La piattaforma è progettata ponendo al centro la sicurezza e la privacy dei dati, garantendo la possibilità di archiviare, elaborare e condividere in modo sicuro le informazioni dei pazienti nel pieno rispetto delle normative vigenti.



## COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE

La piattaforma AXS supporta gli studi dentistici nel fornire ai pazienti informazioni visive sul loro percorso terapeutico e sui potenziali risultati. Promuovendo il coinvolgimento dei pazienti, AXS migliora le decisioni informate, il consenso e un'esperienza di cura più connessa durante tutto il processo.

**SCOPRI DI PIÙ**

Scanner intraorali

# STRAUMANN SIRIOS™ X3

Straumann SIRIOS™ X3 è la porta di accesso all'esperienza odontoiatrica di ultima generazione: sblocca percorsi di trattamento su misura e diverse possibilità per ogni singola esigenza clinica.

Prova l'esperienza di una scansione di livello superiore ed entra nello Straumann® Integrated Digital Ecosystem, dove la connettività è meno impegnativa e la collaborazione è semplificata, ridefinendo ciò che è possibile fare nel tuo studio.



# STRAUMANN SIRIOS™

Straumann SIRIOS™ va ben oltre l'acquisizione di immagini, ridefinendo il modo di interazione con il dentista e aprendo le porte all'eccellenza, con il paziente sempre in primo piano.

La sinergia tra il nostro hardware ad alte prestazioni e il nostro software intuitivo è stata progettata per fornire prestazioni massime durante il flusso di lavoro, con precisione ed efficienza.

# TRIOS 6

## Ridefinizione della qualità di scansione

La nostra migliore qualità di scansione di sempre con tecnologia iperspettrale avanzata ridefinisce l'esperienza dei pazienti con risultati affidabili.

## Ridefinizione della diagnostica

Garanzia di esperienze affidabili e sicure con TRIOS Dx Plus, il sistema di assistenza basato sull'intelligenza artificiale che ridefinisce la diagnostica per un'identificazione accurata e obiettiva delle principali condizioni di salute orale.



# TRIOS

## TRIOS 5

- Progettato per essere comodo nella mano e completamente wireless
- Tecnologia ScanAssist per un'esperienza di scansione più facile
- LED e feedback aptico guidano ogni scansione
- Esente da calibrazione con alimentazione a batteria per tutto il giorno
- Punte di scansione chiuse con vetro zaffiro

## TRIOS 3

- Base e scanner leggerissimi con connessione al PC tramite USB
- Esperienza di scansione semplice con clean-up automatico della scansione



[SCOPRI DI PIÙ](#)

Progettazione del sorriso

 smilecloud

# SMILECLOUD

La progettazione del sorriso biometrico

Consente il coinvolgimento del paziente e l'accettazione del caso:

- Progetta sorrisi fotorealistici in pochi clic
- Mostra ai pazienti il loro possibile sorriso futuro
- Permette personalizzazione e automazione con l'AI



**PROGETTAZIONE  
BIOMETRICA  
DEL SORRISO**




**MONITORAGGIO  
E REVISIONE**



**ACCESSO SEMPRE  
E OVUNQUE**



**COLLEGATI A  
CHIUNQUE CON  
UN SOLO CLICK**



# Ogni sorriso inizia con un Sì.

Le nuove funzioni di Smilecloud 3DNA

## Blueprint

Dall'anteprima alla pianificazione

Blueprint è un ambiente di visualizzazione che ti consente di allineare e ridefinire tridimensionalmente lo Smile Design. Ti dà la possibilità di integrare diversi tipi di informazione: una foto del paziente, scansioni intraorali, file di movimento e CBTC per generare un'esperienza 3D omnicomprensiva.

Ottieni una visione chiara del progetto di design del sorriso a tutto tondo, esportabile in STL pronto per il tuo software CAD.

## Signature Design

Importa i tuoi progetti

Che si tratti di un STL, di un wax-up o di una scansione, trasferiscili sul viso del paziente e trasformali in un video prima-dopo basato sull'intelligenza artificiale, coinvolgente e intuitivo.



SCOPRI DI PIÙ

Pianificazione digitale del trattamento

# CODIAGNOSTIX®

Il potere della pianificazione a portata di mano



## AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI

Offrire un'ampia scelta di servizi di pianificazione del trattamento, progettazione e produzione di guide per una gamma completa di indicazioni.



## CONNETTIVITÀ ECCELLENTE

Connessione semplice al proprio software CAD e alla propria stampante 3D o importazione delle scansioni ottiche ricevute dai medici grazie alle interfacce aperte.



## MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Usare il vantaggio offerto da potenti funzioni che vanno oltre la pianificazione implantare e ottimizzare il flusso di lavoro digitale.




## LIBRERIA INTEGRATA

Supportare i medici con una scelta completa di impianti, manicotti, componenti secondarie e corpi di scansione per la chirurgia completamente guidata. Una libreria integrata rende immediatamente disponibile un'ampia gamma di elementi dei principali produttori.



## COLLABORAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Approfitta delle funzioni di collaborazione migliorate e diventa il partner preferito dai tuoi medici.



SCOPRI DI PIÙ

Chirurgia guidata

# SMILE IN A BOX®

Servizio modulare dalla progettazione alla protesi definitiva per accedere alla chirurgia protesicamente guidata senza alcun investimento.



## SOTTOMISSIONE DEL CASO

- visita del paziente e acquisizione dei dati
- invio dei dati e inserimento dell'ordine



## PIANIFICAZIONE

- telefonata al paziente e revisione del piano di trattamento



## PROGETTAZIONE

- proposta di soluzione protesica
- proposta protesica temporanea
- proposta di posizionamento degli impianti
- lista dei materiali



## APPROVAZIONE E PRODUZIONE

- approvazione delle proposte
- produzione dei materiali approvati
- design della guida chirurgica



## TRATTAMENTO DEL PAZIENTE

- Effettuazione dell'intervento (una o più sedute)



## CONSEGNA

- Consegna di tutti i materiali prodotti

## COSA C'È NELLA BOX?

Protesi provvisoria immediata in PMMA avvitata

1

Selezione degli impianti e degli abutment previsti per l'intervento e la protesi provvisoria

2

Dima per osteotomia

3

Dima chirurgica per riduzione ossea

4

Guida al trattamento e protocollo chirurgico

5

Dima iniziale per pin

7

Modello digitale/fisico (opzioni su richiesta)

8

Packaging: allestimento modulare per una consegna all-in-one

6

SCOPRI DI PIÙ

Chirurgia navigata

# STRAUMANN® FALCON

Naviga attraverso l'invisibile.

Con Straumann Falcon™, il nostro sistema di navigazione dinamica, la tecnologia all'avanguardia incontra la chirurgia implantare.

Il sistema dinamico Straumann Falcon™ ha un design piccolo, leggero ed ergonomico per un utilizzo semplice e confortevole. Fornisce una guida tecnologicamente assistita durante gli interventi di implantologia che consente di avere il controllo. Con le sue caratteristiche distintive, è una rivelazione nella visualizzazione in tempo reale e nell'approfondimento clinico, che sfrutta i vantaggi e la flessibilità della chirurgia sia a mano libera sia guidata e supporta l'adattamento proattivo alla situazione clinica.



**SCOPRI DI PIÙ**



**1 PC TOUCH SCREEN ALL-IN-ONE CON SOFTWARE DI NAVIGAZIONE DINAMICA E IN TEMPO REALE**

**2 PICCOLA TELECAMERA MONTATA SU MOTORE\***

**3 OCCHIALI SMART OPZIONALI\***

**4 MARCATORI PAZIENTE MINIATURIZZATI**

\*Gli occhiali Smart EPSON® MOVERIO BT-45C e Straumann® Surgical Motor Pro 2 sono compatibili con Straumann Falcon™ e devono essere acquistati separatamente.



**VISUALIZZAZIONE POTENTE**

Tracciamento dello strumento dal vivo senza vincoli di visibilità



**FLESSIBILITÀ DURANTE L'INTERVENTO CHIRURGICO**

Adattamento durante l'intervento chirurgico



**FEEDBACK VISIVO E TATTILE DELL'OSSO**

Percezione diretta dell'osso



**COMPATTO**

Design miniaturizzato per risparmiare spazio

Stampanti 3D

 SprintRay

# SPRINTRAY, UNA NUOVA PARTNERSHIP

#1 nella stampa 3D dentale

I flussi di lavoro digitali hanno rivoluzionato l'odontoiatria, aumentando la flessibilità delle cure e riducendo drasticamente i costi e i tempi di attesa per i pazienti e le cliniche. SprintRay ha sviluppato due piattaforme di stampa 3D per soddisfare le esigenze specifiche del tuo studio dentistico.



STAMPA DIGITALE

# Pro 2

**La rivoluzione della precisione**

SprintRay Pro 2 è progettata per essere la stampante 3D più precisa nel settore odontoiatrico.

Dai profili in resina rifattorizzati al pannello ottico in attesa di brevetto, ogni dettaglio è stato progettato per migliorare i risultati in oltre 15 indicazioni dentali.

**SCOPRI DI PIÙ**

# STRAUMANN SIGNATURE MIDAS

## Pressa digitale stereolitografica (DPS)

Midas è una soluzione totalmente nuova per i restauri alla poltrona. La pressa digitale stereolitografica combina il serbatoio, la resina e la piattaforma in un'unica capsula, consentendo di stampare con materiali fino a 10 volte più viscosi rispetto alle stampanti 3D convenzionali.



### VELOCITÀ

Stampa restauri in pochi minuti con resine altamente viscosi e riempitivi inorganici grazie alla tecnologia DPS

### ECCELLENZA

Scansiona una capsula, posizionala, quindi recupera il tuo restauro in meno di 10 minuti

### RADICALMENTE DIVERSO

Metodo di stampa in attesa di brevetto che apre le porte all'innovazione nel campo dei biomateriali

## Una capsula, infinite possibilità

La Capsula Midas contiene tutto il necessario per la stampa. Le resine altamente viscosi non rappresentano alcun problema, comprese quelle con infusione ceramica e altre resine altamente viscosi con riempitivi inorganici.

Straumann Signature Midas funziona solo con capsule Straumann.



### Passaggio 1 Scansione

Scansionare la capsula utilizzando lo scanner per codici a barre.



### Passaggio 2 Inserisci

Posiziona la capsula dove indicato dalla stampante.



### Passaggio 3 Pressa

Midas è in grado di pressare fino a 3 capsule in 10 minuti.



### Passaggio 4 Rimozione

Rimuovi la piattaforma di lavoro: il restauro è pronto.

Stampanti 3D

# P SERIES

Le stampanti della Rapid Shape sono progettate e costruite in Germania con la massima precisione e standard di qualità richiesti dal Gruppo Straumann.

- Qualità costante e ripetibilità
- Installazione e formazione da parte di esperti
- Servizio e supporto accessibili
- Flussi di lavoro convalidati e integrati

**SCOPRI DI PIÙ**

## STRAUMANN® PRO20

La stampante compatta in-house per bassi volumi di stampa per flussi di lavoro chairside.



## STRAUMANN® PRO20

La soluzione di stampa 3D desktop professionale per gli studi dentistici e i laboratori.

La stampante Straumann® PRO20 è la stampante 3D avanzata per i laboratori e i centri dentali che desiderano iniziare il loro percorso di stampa professionale con Straumann. Progettate per fornire rapidamente risultati di qualità, grazie alla tecnologia brevettata di force feedback che può essere aggiunta a PRO20.

In combinazione con Straumann PRO RESINS, PROWASH e PROCURE, la soluzione è convalidata dai tecnici di Straumann per fornire parti dentali di qualità per applicazioni mediche e non mediche.

**SCOPRI DI PIÙ**

## STRAUMANN® P30+

Per clinici e piccoli laboratori. Veloce, flessibile, con stampa semiautomatica per volumi di stampa maggiori.



## STRAUMANN® P50+

Per grandi laboratori e produzione ortodontica. Produzione industriale con stampa, separazione e ricarica di resina automatizzata.



## PRO WASH AND PRO CURE

Soluzioni di lavaggio e polimerizzazione automatizzate, connesse e integrate per rendere la post-elaborazione facile e semplice da usare.



Resine

# UN'AMPIA VARIETÀ DI MATERIALI PER UNA VASTA GAMMA DI INDICAZIONI

SCOPRI DI PIÙ



## STRAUMANN® PRO RESINS

Benvenuti nella nuova generazione di resine


Le PRO Resins sono ottimizzate per garantire risultati affidabili, ripetibili, di alta qualità, testati dagli ingegneri Straumann. Godetevi la tranquillità offerta dalla nostra libreria di parametri dei materiali certificati e del nostro eccezionale supporto tecnico.

# STRAUMANN UN!Q™

Un servizio in outsourcing, di progettazione e di produzione di protesi personalizzate

In un'epoca di trasformazione digitale, in cui le risorse scarseggiano e la concorrenza è agguerrita, Straumann UN!Q™ offre un servizio premium per l'outsourcing on-demand di pianificazione, progettazione e produzione delle tue protesi implantari personalizzate, sulla base delle tue esigenze specifiche.


Soddisfare le tue crescenti richieste non è mai stato così semplice con Straumann UN!Q™.



## FLUSSO DI LAVORO STRAUMANN UN!Q™ – OPZIONI PER LE TUE ESIGENZE SPECIFICHE



# ECCELLERE CON PROTESI PERSONALIZZATE



**Scalabile:** fai crescere la tua attività senza ulteriori investimenti in risorse CAD o apparecchiature CAM.



**Affidabile:** fornisce risultati coerenti e predicibili sfruttando i 70 anni di esperienza di Straumann® nell'ingegneria svizzera. Oltre 2 milioni di monconi personalizzati prodotti negli ultimi 20 anni.



**Completo:** vasto portfolio e ampia compatibilità con oltre 125 piattaforme implantari e opzioni di design per coprire ogni indicazione.



**Flessibile:** individua e scegli il flusso di lavoro on demand più adatto alle tue esigenze.

Sei uno specialista nella progettazione di protesi? Ti supporteremo con una produzione e ultraprecisa.

Vuoi concentrare le tue risorse sulla rifinitura estetica? Allora ci occuperemo noi del lavoro di base per liberare le tue risorse.

Hai casi di edentulia complessi da restaurare? Siamo in grado di supportarti con la nostra offerta di servizi premium completi.

**SCOPRI DI PIÙ**

# SUPPORTO & CONSULENZA, SEMPRE AL TUO FIANCO

Straumann Italia si è dotata di un team interno di supporto tecnico e consulenziale dedicato a tutti i prodotti dell'ecosistema digitale. Una risorsa sempre al tuo fianco, in grado di ridurre sensibilmente i tempi di eventuali problematiche.



# 1 ORA

Tempo medio di risoluzione dell'**83%** delle chiamate gestite dal nostro supporto di 1° livello.

Al contrario di quanto avviene rivolgendosi ad un supporto di 2° Livello, il cui tempo medio di risoluzione del problema è di **91 ore**.

SCOPRI DI PIÙ




straumanngroup  
**CUSTOMER SMILE CARE**  
Customer Operations  
Digital Support and Training  
Customer Care  
Logistics

# CONTATTI

## SUPPORTO & ASSISTENZA

→ 800 810 500

→ [cadcam.support.it@straumann.com](mailto:cadcam.support.it@straumann.com)




---

## PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

→ + 39 3371261759

→ 02 39328325



---

## CORSI & EVENTI

[SCOPRI DI PIÙ](#)

