

EDIZIONE INTERNAZIONALE

# Catalogo Dei Prodotti 2022/2023

# Indice delle abbreviazioni

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABS</b>        | Acrilonitrile-butadiene-stirene                                                                 |
| <b>ADLC</b>       | Carbonio amorfo simil-diamante                                                                  |
| <b>Al</b>         | Alluminio                                                                                       |
| <b>BL</b>         | Bone Level                                                                                      |
| <b>BLT</b>        | Bone Level Tapered                                                                              |
| <b>CI</b>         | Ceramic Implant                                                                                 |
| <b>CIM</b>        | Impianto Ceramic Monotype                                                                       |
| <b>EDTA</b>       | Acido etilendiamminotetraacetico                                                                |
| <b>EMD</b>        | Derivato da matrice dello smalto                                                                |
| <b>HT</b>         | High Translucent (alta traslucenza)                                                             |
| <b>LDPE</b>       | Polietilene bassa densità                                                                       |
| <b>LT</b>         | Low Translucent (bassa traslucenza)                                                             |
| <b>MI</b>         | Mini Implant                                                                                    |
| <b>MO 0</b>       | Opacità media 0                                                                                 |
| <b>MO 1</b>       | Opacità media 1                                                                                 |
| <b>NC</b>         | Narrow CrossFit® = diametro impianto 3,3 mm, impianti BL e BLT                                  |
| <b>Ncm</b>        | Newton centimetro, misurazione del torque                                                       |
| <b>ND</b>         | Narrow Diameter = diametro della spalla dell'impianto 3,5 mm, impianti Straumann® PURE Ceramic  |
| <b>NNC</b>        | Narrow Neck CrossFit® = diametro impianto 3,3 mm, diametro spalla impianto 3,5 mm, impianti SP  |
| <b>PA</b>         | Poliammide                                                                                      |
| <b>PC</b>         | Policarbonato                                                                                   |
| <b>PEEK</b>       | Polietereeterchetone                                                                            |
| <b>PMMA</b>       | Polimetilmetacrilato                                                                            |
| <b>POM</b>        | Poliossimetilene                                                                                |
| <b>PPS</b>        | Poliparafenilensolfuro                                                                          |
| <b>PS</b>         | Polistirolo                                                                                     |
| <b>PSU</b>        | Polisulfone                                                                                     |
| <b>RC</b>         | Regular CrossFit® = diametro impianto 4,1 e 4,8 mm, impianti BL e BLT                           |
| <b>RD</b>         | Regular Diameter = diametro della spalla dell'impianto 4,8 mm, impianti Straumann® PURE Ceramic |
| <b>RN</b>         | Regular Neck = diametro spalla impianto 4,8 mm, impianti S/SP/TE                                |
| <b>S</b>          | Standard                                                                                        |
| <b>SA</b>         | Soluzione angolata                                                                              |
| <b>SC</b>         | Small CrossFit® = diametro dell'impianto 2,9 mm, impianti BLT                                   |
| <b>SCS</b>        | Screw Carrying System                                                                           |
| <b>SP</b>         | Standard Plus                                                                                   |
| <b>TAN</b>        | Lega titanio-alluminio-niobio                                                                   |
| <b>TAV</b>        | Lega titanio-alluminio-vanadio                                                                  |
| <b>Ti</b>         | Titanio                                                                                         |
| <b>Ti-N</b>       | Nitrato di titanio                                                                              |
| <b>TiZr</b>       | Lega titanio-zirconio (Roxolid®)                                                                |
| <b>TS</b>         | Avvitamento trasversale                                                                         |
| <b>WN</b>         | Wide Neck = diametro spalla impianto 6,5 mm, impianti S/SP/TE                                   |
| <b>xxx.xxx-04</b> | Confezione da 4                                                                                 |
| <b>xxx.xxxV2</b>  | Confezione da 2                                                                                 |
| <b>xxx.xxxV4</b>  | Confezione da 4                                                                                 |
| <b>xxx.xxxV5</b>  | Confezione da 5                                                                                 |
| <b>xxx.xxxV10</b> | Confezione da 10                                                                                |
| <b>xxx.xxxV20</b> | Confezione da 20                                                                                |
| <b>ZrO2</b>       | Biossido di zirconio                                                                            |

## Tabella di contenuti

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|------------------|
|    | <table><tr><td><b>Chirurgia</b></td><td><b>5</b></td></tr><tr><td>Panoramica degli impianti</td><td>6</td></tr><tr><td>Spiegazione della codifica colori</td><td>11</td></tr><tr><td>Impianti Tissue Level</td><td>13</td></tr><tr><td>Straumann® Mini Implant System</td><td>21</td></tr><tr><td>Impianti Bone Level</td><td>25</td></tr><tr><td>Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic</td><td>37</td></tr><tr><td>Sistema di Impianti Zigomatici Straumann®</td><td>45</td></tr></table> | <b>Chirurgia</b>             | <b>5</b>   | Panoramica degli impianti | 6   | Spiegazione della codifica colori         | 11  | Impianti Tissue Level  | 13  | Straumann® Mini Implant System | 21  | Impianti Bone Level                | 25  | Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic | 37  | Sistema di Impianti Zigomatici Straumann® | 45  | <b>Chirurgia</b> |
| <b>Chirurgia</b>                                                                    | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Panoramica degli impianti                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Spiegazione della codifica colori                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Impianti Tissue Level                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Straumann® Mini Implant System                                                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Impianti Bone Level                                                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic                                          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Sistema di Impianti Zigomatici Straumann®                                           | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
|    | <table><tr><td><b>Protesi</b></td><td><b>53</b></td></tr><tr><td>Tissue Level NNC</td><td>55</td></tr><tr><td>Tissue Level RN</td><td>69</td></tr><tr><td>Tissue Level WN</td><td>87</td></tr><tr><td>Bone Level Tapered SC</td><td>107</td></tr><tr><td>Bone Level e Bone Level Tapered NC</td><td>111</td></tr><tr><td>Bone Level e Bone Level Tapered RC</td><td>137</td></tr><tr><td>Straumann® Classic</td><td>167</td></tr></table>                                                       | <b>Protesi</b>               | <b>53</b>  | Tissue Level NNC          | 55  | Tissue Level RN                           | 69  | Tissue Level WN        | 87  | Bone Level Tapered SC          | 107 | Bone Level e Bone Level Tapered NC | 111 | Bone Level e Bone Level Tapered RC         | 137 | Straumann® Classic                        | 167 | <b>Protesi</b>   |
| <b>Protesi</b>                                                                      | <b>53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Tissue Level NNC                                                                    | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Tissue Level RN                                                                     | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Tissue Level WN                                                                     | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Bone Level Tapered SC                                                               | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Bone Level e Bone Level Tapered NC                                                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Bone Level e Bone Level Tapered RC                                                  | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Straumann® Classic                                                                  | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
|   | <table><tr><td><b>Biomateriali</b></td><td><b>173</b></td></tr><tr><td>Biomateriali</td><td>174</td></tr><tr><td>Salute implantare/Odontoiatria preventiva</td><td>186</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Biomateriali</b>          | <b>173</b> | Biomateriali              | 174 | Salute implantare/Odontoiatria preventiva | 186 | <b>Biomateriali</b>    |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| <b>Biomateriali</b>                                                                 | <b>173</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Biomateriali                                                                        | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Salute implantare/Odontoiatria preventiva                                           | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
|  | <table><tr><td><b>CADCAM</b></td><td><b>189</b></td></tr><tr><td>CADCAM</td><td>190</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CADCAM</b>                | <b>189</b> | CADCAM                    | 190 | <b>CADCAM</b>                             |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| <b>CADCAM</b>                                                                       | <b>189</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| CADCAM                                                                              | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
|  | <table><tr><td><b>Strumenti e accessori</b></td><td><b>199</b></td></tr><tr><td>Intervento chirurgico</td><td>200</td></tr><tr><td>Protesi</td><td>225</td></tr><tr><td>Materiali dimostrativi</td><td>231</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Strumenti e accessori</b> | <b>199</b> | Intervento chirurgico     | 200 | Protesi                                   | 225 | Materiali dimostrativi | 231 | <b>Strumenti e accessori</b>   |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| <b>Strumenti e accessori</b>                                                        | <b>199</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Intervento chirurgico                                                               | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Protesi                                                                             | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Materiali dimostrativi                                                              | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
|  | <table><tr><td><b>Informazioni e indice</b></td><td><b>237</b></td></tr><tr><td>Contatti</td><td>238</td></tr><tr><td>L'eShop Straumann® ed eServices</td><td>239</td></tr><tr><td>Garanzia Straumann®</td><td>240</td></tr><tr><td>Informazioni importanti</td><td>241</td></tr><tr><td>Indice</td><td>242</td></tr></table>                                                                                                                                                                   | <b>Informazioni e indice</b> | <b>237</b> | Contatti                  | 238 | L'eShop Straumann® ed eServices           | 239 | Garanzia Straumann®    | 240 | Informazioni importanti        | 241 | Indice                             | 242 | <b>Informazioni e indice</b>               |     |                                           |     |                  |
| <b>Informazioni e indice</b>                                                        | <b>237</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Contatti                                                                            | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| L'eShop Straumann® ed eServices                                                     | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Garanzia Straumann®                                                                 | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Informazioni importanti                                                             | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |
| Indice                                                                              | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                           |     |                                           |     |                        |     |                                |     |                                    |     |                                            |     |                                           |     |                  |



Quando si esegue una ricerca nel capitolo "Impianti", selezionare innanzitutto il tipo d'impianto – Tissue Level, Bone Level, Ceramic o Mini Implant; quindi specificare il diametro dell'impianto desiderato. Gli impianti sono contrassegnati da rettangoli colorati sulle schede laterali di ciascuna pagina. Strumenti e accessori sono reperibili nel rispettivo capitolo.

### Più di un impianto: **un senso di fiducia**

Ogni paziente è diverso, ogni trattamento è individuale e Straumann riflette questa individualità negli impianti che produce. Che sia un impianto Soft Tissue Level, Bone Level o Ceramic, tutti offrono al dentista **un'ampia gamma di scelte**, maneggevolezza, affidabilità e sicurezza.

Con Straumann® Dental Implant System è possibile coprire un'ampia gamma di possibilità di trattamento.

- Un sistema che comprende impianti Soft Tissue e Bone Level per offrire la massima scelta
- SLActive®, SLA® e ZLA® tecnologie di superficie per un'osteointegrazione predicibile
- Scelta di materiali performanti – dal diossido di zirconio a Roxolid® – per coprire un'ampia gamma di indicazioni
- Oltre 15 milioni d'impianti Straumann sono stati impiantati nel mondo



## Chirurgia

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Panoramica degli impianti</b>                           | <b>6</b>  |
| <b>Spiegazione della codifica colori</b>                   | <b>11</b> |
| <b>Impianti Tissue Level</b>                               | <b>13</b> |
| <b>Impianti Ø 3,3 mm</b>                                   | <b>14</b> |
| Impianti                                                   | 14        |
| Cappette di chiusura e cappette di guarigione              | 15        |
| <b>Impianti Ø 4,1 mm</b>                                   | <b>16</b> |
| Impianti                                                   | 16        |
| Cappette di chiusura e cappette di guarigione              | 17        |
| <b>Impianti Ø 4,8 mm</b>                                   | <b>18</b> |
| Impianti                                                   | 18        |
| Cappette di chiusura e cappette di guarigione              | 20        |
| <b>Straumann® Mini Implant System</b>                      | <b>21</b> |
| <b>Straumann® Mini Implant Ø 2,4 mm</b>                    | <b>22</b> |
| Impianti e strumenti chirurgici                            | 22        |
| Componenti protesiche Optiloc®                             | 23        |
| <b>Impianti Bone Level</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>Impianti Ø 2,9 mm</b>                                   | <b>26</b> |
| Impianti                                                   | 26        |
| Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione | 27        |
| <b>Impianti Ø 3,3 mm</b>                                   | <b>28</b> |
| Impianti                                                   | 28        |
| Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione | 29        |
| <b>Impianti Ø 4,1 mm</b>                                   | <b>30</b> |
| Impianti                                                   | 30        |
| Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione | 31        |
| <b>Impianti Ø 4,8 mm</b>                                   | <b>33</b> |
| Impianti                                                   | 33        |
| Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione | 34        |
| <b>Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic</b>          | <b>37</b> |
| <b>Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype Ø 3,3 mm</b>  | <b>38</b> |
| Impianti                                                   | 38        |
| Componenti                                                 | 39        |
| <b>Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype Ø 4,1 mm</b>  | <b>40</b> |
| Impianti                                                   | 40        |
| Componenti                                                 | 41        |
| <b>Impianto Straumann® PURE Ceramic Ø 4,1 mm</b>           | <b>42</b> |
| Impianti e componenti di guarigione                        | 42        |
| Componenti                                                 | 43        |
| <b>Sistema di Impianti Zigomatici Straumann®</b>           | <b>45</b> |
| <b>Impianti Zigomatici Straumann®</b>                      | <b>46</b> |
| Impianti                                                   | 46        |
| Componenti                                                 | 47        |

# Impianti Roxolid® SLActive®

Chirurgia

| Impianti Standard |        | RN                | RN                | RN                | WN                |
|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |        |                   |                   |                   |                   |
|                   | 2,8 mm | Ø 4,8 mm          | Ø 4,8 mm          | Ø 4,8 mm          | Ø 6,5 mm          |
|                   |        | Ø 3,3 mm          | Ø 4,1 mm          | Ø 4,8 mm          | Ø 4,8 mm          |
| <b>SLActive®</b>  |        | <b>S Ø 3,3 RN</b> | <b>S Ø 4,1 RN</b> | <b>S Ø 4,8 RN</b> | <b>S Ø 4,8 WN</b> |
| 6 mm              |        | —                 | 033.530S          | 033.580S          | 033.600S          |
| 8 mm              |        | 033.501S          | 033.531S          | 033.581S          | 033.601S          |
| 10 mm             |        | 033.502S          | 033.532S          | 033.582S          | 033.602S          |
| 12 mm             |        | 033.503S          | 033.533S          | 033.583S          | 033.603S          |
| 14 mm             |        | 033.504S          | 033.534S          | 033.584S          | —                 |
| 16 mm             |        | 033.505S          | 033.535S          | —                 | —                 |

| Impianti Standard Plus | NNC                 | RN                 | RN                 | RN                 | WN                 |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |                     |                    |                    |                    |                    |
| 1,8 mm                 | Ø 3,5 mm            | Ø 4,8 mm           | Ø 4,8 mm           | Ø 4,8 mm           | Ø 6,5 mm           |
|                        | Ø 3,3 mm            | Ø 3,3 mm           | Ø 4,1 mm           | Ø 4,8 mm           | Ø 4,8 mm           |
| <b>SLActive®</b>       | <b>SP Ø 3,3 NNC</b> | <b>SP Ø 3,3 RN</b> | <b>SP Ø 4,1 RN</b> | <b>SP Ø 4,8 RN</b> | <b>SP Ø 4,8 WN</b> |
| 4 mm                   | —                   | —                  | 033.043S           | 033.044S           | 033.045S           |
| 6 mm                   | —                   | —                  | 033.560S           | 033.590S           | 033.610S           |
| 8 mm                   | 033.416S            | 033.511S           | 033.561S           | 033.591S           | 033.611S           |
| 10 mm                  | 033.417S            | 033.512S           | 033.562S           | 033.592S           | 033.612S           |
| 12 mm                  | 033.418S            | 033.513S           | 033.563S           | 033.593S           | 033.613S           |
| 14 mm                  | 033.419S            | 033.514S           | 033.564S           | 033.594S           | —                  |

NNC = Narrow Neck CrossFit®, RN = Regular Neck, S = Standard, SP = Standard Plus, WN = Wide Neck



## Impianti Roxolid® SLActive®

Chirurgia

| Impianti Bone Level |  | NC                                                                                            | RC                                                                                            | RC                                                                                              |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |  | <br>Ø 3,3 mm | <br>Ø 4,1 mm | <br>Ø 4,8 mm |  |
| <b>SLActive®</b>    |  | <b>BL Ø 3,3 NC</b>                                                                            | <b>BL Ø 4,1 RC</b>                                                                            | <b>BL Ø 4,8 RC</b>                                                                              |  |
| 8 mm                |  | 021.2308                                                                                      | 021.4308                                                                                      | 021.6308                                                                                        |  |
| 10 mm               |  | 021.2310                                                                                      | 021.4310                                                                                      | 021.6310                                                                                        |  |
| 12 mm               |  | 021.2312                                                                                      | 021.4312                                                                                      | 021.6312                                                                                        |  |
| 14 mm               |  | 021.2314                                                                                      | 021.4314                                                                                      | 021.6314                                                                                        |  |


| Impianti Bone Level Tapered | SC                                                                                            | NC                                                                                            | RC                                                                                            | RC                                                                                              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                             | <br>Ø 2,9 mm | <br>Ø 3,3 mm | <br>Ø 4,1 mm | <br>Ø 4,8 mm |  |
| <b>SLActive®</b>            | <b>BLT Ø 2,9 SC</b>                                                                           | <b>BLT Ø 3,3 NC</b>                                                                           | <b>BLT Ø 4,1 RC</b>                                                                           | <b>BLT Ø 4,8 RC</b>                                                                             |  |
| 8 mm                        | —                                                                                             | 021.3308                                                                                      | 021.5308                                                                                      | 021.7308                                                                                        |  |
| 10 mm                       | 021.0010                                                                                      | 021.3310                                                                                      | 021.5310                                                                                      | 021.7310                                                                                        |  |
| 12 mm                       | 021.0012                                                                                      | 021.3312                                                                                      | 021.5312                                                                                      | 021.7312                                                                                        |  |
| 14 mm                       | 021.0014                                                                                      | 021.3314                                                                                      | 021.5314                                                                                      | 021.7314                                                                                        |  |
| 16 mm                       | —                                                                                             | 021.3316                                                                                      | 021.5316                                                                                      | 021.7316                                                                                        |  |
| 18 mm                       | —                                                                                             | 021.3318                                                                                      | 021.5318                                                                                      | 021.7318                                                                                        |  |

BL = Bone Level, BLT = Bone Level Tapered, NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, SC = Small CrossFit®




# Impianti Roxolid® SLA®

Chirurgia

| Impianti Standard |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                   |  |  |  |  |  |
|                   | 2,8 mm                                                                            | 3,8 mm                                                                            | 4,8 mm                                                                              |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |
|                   | Ø 2,4 mm                                                                          | Ø 2,4 mm                                                                          | Ø 2,4 mm                                                                            |  |  |
| SLA®              | S Ø 2,4                                                                           | S Ø 2,4                                                                           | S Ø 2,4                                                                             |  |  |
| 10 mm             | 042.944S                                                                          | 042.950S                                                                          | 042.952S                                                                            |  |  |
| 12 mm             | 042.945S                                                                          | 042.951S                                                                          | 042.953S                                                                            |  |  |
| 14 mm             | 042.946S                                                                          | —                                                                                 | —                                                                                   |  |  |

| Impianti Standard |                                                                                   | RN                                                                                 | RN                                                                                 | RN                                                                                   | WN                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |   |   |   |   |
|                   | 2,8 mm                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      | 2,6 mm                                                                               |
|                   |                                                                                   |  |  |  |  |
|                   |                                                                                   | Ø 3,3 mm                                                                           | Ø 4,1 mm                                                                           | Ø 4,8 mm                                                                             | Ø 4,8 mm                                                                             |
| SLA®              |                                                                                   | S Ø 3,3 RN                                                                         | S Ø 4,1 RN                                                                         | S Ø 4,8 RN                                                                           | S Ø 4,8 WN                                                                           |
| 6 mm              |                                                                                   | —                                                                                  | 043.155S                                                                           | 043.061S                                                                             | 043.606S                                                                             |
| 8 mm              |                                                                                   | 043.255S                                                                           | 043.156S                                                                           | 043.062S                                                                             | 043.607S                                                                             |
| 10 mm             |                                                                                   | 043.256S                                                                           | 043.157S                                                                           | 043.063S                                                                             | 043.608S                                                                             |
| 12 mm             |                                                                                   | 043.257S                                                                           | 043.158S                                                                           | 043.064S                                                                             | 043.609S                                                                             |
| 14 mm             |                                                                                   | 043.258S                                                                           | 043.159S                                                                           | 043.065S                                                                             | —                                                                                    |
| 16 mm             |                                                                                   | 043.259S                                                                           | 043.160S                                                                           | —                                                                                    | —                                                                                    |

| Impianti Standard Plus | NNC                                                                                 | RN                                                                                  | RN                                                                                  | RN                                                                                    | WN                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  |  |  |  |  |
|                        | 1,8 mm                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | 1,6 mm                                                                                |
|                        |  |  |  |  |  |
|                        | Ø 3,3 mm                                                                            | Ø 3,3 mm                                                                            | Ø 4,1 mm                                                                            | Ø 4,8 mm                                                                              | Ø 4,8 mm                                                                              |
| SLA®                   | SP Ø 3,3 NNC                                                                        | SP Ø 3,3 RN                                                                         | SP Ø 4,1 RN                                                                         | SP Ø 4,8 RN                                                                           | SP Ø 4,8 WN                                                                           |
| 6 mm                   | —                                                                                   | —                                                                                   | 043.161S                                                                            | 043.066S                                                                              | 043.655S                                                                              |
| 8 mm                   | 043.416S                                                                            | 043.260S                                                                            | 043.162S                                                                            | 043.067S                                                                              | 043.656S                                                                              |
| 10 mm                  | 043.417S                                                                            | 043.261S                                                                            | 043.163S                                                                            | 043.068S                                                                              | 043.657S                                                                              |
| 12 mm                  | 043.418S                                                                            | 043.262S                                                                            | 043.164S                                                                            | 043.069S                                                                              | 043.658S                                                                              |
| 14 mm                  | 043.419S                                                                            | 043.263S                                                                            | 043.165S                                                                            | 043.070S                                                                              | —                                                                                     |

NNC = Narrow Neck CrossFit®, RN = Regular Neck, S = Standard, SP = Standard Plus, WN = Wide Neck



# Impianti Roxolid® SLA®

Chirurgia

| Impianti Bone Level |  | NC                                                                                                                                     | RC                                                                                                                                     | RC                                                                                                                                       |  |
|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |  | <div> <div>Ø 3,3 mm</div>  <div>Ø 3,3 mm</div> </div> | <div> <div>Ø 4,1 mm</div>  <div>Ø 4,1 mm</div> </div> | <div> <div>Ø 4,8 mm</div>  <div>Ø 4,8 mm</div> </div> |  |
| SLA®                |  | BL Ø 3,3 NC                                                                                                                            | BL Ø 4,1 RC                                                                                                                            | BL Ø 4,8 RC                                                                                                                              |  |
| 8 mm                |  | 021.2508                                                                                                                               | 021.4508                                                                                                                               | 021.6508                                                                                                                                 |  |
| 10 mm               |  | 021.2510                                                                                                                               | 021.4510                                                                                                                               | 021.6510                                                                                                                                 |  |
| 12 mm               |  | 021.2512                                                                                                                               | 021.4512                                                                                                                               | 021.6512                                                                                                                                 |  |
| 14 mm               |  | 021.2514                                                                                                                               | 021.4514                                                                                                                               | 021.6514                                                                                                                                 |  |

| Impianti Bone Level Tapered | SC                                                                                                                 | NC                                                                                                                 | RC                                                                                                                 | RC                                                                                                                   |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                             | <div> <div>Ø 2,9 mm</div>  </div> | <div> <div>Ø 3,3 mm</div>  </div> | <div> <div>Ø 4,1 mm</div>  </div> | <div> <div>Ø 4,8 mm</div>  </div> |  |
| SLA®                        | BLT Ø 2,9 SC                                                                                                       | BLT Ø 3,3 NC                                                                                                       | BLT Ø 4,1 RC                                                                                                       | BLT Ø 4,8 RC                                                                                                         |  |
| 8 mm                        | —                                                                                                                  | 021.3508                                                                                                           | 021.5508                                                                                                           | 021.7508                                                                                                             |  |
| 10 mm                       | 021.0110                                                                                                           | 021.3510                                                                                                           | 021.5510                                                                                                           | 021.7510                                                                                                             |  |
| 12 mm                       | 021.0112                                                                                                           | 021.3512                                                                                                           | 021.5512                                                                                                           | 021.7512                                                                                                             |  |
| 14 mm                       | 021.0114                                                                                                           | 021.3514                                                                                                           | 021.5514                                                                                                           | 021.7514                                                                                                             |  |
| 16 mm                       | —                                                                                                                  | 021.3516                                                                                                           | 021.5516                                                                                                           | 021.7516                                                                                                             |  |
| 18 mm                       | —                                                                                                                  | 021.3518                                                                                                           | 021.5518                                                                                                           | 021.7518                                                                                                             |  |


BL = Bone Level, BLT = Bone Level Tapered, NC = Narrow CrossFit®, RC = Regular CrossFit®, SC = Small CrossFit®



# Sistema implantare Straumann® Ceramic

Chirurgia

| Impianti Straumann® PURE Ceramic Monotype                                                   | ND                                                                                            |                                                                                               | RD                                                                                              |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello del perno dell'impianto                                                             | AH 4,0 mm                                                                                     | AH 5,5 mm                                                                                     | AH 4,0 mm                                                                                       | AH 5,5 mm                                                                                       |
|                                                                                             | Ø 3,5 mm                                                                                      | Ø 3,5 mm                                                                                      | Ø 4,8 mm                                                                                        | Ø 4,8 mm                                                                                        |
| <br>1,8 mm | <br>Ø 3,3 mm | <br>Ø 3,3 mm | <br>Ø 4,1 mm | <br>Ø 4,1 mm |
| <b>ZLA®</b>                                                                                 | <b>Ø 3,3 ND</b>                                                                               | <b>Ø 3,3 ND</b>                                                                               | <b>Ø 4,1 RD</b>                                                                                 | <b>Ø 4,1 RD</b>                                                                                 |
| 8 mm                                                                                        | 031.001S                                                                                      | 031.011S                                                                                      | 031.021S                                                                                        | 031.031S                                                                                        |
| 10 mm                                                                                       | 031.002S                                                                                      | 031.012S                                                                                      | 031.022S                                                                                        | 031.032S                                                                                        |
| 12 mm                                                                                       | 031.003S                                                                                      | 031.013S                                                                                      | 031.023S                                                                                        | 031.033S                                                                                        |
| 14 mm                                                                                       | 031.004S                                                                                      | 031.014S                                                                                      | 031.024S                                                                                        | 031.034S                                                                                        |

| Impianti Straumann® PURE Ceramic *                                                           |  |  | RD                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>1,8 mm |  |  | <br>Ø 4,1 mm |  |
| <b>ZLA®</b>                                                                                  |  |  | <b>Ø 4,1 RD</b>                                                                                   |  |
| 8 mm                                                                                         |  |  | 032.000S                                                                                          |  |
| 10 mm                                                                                        |  |  | 032.001S                                                                                          |  |
| 12 mm                                                                                        |  |  | 032.002S                                                                                          |  |
| 14 mm                                                                                        |  |  | 032.003S                                                                                          |  |

ND = Narrow Diameter, RD = Regular Diameter, AH = Altezza componente secondaria


\* disponibilità in base alla registrazione nei diversi paesi



## Spiegazione codifica e tipologie

| Codifica per colore                                                               |        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|  | blu    | diametro endosseo 2,9 mm |
|  | giallo | diametro endosseo 3,3 mm |
|  | rosso  | diametro endosseo 4,1 mm |
|  | verde  | diametro endosseo 4,8 mm |

| Tipi di impianti |     |                             |
|------------------|-----|-----------------------------|
| TL               | S   | Impianto Standard           |
|                  | SP  | Impianto Standard Plus      |
|                  | MI  | Impianto Mini               |
|                  | CIM | Impianto Ceramic Monotype   |
|                  | CI  | Impianto Ceramic            |
| BL               | BL  | Impianto Bone Level         |
|                  | BLT | Impianto Bone Level Tapered |

| Tipi di connessione                                            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NNC: Narrow Neck CrossFit®<br>Ø 3,5 mm                         | <div>Ø 3,5 mm</div>                |
| RN: Regular Neck Ø 4,8 mm                                      | <div>Ø 4,8 mm</div>                |
| WN: Wide Neck Ø 6,5 mm                                         | <div>Ø 6,5 mm</div>                |
| MI: Sistema Mini Implant con<br>sistema di ritenzione Optiloc® | <div>Ø 3,4 mm</div>                |
| SC: Small CrossFit® Ø 2,9 mm                                   | <div>Ø 2,9 mm</div>                |
| NC: Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm                                  | <div>Ø 3,3 mm</div>              |
| RC: Regular CrossFit® Ø 4,1 e<br>Ø 4,8 mm                      | <div>Ø 4,1 mm    Ø 4,8 mm</div>  |
| ND: Narrow Diameter Ø 3,5 mm                                   | <div>Ø 3,5 mm</div>              |
| RD: Regular Diameter Ø 4,8 mm                                  | <div>Ø 4,8 mm    Ø 4,8 mm</div>  |





## Impianti Tissue Level

## Roxolid® SLActive®

| Prodotto                      | Piattaforma                          | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Standard Plus<br>NNC<br>Ø 3,3 | NNC – Narrow Neck CrossFit® Ø 3,5 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 033.416S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 10 mm     | 033.417S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 12 mm     | 033.418S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 14 mm     | 033.419S    |
| Standard Plus<br>Ø 3,3        | RN – Regular Neck Ø 4,8 mm           |  |           | 8 mm      | 033.511S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 10 mm     | 033.512S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 12 mm     | 033.513S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 14 mm     | 033.514S    |
| Standard<br>Ø 3,3             |                                      |  |           | 8 mm      | 033.501S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 10 mm     | 033.502S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 12 mm     | 033.503S    |
|                               |                                      |                                                                                   |           | 14 mm     | 033.504S    |
| 16 mm                         | 033.505S                             |                                                                                   |           |           |             |

## Roxolid® SLA®

| Prodotto                      | Piattaforma                          | Immagine                                                                            | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Standard Plus<br>NNC<br>Ø 3,3 | NNC – Narrow Neck CrossFit® Ø 3,5 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 043.416S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 10 mm     | 043.417S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 12 mm     | 043.418S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 14 mm     | 043.419S    |
| Standard Plus<br>Ø 3,3        | RN – Regular Neck Ø 4,8 mm           |  |           | 8 mm      | 043.260S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 10 mm     | 043.261S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 12 mm     | 043.262S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 14 mm     | 043.263S    |
| Standard<br>Ø 3,3             |                                      |  |           | 8 mm      | 043.255S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 10 mm     | 043.256S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 12 mm     | 043.257S    |
|                               |                                      |                                                                                     |           | 14 mm     | 043.258S    |
| 16 mm                         | 043.259S                             |                                                                                     |           |           |             |

## NNC Cappette di chiusura e cappette di guarigione

3,3

Chirurgia

| Prodotto                           | Immagine                                                                          | Descrizione                         | Altezza | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Cappette di chiusura               |                                                                                   |                                     |         |           |             |
| NNC Cappetta di chiusura sterile   |  | Ø 2,6 mm, piccola                   | 0 mm    | Ti        | 048.324S    |
|                                    |                                                                                   | Ø 2,6 mm, piccola, confezione 4 pz. |         |           | 048.324SV4  |
|                                    |  | Ø 4 mm, grande                      | 1,5 mm  |           | 048.325S    |
|                                    |                                                                                   | Ø 4 mm, grande, confezione 4 pz.    |         |           | 048.325SV4  |
| Cappette di guarigione             |                                                                                   |                                     |         |           |             |
| NNC Cappetta di guarigione sterile |  | Ø 4 mm, altezza ridotta             | 3 mm    | Ti        | 048.071S    |
|                                    |  | Ø 4 mm, altezza regolare            | 4,5 mm  |           | 048.074S    |
|                                    |  | Ø 4 mm, inclinazione labiale        | 2 mm    | Ti/TAN    | 048.082S    |

## RN Cappette di chiusura e cappette di guarigione

| Prodotto                          | Immagine                                                                            | Descrizione                             | Altezza | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Cappette di chiusura              |                                                                                     |                                         |         |           |             |
| RN Cappetta di chiusura sterile   |  | Ø 3,5 mm, piccola                       | 0 mm    | Ti        | 048.371S    |
|                                   |                                                                                     | Ø 3,5 mm, piccola, confezione 4 pz.     |         |           | 048.371SV4  |
|                                   |  | Ø 6 mm, grande                          | 1,5 mm  |           | 048.373S    |
|                                   |                                                                                     | Ø 6 mm, grande, confezione 4 pz.        |         |           | 048.373SV4  |
| Cappette di guarigione            |                                                                                     |                                         |         |           |             |
| RN Cappetta di guarigione sterile |  | Ø 5,5 mm                                | 2 mm    | Ti        | 048.033S    |
|                                   |  |                                         | 3 mm    |           | 048.034S    |
|                                   |  |                                         | 4,5 mm  |           | 048.037S    |
|                                   |  | Ø 5,5 mm, inclinazione labiale, piccola | 2 mm    |           | 048.028S    |
|                                   |  | Ø 5,5 mm, inclinazione labiale, grande  | 3,5 mm  |           | 048.029S    |

## Roxolid® SLActive®

| Prodotto               | Piattaforma                | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Standard Plus<br>Ø 4,1 | RN – Regular Neck Ø 4,8 mm |  | Roxolid®  | 4 mm      | 033.043S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 6 mm      | 033.560S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 8 mm      | 033.561S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 10 mm     | 033.562S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 12 mm     | 033.563S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 14 mm     | 033.564S    |
| Standard<br>Ø 4,1      |                            |  |           | 6 mm      | 033.530S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 8 mm      | 033.531S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 10 mm     | 033.532S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 12 mm     | 033.533S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 14 mm     | 033.534S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 16 mm     | 033.535S    |

## Roxolid® SLA®

| Prodotto               | Piattaforma                | Immagine                                                                            | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Standard Plus<br>Ø 4,1 | RN – Regular Neck Ø 4,8 mm |  | Roxolid®  | 6 mm      | 043.161S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 8 mm      | 043.162S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 10 mm     | 043.163S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 12 mm     | 043.164S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 14 mm     | 043.165S    |
| Standard<br>Ø 4,1      |                            |  |           | 6 mm      | 043.155S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 8 mm      | 043.156S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 10 mm     | 043.157S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 12 mm     | 043.158S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 14 mm     | 043.159S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 16 mm     | 043.160S    |

## RN Cappette di chiusura e cappette di guarigione

4,1

Chirurgia

| Prodotto                          | Immagine                                                                          | Descrizione                             | Altezza | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Cappette di chiusura              |                                                                                   |                                         |         |           |             |
| RN Cappetta di chiusura sterile   |  | Ø 3,5 mm, piccola                       | 0 mm    | Ti        | 048.371S    |
|                                   |                                                                                   | Ø 3,5 mm, piccola, confezione 4 pz.     |         |           | 048.371SV4  |
|                                   |  | Ø 6 mm, grande                          | 1,5 mm  |           | 048.373S    |
|                                   |                                                                                   | Ø 6 mm, grande, confezione 4 pz.        |         |           | 048.373SV4  |
| Cappette di guarigione            |                                                                                   |                                         |         |           |             |
| RN Cappetta di guarigione sterile |  | Ø 5,5 mm                                | 2 mm    | Ti        | 048.033S    |
|                                   |  |                                         | 3 mm    |           | 048.034S    |
|                                   |  |                                         | 4,5 mm  |           | 048.037S    |
|                                   |  | Ø 5,5 mm, inclinazione labiale, piccola | 2 mm    |           | 048.028S    |
|                                   |  | Ø 5,5 mm, inclinazione labiale, grande  | 3,5 mm  |           | 048.029S    |

## Roxolid® SLActive®

| Prodotto               | Piattaforma                | Immagine                                                                            | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Standard Plus<br>Ø 4,8 | RN – Regular Neck Ø 4,8 mm |    | Roxolid®  | 4 mm      | 033.044S    |
|                        |                            |    |           | 6 mm      | 033.590S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 8 mm      | 033.591S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 10 mm     | 033.592S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 12 mm     | 033.593S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 14 mm     | 033.594S    |
| Standard<br>Ø 4,8      |                            |    |           | 6 mm      | 033.580S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 8 mm      | 033.581S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 10 mm     | 033.582S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 12 mm     | 033.583S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 14 mm     | 033.584S    |
| Standard Plus<br>Ø 4,8 | WN – Wide Neck Ø 6,5 mm    |    | Roxolid®  | 4 mm      | 033.045S    |
|                        |                            |    |           | 6 mm      | 033.610S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 8 mm      | 033.611S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 10 mm     | 033.612S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 12 mm     | 033.613S    |
| Standard<br>Ø 4,8      |                            |  |           | 6 mm      | 033.600S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 8 mm      | 033.601S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 10 mm     | 033.602S    |
|                        |                            |                                                                                     |           | 12 mm     | 033.603S    |

**Roxolid® SLA®**

4,8

Chirurgia

| Prodotto               | Piattaforma                | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Standard Plus<br>Ø 4,8 | RN – Regular Neck Ø 4,8 mm |  | Roxolid®  | 6 mm      | 043.066S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 8 mm      | 043.067S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 10 mm     | 043.068S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 12 mm     | 043.069S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 14 mm     | 043.070S    |
| Standard<br>Ø 4,8      |                            |  |           | 6 mm      | 043.061S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 8 mm      | 043.062S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 10 mm     | 043.063S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 12 mm     | 043.064S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 14 mm     | 043.065S    |
| Standard Plus<br>Ø 4,8 | WN – Wide Neck Ø 6,5 mm    |  |           | 6 mm      | 043.655S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 8 mm      | 043.656S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 10 mm     | 043.657S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 12 mm     | 043.658S    |
| Standard<br>Ø 4,8      |                            |  |           | 6 mm      | 043.606S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 8 mm      | 043.607S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 10 mm     | 043.608S    |
|                        |                            |                                                                                   |           | 12 mm     | 043.609S    |

## RN Cappette di chiusura e cappette di guarigione

| Prodotto                          | Immagine                                                                          | Descrizione                             | Altezza | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| Cappette di chiusura              |                                                                                   |                                         |         |           |             |
| RN Cappetta di chiusura sterile   |  | Ø 3,5 mm, piccola                       | 0 mm    | Ti        | 048.371S    |
|                                   |                                                                                   | Ø 3,5 mm, piccola, confezione 4 pz.     |         |           | 048.371SV4  |
|                                   |  | Ø 6 mm, grande                          | 1,5 mm  |           | 048.373S    |
|                                   |                                                                                   | Ø 6 mm, grande, confezione 4 pz.        |         |           | 048.373SV4  |
| Cappette di guarigione            |                                                                                   |                                         |         |           |             |
| RN Cappetta di guarigione sterile |  | Ø 5,5 mm                                | 2 mm    | Ti        | 048.033S    |
|                                   |  |                                         | 3 mm    |           | 048.034S    |
|                                   |  |                                         | 4,5 mm  |           | 048.037S    |
|                                   |  | Ø 5,5 mm, inclinazione labiale, piccola | 2 mm    |           | 048.028S    |
|                                   |  | Ø 5,5 mm, inclinazione labiale, grande  | 3,5 mm  |           | 048.029S    |

## WN Cappette di chiusura e cappette di guarigione

| Prodotto                          | Immagine                                                                            | Descrizione                    | Altezza | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|
| <b>Cappette di chiusura</b>       |                                                                                     |                                |         |           |             |
| WN Cappetta di chiusura sterile   |  | Ø 4,3 mm                       | 0 mm    | Ti        | 048.375S    |
| <b>Cappette di guarigione</b>     |                                                                                     |                                |         |           |             |
| WN Cappetta di guarigione sterile |  | Ø 7,2 mm                       | 2 mm    | Ti        | 048.038S    |
|                                   |  |                                | 3 mm    |           | 048.039S    |
|                                   |  |                                | 4,5 mm  |           | 048.053S    |
|                                   |  | Ø 7,2 mm, inclinazione labiale | 2 mm    |           | 048.030S    |



# Straumann® Mini Implant System

## Straumann® Mini Implant Roxolid® SLA®

| Prodotto                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                             | Materiale            | N. articolo   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Straumann® Mini Implant        |                                                                                     |                                                         |                      |               |
| Straumann® Mini Implant        |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 2,8 mm, lunghezza 10 mm | Roxolid®/ADLC        | 042.944S      |
|                                |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 2,8 mm, lunghezza 12 mm |                      | 042.945S      |
|                                |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 2,8 mm, lunghezza 14 mm |                      | 042.946S      |
|                                |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 3,8 mm, lunghezza 10 mm |                      | 042.950S      |
|                                |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 3,8 mm, lunghezza 12 mm |                      | 042.951S      |
|                                |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 4,8 mm, lunghezza 10 mm |                      | 042.952S      |
|                                |    | Ø 2,4 mm, altezza della gengiva 4,8 mm, lunghezza 12 mm |                      | 042.953S      |
| Componenti ausiliarie          |                                                                                     |                                                         |                      |               |
| Moncone di parallelismo        |    | per Straumann® Mini Implant                             | TAV                  | 046.796       |
| Adattatore Optiloc®            |    | per manipolo, lunghezza 26 mm                           | Acciaio inossidabile | 170.1-OPT     |
|                                |   | per cricchetto, lunghezza 17 mm                         |                      | 170.2-OPT     |
| Fresa ad ago                   |  | lunga, Ø 1,6 mm, monouso                                | TAN                  | 027.0007S     |
| BLT Fresa Pilota               |  | lunga, Ø 2,2 mm, monouso                                |                      | 027.0011S     |
| Optiloc® Analogo per modello   |  | blu, confezione 4 pz.                                   | Al                   | 2102.0024-OPT |
| Optiloc® Cappetta per impronta |  | bianca, confezione 4 pz.                                | POM                  | 2102.0012-OPT |

## Kit inserti per processo, inserti di ritenzione e involucri delle matrici Optiloc®

| Prodotto                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materiale        | N. articolo   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Kit inserti per processo          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
| Kit inserti per processo Optiloc® |    | incluso:<br>2102.0001-OPT Involucro della matrice in titanio, 2 pezzi<br>2102.0004-OPT Inserto di ritenzione, bianco, leggera 2 pezzi<br>2102.0005-OPT Inserto di ritenzione, giallo, medio, 2 pezzi<br>2102.0006-OPT Inserto di ritenzione, verde, forte, 2 pezzi<br>2102.001-OPT Collare di montaggio, silicone, 2 pezzi | Ti/PEEK/Silicone | 5202.0001-OPT |
| Inserti di ritenzione             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
| Optiloc® femmina di ritenzione    |    | rossa, extra-light, ca. 300 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEEK             | 2102.0003-OPT |
|                                   |    | bianca, leggera, ca. 750 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 2102.0004-OPT |
|                                   |    | gialla, media, ca. 1200 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2102.0005-OPT |
|                                   |    | verde, forte, ca. 1650 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 2102.0006-OPT |
|                                   |  | blu, extraforte, ca. 2050 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 2102.0007-OPT |
|                                   |  | nera, ultra forte, ca. 2450 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 2102.0008-OPT |
| Involucri delle matrici           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |
| Optiloc® matrice                  |  | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ti               | 2102.0001-OPT |
|                                   |  | ellittico, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2102.0009-OPT |
|                                   |  | allungata, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2102.0010-OPT |

## Strumenti e componenti ausiliarie Optiloc®

Chirurgia

| Prodotto                                        | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Materiale               | N. articolo   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Optiloc® box strumenti                          |  | inclusi 3 strumenti:<br>3202.0001-OPT Optiloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone),<br>3202.0002-OPT Optiloc® Strumento per laboratorio (blu),<br>3202.0003-OPT Strumento per estrazione matrice Optiloc® (grigio) |                         | 5102.0000-OPT |
| Optiloc® mantenitore di spazio per duplicazione |  | bianca, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                 | POM                     | 2102.0023-OPT |
| Optiloc® collare di montaggio                   |  | bianca, confezione 10 pz.                                                                                                                                                                                                | Silicone                | 2102.0011-OPT |
| Optiloc® Strumento per inserto di ritenzione    |  | marrone                                                                                                                                                                                                                  | Al/Acciaio inossidabile | 3202.0001-OPT |
| Optiloc® Strumenti per laboratorio              |  | blu                                                                                                                                                                                                                      |                         | 3202.0002-OPT |
| Optiloc® Estrattore per involucro della matrice |  | grigio                                                                                                                                                                                                                   |                         | 3202.0003-OPT |

## Impianti Bone Level

## Roxolid® SLActive®

| Prodotto                       | Piattaforma                   | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 2,9 | SC – Small CrossFit® Ø 2,9 mm |  | Roxolid®  | 10 mm     | 021.0010    |
|                                |                               |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.0012    |
|                                |                               |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.0014    |

## Roxolid® SLA®

| Prodotto                       | Piattaforma                   | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 2,9 | SC – Small CrossFit® Ø 2,9 mm |  | Roxolid®  | 10 mm     | 021.0110    |
|                                |                               |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.0112    |
|                                |                               |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.0114    |

## SC Cappetta di chiusura e componenti secondarie di guarigione

2,9

Chirurgia

| Prodotto                                      | Immagine                                                                          | Descrizione              | Altezza | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------------|
| <b>SC Cappetta di chiusura</b>                |                                                                                   |                          |         |           |             |
| SC Cappetta di chiusura                       |  | Ø 2,4 mm, altezza 0,5 mm | 0,5 mm  | Ti        | 024.0006S   |
| <b>SC Componenti secondarie di guarigione</b> |                                                                                   |                          |         |           |             |
| SC Componente secondaria di guarigione        |  | conico, ovale            | 2 mm    | Ti        | 024.0007S   |
|                                               |  |                          | 3,5 mm  |           | 024.0008S   |
|                                               |  |                          | 5 mm    |           | 024.0009S   |
|                                               |  |                          | 6,5 mm  |           | 024.0010S   |

**3,3**
**Chirurgia**

## Roxolid® SLActive®

| Prodotto                       | Piattaforma                    | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Ø 3,3            | NC – Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 021.2308    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 10 mm     | 021.2310    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.2312    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.2314    |
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 3,3 | NC – Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 021.3308    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 10 mm     | 021.3310    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.3312    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.3314    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 16 mm     | 021.3316    |
|                                |                                |                                                                                   |           | 18 mm     | 021.3318    |

## Roxolid® SLA®

| Prodotto                       | Piattaforma                    | Immagine                                                                            | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Ø 3,3            | NC – Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm |   | Roxolid®  | 8 mm      | 021.2508    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 10 mm     | 021.2510    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 12 mm     | 021.2512    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 14 mm     | 021.2514    |
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 3,3 | NC – Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 021.3508    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 10 mm     | 021.3510    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 12 mm     | 021.3512    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 14 mm     | 021.3514    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 16 mm     | 021.3516    |
|                                |                                |                                                                                     |           | 18 mm     | 021.3518    |



## NC Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione

3,3

Chirurgia

| Prodotto                        | Immagine                                                                          | Descrizione      | Altezza | Materiale | N. articolo  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|--------------|
| NC Cappette di chiusura         |                                                                                   |                  |         |           |              |
| NC Cappetta di chiusura sterile |  | piccola          | 0 mm    | Ti        | 024.2100S    |
|                                 |                                                                                   | confezione 4 pz. |         |           | 024.2100S-04 |
|                                 |  | grande           | 0,5 mm  |           | 024.2105S    |
|                                 |                                                                                   | confezione 4 pz. |         |           | 024.2105S-04 |

|                                                |                                                                                   |                                |        |      |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|
| <b>NC Componenti secondarie di guarigione</b>  |                                                                                   |                                |        |      |           |
| NC Componente secondaria di guarigione sterile |  | Ø 3,6 mm, conico               | 2 mm   | Ti   | 024.2222S |
|                                                |  |                                | 3,5 mm |      | 024.2224S |
|                                                |  |                                | 5 mm   |      | 024.2226S |
|                                                |  | Ø 4,8 mm, conico               | 2 mm   |      | 024.2242S |
|                                                |  |                                | 3,5 mm |      | 024.2244S |
|                                                |  |                                | 5 mm   |      | 024.2246S |
|                                                |  | Ø 3,3 mm, a forma di bottiglia | 3,5 mm |      | 024.2234S |
|                                                |  |                                | 5 mm   |      | 024.2236S |
|                                                |  | Ø 5 mm, personalizzabile       | 7 mm   | PEEK | 024.2270S |

|                                                            |                                                                                     |                  |        |                      |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-----------|
| <b>Componenti secondarie di guarigione in ceramica NC</b>  |                                                                                     |                  |        |                      |           |
| Componente secondaria di guarigione in ceramica NC sterile |  | Ø 3,6 mm, conico | 2 mm   | ZrO <sub>2</sub> /Ti | 024.2222Z |
|                                                            |  |                  | 3,5 mm |                      | 024.2224Z |
|                                                            |  |                  | 5 mm   |                      | 024.2226Z |
|                                                            |  | Ø 4,8 mm, conico | 2 mm   |                      | 024.2242Z |
|                                                            |  |                  | 3,5 mm |                      | 024.2244Z |
|                                                            |  |                  | 5 mm   |                      | 024.2246Z |

## Roxolid® SLActive®

| Prodotto                       | Piattaforma                     | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Ø 4,1            | RC – Regular CrossFit® Ø 4,1 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 021.4308    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 10 mm     | 021.4310    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.4312    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.4314    |
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 4,1 |                                 |  |           | 8 mm      | 021.5308    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 10 mm     | 021.5310    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.5312    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.5314    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 16 mm     | 021.5316    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 18 mm     | 021.5318    |

## Roxolid® SLA®

| Prodotto                       | Piattaforma                     | Immagine                                                                            | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Ø 4,1            | RC – Regular CrossFit® Ø 4,1 mm |   | Roxolid®  | 8 mm      | 021.4508    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 10 mm     | 021.4510    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 12 mm     | 021.4512    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 14 mm     | 021.4514    |
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 4,1 |                                 |  |           | 8 mm      | 021.5508    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 10 mm     | 021.5510    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 12 mm     | 021.5512    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 14 mm     | 021.5514    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 16 mm     | 021.5516    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 18 mm     | 021.5518    |

## RC Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione

4,1

Chirurgia

| Prodotto                        | Immagine                                                                          | Descrizione      | Altezza | Materiale | N. articolo  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|--------------|
| RC Cappette di chiusura         |                                                                                   |                  |         |           |              |
| RC Cappetta di chiusura sterile |  | piccola          | 0 mm    | Ti        | 024.4100S    |
|                                 |                                                                                   | confezione 4 pz. |         |           | 024.4100S-04 |
|                                 |  | grande           | 0,5 mm  |           | 024.4105S    |
|                                 |                                                                                   | confezione 4 pz. |         |           | 024.4105S-04 |

|                                                |                                                                                     |                                |      |      |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|-----------|
| <b>RC Componenti secondarie di guarigione</b>  |                                                                                     |                                |      |      |           |
| RC Componente secondaria di guarigione sterile |    | Ø 4,5 mm, conico               | 2 mm | Ti   | 024.0000S |
|                                                |    |                                | 4 mm |      | 024.0001S |
|                                                |    |                                | 6 mm |      | 024.0002S |
|                                                |    | Ø 6 mm, conico                 | 2 mm |      | 024.0003S |
|                                                |    |                                | 4 mm |      | 024.0004S |
|                                                |    |                                | 6 mm |      | 024.0005S |
|                                                |    | Ø 5 mm, conico                 | 2 mm |      | 024.4222S |
|                                                |    |                                | 4 mm |      | 024.4224S |
|                                                |  |                                | 6 mm |      | 024.4226S |
|                                                |  | Ø 6,5 mm, conico               | 2 mm |      | 024.4242S |
|                                                |  |                                | 4 mm |      | 024.4244S |
|                                                |  |                                | 6 mm |      | 024.4246S |
|                                                |  | Ø 4,4 mm, a forma di bottiglia | 4 mm |      | 024.4234S |
|                                                |  | Ø 4,7 mm, a forma di bottiglia | 6 mm |      | 024.4236S |
|                                                |  | Ø 7 mm, personalizzabile       | 7 mm | PEEK | 024.4270S |

|                                                            |                                                                                     |                  |      |                      |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|-----------|
| <b>Componenti secondarie di guarigione in ceramica RC</b>  |                                                                                     |                  |      |                      |           |
| Componente secondaria di guarigione in ceramica RC sterile |  | Ø 4,5 mm, conico | 2 mm | ZrO <sub>2</sub> /Ti | 024.0000Z |
|                                                            |  |                  | 4 mm |                      | 024.0001Z |
|                                                            |  |                  | 6 mm |                      | 024.0002Z |

## RC Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione

4,1

Chirurgia

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                          | Descrizione      | Altezza | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-------------|
| Componente secondaria di guarigione in ceramica RC sterile |  | Ø 5 mm, conico   | 2 mm    | ZrO <sub>2</sub> /Ti | 024.4222Z   |
|                                                            |  |                  | 4 mm    |                      | 024.4224Z   |
|                                                            |  |                  | 6 mm    |                      | 024.4226Z   |
|                                                            |  | Ø 6 mm, conico   | 2 mm    |                      | 024.0003Z   |
|                                                            |  |                  | 4 mm    |                      | 024.0004Z   |
|                                                            |  |                  | 6 mm    |                      | 024.0005Z   |
|                                                            |  | Ø 6,5 mm, conico | 2 mm    |                      | 024.4242Z   |
|                                                            |  |                  | 4 mm    |                      | 024.4244Z   |
|                                                            |  |                  | 6 mm    |                      | 024.4246Z   |

## Roxolid® SLActive®

4,8

Chirurgia

| Prodotto                       | Piattaforma                     | Immagine                                                                          | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Ø 4,8            | RC – Regular CrossFit® Ø 4,8 mm |  | Roxolid®  | 8 mm      | 021.6308    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 10 mm     | 021.6310    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.6312    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.6314    |
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 4,8 |                                 |  |           | 8 mm      | 021.7308    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 10 mm     | 021.7310    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 12 mm     | 021.7312    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 14 mm     | 021.7314    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 16 mm     | 021.7316    |
|                                |                                 |                                                                                   |           | 18 mm     | 021.7318    |

## Roxolid® SLA®

| Prodotto                       | Piattaforma                     | Immagine                                                                            | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Bone Level<br>Ø 4,8            | RC – Regular CrossFit® Ø 4,8 mm |   | Roxolid®  | 8 mm      | 021.6508    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 10 mm     | 021.6510    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 12 mm     | 021.6512    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 14 mm     | 021.6514    |
| Bone Level<br>Tapered<br>Ø 4,8 |                                 |  |           | 8 mm      | 021.7508    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 10 mm     | 021.7510    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 12 mm     | 021.7512    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 14 mm     | 021.7514    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 16 mm     | 021.7516    |
|                                |                                 |                                                                                     |           | 18 mm     | 021.7518    |

## RC Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione

4,8

Chirurgia

| Prodotto                                                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                         | Altezza          | Materiale | N. articolo          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RC Cappette di chiusura                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                  |           |                      |           |
| RC Cappetta di chiusura sterile                                                     |    | piccola                                                                             | 0 mm             | Ti        | 024.4100S            |           |
|                                                                                     |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                    |                  |           | 024.4100S-04         |           |
|                                                                                     |    | grande                                                                              | 0,5 mm           |           | 024.4105S            |           |
|                                                                                     |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                    |                  |           | 024.4105S-04         |           |
| RC Componenti secondarie di guarigione                                              |                                                                                     |                                                                                     |                  |           |                      |           |
| RC Componente secondaria di guarigione sterile                                      |    | Ø 4,5 mm, conico                                                                    | 2 mm             | Ti        | 024.0000S            |           |
|                                                                                     |    |                                                                                     | 4 mm             |           | 024.0001S            |           |
|                                                                                     |    |                                                                                     | 6 mm             |           | 024.0002S            |           |
|                                                                                     |    | Ø 6 mm, conico                                                                      | 2 mm             |           | 024.0003S            |           |
|                                                                                     |    |                                                                                     | 4 mm             |           | 024.0004S            |           |
|                                                                                     |    |                                                                                     | 6 mm             |           | 024.0005S            |           |
|                                                                                     |    | Ø 5 mm, conico                                                                      | 2 mm             |           | 024.4222S            |           |
|                                                                                     |    |                                                                                     | 4 mm             |           | 024.4224S            |           |
|                                                                                     |  |                                                                                     | 6 mm             |           | 024.4226S            |           |
|                                                                                     |  | Ø 6,5 mm, conico                                                                    | 2 mm             |           | 024.4242S            |           |
|                                                                                     |  |                                                                                     | 4 mm             |           | 024.4244S            |           |
|                                                                                     |  |                                                                                     | 6 mm             |           | 024.4246S            |           |
|                                                                                     |  | Ø 4,4 mm, a forma di bottiglia                                                      | 4 mm             |           | 024.4234S            |           |
|                                                                                     |  | Ø 4,7 mm, a forma di bottiglia                                                      | 6 mm             |           | 024.4236S            |           |
|                                                                                     |  | Ø 7 mm, personalizzabile                                                            | 7 mm             | PEEK      | 024.4270S            |           |
|                                                                                     | Componenti secondarie di guarigione in ceramica RC                                  |                                                                                     |                  |           |                      |           |
|                                                                                     | Componente secondaria di guarigione in ceramica RC sterile                          |  | Ø 4,5 mm, conico | 2 mm      | ZrO <sub>2</sub> /Ti | 024.0000Z |
|  |                                                                                     | 4 mm                                                                                |                  | 024.0001Z |                      |           |
|  |                                                                                     | 6 mm                                                                                |                  | 024.0002Z |                      |           |

## RC Cappette di chiusura e componenti secondarie di guarigione

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                          | Descrizione      | Altezza | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-------------|
| Componente secondaria di guarigione in ceramica RC sterile |  | Ø 5 mm, conico   | 2 mm    | ZrO <sub>2</sub> /Ti | 024.4222Z   |
|                                                            |  |                  | 4 mm    |                      | 024.4224Z   |
|                                                            |  |                  | 6 mm    |                      | 024.4226Z   |
|                                                            |  | Ø 6 mm, conico   | 2 mm    |                      | 024.0003Z   |
|                                                            |  |                  | 4 mm    |                      | 024.0004Z   |
|                                                            |  |                  | 6 mm    |                      | 024.0005Z   |
|                                                            |  | Ø 6,5 mm, conico | 2 mm    |                      | 024.4242Z   |
|                                                            |  |                  | 4 mm    |                      | 024.4244Z   |
|                                                            |  |                  | 6 mm    |                      | 024.4246Z   |

4,8

Chirurgia





# Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic

3,3

Chirurgia

## Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ZLA®

| Prodotto                                                 | Piattaforma                                     | Immagine                                                                          | Materiale        | Lunghezza | N. articolo |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Impianto Straumann®<br>PURE Ceramic<br>Monotype<br>Ø 3,3 | ND – Altezza della componente secondaria 4 mm   |  | ZrO <sub>2</sub> | 8 mm      | 031.001S    |
|                                                          |                                                 |                                                                                   |                  | 10 mm     | 031.002S    |
|                                                          |                                                 |                                                                                   |                  | 12 mm     | 031.003S    |
|                                                          |                                                 |                                                                                   |                  | 14 mm     | 031.004S    |
|                                                          | ND – Altezza della componente secondaria 5,5 mm |  |                  | 8 mm      | 031.011S    |
|                                                          |                                                 |                                                                                   |                  | 10 mm     | 031.012S    |
|                                                          |                                                 |                                                                                   |                  | 12 mm     | 031.013S    |
|                                                          |                                                 |                                                                                   |                  | 14 mm     | 031.014S    |

## Componenti per impianti Straumann® PURE Ceramic Monotype

3,3

Chirurgia

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                          | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| ND Cappetta per impronta                                   |    | Altezza della componente secondaria 4 mm                             | POM       | 031.250     |
|                                                            |    | Altezza della componente secondaria 5,5 mm                           |           | 031.251     |
| ND Analogo d'impianto                                      |    | Altezza della componente secondaria 4 mm                             | TAN       | 031.200     |
|                                                            |    | Altezza della componente secondaria 5,5 mm                           |           | 031.201     |
| Ricostruzione provvisoria                                  |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| ND Cappetta provvisoria                                    |    | per corone                                                           | PMMA      | 031.300     |
|                                                            |    | per ponti                                                            |           | 031.301     |
| Cappette di protezione                                     |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| ND Cappetta di protezione                                  |    | Altezza della componente secondaria 4 mm                             | PEEK      | 031.320     |
|                                                            |    | Altezza della componente secondaria 5,5 mm                           |           | 031.321     |
| Indicatori di posizione                                    |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| ND Indicatore di posizione                                 |   | lunghezza 8 mm, Ø 2,2 mm, Altezza della componente secondaria 4 mm   | Ti        | 031.102     |
|                                                            |  | lunghezza 8 mm, Ø 2,8 mm, Altezza della componente secondaria 4 mm   |           | 031.103     |
|                                                            |  | lunghezza 8 mm, Ø 2,2 mm, Altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 031.112     |
|                                                            |  | lunghezza 8 mm, Ø 2,8 mm, Altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 031.113     |

4,1

Chirurgia

## Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ZLA®

| Prodotto                                        | Piattaforma                                     | Immagine                                                                          | Materiale        | Lunghezza | N. articolo |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype Ø 4,1 | RD – Altezza della componente secondaria 4 mm   |  | ZrO <sub>2</sub> | 8 mm      | 031.021S    |
|                                                 |                                                 |                                                                                   |                  | 10 mm     | 031.022S    |
|                                                 |                                                 |                                                                                   |                  | 12 mm     | 031.023S    |
|                                                 |                                                 |                                                                                   |                  | 14 mm     | 031.024S    |
|                                                 | RD – Altezza della componente secondaria 5,5 mm |  |                  | 8 mm      | 031.031S    |
|                                                 |                                                 |                                                                                   |                  | 10 mm     | 031.032S    |
|                                                 |                                                 |                                                                                   |                  | 12 mm     | 031.033S    |
|                                                 |                                                 |                                                                                   |                  | 14 mm     | 031.034S    |

## Componenti per impianti Straumann® PURE Ceramic Monotype

4,1

Chirurgia

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                          | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| RD Cappetta per impronta                                   |    | Altezza della componente secondaria 4 mm                             | POM       | 031.260     |
|                                                            |    | Altezza della componente secondaria 5,5 mm                           |           | 031.261     |
| RD Analogo d'impianto                                      |    | Altezza della componente secondaria 4 mm                             | TAN       | 031.210     |
|                                                            |    | Altezza della componente secondaria 5,5 mm                           |           | 031.211     |
| Ricostruzione provvisoria                                  |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| RD Cappetta provvisoria                                    |    | per corone                                                           | PMMA      | 031.310     |
|                                                            |    | per ponti                                                            |           | 031.311     |
| Cappette di protezione                                     |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| RD Cappetta di protezione                                  |    | Altezza della componente secondaria 4 mm                             | PEEK      | 031.330     |
|                                                            |    | Altezza della componente secondaria 5,5 mm                           |           | 031.331     |
| Indicatori di posizione                                    |                                                                                     |                                                                      |           |             |
| RD Indicatore di posizione                                 |  | lunghezza 8 mm, Ø 2,2 mm, Altezza della componente secondaria 4 mm   | Ti        | 031.123     |
|                                                            |  | lunghezza 8 mm, Ø 3,5 mm, Altezza della componente secondaria 4 mm   |           | 031.125     |
|                                                            |  | lunghezza 8 mm, Ø 2,2 mm, Altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 031.143     |
|                                                            |  | lunghezza 8 mm, Ø 3,5 mm, Altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 031.145     |

## Impianto Straumann® PURE Ceramic, ZLA® \*

| Prodotto                               | Piattaforma | Immagine                                                                          | Materiale        | Lunghezza | N. articolo |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Impianto Straumann® PURE Ceramic Ø 4,1 | RD          |  | ZrO <sub>2</sub> | 8 mm      | 032.000S    |
|                                        |             |                                                                                   |                  | 10 mm     | 032.001S    |
|                                        |             |                                                                                   |                  | 12 mm     | 032.002S    |
|                                        |             |                                                                                   |                  | 14 mm     | 032.003S    |

## Componenti per impianti Straumann® PURE Ceramic


| Prodotto                             | Immagine                                                                            | Descrizione              | Materiale        | N. articolo |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| <b>Cappette di chiusura</b>          |                                                                                     |                          |                  |             |
| CI RD Cappette di chiusura sterili   |    | Ø 4,8 mm, altezza 0 mm   | Ti               | 032.030S    |
| <b>Componenti di guarigione</b>      |                                                                                     |                          |                  |             |
| CI RD Cappette di guarigione sterili |    | Ø 5,2 mm, altezza 2 mm   | Ti               | 032.032S    |
|                                      |   | Ø 5,2 mm, altezza 3 mm   |                  | 032.033S    |
|                                      |  | Ø 5,2 mm, altezza 2 mm   | ZrO <sub>2</sub> | 032.055S    |
|                                      |  | Ø 5,2 mm, altezza 3 mm   |                  | 032.056S    |
|                                      |  | Ø 5,2 mm, altezza 4,5 mm |                  | 032.057S    |

\* disponibilità in base alla registrazione nei diversi paesi

## Componenti per impianti Straumann® PURE Ceramic

4,1

Chirurgia

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                   | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Cappette per impronte                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                      |             |
| CI RD Perno per impronta                                   |    | avvitato, per impronta a cucchiaino aperto                                                                                                                    | TAN                  | 032.129     |
| Impronta digitale                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                      |             |
| CARES® CI RD Corpo di scansione mono                       |    | inclusa vite basale CI RD 032.028, Ø 4,8 mm, altezza 11,5 mm                                                                                                  | PEEK/TAN             | 032.041     |
| CI RD Analogo di processo riposizionabile                  |    | Per modelli stampati 3D, lunghezza 17,6 mm                                                                                                                    | Acciaio inossidabile | 032.018     |
| CI RD Analogo di processo riposizionabile, incl. manicotto |    | per flusso di lavoro completamente digitale, lunghezza 17,6 mm                                                                                                |                      | 032.027     |
| Ricostruzione provvisoria                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                      |             |
| CI RD Comp. sec. prov. VITA CAD-Temp®                      |    | inclusa vite basale CI RD 032.028, Ø 7 mm, altezza 12,3 mm                                                                                                    | PMMA/TAN             | 032.036     |
| Componenti secondarie PUREbase *                           |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                      |             |
| CI RD Straumann® PUREbase Componente secondaria            |    | incluso supporto di fissaggio CI RD 032.040 e vite basale CI RD 032.028, Ø 3,6 mm, altezza 3,5 mm                                                             | TAN                  | 032.023     |
|                                                            |   | incluso supporto di fissaggio CI RD 032.040 e vite basale CI RD 032.028, Ø 3,6 mm, altezza 5,5 mm                                                             |                      | 032.024     |
| CI RD Straumann® PUREbase SA Componente secondaria         |  | incluso supporto di fissaggio CI RD 032.040 e vite basale CI RD 032.128, Ø 3,6 mm, altezza 3,5 mm                                                             |                      | 032.123     |
|                                                            |  | incluso supporto di fissaggio CI RD 032.040 e vite basale CI RD 032.128, Ø 3,6 mm, altezza 5,5 mm                                                             |                      | 032.124     |
| CI RD supporto di fissaggio                                |  | per componenti secondarie CI RD Straumann® PUREbase e CI RD PUREbase SA                                                                                       |                      | 032.040     |
| Componenti sostitutive                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                               |                      |             |
| CI RD Vite di base                                         |  | per componenti secondarie CI RD Straumann® PUREbase, componenti secondarie provvisorie CI RD VITA CAD-Temp e componenti di guarigione CI RD, lunghezza 6,1 mm | Ti                   | 032.028     |
|                                                            |  | per componenti secondarie CI RD Straumann® PUREbase SA per soluzione angolata, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                     | TAN                  | 032.128     |

\* Avvertenza importante: procedura particolare di cementazione.  
 Consultare l'inserito della confezione.



## Componenti per impianti Straumann® PURE Ceramic \*

4,1

Chirurgia

| Prodotto                                                  | Immagine                                                                          | Descrizione                        | Materiale            | N. articolo |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Componenti secondarie PUREloc</b>                      |                                                                                   |                                    |                      |             |
| CI RD<br>Straumann® PUREloc                               |  | diritto/a, angolo 0°, altezza 1 mm | ZrO <sub>2</sub> /Ti | 032.089     |
|                                                           |                                                                                   | diritto/a, angolo 0°, altezza 2 mm |                      | 032.090     |
|                                                           |                                                                                   | diritto/a, angolo 0°, altezza 3 mm |                      | 032.091     |
|                                                           |                                                                                   | diritto/a, angolo 0°, altezza 4 mm |                      | 032.092     |
|                                                           |                                                                                   | diritto/a, angolo 0°, altezza 5 mm |                      | 032.093     |
|                                                           |                                                                                   | diritto/a, angolo 0°, altezza 6 mm |                      | 032.094     |
| CI RD Straumann® PUREloc<br>Plan Componente<br>secondaria |  | altezza 1-6 mm                     | POM                  | 032.095V4   |

\* disponibilità in base alla registrazione nei diversi paesi





## Sistema di Impianti Zigomatici Straumann®

## Impianti Zigomatici Straumann®

| Prodotto                                             | Piattaforma        | Descrizione                                                  | Immagine                                                                           | Materiale | Lunghezza | N. articolo |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Impianti zigomatici Straumann® ZAGA™ Round           |                    |                                                              |                                                                                    |           |           |             |
| Straumann®<br>Impianto<br>zigomatico,<br>ZAGA™ Round | Esagono<br>esterno | Ø coronale: 4,3 mm<br>Ø distale: 3,4 mm<br>Ø apicale: 2,6 mm |  | Ti        | 30 mm     | CH-ZT-30.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 32,5 mm   | CH-ZT-32.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 35 mm     | CH-ZT-35.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 37,5 mm   | CH-ZT-37.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 40 mm     | CH-ZT-40.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 42,5 mm   | CH-ZT-42.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 45 mm     | CH-ZT-45.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 47,5 mm   | CH-ZT-47.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 50 mm     | CH-ZT-50.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 52,5 mm   | CH-ZT-52.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 55 mm     | CH-ZT-55.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 57,5 mm   | CH-ZT-57.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 60 mm     | CH-ZT-60.0  |
| Impianti zigomatici Straumann® ZAGA™ Flat            |                    |                                                              |                                                                                    |           |           |             |
| Straumann®<br>Impianto<br>zigomatico,<br>ZAGA™ Flat  | Esagono<br>esterno | Ø coronale: 4,3 mm<br>Ø distale: 3,4 mm<br>Ø apicale: 2,6 mm |  | Ti        | 30 mm     | CH-ZC-30.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 32,5 mm   | CH-ZC-32.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 35 mm     | CH-ZC-35.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 37,5 mm   | CH-ZC-37.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 40 mm     | CH-ZC-40.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 42,5 mm   | CH-ZC-42.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 45 mm     | CH-ZC-45.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 47,5 mm   | CH-ZC-47.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 50 mm     | CH-ZC-50.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 52,5 mm   | CH-ZC-52.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 55 mm     | CH-ZC-55.0  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 57,5 mm   | CH-ZC-57.5  |
|                                                      |                    |                                                              |                                                                                    |           | 60 mm     | CH-ZC-60.0  |

## Componenti per impianti zigomatici Straumann®

| Prodotto                                                                                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                     | Materiale            | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie zigomatiche avvitare                                                        |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Componenti secondarie Straumann® avvitare per impianti zigomatici                                 |    | per esagono esterno Ø 4 mm, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 1,5 mm                         | Ti                   | CH-SRA-1.5  |
|                                                                                                   |    | per esagono esterno Ø 4 mm, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm                         |                      | CH-SRA-2.5  |
|                                                                                                   |    | per esagono esterno Ø 4 mm, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm                         |                      | CH-SRA-3.5  |
|                                                                                                   |    | per esagono esterno Ø 4 mm, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm                         |                      | CH-SRA-4.5  |
| Vite di guarigione zigomatica                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Straumann® Vite di copertura per impianti zigomatici                                              |    | per esagono esterno Ø 4 mm                                                                                      | Ti                   | CH-CS       |
| Cappette di protezione                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Cappetta di protezione per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                                |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,1 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. | PEEK/TAN             | 024.4323-04 |
|                                                                                                   |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 6,6 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |                      | 024.4324-04 |
|                                                                                                   |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 8,1 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |                      | 024.4325-04 |
|                                                                                                   |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 4,5 mm, larga, confezione 4 pz.    |                      | 024.0020-04 |
| Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzioni multi-unità (senza ingaggio) |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Perni per impronta a cucchiaio aperto                                                             |  | per componenti secondarie avvitare, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                                     | TAN                  | 025.0012    |
| Perni per impronta a cucchiaio chiuso                                                             |  |                                                                                                                 | TAN/POM              | 025.0014    |
| Impronta digitale                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| CARES® Corpo di scansione Mono                                                                    |  | per componenti secondarie avvitare, livello componente secondaria, compresa vite di fissaggio, Ø 4,6 mm         | PEEK                 | 025.0001    |
| Analogo d'impianto riposizionabile                                                                |  | per componenti secondarie avvitare, Ø 4,6 mm                                                                    | Acciaio inossidabile | 025.0008    |
| Analoghi d'impianto                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Analogo di impianto per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                                   |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, edentulia, dritto/a                                                | TAN                  | 025.0050    |
| Cappette in TAN provvisorie                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Cappetta provvisoria per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                                  |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                 | TAN                  | 024.0024    |

## Componenti per impianti zigomatici Straumann®

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Cappette in titanio                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                                           |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                              | Ti                   | 023.4751    |
| Cappette in oro                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,469 g                    | Ceramicor®/POM       | 023.4754    |
| Cappette calcinabili                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitare                                        |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                      | POM                  | 023.4758    |
| Variobase® Cappette                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm  | TAN                  | 023.0028    |
| Cappetta calcinabile                                                                           |    | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm, Ø 5,1 mm, altezza 11,1 mm | POM                  | 023.0032    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |                      | 023.0032V4  |
| Cappetta in titanio per barra Ø 4,6 mm                                                         |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare                                                    |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,5 mm                                        | Ti                   | 023.4752    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per barre, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,744 g, altezza 5,5 mm    | Ceramicor®           | 023.4755    |
| Viti di sostituzione                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Vite occlusale                                                                                 |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm                | TAN                  | 023.4763    |
| Componenti ausiliarie per laboratorio                                                          |                                                                                     |                                                                                                                            |                      |             |
| Strumento ausiliare di lucidatura                                                              |  | per componenti secondarie avvitare, Ø 4,6 mm                                                                               | TAN                  | 025.0005    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |                      | 025.0005V4  |
| Vite per lavorazione in laboratorio                                                            |  | per componenti secondarie avvitare, lunghezza 20 mm                                                                        | Acciaio inossidabile | 025.0006    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitare, lunghezza 10 mm                                                                        |                      | 025.0052    |

## Componenti per impianti zigomatici Straumann®

| Prodotto                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                    | Materiale               | N. articolo  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Frese</b>                        |                                                                                     |                                                                |                         |              |
| Fresa ad ago                        |    | corta, Ø 1,6 mm, lunghezza 33 mm                               | Acciaio inossidabile    | 026.0054     |
| Fresa a rosetta                     |    | per zigomatici, Ø 2,9 mm                                       |                         | D-ZYG-RB     |
| Fresa a spirale                     |    | per zigomatici, corta, Ø 2,7 mm                                | Ti                      | D-ZYG-27S    |
|                                     |    | per zigomatici, Ø 2,7 mm                                       |                         | D-ZYG-27     |
|                                     |    | per zigomatici, corta, Ø 2,9 mm                                |                         | D-ZYG-29S    |
|                                     |    | per zigomatici, Ø 2,9 mm                                       |                         | D-ZYG-29     |
| Fresa a spirale multiuso            |    | per zigomatici, corta, Ø 2,9 mm                                | Acciaio inossidabile    | D-ZYG-CH-29S |
|                                     |    | per zigomatici, Ø 2,9 mm                                       |                         | D-ZYG-CH-29  |
| Frese a taglio laterale             |    | Strumento, Ø 2,8 – 3,9 mm                                      | Ti                      | CH-D-CM      |
| Fresa a spirale                     |    | monouso, Ø 3,5 x 15 mm                                         | Acciaio inossidabile    | D-35T-M15    |
| <b>Strumenti non di taglio</b>      |                                                                                     |                                                                |                         |              |
| Strumento di inserzione esagonale   |   | Strumento, inseritore impianto zigomatico esagonale            | Al/Acciaio inossidabile | I-ZYG-INS-2  |
|                                     |  | Strumento, inseritore impianto zigomatico, esagonale, piccolo  |                         | I-IMP-INS-2  |
| Misuratore di profondità a Z        |  | Strumento, misuratore di profondità a Z zigomatico             | Ti                      | CH-I-DG      |
| Strumento di servizio               |  | per cricchetto, lunghezza 50 mm                                | Acciaio inossidabile    | 046.108      |
| Cricchetto                          |  | incluso strumenti di servizio, lunghezza 84 mm                 |                         | 046.119      |
| Componente dinamometrica aggiuntiva |  | per cricchetto, lunghezza 82 mm, Marcature torque: 0/15/35 Ncm |                         | 046.049      |
| Perno di direzione                  |  | Strumento, impianto di prova, zigomatico 55° x 35 mm           | Ti                      | ZYG-TR-55-35 |
|                                     |  | Strumento, impianto di prova, zigomatico 55° x 45 mm           |                         | ZYG-TR-55-45 |
|                                     |  | Strumento, impianto di prova, zigomatico 55° x 52,5 mm         |                         | ZYG-TR-55-52 |
| Connettore                          |  | Strumento, connettore manipolo                                 | Acciaio inossidabile    | I-CON-X      |
| Cacciavite esagonale                |  | Strumento, cacciavite esagonale 1,22 mm, medio                 |                         | I-HD-M       |
|                                     |  | Strumento, cacciavite esagonale Ø 0,9 mm                       | Ti                      | I-CS-HD      |
| SCS Cacciavite                      |  | per cricchetto, corto, lunghezza 21 mm                         | Acciaio inossidabile    | 046.401      |
|                                     |  | per contrangolo, corto, lunghezza 26 mm                        |                         | 046.411      |

## Componenti per impianti zigomatici Straumann®

Chirurgia

| Prodotto                | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                              | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Vassoio per strumenti   |  | ZAGA™ Casseta chirurgica, vuoto                                                          |                      | CH-I-ZYG    |
| Connettore per manipolo |  | Connessione al cricchetto (046.119) e alla componente dinamometrica aggiuntiva (046.049) | Acciaio inossidabile | I-WI-SH     |





Quando si ricercano componenti protesiche, specificare innanzitutto se di tipo Tissue Level o Bone Level, quindi effettuare la ricerca per piattaforma protesica. Le componenti sono contrassegnate con rettangoli sulle schede laterali di ciascuna pagina. Troverete le rispettive componenti a partire dalla corona singola fino al restauro ibrido. Strumenti e accessori sono disponibili nel capitolo “Strumenti e accessori”.

### Molto di più della sola massima precisione: **un sistema perfettamente calibrato**

Straumann offre un'ampia gamma di **soluzioni protesiche supportate da impianto per tutte le indicazioni** – dal restauro di dente singolo fino a soluzioni per mascellari completamente edentuli. Le soluzioni di connessione di elevata qualità Straumann® synOcta® e CrossFit® garantiscono il **posizionamento sicuro** della componente secondaria sull'impianto e pertanto una **durevole stabilità**. Un'ampia gamma di materiali offerti insieme a un assortimento di restauri avvitati, cementati e ibridi, completano il nostro portfolio.

#### **Originale su originale**

Straumann conosce ogni dimensione, tolleranze e materiale di tutti gli impianti Straumann. Questa conoscenza permette di ottimizzare sia la progettazione degli impianti sia delle componenti protesiche. L'alta precisione nei processi di fabbricazione e test di verifica accurati garantiscono la qualità costante di tutte le componenti originali Straumann.

#### **Straumann CARES® per protesi personalizzate con tecnologia CAD/CAM**

Straumann® CARES® offre soluzioni protesiche dal restauro di dente singolo a ponti fissati su dente fino a restauri supportati da impianto. La gamma è inoltre integrata da un assortimento completo di materiali e semplici processi. Questo significa: precisione, elevato di efficienza e risultati altamente estetici in ogni singolo prodotto.



## Protesi

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tissue Level NNC</b>                                                    | <b>55</b>  |
| <b>Narrow Neck CrossFit® (NNC)</b>                                         | <b>56</b>  |
| Corone e ponti                                                             | 56         |
| Componenti secondarie piene                                                | 61         |
| Ibrido                                                                     | 62         |
| <b>Tissue Level RN</b>                                                     | <b>69</b>  |
| <b>Regular Neck (RN) synOcta®</b>                                          | <b>70</b>  |
| Corone e ponti                                                             | 70         |
| Componenti secondarie piene                                                | 77         |
| Ibrido                                                                     | 80         |
| <b>Tissue Level WN</b>                                                     | <b>87</b>  |
| <b>Wide Neck (WN) synOcta®</b>                                             | <b>88</b>  |
| Corone e ponti                                                             | 88         |
| Componenti secondarie piene                                                | 95         |
| Ibrido                                                                     | 97         |
| <b>Componenti ausiliarie per la pianificazione protesica (NNC, RN, WN)</b> | <b>103</b> |
| PLAN Componenti secondarie                                                 | 103        |
| <b>Bone Level Tapered SC</b>                                               | <b>107</b> |
| <b>Small CrossFit® (SC)</b>                                                | <b>108</b> |
| Corone                                                                     | 108        |
| <b>Bone Level e Bone Level Tapered NC</b>                                  | <b>111</b> |
| <b>Narrow CrossFit® (NC)</b>                                               | <b>112</b> |
| Corone e ponti                                                             | 112        |
| Ibrido                                                                     | 129        |
| <b>Bone Level e Bone Level Tapered RC</b>                                  | <b>137</b> |
| <b>Regular CrossFit® (RC)</b>                                              | <b>138</b> |
| Corone e ponti                                                             | 138        |
| Ibrido                                                                     | 154        |
| <b>Componenti ausiliarie per la pianificazione protesica (NC, RC)</b>      | <b>162</b> |
| PLAN Componenti secondarie                                                 | 162        |
| <b>Straumann® Classic</b>                                                  | <b>167</b> |
| <b>Set Classic</b>                                                         | <b>168</b> |
| Componenti                                                                 | 169        |
| Componenti e strumenti                                                     | 170        |



Tissue Level NNC  
Narrow Neck CrossFit®

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master

| Prodotto                                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Perni per impronte</b>                   |                                                                                   |                                                            |           |             |
| NNC Perno per impronta                      |  | avvitato, per impronta a cucchiaio aperto, altezza 10,1 mm | TAN       | 048.128     |
|                                             |  | avvitato, per impronta a cucchiaio chiuso, altezza 10,9 mm | POM/TAN   | 048.134     |
| NNC Analogo d'impianto                      |  | lunghezza 12,5 mm                                          | Ti        | 048.127     |
| <b>Impronta digitale</b>                    |                                                                                   |                                                            |           |             |
| CARES® NNC<br>Corpo di scansione mono       |  | compresa vite di fissaggio Ø 3,5 mm, altezza 10 mm         | PEEK/TAN  | 048.173     |
| <b>Ausiliare di registrazione del morso</b> |                                                                                   |                                                            |           |             |
| NNC Ausiliare di registrazione del morso    |  | corto, altezza 8 mm, confezione 4 pz.                      | POM       | 048.960V4   |
|                                             |  | lungo, altezza 12 mm, confezione 4 pz.                     |           | 048.961V4   |

Protesi

NNC

## Ricostruzione provvisoria

| Prodotto                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| VITA CAD-Temp®                                                |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC<br>Componente secondaria<br>provvisoria<br>VITA CAD-Temp® |  | compresa vite 048.314, altezza 10 mm, Ø 5 mm                                                                              | PMMA/TAN  | 048.699     |
| Vite di sostituzione                                          |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| Componenti secondarie provvisorie                             |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC<br>Componente secondaria<br>provvisoria                   |  | per provvisorio, per corone, compresa vite 048.313, altezza 10,3 mm                                                       | TAN       | 048.501     |
|                                                               |  | per provvisorio, per ponti, compresa vite 048.313, altezza 10,3 mm                                                        |           | 048.502     |
| Vite di sostituzione                                          |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Vite base                                                 |  | per NNC Componenti secondarie provvisorie in lega di titanio, componenti secondarie in oro e Variobase®, lunghezza 7,1 mm | TAN       | 048.313     |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                               | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                    | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente secondaria cementabile, 0°  |                                                                                   |                                                                                                                |           |             |
| NNC Componente secondaria cementabile  |  | diritto/a, per corone e ponti, compresa vite 048.314, altezza 5,7 mm                                           | Ti        | 048.598     |
| Componenti secondarie cementabili, 15° |                                                                                   |                                                                                                                |           |             |
| NNC Componente secondaria cementabile  |  | angolato/a, angolo 15°, tipo A, compresa vite 048.314, altezza 5,9 mm                                          | Ti        | 048.621     |
|                                        |  | angolato/a, angolo 15°, tipo B, compresa vite 048.314, altezza 5,9 mm                                          |           | 048.622     |
| Cappette calcinabili                   |                                                                                   |                                                                                                                |           |             |
| NNC Cappetta in plastica               |  | per componente secondaria cementabile, diritta, per corone, altezza 7 mm                                       | POM       | 048.256     |
|                                        |  | per componente secondaria cementabile, diritta, per ponti, altezza 7 mm                                        |           | 048.257     |
|                                        |  | per componente secondaria cementabile, angolato/a, angolo 15°, per corone e ponti, altezza 7,2 mm              |           | 048.258     |
| Vite di sostituzione                   |                                                                                   |                                                                                                                |           |             |
| NNC Vite base                          |  | per NNC Componenti secondarie cementabili e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, lunghezza 7,1 mm | TAN       | 048.314     |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                                                                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®                                                          |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Variobase® per corona                                                                 |    | compresa vite 048.313, Ø 3,9 mm, altezza 3,75 mm                                                                          | TAN       | n/a         |
|                                                                                           |    | compresa vite 048.313, Ø 3,9 mm, altezza 5,75 mm                                                                          |           |             |
| NNC Variobase® per corona SA                                                              |    | compresa vite 048.899, Ø 4,2 mm, altezza 3,8 mm                                                                           |           |             |
|                                                                                           |    | compresa vite 048.899, Ø 4,2 mm, altezza 5,8 mm                                                                           |           |             |
| NNC Variobase® per ponte/ barra cilindrico                                                |    | compresa vite 025.2926 e ausiliare di cementazione 3, Ø 4,2 mm, altezza 3,5 mm                                            |           |             |
| CADCAM, Wax-up                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Wax-up guaina                                                                         |    | lunghezza 12,75 mm                                                                                                        | PEEK      | 048.137     |
|                                                                                           |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                          |           | 048.137V4   |
| Impronta digitale                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| CARES® NNC<br>Corpo di scansione mono                                                     |    | compresa vite di fissaggio Ø 3,5 mm, altezza 10 mm                                                                        | PEEK/TAN  | 048.173     |
| NNC Variobase Componente secondaria con corona in zirconia CADCAM fresata individualmente |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| Componente secondaria NNC Variobase con corona in zirconia fresata individualmente        |   | disponibile tramite flusso di lavoro digitale/centri di fabbricazione centralizzati Straumann Group; inclusa vite (TAN)   | Ceramico  | n/a         |
| Viti di sostituzione                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Vite base                                                                             |  | per NNC Componenti secondarie provvisorie in lega di titanio, componenti secondarie in oro e Variobase®, lunghezza 7,1 mm | TAN       | 048.313     |
| NNC Vite basale SA                                                                        |  | per NNC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,5 mm                                                                        |           | 048.899     |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level                                                                |  | per CADCAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                       |           | 025.2926    |

### Straumann® CARES® CAD/CAM

- soluzioni personalizzate che vanno dalla ricostruzione di singoli denti a ponti fissati su dente fino a ricostruzioni supportate da impianto
- ampia gamma di applicazioni e scelta di materiali
- accesso a componenti secondarie personalizzate premium genuine Straumann® CARES® tramite Straumann® CARES® Scan & Shape, senza ulteriori investimenti in hardware e software
- soluzioni personalizzate per tutte le indicazioni
- ulteriori informazioni sul sito [www.straumann.com](http://www.straumann.com)

## Ricostruzione avvitata o cementata, componenti secondarie in oro

| Prodotto                         | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                               | Materiale              | N. articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Componente secondaria in oro     |                                                                                   |                                                                                                                           |                        |             |
| NNC Componente secondaria in oro |  | per corone, compresa vite 048.313, altezza 3,6 mm, peso della lega 0,306 g                                                | Ceramicor®/<br>TAN/POM | 048.592     |
|                                  |  | per ponti, compresa vite 048.313, altezza 3,6 mm, peso della lega 0,279 g                                                 |                        | 048.593     |
| Vite di sostituzione             |                                                                                   |                                                                                                                           |                        |             |
| NNC Vite base                    |  | per NNC Componenti secondarie provvisorie in lega di titanio, componenti secondarie in oro e Variobase®, lunghezza 7,1 mm | TAN                    | 048.313     |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.



## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®           |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Variobase® per corona                  |    | compresa vite 048.313, Ø 3,9 mm, altezza 3,75 mm                                                                          | TAN       | 048.709     |
|                                            |    | compresa vite 048.313, Ø 3,9 mm, altezza 5,75 mm                                                                          |           | 022.0021    |
| NNC Variobase® per corona SA               |    | compresa vite 048.899, Ø 4,2 mm, altezza 3,8 mm                                                                           |           | 048.876     |
|                                            |    | compresa vite 048.899, Ø 4,2 mm, altezza 5,8 mm                                                                           |           | 048.879     |
| NNC Variobase® C                           |    | per Dentsply® Sirona®, compresa vite 048.313, Ø 3,9 mm, altezza 4,7 mm                                                    |           | 022.0018    |
| NNC Variobase® per ponte/ barra cilindrico |    | compresa vite 025.2926 e ausiliare di cementazione 3, Ø 4,2 mm, altezza 3,5 mm                                            |           | 048.377     |
| Cappette calcinabili                       |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Cappetta calcinabile                   |    | per Variobase® per corona con altezza 3,75 mm, Ø 3,9 mm, altezza 11,1 mm                                                  | POM       | 048.267     |
|                                            |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                          |           | 048.267V4   |
|                                            |    | per Variobase® per corona con altezza 5,75 mm, Ø 3,9 mm, altezza 11,1 mm                                                  |           | 023.0014    |
|                                            |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                          |           | 023.0014V4  |
| NNC Cappetta calcinabile                   |    | per Variobase® per ponte/barra cilindrico con altezza 3,5 mm, Ø 4,2 mm, altezza 11,1 mm                                   |           | 048.380     |
|                                            |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                          | 048.380V4 |             |
| Cappette calcinabili SA                    |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC cappetta calcinabile                   |  | angolo 25°, Variobase® per corona SA                                                                                      | POM       | 048.896     |
| Viti di sostituzione                       |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| NNC Vite base                              |  | per NNC Componenti secondarie provvisorie in lega di titanio, componenti secondarie in oro e Variobase®, lunghezza 7,1 mm | TAN       | 048.313     |
| NNC Vite basale SA                         |  | per NNC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,5 mm                                                                        |           | 048.899     |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level                 |  | per CADCAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                       |           | 025.2926    |

Protesi

NNC



## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master per componenti secondarie piene

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                      | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                  |           |             |
| NNC Cappetta per impronta                                  |    | altezza 8 mm                                                     | POM       | 048.579     |
| NNC Cilindro di posizionamento                             |    | per 048.547, giallo, altezza 10,2 mm                             |           | 048.587     |
|                                                            |    | per 048.548, grigio, altezza 10,2 mm                             |           | 048.588     |
|                                                            |    | per 048.549, blu, altezza 10,2 mm                                |           | 048.589     |
| NNC Analogo d'impianto                                     |    | per componente secondaria piena 048.547, giallo, altezza 14,3 mm | TAN       | 048.527     |
|                                                            |    | per componente secondaria piena 048.548, grigio, altezza 15,8 mm |           | 048.528     |
|                                                            |    | per componente secondaria piena 048.549, blu, altezza 17,3 mm    |           | 048.529     |
| Ricostruzione provvisoria                                  |                                                                                     |                                                                  |           |             |
| NNC Cappetta provvisoria                                   |    | per Componente secondaria piena, per corone, altezza 8,5 mm      | PMMA      | 048.658     |
|                                                            |    | per Componente secondaria piena, per ponti, altezza 8,5 mm       |           | 048.659     |
| Cappette di protezione                                     |                                                                                     |                                                                  |           |             |
| NNC Cappetta di protezione                                 |  | per componente secondaria piena 048.547, altezza 5,6 mm          | PEEK      | 048.700     |
|                                                            |  | per componente secondaria piena 048.548, altezza 7,1 mm          |           | 048.701     |
|                                                            |  | per componente secondaria piena 048.549, altezza 8,6 mm          |           | 048.702     |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie piene

| Prodotto                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                  | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie piene                    |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| NNC Componente secondaria piena                |  | gialla, altezza 4 mm                                         | Ti                   | 048.547     |
|                                                |  | grigia, altezza 5,5 mm                                       |                      | 048.548     |
|                                                |  | blu, altezza 7 mm                                            |                      | 048.549     |
| Cappette calcinabili                           |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| NNC Cappetta in plastica                       |  | per componente secondaria piena, per corone, altezza 10,2 mm | POM                  | 048.263     |
|                                                |  | per componente secondaria piena, per ponti, altezza 10,2 mm  |                      | 048.264     |
| Strumenti e componenti ausiliari               |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| NNC Inseritore per componente secondaria piena |  | corto, lunghezza 13 mm                                       | Acciaio inossidabile | 048.155     |
|                                                |  | lungo, lunghezza 19 mm                                       |                      | 048.156     |

## Novaloc®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                 | Materiale | N. articolo  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Novaloc® Matrice per impronta                              |    | rossa, confezione 4 pz.                                                                                                     | PEEK      | 2010.722-NOV |
| Novaloc® Analogo per modello                               |    | blu, confezione 4 pz.                                                                                                       | Al        | 2010.721-NOV |
|                                                            |    | rossa, angolato/a, angolo 15°, confezione 4 pz.                                                                             |           | 2010.720-NOV |
| Componenti secondarie Novaloc®                             |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| NNC Novaloc® Componente secondaria                         |    | dritto/a, angolo 0°, altezza 1 mm                                                                                           | TAV/ADLC  | 048.806      |
|                                                            |                                                                                     | dritto/a, angolo 0°, altezza 2 mm                                                                                           |           | 048.807      |
|                                                            |                                                                                     | dritto/a, angolo 0°, altezza 3 mm                                                                                           |           | 048.808      |
|                                                            |                                                                                     | dritto/a, angolo 0°, altezza 4 mm                                                                                           |           | 048.809      |
|                                                            |                                                                                     | dritto/a, angolo 0°, altezza 5 mm                                                                                           |           | 048.810      |
|                                                            |                                                                                     | dritto/a, angolo 0°, altezza 6 mm                                                                                           |           | 048.811      |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm, Tipo A                                                                                |           | 048.842      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm, Tipo A                                                                                |           | 048.843      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm, Tipo A                                                                                |           | 048.844      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm, Tipo A                                                                                |           | 048.845      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm, Tipo A                                                                                |           | 048.846      |
|                                                            |  | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm, Tipo B                                                                                |           | 048.847      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm, Tipo B                                                                                |           | 048.848      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm, Tipo B                                                                                |           | 048.849      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm, Tipo B                                                                                |           | 048.850      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm, Tipo B                                                                                |           | 048.851      |
| Novaloc® con filettatura M2 per barre                      |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Componente secondaria per barra Novaloc®                   |  | Componente secondaria per barra Novaloc®, confezione 2 pz.                                                                  | TAV/ADLC  | 048.857V2    |
| Vite di sostituzione                                       |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Vite                                                       |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitare 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate | TAN       | 025.0002     |

## Confezione di componenti da lavorazione e involucro della matrice Novaloc®

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiale                | N. articolo  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Kit inserti per processo              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Set per lavorazione, titanio |    | include:<br>2010.701-NOV Matrice in titanio (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzi<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi | Ti/POM/<br>PEEK/Silicone | 2010.601-NOV |
| Novaloc® Set per lavorazione PEEK     |    | include:<br>2010.702-NOV Matrice, PEEK (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzi<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi      | PEEK/POM/<br>Silicone    | 2010.611-NOV |
| Inserti di ritenzione                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Inserto di ritenzione Novaloc®        |  | rosso, extra leggero, ca. 300 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEEK                     | 2010.710-NOV |
|                                       |  | bianco, leggero, ca. 750 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2010.711-NOV |
|                                       |  | giallo, medio, ca. 1200 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 2010.712-NOV |
|                                       |  | verde, forte, ca. 1650 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2010.713-NOV |
|                                       |  | blu, extra forte, ca. 2050 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2010.714-NOV |
|                                       |  | nero, ultra forte, ca. 2450 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2010.715-NOV |
| Involucri delle matrici               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Matrice, titanio             |  | incluso inserto di montaggio, confezione 4 pezzi                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ti/POM                   | 2010.701-NOV |
| Novaloc® Matrice, PEEK                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEEK/POM                 | 2010.702-NOV |
| Novaloc® Matrice, allungata           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ti/POM                   | 2010.703-NOV |

## Strumenti e componenti ausiliarie Novaloc®

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Materiale               | N. articolo  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Novaloc® Contenitore per strumenti                 |  | inclusi 3 strumenti:<br>2010.731-NOV Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio (blu),<br>2010.741-NOV Novaloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone),<br>2010.751-NOV Novaloc® Strumento per estrazione matrice (grigio) |                         | 2010.101-NOV |
| Novaloc® Spaziatore per duplicazione               |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.723-NOV |
| Novaloc® Manicotto per montaggio                   |  | bianco, confezione 10 pz.                                                                                                                                                                                                             | Silicone                | 2010.724-NOV |
| Novaloc® Inserto per montaggio                     |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.725-NOV |
| Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio |  | blu                                                                                                                                                                                                                                   | Al/Acciaio inossidabile | 2010.731-NOV |
| Novaloc® Strumento per inserto ritentivo           |  | marrone                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2010.741-NOV |
| Novaloc® Strumento per estrazione matrice          |  | grigio                                                                                                                                                                                                                                |                         | 2010.751-NOV |

Il sistema di matrici Novaloc è anche compatibile con le componenti secondarie LOCATOR®.

## LOCATOR®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                          | Descrizione                                                | Materiale                           | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR®<br>Cappetta per impronta                          |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                             | Involucro in Al con inserto in LDPE | 048.197V4   |
| LOCATOR®<br>Analogo d'impianto                             |  | lunghezza 10 mm, Ø 4 mm, confezione 4 pz.                  | Al                                  | 025.0120-04 |
| LOCATOR® componenti secondarie                             |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| NNC LOCATOR®<br>Componente secondaria                      |  | altezza 1 mm                                               | TAV/TiN                             | 048.581     |
|                                                            |  | altezza 2 mm                                               |                                     | 048.582     |
|                                                            |  | altezza 3 mm                                               |                                     | 048.583     |
|                                                            |  | altezza 4 mm                                               |                                     | 048.584     |
|                                                            |  | altezza 5 mm                                               |                                     | 048.585     |
|                                                            |  | altezza 6 mm                                               |                                     | 048.586     |
| LOCATOR® Componenti secondarie barra                       |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR® Componente secondaria barra                       |  | filettatura M2 (2,0 mm), altezza 1,78 mm, confezione 2 pz. | TAV/TiN                             | 048.804V2   |

Protesi

NNC

## LOCATOR®

Protesi

NNC

| Prodotto                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materiale         | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 20° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.189V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |    | trasparente, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 2,27 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                  | Nylon             | 048.190V4   |
|                                                               |    | rosa, ritenzione leggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 1,36 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                     |                   | 048.191V4   |
|                                                               |    | blu, ritenzione ultraleggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 0,68 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                 |                   | 048.192V4   |
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 40° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | range esteso, comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione verde (048.193), inserto di ritenzione arancione (048.188), inserto di ritenzione rosso (048.194), confezione 2 pz. | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.182V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |   | verde, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 1,82 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                         | Nylon             | 048.193V4   |
|                                                               |  | arancione, ritenzione leggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,91 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                 |                   | 048.188V4   |
|                                                               |  | rosso, ritenzione ultraleggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,45 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                |                   | 048.194V4   |
|                                                               |  | grigio, range esteso, ritenzione zero, altezza 1,7 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                |                   | 048.181V4   |
| LOCATOR® per barre                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo barra                       |  | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 10 pz.                           | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.805V10  |
|                                                               |                                                                                     | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                            |                   | 048.805V2   |

## Componenti LOCATOR®

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                              | Materiale           | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LOCATOR®<br>Perno parallelo                                       |  | lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                         | LDPE                | 048.199V4   |
| LOCATOR®<br>Inserto per processo, nero                            |  | altezza 1,9 mm, confezione 4 pz.                                         |                     | 048.195V4   |
| LOCATOR®<br>Anello spaziatore                                     |  | spessore 0,4 mm, confezione 20 pz.                                       | Gomma<br>siliconica | 048.196V20  |
| LOCATOR®<br>Spaziatore di processo                                |  | confezione 4 pz.                                                         | POM                 | 048.218V4   |
| LOCATOR®<br>Guaina del supporto<br>della componente<br>secondaria |  | per fissare la componente secondaria allo strumento,<br>confezione 4 pz. | PSU                 | 046.413V4   |

### Strumenti e componenti ausiliari

|                                      |                                                                                     |                                        |                           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| LOCATOR® Strumento                   |    | tre parti, lunghezza 100 mm            | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.415 |
| LOCATOR® Cacciavite                  |    | per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm |                           | 046.416 |
|                                      |    | per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm |                           | 046.417 |
| LOCATOR®<br>Dispositivo goniometrico |  | lunghezza 50 mm, larghezza 15 mm       |                           | 048.200 |





# Tissue Level RN Regular Neck

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master

| Prodotto                                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                       | Materiale            | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Pres <strong>a</strong> d'impronta (a livello dell'impianto)               |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| RN Perno per impronta per impronta a cucchiaino aperto                     |    | avvitato, altezza 11 mm                                                           | Al/Ti                | 048.010     |
|                                                                            |    | avvitato, altezza 21 mm                                                           |                      | 048.090     |
| RN Perno per impronta per impronta a cucchiaino chiuso                     |    | cappetta a incastro, bianca, altezza 8 mm, confezione 4 pz.                       | POM                  | 048.017V4   |
|                                                                            |    | Cilindro di posizionamento, rosso, altezza 12 mm, confezione 4 pz.                |                      | 048.070V4   |
|                                                                            |    | avvitato, altezza 11 mm, con 1 vite di posizionamento e 2 cappette                | Al/Ti/POM            | 048.862     |
| Pres <strong>a</strong> d'impronta (a livello della componente secondaria) |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| RN Perno per impronta per impronta a cucchiaino aperto                     |    | avvitato, altezza 12 mm, per comp. sec. RN synOcta® 1.5                           | Al/Ti                | 048.866     |
| RN Perno per impronta per impronta a cucchiaino chiuso                     |    | avvitato, altezza 11 mm, per comp. sec. RN synOcta® 1.5                           | Al/Ti/POM            | 048.864     |
| Analoghi d'impianto                                                        |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| RN Analogo d'impianto                                                      |  | grigio con striscia rossa, lunghezza 12 mm                                        | Acciaio inossidabile | 048.124     |
|                                                                            |  | per costruzioni a barra con synOcta® 1.5 048.601, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,8 mm   |                      | 048.108     |
| Impronta digitale                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| CARES® RN<br>Corpo di scansione mono                                       |  | compresa vite di fissaggio, Ø 4,8 mm, altezza 10 mm                               | PEEK/TAN             | 048.168     |
| RN Analogo d'impianto riposizionabile                                      |  | per un flusso di lavoro completamente digitale e convenzionale, lunghezza 17,6 mm | Acciaio inossidabile | 048.129     |
| Ausiliare di registrazione del morso                                       |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| Ausiliare di registrazione del morso                                       |  | corto, altezza 8 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                                     | POM                  | 048.940V4   |
|                                                                            |  | lungo, altezza 12 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                                    |                      | 048.941V4   |

## Ricostruzione provvisoria

| Prodotto                                                     | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| VITA CAD-Temp®                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| RN<br>Componente secondaria<br>provvisoria<br>VITA CAD-Temp® |  | compresa vite 048.356, altezza 10 mm, Ø 7 mm                                                                                                                                                                                                    | PMMA/TAN  | 048.664     |
| Vite di sostituzione                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| synOcta® Vite basale                                         |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CADCAM, lunghezza 6,7 mm | TAN       | 048.356     |
| Componenti secondarie provvisorie                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| RN synOcta® Componente secondaria provvisoria                |  | per provvisorio, per corone, compresa vite 049.181, altezza 9 mm                                                                                                                                                                                | Ti        | 048.715     |
|                                                              |  | per provvisorio, per ponti, compresa vite 049.181, altezza 9 mm                                                                                                                                                                                 |           | 048.716     |
| Vite di sostituzione                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| SCS Vite occlusale                                           |  | per RN/WN Componente secondaria provvisoria in lega di titanio, lunghezza 7,6 mm                                                                                                                                                                | TAN       | 049.181     |

Protesi

RN

## Ricostruzione cementata, componente secondaria cementabile

| Prodotto                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente secondaria cementabile                   |                                                                                     |                                                                                             |           |             |
| RN synOcta®<br>Componente secondaria<br>cementabile |  | dritto/a, con vite di base integrata, altezza 5,5 mm                                        | Ti        | 048.605     |
| Cappette calcinabili                                |                                                                                     |                                                                                             |           |             |
| RN synOcta®<br>Cappetta in plastica                 |  | per RN synOcta® Componente secondaria cementabile 048.605, per corone, altezza 7 mm         | POM       | 048.663     |
|                                                     |  | per RN synOcta® Componente secondaria cementabile 048.605, per ponti, altezza 7 mm          |           | 048.662     |
| Componenti ausiliarie                               |                                                                                     |                                                                                             |           |             |
| Ausiliare di transfer                               |  | per RN synOcta® Componente secondaria cementabile 048.605, altezza 6,5 mm, confezione 4 pz. | PC        | 048.059V4   |

## Ricostruzione avvitata o cementata, componenti secondarie angolate

| Prodotto                                           | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                            | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie angolate, 15°                |                                                                                     |                                                                                                        |           |             |
| RN synOcta®<br>Componente secondaria angolata, 15° |    | corta, tipo A, altezza 5,7 mm, con vite di base integrata                                              | Ti/TAN    | 048.612     |
|                                                    |    | lunga, tipo A, altezza 6,7 mm, con vite di base integrata                                              |           | 048.610     |
|                                                    |    | corta, tipo B, altezza 5,7 mm, con vite di base integrata                                              |           | 048.613     |
|                                                    |    | lunga, tipo B, altezza 6,7 mm, con vite di base integrata                                              |           | 048.611     |
| Componenti secondarie angolate, 20°                |                                                                                     |                                                                                                        |           |             |
| RN synOcta®<br>Componente secondaria angolata, 20° |    | corta, tipo A, altezza 5,7 mm, con vite di base integrata                                              | Ti/TAN    | 048.617     |
|                                                    |    | lunga, tipo A, altezza 6,7 mm, con vite di base integrata                                              |           | 048.615     |
|                                                    |    | corta, tipo B, altezza 5,7 mm, con vite di base integrata                                              |           | 048.618     |
|                                                    |    | lunga, tipo B, altezza 6,7 mm, con vite di base integrata                                              |           | 048.616     |
| Cappette calcinabili                               |                                                                                     |                                                                                                        |           |             |
| Guaina di estensione                               |   | per synOcta® Componente secondaria, corta e lunga, angolata, 15° e 20°, altezza 5,5 mm                 | POM       | 048.670     |
| Spalla in plastica                                 |  | per synOcta® Componente secondaria, corta e lunga, angolata, 15° e 20°, altezza 4 mm, confezione 4 pz. |           | 048.676V4   |
| Componenti ausiliarie e viti                       |                                                                                     |                                                                                                        |           |             |
| SCS Vite occlusale                                 |  | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm                                        | Ti        | 048.350     |
|                                                    |                                                                                     | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz.                      |           | 048.350V4   |
| Ausiliare di transfer                              |  | per RN synOcta® Componenti secondarie angolate 15° e 20°, corto, altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.      | PC        | 048.000V4   |
|                                                    |  | per RN synOcta® Componenti secondarie angolate 15° e 20°, lungo, altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.      |           | 048.002V4   |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                   | Materiale                 | N. articolo |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®                         |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| RN Variobase®<br>per corona                              |    | compresa vite 048.356, Ø 5,05 mm, altezza 4 mm                                                                                | TAN                       | n/a         |
|                                                          |    | compresa vite 048.356, Ø 5,05 mm, altezza 6 mm                                                                                |                           |             |
| RN Variobase®<br>per corona SA                           |    | compresa vite 048.906, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm                                                                                 |                           |             |
|                                                          |    | compresa vite 048.906, Ø 5,1 mm, altezza 6 mm                                                                                 |                           |             |
| RN Variobase® per ponte/<br>barra cilindrico             |    | compresa vite 048.356 e ausiliare di cementazione 1, Ø 5,05 mm, altezza 4 mm                                                  |                           |             |
| CAD/CAM, Wax-up                                          |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| RN Wax-up guaina                                         |    | per monouso, lunghezza 19,3 mm                                                                                                | PEEK                      | 048.088     |
|                                                          |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                              |                           | 048.088-04  |
| Impronta digitale                                        |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| CARES® RN<br>Corpo di scansione mono                     |    | compresa vite di fissaggio, Ø 4,8 mm, altezza 10 mm                                                                           | PEEK/TAN                  | 048.168     |
| RN Analogo d'impianto<br>riposizionabile                 |    | per un flusso di lavoro completamente digitale e<br>convenzionale, lunghezza 17,6 mm                                          | Acciaio inossi-<br>dabile | 048.129     |
| Componenti secondarie personalizzate CARES®              |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| CARES® Componente<br>secondaria RN,<br>Ceramica          |  | disponibile tramite flusso di lavoro digitale/centri di<br>fabbricazione centralizzati Straumann Group; inclusa<br>vite (TAN) | Zirconia                  | n/a         |
| CARES® Componente<br>secondaria RN,<br>Titanio           |  |                                                                                                                               | Ti                        |             |
| CARES® Componente<br>secondaria RN,<br>TAN               |  |                                                                                                                               | TAN                       |             |
| CARES® RN Componente<br>secondaria cromo-cobalto         |  |                                                                                                                               | coron®                    |             |
| CARES® RN Componente<br>secondaria SA, cromo-<br>cobalto |  |                                                                                                                               |                           |             |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                       | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Viti di sostituzione</b>    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |
| RN Vite occlusale              |  | per RN Componenti secondarie in zirconia personalizzate, CARES®, CAD/CAM, lunghezza 5 mm                                                                                                                                                         | TAN       | 048.354     |
|                                |                                                                                   | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                 |           | 048.354V4   |
| synOcta® Vite basale           |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitate, CARES®, CAD/CAM, lunghezza 6,7 mm |           | 048.356     |
| Vite basale RN/WN Variobase® C |  | per RN/WN Variobase® C per Dentsply Sirona®, lunghezza 7,2 mm                                                                                                                                                                                    |           | 022.0045    |
| RN/WN Vite basale SA           |  | per RN/WN Variobase® per corona SA, lunghezza 6,7 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                                                                                 |           | 048.906     |

### Straumann® CARES® CAD/CAM

- soluzioni personalizzate che vanno dalla ricostruzione di singoli denti a ponti fissati su dente fino a ricostruzioni supportate da impianto
- ampia gamma di applicazioni e scelta di materiali
- accesso a componenti secondarie personalizzate premium genuine Straumann® CARES® tramite Straumann® CARES® Scan & Shape, senza ulteriori investimenti in hardware e software
- soluzioni personalizzate per tutte le indicazioni
- ulteriori informazioni sul sito [www.straumann.com](http://www.straumann.com)

## Ricostruzione avvitata o cementata, componente secondaria in oro

| Prodotto                                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Materiale       | N. articolo |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Componente secondaria in oro             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |
| RN synOcta® Componente secondaria in oro |  | per corone, compresa vite 048.356, altezza 4,3 mm, peso della lega 0,631 g                                                                                                                                                                       | Ceramicor®/ POM | 048.642     |
|                                          |  | per ponti, compresa vite 048.356, altezza 4,55 mm, peso della lega 0,498 g                                                                                                                                                                       |                 | 048.802     |
| Vite di sostituzione                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |
| synOcta® Vite basale                     |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CAD/CAM, lunghezza 6,7 mm | TAN             | 048.356     |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrافusioni con leghe di metalli preziosi.

## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                                     | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| RN Variobase®<br>per corona                  |    | compresa vite 048.356, Ø 5,05 mm, altezza 4 mm                                                                                                                                                                                                  | TAN       | 048.710     |
|                                              |    | compresa vite 048.356, Ø 5,05 mm, altezza 6 mm                                                                                                                                                                                                  |           | 022.0022    |
| RN Variobase®<br>per corona SA               |    | compresa vite 048.906, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm                                                                                                                                                                                                   |           | 048.877     |
|                                              |    | compresa vite 048.906, Ø 5,1 mm, altezza 6 mm                                                                                                                                                                                                   |           | 048.880     |
| RN Variobase® C                              |    | per Dentsply® Sirona®, compresa vite 022.0045, Ø 5 mm, altezza 7,7 mm                                                                                                                                                                           |           | 022.0019    |
| RN Variobase® per ponte/<br>barra cilindrico |    | compresa vite 048.356 e ausiliare di cementazione 1, Ø 5,05 mm, altezza 4 mm                                                                                                                                                                    |           | 048.378     |
| Cappette calcinabili                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| RN Cappetta<br>calcinabile                   |    | per Variobase® per corona con altezza 4 mm, Ø 5,05 mm, altezza 11,1 mm                                                                                                                                                                          | POM       | 048.268     |
|                                              |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 048.268V4   |
|                                              |    | per Variobase® per corona con altezza 6 mm, Ø 5 mm, altezza 11,1 mm                                                                                                                                                                             |           | 023.0015    |
|                                              |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 023.0015V4  |
| RN Cappetta<br>calcinabile                   |   | per Variobase® per ponte/barra cilindrico con altezza 4 mm, Ø 5,05 mm, altezza 11,1 mm                                                                                                                                                          |           | 048.381     |
|                                              |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 048.381V4   |
| Cappette calcinabili SA                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| RN cappetta calcinabile                      |  | angolo 25°, Variobase® per corona SA                                                                                                                                                                                                            | POM       | 048.897     |
| Viti di sostituzione                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| synOcta® Vite basale                         |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CADCAM, lunghezza 6,7 mm | TAN       | 048.356     |
| Vite basale RN/WN Variobase® C               |  | per RN/WN Variobase® C per Dentsply Sirona®, lunghezza 7,2 mm                                                                                                                                                                                   |           | 022.0045    |
| RN/WN Vite basale SA                         |  | per RN/WN Variobase® per corona SA, lunghezza 6,7 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                                                                                |           | 048.906     |

Protesi

RN

## Ricostruzione avvitata, synOcta® 1.5

| Prodotto                                             | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componente secondaria                                |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| RN synOcta® 1.5<br>Componente secondaria<br>avvitata |    | con vite di base integrata, altezza 1,5 mm                                                                                | TAN                  | 048.601     |
| Cappette in oro                                      |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| RN synOcta®<br>Cappetta in oro                       |    | per synOcta® 1.5 (incl. elemento ausiliario per la modellazione), per corone, altezza 4,25/12 mm, peso della lega 0,371 g | Ceramicor®/<br>POM   | 048.633     |
|                                                      |    | per synOcta® 1.5 (incl. elemento ausiliario per la modellazione), per ponti, altezza 4,25/12 mm, peso della lega 0,345 g  |                      | 048.632     |
| Cappette calcinabili                                 |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| RN synOcta®<br>Cappetta in plastica                  |    | per synOcta® 1.5, per corone, altezza 10 mm                                                                               | POM                  | 048.229     |
|                                                      |    | per synOcta® 1.5, per ponti e barre, altezza 10 mm                                                                        |                      | 048.227     |
| Componenti ausiliarie e viti                         |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| SCS Vite occlusale                                   |    | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm                                                           | Ti                   | 048.350     |
|                                                      |                                                                                     | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz.                                         |                      | 048.350V4   |
| SCS Vite di posizionamento                           |  | per Cappette occlusali avvitate RN/WN, non accorciabile, lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                 |                      | 048.362V4   |
|                                                      |  | per Cappette occlusali avvitate RN/WN, accorciabile di 2 mm, lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                             |                      | 048.363V4   |
| Accessorio di protezione                             |  | per RN synOcta® Cappette, con avvitamento transocclusale, lunghezza 15 mm                                                 | Acciaio inossidabile | 046.245     |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrافusioni con leghe di metalli preziosi.








## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master per componenti secondarie piene

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                   | Materiale  | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                                                               |            |             |
| RN Perno per impronta per impronta a cucchiaino chiuso     |    | cappetta a incastro, bianca, altezza 8 mm, confezione 4 pz.                                                   | POM        | 048.017V4   |
| Cilindro di posizionamento                                 |    | per 048.540, giallo, altezza 10,2 mm, confezione 4 pz.                                                        |            | 048.060V4   |
|                                                            |    | per 048.541, grigio, altezza 10,2 mm, confezione 4 pz.                                                        |            | 048.061V4   |
|                                                            |    | per 048.542, blu, altezza 10,2 mm, confezione 4 pz.                                                           |            | 048.062V4   |
| Analogo d'impianto                                         |    | per 048.540, giallo, lunghezza 14,3 mm                                                                        | Al         | 048.160     |
|                                                            |    | per 048.541, grigio, lunghezza 15,8 mm                                                                        |            | 048.161     |
|                                                            |    | per 048.542, blu, lunghezza 17,3 mm                                                                           |            | 048.162     |
| Analogo di spalla                                          |    | per RN Componenti secondarie piene, con perno di sostegno, lunghezza 10 mm, Lunghezza 17 mm, confezione 4 pz. | PPS/Ottone | 048.117V4   |
| Ricostruzione provvisoria                                  |                                                                                     |                                                                                                               |            |             |
| RN Cappetta provvisoria                                    |   | per RN Componente secondaria piena, per corone, altezza 8,5 mm                                                | PMMA       | 048.655     |
|                                                            |  | per RN Componente secondaria piena, per ponti, altezza 8,5 mm                                                 |            | 048.654     |
| Cappette di protezione                                     |                                                                                     |                                                                                                               |            |             |
| RN Cappetta di protezione                                  |  | per 048.540, cementabile, altezza 5,8 mm, confezione 4 pz.                                                    | PEEK       | 048.047V4   |
|                                                            |  | per 048.541, cementabile, altezza 7,3 mm, confezione 4 pz.                                                    |            | 048.048V4   |
|                                                            |  | per 048.542, cementabile, altezza 8,8 mm, confezione 4 pz.                                                    |            | 048.049V4   |

Protesi

RN

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie piene

| Prodotto                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                   | Materiale          | N. articolo |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Componenti secondarie piene       |                                                                                     |                                                               |                    |             |
| RN Componente secondaria piena 6° |    | gialla, altezza 4 mm                                          | Ti                 | 048.540     |
|                                   |    | grigia, altezza 5,5 mm                                        |                    | 048.541     |
|                                   |    | blu, altezza 7 mm                                             |                    | 048.542     |
| Cappette calcinabili              |                                                                                     |                                                               |                    |             |
| Cappetta in plastica              |    | per RN Componente secondaria piena, per corone, altezza 10 mm | POM                | 048.245     |
|                                   |    | per RN Componente secondaria piena, per ponti, altezza 10 mm  |                    | 048.246     |
| All-in-One Set                    |                                                                                     |                                                               |                    |             |
| RN Set All-in-One pieno           |    | per corone, altezza 4 mm                                      | PEEK/Ti/Al/<br>POM | 040.740     |
|                                   |   | per corone, altezza 5,5 mm                                    |                    | 040.741     |
|                                   |  | per corone, altezza 7 mm                                      |                    | 040.742     |
|                                   |  | per ponti, altezza 4 mm                                       |                    | 040.840     |
|                                   |  | per ponti, altezza 5,5 mm                                     |                    | 040.841     |
|                                   |  | per ponti, altezza 7 mm                                       |                    | 040.842     |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie piene

| Prodotto                                 | Immagine                                                                          | Descrizione                                                    | Materiale            | N. articolo    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Strumenti e componenti ausiliarie</b> |                                                                                   |                                                                |                      |                |
| Inseritore                               |  | per RN Componente secondaria piena, 6°, corta, lunghezza 13 mm | Acciaio inossidabile | <b>046.067</b> |
|                                          |  | per RN Componente secondaria piena, 6°, lunga, lunghezza 19 mm |                      | <b>046.068</b> |

## Struttura barra, plastica

| Prodotto                                             | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Materiale                                | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Componente secondaria                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |
| RN synOcta® 1.5<br>Componente secondaria<br>avvitata |  | con vite di base integrata, altezza 1,5 mm                                                                                                                                                              | TAN                                      | 048.601     |
| Cappette calcinabili per barra                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |
| RN synOcta®<br>Cappetta in plastica                  |  | per synOcta® 1.5, per ponti e barre, altezza 10 mm                                                                                                                                                      | POM                                      | 048.227     |
| Componenti ausiliarie e viti                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |
| SCS Vite occlusale                                   |  | per Cappe e Cappette occlusali avvitare RN/WN,<br>lunghezza 4,4 mm                                                                                                                                      | Ti                                       | 048.350     |
|                                                      |                                                                                   | per Cappe e Cappette occlusali avvitare RN/WN,<br>lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                    |                                          | 048.350V4   |
| Set barra (plastica)                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                          |             |
| Set barra in plastica                                |  | Comprende: 2 x RN synOcta® 1.5 Componente<br>secondaria avvitata, 048.601, 2 x RN synOcta® Analogo,<br>048.124, 2 x RN synOcta® Cappetta in plastica, Barra,<br>048.227, 2 x SCS Vite occlusale 048.350 | TAN/POM/Ti/<br>Acciaio inossi-<br>dabile | 040.197     |

## Strumenti e componenti ausiliarie per barra

| Prodotto                             | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                    | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| RN synOcta®<br>Cappetta per impronta |  | per costruzioni a barra con 048.601, ad una componente, grigio, altezza 5 mm, confezione 4 pz. | POM                  | 048.093V4   |
| RN Analogo d'impianto                |  | per costruzioni a barra con synOcta® 1.5 048.601, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,8 mm                | Acciaio inossidabile | 048.108     |
| Accessorio di protezione             |  | per RN synOcta® Cappette, con avvitamento transocclusale, lunghezza 15 mm                      |                      | 046.245     |

**Novaloc®**

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                 | Materiale | N. articolo  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Novaloc® Matrice per impronta                              |    | rossa, confezione 4 pz.                                                                                                     | PEEK      | 2010.722-NOV |
| Novaloc® Analogo per modello                               |    | blu, confezione 4 pz.                                                                                                       | Al        | 2010.721-NOV |
|                                                            |    | rossa, angolato/a, angolo 15°, confezione 4 pz.                                                                             |           | 2010.720-NOV |
| Componenti secondarie Novaloc®                             |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| RN Novaloc® Componente secondaria                          |    | diritto/a, angolo 0°, altezza 1 mm                                                                                          | TAV/ADLC  | 048.812      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 2 mm                                                                                          |           | 048.813      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 3 mm                                                                                          |           | 048.814      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 4 mm                                                                                          |           | 048.815      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 5 mm                                                                                          |           | 048.816      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 6 mm                                                                                          |           | 048.817      |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm                                                                                        |           | 048.832      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm                                                                                        |           | 048.833      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm                                                                                        |           | 048.834      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm                                                                                        |           | 048.835      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm                                                                                        |           | 048.836      |
|                                                            |                                                                                     | Novaloc® con filettatura M2 per barre                                                                                       |           |              |
| Componente secondaria per barra Novaloc®                   |  | Componente secondaria per barra Novaloc®, confezione 2 pz.                                                                  | TAV/ADLC  | 048.857V2    |
| Vite di sostituzione                                       |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Vite                                                       |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitate 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate | TAN       | 025.0002     |

Protesi

RN

## Confezione di componenti da lavorazione e involucro della matrice Novaloc®

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiale                | N. articolo  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Kit inserti per processo              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Set per lavorazione, titanio |    | include:<br>2010.701-NOV Matrice in titanio (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzi<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi | Ti/POM/<br>PEEK/Silicone | 2010.601-NOV |
| Novaloc® Set per lavorazione PEEK     |    | include:<br>2010.702-NOV Matrice, PEEK (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzii<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi     | PEEK/POM/<br>Silicone    | 2010.611-NOV |
| Inserti di ritenzione                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Inserto di ritenzione Novaloc®        |  | rosso, extra leggero, ca. 300 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEEK                     | 2010.710-NOV |
|                                       |  | bianco, leggero, ca. 750 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2010.711-NOV |
|                                       |  | giallo, medio, ca. 1200 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 2010.712-NOV |
|                                       |  | verde, forte, ca. 1650 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2010.713-NOV |
|                                       |  | blu, extra forte, ca. 2050 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2010.714-NOV |
|                                       |  | nero, ultra forte, ca. 2450 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2010.715-NOV |
| Involucri delle matrici               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Matrice, titanio             |  | incluso inserto di montaggio, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ti/POM                   | 2010.701-NOV |
| Novaloc® Matrice, PEEK                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEEK/POM                 | 2010.702-NOV |
| Novaloc® Matrice – allungata          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ti/POM                   | 2010.703-NOV |

## Strumenti e componenti ausiliarie Novaloc®

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Materiale               | N. articolo  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Novaloc® Contenitore per strumenti                 |  | inclusi 3 strumenti:<br>2010.731-NOV Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio (blu),<br>2010.741-NOV Novaloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone),<br>2010.751-NOV Novaloc® Strumento per estrazione matrice (grigio) |                         | 2010.101-NOV |
| Novaloc® Spaziatore per duplicazione               |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.723-NOV |
| Novaloc® Manicotto per montaggio                   |  | bianco, confezione 10 pz.                                                                                                                                                                                                             | Silicone                | 2010.724-NOV |
| Novaloc® Inserto per montaggio                     |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.725-NOV |
| Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio |  | blu                                                                                                                                                                                                                                   | Al/Acciaio inossidabile | 2010.731-NOV |
| Novaloc® Strumento per inserto ritentivo           |  | marrone                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2010.741-NOV |
| Novaloc® Strumento per estrazione matrice          |  | grigio                                                                                                                                                                                                                                |                         | 2010.751-NOV |

Protesi

RN

Il sistema di matrici Novaloc è anche compatibile con le componenti secondarie LOCATOR®.



## LOCATOR®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                | Materiale                           | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR®<br>Cappetta per impronta                          |    | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                             | Involucro in Al con inserto in LDPE | 048.197V4   |
| LOCATOR®<br>Analogo d'impianto                             |    | lunghezza 10 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                  | Al                                  | 048.198V4   |
| LOCATOR® componenti secondarie                             |                                                                                     |                                                            |                                     |             |
| RN LOCATOR®<br>Componente secondaria                       |    | altezza 1 mm                                               | TAV/TiN                             | 048.175     |
|                                                            |    | altezza 2 mm                                               |                                     | 048.176     |
|                                                            |    | altezza 3 mm                                               |                                     | 048.177     |
|                                                            |    | altezza 4 mm                                               |                                     | 048.178     |
|                                                            |    | altezza 5 mm                                               |                                     | 048.179     |
|                                                            |    | altezza 6 mm                                               |                                     | 048.180     |
| LOCATOR® Componenti secondarie barra                       |                                                                                     |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR® Componente secondaria barra                       |  | filettatura M2 (2,0 mm), altezza 1,78 mm, confezione 2 pz. | TAV/TiN                             | 048.804V2   |

Protesi

RN



## LOCATOR®

| Prodotto                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materiale         | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 20° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.189V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |    | trasparente, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 2,27 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                  | Nylon             | 048.190V4   |
|                                                               |    | rosa, ritenzione leggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 1,36 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                     |                   | 048.191V4   |
|                                                               |    | blu, ritenzione ultraleggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 0,68 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                 |                   | 048.192V4   |
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 40° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | range esteso, comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione verde (048.193), inserto di ritenzione arancione (048.188), inserto di ritenzione rosso (048.194), confezione 2 pz. | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.182V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |   | verde, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 1,82 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                         | Nylon             | 048.193V4   |
|                                                               |  | arancione, ritenzione leggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,91 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                 |                   | 048.188V4   |
|                                                               |  | rosso, ritenzione ultraleggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,45 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                |                   | 048.194V4   |
|                                                               |  | grigio, range esteso, ritenzione zero, altezza 1,7 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                |                   | 048.181V4   |
| LOCATOR® per barre                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo barra                       |  | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 10 pz.                           | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.805V10  |
|                                                               |                                                                                     | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                            |                   | 048.805V2   |

Protesi

RN

## Componenti LOCATOR®

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                              | Materiale           | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LOCATOR®<br>Perno parallelo                                       |  | lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                         | LDPE                | 048.199V4   |
| LOCATOR®<br>Inserto per processo, nero                            |  | altezza 1,9 mm, confezione 4 pz.                                         |                     | 048.195V4   |
| LOCATOR®<br>Anello spaziatore                                     |  | spessore 0,4 mm, confezione 20 pz.                                       | Gomma<br>siliconica | 048.196V20  |
| LOCATOR®<br>Spaziatore di processo                                |  | confezione 4 pz.                                                         | POM                 | 048.218V4   |
| LOCATOR®<br>Guaina del supporto<br>della componente<br>secondaria |  | per fissare la componente secondaria allo strumento,<br>confezione 4 pz. | PSU                 | 046.413V4   |

| Strumenti e componenti ausiliarie    |                                                                                     |                                        |                           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| LOCATOR® Strumento                   |    | tre parti, lunghezza 100 mm            | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.415 |
| LOCATOR® Cacciavite                  |    | per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm |                           | 046.416 |
|                                      |   | per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm |                           | 046.417 |
| LOCATOR®<br>Dispositivo goniometrico |  | lunghezza 50 mm, larghezza 15 mm       |                           | 048.200 |

## Tissue Level WN Wide Neck

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master

| Prodotto                                                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                       | Materiale            | N. articolo |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Presa d'impronta (a livello dell'impianto)               |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| WN Perno per impronta per impronta a cucchiaio aperto    |    | avvitato, altezza 11 mm                                                           | Al/Ti                | 048.091     |
| WN Perno per impronta per impronta a cucchiaio chiuso    |    | cappetta a incastro, bianca, altezza 8 mm                                         | POM                  | 048.013     |
| WN Perno per impronta per impronta a cucchiaio chiuso    |    | cilindro di posizionamento, bianca, altezza 12 mm                                 |                      | 048.095     |
|                                                          |    | avvitato, altezza 11 mm, con 1 vite di posizionamento e 2 cappette                | Al/Ti/POM            | 048.870     |
| Presa d'impronta (a livello della componente secondaria) |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| WN Perno per impronta per impronta a cucchiaio aperto    |    | avvitato, altezza 12 mm, per comp. sec. WN synOcta® 1.5                           | Al/Ti                | 048.869     |
| WN Perno per impronta per impronta a cucchiaio chiuso    |    | avvitato, altezza 11 mm, per comp. sec. WN synOcta® 1.5                           | Al/Ti/POM            | 048.871     |
| Analoghi d'impianto                                      |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| WN Analogo d'impianto                                    |  | grigio, lunghezza 12 mm                                                           | Acciaio inossidabile | 048.171     |
|                                                          |  | per synOcta® 1.5 Componente secondaria 048.603, dritto/a, angolo 0°, Ø 6,5 mm     |                      | 048.872     |
| Impronta digitale                                        |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| CARES® WN<br>Corpo di scansione mono                     |  | compresa vite di fissaggio, Ø 6,5 mm, altezza 10 mm                               | PEEK/TAN             | 048.169     |
| WN synOcta®<br>Analogo d'impianto<br>riposizionabile     |  | per un flusso di lavoro completamente digitale e convenzionale, lunghezza 17,8 mm | Acciaio inossidabile | 048.172     |
| Ausiliare di registrazione del morso                     |                                                                                     |                                                                                   |                      |             |
| Ausiliare di registrazione del morso                     |  | corto, altezza 8 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                                     | POM                  | 048.940V4   |
|                                                          |  | lungo, altezza 12 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                                    |                      | 048.941V4   |

## Ricostruzione provvisoria

| Prodotto                                            | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| VITA CAD-Temp®                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| WN Componente secondaria provvisoria VITA CAD-Temp® |  | compresa vite 048.356, altezza 10 mm, Ø 10 mm                                                                                                                                                                                                   | PMMA/TAN  | 048.242     |
| Vite di sostituzione                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| synOcta® Vite basale                                |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CADCAM, lunghezza 6,7 mm | TAN       | 048.356     |
| Componenti secondarie provvisorie                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| WN synOcta® Componente secondaria                   |  | per provvisorio, per corone, compresa vite 049.181, altezza 9 mm                                                                                                                                                                                | Ti        | 048.717     |
|                                                     |  | per provvisorio, per ponti, compresa vite 049.181, altezza 9 mm                                                                                                                                                                                 |           | 048.718     |
| Vite di sostituzione                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| SCS Vite occlusale                                  |  | per RN/WN Componente secondaria provvisoria in lega di titanio. lunghezza 7,6 mm                                                                                                                                                                | TAN       | 049.181     |

Protesi

WN

## Ricostruzione cementata, componente secondaria diritta

| Prodotto                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                   | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente secondaria cementabile                   |                                                                                     |                                               |           |             |
| WN synOcta®<br>Componente secondaria<br>cementabile |  | con vite di base integrata, altezza 5,5 mm    | Ti        | 048.606     |
| Cappette calcinabili                                |                                                                                     |                                               |           |             |
| WN synOcta®<br>Cappetta in plastica                 |  | per 048.606, per corone, altezza 7,35 mm      | POM       | 048.243     |
|                                                     |  | per 048.606, per ponti, altezza 7,35 mm       |           | 048.244     |
| Componenti ausiliarie                               |                                                                                     |                                               |           |             |
| Ausiliare di transfer                               |  | per 048.606, altezza 6,5 mm, confezione 4 pz. | PC        | 048.054V4   |

## Ricostruzione cementata, componente secondaria angolata

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                  | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Componenti secondarie angolate, 15°</b>         |                                                                                   |                                                                              |           |             |
| WN synOcta®<br>Componente secondaria angolata, 15° |  | tipo A, con vite di base integrata, altezza 5,5 mm                           | Ti/TAN    | 048.608     |
|                                                    |  | tipo B, con vite di base integrata, altezza 5,5 mm                           |           | 048.609     |
| Spalla in plastica                                 |  | per WN synOcta® Componenti secondarie angolate 15°, angolo 15°, altezza 4 mm | POM       | 048.678     |
| Ausiliare di transfer                              |  | per WN synOcta® Componenti secondarie angolate, angolo 15°, altezza 5 mm     | PC        | 048.032     |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                   | Materiale                 | N. articolo |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®                         |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| WN Variobase®<br>per corona                              |   | compresa vite 048.356, Ø 7 mm, altezza 4,5 mm                                                                                 | TAN                       | n/a         |
|                                                          |  | compresa vite 048.356, Ø 7 mm, altezza 6,5 mm                                                                                 |                           |             |
| WN Variobase®<br>per corona SA                           |  | compresa vite 048.906, Ø 7 mm, altezza 4,5 mm                                                                                 |                           |             |
|                                                          |  | compresa vite 048.906, Ø 7 mm, altezza 6,5 mm                                                                                 |                           |             |
| WN Variobase® per ponte/<br>barra cilindrico             |  | compresa vite 048.356 e ausiliare di cementazione 1, Ø 7 mm, altezza 4,5 mm                                                   |                           |             |
| CAD/CAM, Wax-up                                          |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| WN Wax-up guaina                                         |  | per monouso, lunghezza 16,4 mm                                                                                                | PEEK                      | 048.089     |
|                                                          |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                              |                           | 048.089-04  |
| Impronta digitale                                        |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| CARES® WN<br>Corpo di scansione mono                     |  | compresa vite di fissaggio, Ø 6,5 mm, altezza 10 mm                                                                           | PEEK/TAN                  | 048.169     |
| WN synOcta®<br>Analogo d'impianto<br>riposizionabile     |  | per un flusso di lavoro completamente digitale e<br>convenzionale, lunghezza 17,8 mm                                          | Acciaio inossi-<br>dabile | 048.172     |
| Componenti secondarie personalizzate CARES®              |                                                                                     |                                                                                                                               |                           |             |
| CARES® Componente<br>secondaria WN,<br>Titanio           |  | disponibile tramite flusso di lavoro digitale/centri di<br>fabbricazione centralizzati Straumann Group; inclusa<br>vite (TAN) | Ti                        | n/a         |
| CARES® Componente<br>secondaria WN,<br>TAN               |  |                                                                                                                               | TAN                       |             |
| CARES® WN Componente<br>secondaria cromo-cobalto         |  |                                                                                                                               | coron®                    |             |
| CARES® WN Componente<br>secondaria SA, cromo-<br>cobalto |  |                                                                                                                               |                           |             |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                       | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Viti di sostituzione</b>    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |
| synOcta® Vite basale           |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CAD/CAM, lunghezza 6,7 mm | TAN       | 048.356     |
| Vite basale RN/WN Variobase® C |  | per RN/WN Variobase® C per Dentsply Sirona®, lunghezza 7,2 mm                                                                                                                                                                                    |           | 022.0045    |
| RN/WN Vite basale SA           |  | per RN/WN Variobase® per corona SA, lunghezza 6,7 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                                                                                 |           | 048.906     |

### Straumann® CARES® CAD/CAM

- soluzioni personalizzate che vanno dalla ricostruzione di singoli denti a ponti fissati su dente fino a ricostruzioni supportate da impianto
- ampia gamma di applicazioni e scelta di materiali
- accesso a componenti secondarie personalizzate premium genuine Straumann® CARES® tramite Straumann® CARES® Scan & Shape, senza ulteriori investimenti in hardware e software
- soluzioni personalizzate per tutte le indicazioni
- ulteriori informazioni sul sito [www.straumann.com](http://www.straumann.com)

## Ricostruzione avvitata o cementata, componente secondaria in oro

| Prodotto                                 | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Materiale       | N. articolo |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Componente secondaria in oro             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |
| WN synOcta® Componente secondaria in oro |  | per corone, compresa vite 048.356, altezza 14,1 mm, peso della lega 0,795 g                                                                                                                                                                     | Ceramicor®/ POM | 048.644     |
|                                          |  | per ponti, compresa vite 048.356, altezza 12,5 mm, peso della lega 0,672 g                                                                                                                                                                      |                 | 048.803     |
| Vite di sostituzione                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |
| synOcta® Vite basale                     |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CADCAM, lunghezza 6,7 mm | TAN             | 048.356     |

Protesi

WN

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.





## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                                     | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| WN Variobase®<br>per corona                  |    | compresa vite 048.356, Ø 7 mm, altezza 4,5 mm                                                                                                                                                                                                   | TAN       | 048.711     |
|                                              |    | compresa vite 048.356, Ø 7 mm, altezza 6,5 mm                                                                                                                                                                                                   |           | 022.0023    |
| WN Variobase®<br>per corona SA               |    | compresa vite 048.906, Ø 7 mm, altezza 4,5 mm                                                                                                                                                                                                   |           | 048.878     |
|                                              |    | compresa vite 048.906, Ø 7 mm, altezza 6,5 mm                                                                                                                                                                                                   |           | 048.881     |
| WN Variobase® C                              |    | per Dentsply® Sirona®, compresa vite 022.0045, Ø 6,7 mm, altezza 8,2 mm                                                                                                                                                                         |           | 022.0020    |
| WN Variobase® per ponte/<br>barra cilindrico |    | compresa vite 048.356 e ausiliare di cementazione 1, Ø 7 mm, altezza 4,5 mm                                                                                                                                                                     |           | 048.379     |
| Cappette calcinabili                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| WN Cappetta<br>calcinabile                   |    | per Variobase® per corona con altezza 4,5 mm, Ø 7 mm, altezza 11,1 mm                                                                                                                                                                           | POM       | 048.269     |
|                                              |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 048.269V4   |
|                                              |   | per Variobase® per corona con altezza 6,5 mm, Ø 7 mm, altezza 11,1 mm                                                                                                                                                                           |           | 023.0016    |
|                                              |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 023.0016V4  |
| WN Cappetta<br>calcinabile                   |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico con altezza 4,5 mm, Ø 7 mm, altezza 11,1 mm                                                                                                                                                           |           | 048.382     |
|                                              |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 048.382V4   |
| Cappette calcinabili SA                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| WN cappetta calcinabile                      |  | angolo 25°, Variobase® per corona SA                                                                                                                                                                                                            | POM       | 048.898     |
| Viti di sostituzione                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| synOcta® Vite basale                         |  | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CADCAM, lunghezza 6,7 mm | TAN       | 048.356     |
| Vite basale RN/WN Variobase® C               |  | per RN/WN Variobase® C per Dentsply Sirona®, lunghezza 7,2 mm                                                                                                                                                                                   |           | 022.0045    |
| RN/WN Vite basale SA                         |  | per RN/WN Variobase® per corona SA, lunghezza 6,7 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                                                                                |           | 048.906     |

Protesi

WN

## Ricostruzione avvitata, synOcta® 1.5

| Prodotto                                             | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                               | Materiale          | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Componente secondaria                                |                                                                                   |                                                                                                                           |                    |             |
| WN synOcta® 1.5<br>Componente secondaria<br>avvitata |  | con vite di base integrata, altezza 1,5 mm                                                                                | TAN                | 048.603     |
| Cappette in oro                                      |                                                                                   |                                                                                                                           |                    |             |
| WN synOcta®<br>Cappetta in oro                       |  | per synOcta® 1.5 (incl. elemento ausiliario per la modellazione), per corone, altezza 4,75/12 mm, peso della lega 0,898 g | Ceramicor®/<br>POM | 048.639     |
|                                                      |  | per synOcta® 1.5 (incl. elemento ausiliario per la modellazione), per ponti, altezza 4,75/12 mm, peso della lega 0,879 g  |                    | 048.638     |
| Cappette calcinabili                                 |                                                                                   |                                                                                                                           |                    |             |
| WN synOcta®<br>Cappetta in plastica                  |  | per corone, altezza 10 mm                                                                                                 | POM                | 048.667     |
|                                                      |  | per ponti, altezza 10 mm                                                                                                  |                    | 048.666     |
| Viti                                                 |                                                                                   |                                                                                                                           |                    |             |
| SCS Vite occlusale                                   |  | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm                                                           | Ti                 | 048.350     |
|                                                      |                                                                                   | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz.                                         |                    | 048.350V4   |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrافusioni con leghe di metalli preziosi.

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master per componenti secondarie piene

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                    | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                |           |             |
| WN Perno per impronta per impronta a cucchiaio chiuso      |    | cappetta a incastro, bianca, altezza 8 mm                      | POM       | 048.013     |
| Cilindro di posizionamento                                 |    | per 048.545, verde, altezza 10 mm                              |           | 048.065     |
|                                                            |    | per 048.546, marrone, altezza 10 mm                            |           | 048.066     |
| Analogo d'impianto                                         |    | per 048.545, lunghezza 16 mm                                   | Al        | 048.165     |
|                                                            |    | per 048.546, lunghezza 17,5 mm                                 |           | 048.166     |
| Analogo di spalla                                          |    | per WN Componente secondaria piena, lunghezza 10 mm            |           |             |
| Ricostruzione provvisoria                                  |                                                                                     |                                                                |           |             |
| WN Cappetta provvisoria                                    |    | per WN Componente secondaria piena, per corone, altezza 7,3 mm | PMMA      | 048.657     |
|                                                            |   | per WN Componente secondaria piena, per ponti, altezza 7,3 mm  |           | 048.656     |
| Cappette di protezione                                     |                                                                                     |                                                                |           |             |
| WN Cappetta di protezione                                  |  | per 048.545, altezza 6 mm                                      | PEEK      | 048.051     |
|                                                            |  | per 048.546, altezza 7,5 mm                                    |           | 048.052     |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie piene

| Prodotto                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                  | Materiale            | N. articolo |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie piene       |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| WN Componente secondaria piena 6° |    | verde, altezza 4 mm                                          | Ti                   | 048.545     |
|                                   |    | marrone, altezza 5,5 mm                                      |                      | 048.546     |
| Cappette calcinabili              |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| Cappetta in plastica              |    | per WN Componente secondaria piena, per corone, altezza 7 mm | POM                  | 048.247     |
|                                   |    | per WN Componente secondaria piena, per ponti, altezza 7 mm  |                      | 048.248     |
| All-in-One Set                    |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| WN Set All-in-One pieno           |    | per corone, altezza 4 mm                                     | Ti/POM/Al/PEEK       | 040.745     |
|                                   |   | per corone, altezza 5,5 mm                                   |                      | 040.746     |
|                                   |  | per ponti, altezza 4 mm                                      |                      | 040.845     |
|                                   |  | per ponti, altezza 5,5 mm                                    |                      | 040.846     |
| Strumenti e componenti ausiliarie |                                                                                     |                                                              |                      |             |
| SCS Cacciavite                    |  | per cricchetto, extracorto, lunghezza 15 mm                  | Acciaio inossidabile | 046.400     |
|                                   |  | per cricchetto, corto, lunghezza 21 mm                       |                      | 046.401     |
|                                   |  | per cricchetto, lungo, lunghezza 27 mm                       |                      | 046.402     |

**Novaloc®**

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                 | Materiale | N. articolo  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Novaloc® Matrice per impronta                              |    | rossa, confezione 4 pz.                                                                                                     | PEEK      | 2010.722-NOV |
| Novaloc® Analogo per modello                               |    | blu, confezione 4 pz.                                                                                                       | Al        | 2010.721-NOV |
|                                                            |    | rossa, angolato/a, angolo 15°, confezione 4 pz.                                                                             |           | 2010.720-NOV |
| Componenti secondarie Novaloc®                             |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| WN Novaloc® Componente secondaria                          |    | diritto/a, angolo 0°, altezza 1 mm                                                                                          | TAV/ADLC  | 048.818      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 2 mm                                                                                          |           | 048.819      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 3 mm                                                                                          |           | 048.820      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 4 mm                                                                                          |           | 048.821      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 5 mm                                                                                          |           | 048.822      |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 6 mm                                                                                          |           | 048.823      |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm                                                                                        |           | 048.837      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm                                                                                        |           | 048.838      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm                                                                                        |           | 048.839      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm                                                                                        |           | 048.840      |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm                                                                                        |           | 048.841      |
|                                                            |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Novaloc® con filettatura M2 per barre                      |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Componente secondaria per barra Novaloc®                   |  | Componente secondaria per barra Novaloc®, confezione 2 pz.                                                                  | TAV/ADLC  | 048.857V2    |
| Vite di sostituzione                                       |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Vite                                                       |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitate 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate | TAN       | 025.0002     |

Protesi

WN



## Confezione di componenti da lavorazione e involucro della matrice Novaloc®

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiale                | N. articolo  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Kit inserti per processo              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Set per lavorazione, titanio |    | include:<br>2010.701-NOV Matrice in titanio (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzi<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi | Ti/POM/<br>PEEK/Silicone | 2010.601-NOV |
| Novaloc® Set per lavorazione PEEK     |    | include:<br>2010.702-NOV Matrice, PEEK (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzii<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi     | PEEK/POM/<br>Silicone    | 2010.611-NOV |
| Inserti di ritenzione                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Inserto di ritenzione Novaloc®        |  | rosso, extra leggero, ca. 300 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEEK                     | 2010.710-NOV |
|                                       |  | bianco, leggero, ca. 750 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2010.711-NOV |
|                                       |  | giallo, medio, ca. 1200 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 2010.712-NOV |
|                                       |  | verde, forte, ca. 1650 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2010.713-NOV |
|                                       |  | blu, extra forte, ca. 2050 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2010.714-NOV |
|                                       |  | nero, ultra forte, ca. 2450 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2010.715-NOV |
| Involucri delle matrici               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Matrice, titanio             |  | incluso inserto di montaggio, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ti/POM                   | 2010.701-NOV |
| Novaloc® Matrice, PEEK                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEEK/POM                 | 2010.702-NOV |
| Novaloc® Matrice – allungata          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ti/POM                   | 2010.703-NOV |

## Strumenti e componenti ausiliarie Novaloc®

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Materiale               | N. articolo  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Novaloc® Contenitore per strumenti                 |  | inclusi 3 strumenti:<br>2010.731-NOV Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio (blu),<br>2010.741-NOV Novaloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone),<br>2010.751-NOV Novaloc® Strumento per estrazione matrice (grigio) |                         | 2010.101-NOV |
| Novaloc® Spaziatore per duplicazione               |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.723-NOV |
| Novaloc® Manicotto per montaggio                   |  | bianco, confezione 10 pz.                                                                                                                                                                                                             | Silicone                | 2010.724-NOV |
| Novaloc® Inserto per montaggio                     |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.725-NOV |
| Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio |  | blu                                                                                                                                                                                                                                   | Al/Acciaio inossidabile | 2010.731-NOV |
| Novaloc® Strumento per inserto ritentivo           |  | marrone                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2010.741-NOV |
| Novaloc® Strumento per estrazione matrice          |  | grigio                                                                                                                                                                                                                                |                         | 2010.751-NOV |

Protesi

WN

Il sistema di matrici Novaloc è anche compatibile con le componenti secondarie LOCATOR®.



## LOCATOR®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                | Materiale                           | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR®<br>Cappetta per impronta                          |    | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                             | Involucro in Al con inserto in LDPE | 048.197V4   |
| LOCATOR®<br>Analogo d'impianto                             |    | lunghezza 10 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                  | Al                                  | 048.198V4   |
| LOCATOR® componenti secondarie                             |                                                                                     |                                                            |                                     |             |
| WN LOCATOR®<br>Componente secondaria                       |    | altezza 1 mm                                               | TAV/TiN                             | 048.183     |
|                                                            |    | altezza 2 mm                                               |                                     | 048.184     |
|                                                            |    | altezza 3 mm                                               |                                     | 048.185     |
|                                                            |    | altezza 4 mm                                               |                                     | 048.186     |
|                                                            |    | altezza 5 mm                                               |                                     | 048.187     |
| LOCATOR® Componenti secondarie barra                       |                                                                                     |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR® Componente secondaria barra                       |  | filettatura M2 (2,0 mm), altezza 1,78 mm, confezione 2 pz. | TAV/TiN                             | 048.804V2   |

Protesi

WN



## LOCATOR®

| Prodotto                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materiale         | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 20° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.189V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |    | trasparente, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 2,27 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                  | Nylon             | 048.190V4   |
|                                                               |    | rosa, ritenzione leggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 1,36 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                     |                   | 048.191V4   |
|                                                               |    | blu, ritenzione ultraleggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 0,68 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                 |                   | 048.192V4   |
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 40° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | range esteso, comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione verde (048.193), inserto di ritenzione arancione (048.188), inserto di ritenzione rosso (048.194), confezione 2 pz. | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.182V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |   | verde, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 1,82 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                         | Nylon             | 048.193V4   |
|                                                               |  | arancione, ritenzione leggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,91 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                 |                   | 048.188V4   |
|                                                               |  | rosso, ritenzione ultraleggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,45 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                |                   | 048.194V4   |
|                                                               |  | grigio, range esteso, ritenzione zero, altezza 1,7 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                |                   | 048.181V4   |
| LOCATOR® per barre                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo barra                       |  | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 10 pz.                           | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.805V10  |
|                                                               |                                                                                     | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                            |                   | 048.805V2   |

Protesi

WN

## Componenti LOCATOR®

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                              | Materiale           | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LOCATOR®<br>Perno parallelo                                       |  | lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                         | LDPE                | 048.199V4   |
| LOCATOR®<br>Inserto per processo, nero                            |  | altezza 1,9 mm, confezione 4 pz.                                         |                     | 048.195V4   |
| LOCATOR®<br>Anello spaziatore                                     |  | spessore 0,4 mm, confezione 20 pz.                                       | Gomma<br>siliconica | 048.196V20  |
| LOCATOR®<br>Spaziatore di processo                                |  | confezione 4 pz.                                                         | POM                 | 048.218V4   |
| LOCATOR®<br>Guaina del supporto<br>della componente<br>secondaria |  | per fissare la componente secondaria allo strumento,<br>confezione 4 pz. | PSU                 | 046.413V4   |

| Strumenti e componenti ausiliarie    |                                                                                     |                                        |                           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| LOCATOR® Strumento                   |    | tre parti, lunghezza 100 mm            | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.415 |
| LOCATOR® Cacciavite                  |    | per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm |                           | 046.416 |
|                                      |   | per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm |                           | 046.417 |
| LOCATOR®<br>Dispositivo goniometrico |  | lunghezza 50 mm, larghezza 15 mm       |                           | 048.200 |

## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                        | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Set per la pianificazione protesica                      |                                                                                     |                                                                                                                    |           |             |
| Set Soft Tissue Level PLAN                               |    | comprende: tutte le componenti secondarie PLAN per Tissue Level, lunghezza 278 mm, larghezza 124 mm, altezza 33 mm | PC        | 048.904     |
| Cassetta Soft Tissue Level PLAN                          |    | vuota, lunghezza 278 mm, larghezza 124 mm, altezza 33 mm                                                           |           | 048.905     |
| NNC PLAN Componenti secondarie                           |                                                                                     |                                                                                                                    |           |             |
| NNC PLAN Componente secondaria cementabile, diritta      |    | per corone e ponti, altezza 5,7 mm, confezione 4 pz.                                                               | POM       | 048.943V4   |
| NNC PLAN Componente secondaria cementabile, angolata 15° |  | tipo A, altezza 5,9 mm, confezione 4 pz.                                                                           |           | 048.944V4   |
|                                                          |  | tipo B, altezza 5,9 mm, confezione 4 pz.                                                                           |           | 048.945V4   |
| NNC PLAN Novaloc® Componente secondaria*                 |  | altezza 1–6 mm, confezione 4 pz.                                                                                   |           | 048.951V4   |
| NNC PLAN Novaloc® Componente secondaria                  |  | angolato/a, angolo 15°, altezza 2–6 mm, tipo A, confezione 4 pz.                                                   |           | 048.855V4   |
|                                                          |  | angolato/a, angolo 15°, altezza 2–6 mm, tipo B, confezione 4 pz.                                                   |           | 048.856V4   |
| NNC PLAN LOCATOR® Componente secondaria*                 |  | altezza 1 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.946V4   |
|                                                          |  | altezza 2 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.947V4   |
|                                                          |  | altezza 3 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.948V4   |
|                                                          |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.949V4   |
|                                                          |  | altezza 5 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.950V4   |
| NNC PLAN Componente secondaria piena                     |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.952V4   |
|                                                          |  | altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.                                                                                   |           | 048.953V4   |
|                                                          |  | altezza 7 mm, confezione 4 pz.                                                                                     |           | 048.954V4   |

\*La componente secondaria NNC Novaloc® Plan (048.951V4) è anche compatibile con le componenti LOCATOR®.

## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                     | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>RN PLAN Componenti secondarie</b>                       |                                                                                     |                                                 |           |             |
| RN synOcta® 1.5 PLAN<br>Componente secondaria              |    | altezza 1,5 mm, confezione 4 pz.                | POM       | 048.929V4   |
| RN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria<br>cementabile   |    | altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.                |           | 048.930V4   |
| RN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria,<br>trasversale  |    | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.921V4   |
| RN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria<br>angolata, 15° |    | tipo A, corta, altezza 5,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.916V4   |
|                                                            |    | tipo B, corta, altezza 5,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.917V4   |
| RN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria<br>angolata, 20° |    | tipo A, corta, altezza 5,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.918V4   |
|                                                            |    | tipo B, corta, altezza 5,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.919V4   |
| RN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria<br>angolata, 15° |    | tipo A, lunga, altezza 6,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.922V4   |
|                                                            |    | tipo B, lunga, altezza 6,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.923V4   |
| RN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria<br>angolata, 20° |    | tipo A, lunga, altezza 6,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.924V4   |
|                                                            |  | tipo B, lunga, altezza 6,7 mm, confezione 4 pz. |           | 048.925V4   |
| RN PLAN Novaloc®<br>Componente secondaria*                 |  | altezza 1–6 mm, confezione 4 pz.                |           | 048.280V4   |
| RN PLAN Novaloc®<br>Componente secondaria                  |  | angolata 15°, altezza 2–6 mm                    |           | 048.853V4   |
| RN PLAN LOCATOR®<br>Componente secondaria*                 |  | altezza 1 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.275V4   |
|                                                            |  | altezza 2 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.276V4   |
|                                                            |  | altezza 3 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.277V4   |
|                                                            |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.278V4   |
|                                                            |  | altezza 5 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.279V4   |
| RN PLAN Componente<br>secondaria piena                     |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.926V4   |
|                                                            |  | altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.                |           | 048.927V4   |
|                                                            |  | altezza 7 mm, confezione 4 pz.                  |           | 048.928V4   |

\*La componente secondaria RN Novaloc® Plan (048.280V4) è anche compatibile con le componenti LOCATOR®.



## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                    | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>WN PLAN Componenti secondarie</b>                       |                                                                                     |                                                |           |             |
| WN synOcta® 1.5 PLAN<br>Componente secondaria              |    | altezza 1,5 mm, confezione 4 pz.               | POM       | 048.931V4   |
| WN synOcta® PLAN<br>Componente secondaria,<br>cementabile  |    | altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.               |           | 048.932V4   |
| WN synOcta® PLAN<br>componente secondaria,<br>angolata 15° |    | tipo A, altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.       |           | 048.933V4   |
|                                                            |    | tipo B, altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.       |           | 048.934V4   |
| WN Novaloc® Plan<br>Componente secondaria*                 |    | dritta 0°, altezza 1–6 mm, confezione 4 pz.    |           | 048.852V4   |
| WN Novaloc® Plan<br>Componente secondaria                  |    | angolata 15°, altezza 2–6 mm, confezione 4 pz. |           | 048.854V4   |
| WN PLAN LOCATOR®<br>Componente secondaria*                 |    | altezza 1 mm, confezione 4 pz.                 |           | 048.283V4   |
|                                                            |    | altezza 2 mm, confezione 4 pz.                 |           | 048.284V4   |
|                                                            |    | altezza 3 mm, confezione 4 pz.                 |           | 048.285V4   |
|                                                            |   | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                 |           | 048.286V4   |
|                                                            |  | altezza 5 mm, confezione 4 pz.                 |           | 048.287V4   |
| WN PLAN Componente<br>secondaria piena 6°                  |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                 |           | 048.938V4   |
|                                                            |  | altezza 5,5 mm, confezione 4 pz.               |           | 048.939V4   |

\*La componente secondaria WN Novaloc® Plan (048.852V4) è anche compatibile con le componenti LOCATOR®.



## Bone Level Tapered SC Small CrossFit®

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master

| Prodotto                                            | Immagine                                                                          | Descrizione                                        | Materiale            | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Perni per impronte e analogo d'impianto</b>      |                                                                                   |                                                    |                      |             |
| SC Perno per impronta, per cucchiaino aperto, corto |  | corto, con vite guida, lunghezza 17,1 mm           | TAN                  | 025.0021    |
| SC Perno per impronta per cucchiaino aperto, lungo  |  | lungo, con vite di posizionamento, lunghezza 24 mm |                      | 025.0022    |
| SC Perno per impronta, per cucchiaino chiuso, lungo |  | con 1 vite guida & 2 cappette, lunghezza 19 mm     | TAN/POM              | 025.0020    |
| SC Perno per impronta, per cucchiaino chiuso, corto |  | con 1 vite guida & 2 cappette, lunghezza 12 mm     |                      | 025.0062    |
| SC Analogo di impianto                              |  | lunghezza 11 mm                                    | TAN                  | 025.0023    |
| <b>Impronta digitale</b>                            |                                                                                   |                                                    |                      |             |
| SC CARES® Corpo di scansione mono                   |  | Ø 3,5 mm, altezza 10 mm                            | PEEK/TAN             | 025.0025    |
| SC Analogo d'impianto riposizionabile               |  | lunghezza 17 mm                                    | Acciaio inossidabile | 025.0024    |

Protesi

SC

## Ricostruzione provvisoria

| Prodotto                             | Immagine                                                                            | Descrizione                                                       | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie provvisorie    |                                                                                     |                                                                   |                      |             |
| SC Componente secondaria provvisoria |  | compresa vite 025.0031, corona, ovale, altezza della gengiva 1 mm | TAN                  | 024.0011    |
|                                      |  | compresa vite 025.0031, corona, ovale, altezza della gengiva 2 mm |                      | 024.0015    |
|                                      |  | compresa vite 025.0031, corona, ovale, altezza della gengiva 3 mm |                      | 024.0016    |
| Viti di sostituzione                 |                                                                                     |                                                                   |                      |             |
| SC Ausiliare di lucidatura           |  | per corone                                                        | Acciaio inossidabile | 025.0029    |
| SC Vite base B                       |  | lunghezza 7 mm                                                    | TAN                  | 025.0031    |



## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                             | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®           |                                                                                     |                                                                                                                         |                      |             |
| SC Variobase® per corona                   |    | compresa vite 025.0031, ovale, altezza della gengiva 1 mm                                                               | TAN                  | n/a         |
|                                            |    | compresa vite 025.0031, ovale, altezza della gengiva 2 mm                                                               |                      |             |
|                                            |    | compresa vite 025.0031, ovale, altezza della gengiva 3 mm                                                               |                      |             |
| Impronta digitale                          |                                                                                     |                                                                                                                         |                      |             |
| SC CARES® Corpo di scansione mono          |    | Ø 3,5 mm, altezza 10 mm                                                                                                 | PEEK/TAN             | 025.0025    |
| SC Analogo d'impianto riposizionabile      |    | lunghezza 17 mm                                                                                                         | Acciaio inossidabile | 025.0024    |
| SC Straumann® CARES® Componente Secondaria |                                                                                     |                                                                                                                         |                      |             |
| CAD/CAM SC Componente secondaria, TAN      |    | disponibile tramite flusso di lavoro digitale/centri di fabbricazione centralizzati Straumann Group; inclusa vite (TAN) | TAN                  | n/a         |
| SC Straumann® CARES® Componente Secondaria |    | disponibile tramite scanner CARES® o servizio Scan & Shape                                                              |                      |             |
| Viti di sostituzione                       |                                                                                     |                                                                                                                         |                      |             |
| SC Vite base B                             |  | lunghezza 7 mm                                                                                                          | TAN                  | 025.0031    |

### Straumann® CARES® CAD/CAM

- soluzioni personalizzate per la ricostruzione di singolo dente
- ampia gamma di applicazioni e scelta di materiali
- accesso a componenti secondarie personalizzate premium genuine Straumann® CARES® tramite Straumann® CARES® Scan & Shape, senza ulteriori investimenti in hardware e software
- ulteriori informazioni sul sito [www.straumann.com](http://www.straumann.com)

## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                         | Immagine                                                                          | Descrizione                                                    | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase® |                                                                                   |                                                                |           |             |
| SC Variobase® per corona         |  | compresa vite 025.0031, ovale, altezza della gengiva 1 mm      | TAN       | 022.0038    |
|                                  |  | compresa vite 025.0031, ovale, altezza della gengiva 2 mm      |           | 022.0039    |
|                                  |  | compresa vite 025.0031, ovale, altezza della gengiva 3 mm      |           | 022.0040    |
| Cappette calcinabili             |                                                                                   |                                                                |           |             |
| SC Cappetta calcinabile          |  | per componente secondaria Variobase® per corona, altezza 12 mm | POM       | 023.0011    |
|                                  |                                                                                   | confezione 4 pz.                                               |           | 023.0011V4  |

Protesi

SC

Bone Level e Bone Level Tapered NC  
Narrow CrossFit®

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master

| Prodotto                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                          | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Perni per impronte e analogo d'impianto</b> |                                                                                     |                                                                                      |                      |             |
| NC Perno per impronta                          |    | avvitato, per impronta a cucchiaino aperto, corto, lunghezza 16,5 mm                 | TAN                  | 025.2202    |
|                                                |    | avvitato, non a incastro, per impronta a cucchiaino aperto, corto, lunghezza 16,5 mm |                      | 025.0057    |
|                                                |    | avvitato, per impronta a cucchiaino aperto, lungo, lunghezza 30 mm                   |                      | 025.2205    |
|                                                |    | avvitato, non a incastro, per impronta a cucchiaino aperto, lungo, lunghezza 30 mm   |                      | 025.0058    |
|                                                |    | avvitato, per impronta a cucchiaino chiuso, comprende 2 cappette, lunghezza 12,3 mm  | TAN/POM              | 025.2201    |
| NC Analogo d'impianto                          |    | lunghezza 11 mm                                                                      | TAN                  | 025.2101    |
| <b>Impronta digitale</b>                       |                                                                                     |                                                                                      |                      |             |
| CARES® NC Corpo di scansione mono              |    | compresa vite di fissaggio, Ø 3,5 mm, altezza 10 mm                                  | PEEK/TAN             | 025.2915    |
| NC Analogo d'impianto riposizionabile          |    | per un flusso di lavoro completamente digitale e convenzionale, lunghezza 17 mm      | Acciaio inossidabile | 025.2102    |
| <b>Ausiliare di registrazione del morso</b>    |                                                                                     |                                                                                      |                      |             |
| NC Ausiliare di registrazione del morso        |   | corto, altezza 8 mm, confezione 4 pz.                                                | POM                  | 025.2208-04 |
|                                                |  | lungo, altezza 12 mm, confezione 4 pz.                                               |                      | 025.2212-04 |

## Ricostruzione provvisoria

| Prodotto                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| VITA CAD-Temp®                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Componente secondaria provvisoria VITA CAD-Temp® |    | compresa vite 025.2908, altezza 11 mm, Ø 5 mm                                                                                                                                             | PMMA/TAN  | 024.2372    |
| Vite di sostituzione                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Vite Base                                        |    | per NC Componenti secondarie cementabili e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, lunghezza 7,9 mm                                                                             | TAN       | 025.2908    |
| Componenti secondarie provvisorie                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Componente secondaria provvisoria                |    | per corone, compresa vite 025.2900, altezza 11 mm, Ø 3,5 mm                                                                                                                               | TAN       | 024.2371    |
|                                                     |    | per ponti, compresa vite 025.2900, altezza 11 mm, Ø 3,5 mm                                                                                                                                |           | 024.2375    |
| Componenti secondarie provvisorie immediate         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Componente secondaria provvisoria immediata      |    | per corone, altezza della gengiva 1 mm                                                                                                                                                    | TAN       | 022.01155   |
|                                                     |    | per corone, altezza della gengiva 2 mm                                                                                                                                                    |           | 022.01165   |
|                                                     |   | per corone, altezza della gengiva 3 mm                                                                                                                                                    |           | 022.01175   |
| Cappetta in plastica                                |  | per componente secondaria provvisoria immediata, confezione 2 pz.                                                                                                                         | PMMA      | 023.0033V2  |
| Vite di sostituzione                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Vite Base                                        |  | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.2900    |

Protesi

NC

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie anatomiche

| Prodotto                                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie anatomiche, titanio |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Componente secondaria anatomica        |  | dritto/a, compresa vite 025.2900, altezza della gengiva 2 mm                                                                                                                              | Ti        | 022.2102    |
|                                           |  | dritto/a, compresa vite 025.2900, altezza della gengiva 3,5 mm                                                                                                                            |           | 022.2104    |
|                                           |  | angolato/a, angolo 15°, compresa vite 025.2900, altezza della gengiva 2 mm                                                                                                                |           | 022.2152    |
|                                           |  | angolato/a, angolo 15°, compresa vite 025.2900, altezza della gengiva 3,5 mm                                                                                                              |           | 022.2154    |
| Vite di sostituzione                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Vite Base                              |  | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.2900    |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                                                                                | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Cappette per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzione di una singola corona (innesto) |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| NC Cappetta per impronta                                                                                |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz. | POM       | 025.2203-04 |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2204-04 |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2220-04 |
| Analoghi d'impianto                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| NC Analogo d'impianto                                                                                   |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm                   | TAN       | 025.2112    |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm                 |           | 025.2116    |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm                     |           | 025.2122    |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm                   |           | 025.2126    |
| Ricostruzione provvisoria                                                                               |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| NC Cappetta provvisoria                                                                                 |  | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm                                                             | PMMA      | 024.2346    |
|                                                                                                         |  | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm                                                               |           | 024.2356    |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                   | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Cappette di protezione                                              |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Cappetta di protezione                                           |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   | PEEK      | 024.2312-04 |
|                                                                     |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 024.2316-04 |
|                                                                     |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 024.2322-04 |
|                                                                     |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 024.2326-04 |
| Ausiliare di transfer                                               |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Ausiliare di transfer                                            |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm, confezione 4 pz.                                             | PC        | 025.2911-04 |
|                                                                     |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                                               |           | 025.2912-04 |
| Componenti secondarie cementabili con profilo di emergenza Ø 3,5 mm |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Componente secondaria cementabile                                |  | compresa vite 025.2908, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm        | Ti        | 022.2311    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.2908, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm        |           | 022.2312    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.2908, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm        |           | 022.2313    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.2908, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm      |           | 022.2315    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.2908, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm      |           | 022.2316    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.2908, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm      |           | 022.2317    |

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                   | Materiale | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie cementabili con profilo di emergenza Ø 5 mm |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Componente secondaria cementabile                              |    | compresa vite 025.2908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm          | Ti        | 022.2321    |
|                                                                   |    | compresa vite 025.2908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm          |           | 022.2322    |
|                                                                   |    | compresa vite 025.2908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm          |           | 022.2323    |
|                                                                   |    | compresa vite 025.2908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm        |           | 022.2325    |
|                                                                   |    | compresa vite 025.2908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm        |           | 022.2326    |
|                                                                   |    | compresa vite 025.2908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm        |           | 022.2327    |
| Cappette calcinabili, profilo d'emergenza Ø 3,5 mm                |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Cappetta                                                       |   | per corone su componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm                                                     | POM       | 023.2316    |
|                                                                   |  | per ponti su componenti secondarie cementabili, Ø 3,5 mm                                                      |           | 023.2310    |
| Cappette calcinabili, profilo d'emergenza Ø 5 mm                  |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Cappetta                                                       |  | per corone su componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm                                                       | POM       | 023.2326    |
|                                                                   |  | per ponti su componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm                                                        |           | 023.2320    |
| Vite di sostituzione                                              |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| NC Vite Base                                                      |  | per NC Componenti secondarie cementabili e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.2908    |

Protesi

NC







## Ricostruzione cementata, Set All-in-One

| Prodotto                                               | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                    | Materiale       | N. articolo |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>All-in-One Set per profilo d'emergenza Ø 3,5 mm</b> |                                                                                   |                                                                                |                 |             |
| NC Set All-in-One per corone                           |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm | Ti/TAN/POM/PEEK | 027.4301    |
|                                                        |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm |                 | 027.4302    |
|                                                        |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm |                 | 027.4303    |

Protesi

NC

## Ricostruzione cementata, Set All-in-One

| Prodotto                                             | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                    | Materiale       | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>All-in-One Set per profilo d'emergenza Ø 5 mm</b> |                                                                                     |                                                                                |                 |             |
| NC Set All-in-One per corone                         |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   | Ti/TAN/POM/PEEK | 027.4307    |
|                                                      |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |                 | 027.4308    |
|                                                      |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |                 | 027.4309    |
|                                                      |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                 | 027.4310    |
|                                                      |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                 | 027.4311    |
|                                                      |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                 | 027.4312    |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale            | N. articolo |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-----|
| Componenti secondarie Variobase®                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |     |     |
| NC Variobase® per corona                                                                       |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              | TAN                  | n/a         |     |     |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                              |                      |             |     |     |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                              |                      |             |     |     |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              |                      |             |     |     |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                              |                      |             |     |     |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                              |                      |             |     |     |
| NC Variobase® per corona SA                                                                    |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,1 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              | TAN                  | n/a         |     |     |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,1 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              |                      |             |     |     |
| NC Variobase® per ponte/ barra cilindrico                                                      |    | compresa vite 025.2926 e ausiliare di cementazione 2, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm                                            |                      |             | TAN | n/a |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 4,2 mm, altezza 4 mm |                      |             |     |     |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm |   | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm |                      |             |     |     |
| CAD/CAM, Wax-up                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |     |     |
| NC Wax-up guaina                                                                               |  | per monouso, lunghezza 15,2 mm                                                                                            | PEEK                 | 025.2903    |     |     |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                          |                      | 025.2903-04 |     |     |
| Impronta digitale                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |     |     |
| CARES® NC Corpo di scansione mono                                                              |  | compresa vite di fissaggio, Ø 3,5 mm, altezza 10 mm                                                                       | PEEK/TAN             | 025.2915    |     |     |
| NC Analogo d'impianto riposizionabile                                                          |  | per un flusso di lavoro completamente digitale e convenzionale, lunghezza 17 mm                                           | Acciaio inossidabile | 025.2102    |     |     |

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie personalizzate CARES®       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| CARES® Componente secondaria NC, Ceramica         |    | disponibile tramite flusso di lavoro digitale/centri di fabbricazione centralizzati Straumann Group; inclusa vite (TAN)                                                                   | Zirconia  | n/a         |
| CARES® Componente secondaria NC, Titanio          |    |                                                                                                                                                                                           | Ti        |             |
| CARES® Componente secondaria NC, TAN              |    |                                                                                                                                                                                           | TAN       |             |
| CARES® NC Componente secondaria cromo-cobalto     |    |                                                                                                                                                                                           | coron®    |             |
| CARES® NC Componente secondaria SA, cromo-cobalto |    |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| Viti di sostituzione                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Vite Base                                      |    | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.2900    |
| NC Vite Base                                      |   | per NC Componenti secondarie IPS e.max® e componenti secondarie CARES® in zirconia, lunghezza 8,9 mm                                                                                      |           | 025.2906    |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level                        |  | per CAD/CAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                                                                                      |           | 025.2926    |
| Vite occlusale                                    |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitati, lunghezza 3,7 mm                                                                               |           | 023.4763    |
| NC/RC Vite basale SA                              |  | per NC/RC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,9 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                          |           | 025.0055    |

### Straumann® CARES® CAD/CAM

- soluzioni personalizzate che vanno dalla ricostruzione di singoli denti a ponti fissati su dente fino a ricostruzioni supportate da impianto
- ampia gamma di applicazioni e scelta di materiali
- accesso a componenti secondarie personalizzate premium genuine Straumann® CARES® tramite Straumann® CARES® Scan & Shape, senza ulteriori investimenti in hardware e software
- soluzioni personalizzate per tutte le indicazioni
- ulteriori informazioni sul sito [www.straumann.com](http://www.straumann.com)

## Ricostruzione avvitata o cementata, componente secondaria in oro

| Prodotto                                 | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Componente secondaria in oro</b>      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| NC Componente secondaria in oro          |  | per corone, compresa vite 025.2900, altezza 3,7 mm, peso della lega 0,313 g                                                                                                               | Ceramicor®/ POM      | 022.2410    |
| <b>Vite di sostituzione</b>              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| NC Vite Base                             |  | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN                  | 025.2900    |
| <b>Strumento ausiliare di lucidatura</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| NC Strumento ausiliare di lucidatura     |  | lunghezza 16 mm                                                                                                                                                                           | Acciaio inossidabile | 025.2920    |
|                                          |                                                                                   | lunghezza 16 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                         |                      | 025.2920-04 |

Protesi

NC

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.



## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                | Materiale  | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®                                                               |                                                                                     |                                                                                                                            |            |             |
| NC Variobase® per corona                                                                       |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               | TAN        | 025.2921    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                               |            | 022.0102    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                               |            | 022.0104    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               |            | 022.0027    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                               |            | 022.0106    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                               |            | 022.0108    |
| NC Variobase® per corona SA                                                                    |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,1 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               |            | 022.0084    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,1 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               |            | 022.0093    |
| NC Variobase® per ponte/ barra cilindrico                                                      |    | compresa vite 025.2926 e ausiliare di cementazione 2, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm                                             |            | 022.0110    |
| NC Variobase® C                                                                                |    | per Dentsply® Sirona®, compresa vite 025.2900, Ø 3,8 mm, altezza 4,7 mm, altezza della gengiva 1 mm                        |            | 022.0043    |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm |   | per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 4,2 mm, altezza 4 mm  |            | 023.0027    |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm  |            | 023.0028    |
| Cappette calcinabili                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |            |             |
| NC Cappetta calcinabile                                                                        |  | per Variobase® per corona con altezza 3,5 mm, Ø 3,8 mm, altezza 12 mm                                                      | POM        | 023.2756    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |            | 023.2756-04 |
|                                                                                                |  | per Variobase® per corona con altezza 5,5 mm, Ø 3,8 mm, altezza 12 mm                                                      |            | 023.0018    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |            | 023.0018V4  |
| NC Cappetta calcinabile                                                                        |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico con altezza 3,5 mm, Ø 4,5 mm, altezza 12 mm                                      | 023.0029   |             |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           | 023.0029V4 |             |
| Cappetta calcinabile                                                                           |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitate Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, altezza 11,1 mm | 023.0031   |             |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           | 023.0031V4 |             |
|                                                                                                |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm, Ø 5,1 mm, altezza 11,1 mm | 023.0032   |             |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           | 023.0032V4 |             |

Protesi

NC

## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                       | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cappette calcinabili SA</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC cappetta calcinabile        |  | angolo 25°, Variobase® per corona SA                                                                                                                                                      | POM       | 023.0025    |
| <b>Viti di sostituzione</b>    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| NC Vite Base                   |  | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.2900    |
| NC Vite Base                   |  | per NC Componenti secondarie IPS e.max® e componenti secondarie CARES® in zirconia, lunghezza 8,9 mm                                                                                      |           | 025.2906    |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level     |  | per CAD/CAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                                                                                      |           | 025.2926    |
| Vite occlusale                 |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitata, lunghezza 3,7 mm                                                                               |           | 023.4763    |
| NC/RC Vite basale SA           |  | per NC/RC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,9 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                          |           | 025.0055    |



## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata

| Prodotto                                                                                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                             | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzione di una singola corona (ingaggio) |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Perni per impronta a cucchiaio aperto                                                                 |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 3,5 mm                             | TAN                  | 025.2243    |
|                                                                                                       |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                             |                      | 025.2244    |
| Perni per impronta a cucchiaio chiuso                                                                 |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 3,5 mm                             | TAN/POM              | 025.2245    |
|                                                                                                       |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                             |                      | 025.2246    |
| Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzioni multi-unità (senza ingaggio)     |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Perni per impronta a cucchiaio aperto                                                                 |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 3,5 mm                             | TAN                  | 025.0011    |
|                                                                                                       |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                             |                      | 025.0012    |
| Perni per impronta a cucchiaio chiuso                                                                 |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 3,5 mm                             | TAN/POM              | 025.0013    |
|                                                                                                       |    | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                             |                      | 025.0014    |
| Impronta digitale                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| CARES® Corpo di scansione Mono                                                                        |  | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, compresa vite di fissaggio, Ø 3,5 mm | PEEK                 | 025.0000    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate, livello componente secondaria, compresa vite di fissaggio, Ø 4,6 mm |                      | 025.0001    |
| Analogo d'impianto riposizionabile                                                                    |  | per componenti secondarie avvitate, Ø 3,5 mm                                                            | Acciaio inossidabile | 025.0007    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate, Ø 4,6 mm                                                            |                      | 025.0008    |
| Analoghi d'impianto                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Analogo di impianto per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm                                       |  | per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm, dritto/a                                                   | TAN                  | 023.2754    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm, edentulia, dritto/a                                        |                      | 025.0049    |
| Analogo di impianto per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm                                       |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, dritto/a                                                   |                      | 023.4756    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, edentulia, dritto/a                                        |                      | 025.0050    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, angolato/a, angolo 17°/30°                                 |                      | 023.4757    |
| Componenti ausiliarie per laboratorio                                                                 |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Strumento ausiliare di lucidatura                                                                     |  | per componenti secondarie avvitate, Ø 3,5 mm                                                            | TAN                  | 025.0004    |
|                                                                                                       |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                        |                      | 025.0004V4  |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate, Ø 4,6 mm                                                            |                      | 025.0005    |
|                                                                                                       |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                        |                      | 025.0005V4  |
| Vite per lavorazione in laboratorio                                                                   |  | per componenti secondarie avvitate, lunghezza 20 mm                                                     | Acciaio inossidabile | 025.0006    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitate, lunghezza 10 mm                                                     |                      | 025.0052    |



## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata

| Prodotto                                                           | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                     | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Cappette di protezione                                             |                                                                                     |                                                                                                                 |           |             |
| Cappetta di protezione per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5 mm, confezione 4 pz.             | PEEK/TAN  | 024.2323-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763, altezza 4,5 mm, larga, confezione 4 pz.    |           | 024.0019-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763, altezza 6,5 mm, confezione 4 pz.           |           | 024.2324-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763, altezza 8 mm, confezione 4 pz.             |           | 024.2325-04 |
| Cappetta di protezione per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,1 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |           | 024.4323-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 4,5 mm, larga, confezione 4 pz.    |           | 024.0020-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 6,6 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |           | 024.4324-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 8,1 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |           | 024.4325-04 |
| Componente ausiliaria                                              |                                                                                     |                                                                                                                 |           |             |
| Straumann® Guida per pianificazione                                |  | guida visiva per il posizionamento di impianti obliqui in casi Straumann® Pro Arch                              | TAV/Ti    | 026.0016    |
| Perno di trasferimento e allineamento                              |  | per componenti secondarie avvitare                                                                              | TAN       | 025.0009    |

Protesi

NC

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata, componenti secondarie, sterile

| Prodotto                                                           | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                     | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie avvitata 0°, sterile                         |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| NC Componente secondaria avvitata                                  |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 1,5 mm, sterile            | TAN                  | 022.01245   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, sterile            |                      | 022.01255   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, sterile            |                      | 022.01265   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 1,5 mm, sterile            |                      | 022.01285   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, sterile            |                      | 022.01295   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, sterile            |                      | 022.01305   |
| Componenti secondarie avvitata 17°, sterile                        |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| NC Componente secondaria avvitata                                  |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, Tipo A, sterile | TAN                  | 022.01365   |
|                                                                    |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01375   |
|                                                                    |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.01385   |
|                                                                    |   | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01395   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.01405   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01415   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.01425   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01435   |
| Componenti secondarie avvitata 30°, sterile                        |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| NC Componente secondaria avvitata                                  |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo A, sterile | TAN                  | 022.01445   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01455   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.01465   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01475   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.01485   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.01495   |
| Chiavetta di ritegno per componenti secondarie avvitata Straumann® |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| Chiavetta di ritegno                                               |  | per componenti secondarie avvitata, lunghezza 85 mm                             | Acciaio inossidabile | 025.0019    |
| Componente ausiliaria                                              |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| Perno di trasferimento e allineamento                              |  | per componenti secondarie avvitata                                              | TAN                  | 025.0009    |

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata, componenti secondarie, sterile

| Prodotto                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Viti di sostituzione</b> |                                                                                   |                                                                                                                             |           |             |
| Vite                        |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitata 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate | TAN       | 025.0002    |

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata, cappette

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Variobase® Cappette                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm |    | per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 4,2 mm, altezza 4 mm | TAN       | 023.0027    |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm |    | per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm |           | 023.0028    |
| Cappette in TAN provvisorie                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| Cappetta provvisoria per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm                               |  | per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                          | TAN       | 024.0021    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                           |           | 024.0022    |
| Cappetta provvisoria per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm                               |  | per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                          |           | 024.0023    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                           |           | 024.0024    |
| Cappette in titanio                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                           |           |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm                                           |  | per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                            | Ti        | 023.2747    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitata Ø 3,5 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                             |           | 023.2749    |
| Cappetta per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm                                           |  | per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                            |           | 023.4747    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitata Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                             |           | 023.4751    |

Protesi

NC

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata, cappette

| Prodotto                                                         | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                | Materiale       | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Cappette in oro                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                 |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm             |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, per corone, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,359 g                   | Ceramicor®/ POM | 023.2751    |
|                                                                  |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,356 g                    |                 | 023.2752    |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare                      |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,440 g                   |                 | 023.4753    |
|                                                                  |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,469 g                    |                 | 023.4754    |
| Cappette calcinabili                                             |                                                                                     |                                                                                                                            |                 |             |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                             | POM             | 023.2748    |
|                                                                  |    | per componenti secondarie avvitare Ø 3,5 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                      |                 | 023.2755    |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitare          |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                             |                 | 023.4748    |
|                                                                  |   | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                      |                 | 023.4758    |
| Cappetta calcinabile                                             |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, altezza 11,1 mm |                 | 023.0031    |
|                                                                  |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |                 | 023.0031V4  |
|                                                                  |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm, Ø 5,1 mm, altezza 11,1 mm |                 | 023.0032    |
|                                                                  |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           | 023.0032V4      |             |
| Vite di sostituzione                                             |                                                                                     |                                                                                                                            |                 |             |
| Vite occlusale                                                   |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm                | TAN             | 023.4763    |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrافusioni con leghe di metalli preziosi.

## Struttura barra su componenti secondarie avvitate, oro

| Prodotto                                             | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                             | Materiale  | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Cappetta in oro per barra Ø 3,5 mm</b>            |                                                                                   |                                                                                                                         |            |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm |  | per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm, per barre, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,681 g                 | Ceramicor® | 023.2753    |
| <b>Cappetta in oro per barra Ø 4,6 mm</b>            |                                                                                   |                                                                                                                         |            |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitate          |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, per barre, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,744 g, altezza 5,5 mm | Ceramicor® | 023.4755    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                          |                                                                                   |                                                                                                                         |            |             |
| Vite occlusale                                       |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitate, lunghezza 3,7 mm             | TAN        | 023.4763    |

## Struttura barra alternativa con componente secondaria in oro

| Prodotto                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale  | N. articolo |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| NC Componente secondaria, a una componente |   | per barre, oro, compresa vite 025.2900, altezza 10 mm, peso della lega 1,5 g                                                                                                              | Ceramicor® | 022.2701    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |            |             |
| NC Vite Base                               |  | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN        | 025.2900    |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.



## Struttura barra su componenti secondarie avvitate, titanio

| Prodotto                                             | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cappetta in titanio per barra Ø 3,5 mm</b>        |                                                                                   |                                                                                                             |           |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm |  | per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,5 mm                         | Ti        | 023.2750    |
| <b>Cappetta in titanio per barra Ø 4,6 mm</b>        |                                                                                   |                                                                                                             |           |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitate          |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,5 mm                         | Ti        | 023.4752    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                          |                                                                                   |                                                                                                             |           |             |
| Vite occlusale                                       |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitate, lunghezza 3,7 mm | TAN       | 023.4763    |

## Struttura barra alternativa con componente secondaria in titanio

| Prodotto                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| NC Componente secondaria |    | per barre, compresa vite 025.2900, altezza 10 mm                                                                                                                                          | Ti        | 022.2702    |
| NC Vite Base             |  | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.2900    |

## Struttura barra su componenti secondarie avvitate, plastica

| Prodotto                                                         | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cappetta calcinabile per barra per Ø 3,5 mm</b>               |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm |  | per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm       | POM       | 023.2755    |
| <b>Cappetta calcinabile per barra per Ø 4,6 mm</b>               |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitate          |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm       | POM       | 023.4758    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                                      |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| Vite occlusale                                                   |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitate, lunghezza 3,7 mm | TAN       | 023.4763    |

Novaloc®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                 | Materiale | N. articolo  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Novaloc® Matrice per impronta                              |    | rossa, confezione 4 pz.                                                                                                     | PEEK      | 2010.722-NOV |
| Novaloc® Analogo per modello                               |    | blu, confezione 4 pz.                                                                                                       | Al        | 2010.721-NOV |
|                                                            |    | rossa, angolato/a, angolo 15°, confezione 4 pz.                                                                             |           | 2010.720-NOV |
| Componenti secondarie Novaloc®                             |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| NC Novaloc® Componente secondaria                          |    | diritto/a, angolo 0°, altezza 1 mm                                                                                          | TAV/ADLC  | 022.0046     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 2 mm                                                                                          |           | 022.0047     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 3 mm                                                                                          |           | 022.0048     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 4 mm                                                                                          |           | 022.0049     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 5 mm                                                                                          |           | 022.0050     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 6 mm                                                                                          |           | 022.0051     |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0062     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0063     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0064     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0065     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0066     |
|                                                            |  | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0072     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0073     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0074     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0075     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0076     |
| Novaloc® con filettatura M2 per barre                      |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Componente secondaria per barra Novaloc®                   |  | Componente secondaria per barra Novaloc®, confezione 2 pz.                                                                  | TAV/ADLC  | 048.857V2    |
| Vite di sostituzione                                       |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Vite                                                       |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitate 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate | TAN       | 025.0002     |

Protesi

NC



## Confezione di componenti da lavorazione e involucro della matrice Novaloc®

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiale                | N. articolo  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Kit inserti per processo              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Set per lavorazione, titanio |    | include:<br>2010.701-NOV Matrice in titanio (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzi<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi | Ti/POM/<br>PEEK/Silicone | 2010.601-NOV |
| Novaloc® Set per lavorazione PEEK     |    | include:<br>2010.702-NOV Matrice, PEEK (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzii<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi     | PEEK/POM/<br>Silicone    | 2010.611-NOV |
| Inserti di ritenzione                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Inserto di ritenzione Novaloc®        |  | rosso, extra leggero, ca. 300 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEEK                     | 2010.710-NOV |
|                                       |  | bianco, leggero, ca. 750 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2010.711-NOV |
|                                       |  | giallo, medio, ca. 1200 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 2010.712-NOV |
|                                       |  | verde, forte, ca. 1650 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2010.713-NOV |
|                                       |  | blu, extra forte, ca. 2050 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2010.714-NOV |
|                                       |  | nero, ultra forte, ca. 2450 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2010.715-NOV |
| Involucri delle matrici               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| Novaloc® Matrice, titanio             |  | incluso inserto di montaggio, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ti/POM                   | 2010.701-NOV |
| Novaloc® Matrice, PEEK                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEEK/POM                 | 2010.702-NOV |
| Novaloc® Matrice – allungata          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ti/POM                   | 2010.703-NOV |



## Strumenti e componenti ausiliarie Novaloc®

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Materiale               | N. articolo  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Novaloc® Contenitore per strumenti                 |  | inclusi 3 strumenti:<br>2010.731-NOV Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio (blu),<br>2010.741-NOV Novaloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone),<br>2010.751-NOV Novaloc® Strumento per estrazione matrice (grigio) |                         | 2010.101-NOV |
| Novaloc® Spaziatore per duplicazione               |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.723-NOV |
| Novaloc® Manicotto per montaggio                   |  | bianco, confezione 10 pz.                                                                                                                                                                                                             | Silicone                | 2010.724-NOV |
| Novaloc® Inserto per montaggio                     |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.725-NOV |
| Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio |  | blu                                                                                                                                                                                                                                   | Al/Acciaio inossidabile | 2010.731-NOV |
| Novaloc® Strumento per inserto ritentivo           |  | marrone                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2010.741-NOV |
| Novaloc® Strumento per estrazione matrice          |  | grigio                                                                                                                                                                                                                                |                         | 2010.751-NOV |

Protesi

NC

Il sistema di matrici Novaloc è anche compatibile con le componenti secondarie LOCATOR®.



LOCATOR®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                          | Descrizione                                                | Materiale                           | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR®<br>Cappetta per impronta                          |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                             | Involucro in Al con inserto in LDPE | 048.197V4   |
| LOCATOR®<br>Analogo d'impianto                             |  | lunghezza 10 mm, Ø 4 mm, confezione 4 pz.                  | Al                                  | 025.0120-04 |
| LOCATOR® componenti secondarie                             |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| NC LOCATOR®<br>Componente secondaria                       |  | altezza 2 mm                                               | TAV/TiN                             | 022.2502    |
|                                                            |  | altezza 3 mm                                               |                                     | 022.2503    |
|                                                            |  | altezza 4 mm                                               |                                     | 022.2504    |
|                                                            |  | altezza 5 mm                                               |                                     | 022.2505    |
|                                                            |  | altezza 6 mm                                               |                                     | 022.2506    |
| LOCATOR® Componenti secondarie barra                       |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR® Componente secondaria barra                       |  | filettatura M2 (2,0 mm), altezza 1,78 mm, confezione 2 pz. | TAV/TiN                             | 048.804V2   |

Protesi

NC



**LOCATOR®**

| Prodotto                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materiale         | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 20° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.189V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |    | trasparente, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 2,27 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                  | Nylon             | 048.190V4   |
|                                                               |    | rosa, ritenzione leggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 1,36 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                     |                   | 048.191V4   |
|                                                               |    | blu, ritenzione ultraleggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 0,68 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                 |                   | 048.192V4   |
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 40° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | range esteso, comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione verde (048.193), inserto di ritenzione arancione (048.188), inserto di ritenzione rosso (048.194), confezione 2 pz. | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.182V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |   | verde, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 1,82 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                         | Nylon             | 048.193V4   |
|                                                               |  | arancione, ritenzione leggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,91 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                 |                   | 048.188V4   |
|                                                               |  | rosso, ritenzione ultraleggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,45 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                |                   | 048.194V4   |
|                                                               |  | grigio, range esteso, ritenzione zero, altezza 1,7 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                |                   | 048.181V4   |
| LOCATOR® per barre                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo barra                       |  | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                            | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.805V2   |
|                                                               |                                                                                     | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 10 pz.                           |                   | 048.805V10  |

Protesi

NC

## Componenti LOCATOR®

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                              | Materiale           | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LOCATOR®<br>Perno parallelo                                       |  | lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                         | LDPE                | 048.199V4   |
| LOCATOR®<br>Inserto per processo, nero                            |  | altezza 1,9 mm, confezione 4 pz.                                         |                     | 048.195V4   |
| LOCATOR®<br>Anello spaziatore                                     |  | spessore 0,4 mm, confezione 20 pz.                                       | Gomma<br>siliconica | 048.196V20  |
| LOCATOR®<br>Spaziatore di processo                                |  | confezione 4 pz.                                                         | POM                 | 048.218V4   |
| LOCATOR®<br>Guaina del supporto<br>della componente<br>secondaria |  | per fissare la componente secondaria allo strumento,<br>confezione 4 pz. | PSU                 | 046.413V4   |

### Strumenti e componenti ausiliarie

|                                      |                                                                                     |                                        |                           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| LOCATOR® Strumento                   |    | tre parti, lunghezza 100 mm            | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.415 |
| LOCATOR® Cacciavite                  |    | per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm |                           | 046.416 |
|                                      |    | per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm |                           | 046.417 |
| LOCATOR®<br>Dispositivo goniometrico |  | lunghezza 50 mm, larghezza 15 mm       |                           | 048.200 |

Bone Level e Bone Level Tapered RC  
Regular CrossFit®

## Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master

| Prodotto                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                         | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Perni per impronte e analogo d'impianto</b> |                                                                                     |                                                                                     |                      |             |
| RC Perno per impronta                          |    | avvitato, per impronta a cucchiaio aperto, corto, lunghezza 16,5 mm                 | TAN                  | 025.4202    |
|                                                |    | avvitato, non a incastro, per impronta a cucchiaio aperto, corto, lunghezza 16,5 mm |                      | 025.0060    |
|                                                |    | avvitato, per impronta a cucchiaio aperto, lungo, lunghezza 30 mm                   |                      | 025.4205    |
|                                                |    | avvitato, non a incastro, per impronta a cucchiaio aperto, lungo, lunghezza 30 mm   |                      | 025.0061    |
|                                                |    | avvitato, per impronta a cucchiaio chiuso, comprende 2 cappette, lunghezza 12,3 mm  | TAN/POM              | 025.4201    |
| RC Analogo d'impianto                          |    | lunghezza 11 mm                                                                     | TAN                  | 025.4101    |
| <b>Impronta digitale</b>                       |                                                                                     |                                                                                     |                      |             |
| CARES® RC Corpo di scansione mono              |    | compresa vite di fissaggio, Ø 4,1 mm, altezza 10 mm                                 | PEEK/TAN             | 025.4915    |
| RC Analogo d'impianto riposizionabile          |    | per un flusso di lavoro completamente digitale e convenzionale, lunghezza 17 mm     | Acciaio inossidabile | 025.4102    |
| <b>Ausiliare di registrazione del morso</b>    |                                                                                     |                                                                                     |                      |             |
| RC Ausiliare di registrazione del morso        |  | corto, altezza 8 mm, confezione 4 pz.                                               | POM                  | 025.4208-04 |
|                                                |  | lungo, altezza 12 mm, confezione 4 pz.                                              |                      | 025.4212-04 |

## Ricostruzione provvisoria

| Prodotto                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| VITA CAD-Temp®                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Componente secondaria provvisoria VITA CAD-Temp® |    | compresa vite 025.4908, altezza 12 mm, Ø 7 mm                                                                                                                                             | PMMA/TAN  | 024.4372    |
| Vite di sostituzione                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                                        |    | per componenti secondarie cementabili RC e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, solo per componenti secondarie cementabili, lunghezza 7,9 mm                                 | TAN       | 025.4908    |
| Componenti secondarie provvisorie                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Componente secondaria provvisoria                |    | per corone, compresa vite 025.4900, altezza 11 mm, Ø 4,5 mm                                                                                                                               | TAN       | 024.4371    |
|                                                     |    | per ponti, compresa vite 025.4900, altezza 11 mm, Ø 4,5 mm                                                                                                                                |           | 024.4375    |
| Componenti secondarie provvisorie immediate         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Componente secondaria provvisoria immediata      |    | per corone, altezza della gengiva 1 mm                                                                                                                                                    | TAN       | 022.01185   |
|                                                     |    | per corone, altezza della gengiva 2 mm                                                                                                                                                    |           | 022.01195   |
|                                                     |   | per corone, altezza della gengiva 3 mm                                                                                                                                                    |           | 022.01205   |
| Cappetta in plastica                                |  | per componente secondaria provvisoria immediata, confezione 2 pz.                                                                                                                         | PMMA      | 023.0033V2  |
| Vite di sostituzione                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                                        |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.4900    |

Protesi

RC

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie anatomiche

| Prodotto                                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie anatomiche, titanio |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Componente secondaria anatomica        |  | dritto/a, compresa vite 025.4900, altezza della gengiva 2 mm                                                                                                                              | Ti        | 022.4102    |
|                                           |  | dritto/a, compresa vite 025.4900, altezza della gengiva 3,5 mm                                                                                                                            |           | 022.4104    |
|                                           |  | angolato/a, angolo 15°, compresa vite 025.4900, altezza della gengiva 2 mm                                                                                                                |           | 022.4152    |
|                                           |  | angolato/a, angolo 15°, compresa vite 025.4900, altezza della gengiva 3,5 mm                                                                                                              |           | 022.4154    |
| Vite di sostituzione                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                              |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.4900    |



## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                                                                                | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                   | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Cappette per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzione di una singola corona (innesto) |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| RC Cappetta per impronta                                                                                |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     | POM       | 025.4203-04 |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4220-04 |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4204-04 |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4230-04 |
| Analoghi d'impianto                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| RC Analogo d'impianto                                                                                   |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm                       | TAN       | 025.4132    |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm                     |           | 025.4136    |
|                                                                                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm                     |           | 025.4122    |
|                                                                                                         |  | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm                   |           | 025.4126    |
| Ricostruzione provvisoria                                                                               |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| RC Cappetta provvisoria                                                                                 |  | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm                                                                 | PMMA      | 024.4356    |
|                                                                                                         |  | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm                                                               |           | 024.4366    |



## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                   | Materiale | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Cappette di protezione                                            |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| RC Cappetta di protezione                                         |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     | PEEK      | 024.4322-04 |
|                                                                   |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 024.4332-04 |
|                                                                   |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 024.4326-04 |
|                                                                   |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 024.4336-04 |
| Ausiliare di transfer                                             |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| RC Ausiliare di transfer                                          |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm, confezione 4 pz.                                               | PC        | 025.4912-04 |
|                                                                   |    | per componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm, confezione 4 pz.                                             |           | 025.4913-04 |
| Componenti secondarie cementabili con profilo di emergenza Ø 5 mm |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| RC Componente secondaria cementabile                              |  | compresa vite 025.4908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm          | Ti        | 022.4321    |
|                                                                   |  | compresa vite 025.4908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm          |           | 022.4322    |
|                                                                   |  | compresa vite 025.4908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm          |           | 022.4323    |
|                                                                   |  | compresa vite 025.4908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm        |           | 022.4325    |
|                                                                   |  | compresa vite 025.4908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm        |           | 022.4326    |
|                                                                   |  | compresa vite 025.4908, Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm        |           | 022.4327    |

Protesi

RC

## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                                            | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                              | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componenti secondarie cementabili con profilo di emergenza Ø 6,5 mm |                                                                                   |                                                                                                          |           |             |
| RC Componente secondaria cementabile                                |  | compresa vite 025.4908, Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   | Ti        | 022.4331    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.4908, Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |           | 022.4332    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.4908, Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |           | 022.4333    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.4908, Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 022.4335    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.4908, Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 022.4336    |
|                                                                     |  | compresa vite 025.4908, Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |           | 022.4337    |




## Ricostruzione cementata, componenti secondarie cementabili

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Cappette calcinabili, profilo d'emergenza Ø 5 mm   |                                                                                   |                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Cappetta                                        |  | per corone su componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm                                                                                                   | POM       | 023.4326    |
|                                                    |  | per ponti su componenti secondarie cementabili, Ø 5 mm                                                                                                    |           | 023.4320    |
| Cappette calcinabili, profilo d'emergenza Ø 6,5 mm |                                                                                   |                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Cappetta                                        |  | per corone su componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm                                                                                                 | POM       | 023.4336    |
|                                                    |  | per ponti su componenti secondarie cementabili, Ø 6,5 mm                                                                                                  |           | 023.4330    |
| Vite di sostituzione                               |                                                                                   |                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                                       |  | per componenti secondarie cementabili RC e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, solo per componenti secondarie cementabili, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.4908    |

Protesi

RC

## Ricostruzione cementata, Set All-in-One

| Prodotto                                             | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                    | Materiale           | N. articolo |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>All-in-One Set per profilo d'emergenza Ø 5 mm</b> |                                                                                     |                                                                                |                     |             |
| RC Set cementabile<br>All-in-One per corone          |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   | PEEK/POM/<br>TAN/Ti | 027.4313    |
|                                                      |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |                     | 027.4314    |
|                                                      |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |                     | 027.4315    |
|                                                      |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                     | 027.4316    |
|                                                      |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                     | 027.4317    |
|                                                      |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                     | 027.4318    |

Ricostruzione cementata, Set All-in-One

| Prodotto                                        | Immagine | Descrizione                                                                      | Materiale           | N. articolo |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| All-in-One Set per profilo d'emergenza Ø 6,5 mm |          |                                                                                  |                     |             |
| RC Set cementabile<br>All-in-One per corone     |          | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   | PEEK/POM/<br>TAN/Ti | 027.4319    |
|                                                 |          | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |                     | 027.4320    |
|                                                 |          | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm   |                     | 027.4321    |
|                                                 |          | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                     | 027.4322    |
|                                                 |          | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                     | 027.4323    |
|                                                 |          | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm |                     | 027.4324    |

Protesi

RC

## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie Variobase®                                                               |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| RC Variobase® per corona                                                                       |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              | TAN                  | n/a         |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                              |                      |             |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                              |                      |             |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              |                      |             |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                              |                      |             |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                              |                      |             |
| RC Variobase® per corona SA                                                                    |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,7 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              |                      |             |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,7 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                              |                      |             |
| RC Variobase® per ponte/barra cilindrico                                                       |    | compresa vite 025.2926 e ausiliare di cementazione 2, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm                                            |                      |             |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm |                      |             |
| CAD/CAM, Wax-up                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| RC Wax-up guaina                                                                               |  | per monouso, lunghezza 18,8 mm                                                                                            | PEEK                 | 025.4903    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                          |                      | 025.4903-04 |
| Impronta digitale                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| CARES® RC Corpo di scansione mono                                                              |  | compresa vite di fissaggio, Ø 4,1 mm, altezza 10 mm                                                                       | PEEK/TAN             | 025.4915    |
| RC Analogo d'impianto riposizionabile                                                          |  | per un flusso di lavoro completamente digitale e convenzionale, lunghezza 17 mm                                           | Acciaio inossidabile | 025.4102    |
| Componenti secondarie personalizzate CARES®                                                    |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| CARES® Componente secondaria RC, Ceramica                                                      |  | disponibile tramite flusso di lavoro digitale/centri di fabbricazione centralizzati Straumann Group; inclusa vite (TAN)   | Zirconia             | n/a         |
| CARES® Componente secondaria RC, Titanio                                                       |  |                                                                                                                           | Ti                   |             |
| CARES® Componente secondaria RC, TAN                                                           |  |                                                                                                                           | TAN                  |             |
| CARES® RC Componente secondaria cromo-cobalto                                                  |  |                                                                                                                           | coron®               |             |
| CARES® RC Componente secondaria SA, cromo-cobalto                                              |  |                                                                                                                           |                      |             |


## Ricostruzione avvitata o cementata, CAD/CAM

| Prodotto                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Viti di sostituzione</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.4900    |
|                             |  | per RC Componenti secondarie IPS e.max® e componenti secondarie CARES® in zirconia, lunghezza 8,2 mm                                                                                      |           | 025.4906    |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level  |  | per CAD/CAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                                                                                      |           | 025.2926    |
| Vite occlusale              |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm                                                                               |           | 023.4763    |
| NC/RC Vite basale SA        |  | per NC/RC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,9 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                          |           | 025.0055    |

### Straumann® CARES® CAD/CAM

- soluzioni personalizzate che vanno dalla ricostruzione di singoli denti a ponti fissati su dente fino a ricostruzioni supportate da impianto
- ampia gamma di applicazioni e scelta di materiali
- accesso a componenti secondarie personalizzate premium genuine Straumann® CARES® tramite Straumann® CARES® Scan & Shape, senza ulteriori investimenti in hardware e software
- soluzioni personalizzate per tutte le indicazioni
- ulteriori informazioni sul sito [www.straumann.com](http://www.straumann.com)

## Ricostruzione avvitata o cementata, componenti secondarie in oro

| Prodotto                                     | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale            | N. articolo |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componente secondaria in oro                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| RC Componente secondaria in oro              |  | per corone, compresa vite 025.4900, altezza 3,8 mm, peso della lega 0,562 g                                                                                                               | Ceramicor®/ POM      | 022.4410    |
|                                              |  | per ponti, compresa vite 025.4902, altezza 5,2 mm, peso della lega 0,551 g                                                                                                                |                      | 022.4430    |
| Componenti ausiliarie e viti di sostituzione |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| RC Vite Base                                 |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN                  | 025.4900    |
|                                              |  | per RC Componente secondaria in oro, per ponti, lunghezza 8,3 mm                                                                                                                          |                      | 025.4902    |
| Strumento ausiliare di lucidatura            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                      |             |
| RC Strumento ausiliare di lucidatura         |  | lunghezza 16 mm                                                                                                                                                                           | Acciaio inossidabile | 025.4920    |
|                                              |                                                                                   | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                          |                      | 025.4920-04 |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.



## Ricostruzione avvvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                | Materiale | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Componente secondaria                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                            |           |             |
| RC Variobase® per corona                                                                       |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               | TAN       | 025.4921    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                               |           | 022.0103    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                               |           | 022.0105    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               |           | 022.0026    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 2 mm                                               |           | 022.0107    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 3 mm                                               |           | 022.0109    |
| RC Variobase® per corona SA                                                                    |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,7 mm, altezza 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               |           | 022.0087    |
|                                                                                                |    | compresa vite 025.0055, Ø 4,7 mm, altezza 5,5 mm, altezza della gengiva 1 mm                                               |           | 022.0096    |
| RC Variobase® C                                                                                |    | per Dentsply® Sirona®, compresa vite 025.4900, Ø 4,5 mm, altezza 4,7 mm, altezza della gengiva 1 mm                        |           | 022.0044    |
| RC Variobase® per ponte/ barra cilindrico                                                      |    | compresa vite 025.2926 e ausiliare di cementazione 2, Ø 4,5 mm, altezza 3,5 mm                                             |           | 022.0111    |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm  |           | 023.0028    |
| Cappette calcinabili                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |           |             |
| RC Cappetta calcinabile                                                                        |  | per Variobase® per corona con altezza 3,5 mm, Ø 4,5 mm, altezza 12 mm                                                      | POM       | 023.4759    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |           | 023.4759-04 |
|                                                                                                |  | per Variobase® per corona con altezza 5,5 mm, Ø 4,5 mm, altezza 12 mm                                                      |           | 023.0017    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |           | 023.0017V4  |
| RC Cappetta calcinabile                                                                        |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico con altezza 3,5 mm, Ø 4,5 mm, altezza 12 mm                                      |           | 023.0030    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |           | 023.0030V4  |
| Cappetta calcinabile                                                                           |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm, Ø 5,1 mm, altezza 11,1 mm |           | 023.0032    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |           | 023.0032V4  |
| Cappette calcinabili SA                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                            |           |             |
| RC cappetta calcinabile                                                                        |  | angolo 25°, Variobase® per corona SA                                                                                       | POM       | 023.0026    |

Protesi

RC

## Ricostruzione avvitata o cementata, Variobase®

| Prodotto                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Viti di sostituzione</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.4900    |
| Vite occlusale              |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitata, lunghezza 3,7 mm                                                                               |           | 023.4763    |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level  |  | per CAD/CAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                                                                                      |           | 025.2926    |
| NC/RC Vite basale SA        |  | per NC/RC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,9 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                          |           | 025.0055    |

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata

| Prodotto                                                                                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                             | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzione di una singola corona (ingaggio) |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Perni per impronta a cucchiaio aperto                                                                 |  | per componenti secondarie avvitare, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                             | TAN                  | 025.2244    |
| Perni per impronta a cucchiaio chiuso                                                                 |  |                                                                                                         | TAN/POM              | 025.2246    |
| Perni per impronte (livello componente secondaria) per ricostruzioni multi-unità (senza ingaggio)     |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Perni per impronta a cucchiaio aperto                                                                 |  | per componenti secondarie avvitare, livello componente secondaria, Ø 4,6 mm                             | TAN                  | 025.0012    |
| Perni per impronta a cucchiaio chiuso                                                                 |  |                                                                                                         | TAN/POM              | 025.0014    |
| Impronta digitale                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| CARES® Corpo di scansione Mono                                                                        |  | per componenti secondarie avvitare, livello componente secondaria, compresa vite di fissaggio, Ø 4,6 mm | PEEK                 | 025.0001    |
| Analogo d'impianto riposizionabile                                                                    |  | per componenti secondarie avvitare, Ø 4,6 mm                                                            | Acciaio inossidabile | 025.0008    |
| Analoghi d'impianto                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                         |                      |             |
| Analogo di impianto per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                                       |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, dritto/a                                                   | TAN                  | 023.4756    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, edentulia, dritto/a                                        |                      | 025.0050    |
|                                                                                                       |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, angolato/a, angolo 17°/30°                                 |                      | 023.4757    |

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata

| Prodotto                                                           | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                     | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti ausiliarie per laboratorio                              |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Strumento ausiliare di lucidatura                                  |    | per componenti secondarie avvitare, Ø 4,6 mm                                                                    | TAN                  | 025.0005    |
|                                                                    |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                |                      | 025.0005V4  |
| Vite per lavorazione in laboratorio                                |    | per componenti secondarie avvitare, lunghezza 20 mm                                                             | Acciaio inossidabile | 025.0006    |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare, lunghezza 10 mm                                                             |                      | 025.0052    |
| Cappette di protezione                                             |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Cappetta di protezione per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,1 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. | PEEK/TAN             | 024.4323-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 4,5 mm, larga, confezione 4 pz.    |                      | 024.0020-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 6,6 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |                      | 024.4324-04 |
|                                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 8,1 mm, Ø 5,0 mm, confezione 4 pz. |                      | 024.4325-04 |
| Componente ausiliaria                                              |                                                                                     |                                                                                                                 |                      |             |
| Straumann® Guida per pianificazione                                |  | guida visiva per il posizionamento di impianti obliqui in casi Straumann® Pro Arch                              | TAV/Ti               | 026.0016    |
| Perno di trasferimento e allineamento                              |  | per componenti secondarie avvitare                                                                              | TAN                  | 025.0009    |

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata, componenti secondarie, sterile

| Prodotto                                                           | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                     | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Componenti secondarie avvitata 0°, sterile                         |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| RC Componente secondaria avvitata                                  |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 1,5 mm, sterile            | TAN                  | 022.0132S   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, sterile            |                      | 022.0133S   |
|                                                                    |    | dritto/a, angolo 0°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, sterile            |                      | 022.0134S   |
| Componenti secondarie avvitata 17°, sterile                        |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| RC Componente secondaria avvitata                                  |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, Tipo A, sterile | TAN                  | 022.0150S   |
|                                                                    |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0151S   |
|                                                                    |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.0152S   |
|                                                                    |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0153S   |
|                                                                    |    | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.0154S   |
|                                                                    |   | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0155S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.0156S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 17°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0157S   |
| Componenti secondarie avvitata 30°, sterile                        |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| RC Componente secondaria avvitata                                  |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo A, sterile | TAN                  | 022.0158S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 3,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0159S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.0160S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 4,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0161S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo A, sterile |                      | 022.0162S   |
|                                                                    |  | angolato/a, angolo 30°, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 5,5 mm, Tipo B, sterile |                      | 022.0163S   |
| Chiavetta di ritegno per componenti secondarie avvitata Straumann® |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| Chiavetta di ritegno                                               |  | per componenti secondarie avvitata, lunghezza 85 mm                             | Acciaio inossidabile | 025.0019    |
| Componente ausiliaria                                              |                                                                                     |                                                                                 |                      |             |
| Perno di trasferimento e allineamento                              |  | per componenti secondarie avvitata                                              | TAN                  | 025.0009    |

## Ricostruzione avvitata con componente secondaria avvitata, cappette

| Prodotto                                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                | Materiale      | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Variobase® Cappette                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                            |                |             |
| Variobase® per cappetta cilindrica per ponte/barra per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763 e ausiliare di cementazione 3, Ø 5,1 mm, altezza 4 mm  | TAN            | 023.0028    |
| Cappette in TAN provvisorie                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                            |                |             |
| Cappetta provvisoria per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                               |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                           | TAN            | 024.0023    |
|                                                                                                |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11,5 mm                            |                | 024.0024    |
| Cappette in titanio                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                            |                |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm                                           |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                             | Ti             | 023.4747    |
|                                                                                                |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                              |                | 023.4751    |
| Cappette in oro                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                            |                |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare                                                    |    | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,440 g                   | Ceramicor®/POM | 023.4753    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,469 g                    |                | 023.4754    |
| Cappette calcinabili                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |                |             |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitare                                        |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per corone, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                             | POM            | 023.4748    |
|                                                                                                |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm                      |                | 023.4758    |
| Cappetta calcinabile                                                                           |  | per Variobase® per ponte/barra cilindrico, Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm, Ø 5,1 mm, altezza 11,1 mm |                | 023.0032    |
|                                                                                                |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                           |                | 023.0032V4  |
| Vite di sostituzione                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            |                |             |
| Vite occlusale                                                                                 |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm                | TAN            | 023.4763    |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrافusioni con leghe di metalli preziosi.



## Struttura barra su componenti secondarie avvitate, oro

| Prodotto                                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                             | Materiale  | N. articolo |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Cappetta in oro per barra</b>            |                                                                                   |                                                                                                                         |            |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitate |  | per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm, per barre, compresa vite 023.4763, peso della lega 0,744 g, altezza 5,5 mm | Ceramicor® | 023.4755    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                 |                                                                                   |                                                                                                                         |            |             |
| Vite occlusale                              |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitate, lunghezza 3,7 mm             | TAN        | 023.4763    |

## Struttura barra alternativa con componente secondaria in oro

| Prodotto                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale  | N. articolo |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| RC Componente secondaria    |  | per barre, oro, compresa vite 025.4900, altezza 10 mm, peso della lega 1,9 g                                                                                                              | Ceramicor® | 022.4701    |
| <b>Vite di sostituzione</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |            |             |
| RC Vite Base                |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN        | 025.4900    |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.

## Struttura barra su componenti secondarie avvitate, titanio

| Prodotto                                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cappetta in titanio per barra</b>        |                                                                                   |                                                                                                             |           |             |
| Cappetta per componenti secondarie avvitare |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, compresa vite 023.4763, altezza 5,5 mm                         | Ti        | 023.4752    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                 |                                                                                   |                                                                                                             |           |             |
| Vite occlusale                              |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm | TAN       | 023.4763    |

## Struttura barra alternativa con componente secondaria in titanio

| Prodotto                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| RC Componente secondaria    |  | per barre, compresa vite 025.4900, altezza 10 mm                                                                                                                                          | Ti        | 022.4702    |
| <b>Vite di sostituzione</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| RC Vite Base                |  | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm | TAN       | 025.4900    |

## Struttura barra su componenti secondarie avvitare, plastica

| Prodotto                                                | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cappetta calcinabile per barra</b>                   |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| Cappetta calcinabile per componenti secondarie avvitare |  | per componenti secondarie avvitare Ø 4,6 mm, per ponti e barre, compresa vite 023.4763, altezza 11 mm       | POM       | 023.4758    |
| <b>Vite di sostituzione</b>                             |                                                                                     |                                                                                                             |           |             |
| Vite occlusale                                          |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm | TAN       | 023.4763    |

## Novaloc®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                 | Materiale | N. articolo  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Novaloc® Matrice per impronta                              |    | rossa, confezione 4 pz.                                                                                                     | PEEK      | 2010.722-NOV |
| Novaloc® Analogo per modello                               |    | blu, confezione 4 pz.                                                                                                       | Al        | 2010.721-NOV |
|                                                            |    | rossa, angolato/a, angolo 15°, confezione 4 pz.                                                                             |           | 2010.720-NOV |
| Componenti secondarie Novaloc®                             |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| RC Novaloc® Componente secondaria                          |    | diritto/a, angolo 0°, altezza 1 mm                                                                                          | TAV/ADLC  | 022.0052     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 2 mm                                                                                          |           | 022.0053     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 3 mm                                                                                          |           | 022.0054     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 4 mm                                                                                          |           | 022.0055     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 5 mm                                                                                          |           | 022.0056     |
|                                                            |                                                                                     | diritto/a, angolo 0°, altezza 6 mm                                                                                          |           | 022.0057     |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0067     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0068     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0069     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0070     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm, Tipo A                                                                                |           | 022.0071     |
|                                                            |  | angolato/a, angolo 15°, altezza 2 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0077     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 3 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0078     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 4 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0079     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 5 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0080     |
|                                                            |                                                                                     | angolato/a, angolo 15°, altezza 6 mm, Tipo B                                                                                |           | 022.0081     |
| Novaloc® con filettatura M2 per barre                      |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Componente secondaria per barra Novaloc®                   |  | Componente secondaria per barra Novaloc®, confezione 2 pz.                                                                  | TAV/ADLC  | 048.857V2    |
| Vite di sostituzione                                       |                                                                                     |                                                                                                                             |           |              |
| Vite                                                       |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitare 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate | TAN       | 025.0002     |



## Confezione di componenti da lavorazione e involucro della matrice Novaloc®

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiale                | N. articolo      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Kit inserti per processo              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                  |
| Novaloc® Set per lavorazione, titanio |    | include:<br>2010.701-NOV Matrice in titanio (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzi<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi | Ti/POM/<br>PEEK/Silicone | 2010.601-<br>NOV |
| Novaloc® Set per lavorazione PEEK     |    | include:<br>2010.702-NOV Matrice, PEEK (incl. Inserto per montaggio) 2 pezzii<br>2010.711-NOV Inserto ritentivo, bianco (light), 2 pezzi<br>2010.712-NOV Inserto ritentivo, giallo (medium), 2 pezzi<br>2010.713-NOV Inserto ritentivo, verde (strong), 2 pezzi<br>2010.724-NOV Manicotto per montaggio, silicone, 2 pezzi     | PEEK/POM/<br>Silicone    | 2010.611-<br>NOV |
| Inserti di ritenzione                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                  |
| Inserto di ritenzione Novaloc®        |  | rosso, extra leggero, ca. 300 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEEK                     | 2010.710-<br>NOV |
|                                       |  | bianco, leggero, ca. 750 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2010.711-<br>NOV |
|                                       |  | giallo, medio, ca. 1200 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 2010.712-<br>NOV |
|                                       |  | verde, forte, ca. 1650 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2010.713-<br>NOV |
|                                       |  | blu, extra forte, ca. 2050 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2010.714-<br>NOV |
|                                       |  | nero, ultra forte, ca. 2450 g, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2010.715-<br>NOV |
| Involucri delle matrici               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                  |
| Novaloc® Matrice, titanio             |  | incluso inserto di montaggio, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ti/POM                   | 2010.701-<br>NOV |
| Novaloc® Matrice, PEEK                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEEK/POM                 | 2010.702-<br>NOV |
| Novaloc® Matrice – allungata          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ti/POM                   | 2010.703-<br>NOV |

## Strumenti e componenti ausiliarie Novaloc®

| Prodotto                                           | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Materiale               | N. articolo  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Novaloc® Contenitore per strumenti                 |  | inclusi 3 strumenti:<br>2010.731-NOV Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio (blu),<br>2010.741-NOV Novaloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone),<br>2010.751-NOV Novaloc® Strumento per estrazione matrice (grigio) |                         | 2010.101-NOV |
| Novaloc® Spaziatore per duplicazione               |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.723-NOV |
| Novaloc® Manicotto per montaggio                   |  | bianco, confezione 10 pz.                                                                                                                                                                                                             | Silicone                | 2010.724-NOV |
| Novaloc® Inserto per montaggio                     |  | bianco, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                              | POM                     | 2010.725-NOV |
| Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio |  | blu                                                                                                                                                                                                                                   | Al/Acciaio inossidabile | 2010.731-NOV |
| Novaloc® Strumento per inserto ritentivo           |  | marrone                                                                                                                                                                                                                               |                         | 2010.741-NOV |
| Novaloc® Strumento per estrazione matrice          |  | grigio                                                                                                                                                                                                                                |                         | 2010.751-NOV |

Protesi

RC

Il sistema di matrici Novaloc è anche compatibile con le componenti secondarie LOCATOR®.



## LOCATOR®

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                          | Descrizione                                                | Materiale                           | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR®<br>Cappetta per impronta                          |  | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                             | Involucro in Al con inserto in LDPE | 048.197V4   |
| LOCATOR®<br>Analogo d'impianto                             |  | lunghezza 10 mm, Ø 4 mm, confezione 4 pz.                  | Al                                  | 025.0120-04 |
| LOCATOR® componenti secondarie                             |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| RC LOCATOR®<br>Componente secondaria                       |  | altezza 1 mm                                               | TAV/TiN                             | 022.4501    |
|                                                            |  | altezza 2 mm                                               |                                     | 022.4502    |
|                                                            |  | altezza 3 mm                                               |                                     | 022.4503    |
|                                                            |  | altezza 4 mm                                               |                                     | 022.4504    |
|                                                            |  | altezza 5 mm                                               |                                     | 022.4505    |
|                                                            |  | altezza 6 mm                                               |                                     | 022.4506    |
| LOCATOR® Componenti secondarie barra                       |                                                                                   |                                                            |                                     |             |
| LOCATOR® Componente secondaria barra                       |  | filettatura M2 (2,0 mm), altezza 1,78 mm, confezione 2 pz. | TAV/TiN                             | 048.804V2   |

## LOCATOR®

| Prodotto                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materiale         | N. articolo |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 20° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.189V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |    | trasparente, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 2,27 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                  | Nylon             | 048.190V4   |
|                                                               |    | rosa, ritenzione leggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 1,36 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                     |                   | 048.191V4   |
|                                                               |    | blu, ritenzione ultraleggera, angolo 0°–10°, altezza 1,7 mm, 0,68 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                 |                   | 048.192V4   |
| Set da laboratorio, compensazione delle divergenze fino a 40° |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo                             |    | range esteso, comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo nero (alt. 1,9 mm), anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione verde (048.193), inserto di ritenzione arancione (048.188), inserto di ritenzione rosso (048.194), confezione 2 pz. | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.182V2   |
| LOCATOR®<br>Inserto di ritenzione                             |   | verde, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 1,82 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                         | Nylon             | 048.193V4   |
|                                                               |  | arancione, ritenzione leggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,91 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                 |                   | 048.188V4   |
|                                                               |  | rosso, ritenzione ultraleggera, range esteso, angolo 10°–20°, altezza 1,7 mm, 0,45 kg, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                |                   | 048.194V4   |
|                                                               |  | grigio, range esteso, ritenzione zero, altezza 1,7 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                |                   | 048.181V4   |
| LOCATOR® per barre                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| LOCATOR® Kit inserti per processo barra                       |  | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 2 pz.                            | Ti/Nylon/<br>LDPE | 048.805V2   |
|                                                               |                                                                                     | comprende: Involucro matrice (Ø 5,5 mm, alt. 2,5 mm) con inserto per processo giallo, anello spaziatore (048.196), inserto di ritenzione trasparente (048.190), inserto di ritenzione rosa (048.191), inserto di ritenzione blu (048.192), confezione 10 pz.                           |                   | 048.805V10  |

## Componenti LOCATOR®

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                              | Materiale           | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| LOCATOR®<br>Perno parallelo                                       |  | lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                         | LDPE                | 048.199V4   |
| LOCATOR®<br>Inserto per processo, nero                            |  | altezza 1,9 mm, confezione 4 pz.                                         |                     | 048.195V4   |
| LOCATOR®<br>Anello spaziatore                                     |  | spessore 0,4 mm, confezione 20 pz.                                       | Gomma<br>siliconica | 048.196V20  |
| LOCATOR®<br>Spaziatore di processo                                |  | confezione 4 pz.                                                         | POM                 | 048.218V4   |
| LOCATOR®<br>Guaina del supporto<br>della componente<br>secondaria |  | per fissare la componente secondaria allo strumento,<br>confezione 4 pz. | PSU                 | 046.413V4   |

| Strumenti e componenti ausiliari     |                                                                                     |                                        |                           |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| LOCATOR® Strumento                   |    | tre parti, lunghezza 100 mm            | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.415 |
| LOCATOR® Cacciavite                  |    | per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm |                           | 046.416 |
|                                      |   | per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm |                           | 046.417 |
| LOCATOR®<br>Dispositivo goniometrico |  | lunghezza 50 mm, larghezza 15 mm       |                           | 048.200 |

## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                        | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                        | Materiale | N. articolo |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Set per la pianificazione protesica</b>      |                                                                                     |                                                                                                    |           |             |
| Bone Level PLAN Set                             |    | lunghezza 278 mm, larghezza 124 mm, altezza 33 mm                                                  | POM       | 026.0902    |
| Cassetta Bone Level PLAN                        |    | vuota, lunghezza 278 mm, larghezza 124 mm, altezza 33 mm                                           | PC        | 026.0000    |
| <b>NC PLAN Componenti secondarie</b>            |                                                                                     |                                                                                                    |           |             |
| NC PLAN<br>Componente secondaria<br>anatomica   |    | diritto/a, altezza della gengiva 2 mm, confezione 4 pz.                                            | POM       | 025.2601-04 |
|                                                 |    | diritto/a, altezza della gengiva 3,5 mm, confezione 4 pz.                                          |           | 025.2602-04 |
|                                                 |    | angolato/a, angolo 15°, altezza della gengiva 2 mm, confezione 4 pz.                               |           | 025.2603-04 |
|                                                 |   | angolato/a, angolo 15°, altezza della gengiva 3,5 mm, confezione 4 pz.                             |           | 025.2604-04 |
| NC PLAN<br>Componente secondaria in<br>oro      |  | per corone, altezza 3,2 mm, confezione 4 pz.                                                       |           | 025.2610-04 |
| NC PLAN<br>Componente secondaria<br>cementabile |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2611-04 |
|                                                 |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2612-04 |
|                                                 |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2613-04 |
|                                                 |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2615-04 |
|                                                 |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2616-04 |
|                                                 |  | Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2617-04 |
|                                                 |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 025.2621-04 |
|                                                 |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 025.2622-04 |
|                                                 |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 025.2623-04 |
|                                                 |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2625-04 |
|                                                 |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2626-04 |
|                                                 |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.2627-04 |

## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                 | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| NC Novaloc®<br>Plan Componente<br>secondaria* |    | altezza 1–6 mm, confezione 4 pz.                                                            | POM       | 025.2646-04 |
| NC Novaloc®<br>Plan Componente<br>secondaria  |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2–6 mm,<br>tipo A, confezione 4 pz.                         |           | 025.0046V4  |
|                                               |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2–6 mm,<br>tipo B, confezione 4 pz.                         |           | 025.0048V4  |
| NC PLAN LOCATOR®<br>Componente secondaria*    |    | altezza 2 mm, confezione 4 pz.                                                              |           | 025.2642-04 |
|                                               |    | altezza 3 mm, confezione 4 pz.                                                              |           | 025.2643-04 |
|                                               |    | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                                                              |           | 025.2644-04 |
|                                               |    | altezza 5 mm, confezione 4 pz.                                                              |           | 025.2645-04 |
| NC PLAN Componente<br>secondaria<br>avvitata  |    | dritto/a, Ø 3,5 mm, altezza della gengiva 2,5 mm,<br>confezione 4 pz.                       |           | 025.2648-04 |
|                                               |    | dritto/a, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm,<br>confezione 4 pz.                       |           | 025.2650-04 |
|                                               |    | angolato/a, angolo 17°, tipo A, Ø 4,6 mm, altezza della<br>gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2655-04 |
|                                               |    | angolato/a, angolo 17°, tipo B, Ø 4,6 mm, altezza della<br>gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2658-04 |
|                                               |  | angolato/a, angolo 30°, tipo A, Ø 4,6 mm, altezza della<br>gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2653-04 |
|                                               |  | angolato/a, angolo 30°, tipo B, Ø 4,6 mm, altezza della<br>gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.2660-04 |

\*La componente secondaria NC Novaloc® Plan (025.2646-04) è anche compatibile con le componenti LOCATOR®.

## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                     | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                        | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>RC PLAN Componenti secondarie</b>         |                                                                                     |                                                                                                    |           |             |
| RC PLAN<br>Componente secondaria anatomica   |    | diritto/a, altezza della gengiva 2 mm, confezione 4 pz.                                            | POM       | 025.4601-04 |
|                                              |    | diritto/a, altezza della gengiva 3,5 mm, confezione 4 pz.                                          |           | 025.4602-04 |
|                                              |    | angolato/a, angolo 15°, altezza della gengiva 2 mm, confezione 4 pz.                               |           | 025.4603-04 |
|                                              |    | angolato/a, angolo 15°, altezza della gengiva 3,5 mm, confezione 4 pz.                             |           | 025.4604-04 |
| RC PLAN<br>Componente secondaria in oro      |    | per corone, altezza 3,3 mm, confezione 4 pz.                                                       |           | 025.4610-04 |
| RC PLAN<br>Componente secondaria cementabile |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 025.4621-04 |
|                                              |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 025.4622-04 |
|                                              |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.     |           | 025.4623-04 |
|                                              |    | Ø 5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4625-04 |
|                                              |   | Ø 5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4626-04 |
|                                              |  | Ø 5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4627-04 |
| RC PLAN<br>Componente secondaria in oro      |  | per ponti, altezza 5,2 mm, confezione 4 pz.                                                        |           | 025.4630-04 |
| RC PLAN<br>Componente secondaria cementabile |  | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4631-04 |
|                                              |  | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4632-04 |
|                                              |  | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, confezione 4 pz.   |           | 025.4633-04 |
|                                              |  | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 1 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4635-04 |
|                                              |  | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 2 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4636-04 |
|                                              |  | Ø 6,5 mm, altezza della gengiva 3 mm, altezza della componente secondaria 5,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4637-04 |



## PLAN Componenti secondarie

| Prodotto                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                              | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| RC Novaloc®<br>Plan Componente<br>secondaria* |    | altezza 1–6 mm, confezione 4 pz.                                                         | POM       | 025.4646-04 |
| RC Novaloc®<br>Plan Componente<br>secondaria  |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2–6 mm, tipo A, confezione 4 pz.                         |           | 025.0045V4  |
|                                               |    | angolato/a, angolo 15°, altezza 2–6 mm, tipo B, confezione 4 pz.                         |           | 025.0047V4  |
| RC PLAN<br>LOCATOR®<br>Componente secondaria* |    | altezza 1 mm, confezione 4 pz.                                                           |           | 025.4641-04 |
|                                               |    | altezza 2 mm, confezione 4 pz.                                                           |           | 025.4642-04 |
|                                               |    | altezza 3 mm, confezione 4 pz.                                                           |           | 025.4643-04 |
|                                               |    | altezza 4 mm, confezione 4 pz.                                                           |           | 025.4644-04 |
|                                               |    | altezza 5 mm, confezione 4 pz.                                                           |           | 025.4645-04 |
| RC PLAN Componente<br>secondaria<br>avvitata  |    | dritto/a, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz.                       |           | 025.4648-04 |
|                                               |    | angolato/a, angolo 17°, tipo A, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4649-04 |
|                                               |    | angolato/a, angolo 17°, tipo B, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4650-04 |
|                                               |   | angolato/a, angolo 30°, tipo A, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4653-04 |
|                                               |  | angolato/a, angolo 30°, tipo B, Ø 4,6 mm, altezza della gengiva 2,5 mm, confezione 4 pz. |           | 025.4660-04 |

\*La componente secondaria RC Novaloc® Plan (025.4646-04) è anche compatibile con le componenti LOCATOR®.



## Straumann® Classic

## Set Classic

| Prodotto                                                                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Materiale                                      | N. articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| <b>Set Classic per tipi di impianto C,E,F,H e K, usati tra il 1974 e il 1980 circa</b>                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |             |
| Set Classic, tipo C, E, F, H e K                                                                           |    | Il set comprende:<br>Analogo di impianto, Vite occlusale, Cappa di impronta 9°, Cappetta in oro                                                                                                         | Acciaio inossidabile/Ti/Al/<br>Ceramicor®      | 040.919C    |
| <b>Set Classic per impianti TPS (vite Ledermann), usati tra il 1975 e il 1986 circa</b>                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |             |
| Classic Set, Impianto di tipo TPS                                                                          |    | Il set comprende:<br>Analogo di impianto TPS, Vite occlusale TPS, lunghezza 4 mm, Cappa di impronta TPS, Cappetta in oro TPS                                                                            | Acciaio inossidabile/Ti/Al/<br>Elitor®         | 040.920C    |
| <b>Set Classic per Tipo Octa a una sola componente, usato tra il 1995 e il 2004 circa</b>                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |             |
| <b>Set Classic per impianti Bonefit con cono interno e spalla a 45°, usati tra il 1991 e il 1999 circa</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |             |
| Cappetta per impronta Octa                                                                                 |    | lunghezza 10,0 mm                                                                                                                                                                                       | Al                                             | 048.009     |
| SCS Vite di posizionamento                                                                                 |    | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, accorciabile di 2 mm, lunghezza 12 mm, confezione 4 pz.                                                                                                          | Ti                                             | 048.365V4   |
| RN Analogo d'impianto                                                                                      |   | per costruzioni a barra con snyOcta® 1.5 048.601, dritto/a, angolo 0°, Ø 4,8 mm                                                                                                                         | Acciaio inossidabile                           | 048.108     |
| <b>Set Classic per Tipo 8° (in seguito anche Monotipo), usato tra il 1994 e il 2009 circa</b>              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                |             |
| Set Classic, tipo 8°                                                                                       |  | Il set comprende:<br>Analogo di impianto per testa barra 8°, SCS Vite occlusale, lunghezza 4 mm, Cappa di impronta per testa barra 8°, Cappa di protezione impianto per testa barra 8°, Cappetta in oro | Acciaio inossidabile/Ti/Al/<br>PEEK/Ceramicor® | 040.921C    |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.



## Impianto di tipo Narrow Neck (NN), in uso tra il 1998 e il 2012 circa

| Prodotto                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                     | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Rilevamento dell'impronta/realizzazione del modello master |                                                                                     |                                                                 |                      |             |
| NN Cappetta per impronta                                   |    | avvitato, per impronta a cucchiaio aperto, lunghezza 17,5 mm    | Al/TAN               | 048.016     |
| NN<br>Analogo d'impianto                                   |    | lunghezza 14 mm                                                 | Acciaio inossidabile | 048.130     |
| Componente secondaria provvisoria                          |                                                                                     |                                                                 |                      |             |
| NN Cappetta provvisoria                                    |    | compresa NN Vite occlusale, altezza 10 mm                       | PEEK/Ti              | 048.669     |
| Componente secondaria in oro                               |                                                                                     |                                                                 |                      |             |
| NN Cappetta in oro                                         |    | calcinabile, senza vite, altezza 10 mm, peso della lega 0,286 g | Ceramicor®/<br>POM   | 048.635     |
| Componenti secondarie in titanio                           |                                                                                     |                                                                 |                      |             |
| NN Componente secondaria                                   |    | lucidabile, senza vite, altezza 9 mm                            | Ti                   | 048.505     |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 15°, senza vite, altezza 8,8 mm              |                      | 048.550     |
|                                                            |    | angolato/a, angolo 20°, senza vite, altezza 8,8 mm              |                      | 048.551     |
| Cappetta di protezione                                     |                                                                                     |                                                                 |                      |             |
| NN Cappetta di protezione                                  |  | con vite occlusale integrata, altezza 3,4 mm                    | PEEK/TAN             | 048.050     |
| Vite                                                       |                                                                                     |                                                                 |                      |             |
| NN Vite occlusale                                          |  | gialla, lunghezza 5 mm, filettata Ø 1,8 mm                      | TAN                  | 049.177     |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.



## Componenti supplementari per Straumann® Classic

| Prodotto                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                            | Materiale  | N. articolo |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Octa Componente secondaria                        |  | con vite di base integrata, altezza 1,5 mm             | Ti         | 048.404C    |
| Componente secondaria, angolata 15°               |  | con vite di base integrata                             |            | 048.483C    |
| Componente secondaria, angolata 20°               |  |                                                        |            | 048.484C    |
| Cappetta in plastica per componente secondaria 8° |  |                                                        | POM        | 048.220C    |
| Cappetta in oro TS per Octa                       |  | peso della lega 0,757 g                                | Ceramicor® | 048.232C    |
| Vite trasversale                                  |  | per RN Avvitamento trasversale, lunghezza 3 mm, Ø 2 mm | TAV        | 049.154     |
| Vite occlusale                                    |  | lunghezza 15 mm                                        | Ti         | 048.304C    |
| TPS Vite occlusale                                |  | lunghezza 8 mm                                         |            | 048.312C    |
| Componente secondaria di perno                    |  | calcinabile                                            | Ceramicor® | 048.424C    |
| Perni TS per Octa                                 |  |                                                        | Ti         | 048.448C    |

Ceramicor® è una lega non ossidante di metalli preziosi per sovrafusioni con leghe di metalli preziosi.

## Strumenti per Straumann® Classic

| Prodotto                                  | Immagine                                                                          | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Inseritore per componenti secondarie Octa |  | Acciaio inossidabile | 046.045C    |
| Strumento cruciforme                      |  |                      | 046.114C    |



Quale sfida dovete affrontare oggi?

L'odontoiatria moderna ha bisogno di soluzioni specifiche per garantire il massimo delle prestazioni e della sicurezza.

### Biomateriali Straumann®: **Affrontare ogni sfida**

Sappiamo che i vostri casi sono individuali quanto lo sono i vostri pazienti. Ecco perché offriamo prodotti comodi da usare, sui quali poter contare, giorno dopo giorno. Potete affidarvi all'esperienza e alla competenza, sinonimi di Straumann®, per fornire la soluzione giusta, progettata per ottenere e mantenere il successo clinico in ogni situazione. Qualunque siano le esigenze dei vostri pazienti, opzioni di trattamento per prevenire la perdita dei denti o una serie completa di biomateriali e di soluzioni innovative per mantenere la salute del tessuto perimplantare, il nostro portfolio accuratamente selezionato vi fornisce esattamente ciò di cui avete bisogno per il successo dei risultati e per affrontare le vostre sfide.

- Sostituti ossei (alloinnesti, innesti sintetici, xenoinnesti)
- Membrane (collagene, sintetiche)
- Innesti di tessuto molle
- Emostatici
- Straumann® Emdogain® e Straumann® Emdogain® FL
- Strumenti e accessori
- Salute implantare
- Odontoiatria preventiva



## Biomateriali

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Biomateriali</b>                                                 | <b>174</b> |
| <b>Sostituti ossei</b>                                              | <b>174</b> |
| Alloinnesti                                                         | 174        |
| Materiali sintetici                                                 | 176        |
| Eteroinnesti                                                        | 177        |
| <b>Prodotti per tessuti molli</b>                                   | <b>179</b> |
| Membrane                                                            | 179        |
| Innesti di tessuto molle                                            | 180        |
| Emostatici                                                          | 181        |
| <b>Straumann® Emdogain®</b>                                         | <b>182</b> |
| Straumann® Emdogain®, Straumann® Emdogain® FL e Straumann® PrefGel® | 182        |
| <b>Strumenti e accessori</b>                                        | <b>183</b> |
| <b>Salute implantare/Odontoiatria preventiva</b>                    | <b>186</b> |
| Labrida BioClean™                                                   | 186        |

## Alloinnesti

| Prodotto                                      | Immagine                                                                                                                                                            | Descrizione                                                               | Materiale                         | N. articolo     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Granuli</b>                                |                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                   |                 |
| botiss maxgraft®<br>granuli spongiosi         |   | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 0,5 cc | Osso spongioso                    | <b>BO-30005</b> |
|                                               |                                                                                                                                                                     | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 1,0 cc |                                   | <b>BO-30010</b> |
|                                               |                                                                                                                                                                     | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 2,0 cc |                                   | <b>BO-30020</b> |
|                                               |                                                                                                                                                                     | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 4,0 cc |                                   | <b>BO-30040</b> |
| botiss maxgraft®<br>granuli cortico-spongiosi |   | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 0,5 cc | Osso corticale/<br>Osso spongioso | <b>BO-31005</b> |
|                                               |                                                                                                                                                                     | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 1,0 cc |                                   | <b>BO-31010</b> |
|                                               |                                                                                                                                                                     | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 2,0 cc |                                   | <b>BO-31020</b> |
|                                               |                                                                                                                                                                     | donatore: umano, misura granuli: 500–2000 µm, dimensioni unitarie: 4,0 cc |                                   | <b>BO-31040</b> |

## Alloinnesti

| Prodotto                        | Immagine                                                                            |                                                                                     | Descrizione                                                                                                          | Materiale                                 | N. articolo |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Blocchi                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                      |                                           |             |
| botiss maxgraft®<br>spinosi     |    |    | donatore: umano, misura del blocco: 10x10x10 mm                                                                      | Osso spungio-<br>so                       | BO-32111    |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | donatore: umano, misura del blocco: 20x10x10 mm                                                                      |                                           | BO-32112    |
| botiss maxgraft®<br>uni-cortico |    |    | donatore: umano, misura del blocco: 10x10x10 mm                                                                      | Osso<br>corticale/<br>Osso spungio-<br>so | BO-31111    |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | donatore: umano, misura del blocco: 20x10x10 mm                                                                      |                                           | BO-31112    |
| Placca ossea                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                      |                                           |             |
| botiss maxgraft®<br>cortico     |    |    | donatore: umano,<br>Dimensioni piastra: 25x10x1 mm                                                                   | Osso corticale                            | BO-31251    |
| Anelli                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                      |                                           |             |
| botiss maxgraft®<br>bonering    |    |    | donatore: umano, Ø esterno 6 mm*,<br>Ø interno 3,3 mm, altezza 10 mm                                                 | Osso spungio-<br>so                       | BO-33160    |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | donatore: umano, Ø esterno 7 mm*,<br>Ø interno 3,3 mm, altezza 10 mm                                                 |                                           | BO-33170    |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | donatore: umano, Ø esterno 7 mm**,<br>Ø interno 4,1 mm, altezza 10 mm                                                |                                           | BO-33174    |
| Blocco personalizzato           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                      |                                           |             |
| botiss maxgraft®<br>bonebuilder |  |  | pianificazione e produzione personalizzata di un<br>trapianto osseo, dimensioni max. 23x13x13 mm,<br>donatore: umano | Osso spungio-<br>so                       | BO-PMIa     |
|                                 |                                                                                     |                                                                                     | 2° blocco bonebuilder per il trattamento di difetti ossei<br>ampi (>23x13x13 mm)                                     |                                           | BO-PMIa2    |

### Come ordinare maxgraft® bonebuilder

maxgraft® bonebuilder è un blocco di osso allogenico progettato in modo personalizzato per il difetto osseo del paziente.

La nostra azienda partner botiss, progetta virtualmente il blocco di osso maxgraft® bonebuilder utilizzando una scansione CT/DVT del difetto osseo. Il progetto di blocco osseo viene approvato per la produzione dopo ispezione finale e approvazione da parte del medico.

La sede di fabbricazione, Cells +Tissuebank Austria (C+TBA), riceve il file della progettazione e il blocco osseo viene prodotto in condizioni di camera bianca.

Per effettuare un ordine di maxgraft® bonebuilder, accedere alla pagina [www.botiss-bonebuilder.com](http://www.botiss-bonebuilder.com). Sul sito sono presenti ulteriori istruzioni su come caricare i dati, sull'esecuzione dell'ordine e i tempi di consegna previsti. Il blocco maxgraft® bonebuilder sarà poi consegnato e fatturato direttamente da botiss, per conto di Straumann.

\* Utilizzabile con impianti Bone Level con diametro esterno da 3,3 a 3,6 mm

\*\* Utilizzabile solo per impianti Straumann® Bone Level e Bone Level Tapered Ø 4,1 mm



## Materiali sintetici

| Prodotto                 | Immagine                                                                           |                                                                                    | Descrizione                                                                         | Materiale  | N. articolo |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Granuli                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |            |             |
| Straumann® BoneCeramic™  |   |   | origine: sintetico, misura granuli: 400–700 µm, dimensioni unitarie: 0,3 cc, 0,25 g | HA / β-TCP | 070.198     |
|                          |                                                                                    |                                                                                    | origine: sintetico, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 1,0 cc, 0,5 g |            | 070.199     |
|                          |                                                                                    |                                                                                    | origine: sintetico, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 1,9 cc, 1,0 g |            | 070.200     |
| Granuli piccoli          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |            |             |
| botiss maxresorb®        |   |   | origine: sintetico, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 0,5 cc        | HA / β-TCP | BO-20005    |
|                          |                                                                                    |                                                                                    | origine: sintetico, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 1,0 cc        |            | BO-20010    |
| Granuli grandi           |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |            |             |
| botiss maxresorb®        |   |   | origine: sintetico, misura granuli: 800–1500 µm, dimensioni unitarie: 0,5 cc        | HA / β-TCP | BO-20105    |
|                          |                                                                                    |                                                                                    | origine: sintetico, misura granuli: 800–1500 µm, dimensioni unitarie: 2,0 cc        |            | BO-20120    |
| Pasta                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |            |             |
| botiss maxresorb® inject |  |  | origine: sintetico, dimensioni unitarie: 0,5 cc, Siringa                            | HA / β-TCP | BO-22005    |
|                          |                                                                                    |                                                                                    | origine: sintetico, dimensioni unitarie: 1,0 cc, Siringa                            |            | BO-22010    |
|                          |                                                                                    |                                                                                    | origine: sintetico, dimensioni unitarie: 2,5 cc, Siringa                            |            | BO-22025    |

## Eteroinnesti

| Prodotto                     | Immagine                                                                                                                                                                | Descrizione                                                                                                  | Materiale    | N. articolo  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Granuli piccoli              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |              |              |
| Straumann® XenoGraft         |       | origine: bovino, misura granuli: 200-1000 µm, dimensioni unitarie: 0,55 cc, 0,25 g                           | HA           | S1-0210-025  |
|                              |                                                                                                                                                                         | origine: bovino, misura granuli: 200-1000 µm, dimensioni unitarie: 1,3 cc, 0,5 g                             |              | S1-0210-050  |
|                              |                                                                                                                                                                         | origine: bovino, misura granuli: 200-1000 µm, dimensioni unitarie: 2,4 cc, 1,0 g                             |              | S1-0210-100  |
|                              |                                                                                                                                                                         | origine: bovino, misura granuli: 200-1000 µm, dimensioni unitarie: 4,5 cc, 2,0 g                             |              | S1-0210-200  |
| Granuli grandi               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |              |              |
| Straumann® XenoGraft         |       | origine: bovino, misura granuli: 1000-2000 µm, dimensioni unitarie: 0,68 cc, 0,25 g                          | HA           | S1-1020-025  |
|                              |                                                                                                                                                                         | origine: bovino, misura granuli: 1000-2000 µm, dimensioni unitarie: 1,55 cc, 0,5 g                           |              | S1-1020-050  |
|                              |                                                                                                                                                                         | origine: bovino, misura granuli: 1000-2000 µm, dimensioni unitarie: 2,9 cc, 1,0 g                            |              | S1-1020-100  |
|                              |                                                                                                                                                                         | origine: bovino, misura granuli: 1000-2000 µm, dimensioni unitarie: 5,0 cc, 2,0 g                            |              | S1-1020-200  |
| XenoFlex                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |              |              |
| Straumann® XenoFlex blocco   |   | Origine: 90% granulato minerale di osso bovino, 10% collagene suino, 6x6x3 mm, 50 mg, (~0,1 cc)              | HA/Collagene | NI-0110-005  |
|                              |                                                                                                                                                                         | Origine: 90% granulato minerale di osso bovino, 10% collagene suino, 6x6x6 mm, 100 mg, (~0,2 cc)             |              | NI-0110-010  |
|                              |                                                                                                                                                                         | Origine: 90% granulato minerale di osso bovino, 10% collagene suino, 7x8x9 mm, 250 mg, (~0,5 cc)             |              | NI-0110-025  |
|                              |                                                                                                                                                                         | Origine: 90% granulato minerale di osso bovino, 10% collagene suino, 9x10x11 mm, 500 mg, (~1,0 cc)           |              | NI-0110-050  |
| Straumann® XenoFlex cilindri |   | Origine: 90% granulato minerale di osso bovino, 10% collagene suino; (Siringa), 4,6x40 mm, 250 mg, (~0,7 cc) | HA/Collagene | NI-0110-025S |
|                              |                                                                                                                                                                         | Origine: 90% granulato minerale di osso bovino, 10% collagene suino; (Siringa), 5,6x45 mm, 500 mg, (~1,1 cc) |              | NI-0110-050S |

## Eteroinnesti

| Prodotto         | Immagine                                                                          |                                                                                   | Descrizione                                                                | Materiale | N. articolo |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Granuli piccoli  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                            |           |             |
| botiss cerabone® |  |  | origine: bovino, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 0,5 cc  | HA        | BO-1510     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   | origine: bovino, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 1,0 cc  |           | BO-1511     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   | origine: bovino, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 2,0 cc  |           | BO-1512     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   | origine: bovino, misura granuli: 500–1000 µm, dimensioni unitarie: 5,0 cc  |           | BO-1515     |
| Granuli grandi   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                            |           |             |
| botiss cerabone® |  |  | origine: bovino, misura granuli: 1000–2000 µm, dimensioni unitarie: 0,5 cc | HA        | BO-1520     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   | origine: bovino, misura granuli: 1000–2000 µm, dimensioni unitarie: 1,0 cc |           | BO-1521     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   | origine: bovino, misura granuli: 1000–2000 µm, dimensioni unitarie: 2,0 cc |           | BO-1522     |
|                  |                                                                                   |                                                                                   | origine: bovino, misura granuli: 1000–2000 µm, dimensioni unitarie: 5,0 cc |           | BO-1525     |

## Membrane

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                    | Materiale                          | N. articolo |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Membrane                              |                                                                                     |                                                                                                                |                                    |             |
| botiss Jason® membrane                |    | origine: pericardio porcino, misura della membrana: 15 x 20 mm, spessore della membrana: ~0,15 mm (+/- 0,1 mm) | Collagene                          | BO-681520   |
|                                       |                                                                                     | origine: pericardio porcino, misura della membrana: 20 x 30 mm, spessore della membrana: ~0,15 mm (+/- 0,1 mm) |                                    | BO-682030   |
|                                       |                                                                                     | origine: pericardio porcino, misura della membrana: 30 x 40 mm, spessore della membrana: ~0,15 mm (+/- 0,1 mm) |                                    | BO-683040   |
| Straumann® Membrane Flex™             |    | origine: peritoneo porcino, misura della membrana: 15 x 20 mm, spessore della membrana: ~0,4 mm (+/- 0,1 mm)   |                                    | 070.008     |
|                                       |                                                                                     | origine: peritoneo porcino, misura della membrana: 20 x 30 mm, spessore della membrana: ~0,4 mm (+/- 0,1 mm)   |                                    | 070.009     |
|                                       |                                                                                     | origine: peritoneo porcino, misura della membrana: 30 x 40 mm, spessore della membrana: ~0,4 mm (+/- 0,1 mm)   |                                    | 070.010     |
| botiss collprotect® membrane          |  | origine: derma porcino, misura della membrana: 15 x 20 mm, spessore della membrana: ~0,4 mm                    |                                    | BO-601520   |
|                                       |                                                                                     | origine: derma porcino, misura della membrana: 20 x 30 mm, spessore della membrana: ~0,4 mm                    |                                    | BO-602030   |
|                                       |                                                                                     | origine: derma porcino, misura della membrana: 30 x 40 mm, spessore della membrana: ~0,4 mm                    |                                    | BO-603040   |
| Membrane sintetiche (non assorbibili) |                                                                                     |                                                                                                                |                                    |             |
| botiss permamem®                      |  | permamem®, misura della membrana: 15 x 20 mm, spessore della membrana: ~0,08 mm                                | Sintetico/<br>PTFE ad alta densità | BO-801520   |
|                                       |                                                                                     | permamem®, misura della membrana: 20 x 30 mm, spessore della membrana: ~0,08 mm                                |                                    | BO-802030   |
|                                       |                                                                                     | permamem®, misura della membrana: 30 x 40 mm, spessore della membrana: ~0,08 mm                                |                                    | BO-803040   |

pin in titanio per il fissaggio delle membrane (vedere il capitolo Strumenti e accessori per biomateriali).

## Innesti di tessuto molle

| Prodotto                 | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                              | Materiale | N. articolo |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Innesti di tessuto molle |                                                                                   |                                                                                                                                                          |           |             |
| botiss mucoderm®         |  |  origine: derma porcino, dimensioni: 15 x 20 mm, spessore: 1,2 – 1,7 mm | Collagene | BO-701520   |
|                          |                                                                                   | origine: derma porcino, dimensioni: 20 x 30 mm, spessore: 1,2 – 1,7 mm                                                                                   |           | BO-702030   |
|                          |                                                                                   | origine: derma porcino, dimensioni: 30 x 40 mm, spessore: 1,2 – 1,7 mm                                                                                   |           | BO-703040   |



## Emostatici

| Prodotto          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                             | Materiale | N. articolo |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Coni</b>       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |           |             |
| botiss collacone® |  |  origine: derma porcino, altezza ~16 mm, diametro base ~11 mm, diametro punta ~7 mm, confezione 12 pz. | Collagene | BO-511112   |

## Straumann® Emdogain®, Straumann® Emdogain® FL e Straumann® PrefGel®

| Prodotto                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                        | Materiale                                                                          | N. articolo |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emdogain® Singlepack                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                    |             |
| Straumann® Emdogain® 0,15 ml          |    | 1 x Straumann® Emdogain® 0,15 ml                                   | Derivato da matrice dello smalto                                                   | 075.127W    |
| Straumann® Emdogain® 0,3 ml           |                                                                                     | 1 x Straumann® Emdogain® 0,3 ml                                    |                                                                                    | 075.101W    |
| Straumann® Emdogain® 0,7 ml           |                                                                                     | 1 x Straumann® Emdogain® 0,7 ml                                    |                                                                                    | 075.102W    |
| Emdogain® Multipack                   |                                                                                     |                                                                    |                                                                                    |             |
| Straumann® Emdogain® 0,3 ml Multipack |    | 3 x Straumann® Emdogain® 0,3 ml<br>3 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml  | Derivato da matrice dello smalto/Acido etilendia-<br>mminotet-<br>raacetico (EDTA) | 075.114W    |
| Straumann® Emdogain® 0,7 ml Multipack |                                                                                     | 3 x Straumann® Emdogain® 0,7 ml<br>3 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml  |                                                                                    | 075.116W    |
| Emdogain® 5 pezzi                     |                                                                                     |                                                                    |                                                                                    |             |
| Straumann® Emdogain® 0,15 ml          |   | 5 x Straumann® Emdogain® 0,15 ml                                   | Derivato da matrice dello smalto                                                   | 075.098W    |
| PrefGel®                              |                                                                                     |                                                                    |                                                                                    |             |
| Straumann® PrefGel® 0,6 ml            |  | 5 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml                                     | Acido etilendia-<br>mminotet-<br>raacetico (EDTA)                                  | 075.203W    |
| Emdogain® FL                          |                                                                                     |                                                                    |                                                                                    |             |
| Straumann® Emdogain® FL 0,15 ml       |  | 1 x Straumann® Emdogain® 0,15 ml<br>1 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml | Derivato da matrice dello smalto/Acido etilendia-<br>mminotet-<br>raacetico (EDTA) | 075.130     |
| Straumann® Emdogain® FL 0,3 ml        |                                                                                     | 1 x Straumann® Emdogain® 0,3 ml<br>1 x Straumann® PrefGel® 0,6 ml  |                                                                                    | 075.131     |

## Trimmer per maxgraft® cortico

| Prodotto                             | Immagine                                                                          | Descrizione                                 | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Trimmer per maxgraft® cortico</b> |                                                                                   |                                             |           |             |
| cortico trimmer®                     |  | Strumento per adattamento maxgraft® cortico | Ti        | BO-34000    |

## Strumenti chirurgici Bonering

| Prodotto                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                        | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Kit chirurgico                                 |                                                                                     |                                                                                                                    |                      |             |
| botiss maxgraft® bonering<br>Kit chirurgico    |   | vassoio chirurgico completo con tutti gli strumenti per la tecnica chirurgica con anello di tessuto osseo bonering | Acciaio inossidabile | BK-33000    |
| Cappette di chiusura                           |                                                                                     |                                                                                                                    |                      |             |
| NC Cappetta di chiusura e di fissaggio sterile |  | NC Cappetta di chiusura e di fissaggio, Ø 5,5 mm                                                                   | Ti                   | 024.22205   |
| RC Cappetta di chiusura e di fissaggio sterile |  | RC Cappetta di chiusura e di fissaggio, Ø 5,5 mm                                                                   |                      | 024.42205   |
| Strumenti per kit chirurgico                   |                                                                                     |                                                                                                                    |                      |             |
| Punta a spirale Ø 2 mm                         |  | Ø esterno 2 mm                                                                                                     | Acciaio inossidabile | BK-33001    |
| Trapano 6 mm                                   |  | Ø esterno 6 mm                                                                                                     |                      | BK-33002    |
| Trapano 7 mm                                   |  | Ø esterno 7 mm                                                                                                     |                      | BK-33003    |
| Fresa ablativa 6 mm                            |  | Ø esterno 6 mm                                                                                                     |                      | BK-33006    |
| Fresa ablativa 7 mm                            |  | Ø esterno 7 mm                                                                                                     |                      | BK-33007    |
| Fresa adamantina tulip                         |  |                                                                                                                    |                      | BK-33004    |
| Fresa adamantina                               |  |                                                                                                                    |                      | BK-33005    |
| bonering Fix                                   |  |                                                                                                                    |                      | BK-33010    |

## Strumenti chirurgici Bonering

| Prodotto                             | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                      | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Vassoio e rack strumenti</b>      |                                                                                   |                                                                                                                  |                      |             |
| Vassoio strumenti maxgraft® bonering |  | vassoio per strumenti maxgraft® bonering, vuoto, lunghezza 135 mm, larghezza 177 mm, altezza 39 mm               | Acciaio inossidabile | BK-33009    |
| Rack strumenti                       |  | rack per strumenti maxgraft® bonering per 12 strumenti con asta, lunghezza 25 mm, altezza 51 mm, larghezza 60 mm |                      | BK-33008    |

## Bone Block Fixation

| Prodotto                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                             | Materiale            | N. articolo |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Bone Block Fixation</b> |                                                                                     |                                                         |                      |             |
| Microviti, a croce         |    | Ø 1,2 mm, lunghezza 6 mm, confezione 5 pz.              | Ti                   | 68-112-506  |
|                            |   | Ø 1,2 mm, lunghezza 8 mm, confezione 5 pz.              |                      | 68-112-508  |
|                            |  | Ø 1,2 mm, lunghezza 11 mm, confezione 5 pz.             |                      | 68-112-511  |
|                            |  | Ø 1,2 mm, lunghezza 13 mm, confezione 5 pz.             |                      | 68-112-513  |
| Fresa pilota               |  | Ø 1,0 mm, lunghezza 14 mm                               |                      | 68-510-014  |
|                            |  | Ø 1,2 mm, lunghezza 14 mm                               |                      | 68-512-014  |
| Cassetta di stoccaggio     |  | Cassetta di stoccaggio per microviti, Ø 1,0 mm – 1,4 mm | Acciaio inossidabile | 68-720-002  |
| Cacciavite                 |  | Cacciavite, 11 cm                                       |                      | 68-740-002  |

## botiss titan pin set

| Prodotto                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                      | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>botiss titan pin set</b>    |                                                                                     |                                                                                                  |           |             |
| botiss set di perni in titanio |  | 1 x applicatore<br>1 x dispenser per 15 perni in titanio<br>1 x perni in titanio 3 mm (10 pezzi) |           | BO-440000   |
| botiss perni in titanio 3 mm   |  | perni in titanio 3 mm (10 pezzi)                                                                 |           | BO-440310   |

## OptraGate® \*

| Prodotto                                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                               | Materiale                              | N. articolo |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>OptraGate®</b>                           |                                                                                   |                                                                                                           |                                        |             |
| OptraGate®- apribocca monouso senza lattice |  | OptraGate Assortment<br>40 pezzi OptraGate Regular<br>40 pezzi OptraGate Small                            | Elastomero termoplastico/Polipropilene | 577275WW    |
|                                             |                                                                                   | OptraGate Regular Refill<br>80 pezzi OptraGate Regular                                                    |                                        | 590850WW    |
|                                             |                                                                                   | OptraGate Small Refill<br>80 pezzi di OptraGate Small                                                     |                                        | 590851WW    |
|                                             |                                                                                   | OptraGate Junior Refill<br>80 pezzi di OptraGate Junior                                                   |                                        | 591451WW    |
|                                             |                                                                                   | OptraGate Small Assortment blu + rosa<br>20 pezzi OptraGate Small rosa<br>20 pezzi di OptraGate Small blu |                                        | 669088WW    |
|                                             |                                                                                   | OptraGate Junior Assortment blu + rosa<br>20 pezzi OptraGate Junior rosa<br>20 pezzi OptraGate Junior blu |                                        | 669089WW    |
|                                             |                                                                                   |                                                                                                           |                                        |             |

\* disponibile a partire dal secondo trimestre 2021

## Scovolino Labrida BioClean™

| Prodotto                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                          | Materiale   | N. articolo  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Scovolino Labrida BioClean™ |                                                                                   |                                                                                                                                      |             |              |
| Scovolino Labrida BioClean™ |  | Confezione di 5 scovolini in chitosano per la pulizia di impianti dentali osteointegrati e/o dei denti (profondità della tasca 4 mm) | Biopolimero | LBC2013.0001 |







Straumann® CARES® comprende hardware, software e servizi per protesi personalizzate di alta qualità con tecnologia CAD/CAM, offrendo un'ampia gamma di materiali e applicazioni. La connettività fra software di pianificazione chirurgica e software CAD/CAM offre nuove possibilità di realizzazione per risultati estetici individuali.

## Il flusso di lavoro digitale: ottimizza il vostro flusso di lavoro e migliora la predicibilità dei risultati.

La digitalizzazione sta avendo un forte impatto sul mondo dell'odontoiatria e della tecnologia dentale, portando con sé una serie di nuove applicazioni e processi che stanno cambiando radicalmente il modo in cui il trattamento è concepito. Prodotti software e hardware nuovi possono aumentare innovazione ed efficienza nei laboratori odontotecnici, mentre la produzione di prodotti di laboratorio può diventare sempre più decentrata. Queste tendenze richiedono modelli di business per essere regolata per soddisfare le crescenti aspettative del paziente.

*Nota:*

*\* Le soluzioni digitali Straumann® CARES® sono disponibili solo in alcuni paesi. Contattare il rappresentante locale di vendita di Straumann per ulteriori informazioni.*



## CADCAM

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| CADCAM                         | 190 |
| Prestazioni digitali           | 190 |
| Straumann® n!ce® Zirconia      | 193 |
| Straumann® n!ce® vetroceramica | 196 |

## Prestazioni digitali



1

Acquisizione  
dei dati



2

Pianificazione



3

Intervento  
chirurgico



4

Impronta



5

Progettazione



6

Produzione



7

Post-elabo-  
razione



8

Restauro  
definitivo

Straumann® CARES® offre una soluzione digitale integrata per dentisti e laboratori dentali. A partire dal software di pianificazione implantare fino alle necessarie apparecchiature CAD/CAM e ai servizi e materiali, il nostro approccio a sistema aperto è basato su flussi di lavoro validati per soddisfare le vostre esigenze nel miglior modo possibile.

Le sinergie fra il software di pianificazione coDiagnostiX® e il software di progettazione CARES® Visual rendono disponibile un nuovo mondo di possibilità per i trattamenti protesici implantari. Il flusso di lavoro delineato CARES® CAD/CAM consente di scansionare, progettare e di ordinare una gamma completa di componenti protesiche individuali direttamente presso i nostri centri di fresatura o di realizzarle direttamente usando le nostre opzioni di flusso di lavoro in house. A voi la scelta in base ai singoli casi!

In caso di indisponibilità dell'attrezzatura necessaria, è possibile ordinare le protesi individualizzate attraverso sistemi CAD/CAM di altri produttori o il nostro servizio Straumann® CARES® Scan & Shape.

### Ampio portfolio di prodotti

Il nostro ampio portfolio offre la soluzione adatta per ogni caso, inclusi protesi monofase, componenti secondarie individualizzate, ponti e barre avvitati, corone a profilo pieno e ponti supportati da denti.

### Gamma di materiali e applicazioni all'avanguardia

Straumann® CARES® CAD/CAM dispone di una vasta gamma di materiali per offrire ai pazienti e al team di trattamento un'ampia gamma di opzioni. È possibile trattare tutti i tipi di materiali dentali e offrire la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze dei clienti.



## Prestazioni digitali

### Soluzioni digitali Straumann® CARES® per laboratori dentali

- Offre una soluzione universale per laboratori dentali, completata dal nostro servizio di fresatura centralizzata contraddistinto da elevati volumi e alta precisione
- Consente ai laboratori dentali di produrre una vasta gamma di protesi da una selezione di materiali molto ampia



## Prestazioni digitali

### Soluzioni digitali Straumann® CARES® per dentisti

- Un portfolio completo di soluzioni integrate, inclusa scansione alla poltrona e tecnologia di fresatura leader del settore, stampa 3D e fresatura centralizzata come estensione dello studio
- Combinazione di piattaforme software interconnesse, flussi di lavoro aperti e completamente validati per un'ampia varietà di materiali – uno standard di riferimento reale nell'odontoiatria digitale
- Si affida a partner leader del settore per offrire tecnologia personalizzabile all'avanguardia e tecnologia aggiornabile per soddisfare la costante evoluzione delle vostre esigenze



## Straumann® n!ce® Zirconia

# Nuova offerta Straumann® Zirconia

Con Straumann® n!ce® Zirconia, è disponibile un'ampia gamma di zirconia per tutti i casi paziente! Sono disponibili tutti i tipi di zirconia in numerose tonalità, da n!ce® Zirconia<sup>LT</sup>, la tradizionale zirconia a bassa traslucenza utilizzata per le strutture, a n!ce® Zirconia<sup>GT</sup>, la nuova generazione di zirconia multistrato!

Creare protesi naturali di qualità made in Switzerland, per un risultato protesico predicibile e affidabile. La nostra n!ce® Zirconia può essere lavorata in modo semplice con strumenti e metodi standard adatti alla zirconia ed è possibile farla lavorare nei nostri centri di fresaggio on demand.



### n!ce® Zirconia<sup>GT</sup>,

la nuova generazione di Zirconia con gradiente di traslucenza caratterizzata da una transizione di tonalità e traslucenze! **DISPONIBILE A BREVE!**

| Tonalità   | Altezza del disco |          |          |          |          |          |
|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 14 mm             | 16 mm    | 18 mm    | 20 mm    | 22 mm    | 25 mm    |
| Multi A1   | 010.7445          | 010.7446 | 010.7447 | 010.7448 | 010.7449 | 010.7450 |
| Multi A2   | 010.7451          | 010.7452 | 010.7453 | 010.7454 | 010.7455 | 010.7456 |
| Multi A3   | 010.7457          | 010.7458 | 010.7459 | 010.7460 | 010.7461 | 010.7462 |
| Multi A3.5 | 010.7463          | 010.7464 | 010.7465 | 010.7466 | 010.7467 | 010.7468 |
| Multi A4   | 010.7469          | 010.7470 | 010.7471 | 010.7472 | 010.7473 | 010.7474 |
| Multi B1   | 010.7475          | 010.7476 | 010.7477 | 010.7478 | 010.7479 | 010.7480 |
| Multi B2   | 010.7481          | 010.7482 | 010.7483 | 010.7484 | 010.7485 | 010.7486 |
| Multi B3   | 010.7487          | 010.7488 | 010.7489 | 010.7490 | 010.7491 | 010.7492 |
| Multi B4   | 010.7493          | 010.7494 | 010.7495 | 010.7496 | 010.7497 | 010.7498 |
| Multi C1   | 010.7499          | 010.7500 | 010.7501 | 010.7502 | 010.7503 | 010.7504 |
| Multi C2   | 010.7505          | 010.7506 | 010.7507 | 010.7508 | 010.7509 | 010.7510 |
| Multi C3   | 010.7511          | 010.7512 | 010.7513 | 010.7514 | 010.7515 | 010.7516 |
| Multi C4   | 010.7517          | 010.7518 | 010.7519 | 010.7520 | 010.7521 | 010.7522 |
| Multi D2   | 010.7523          | 010.7524 | 010.7525 | 010.7526 | 010.7527 | 010.7528 |
| Multi D3   | 010.7529          | 010.7530 | 010.7531 | 010.7532 | 010.7533 | 010.7534 |
| Multi D4   | 010.7535          | 010.7536 | 010.7537 | 010.7538 | 010.7539 | 010.7540 |
| Multi BL1  | 010.7541          | 010.7542 | 010.7543 | 010.7544 | 010.7545 | 010.7546 |
| Multi BL2  | 010.7547          | 010.7548 | 010.7549 | 010.7550 | 010.7551 | 010.7552 |

## Straumann® n!ce® Zirconia



### n!ce® Zirconia<sup>HT</sup>,

la zirconia ad alta traslucenza, particolarmente adatta per restauri anatomici anche full-arch.

| Tonalità   | Altezza del disco |          |          |          |          |          |          |
|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 12 mm             | 14 mm    | 16 mm    | 18 mm    | 20 mm    | 25 mm    | 30 mm    |
| Bianco     | 010.7180          | 010.7181 | 010.7182 | 010.7183 | 010.7184 | 010.7185 | 010.7186 |
| Mono A1    | —                 | 010.7187 | 010.7188 | —        | 010.7189 | 010.7190 | 010.7191 |
| Mono A2    | —                 | 010.7192 | 010.7193 | —        | 010.7194 | 010.7195 | 010.7196 |
| Mono A3    | —                 | 010.7197 | 010.7198 | —        | 010.7199 | 010.7200 | 010.7201 |
| Mono A3.5  | —                 | 010.7202 | 010.7203 | —        | 010.7204 | 010.7205 | 010.7206 |
| Mono A4    | —                 | 010.7207 | 010.7208 | —        | 010.7209 | 010.7210 | 010.7211 |
| Mono B1    | —                 | 010.7212 | 010.7213 | —        | 010.7214 | 010.7215 | 010.7216 |
| Mono B2    | —                 | 010.7217 | 010.7218 | —        | 010.7219 | 010.7220 | 010.7221 |
| Mono B3    | —                 | 010.7222 | 010.7223 | —        | 010.7224 | 010.7225 | 010.7226 |
| Mono B4    | —                 | 010.7227 | 010.7228 | —        | 010.7229 | 010.7230 | 010.7231 |
| Mono C1    | —                 | 010.7232 | 010.7233 | —        | 010.7234 | 010.7235 | 010.7236 |
| Mono C2    | —                 | 010.7237 | 010.7238 | —        | 010.7239 | 010.7240 | 010.7241 |
| Mono C3    | —                 | 010.7242 | 010.7243 | —        | 010.7244 | 010.7245 | 010.7246 |
| Mono C4    | —                 | 010.7247 | 010.7248 | —        | 010.7249 | 010.7250 | 010.7251 |
| Mono D2    | —                 | 010.7252 | 010.7253 | —        | 010.7254 | 010.7255 | 010.7256 |
| Mono D3    | —                 | 010.7257 | 010.7258 | —        | 010.7259 | 010.7260 | 010.7261 |
| Mono D4    | —                 | 010.7262 | 010.7263 | —        | 010.7264 | 010.7265 | 010.7266 |
| Mono BL1   | —                 | 010.7267 | 010.7268 | —        | 010.7269 | 010.7270 | 010.7271 |
| Mono BL2   | —                 | 010.7272 | 010.7273 | —        | 010.7274 | 010.7275 | 010.7276 |
| Multi A1   | —                 | 010.7277 | 010.7278 | —        | 010.7279 | 010.7280 | 010.7281 |
| Multi A2   | —                 | 010.7282 | 010.7283 | —        | 010.7284 | 010.7285 | 010.7286 |
| Multi A3   | —                 | 010.7287 | 010.7288 | —        | 010.7289 | 010.7290 | 010.7291 |
| Multi A3.5 | —                 | 010.7292 | 010.7293 | —        | 010.7294 | 010.7295 | 010.7296 |
| Multi A4   | —                 | 010.7297 | 010.7298 | —        | 010.7299 | 010.7300 | 010.7301 |
| Multi B1   | —                 | 010.7302 | 010.7303 | —        | 010.7304 | 010.7305 | 010.7306 |
| Multi B2   | —                 | 010.7307 | 010.7308 | —        | 010.7309 | 010.7310 | 010.7311 |
| Multi B3   | —                 | 010.7312 | 010.7313 | —        | 010.7314 | 010.7315 | 010.7316 |
| Multi B4   | —                 | 010.7317 | 010.7318 | —        | 010.7319 | 010.7320 | 010.7321 |
| Multi C1   | —                 | 010.7322 | 010.7323 | —        | 010.7324 | 010.7325 | 010.7326 |
| Multi C2   | —                 | 010.7327 | 010.7328 | —        | 010.7329 | 010.7330 | 010.7331 |
| Multi C3   | —                 | 010.7332 | 010.7333 | —        | 010.7334 | 010.7335 | 010.7336 |
| Multi C4   | —                 | 010.7337 | 010.7338 | —        | 010.7339 | 010.7340 | 010.7341 |
| Multi D2   | —                 | 010.7342 | 010.7343 | —        | 010.7344 | 010.7345 | 010.7346 |
| Multi D3   | —                 | 010.7347 | 010.7348 | —        | 010.7349 | 010.7350 | 010.7351 |
| Multi D4   | —                 | 010.7352 | 010.7353 | —        | 010.7354 | 010.7355 | 010.7356 |
| Multi BL1  | —                 | 010.7357 | 010.7358 | —        | 010.7359 | 010.7360 | 010.7361 |
| Multi BL2  | —                 | 010.7362 | 010.7363 | —        | 010.7364 | 010.7365 | 010.7366 |

## Straumann® n!ce® Zirconia



### n!ce® Zirconia<sup>XT</sup>,

la zirconia ad altissima traslucenza, particolarmente adatta per restauri anatomici fino a 3 unità.

| Tonalità   | Altezza del disco |          |          |          |          |          |
|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 12 mm             | 14 mm    | 16 mm    | 18 mm    | 20 mm    | 25 mm    |
| Bianco     | 010.7367          | 010.7368 | 010.7369 | 010.7370 | 010.7371 | 010.7372 |
| Multi A1   | —                 | 010.7373 | 010.7374 | —        | 010.7375 | 010.7376 |
| Multi A2   | —                 | 010.7377 | 010.7378 | —        | 010.7379 | 010.7380 |
| Multi A3   | —                 | 010.7381 | 010.7382 | —        | 010.7383 | 010.7384 |
| Multi A3.5 | —                 | 010.7385 | 010.7386 | —        | 010.7387 | 010.7388 |
| Multi A4   | —                 | 010.7389 | 010.7390 | —        | 010.7391 | 010.7392 |
| Multi B1   | —                 | 010.7393 | 010.7394 | —        | 010.7395 | 010.7396 |
| Multi B2   | —                 | 010.7397 | 010.7398 | —        | 010.7399 | 010.7400 |
| Multi B3   | —                 | 010.7401 | 010.7402 | —        | 010.7403 | 010.7404 |
| Multi B4   | —                 | 010.7405 | 010.7406 | —        | 010.7407 | 010.7408 |
| Multi C1   | —                 | 010.7409 | 010.7410 | —        | 010.7411 | 010.7412 |
| Multi C2   | —                 | 010.7413 | 010.7414 | —        | 010.7415 | 010.7416 |
| Multi C3   | —                 | 010.7417 | 010.7418 | —        | 010.7419 | 010.7420 |
| Multi C4   | —                 | 010.7421 | 010.7422 | —        | 010.7423 | 010.7424 |
| Multi D2   | —                 | 010.7425 | 010.7426 | —        | 010.7427 | 010.7428 |
| Multi D3   | —                 | 010.7429 | 010.7430 | —        | 010.7431 | 010.7432 |
| Multi D4   | —                 | 010.7433 | 010.7434 | —        | 010.7435 | 010.7436 |
| Multi BL1  | —                 | 010.7437 | 010.7438 | —        | 010.7439 | 010.7440 |
| Multi BL2  | —                 | 010.7441 | 010.7442 | —        | 010.7443 | 010.7444 |



### n!ce® Zirconia<sup>LT</sup>,

la zirconia a bassa traslucenza, particolarmente adatta per strutture anche full-arch.

| Tonalità | Altezza del disco |          |          |          |          |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
|          | 12 mm             | 14 mm    | 16 mm    | 18 mm    | 20 mm    |
| Bianco   | 010.7160          | 010.7161 | 010.7162 | 010.7163 | 010.7164 |
| Mono L1  | —                 | 010.7165 | 010.7166 | —        | 010.7167 |
| Mono L2  | —                 | 010.7168 | 010.7169 | —        | 010.7170 |
| Mono M1  | —                 | 010.7171 | 010.7172 | —        | 010.7173 |
| Mono M2  | —                 | 010.7174 | 010.7175 | —        | 010.7176 |
| Mono I1  | —                 | 010.7177 | 010.7178 | —        | 010.7179 |

## Straumann® n!ce® vetroceramica

# Vetroceramica completamente cristallizzata. n!ce® vetroceramica innovazioni all'avanguardia.

Con n!ce®, l'esclusiva vetroceramica completamente cristallizzata di Straumann, si beneficia di maggiore praticità e di risparmio di tempo. Il nome n!ce® significa che è semplice da usare e molto affidabile, offre una finitura naturale e un aspetto alta-

mente estetico per i vostri restauri CAD/CAM. È sufficiente fresare, lucidare e posizionare, senza alcun processo di cristallizzazione. Trasforma il tempo impiegato per la fresatura in tempo impiegato a sorridere!

| Tonalità n!ce® | n!ce® per C/M series,<br>per CEREC® e frese con<br>manici Universal | n!ce® per CEREC® |              | n!ce® per PlanMill® |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
|                | Blocchi C14                                                         | Blocchi A14S     | Blocchi A14L | Blocchi C14         |
| LT Bleach      | 010.7108                                                            | 010.7116         | 010.7124     | 010.7146            |
| LT A1          | 010.7012                                                            | 010.7024         | 010.7036     | 010.7140            |
| LT A2          | 010.7013                                                            | 010.7025         | 010.7037     | 010.7141            |
| LT A3          | 010.7014                                                            | 010.7026         | 010.7038     | 010.7142            |
| LT A3.5        | 010.7110                                                            | 010.7118         | 010.7126     | 010.7148            |
| LT B1          | 010.7109                                                            | 010.7117         | 010.7125     | 010.7147            |
| LT B2          | 010.7015                                                            | 010.7027         | 010.7039     | 010.7143            |
| LT B4          | 010.7016                                                            | 010.7028         | 010.7040     | 010.7144            |
| LT C2          | 010.7017                                                            | 010.7029         | 010.7041     | 010.7145            |
| LT D2          | 010.7111                                                            | 010.7119         | 010.7127     | 010.7149            |
|                |                                                                     |                  |              |                     |
| HT Bleach      | 010.7112                                                            | 010.7120         | 010.7128     | 010.7156            |
| HT A1          | 010.7018                                                            | 010.7030         | 010.7042     | 010.7150            |
| HT A2          | 010.7019                                                            | 010.7031         | 010.7043     | 010.7151            |
| HT A3          | 010.7020                                                            | 010.7032         | 010.7044     | 010.7152            |
| LT A3.5        | 010.7114                                                            | 010.7122         | 010.7130     | 010.7158            |
| LT B1          | 010.7113                                                            | 010.7121         | 010.7129     | 010.7157            |
| HT B2          | 010.7021                                                            | 010.7033         | 010.7045     | 010.7153            |
| HT B4          | 010.7022                                                            | 010.7034         | 010.7046     | 010.7154            |
| LT C2          | 010.7023                                                            | 010.7035         | 010.7047     | 010.7155            |
| LT D2          | 010.7115                                                            | 010.7123         | 010.7131     | 010.7159            |

(ogni blocco contiene 5 blocchi)









In questo capitolo troverete un elenco completo di strumenti e accessori per impianti e trattamenti protesici.

### Molto di più che solo accessori: la base di una realizzazione perfetta

Da frese e cassette chirurgiche, a componenti protesiche ausiliarie, viti e sistemi di stoccaggio, nelle pagine seguenti sono elencati **tutti gli importanti strumenti e materiali dimostrativi** che completano il portfolio chirurgico e protesico Straumann.

## Strumenti e accessori

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Intervento chirurgico</b>                          | <b>200</b> |
| Componenti ausiliarie per la pianificazione           | 200        |
| Strumenti per la preparazione del letto implantare    | 201        |
| Strumenti e utensili                                  | 210        |
| Intervento chirurgico guidato                         | 212        |
| Cassette                                              | 216        |
| Rimozione                                             | 220        |
| Osteotomi                                             | 223        |
| <b>Protesi</b>                                        | <b>225</b> |
| Strumenti protesici                                   | 225        |
| Sistemi di stoccaggio e cassette                      | 227        |
| Componenti ausiliarie per la pianificazione protesica | 228        |
| Viti per protesi                                      | 229        |
| <b>Materiali dimostrativi</b>                         | <b>231</b> |
| Modelli                                               | 231        |

## Componenti ausiliarie per la pianificazione

| Prodotto                                                    | Immagine                                                                            | Descrizione                                                        | Materiale               | N. articolo      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Sfera riferimento radiografia</b>                        |                                                                                     |                                                                    |                         |                  |
| Sfera riferimento radiografia                               |    | Ø 5 mm, confezione 4 pz., per monouso                              | Acciaio inossidabile    | <b>049.076V4</b> |
| <b>Modelli per radiografia</b>                              |                                                                                     |                                                                    |                         |                  |
| Mascherina radiografica                                     |    | per Impianti Standard, Standard Plus e Straumann® PURE Ceramic     | Plastica                | <b>150.215</b>   |
|                                                             |    | per Impianti Bone Level                                            |                         | <b>150.216</b>   |
|                                                             |    | per impianti Straumann® Bone Level Tapered                         |                         | <b>025.0003</b>  |
| Lucido radiografico di riferimento                          |   | per Mini Implants                                                  |                         | <b>046.795</b>   |
| <b>Strumenti e indicatori di distanza</b>                   |                                                                                     |                                                                    |                         |                  |
| Diagnostic T                                                |  | strumento ausiliare per diagnosi, lunghezza 65 mm, larghezza 33 mm | Ti                      | <b>046.147</b>   |
| Indicatore di distanza per impianti Standard, Standard Plus |  | lunghezza 100 mm                                                   | Ti/Acciaio inossidabile | <b>046.148</b>   |
| Indicatore di distanza Impianti Bone Level                  |  |                                                                    |                         | <b>026.0901</b>  |
| Componente aggiuntiva indicatore di distanza                |  | per BLT, Ø 2,9 mm                                                  | Ti                      | <b>025.0044</b>  |

## Frese monopaziente, Frese pilota e Fresa a spirale

| Prodotto                                                             | Immagine                                                                            | Descrizione                           | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Frese monopaziente (frese non compatibili con stop per frese)</b> |                                                                                     |                                       |           |             |
| Set di frese                                                         |    | corta, per impianti Ø 3,3 mm, monouso | TAN       | 040.571S    |
|                                                                      |    | lunga, per impianti Ø 3,3 mm, monouso |           | 040.574S    |
|                                                                      |    | corta, per impianti Ø 4,1 mm, monouso |           | 040.572S    |
|                                                                      |    | lunga, per impianti Ø 4,1 mm, monouso |           | 040.575S    |
|                                                                      |    | corta, per impianti Ø 4,8 mm, monouso |           | 040.573S    |
|                                                                      |    | lunga, per impianti Ø 4,8 mm, monouso |           | 040.576S    |
| BLT Set di frese                                                     |    | corta, per impianti Ø 3,3 mm, monouso |           | 027.0000S   |
|                                                                      |    | lunga, per impianti Ø 3,3 mm, monouso |           | 027.0003S   |
|                                                                      |    | corta, per impianti Ø 4,1 mm, monouso |           | 027.0001S   |
|                                                                      |    | lunga, per impianti Ø 4,1 mm, monouso |           | 027.0004S   |
|                                                                      |   | corta, per impianti Ø 4,8 mm, monouso |           | 027.0002S   |
|                                                                      |  | lunga, per impianti Ø 4,8 mm, monouso |           | 027.0005S   |

## Frese monopaziente, Frese svasate

| Prodotto                                                             | Immagine                                                                            | Descrizione              | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| <b>Frese monopaziente (frese non compatibili con stop per frese)</b> |                                                                                     |                          |           |             |
| Fresa ad ago                                                         |    | corta, Ø 1,6 mm, monouso | TAN       | 027.0006S   |
|                                                                      |    | lunga, Ø 1,6 mm, monouso |           | 027.0007S   |
| SP Fresa svasata                                                     |    | corta, Ø 3,3 mm, monouso |           | 044.742S    |
|                                                                      |    | lunga, Ø 3,3 mm, monouso |           | 044.748S    |
|                                                                      |    | corta, Ø 4,1 mm, monouso |           | 044.743S    |
|                                                                      |    | lunga, Ø 4,1 mm, monouso |           | 044.749S    |
|                                                                      |    | corta, Ø 4,8 mm, monouso |           | 044.744S    |
|                                                                      |    | lunga, Ø 4,8 mm, monouso |           | 044.750S    |
| BL Fresa svasata                                                     |    | corta, Ø 3,3 mm, monouso |           | 026.0089S   |
|                                                                      |    | lunga, Ø 3,3 mm, monouso |           | 026.0096S   |
|                                                                      |    | corta, Ø 4,1 mm, monouso |           | 026.0090S   |
|                                                                      |    | lunga, Ø 4,1 mm, monouso |           | 026.0097S   |
|                                                                      |    | corta, Ø 4,8 mm, monouso |           | 026.0091S   |
|                                                                      |    | lunga, Ø 4,8 mm, monouso |           | 026.0098S   |
| BLT Fresa svasata                                                    |  | corta, Ø 2,9 mm, monouso |           | 026.0092S   |
|                                                                      |  | lunga, Ø 2,9 mm, monouso |           | 026.0099S   |
|                                                                      |  | corta, Ø 3,3 mm, monouso |           | 026.0093S   |
|                                                                      |  | lunga, Ø 3,3 mm, monouso |           | 026.0100S   |
|                                                                      |  | corta, Ø 4,1 mm, monouso |           | 026.0094S   |
|                                                                      |  | lunga, Ø 4,1 mm, monouso |           | 026.0101S   |
|                                                                      |  | corta, Ø 4,8 mm, monouso |           | 026.0095S   |
|                                                                      |  | lunga, Ø 4,8 mm, monouso |           | 026.0102S   |

## Frese monopaziente, Frese

| Prodotto                                                             | Immagine                                                                          | Descrizione                       | Materiale            | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Frese monopaziente (frese non compatibili con stop per frese)</b> |                                                                                   |                                   |                      |             |
| S/SP Maschiatore                                                     |  | Ø 3,3 mm, per adattatore, monouso | TAN                  | 044.754S    |
|                                                                      |  | Ø 4,1 mm, per adattatore, monouso |                      | 044.755S    |
|                                                                      |  | Ø 4,8 mm, per adattatore, monouso |                      | 044.756S    |
| BL Maschiatore                                                       |  | Ø 3,3 mm, per adattatore, monouso |                      | 044.757S    |
|                                                                      |  | Ø 4,1 mm, per adattatore, monouso |                      | 044.758S    |
|                                                                      |  | Ø 4,8 mm, per adattatore, monouso |                      | 044.759S    |
| BLT Maschiatore                                                      |  | Ø 2,9 mm, per adattatore, monouso |                      | 026.0103S   |
|                                                                      |  | Ø 3,3 mm, per adattatore, monouso |                      | 026.0104S   |
|                                                                      |  | Ø 4,1 mm, per adattatore, monouso |                      | 026.0105S   |
|                                                                      |  | Ø 4,8 mm, per adattatore, monouso |                      | 026.0106S   |
| Fresa a rosetta                                                      |  | Ø 2,3 mm, monouso                 | Acciaio inossidabile | 044.761S    |
|                                                                      |  | Ø 3,1 mm, monouso                 |                      | 044.762S    |

## Frese monopaziente (frese compatibili con stop per frese)

| Prodotto                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                               | Materiale            | N. articolo |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Frese monopaziente</b> |                                                                                     |                                                                                                                           |                      |             |
| Set di frese              |  | corte, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 3,3 mm, monouso, sterili, lunghezza 33 mm, Ø 2,2/2,8 mm          | Acciaio inossidabile | 040.440S    |
|                           |  | lunghe, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 3,3 mm, monouso, sterili, lunghezza 41 mm, Ø 2,2/2,8 mm         |                      | 040.441S    |
|                           |  | corte, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 4,1 mm, monouso, sterili, lunghezza 33 mm, Ø 2,2/2,8/3,5 mm      |                      | 040.443S    |
|                           |  | lunghe, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 4,1 mm, monouso, sterili, lunghezza 41 mm, Ø 2,2/2,8/3,5 mm     |                      | 040.444S    |
|                           |  | corte, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 4,8 mm, monouso, sterili, lunghezza 33 mm, Ø 2,2/2,8/3,5/4,2 mm  |                      | 040.446S    |
|                           |  | lunghe, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 4,8 mm, monouso, sterili, lunghezza 41 mm, Ø 2,2/2,8/3,5/4,2 mm |                      | 040.447S    |
|                           |  | lunghe, compatibili con lo stop per fresa, per impianti Ø 4,8 mm, monouso, sterili, lunghezza 41 mm, Ø 2,2/2,8/3,5/4,2 mm |                      |             |

## Kit di stop per frese

| Prodotto                       | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                                                                                         | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Set stop per frese             |  | Tipo A, per frese Ø 2,2 – 4,2 mm, corto 12 mm                                                                                                       | Plastica  | 040.584S    |
|                                |                                                                                   | Tipo B, per frese Ø 2,2 – 4,2 mm, corto 10 mm                                                                                                       |           | 040.585S    |
|                                |                                                                                   | Tipo C, per frese Ø 2,2 – 4,2 mm, corto 8 mm                                                                                                        |           | 040.586S    |
|                                |                                                                                   | Tipo D, per frese Ø 2,2 – 4,2 mm, corto 6 mm                                                                                                        |           | 040.587S    |
|                                |                                                                                   | Tipo E, per frese Ø 2,2 – 4,2 mm, corto 4 mm                                                                                                        |           | 040.588S    |
|                                |  | tipo A largo, per frese Ø 4,7 – 6,2 mm, corto 12 mm                                                                                                 |           | 040.589S    |
|                                |                                                                                   | tipo B largo, per frese Ø 4,7 – 6,2 mm, corto 10 mm                                                                                                 |           | 040.590S    |
|                                |                                                                                   | tipo C largo, per frese Ø 4,7 – 6,2 mm, corto 8 mm                                                                                                  |           | 040.591S    |
|                                |                                                                                   | tipo D largo, per frese Ø 4,7 – 6,2 mm, corto 6 mm                                                                                                  |           | 040.592S    |
|                                |                                                                                   | tipo E largo, per frese Ø 4,7 – 6,2 mm, corto 4 mm                                                                                                  |           | 040.593S    |
| Strumento per arresto di fresa |  | Il dispositivo ausiliario per stop per frese Straumann® semplifica il montaggio e lo smontaggio sicuro di tutti i tipi di stop per frese Straumann® | Polimero  | 040.594     |



## Frese a rosetta

| Prodotto               | Immagine                                                                          | Descrizione | Materiale            | N. articolo |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>Frese a rosetta</b> |                                                                                   |             |                      |             |
| Fresa a rosetta        |  | Ø 1,4 mm    | Acciaio inossidabile | 044.022     |
|                        |  | Ø 2,3 mm    |                      | 044.003     |
|                        |  | Ø 3,1 mm    |                      | 044.004     |

## Frese ad ago

| Prodotto            | Immagine                                                                          | Descrizione                      | Materiale            | N. articolo |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Frese ad ago</b> |                                                                                   |                                  |                      |             |
| Fresa ad ago        |  | corta, Ø 1,6 mm, lunghezza 33 mm | Acciaio inossidabile | 026.0054    |
|                     |  | lunga, Ø 1,6 mm, lunghezza 41 mm |                      | 026.0056    |

## Frese pilota

| Prodotto                            | Immagine                                                                            | Descrizione                           | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| Frese pilota                        |                                                                                     |                                       |                      |             |
| Fresa pilota 1                      |  | extracorta, lunghezza 26 mm, Ø 2,2 mm | Acciaio inossidabile | 044.763     |
|                                     |  | corta, lunghezza 33 mm, Ø 2,2 mm      |                      | 044.210     |
|                                     |  | lunga, lunghezza 41 mm, Ø 2,2 mm      |                      | 044.211     |
| Fresa pilota 2                      |  | extracorta, lunghezza 26 mm, Ø 2,8 mm |                      | 044.764     |
|                                     |  | corta, lunghezza 33 mm, Ø 2,8 mm      |                      | 044.214     |
|                                     |  | lunga, lunghezza 41 mm, Ø 2,8 mm      |                      | 044.215     |
| Frese pilota per Bone Level Tapered |                                                                                     |                                       |                      |             |
| X VeloDrill™ pilota                 |  | corta, Ø 2,2 mm, lunghezza 34 mm      | Acciaio inossidabile | 066.1301    |
|                                     |  | lunga, Ø 2,2 mm, lunghezza 42 mm      |                      | 066.1701    |

## Frese a spirale

| Prodotto               | Immagine                                                                          | Descrizione                           | Materiale            | N. articolo    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Frese a spirale</b> |                                                                                   |                                       |                      |                |
| Fresa a spirale PRO    |  | extracorta, lunghezza 26 mm, Ø 3,5 mm | Acciaio inossidabile | <b>044.765</b> |
|                        |  | corta, lunghezza 33 mm, Ø 3,5 mm      |                      | <b>044.250</b> |
|                        |  | lunga, lunghezza 41 mm, Ø 3,5 mm      |                      | <b>044.251</b> |
|                        |  | extracorta, lunghezza 26 mm, Ø 4,2 mm |                      | <b>044.766</b> |
|                        |  | corta, lunghezza 33 mm, Ø 4,2 mm      |                      | <b>044.254</b> |
|                        |  | lunga, lunghezza 41 mm, Ø 4,2 mm      |                      | <b>044.255</b> |

## X VeloDrill™

| Prodotto                            | Immagine                                                                            | Descrizione                      | Materiale            | N. articolo     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Fresa per Bone Level Tapered</b> |                                                                                     |                                  |                      |                 |
| X VeloDrill™                        |    | corta, Ø 2,8 mm, lunghezza 34 mm | Acciaio inossidabile | <b>066.1302</b> |
|                                     |   | lunga, Ø 2,8 mm, lunghezza 42 mm |                      | <b>066.1702</b> |
|                                     |  | corta, Ø 3,5 mm, lunghezza 34 mm |                      | <b>066.1304</b> |
|                                     |  | lunga, Ø 3,5 mm, lunghezza 42 mm |                      | <b>066.1704</b> |
|                                     |  | corta, Ø 4,2 mm, lunghezza 34 mm |                      | <b>066.1306</b> |
|                                     |  | lunga, Ø 4,2 mm, lunghezza 42 mm |                      | <b>066.1706</b> |

## Frese svasate

| Prodotto                                                             | Immagine                                                                            | Descrizione                                        | Materiale            | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Frese svasate per Standard Plus                                      |                                                                                     |                                                    |                      |             |
| SP Fresa svasata                                                     |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 25 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile | 034.332     |
|                                                                      |    | lunga, lunghezza 34 mm, Ø 3,3 mm                   |                      | 044.087     |
|                                                                      |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 25 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.333     |
|                                                                      |    | lunga, lunghezza 33 mm, Ø 4,1 mm                   |                      | 044.089     |
|                                                                      |    | corta, lunghezza 23,8 mm, Ø 4,8 mm                 |                      | 044.084     |
|                                                                      |    | lunga, lunghezza 32,8 mm, Ø 4,8 mm                 |                      | 044.085     |
| Frese svasate per impianti Bone Level, NNC e Straumann® PURE Ceramic |                                                                                     |                                                    |                      |             |
| BL/NNC Fresa svasata                                                 |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 28 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile | 034.327     |
|                                                                      |    | lunga, lunghezza 35 mm, Ø 3,3 mm                   |                      | 026.2306    |
| BL Fresa svasata                                                     |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 28 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.328     |
|                                                                      |    | lunga, lunghezza 35 mm, Ø 4,1 mm                   |                      | 026.4306    |
|                                                                      |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 28 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.329     |
|                                                                      |  | lunga, lunghezza 35 mm, Ø 4,8 mm                   |                      | 026.6306    |
| Frese svasate per Bone Level Tapered                                 |                                                                                     |                                                    |                      |             |
| BLT Fresa svasata                                                    |  | corta, lunghezza 25 mm, Ø 2,9 mm                   | Acciaio inossidabile | 026.0061    |
|                                                                      |  | lunga, lunghezza 33 mm, Ø 2,9 mm                   |                      | 026.0062    |
|                                                                      |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 27 mm, Ø 3,3 mm |                      | 034.324     |
|                                                                      |  | lunga, lunghezza 33 mm, Ø 3,3 mm                   |                      | 026.0004    |
|                                                                      |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 27 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.325     |
|                                                                      |  | lunga, lunghezza 33 mm, Ø 4,1 mm                   |                      | 026.0006    |
|                                                                      |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 27 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.326     |
|                                                                      |  | lunga, lunghezza 33 mm, Ø 4,8 mm                   |                      | 026.0008    |

## Maschiatori

| Prodotto                                                                    | Immagine                                                                            | Descrizione                                        | Materiale                | N. articolo |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Maschiatori per Standard/Standard Plus                                      |                                                                                     |                                                    |                          |             |
| S/SP Maschiatore                                                            |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile     | 034.351     |
|                                                                             |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,1 mm |                          | 034.352     |
|                                                                             |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,8 mm |                          | 034.353     |
| Maschiatori per Narrow Neck CrossFit®, Bone Level e Straumann® PURE Ceramic |                                                                                     |                                                    |                          |             |
| BL/NNC Maschiatore                                                          |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile     | 034.348     |
| BL Maschiatore                                                              |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,1 mm |                          | 034.349     |
|                                                                             |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,8 mm |                          | 034.350     |
| Maschiatori per Bone Level Tapered                                          |                                                                                     |                                                    |                          |             |
| BLT Maschiatore                                                             |    | lunghezza 25 mm, Ø 2,9 mm                          | Acciaio inossidabile/TAN | 026.0063    |
|                                                                             |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 21 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile     | 034.345     |
|                                                                             |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 21 mm, Ø 4,1 mm |                          | 034.346     |
|                                                                             |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 21 mm, Ø 4,8 mm |                          | 034.347     |

## Perni di allineamento e misuratori di profondità

| Prodotto                                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                      | Materiale | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Perni di allineamento e misuratori di profondità per Bone Level Tapered</b> |                                                                                     |                                  |           |             |
| Perno di allineamento                                                          |  | lunghezza 27 mm, Ø 2,2 mm        | TAN       | 046.799     |
| Misuratore di profondità con indicatore di distanza                            |  | lunghezza 27 mm, Ø 2,2/2,8 mm    | Ti        | 046.704     |
| SC Indicatore di posizione                                                     |  | ovale, lunghezza 10 mm, Ø 2,2 mm |           | 026.0058    |
| Misuratore di profondità                                                       |  | lunghezza 27 mm, Ø 2,8 mm        | TAN       | 046.800     |
|                                                                                |  | lunghezza 27 mm, Ø 3,5 mm        |           | 046.802     |
|                                                                                |  | lunghezza 27 mm, Ø 4,2 mm        |           | 046.804     |

## Frese per profilo osseo



| Prodotto                                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                         | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Frese per profilo osseo per Tissue Level  |                                                                                     |                                                                                     |                      |             |
| RN/RT Fresa per profilo osseo             |    | per l'uso con 049.082, Ø interno 3,6/4,8 mm, Ø esterno 5,4 mm, lunghezza 28 mm      | Acciaio inossidabile | 044.304     |
| WN/WT Fresa per profilo osseo             |    | per l'uso con 049.082, Ø interno 3,6/6,5 mm, Ø esterno 7,2 mm, lunghezza 25 mm      |                      | 044.305     |
| SCS Cilindro di guida                     |    | per impianti Ø 3,3 mm, lunghezza 10,5 mm, Ø 3,6 mm                                  |                      | 049.082     |
| Frese per profilo osseo per Bone Level    |                                                                                     |                                                                                     |                      |             |
| BL Fresa profilo osseo, piattaforma ovale |    | lunghezza 28 mm, Ø 4 mm                                                             | Acciaio inossidabile | 026.0070    |
| BL Fresa per profilo osseo 1              |    | lunghezza 23 mm, Ø 5,2 mm                                                           |                      | 026.0022    |
| BL Fresa per profilo osseo 2              |    | lunghezza 23 mm, Ø 6,6 mm                                                           |                      | 026.0023    |
| BL Fresa per profilo osseo 3              |    | lunghezza 23 mm, Ø 6 mm                                                             |                      | 026.0024    |
| SC Perno di guida                         |    | per BL Fresa profilo osseo, piattaforma ovale, lunghezza 6,4 mm, Ø 2,85 mm, monouso | TAN                  | 026.00715   |
| NC Cilindro di guida                      |  | per BL Fresa per profilo osseo 1/2/3, lunghezza 12,5 mm, Ø 3,25 mm, monouso         |                      | 026.00255   |
| RC Cilindro di guida                      |  | per BL Fresa per profilo osseo 1/2/3, lunghezza 12,5 mm, Ø 3,7 mm, monouso          |                      | 026.00265   |

## Strumenti ausiliari

| Prodotto                            | Immagine                                                                          | Descrizione                                                    | Materiale               | N. articolo     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Pinzetta</b>                     |                                                                                   |                                                                |                         |                 |
| Pinzetta                            |  | con punte in titanio, lunghezza 105 mm                         | Acciaio inossidabile/Ti | <b>046.095</b>  |
|                                     |  | senza punte in titanio, lunghezza 105 mm                       | Acciaio inossidabile    | <b>046.057</b>  |
| <b>Strumenti</b>                    |                                                                                   |                                                                |                         |                 |
| Cricchetto                          |  | incluso strumenti di servizio, lunghezza 84 mm                 | Acciaio inossidabile    | <b>046.119</b>  |
| Componente dinamometrica aggiuntiva |  | per cricchetto, lunghezza 82 mm, Marcature torque: 0/15/35 Ncm |                         | <b>046.049</b>  |
| Chiavetta di ritegno                |  | lunghezza 85 mm                                                |                         | <b>046.064</b>  |
| Ausilio per rilascio S per Loxim®   |  | per piattaforma SC, lunghezza 90 mm                            |                         | <b>026.0073</b> |
| Ausilio per rilascio N per Loxim®   |  | per piattaforme NC e NNC, lunghezza 90 mm                      |                         | <b>026.2558</b> |
| Ausilio per rilascio R/W per Loxim® |  | per piattaforme RC, RN e WN, lunghezza 90 mm                   |                         | <b>026.4558</b> |



## Strumenti ausiliari

| Prodotto                                     | Immagine                                                                            | Descrizione                                                    | Materiale                 | N. articolo |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Adattatori                                   |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| Adattatore                                   |    | per cricchetto, extracorto, lunghezza 11 mm                    | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.460     |
|                                              |    | per cricchetto, corto, lunghezza 18 mm                         |                           | 046.461     |
|                                              |    | per cricchetto, lungo, lunghezza 28 mm                         |                           | 046.462     |
|                                              |    | per cricchetto, per SC, lungo, lunghezza 28 mm                 |                           | 025.0043    |
|                                              |    | per contrangolo, extracorto, lunghezza 19 mm                   |                           | 046.470     |
|                                              |    | per contrangolo, corto, lunghezza 26 mm                        |                           | 046.471     |
|                                              |    | per contrangolo, lungo, lunghezza 34 mm                        |                           | 046.472     |
|                                              |    | per contrangolo, per SC, lungo, lunghezza 34 mm                |                           | 025.0042    |
|                                              |    | per contrangolo, per manico chirurgico, corto, lunghezza 26 mm |                           | 034.361     |
| Cacciaviti                                   |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| SCS Cacciavite                               |  | per cricchetto, extracorto, lunghezza 15 mm                    | Acciaio inossi-<br>dabile | 046.400     |
|                                              |  | per cricchetto, corto, lunghezza 21 mm                         |                           | 046.401     |
|                                              |  | per cricchetto, lungo, lunghezza 27 mm                         |                           | 046.402     |
|                                              |  | per contrangolo, extracorto, lunghezza 20 mm                   |                           | 046.410     |
|                                              |  | per contrangolo, corto, lunghezza 26 mm                        |                           | 046.411     |
|                                              |  | per contrangolo, lungo, lunghezza 32 mm                        |                           | 046.412     |
| SA Cacciavite                                |  | per cricchetto, extra corto, lunghezza 15 mm                   |                           | 046.786     |
|                                              |  | per cricchetto, corto, lunghezza 21 mm                         |                           | 046.787     |
|                                              |  | per cricchetto, lungo, lunghezza 27 mm                         |                           | 046.788     |
|                                              |  | per contrangolo, extra corto, lunghezza 20 mm                  |                           | 046.789     |
|                                              |  | per contrangolo, corto, lunghezza 26 mm                        |                           | 046.790     |
|                                              |  | per contrangolo, lungo, lunghezza 32 mm                        |                           | 046.791     |
| Ausilio alla manipolazione del cacciavite SA |  |                                                                |                           | 046.792     |
| Cacciavite esagonale                         |  | per guida di pianificazione Straumann®, lunghezza 30 mm        |                           | 046.421     |
| Strumenti ausiliari vari                     |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| Estensore fresa                              |  | lunghezza 23 mm                                                | Acciaio inossi-<br>dabile | 040.563     |

## Modelli per la chirurgia guidata

| Prodotto                                    | Immagine                                                                          | Descrizione                                       | Materiale            | N. articolo      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Guaine per Straumann® Guided Surgery</b> |                                                                                   |                                                   |                      |                  |
| Guaina T                                    |  | guidata, altezza 5 mm, Ø 5 mm, confezione 4 pz.   | Acciaio inossidabile | <b>034.053V4</b> |
| Guaina T                                    |  | guidata, altezza 6 mm, Ø 2,8 mm, confezione 4 pz. |                      | <b>034.055V4</b> |
|                                             |  | guidata, altezza 6 mm, Ø 2,2 mm, confezione 4 pz. |                      | <b>046.712V4</b> |

## Strumenti per la preparazione del letto implantare

| Prodotto                | Immagine                                                                            | Descrizione                               | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Mucotomi guidati        |                                                                                     |                                           |                      |             |
| Mucotomo                |    | guidato, lunghezza 30 mm, Ø 3,4 mm        | Acciaio inossidabile | 034.010     |
|                         |    | guidato, lunghezza 30 mm, Ø 4 mm          |                      | 034.011     |
|                         |   | guidato, lunghezza 30 mm, Ø 4,7 mm        |                      | 034.012     |
| Frese piane guidate     |                                                                                     |                                           |                      |             |
| Fresa piana             |  | guidata, lunghezza 32,5 mm, Ø 2,2 mm      | Acciaio inossidabile | 026.0144    |
|                         |  | guidata, lunghezza 32,5 mm, Ø 2,8 mm      |                      | 034.215     |
|                         |  | guidata, lunghezza 32,5 mm, Ø 3,5 mm      |                      | 034.415     |
|                         |  | guidata, lunghezza 32,5 mm, Ø 4,2 mm      |                      | 034.615     |
| Frese pilota guidate    |                                                                                     |                                           |                      |             |
| Fresa pilota            |  | corta, guidata, lunghezza 32 mm, Ø 2,2 mm | Acciaio inossidabile | 034.123     |
|                         |  | media, guidata, lunghezza 36 mm, Ø 2,2 mm |                      | 034.126     |
|                         |  | lunga, guidata, lunghezza 40 mm, Ø 2,2 mm |                      | 034.129     |
| X VeloDrill™ pilota     |  | corta, Ø 2,2 mm, lunghezza 34 mm          |                      | 066.1301    |
|                         |  | medio, Ø 2,2 mm, lunghezza 38 mm          |                      | 066.1501    |
|                         |  | lunga, Ø 2,2 mm, lunghezza 42 mm          |                      | 066.1701    |
| Frese a spirale guidate |                                                                                     |                                           |                      |             |
| Fresa a spirale PRO     |  | corta, guidata, lunghezza 32 mm, Ø 2,8 mm | Acciaio inossidabile | 034.223     |
|                         |  | media, guidata, lunghezza 36 mm, Ø 2,8 mm |                      | 034.226     |
|                         |  | lunga, guidata, lunghezza 40 mm, Ø 2,8 mm |                      | 034.229     |
|                         |  | corta, guidata, lunghezza 32 mm, Ø 3,5 mm |                      | 034.423     |
|                         |  | media, guidata, lunghezza 36 mm, Ø 3,5 mm |                      | 034.426     |
|                         |  | lunga, guidata, lunghezza 40 mm, Ø 3,5 mm |                      | 034.429     |
|                         |  | corta, guidata, lunghezza 32 mm, Ø 4,2 mm |                      | 034.623     |
|                         |  | media, guidata, lunghezza 36 mm, Ø 4,2 mm |                      | 034.626     |
|                         |  | lunga, guidata, lunghezza 40 mm, Ø 4,2 mm |                      | 034.629     |



## Strumenti per la preparazione del letto implantare

| Prodotto                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                        | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| X VeloDrill™ chirurgia guidata |                                                                                     |                                                    |                      |             |
| X VeloDrill™                   |    | corta, Ø 2,8 mm, lunghezza 34 mm                   | Acciaio inossidabile | 066.1302    |
|                                |    | medio, Ø 2,8 mm, lunghezza 38 mm                   |                      | 066.1502    |
|                                |    | lunga, Ø 2,8 mm, lunghezza 42 mm                   |                      | 066.1702    |
|                                |    | corta, Ø 3,5 mm, lunghezza 34 mm                   |                      | 066.1304    |
|                                |    | medio, Ø 3,5 mm, lunghezza 38 mm                   |                      | 066.1504    |
|                                |    | lunga, Ø 3,5 mm, lunghezza 42 mm                   |                      | 066.1704    |
|                                |    | corta, Ø 4,2 mm, lunghezza 34 mm                   |                      | 066.1306    |
|                                |    | medio, Ø 4,2 mm, lunghezza 38 mm                   |                      | 066.1506    |
|                                |    | lunga, Ø 4,2 mm, lunghezza 42 mm                   |                      | 066.1706    |
| Frese svasate guidate          |                                                                                     |                                                    |                      |             |
| BLT Fresa svasata              |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 27 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile | 034.324     |
|                                |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 27 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.325     |
|                                |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 27 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.326     |
| BL/NNC Fresa svasata           |    | corta, compatibile FIBA, lunghezza 28 mm, Ø 3,3 mm |                      | 034.327     |
| BL Fresa svasata               |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 28 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.328     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 28 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.329     |
| SP Fresa svasata               |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 25 mm, Ø 3,3 mm |                      | 034.332     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 25 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.333     |
| Maschiatori guidati            |                                                                                     |                                                    |                      |             |
| BLT Maschiatore                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 21 mm, Ø 3,3 mm | Acciaio inossidabile | 034.345     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 21 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.346     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 21 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.347     |
| BL/NNC Maschiatore             |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 3,3 mm |                      | 034.348     |
| BL Maschiatore                 |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.349     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.350     |
| S/SP Maschiatore               |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 3,3 mm |                      | 034.351     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,1 mm |                      | 034.352     |
|                                |  | corta, compatibile FIBA, lunghezza 22 mm, Ø 4,8 mm |                      | 034.353     |

## Strumenti ausiliari

| Prodotto                                                                                      | Immagine                                                                            | Descrizione                                             | Materiale            | N. articolo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Manico di perforazione, compatibile con guaine T in acciaio inossidabile Ø 5,0 mm (034.053V4) |                                                                                     |                                                         |                      |             |
| Manico di perforazione                                                                        |    | stop 1/3 mm, Ø 2,2 mm                                   | Acciaio inossidabile | 026.0147    |
|                                                                                               |    | stop 1/3 mm, Ø 2,8 mm                                   |                      | 026.0148    |
|                                                                                               |    | stop 1/3 mm, Ø 3,2 mm                                   |                      | 026.0149    |
|                                                                                               |    | stop 1/3 mm, Ø 3,5 mm                                   |                      | 026.0150    |
|                                                                                               |    | stop 1/3 mm, Ø 3,7 mm                                   |                      | 026.0151    |
|                                                                                               |    | stop 1/3 mm, Ø 4,2 mm                                   |                      | 026.0152    |
| Adattatori                                                                                    |                                                                                     |                                                         |                      |             |
| Guidata adattatore per fresa svasata, FIBA                                                    |    | per contrangolo, guidato, H2                            | Acciaio inossidabile | 034.354     |
|                                                                                               |    | per contrangolo, guidato, H4                            |                      | 034.355     |
|                                                                                               |    | per contrangolo, guidato, H6                            |                      | 034.356     |
| Guidato adattatore per maschiatore, FIBA                                                      |   | per contrangolo, guidato, H2                            |                      | 034.357     |
|                                                                                               |  | per contrangolo, guidato, H4                            |                      | 034.358     |
|                                                                                               |  | per contrangolo, guidato, H6                            |                      | 034.359     |
| Connettore                                                                                    |  | per cricchetto, lunghezza 14 mm                         |                      | 034.005     |
| Chiave di arresto                                                                             |                                                                                     |                                                         |                      |             |
| Chiave di arresto                                                                             |  | Chiave di arresto per impianti guidati                  | Acciaio inossidabile | 034.006     |
| Fissaggio per mascherina                                                                      |                                                                                     |                                                         |                      |             |
| Perno di fissaggio per mascherina                                                             |  | guidata, Ø 2,8/2,8 mm                                   | Acciaio inossidabile | 034.298     |
|                                                                                               |  | guidata, Ø 5/2,8 mm                                     |                      | 034.285     |
|                                                                                               |  | guidata, Ø 5/3,5 mm                                     |                      | 034.287     |
|                                                                                               |  | guidata, Ø 5/4,2 mm                                     |                      | 034.289     |
| Perno di fissaggio per mascherina                                                             |  | Perno di fissaggio per mascherina laterale, Ø 1,3 mm    | Ti                   | 034.282     |
| Perno di fissaggio per mascherina                                                             |  | Guaina T per perno di fissaggio per mascherina laterale |                      | 034.283     |
| Perno di fissaggio per mascherina                                                             |  | Fresa per perno fissaggio per mascherina, Ø 1,3 mm      | Acciaio inossidabile | 034.284     |

## Strumenti ausiliari

| Prodotto                     | Immagine                                                                          | Descrizione                     | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Adattatori guidati</b>    |                                                                                   |                                 |                      |             |
| BL/BLT Adattatore guidato    |  | per cricchetto, lunghezza 17 mm | Acciaio inossidabile | 026.0084    |
| SP/NNC/TE Adattatore guidato |  | per cricchetto, lunghezza 16 mm |                      | 046.710     |
| S Adattatore guidato         |  | per cricchetto, lunghezza 17 mm |                      | 046.711     |
| BL/BLT Adattatore guidato    |  | per manipolo, lunghezza 24 mm   |                      | 026.0083    |
| SP/NNC/TE Adattatore guidato |  | per manipolo, lunghezza 23 mm   |                      | 046.708     |
| S Adattatore guidato         |  | per manipolo, lunghezza 24 mm   |                      | 046.709     |

Le marcature a laser sull'adattatore guidato servono per l'identificazione. Tenere presente che è necessario usare gli adattatori guidati corretti per i rispettivi tipi di impianto. L'uso di un tipo di adattatore guidato non corretto può causare un inserimento dell'impianto a una profondità maggiore di quella prevista.



## Cassette modulari Straumann®

| Prodotto                                                        | Immagine                                                                           | Descrizione | Materiale | N. articolo |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Moduli B                                                        |                                                                                    |             |           |             |
| Straumann® Cassetta modulare                                    |   | Modulo B    |           | 041.776     |
| Modulo B, Vassoio base                                          |   |             |           | 041.778     |
| Modulo B, Vassoio per impianti a pareti parallele               |   |             |           | 041.779     |
| Modulo B, Vassoio base per chir. guidata                        |   |             |           | 041.781     |
| Modulo B, Vassoio per impianti a pareti parallele chir. guidata |  |             |           | 041.782     |


## Cassette modulari Straumann®

| Prodotto                                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                   | Materiale | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Moduli A</b>                                                |                                                                                     |                                                                                                               |           |             |
| Straumann® Cassetta modulare                                   |    | Modulo A                                                                                                      |           | 041.761     |
| Modulo A, vassoio a fascette                                   |    | Fascette, 6 piccole                                                                                           |           | 041.762     |
|                                                                |    | Fascette, 6 grandi                                                                                            |           | 041.763     |
|                                                                |    | Fascette, 3 piccole, 3 grandi                                                                                 |           | 041.764     |
|                                                                |    | Fascette, 3 medie, 3 grandi                                                                                   |           | 041.765     |
| Modulo A, vassoio per cricchetto                               |    | per cricchetto 046.119, componente dinamometrica aggiuntiva 046.049 o 066.1100 e chiavetta di ritegno 046.064 |           | 041.766     |
| Modulo A, vassoio per ausiliare di sblocco                     |  |                                                                                                               |           | 041.767     |
| Modulo A, vassoio per chiavetta di stop                        |  | per chiave di arresto 034.006                                                                                 |           | 041.768     |
| Modulo A, Impianto, vassoio per misuratore di profondità       |  | per misuratore di profondità impianto 066.2000                                                                |           | 041.771     |
| Modulo A, vassoio per componente ausiliaria per pianificazione |  |                                                                                                               |           | 041.769     |
| Modulo A, vassoio per pinzetta                                 |  | per pinzette 046.095                                                                                          |           | 041.770     |

## Cassette modulari Straumann®

| Prodotto                     | Immagine                                                                            | Descrizione                                            | Materiale | N. articolo |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Moduli C                     |                                                                                     |                                                        |           |             |
| Straumann® Cassetta modulare |    | Modulo C, Guided surgery                               |           | 041.772     |
|                              |    | Modulo C, strumenti ricambio                           |           | 041.773     |
| Componenti ausiliarie        |                                                                                     |                                                        |           |             |
| Etichetta ricambio piastra   |    | Targhette per etichette per diversi sistemi implantari |           | 041.775     |
| Tappetino ultrasuoni         |   | Tappetino per bagno a ultrasuoni                       |           | 041.774     |
| Coperchio modulo C           |  | per cassetta modulare Straumann®                       |           | 041.784     |

## Cassette chirurgiche

| Prodotto                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                        | Materiale            | N. articolo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Straumann® Cassetta chirurgica                                    |  | senza contenuto, lunghezza 290 mm, larghezza 175 mm, altezza 62 mm | Plastica             | 040.165     |
| Cassetta Straumann® ProClean                                      |  | senza contenuto, lunghezza 257 mm, larghezza 156 mm, altezza 64 mm | Acciaio inossidabile | 040.561     |
| Contenitore per sterilizzazione, per Cassetta Straumann® ProClean |  | Contenitore per sterilizzazione, per 040.561                       |                      | 040.562     |

## Frese di rimozione

| Prodotto                                 | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                    | Materiale            | N. articolo |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Fresa di rimozione per impianto Ø 2,9 mm |                                                                                     |                                                                                                |                      |             |
| Fresa di rimozione                       |    | media, per Ø 2,9 mm, lunghezza 37,5 mm                                                         | Acciaio inossidabile | 026.0068    |
|                                          |    | lunga, per Ø 2,9 mm, lunghezza 40,5 mm                                                         |                      | 026.0069    |
| Fresa di rimozione per impianto Ø 3,3    |                                                                                     |                                                                                                |                      |             |
| Fresa di rimozione                       |    | corta, per impianti Ø 3,3 mm e Ø 3,5 mm, lunghezza 32 mm, Ø interno 3,6 mm, Ø esterno 4,2 mm   | Acciaio inossidabile | 044.330     |
|                                          |    | media, per impianti Ø 3,3 mm e Ø 3,5 mm, lunghezza 37,5 mm, Ø interno 3,6 mm, Ø esterno 4,2 mm |                      | 044.331     |
|                                          |    | lunga, per impianti Ø 3,3 mm e Ø 3,5 mm, lunghezza 40,5 mm, Ø interno 3,6 mm, Ø esterno 4,2 mm |                      | 044.332     |
| Fresa di rimozione per impianto Ø 4,1    |                                                                                     |                                                                                                |                      |             |
| Fresa di rimozione                       |    | corta, per impianti Ø 4,1 mm, lunghezza 32 mm, Ø interno 4,2 mm, Ø esterno 4,8 mm              | Acciaio inossidabile | 044.340     |
|                                          |    | media, per impianti Ø 4,1 mm, lunghezza 37,5 mm, Ø interno 4,2 mm, Ø esterno 4,8 mm            |                      | 044.341     |
|                                          |  | lunga, per impianti Ø 4,1 mm, lunghezza 40,5 mm, Ø interno 4,2 mm, Ø esterno 4,8 mm            |                      | 044.342     |
| Fresa di rimozione per impianto Ø 4,8    |                                                                                     |                                                                                                |                      |             |
| Fresa di rimozione                       |  | corta, per impianti Ø 4,8 mm, lunghezza 32 mm, Ø interno 4,9 mm, Ø esterno 5,5 mm              | Acciaio inossidabile | 044.344     |
|                                          |  | media, per impianti Ø 4,8 mm, lunghezza 37,5 mm, Ø interno 4,9 mm, Ø esterno 5,5 mm            |                      | 044.345     |
|                                          |  | lunga, per impianti Ø 4,8 mm, lunghezza 40,5 mm, Ø interno 4,9 mm, Ø esterno 5,5 mm            |                      | 044.346     |



## Componenti ausiliarie di rimozione

| Prodotto                                                              | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                           | Materiale                 | N. articolo |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Rimozione impianti Bone Level senza componente secondaria             |                                                                                     |                                                                                                                       |                           |             |
| SC Cilindro di guida                                                  |    | per l'espianto di impianti Bone Level Tapered di Ø 2,9 mm, Ø 3,07 mm                                                  | Acciaio inossi-<br>dabile | 026.0066    |
| NC Cilindro di guida                                                  |    | per l'espianto di impianti Bone Level di Ø 3,3 mm, lunghezza 10,7 mm, Ø 3,6 mm                                        |                           | 026.2801    |
| RC Cilindro di guida                                                  |    | per l'espianto di impianti Bone Level di Ø 4,1 mm, lunghezza 10,9 mm, Ø 4,2 mm                                        |                           | 026.4801    |
|                                                                       |    | per l'espianto di impianti Bone Level di Ø 4,8 mm, lunghezza 10,9 mm, Ø 4,9 mm                                        |                           | 026.6801    |
| Rimozione impianti S/SP/TE e PURE Ceramic senza componente secondaria |                                                                                     |                                                                                                                       |                           |             |
| SCS Cilindro di guida                                                 |    | per impianti Ø 3,3 mm Narrow Neck, lunghezza 5 mm, Ø 3,6 mm                                                           | Ti/Acciaio inossidabile   | 049.182     |
|                                                                       |    | per impianti Ø 3,3 mm Narrow Neck CrossFit®, lunghezza 10,1 mm, Ø 3,6 mm                                              | Acciaio inossi-<br>dabile | 049.360     |
|                                                                       |    | per impianti Ø 3,3 mm, lunghezza 10,5 mm, Ø 3,6 mm                                                                    |                           | 049.082     |
|                                                                       |    | per impianti Ø 4,1 mm, lunghezza 10,5 mm, Ø 4,2 mm                                                                    |                           | 049.083     |
|                                                                       |    | per impianti Ø 4,8 mm, lunghezza 10,5 mm, Ø 4,9 mm                                                                    |                           | 049.167     |
|                                                                       |   | per impianto Straumann® PURE Ceramic Ø 4,1 mm, lunghezza 10,5 mm, Ø 4,2 mm                                            |                           | 032.054     |
| Rimozione impianti S/SP/TE con componente secondaria                  |                                                                                     |                                                                                                                       |                           |             |
| RN Guaina di guida                                                    |  | per impianti Ø 3,3 mm, cementati e avvitati, senza vite corrispondente 048.350, lunghezza 4,5 mm, Ø 3,6 mm            | Acciaio inossi-<br>dabile | 049.850     |
|                                                                       |  | per impianti Ø 4,1 mm e Ø 3,5 mm, cementati e avvitati, senza vite corrispondente 048.350, lunghezza 5,6 mm, Ø 4,2 mm |                           | 049.071     |
|                                                                       |  | per impianti Ø 4,8 mm, cementati e avvitati, senza vite corrispondente 049.181, lunghezza 6,4 mm, Ø 4,9 mm            |                           | 049.851     |
| SCS Vite occlusale                                                    |  | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm                                                       | Ti                        | 048.350     |
|                                                                       |  | per RN/WN Componente secondaria provvisoria in lega di titanio, lunghezza 7,6 mm                                      | TAN                       | 049.181     |

## Strumenti di espanto

| Prodotto                 | Immagine                                                                          | Descrizione                                                                     | Materiale            | N. articolo |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Strumento di espanto 48h |  | per Impianti Bone Level Tapered, lunghezza 29,7 mm, Ø 2,9 mm                    | Acciaio inossidabile | 026.0072    |
|                          |  | per Impianti NC Bone Level, lunghezza 31,4 mm, Ø 8 mm                           |                      | 026.2048    |
|                          |  | per Impianti RC Bone Level, lunghezza 31,2 mm, Ø 8 mm                           |                      | 026.4048    |
|                          |  | per impianti Soft Tissue Level NNC, lunghezza 31,4 mm, Ø 8 mm                   |                      | 049.361     |
|                          |  | per impianti Soft Tissue Level RN/WN synOcta®, corto, lunghezza 20,6 mm, Ø 8 mm |                      | 80103       |
|                          |  | per Impianti Soft Tissue Level RN/WN synOcta®, lungo, lunghezza 26,6 mm, Ø 8 mm |                      | 80087       |
|                          |  | per impianto RD Straumann® PURE Ceramic (monotipo), lunghezza 19,7 mm           |                      | 031.080     |
|                          |  | per impianto ND Straumann® PURE Ceramic (monotipo), lunghezza 19,8 mm           |                      | 031.081     |
|                          |  | per impianto RD Straumann® PURE Ceramic, lunghezza 26,2 mm                      |                      | 032.053     |

## Osteotomo per condensazione osso

| Prodotto                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                       | Materiale                         | N. articolo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Set strumenti osteotomi per condensazione osso |    | Cassetta e tutti i prodotti qui sotto, eccetto la SCS Vite occlusale              | Acciaio inossidabile/<br>Plastica | 040.500     |
| Cassetta per osteotomi per condensazione osso  |    | senza contenuto                                                                   |                                   | 040.550     |
| Osteotomo                                      |    | diritto/a, per condensazione osso, Ø 2,2 mm                                       | Acciaio inossidabile              | 046.500     |
|                                                |    | diritto/a, per condensazione osso, Ø 2,8 mm                                       |                                   | 046.501     |
|                                                |   | diritto/a, per condensazione osso, Ø 3,5 mm                                       |                                   | 046.502     |
|                                                |  | diritto/a, per condensazione osso, Ø 4,2 mm                                       |                                   | 046.503     |
|                                                |  | angolato/a, per condensazione osso, Ø 2,2 mm                                      |                                   | 046.510     |
|                                                |  | angolato/a, per condensazione osso, Ø 2,8 mm                                      |                                   | 046.511     |
|                                                |  | angolato/a, per condensazione osso, Ø 3,5 mm                                      |                                   | 046.512     |
|                                                |  | angolato/a, per condensazione osso, Ø 4,2 mm                                      |                                   | 046.513     |
| Stop di profondità                             |  | per osteotomi, Ø 2,2 mm                                                           | Ti/Acciaio inossidabile           | 046.550     |
|                                                |  | per osteotomi, Ø 2,8 mm                                                           |                                   | 046.551     |
|                                                |  | per osteotomi, Ø 3,5 mm                                                           |                                   | 046.552     |
|                                                |  | per osteotomi, Ø 4,2 mm                                                           |                                   | 046.553     |
| SCS Vite occlusale                             |  | per Cappe e Cappette occlusali avvitare RN/WN, lunghezza 4,4 mm                   | Ti                                | 048.350     |
|                                                |                                                                                     | per Cappe e Cappette occlusali avvitare RN/WN, lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz. |                                   | 048.350V4   |


## Osteotomo per sollevamento parziale pavimento seno mascellare

| Prodotto                                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                       | Materiale                         | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Set strumenti osteotomi                                                    |    | per sollevamento parziale pavimento seno mascellare                               | Acciaio inossidabile/<br>Plastica | 040.501     |
| Cassetta per osteotomi per sollevamento parziale pavimento seno mascellare |    | senza contenuto                                                                   |                                   | 040.560     |
| Osteotomo                                                                  |    | diritto/a, per sollevamento parziale pavimento seno mascellare, Ø 2,8 mm          | Acciaio inossidabile              | 046.521     |
|                                                                            |    | diritto/a, per sollevamento parziale pavimento seno mascellare, Ø 3,5 mm          |                                   | 046.522     |
|                                                                            |    | diritto/a, per sollevamento parziale pavimento seno mascellare, Ø 4,2 mm          |                                   | 046.523     |
|                                                                            |    | angolato/a, per sollevamento parziale pavimento seno mascellare, Ø 2,8 mm         |                                   | 046.531     |
|                                                                            |  | angolato/a, per sollevamento parziale pavimento seno mascellare, Ø 3,5 mm         |                                   | 046.532     |
|                                                                            |  | angolato/a, per sollevamento parziale pavimento seno mascellare, Ø 4,2 mm         |                                   | 046.533     |
| Stop di profondità                                                         |  | per osteotomi, Ø 2,8 mm                                                           | Ti/Acciaio inossidabile           | 046.551     |
|                                                                            |  | per osteotomi, Ø 3,5 mm                                                           |                                   | 046.552     |
|                                                                            |  | per osteotomi, Ø 4,2 mm                                                           |                                   | 046.553     |
| SCS Vite occlusale                                                         |  | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm                   | Ti                                | 048.350     |
|                                                                            |                                                                                     | per Cappe e Cappette occlusali avvitate RN/WN, lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz. |                                   | 048.350V4   |

## Strumenti protesici

| Prodotto                                       | Immagine                                                                            | Descrizione                                                    | Materiale                 | N. articolo |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Strumento                                      |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| Cricchetto                                     |    | incluso strumenti di servizio, lunghezza 84 mm                 | Acciaio inossidabile      | 046.119     |
| Componente dinamometrica aggiuntiva            |    | per cricchetto, lunghezza 82 mm, Marcature torque: 0/15/35 Ncm |                           | 046.049     |
| SCS Cacciavite                                 |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| SCS Cacciavite                                 |    | per cricchetto, extracorto, lunghezza 15 mm                    | Acciaio inossidabile      | 046.400     |
|                                                |    | per cricchetto, corto, lunghezza 21 mm                         |                           | 046.401     |
|                                                |    | per cricchetto, lungo, lunghezza 27 mm                         |                           | 046.402     |
|                                                |    | per contrangolo, extracorto, lunghezza 20 mm                   |                           | 046.410     |
|                                                |    | per contrangolo, corto, lunghezza 26 mm                        |                           | 046.411     |
|                                                |    | per contrangolo, lungo, lunghezza 32 mm                        |                           | 046.412     |
| Manico per cacciavite                          |   | per 046.410/411/412, lunghezza 109 mm                          | Acciaio inossidabile/PEEK | 046.085     |
| Inseritore per componenti secondarie piene     |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| NNC Inseritore per componente secondaria piena |  | corto, lunghezza 13 mm                                         | Acciaio inossidabile      | 048.155     |
|                                                |  | lungo, lunghezza 19 mm                                         |                           | 048.156     |
| Inseritore                                     |  | per RN Componente secondaria piena, 6°, corta, lunghezza 13 mm |                           | 046.067     |
|                                                |  | per RN Componente secondaria piena, 6°, lunga, lunghezza 19 mm |                           | 046.068     |
| Strumento per LOCATOR®                         |                                                                                     |                                                                |                           |             |
| LOCATOR® Strumento                             |  | tre parti, lunghezza 100 mm                                    | Acciaio inossidabile      | 046.415     |
| LOCATOR® Cacciavite                            |  | per cricchetto, corto, lunghezza 15 mm                         |                           | 046.416     |
|                                                |  | per cricchetto, lungo, lunghezza 21 mm                         |                           | 046.417     |

## Strumenti protesici

| Prodotto                                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                          | Materiale                 | N. articolo     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Alesatore</b>                          |                                                                                     |                                                                                      |                           |                 |
| NNC Alesatore                             |    | per spalla a 45°, lunghezza 17 mm, Ø 8 mm                                            | Acciaio inossidabile/Ti-N | <b>046.237</b>  |
| RN/WN Alesatore                           |    | per spalla a 45°, Ø 8 mm                                                             |                           | <b>046.243</b>  |
| Perno guida                               |    | per alesatore 046.243, per RN, synOcta® 048.605, lunghezza 50 mm                     | Acciaio inossidabile      | <b>046.246</b>  |
|                                           |    | per alesatore 046.243, per RN/WN Componenti secondarie synOcta® 1.5, lunghezza 50 mm |                           | <b>046.241</b>  |
|                                           |    | per alesatore 046.243, per WN, synOcta® 048.606, lunghezza 50 mm                     |                           | <b>046.247</b>  |
|                                           |    | per alesatore 046.243, per RN Componente secondaria piena, lunghezza 50 mm           |                           | <b>046.242</b>  |
|                                           |    | per alesatore 046.243, per WN Componente secondaria piena, lunghezza 50 mm           |                           | <b>046.244</b>  |
|                                           |    | per alesatore 046.237, per Componente secondaria piena, lunghezza 53 mm              |                           | <b>046.249</b>  |
| NNC Perno guida                           |                                                                                     |                                                                                      |                           |                 |
| Manico                                    |    | per alesatori e maschiatori per vite TS, lunghezza 65 mm                             | Acciaio/Ottone            | <b>046.240</b>  |
| <b>Frese</b>                              |                                                                                     |                                                                                      |                           |                 |
| Maschiatori                               |  | per vite TS M2 x 0,25 mm                                                             | Acciaio inossidabile      | <b>044.570</b>  |
| <b>Strumenti per Straumann® Classic</b>   |                                                                                     |                                                                                      |                           |                 |
| Inseritore per componenti secondarie Octa |  |                                                                                      | Acciaio inossidabile      | <b>046.045C</b> |
| Strumento cruciforme                      |  |                                                                                      |                           | <b>046.114C</b> |

## Cassette

| Prodotto                              | Immagine | Descrizione                                                                                                                   | Materiale   | N. articolo |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Cassetta protesica                    |          | per strumenti e componenti ausiliarie, completa (senza barre di divisione), lunghezza 224 mm, larghezza 115 mm, altezza 20 mm | Anodized Al | 040.185     |
|                                       |          | per strumenti e componenti ausiliarie, lunghezza 224 mm, larghezza 115 mm, altezza 20 mm                                      |             | 041.022     |
| Bacinella                             |          | per 041.022, lunghezza 218 mm, larghezza 109 mm, altezza 16 mm                                                                |             | 041.211     |
| Parete divisoria                      |          | grande, per 041.440, lunghezza 47,5 mm, larghezza 9,5 mm, altezza 1 mm                                                        |             | 041.612     |
|                                       |          | piccola, per 041.440, lunghezza 27,5 mm, larghezza 9,5 mm, altezza 1 mm                                                       |             | 041.615     |
| Bacinella                             |          | per 041.211, lunghezza 56 mm, larghezza 31 mm, altezza 11 mm                                                                  |             | 041.440     |
| Bacinella                             |          | gialla, Ø 80 mm                                                                                                               |             | 041.412     |
| Cassetta in plexiglas/<br>Membranette |          | lunghezza 150 mm, larghezza 100 mm                                                                                            | Plastica    | 140.055     |

## Componenti ausiliarie per la pianificazione protesica

| Prodotto                                                                          | Immagine                                                                          | Descrizione                                                           | Materiale            | N. articolo      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Sfera riferimento radiografia</b>                                              |                                                                                   |                                                                       |                      |                  |
| Sfera riferimento radiografia                                                     |  | Ø 5 mm, confezione 4 pz., per monouso                                 | Acciaio inossidabile | <b>049.076V4</b> |
| <b>Componenti per la realizzazione di una mascherina di fresatura individuale</b> |                                                                                   |                                                                       |                      |                  |
| Guaina di fresatura con bordo                                                     |  | lunghezza 10 mm, Ø interno 2,4 mm, Ø esterno 3,5 mm, confezione 4 pz. | Ti                   | <b>049.810V4</b> |
| Perno graduato                                                                    |  | per 049.810V4, lunghezza 16 mm, Ø 2,2/3,5 mm, confezione 4 pz.        |                      | <b>049.818V4</b> |
| Perno                                                                             |  | per 049.810V4, lunghezza 16 mm, Ø 2,2 mm, confezione 4 pz.            |                      | <b>049.816V4</b> |
|                                                                                   |  | per 049.810V4, lunghezza 10 mm, Ø 2,2 mm, confezione 4 pz.            |                      | <b>049.817V4</b> |
|                                                                                   |  | per 049.810V4, lunghezza 16 mm, Ø 3,5 mm, confezione 4 pz.            |                      | <b>049.819V4</b> |





## Viti per protesi

| Prodotto                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Materiale | N. articolo |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| NNC                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| NNC Vite base              |    | per NNC Componenti secondarie provvisorie in lega di titanio, componenti secondarie in oro e Variobase®, lunghezza 7,1 mm                                                                                                                       | TAN       | 048.313     |
|                            |    | per NNC Componenti secondarie cementabili e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, lunghezza 7,1 mm                                                                                                                                  |           | 048.314     |
| NNC Vite basale SA         |    | per NNC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,5 mm                                                                                                                                                                                              |           | 048.899     |
| RN e WN                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             |
| SCS Vite occlusale         |    | per Cappe e Cappette occlusali avvitare RN/WN, lunghezza 4,4 mm                                                                                                                                                                                 | Ti        | 048.350     |
|                            |                                                                                     | per Cappe e Cappette occlusali avvitare RN/WN, lunghezza 4,4 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                               |           | 048.350V4   |
| RN Vite occlusale          |    | per RN Componenti secondarie in zirconia personalizzate, CARES®, CADCAM, lunghezza 5 mm                                                                                                                                                         | TAN       | 048.354     |
|                            |                                                                                     | confezione 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                |           | 048.354V4   |
| synOcta® Vite basale       |    | per RN/WN Variobase®, per RN/WN Novaloc® componenti secondarie angolate, componenti secondarie e provvisorie in oro VITA CAD-Temp® e componente secondaria personalizzata in titanio e ponti e barre avvitati, CARES®, CADCAM, lunghezza 6,7 mm |           | 048.356     |
| SCS Vite occlusale         |  | per RN/WN Componente secondaria provvisoria in lega di titanio, lunghezza 7,6 mm                                                                                                                                                                |           | 049.181     |
| SCS Vite di posizionamento |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, non accorciabile, lunghezza 6 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                       | Ti        | 048.360V4   |
|                            |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, accorciabile di 1,6 mm, lunghezza 6 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                 |           | 048.361V4   |
|                            |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, non accorciabile, lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                       |           | 048.362V4   |
|                            |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, accorciabile di 2 mm, lunghezza 8 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                   |           | 048.363V4   |
|                            |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, accorciabile di 2 mm, lunghezza 10 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                  |           | 048.364V4   |
|                            |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, accorciabile di 2 mm, lunghezza 12 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                  |           | 048.365V4   |
|                            |  | per Cappette occlusali avvitare RN/WN, accorciabile di 2 mm, lunghezza 14 mm, confezione 4 pz.                                                                                                                                                  |           | 048.366V4   |
| RN/WN Vite basale SA       |  | per RN/WN Variobase® per corona SA, lunghezza 6,7 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                                                                                | TAN       | 048.906     |

## Viti per protesi

| Prodotto                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               | Materiale | N. articolo |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>SC, NC, RC e CI RD</b>  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |           |             |
| SC Vite base B             |    | lunghezza 7 mm                                                                                                                                                                            | TAN       | 025.0031    |
| NC Vite Base               |    | per componenti secondarie NC, NC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie NC in oro per corona e componenti secondarie NC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm |           | 025.2900    |
| NC Vite Base               |    | per NC Componenti secondarie IPS e.max® e componenti secondarie CARES® in zirconia, lunghezza 8,9 mm                                                                                      |           | 025.2906    |
|                            |    | per NC Componenti secondarie cementabili e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, lunghezza 7,9 mm                                                                             |           | 025.2908    |
| RC Vite Base               |    | per Componenti secondarie RC, RC Variobase® per corona e Variobase® C, componenti secondarie RC in oro per corona e componenti secondarie RC in oro e titanio per barre, lunghezza 7,9 mm |           | 025.4900    |
|                            |    | per RC Componenti secondarie IPS e.max® e componenti secondarie CARES® in zirconia, lunghezza 8,2 mm                                                                                      |           | 025.4906    |
|                            |   | per RC Componente secondaria in oro, per ponti, lunghezza 8,3 mm                                                                                                                          |           | 025.4902    |
|                            |  | per componenti secondarie cementabili RC e componenti secondarie provvisorie VITA CAD-Temp®, solo per componenti secondarie cementabili, lunghezza 7,9 mm                                 |           | 025.4908    |
| NC/RC SRBB Vite Bone Level |  | per CAD/CAM CARES® ponti/barre avvitati, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, lunghezza 7,9 mm                                                                                      |           | 025.2926    |
| Vite occlusale             |  | per cappette in titanio, oro, calcinabili e Variobase® per componenti secondarie avvitare, lunghezza 3,7 mm                                                                               |           | 023.4763    |
| Vite                       |  | per NC/RC Componenti secondarie avvitare 17° e 30°, lunghezza 7,2 mm, per RC/NC/NNC Novaloc® Componenti secondarie angolate                                                               |           | 025.0002    |
| NC/RC Vite basale SA       |  | per NC/RC Variobase® per corona SA, lunghezza 7,9 mm, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                                          |           | 025.0055    |
| CI RD Vite di base         |  | per componenti secondarie CI RD Straumann® PUREbase, componenti secondarie provvisorie CI RD VITA CAD-Temp e componenti di guarigione CI RD, lunghezza 6,1 mm                             | Ti        | 032.028     |
|                            |  | per componenti secondarie CI RD Straumann® PUREbase SA per soluzione angolata, compatibile solo con cacciavite SA (codice a colori verde)                                                 | TAN       | 032.128     |



## Modelli in scala 5:1

| Prodotto                                                                   | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. articolo |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Impianto Straumann® Standard Plus NNC                                      |    | comprende: NNC Impianto Standard Plus, NNC Cappetta di guarigione con inclinazione labiale, NNC Perno per impronta per cucchiaio aperto, NNC Analogo d'impianto, NNC Componente secondaria cementabile angolata, NNC Componente secondaria piena, NNC Cappetta d'impronta per componente secondaria piena, NNC Cilindro di posizionamento, SCS Cacciavite, valigetta in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140.122     |
| Sistema synOcta®                                                           |    | comprende: Impianto Standard Plus, RN Transfer di impronta, RN synOcta® Cilindro di posizionamento, RN synOcta® Analogo d'impianto, RN synOcta® Componente secondario, SCS Cacciavite, RN synOcta® Cappetta in oro con corona in resina, SCS Vite occlusale, valigetta in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.024     |
| Straumann® synOcta® RN Perno per impronta a cucchiaio chiuso Implant Level |    | Impronta a cucchiaio chiuso RN Implant Level, scatola in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440.191     |
| Impianto Straumann® Bone Level                                             |    | comprende: RC Impianto, RC Componente secondaria di guarigione, forma a bottiglia, RC Perno per impronta per cucchiaio aperto, RC Analogo d'impianto, RC Componente secondaria anatomica, angolata 15°, vite occlusale, SCS Cacciavite, valigetta in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120.0033    |
| Straumann® Pro Arch                                                        |  | comprende: impianto Bone Level Tapered, componente secondaria avvitata 0° Ø 4,6 mm altezza della gengiva 2,5 mm, componente secondaria avvitata 17° Ø 4,6 mm altezza della gengiva 2,5 mm, NC/RC Cappetta Ø 4,6 mm, SCS Vite occlusale, Perno per impronta per cucchiaio chiuso, RC Cappetta di protezione, SCS Cacciavite, valigetta in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440.140     |
| Impianto Straumann® PURE Ceramic monotipo                                  |  | RD, Ø 4,1 mm, ZLA® 10 mm, altezza della componente secondaria 4 mm, scatola in cartone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 440.143     |
| Impianto Straumann® Bone Level Tapered                                     |  | RC, Ø 4,1 mm, SLA® 10 mm, scatola in cartone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440.163     |
| Impianto Straumann® Bone Level Tapered e Variobase®                        |  | La scatola per dimostrazione dell'impianto Bone Level Tapered e componenti secondarie Variobase® comprende:<br>1 x Impianto BLT<br>1 x RC Variobase® per corona, altezza della componente secondaria 5,5 mm, incl. vite<br>1 x RC Variobase® per ponte/barra, incl. vite<br>1 x RC Cappetta calcinabile per Variobase® per corona<br>1 x NC/RC Cappetta calcinabile per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm<br>1 x RC Cappetta calcinabile Variobase® per ponte/barra<br>1 x RC Variobase® Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4,6 mm<br>1 x RC Componente secondaria avvitata, angolata 17°, Ø 4,6 mm, altezza gengivale 2,5 mm, Tipo A, incl. vite<br>1 x SCS Cacciavite<br>1 x Vite occlusale | 440.171     |

## Modelli in scala 5:1

| Prodotto                                            | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. articolo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Straumann® Variobase® per corona soluzione angolata |    | inclusi: RC Variobase® soluzione angolata con vite, RC Variobase® soluzione angolata interfaccia cappetta calcinabile, NC/RC Variobase® soluzione angolata, cappetta calcinabile 25°, RN Variobase® soluzione angolata, RN Variobase® soluzione angolata interfaccia cappetta calcinabile, RN/WN Variobase® soluzione angolata, cappetta calcinabile 25°, cacciavite | 440.189     |
| RN Novaloc® Componente secondaria e Set di matrici  |    | La scatola in cartone con componente secondaria Novaloc® per dimostrazione su impianto Tissue Level Regular Neck Implant comprende: RN Novaloc® Componente secondaria, altezza gengivale 3 mm, Set di matrici                                                                                                                                                        | 440.175     |
| Impianto Standard Plus, Ø 4,1 mm RN, 4 mm           |    | La scatola in cartone con impianto Standard Plus 4 mm per dimostrazione comprende: Standard Plus Impianto, RN Ø 4,1 mm, lunghezza 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | 440.176     |
| RC Loxim® Componente di trasferimento               |   | La scatola in cartone con la componente di trasferimento Loxim® per dimostrazione su impianti Bone Level/Bone Level Tapered Regular CrossFit® comprende: Loxim® Componente di trasferimento                                                                                                                                                                          | 440.169     |
| Impianto Bone Level Tapered, Ø 2,9 mm SC            |  | comprende: SC Impianto, SC Componente secondaria di guarigione altezza gengivale 2 mm, SC Perno per impronte, Cucchiaino aperto, SC Analogo d'impianto, SC Componente secondaria provvisoria altezza gengivale 1 mm, SC Variobase® altezza gengivale 2 mm, SC Cappetta calcinabile, SCS Cacciavite, contenitore in plastica                                          | 440.185     |
| Straumann® PURE Ceramic Implant kit per formazione  |  | inclusi: Impianto in ceramica, CI RD PUREbase, CI vite basale, CI supporto di fissaggio, CI dente acrilico, SCS cacciavite, pinzetta, CI modello per formazione incl. analogo, dispenser in plastica per parti 1:1                                                                                                                                                   | 440.181     |

## Modelli in scala 5:1

| Prodotto                                  | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. articolo |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype |    | include: RD cappetta di protezione, PURE CI monotipo, RD analogo, RD cappetta per impronta, RD indicatore di posizione, CIM dente, RD cappetta provvisoria, dispenser pinzette in plastica per parti 1:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440.195     |
| Sistema Straumann® BLX                    |    | include: BLX Impianto Ø 4,5 mm lunghezza 12 mm, BLX Impianto Ø 5,0 mm lunghezza 6 mm con sezione trasversale, RB/WB Vite basale, SCS Cacciavite, RB Perno per impronta a cucchiaio aperto, RB Vite di posizionamento, WB Variobase Componente secondaria AH 5,5 mm GH 1,5 mm, WB Componente secondaria di guarigione Ø 6 mm GH 1,5 mm AH 2 mm, componente secondaria di guarigione RB/WB Ø 4 mm GH 2,5 mm AH 4 mm, componente secondaria per corona Ø 3,8 mm GH 2,5 mm, componente secondaria provvisoria per corona Ø 5,5 mm GH 1,5 mm, RB Variobase AH 5,5 mm GH 2,5 mm, RB/WB Variobase per ponte Ø 4,5 mm GH 1,5 mm AH 3,5 mm, componente secondaria avvitata RB 17° Ø 4,6 mm GH 3,5 mm, componente secondaria provvisoria RB/WB per ponte Ø 4,5 mm GH 1,5 mm, componente secondaria di guarigione RB/WB per barra/ponte GH 1,5 mm | 440.212     |
| Straumann® BLX Impianto                   |    | Impianto BLX Ø 4,5 mm, lunghezza 12 mm, contenitore in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440.228     |
| Straumann® Mini Implant                   |  | Mini Implant, contenitore in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440.217     |
| Sistema implantare TLX®                   |  | Include: TLX SP Ø 4,5 mm RT Impianto 12 mm di lunghezza, RT Cappetta di guarigione Ø 5,5 mm H 2 mm, TLX-NT/RT/WT Vite di chiusura H 0 mm, RT Perno per impronta a cucchiaio aperto corto incl. vite guida H 15 mm, RT Variobase® per corona incl. vite Ø 5 mm AH 6 mm, RT Componente secondaria provvisoria per corona H 10,3 mm, RT Variobase® per ponte/barra cilindrico AH 4,0 mm, RT Componente secondaria provvisoria per ponte H 10,3 mm, RT Analogo di impianto lunghezza 12 mm, 2 viti basali NT/RT/WT, SCS Cacciavite per cricchetto                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440.235     |
| TLX® Impianto                             |  | 5:1 Impianto TLX SP RT Ø 4,5 mm, lunghezza 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440.236     |

## Modelli in scala 3:1

| Prodotto                         | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N. articolo |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3:1 Modello Dimostrativo Premium |  | Illustrazione di impianto Straumann® Standard rispetto a un ponte a tre elementi. Il kit contiene: una sezione di arcata con un premolare mancante, impianto rimovibile Straumann® Standard, componente secondaria piena rimovibile, ponte rimovibile da tre elementi, cacciavite per l'inserimento e rimozione dell'impianto, modello 1:1 dell'impianto Straumann® standard e un premolare | 440.180     |

## Modelli in scala 1:1

| Prodotto                                                     | Immagine                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. articolo |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mascellare inferiore                                         |    | edentulia totale con 2 impianti, (S Ø 4,1 mm, RN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140.032     |
|                                                              |    | edentulia totale con 4 impianti, (S Ø 4,1 mm, RN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140.049     |
| Modello trasparente arcata superiore, completamente edentula |    | Il modello arcata superiore edentula per informazioni per i pazienti per dimostrazione degli impianti BLT evitando la cavità del pavimento del seno mascellare comprende:<br>2 x Impianti BLT RC Ø 4,1 mm, lunghezza 10 mm in posizione 12 + 22<br>2 x Impianti BLT RC Ø 4,1 mm, lunghezza 16 mm in posizione 14 + 24 in angolazione 17°                                                                                                                                                            | 440.168     |
| Modello trasparente arcata inferiore, parzialmente edentula  |   | Il modello arcata inferiore per informazioni per i pazienti per dimostrazione di diversi impianti in diverse indicazioni comprende:<br>2 x Impianti RN Standard Plus Ø 4,1 mm, lunghezza 4 mm in posizione 44 + 45<br>1 x Impianto BL NC Ø 3,3 mm, lunghezza 10 mm in posizione 41<br>1 x Impianto NNC Standard Plus Ø 3,3 mm, lunghezza 10 mm in posizione 32<br>1 x Impianto PURE completamente in ceramica Ø 4,1 mm, lunghezza 10 mm in posizione 34                                             | 440.167     |
| Modello trasparente arcata superiore, parzialmente edentula  |  | Il modello arcata superiore per informazioni per i pazienti per dimostrazione di diversi impianti in diverse indicazioni comprende:<br>1 x Impianto BL RC Ø 4,1 mm, lunghezza 8 mm in posizione 15<br>1 x Impianto RN Standard Plus Ø 4,1 mm, lunghezza 10 mm in posizione 13<br>1 x Impianto BLT RC Ø 4,1 mm, lunghezza 10 mm in posizione 21<br>1 x Impianto RN Standard Plus Ø 4,1 mm, lunghezza 10 mm in posizione 24<br>1 x Impianto WN Standard Plus Ø 4,8 mm, lunghezza 8 mm in posizione 26 | 440.166     |





#### Informazioni e indice

Per una semplice e rapida panoramica si possono trovare tutti i prodotti Straumann elencati per codice articolo con i rispettivi numeri di pagina. Inoltre è possibile trovare raccomandazioni importanti e ulteriori informazioni su Straumann e sui prodotti Straumann.




## Informazioni e indice

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Contatti                        | 238 |
| L'eShop Straumann® ed eServices | 239 |
| Garanzia Straumann®             | 240 |
| Informazioni importanti         | 241 |
| Indice                          | 242 |

## Contatti

Straumann ha diverse sedi in tutto il mondo. Verificare se una filiale o un distributore è disponibile nel proprio paese e contattare direttamente l'ufficio locale per richieste, domande o altre informazioni.



Le organizzazioni locali possono essere trovate usando la funzione Trova le sedi Straumann:

[www.straumann.com/location-finder](http://www.straumann.com/location-finder)


Oppure eseguite una scansione del codice QR con smartphone o tablet.



## L'eShop Straumann® ed eServices.

### Click. Find. Smile.

I nostri clienti hanno la priorità! Ecco perché uniamo assistenza e progettazione nell'eShop Straumann®: la navigazione logica tra i prodotti, il funzionamento intuitivo e la pagina "Self Service" con la cronologia di ordini e modelli. Nell'eShop Straumann® è



possibile trovare i prodotti in modo rapido e pratico. Gli ordini possono essere inviati ogni giorno dell'anno approfittando delle nostre esclusive offerte online.



### Vantaggi:

- Risparmiate sui costi di spedizione\*
- Flessibili opzioni di pagamento
- Semplificazione di ordini e navigazione
- Funzione di ricerca ottimizzata
- Ordinazioni 24/7
- Esclusive offerte online
- Pagina "Self Service"
- eServices
- Shopping all'interno di tutti i marchi di Straumann® Group con un solo carrello

Il "Self Service" consente di gestire i propri ordini in modo chiaro e pratico.

### È possibile:

- Visualizzare la cronologia degli ordini
- Creare modelli ordine
- Stampare le fatture dell'eShop

eServices è un servizio supplementare offerto da Straumann ai propri clienti. Consente a ogni cliente registrato all'eShop di inoltrare con facilità i propri resi di prodotti e reclami online.



#### eReturn:

- create una richiesta di reso online
- scopri le opzioni di reso
- ricevuta di reso come prova
- sostituzione più rapida dei prodotti
- visualizza gli ordini resi



#### eComplaints:

- create un reclamo online
- panoramica dei reclami
- risparmio di tempo grazie all'identificazione dei prodotti

Si noti che l'eShop ed eServices Straumann® potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.

\* Le condizioni possono variare da paese a paese.



## Garanzia Straumann®

La garanzia Straumann si applica ai prodotti Straumann impiegati in combinazione con altri prodotti originali Straumann. Se le condizioni della garanzia Straumann saranno rispettate, i periodi di garanzia coperti saranno i seguenti:

|                                                                                     | Impianto                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Moncone su impianto                                                                                                                         | Restauro denti o impianto*                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sostituzione con l'equivalente moncone in ceramica compresi quelli per barre e ponti avvitati*                                              | Sostituzione con restauro equivalente in ceramica**                                  |
|   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monconi Novaloc®, sostituzione con l'equivalente moncone Novaloc®***<br><br>Sostituzione con barre e ponti avvitati equivalenti in metallo* | Sostituzione con restauro equivalente in metallo e restauro in resina nanoceramica** |
|  | Sostituzione con impianto e componente secondaria equivalenti, se finalizzata.                                                                                                                                                                                                             | Sostituzione con l'equivalente moncone in metallo                                                                                           | —                                                                                    |
|  | Sostituzione con impianto e componente secondaria equivalenti, se necessario. In aggiunta, per il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic e gli impianti Roxolid®****, copre la compensazione per il trattamento in caso di frattura dell'impianto (riportato dopo il 1° gennaio 2016). | —                                                                                                                                           | —                                                                                    |

\* Esclusi i prodotti consumabili e i prodotti di ritenzione, quali gli ancoraggi sferici.

\*\* Compresi le cappette, le corone e i ponti Straumann® CARES®. ESCLUSI tutti gli altri prodotti offerti da Straumann, in particolare intarsi, onlay, faccette e corone parziali Straumann® CARES®, come pure i prodotti Straumann® CARES® Guided Surgery.

\*\*\* Esclusi matrici e inserti in quanto soggetti a usura naturale.

\*\*\*\* Non applicabile agli Straumann® Mini Implants. Gli Straumann® Mini Implants sono coperti dalla garanzia Straumann® Lifetime.

### Nota

Per i termini e le condizioni applicabili della garanzia Straumann (compresa la territorialità), consultare l'opuscolo relativo alla garanzia Straumann (154.360/it).

## Informazioni importanti

### Uso dei prodotti Straumann

Ai professionisti dentali che utilizzano impianti dentali Straumann, prodotti Straumann CAD/CAM, prodotti rigenerativi Straumann o altri prodotti Straumann ("Prodotti Straumann") sono richieste conoscenze tecniche e formazione adeguata al fine di garantire l'impiego sicuro ed adeguato di tali prodotti in conformità con le istruzioni per l'uso.

Il prodotto Straumann deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante. È responsabilità del professionista dentale utilizzare il dispositivo in conformità alle istruzioni per l'uso e determinare se il dispositivo è idoneo alla specifica situazione del paziente. Le istruzioni per l'uso dei nostri prodotti sono disponibili in formato elettronico sul sito web <http://ifu.straumann.com>

### Disponibilità

Alcuni dei prodotti e servizi Straumann elencati nel presente documento non sono disponibili in tutti i paesi.

### Termini e condizioni generali

Tutte le offerte, vendite, consegne e altri servizi offerti direttamente da un'azienda del Gruppo Straumann sono forniti esclusivamente sulla base dei termini e condizioni generali applicabili nello specifico Paese. Termini e condizioni generali applicabili localmente possono essere visualizzati sul seguente sito web: <http://agb.straumann.com>

## Indice per numero articolo

[illegible]

## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                      | Pagina         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 022.0018    | NNC Straumann® Variobase® C, TAN                                              | 60             |
| 022.0019    | RN Straumann® Variobase® C, TAN, TAN                                          | 75             |
| 022.0020    | WN Straumann® Variobase® C, TAN, TAN                                          | 93             |
| 022.0021    | NNC Variobase®, per corona, con vite, Ø 3.9mm, H 5.75mm, TAN                  | 60             |
| 022.0022    | RN Variobase®, per corona, con vite, Ø 5.05mm, H 6mm, TAN                     | 75             |
| 022.0023    | WN Variobase®, per corona, con vite, Ø 7mm, H 6.5mm, TAN                      | 93             |
| 022.0026    | RC Variobase®, per corona, con vite, Ø 4.5mm, H 5.5mm, TAN                    | 149            |
| 022.0027    | NC Variobase®, per corona, con vite, Ø 3.8mm, H 5.5mm, TAN                    | 122            |
| 022.0038    | SC Variobase® Componente secondaria provvisorio, con vite, oval, GH 1mm, TAN  | 110            |
| 022.0039    | SC Variobase® Componente secondaria provvisorio, con vite, oval, GH 2mm, TAN  | 110            |
| 022.0040    | SC Variobase® Componente secondaria provvisorio, con vite, ovale, GH 3mm, TAN | 110            |
| 022.0043    | NC Straumann® Variobase® C, GH 1 mm, TAN                                      | 122            |
| 022.0044    | RC Straumann® Variobase® C, GH 1 mm, TAN                                      | 149            |
| 022.0045    | Vite basale RN/WN Variobase®, TAN                                             | 74, 75, 91, 93 |
| 022.0046    | NC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 1mm, TAV                      | 131            |
| 022.0047    | NC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 2mm, TAV                      | 131            |
| 022.0048    | NC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 3mm, TAV                      | 131            |
| 022.0049    | NC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 4mm, TAV                      | 131            |
| 022.0050    | NC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 5mm, TAV                      | 131            |
| 022.0051    | NC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 6mm, TAV                      | 131            |
| 022.0052    | RC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 1mm, TAV                      | 156            |
| 022.0053    | RC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 2mm, TAV                      | 156            |
| 022.0054    | RC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 3mm, TAV                      | 156            |
| 022.0055    | RC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 4mm, TAV                      | 156            |
| 022.0056    | RC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 5mm, TAV                      | 156            |
| 022.0057    | RC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 6mm, TAV                      | 156            |
| 022.0062    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, Tipo A, TAV           | 131            |
| 022.0063    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, Tipo A, TAV           | 131            |
| 022.0064    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, Tipo A, TAV           | 131            |
| 022.0065    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, Tipo A, TAV           | 131            |
| 022.0066    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, Tipo A, TAV           | 131            |
| 022.0067    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, Tipo A, TAV           | 156            |
| 022.0068    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, Tipo A, TAV           | 156            |
| 022.0069    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, Tipo A, TAV           | 156            |
| 022.0070    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, Tipo A, TAV           | 156            |
| 022.0071    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, Tipo A, TAV           | 156            |
| 022.0072    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, Tipo B, TAV           | 131            |
| 022.0073    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, Tipo B, TAV           | 131            |
| 022.0074    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, Tipo B, TAV           | 131            |
| 022.0075    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, Tipo B, TAV           | 131            |
| 022.0076    | NC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, Tipo B, TAV           | 131            |
| 022.0077    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, Tipo B, TAV           | 156            |
| 022.0078    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, Tipo B, TAV           | 156            |
| 022.0079    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, Tipo B, TAV           | 156            |
| 022.0080    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, Tipo B, TAV           | 156            |
| 022.0081    | RC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, Tipo B, TAV           | 156            |
| 022.0084    | NC Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 4.1mm, AH 3.5mm, GH 1mm, TAN       | 122            |
| 022.0087    | RC Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 4.7mm, AH 3.5mm, GH 1mm, TAN       | 149            |
| 022.0093    | NC Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 4.1mm, AH 5.5mm, GH 1mm, TAN       | 122            |
| 022.0096    | RC Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 4.7mm, AH 5.5mm, GH 1mm, TAN       | 149            |
| 022.0102    | NC Variobase® per corona, vite incl., Ø 3.8mm, AH 3.5mm, GH 2mm, TAN          | 122            |
| 022.0103    | RC Variobase® per corona, vite incl., Ø 4.5mm, AH 3.5mm, GH 2mm, TAN          | 149            |
| 022.0104    | NC Variobase® per corona, vite incl., Ø 3.8mm, AH 3.5mm, GH 3mm, TAN          | 122            |
| 022.0105    | RC Variobase® per corona, vite incl., Ø 4.5mm, AH 3.5mm, GH 3mm, TAN          | 149            |
| 022.0106    | NC Variobase® per corona, vite incl., Ø 3.8mm, AH 5.5mm, GH 2mm, TAN          | 122            |
| 022.0107    | RC Variobase® per corona, vite incl., Ø 4.5mm, AH 5.5mm, GH 2mm, TAN          | 149            |
| 022.0108    | NC Variobase® per corona, vite incl., Ø 3.8mm, AH 5.5mm, GH 3mm, TAN          | 122            |
| 022.0109    | RC Variobase® per corona, vite incl., Ø 4.5mm, AH 5.5mm, GH 3mm, TAN          | 149            |
| 022.0110    | NC Variobase® per ponte/barra cilindrico, con vite, Ø 4.5mm, AH 3.5mm, TAN    | 122            |
| 022.0111    | RC Variobase® per ponte/barra cilindrico, con vite, Ø 4.5mm, AH 3.5mm, TAN    | 149            |
| 022.01155   | NC Componente secondaria provvisoria immediata, corona, GH 1mm, TAN           | 113            |
| 022.01165   | NC Componente secondaria provvisoria immediata, corona, GH 2mm, TAN           | 113            |
| 022.01175   | NC Componente secondaria provvisoria immediata, corona, GH 3mm, TAN           | 113            |
| 022.01185   | RC Componente secondaria provvisoria immediata, corona, GH 1mm, TAN           | 139            |
| 022.01195   | RC Componente secondaria provvisoria immediata, corona, GH 2mm, TAN           | 139            |
| 022.01205   | RC Componente secondaria provvisoria immediata, corona, GH 3mm, TAN           | 139            |





## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                | Pagina |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 022.01245   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 3.5mm, GH 1.5mm, sterile          | 126    |
| 022.01255   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 3.5mm, GH 2.5mm, sterile          | 126    |
| 022.01265   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 3.5mm, GH 3.5mm, sterile          | 126    |
| 022.01285   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 1.5mm, sterile          | 126    |
| 022.01295   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, sterile          | 126    |
| 022.01305   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, sterile          | 126    |
| 022.01325   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 1.5mm, sterile          | 152    |
| 022.01335   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, sterile          | 152    |
| 022.01345   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, sterile          | 152    |
| 022.01365   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01375   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01385   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01395   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01405   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01415   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01425   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01435   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01445   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01455   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01465   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01475   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01485   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type A, sterile | 126    |
| 022.01495   | NC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type B, sterile | 126    |
| 022.01505   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01515   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.01525   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01535   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.01545   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01555   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.01565   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01575   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 17°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.01585   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01595   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.01605   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01615   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.01625   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type A, sterile | 152    |
| 022.01635   | RC Componente secondaria avvitata, TAN, diritta 30°, Ø 4.6mm, GH 5.5mm, Type B, sterile | 152    |
| 022.2102    | NC Componente Secondaria Anatomica, diritta, GH 2mm, Ti                                 | 113    |
| 022.2104    | NC Componente Secondaria Anatomica, diritta, GH 3.5mm, Ti                               | 113    |
| 022.2152    | NC Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 2mm, Ti                            | 113    |
| 022.2154    | NC Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 3.5mm, Ti                          | 113    |
| 022.2311    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 1mm, AH 4mm, Ti                       | 115    |
| 022.2312    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 2mm, AH 4mm, Ti                       | 115    |
| 022.2313    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 3mm, AH 4mm, Ti                       | 115    |
| 022.2315    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti                     | 115    |
| 022.2316    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, Ti                     | 115    |
| 022.2317    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, Ti                     | 115    |
| 022.2321    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, Ti                         | 115    |
| 022.2322    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, Ti                         | 115    |
| 022.2323    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, Ti                         | 115    |
| 022.2325    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti                       | 115    |
| 022.2326    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, Ti                       | 115    |
| 022.2327    | NC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, Ti                       | 116    |
| 022.2410    | NC Componente secondaria in oro, per corona, H 3.7mm, Ceramicor®/POM                    | 121    |
| 022.2502    | NC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 2 mm, lega di titanio con rivestimento TiN   | 134    |
| 022.2503    | NC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 3 mm, lega di titanio con rivestimento TiN   | 134    |
| 022.2504    | NC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 4 mm, lega di titanio con rivestimento TiN   | 134    |
| 022.2505    | NC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 5 mm, lega di titanio con rivestimento TiN   | 134    |
| 022.2506    | NC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 6 mm, lega di titanio con rivestimento TiN   | 134    |
| 022.2701    | NC Componente secondaria per barre, in oro, H 10mm, Ceramicor®                          | 129    |
| 022.2702    | NC Componente Secondaria, per barre, Ti                                                 | 130    |
| 022.4102    | RC Componente Secondaria anatomica, diritta, GH 2mm, Ti                                 | 139    |
| 022.4104    | RC Componente Secondaria Anatomica, diritta, GH 3.5mm, Ti                               | 139    |
| 022.4152    | RC Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 2mm, Ti                            | 139    |
| 022.4154    | RC Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 3.5mm, Ti                          | 139    |
| 022.4321    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, Ti                         | 141    |





## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                                                               | Pagina                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 022.4322    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, Ti                                                                        | 141                    |
| 022.4323    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, Ti                                                                        | 141                    |
| 022.4325    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti                                                                      | 141                    |
| 022.4326    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, Ti                                                                      | 141                    |
| 022.4327    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, Ti                                                                      | 141                    |
| 022.4331    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 1mm, AH 4mm, Ti                                                                      | 141                    |
| 022.4332    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 2mm, AH 4mm, Ti                                                                      | 141                    |
| 022.4333    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 3mm, AH 4mm, Ti                                                                      | 141                    |
| 022.4335    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti                                                                    | 141                    |
| 022.4336    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, Ti                                                                    | 141                    |
| 022.4337    | RC Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, Ti                                                                    | 142                    |
| 022.4410    | RC Componente secondaria in oro, per corona, H 3.8mm, Ceramicor®/POM                                                                   | 148                    |
| 022.4430    | RC Componente secondaria in oro, per ponte, H 5.4mm, Ceramicor®/POM                                                                    | 148                    |
| 022.4501    | RC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 1 mm, lega di titanio con rivestimento TiN                                                  | 159                    |
| 022.4502    | RC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 2 mm, lega di titanio con rivestimento TiN                                                  | 159                    |
| 022.4503    | RC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 3 mm, lega di titanio con rivestimento TiN                                                  | 159                    |
| 022.4504    | RC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 4 mm, lega di titanio con rivestimento TiN                                                  | 159                    |
| 022.4505    | RC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 5 mm, lega di titanio con rivestimento TiN                                                  | 159                    |
| 022.4506    | RC Componente Secondaria LOCATOR®, altezza 6 mm, lega di titanio con rivestimento TiN                                                  | 159                    |
| 022.4701    | RC Componente secondaria per barre, in oro, H 10mm, Ceramicor®                                                                         | 154                    |
| 022.4702    | RC Componente Secondaria, per barre, Ti                                                                                                | 155                    |
| 023.0011    | SC Cappetta calcinabile, per componente secondaria Variobase®, POM                                                                     | 110                    |
| 023.0011V4  | SC Cappetta calcinabile, per Variobase®, POM                                                                                           | 110                    |
| 023.0014    | NNC Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 5.75mm, POM                                                                   | 60                     |
| 023.0014V4  | NNC Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 5.75mm, POM                                                                   | 60                     |
| 023.0015    | RN Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 6mm, POM                                                                       | 75                     |
| 023.0015V4  | RN Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 6mm, POM                                                                       | 75                     |
| 023.0016    | WN Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 6.5mm, POM                                                                     | 93                     |
| 023.0016V4  | WN Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 6.5mm, POM                                                                     | 93                     |
| 023.0017    | RC Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 5.5mm, POM                                                                     | 149                    |
| 023.0017V4  | RC Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 5.5mm, POM                                                                     | 149                    |
| 023.0018    | NC Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 5.5mm, POM                                                                     | 122                    |
| 023.0018V4  | NC Cappetta calcinabile, per Variobase®, per corona, AH 5.5mm, POM                                                                     | 122                    |
| 023.0025    | NC cappetta calcinabile, 25°, Variobase® per corona SA, POM                                                                            | 123                    |
| 023.0026    | RC cappetta calcinabile, 25°, Variobase® per corona SA, POM                                                                            | 149                    |
| 023.0027    | Variobase® per ponte/barra cilindrico cappetta, p. comp. sec. avv Ø 3.5mm, con vite, Ø 4.2mm, AH 4mm, TAN                              | 122, 127               |
| 023.0028    | Variobase® per ponte/barra cilindrico cappetta, p. com. sec. avv Ø 4.6mm, incl. vite e ausiliare di cementazione, Ø 5.1mm, AH 4mm, TAN | 122, 127, 149, 153, 48 |
| 023.0029    | NC Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM                                                                | 122                    |
| 023.0029V4  | NC Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM                                                                | 122                    |
| 023.0030    | RC Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM                                                                | 149                    |
| 023.0030V4  | RC Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM                                                                | 149                    |
| 023.0031    | NC Capp. calcin. p/ Variobase® p/ ponte/barra cilindr., Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 3.5mm, POM                       | 122, 128               |
| 023.0031V4  | NC Capp. calcin. p/ Variobase® p/ ponte/barra cilindr., Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 3.5mm, POM                       | 122, 128               |
| 023.0032    | NC/RC Capp. calc. p/ Variobase® p/ ponte/barra cilindr., Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4.6mm, POM                      | 122, 128, 149, 153, 48 |
| 023.0032V4  | NC/RC Capp. calc. p/ Variobase® p/ ponte/barra cilindr., Cappetta per componente secondaria avvitata Ø 4.6mm, POM                      | 122, 128, 149, 153, 48 |
| 023.0033V2  | Cappetta in plastica, per componente secondaria provvisoria immediata, PMMA                                                            | 113, 139               |
| 023.2310    | NC Cappetta, per ponte su Comp.Sec.Cement., D 3.5mm, POM                                                                               | 116                    |
| 023.2316    | NC Cappetta, per corona su Comp.Sec.Cement., D 3.5mm, POM                                                                              | 116                    |
| 023.2320    | NC Cappetta, per ponte su Comp. Sec.Cement., D 5mm, POM                                                                                | 116                    |
| 023.2326    | NC Cappetta, per corona su Comp. Sec.Cement., D 5mm, POM                                                                               | 116                    |
| 023.2747    | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ti, Corona, Ø 3.5mm                                                                                  | 127                    |
| 023.2748    | Cappetta calcina. p. comp. sec. avvitata, POM, Corona, Ø 3.5mm                                                                         | 128                    |
| 023.2749    | Cappetta per componente second. avvitata, Ti, Ponte, Ø 3.5mm                                                                           | 127                    |
| 023.2750    | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ti, Barra, Ø 3.5mm                                                                                   | 130                    |
| 023.2751    | Cappetta per comp. sec. avvitata, Corona, Ø 3.5mm, Ceramicor®/POM                                                                      | 128                    |
| 023.2752    | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ponte, Ø 3.5mm, Ceramicor®/POM                                                                       | 128                    |
| 023.2753    | Cappetta per comp. sec. avvitata, Barra, Ø 3.5mm, Ceramicor®                                                                           | 129                    |
| 023.2754    | Analogo di imp. p. comp. second. avvitata, TAN, dritta 0°, Ø 3.5mm                                                                     | 124                    |
| 023.2755    | Cappetta calcina. p. comp. sec. avvitata, POM, Ponte/Barra, Ø 3.5mm                                                                    | 128, 130               |
| 023.2756    | NC Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                                                                     | 122                    |
| 023.2756-04 | NC Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                                                                     | 122                    |
| 023.4320    | RC Cappetta, per ponte su Comp.Sec.Cement., D 5mm, POM                                                                                 | 143                    |
| 023.4326    | RC Cappetta, per corona su Comp.Sec.Cement., D 5mm, POM                                                                                | 143                    |
| 023.4330    | RC Cappetta, per ponte su Comp.Sec.Cement., D 6.5mm, POM                                                                               | 143                    |
| 023.4336    | RC Cappetta, per corona su Comp.Sec.Cement., D 6.5mm, POM                                                                              | 143                    |
| 023.4747    | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ti, Corona, Ø 4.6mm                                                                                  | 127, 153               |



Indice per numero articolo

| N. articolo  | Articolo                                                                                  | Pagina                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 023.4748     | Cappetta calcin. p. comp. sec. avvitata, POM, Corona, Ø 4.6mm                             | 128, 153                                                            |
| 023.4751     | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ti, Ponte, Ø 4.6mm                                      | 127, 153, 48                                                        |
| 023.4752     | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ti, Barra, Ø 4.6mm                                      | 130, 155, 48                                                        |
| 023.4753     | Cappetta per comp. sec. avvitata, Corona, Ø 4.6mm, Ceramicor®/POM                         | 128, 153                                                            |
| 023.4754     | Cappetta per comp. sec. avvitata, Ponte, Ø 4.6mm, Ceramicor®/POM                          | 128, 153, 48                                                        |
| 023.4755     | Cappetta per comp. sec. avvitata, Barra, Ø 4.6mm, Ceramicor®                              | 129, 154, 48                                                        |
| 023.4756     | Analogo di imp. p. comp. sec. avvit., TAN, dritta 0°, Ø 4.6mm                             | 124, 150                                                            |
| 023.4757     | Analogo di imp. p. comp. sec. avvit., TAN, angolato 17°/30°, Ø 4.6mm                      | 124, 150                                                            |
| 023.4758     | Cappetta calcina. p. comp. sec. avvitata, POM, Ponte/Barra, Ø 4.6mm                       | 128, 130, 153, 155, 48                                              |
| 023.4759     | RC Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                        | 149                                                                 |
| 023.4759-04  | RC Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                        | 149                                                                 |
| 023.4763     | Vite, TAN, per cappetta, componente secondaria avvitata                                   | 120, 123, 128, 129, 130, 130, 147, 149, 153, 154, 155, 155, 230, 48 |
| 024.00005    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.5mm, H 2mm, Ti                        | 31, 34                                                              |
| 024.0000Z    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.5mm, H 2mm, ZrO2/TAN                  | 31, 34                                                              |
| 024.0001S    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.5mm, H 4mm, Ti                        | 31, 34                                                              |
| 024.0001Z    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.5mm, H 4mm, ZrO2/TAN                  | 31, 34                                                              |
| 024.0002S    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.5mm, H 6mm, Ti                        | 31, 34                                                              |
| 024.0002Z    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.5mm, H 6mm, ZrO2/TAN                  | 31, 34                                                              |
| 024.0003S    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6mm, H 2mm, Ti                          | 31, 34                                                              |
| 024.0003Z    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6mm, H 2mm, ZrO2/TAN                    | 32, 35                                                              |
| 024.0004S    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6mm, H 4mm, Ti                          | 31, 34                                                              |
| 024.0004Z    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6mm, H 4mm, ZrO2/TAN                    | 32, 35                                                              |
| 024.0005S    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6mm, H 6mm, Ti                          | 31, 34                                                              |
| 024.0005Z    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6mm, H 6mm, ZrO2/TAN                    | 32, 35                                                              |
| 024.0006S    | SC Cappetta di chiusura, Ø 2.4mm, H 0.5mm, Ti                                             | 27                                                                  |
| 024.0007S    | SC Componente secondaria di guarigione, conica, ovale, H 2mm, Ti                          | 27                                                                  |
| 024.0008S    | SC Componente secondaria di guarigione, conica, ovale, H 3.5mm, Ti                        | 27                                                                  |
| 024.0009S    | SC Componente secondaria di guarigione, conica, ovale, H 5mm, Ti                          | 27                                                                  |
| 024.0010S    | SC Componente secondaria di guarigione, conica, ovale, H 6.5mm, Ti                        | 27                                                                  |
| 024.0011     | SC Componente secondaria provvisorio, corona, ovale, GH 1mm, TAN                          | 108                                                                 |
| 024.001S     | SC Componente secondaria provvisorio, corona, ovale, GH 2mm, TAN                          | 108                                                                 |
| 024.0016     | SC Componente secondaria provvisorio, corona, ovale, GH 3mm, TAN                          | 108                                                                 |
| 024.0019-04  | Cappetta protettiva per componente secondaria avvitata, Ø 3.5mm, H 4.5mm, larga, PEEK/TAN | 125                                                                 |
| 024.0020-04  | Cappetta protettiva per componente secondaria avvitata, Ø 4.6mm, H 4.5mm, larga, PEEK/TAN | 125, 151, 47                                                        |
| 024.0021     | Cappetta provvisoria per componente secondaria avvitata, corona, Ø 3.5mm, TAN             | 127                                                                 |
| 024.0022     | Cappetta provvisoria per componente secondaria avvitata, ponte, Ø 3.5mm, TAN              | 127                                                                 |
| 024.0023     | Cappetta provvisoria per componente secondaria avvitata, corona, Ø 4.6mm, TAN             | 127, 153                                                            |
| 024.0024     | Cappetta provvisoria per componente secondaria avvitata, ponte, Ø 4.6mm, TAN              | 127, 153, 47                                                        |
| 024.2100S    | NC Cappetta di chiusura, Ø 2.8mm, H 0mm, Ti                                               | 29                                                                  |
| 024.2100S-04 | NC Cappetta di chiusura, Ø 2.8mm, H 0mm, Ti                                               | 29                                                                  |
| 024.2105S    | NC Cappetta di chiusura, Ø 3.1mm, H 0.5mm, Ti                                             | 29                                                                  |
| 024.2105S-04 | NC Cappetta di chiusura, Ø 3.1mm, H 0.5mm, Ti                                             | 29                                                                  |
| 024.2220S    | NC Cappetta di chiusura e di fissaggio, Ø 5.5mm, Ti                                       | 183                                                                 |
| 024.2222S    | NC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 3.6mm, H 2mm, Ti                                   | 29                                                                  |
| 024.2222Z    | NC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 3.6mm, H 2mm, ZrO2/TAN                  | 29                                                                  |
| 024.2224S    | NC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 3.6mm, H 3.5mm, Ti                                 | 29                                                                  |
| 024.2224Z    | NC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 3.6mm, H 3.5mm, ZrO2/TAN                | 29                                                                  |
| 024.2226S    | NC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 3.6mm, H 5mm, Ti                                   | 29                                                                  |
| 024.2226Z    | NC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 3.6mm, H 5mm, ZrO2/TAN                  | 29                                                                  |
| 024.2234S    | NC Comp. sec. di guarigione, forma bottiglia, Ø 3.3mm, H 3.5mm, Ti                        | 29                                                                  |
| 024.2236S    | NC Comp. sec. di guarigione, forma bottiglia, Ø 3.3mm, H 5mm, Ti                          | 29                                                                  |
| 024.2242S    | NC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 4.8mm, H 2mm, Ti                                   | 29                                                                  |
| 024.2242Z    | NC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.8mm, H 2mm, ZrO2/TAN                  | 29                                                                  |
| 024.2244S    | NC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 4.8mm, H 3.5mm, Ti                                 | 29                                                                  |
| 024.2244Z    | NC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.8mm, H 3.5mm, ZrO2/TAN                | 29                                                                  |
| 024.2246S    | NC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 4.8mm, H 5mm, Ti                                   | 29                                                                  |
| 024.2246Z    | NC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 4.8mm, H 5mm, ZrO2/TAN                  | 29                                                                  |
| 024.2270S    | NC Comp. sec. di guarigione, personalizzabile, Ø 5mm, H 7mm, PEEK                         | 29                                                                  |
| 024.2312-04  | NC Cappetta di Protez., per Comp.Sec.Cement., D 3.5mm, AH 4mm, PEEK                       | 115                                                                 |
| 024.2316-04  | NC Cappetta di Protez., per Comp.Sec.Cement., D 3.5mm, AH 5.5mm, PEEK                     | 115                                                                 |
| 024.2322-04  | NC Cappetta di Protez., per Comp.Sec.Cement., D 5mm, AH 4mm, PEEK                         | 115                                                                 |
| 024.2323-04  | Cappetta di protezione per comp. sec. avvitata, Ø 3.5mm, H 5mm, PEEK/TAN                  | 125                                                                 |
| 024.2324-04  | Cappetta di protezione per comp. sec. avvitata, Ø 3.5mm, H 6.5mm, PEEK/TAN                | 125                                                                 |
| 024.2325-04  | Cappetta di protezione per comp. sec. avvitata, Ø 3.5mm, H 8mm, PEEK/TAN                  | 125                                                                 |
| 024.2326-04  | NC Cappetta di Protez., per Comp.Sec.Cement., D 5mm, AH 5.5mm, PEEK                       | 115                                                                 |



## Indice per numero articolo

| N. articolo  | Articolo                                                                                                                         | Pagina                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 024.2346     | NC Cappetta Provvis., per Comp.Sec.Cement., D 3.5mm, PMMA                                                                        | 114                            |
| 024.2356     | NC Cappetta Provvis., per Comp.Sec.Cement., D 5mm, PMMA                                                                          | 114                            |
| 024.2371     | NC Componente Secondaria provvisorio, corona, D 3.5mm, H 11mm, TAN                                                               | 113                            |
| 024.2372     | NC Componente secondaria provvisoria, D 5mm, H 12mm, VITA CAD-Temp®                                                              | 113                            |
| 024.2375     | NC Componente Secondaria provvisorio, ponte, D 3.5mm, H 11mm, TAN                                                                | 113                            |
| 024.41005    | RC Cappetta di chiusura, Ø 3.3mm, H 0mm, Ti                                                                                      | 31, 34                         |
| 024.41005-04 | RC Cappetta di chiusura, Ø 3.3mm, H 0mm, Ti                                                                                      | 31, 34                         |
| 024.41055    | RC Cappetta di chiusura, Ø 3.5mm, H 0.5mm, Ti                                                                                    | 31, 34                         |
| 024.41055-04 | RC Cappetta di chiusura, Ø 3.5mm, H 0.5mm, Ti                                                                                    | 31, 34                         |
| 024.42205    | RC Cappetta di chiusura e di fissaggio, Ø 5.5mm, Ti                                                                              | 183                            |
| 024.42225    | RC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 5mm, H 2mm, Ti                                                                            | 31, 34                         |
| 024.42222    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 5mm, H 2mm, ZrO2/TAN                                                           | 32, 35                         |
| 024.42245    | RC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 5mm, H 4mm, Ti                                                                            | 31, 34                         |
| 024.42242    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 5mm, H 4mm, ZrO2/TAN                                                           | 32, 35                         |
| 024.42265    | RC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 5mm, H 6mm, Ti                                                                            | 31, 34                         |
| 024.42262    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 5mm, H 6mm, ZrO2/TAN                                                           | 32, 35                         |
| 024.42345    | RC Comp. sec. di guarigione, forma bottiglia, Ø 4.4mm, H 4mm, Ti                                                                 | 31, 34                         |
| 024.42365    | RC Comp. sec. di guarigione, forma bottiglia, Ø 4.7mm, H 6mm, Ti                                                                 | 31, 34                         |
| 024.42425    | RC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 6.5mm, H 2mm, Ti                                                                          | 31, 34                         |
| 024.42422    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6.5mm, H 2mm, ZrO2/TAN                                                         | 32, 35                         |
| 024.42445    | RC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 6.5mm, H 4mm, Ti                                                                          | 31, 34                         |
| 024.42442    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6.5mm, H 4mm, ZrO2/TAN                                                         | 32, 35                         |
| 024.42465    | RC Comp. sec. di guarigione, conica, Ø 6.5mm, H 6mm, Ti                                                                          | 31, 34                         |
| 024.42462    | RC Componente secondaria di guarigione, conica, Ø 6.5mm, H 6mm, ZrO2/TAN                                                         | 32, 35                         |
| 024.42705    | RC Comp. sec. di guarigione, personalizzabile, Ø 7mm, H 7mm, PEEK                                                                | 31, 34                         |
| 024.4322-04  | RC Cappetta di Protez., per Comp. Sec.Cement., D 5mm, AH 4mm, PEEK                                                               | 141                            |
| 024.4323-04  | Cappetta di protezione p. comp. sec. avvit., Ø 4.6mm, H 5.1mm, PEEK/TAN                                                          | 125, 151, 47                   |
| 024.4324-04  | Cappetta di protezione p. comp. sec. avvit., Ø 4.6mm, H 6.6mm, PEEK/TAN                                                          | 125, 151, 47                   |
| 024.4325-04  | Cappetta di protezione p. comp. sec. avvit., Ø 4.6mm, H 8.1mm, PEEK/TAN                                                          | 125, 151, 47                   |
| 024.4326-04  | RC Cappetta di Protez., per Comp.Sec.Cement., D 5mm, AH 5.5mm, PEEK                                                              | 141                            |
| 024.4332-04  | RC Cappetta di Protez., per Comp.Sec.Cement., D 6.5mm, AH 4mm, PEEK                                                              | 141                            |
| 024.4336-04  | RC Cappetta di Protez., per Comp. Sec.Cement., D 6.5mm, AH 5.5mm, PEEK                                                           | 141                            |
| 024.4356     | RC Cappetta Prov., per Comp. Sec. Cement., D 5mm, PMMA                                                                           | 140                            |
| 024.4366     | RC Cappetta Prov., per Comp. Sec.Cement., D 6.5mm, PMMA                                                                          | 140                            |
| 024.4371     | RC Componente Secondaria provvisorio, corona, D 4.5mm, H 11mm, TAN                                                               | 139                            |
| 024.4372     | RC Componente secondaria provvisoria, D 7mm, H 12mm, VITA CAD-Temp®                                                              | 139                            |
| 024.4375     | RC Componente Secondaria provvisorio, ponte, D 4.5mm, H 11mm, TAN                                                                | 139                            |
| 025.0000     | CARES® Corpo di scan. mono p. comp. sec. avvit., livello componente secondaria, Ø 3.5mm, PEEK/TAN                                | 124                            |
| 025.0001     | CARES® Corpo di scan. mono p. comp. sec. avvit., livello componente secondaria, Ø 4.6mm, PEEK/TAN                                | 124, 150, 47                   |
| 025.0002     | Vite, per componente secondaria avvitata 17°/30°, TAN                                                                            | 127, 131, 156, 230, 62, 81, 97 |
| 025.0003     | Mascherina radiografica Straumann®, per impianti Straumann® Bone Level Tapered                                                   | 200                            |
| 025.0004     | Ausilio di lucidatura, per componenti secondarie avvitate Ø 3,5mm, TAN                                                           | 124                            |
| 025.0004V4   | Ausilio di lucidatura, per componenti secondarie avvitate Ø 3,5mm, TAN                                                           | 124                            |
| 025.0005     | Ausilio di lucidatura, per componenti secondarie avvitate Ø 4,6mm, TAN                                                           | 124, 151, 48                   |
| 025.0005V4   | Ausilio di lucidatura, per componenti secondarie avvitate Ø 4,6mm, TAN                                                           | 124, 151, 48                   |
| 025.0006     | Vite per lavorazione laboratorio, per componenti secondarie avvitate, acciaio inossidabile                                       | 124, 151, 48                   |
| 025.0007     | Analogo riposizionabile, acciaio inossidabile, per componenti secondarie avvitate Ø 3,5 mm                                       | 124                            |
| 025.0008     | Analogo riposizionabile, acciaio inossidabile, per componenti secondarie avvitate Ø 4,6 mm                                       | 124, 150, 47                   |
| 025.0009     | Perno di trasferimento e allineamento, per componenti secondarie avvitate, TAN                                                   | 125, 126, 151, 152             |
| 025.0011     | Perno per impronta per cucchiaino aperto p. comp. second. avvitata, livello comp. second., Ø 3.5mm, senza accoppiamento, TAN     | 124                            |
| 025.0012     | Perno per impronta per cucchiaino aperto p. comp. second. avvitata, livello comp. second., Ø 4.6mm, senza accoppiamento, TAN     | 124, 150, 47                   |
| 025.0013     | Perno per impronta per cucchiaino chiuso p. comp. second. avvitata, livello comp. second., Ø 3.5mm, senza accoppiamento, TAN/POM | 124                            |
| 025.0014     | Perno per impronta per cucchiaino chiuso p. comp. second. avvitata, livello comp. second., Ø 4.6mm, senza accoppiamento, TAN/POM | 124, 150, 47                   |
| 025.0019     | Chiavetta di ritegno, per componenti secondarie avvitate, L 85mm, acciaio inossid.                                               | 126, 152                       |
| 025.0020     | SC Perno per impronta, per cucchiaino chiuso, con 1 vite guida & 2 cappette, L19mm, TAN/POM                                      | 108                            |
| 025.0021     | SC Perno per impronta, per cucchiaino aperto, corto, con vite guida, L 17.1mm, TAN                                               | 108                            |
| 025.0022     | SC Perno per impronta per cucchiaino aperto, con vite di posizionamento, L 24mm, TAN                                             | 108                            |
| 025.0023     | SC Analogo di impianto, L 11mm, TAN                                                                                              | 108                            |
| 025.0024     | SC Analogo d'impianto riposizionabile, L 17mm, acciaio inossidabile                                                              | 108, 109                       |
| 025.0025     | SC CARES® Corpo di scansione mono, Ø 3.5mm, H 10mm, PEEK/TAN                                                                     | 108, 109                       |
| 025.0029     | SC Ausiliare di lucidatura, L 16mm, acciaio inossidabile                                                                         | 108                            |
| 025.0031     | SC Vite base B, L 7mm, TAN                                                                                                       | 108, 109, 230                  |
| 025.0042     | Adattatore per contrangolo, lungo, L 34mm, acciaio inossidabile                                                                  | 211                            |
| 025.0043     | Adattatore per cricchetto, lungo, L 28mm, acciaio inossidabile                                                                   | 211                            |
| 025.0044     | Componente aggiuntiva indicatore di distanza, per BLT Ø 2.9mm, Ti                                                                | 200                            |
| 025.0045V4   | RC Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, tipo A, POM                                                       | 165                            |



Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                                                    | Pagina                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 025.0046V4  | NC Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, tipo B, POM                                                  | 163                                    |
| 025.0047V4  | RC Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, tipo B, POM                                                  | 165                                    |
| 025.0048V4  | NC Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, tipo B, POM                                                  | 163                                    |
| 025.0049    | Analogo d'impianto p/ compon. secondarie avvitare, per edentulia, dritte 0°, Ø 3.5mm, TAN                                   | 124                                    |
| 025.0050    | Analogo d'impianto p/ comp. secondarie avvitare, per edentulia, dritte 0°, Ø 4.6mm, TAN                                     | 124, 150, 47                           |
| 025.0052    | Vite per lavorazione laboratorio, p/ comp. secondarie avvitare, L 10mm, acciaio inossidabile                                | 124, 151, 48                           |
| 025.0055    | NC/RC Vite SA, L 7.9mm, Ti                                                                                                  | 120, 123, 147, 150, 230                |
| 025.0057    | NC Perno per impronta, per cucchiaio aperto, corto, Ponte, con vite guida, L 16.5mm, TAN                                    | 112                                    |
| 025.0058    | NC Perno per impronta, per cucchiaio aperto, lungo, Ponte, con vite guida, L 30mm, TAN                                      | 112                                    |
| 025.0060    | RC Perno per impronta, per cucchiaio aperto, corto, Ponte, con vite guida, L 16.5mm, TAN                                    | 138                                    |
| 025.0061    | RC Perno per impronta, per cucchiaio aperto, lungo, Ponte, con vite guida, L 30mm, TAN                                      | 138                                    |
| 025.0062    | SC Perno per impronta, per cucchiaio chiuso, corto, con 1 vite guida & 2 cappette, L 12mm, TAN/POM                          | 108                                    |
| 025.0120-04 | Analogo d'impianto LOCATOR®, Ø 4.0 mm                                                                                       | 134, 159, 65                           |
| 025.2101    | NC Analogo di Impianto, L 11mm, TAN                                                                                         | 112                                    |
| 025.2102    | Analogo d'impianto riposizionabile NC                                                                                       | 112, 119                               |
| 025.2112    | NC Analogo di Imp., per Comp. Sec.Cement., D 3.5mm, AH 4mm, TAN                                                             | 114                                    |
| 025.2116    | NC Analogo di Imp., per Comp.Sec.Cement., D 3.5mm, AH 5.5mm, TAN                                                            | 114                                    |
| 025.2122    | NC Analogo di Imp., per Comp.Sec. Cement., D 5mm, AH 4mm, TAN                                                               | 114                                    |
| 025.2126    | NC Analogo di Imp., per Comp. Sec. Cement., D 5mm, AH 5.5mm, TAN                                                            | 114                                    |
| 025.2201    | NC Perno per Impronta, per cucchiaio chiuso, con vite guida e cappetta, TAN/POM                                             | 112                                    |
| 025.2202    | NC Perno Impr., per cucchiaio apero, corto, con vite guida, L 16.5mm, TAN                                                   | 112                                    |
| 025.2203-04 | NC Cappetta per Impr., per Comp. Sec. Cement., D 3.5mm, AH 4mm, POM                                                         | 114                                    |
| 025.2204-04 | NC Cappetta per Impr., per Comp.Sec. Cement., D 5mm, AH 4mm, POM                                                            | 114                                    |
| 025.2205    | NC Perno per impronta, cucchiaio aperto, con vite di posizionamento, L 30mm, TAN                                            | 112                                    |
| 025.2208-04 | NC Ausiliare di Registrazione del Morso, H 8mm, POM                                                                         | 112                                    |
| 025.2212-04 | NC Ausiliare di Registrazione del Morso, H 12mm, POM                                                                        | 112                                    |
| 025.2220-04 | NC Cappetta per Impr., per Comp. Sec. Cement., D 5mm, AH 5.5mm, POM                                                         | 114                                    |
| 025.2243    | Perno per impronta per cucchiaio aperto, TAN, p. comp. second. avvitata, livello comp. second., 0°, D 3.5mm                 | 124                                    |
| 025.2244    | Perno per impronta per cucchiaio aperto, TAN, p. comp. second. avvitata, livello comp. second., 0°, D 4.6mm                 | 124, 150                               |
| 025.2245    | Perno per impronta per cucchiaio chiuso, livello componentesecondaria, per componente secondaria avvitata, D 3.5mm, TAN/POM | 124                                    |
| 025.2246    | Perno per impronta per cucchiaio chiuso, livello componentesecondaria, per componente secondaria avvitata, D 4.6mm, TAN/POM | 124, 150                               |
| 025.2601-04 | NC PLAN Componente Secondaria Anatomica, dritta, GH 2mm, POM                                                                | 162                                    |
| 025.2602-04 | NC PLAN Componente Secondaria Anatomica, dritta, GH 3.5mm, POM                                                              | 162                                    |
| 025.2603-04 | NC PLAN Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 2mm, POM                                                          | 162                                    |
| 025.2604-04 | NC PLAN Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 3.5mm, POM                                                        | 162                                    |
| 025.2610-04 | NC PLAN Comp. Sec. in Oro, per corona, POM                                                                                  | 162                                    |
| 025.2611-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM                                                     | 162                                    |
| 025.2612-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM                                                     | 162                                    |
| 025.2613-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM                                                     | 162                                    |
| 025.2615-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM                                                   | 162                                    |
| 025.2616-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM                                                   | 162                                    |
| 025.2617-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 3.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM                                                   | 162                                    |
| 025.2621-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM                                                       | 162                                    |
| 025.2622-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM                                                       | 162                                    |
| 025.2623-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM                                                       | 162                                    |
| 025.2625-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM                                                     | 162                                    |
| 025.2626-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM                                                     | 162                                    |
| 025.2627-04 | NC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM                                                     | 162                                    |
| 025.2642-04 | NC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 2mm, POM                                                                          | 163                                    |
| 025.2643-04 | NC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 3mm, POM                                                                          | 163                                    |
| 025.2644-04 | NC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 4mm, POM                                                                          | 163                                    |
| 025.2645-04 | NC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 5mm, POM                                                                          | 163                                    |
| 025.2646-04 | NC PLAN Novaloc® Componente Secondaria, H 1-6mm, POM                                                                        | 163                                    |
| 025.2648-04 | NC Plan componente secondaria avvitata, POM, dritta 0°, D 3.5mm, GH 2.5mm                                                   | 163                                    |
| 025.2650-04 | NC Plan componente secondaria avvitata, POM, dritta 0°, D 4.6mm, GH 2.5mm                                                   | 163                                    |
| 025.2653-04 | NC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo A                                        | 163                                    |
| 025.2655-04 | NC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo A                                        | 163                                    |
| 025.2658-04 | NC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo B                                        | 163                                    |
| 025.2660-04 | NC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Type B                                        | 163                                    |
| 025.2900    | NC Vite Base, TAN                                                                                                           | 113, 113, 120, 121, 123, 129, 130, 230 |
| 025.2903    | NC Wax-up guaina, L 15.1 mm, PEEK                                                                                           | 119                                    |
| 025.2903-04 | NC Wax-up guaina, L 15.1 mm, PEEK                                                                                           | 119                                    |
| 025.2906    | NC Vite base, per comp. sec. in ceramica, TAN                                                                               | 120, 123, 230                          |
| 025.2908    | NC Vite Base, solo per Comp. Sec. Cement., TAN                                                                              | 113, 116, 230                          |
| 025.2911-04 | NC Ausil.di Transfer, per Comp. Sec.Cement., D 3.5mm, PC                                                                    | 115                                    |
| 025.2912-04 | NC Ausil. di Transfer, per Comp. Sec.Cement., D 5mm, PC                                                                     | 115                                    |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                             | Pagina                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 025.2915    | CARES® NC Corpo di scansione mono, D 3.5 mm, H 10 mm, PEEK, TAN                      | 112, 119                               |
| 025.2920    | NC Ausiliare di Lucidatura, acciaio inossidabile                                     | 121                                    |
| 025.2920-04 | NC Ausiliare di Lucidatura, acciaio inossidabile                                     | 121                                    |
| 025.2921    | NC Componente secondaria Variobase®, con vite, D 3.8mm, H 3.5mm, TAN                 | 122                                    |
| 025.2926    | NC/RC Vite SRBB Bone Level, TAN                                                      | 120, 123, 147, 149, 230, 58, 60        |
| 025.4101    | RC Analogo di Impianto, L 11mm, TAN                                                  | 138                                    |
| 025.4102    | Analogo d'impianto riposizionabile RC                                                | 138, 146                               |
| 025.4122    | RC Analogo di Imp., per Comp. Sec., Cement., D 6.5mm, AH 4mm, TAN                    | 140                                    |
| 025.4126    | RC Analogo di Imp., per Comp. Sec.Cement., D 6.5mm, AH 5.5mm, TAN                    | 140                                    |
| 025.4132    | RC Analogo di Imp., per Comp. Sec. Cement., D 5mm, AH 4mm, TAN                       | 140                                    |
| 025.4136    | RC Analogo di Imp., per Comp. Sec.Cement., D 5mm, AH 5.5mm, TAN                      | 140                                    |
| 025.4201    | RC Perno per Impronta, per cucchiaino chiuso, con vite guida e cappetta, TAN/POM     | 138                                    |
| 025.4202    | RC Perno Impr., per cucchiaino aperto, corto, con vite guida, L 16.5mm, TAN          | 138                                    |
| 025.4203-04 | RC Cappetta per Impr., per Comp.Sec. Cement., D 5mm, AH 4mm, POM                     | 140                                    |
| 025.4204-04 | RC Cappetta per Impr., per Comp. Sec. Cement., D 6.5mm, AH 4mm, POM                  | 140                                    |
| 025.4205    | RC Perno per impronta, cucchiaino aperto, con vite di posizionamento, L 30mm, TAN    | 138                                    |
| 025.4208-04 | RC Ausiliare di Registrazione del Morso, H 8mm, POM                                  | 138                                    |
| 025.4212-04 | RC Ausiliare di Registrazione del Morso, H 12mm, POM                                 | 138                                    |
| 025.4220-04 | RC Cappetta per Impr., per Comp. Sec. Cement., D 5mm, AH 5.5mm, POM                  | 140                                    |
| 025.4230-04 | RC Cappetta per Impr., per Comp. Sec. Cement., D 6.5mm, AH 5.5mm, POM                | 140                                    |
| 025.4601-04 | RC PLAN Componente Secondaria Anatomica, dritta, GH 2mm, POM                         | 164                                    |
| 025.4602-04 | RC PLAN Componente Secondaria Anatomica, dritta, GH 3.5mm, POM                       | 164                                    |
| 025.4603-04 | RC PLAN Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 2mm, POM                   | 164                                    |
| 025.4604-04 | RC PLAN Componente Secondaria Anatomica, angolata 15°, GH 3.5mm, POM                 | 164                                    |
| 025.4610-04 | RC PLAN Comp. Sec. in Oro, per corona, POM                                           | 164                                    |
| 025.4621-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM                | 164                                    |
| 025.4622-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM                | 164                                    |
| 025.4623-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM                | 164                                    |
| 025.4625-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM              | 164                                    |
| 025.4626-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM              | 164                                    |
| 025.4627-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM              | 164                                    |
| 025.4630-04 | RC PLAN Comp. Sec. in Oro, per ponte, POM                                            | 164                                    |
| 025.4631-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM              | 164                                    |
| 025.4632-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM              | 164                                    |
| 025.4633-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM              | 164                                    |
| 025.4635-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM            | 164                                    |
| 025.4636-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM            | 164                                    |
| 025.4637-04 | RC PLAN Componente Secondaria Cementabile, D 6.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM            | 164                                    |
| 025.4641-04 | RC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 1mm, POM                                   | 165                                    |
| 025.4642-04 | RC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 2mm, POM                                   | 165                                    |
| 025.4643-04 | RC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 3mm, POM                                   | 165                                    |
| 025.4644-04 | RC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 4mm, POM                                   | 165                                    |
| 025.4645-04 | RC PLAN LOCATOR® Componente Secondaria, H 5mm, POM                                   | 165                                    |
| 025.4646-04 | RC PLAN NOVALOC® Componente Secondaria, H 1-6mm, POM                                 | 165                                    |
| 025.4648-04 | RC Plan componente secondaria avvitata, POM, dritta 0°, D 4.6mm, GH 2.5mm            | 165                                    |
| 025.4649-04 | RC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo A | 165                                    |
| 025.4650-04 | RC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo B | 165                                    |
| 025.4653-04 | RC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo A | 165                                    |
| 025.4660-04 | RC Plan componente secondaria avvitata, POM, angolato 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo B | 165                                    |
| 025.4900    | RC Vite Base, TAN                                                                    | 139, 139, 147, 148, 149, 154, 155, 230 |
| 025.4902    | RC Vite Base, solo per Comp. Sec. Oro, ponte, TAN                                    | 148, 230                               |
| 025.4903    | RC Wax-up guaina, L 18.8mm, PEEK                                                     | 146                                    |
| 025.4903-04 | RC Wax-up guaina, L 18.8mm, PEEK                                                     | 146                                    |
| 025.4906    | RC Vite base, per comp. sec. in ceramica, TAN                                        | 147, 230                               |
| 025.4908    | RC Vite Base, solo per Comp. Sec. Cement., TAN                                       | 139, 143, 230                          |
| 025.4912-04 | RC Ausil. di Transfer, per Comp. Sec.Cement., D 5mm, PC                              | 141                                    |
| 025.4913-04 | RC Ausil. di Transfer, per Comp. Sec. Cement., D 6.5mm, PC                           | 141                                    |
| 025.4915    | CARES® RC Corpo di scansione mono, D 4.1 mm, H 10 mm, PEEK, TAN                      | 138, 146                               |
| 025.4920    | RC Strumento Ausiliare di Lucidatura, acciaio inossidabile                           | 148                                    |
| 025.4920-04 | RC Strumento Ausiliare di Lucidatura, acciaio inossidabile                           | 148                                    |
| 025.4921    | RC Componente secondaria Variobase®, con vite, D 4.5mm, H 3.5mm, TAN                 | 149                                    |
| 026.0000    | Cassetta CrossFit® Plan, vuota, PC                                                   | 162                                    |
| 026.0004    | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 3.3mm, L 33mm, acciaio inossidabile                      | 207                                    |
| 026.0006    | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 4.1mm, L 33mm, acciaio inossidabile                      | 207                                    |
| 026.0008    | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 4.8mm, L 33mm, acciaio inossidabile                      | 207                                    |
| 026.0016    | Straumann® Guida per pianificazione                                                  | 125, 151                               |





Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                            | Pagina  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 026.0022    | Frese per profilo osseo BL 1, Ø 5.2mm, L 23mm, acciaio inossidabile                 | 209     |
| 026.0023    | Frese per profilo osseo BL 2, Ø 6.6mm, L 23mm, acciaio inossidabile                 | 209     |
| 026.0024    | Frese per profilo osseo BL 3, Ø 6mm, L 23mm, acciaio inossidabile                   | 209     |
| 026.00255   | Cilindro di guida NC per frese per profilo osseo BL, Ø 3.25mm, L 12.5mm, TAN        | 209     |
| 026.00265   | Cilindro di guida RC per frese per profilo osseo BL, Ø 3.7mm, L 12.5mm, TAN         | 209     |
| 026.0054    | Fresa ad ago, corta, Ø 1.6mm, L 33mm, acciaio inossidabile                          | 205, 49 |
| 026.0056    | Fresa ad ago, lunga, Ø 1.6mm, L 41mm, acciaio inossidabile                          | 205     |
| 026.0058    | SC Indicatore di posizione, ovale, L 10mm, Ti                                       | 208     |
| 026.0061    | BLT Fresa svasata, corta, Ø 2.9mm, L 25mm, acciaio inossidabile                     | 207     |
| 026.0062    | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 2.9mm, L 33mm, acciaio inossidabile                     | 207     |
| 026.0063    | BLT Maschiatore, Ø 2.9mm, L 25mm, acciaio inossidabile/TAN                          | 208     |
| 026.0066    | SC Cilindro di guida, per Ø 2.9mm, acciaio inossidabile                             | 221     |
| 026.0068    | Fresa di rimozione, media, per Ø 2.9mm, L 37.5mm, acciaio inossidabile              | 220     |
| 026.0069    | Fresa di rimozione, lunga, per Ø 2.9mm, L 40.5mm, acciaio inossidabile              | 220     |
| 026.0070    | BL Fresa profilo osseo piattaforma ovale, Ø 4mm, L 28mm, acciaio inossidabile       | 209     |
| 026.00715   | SC Perno di guida BL Fresa profilo osseo, piattaforma ovale, Ø 2.85mm, L 6.4mm, TAN | 209     |
| 026.0072    | Strumento di espianto 48h, per Ø 2.9mm, L 29.7mm, acciaio inossidabile              | 222     |
| 026.0073    | Ausilio per rilascio S per Loxim®                                                   | 210     |
| 026.0083    | BL/BLT Adattatore guidato, per manipolo, L 24mm, acciaio inossidabile               | 215     |
| 026.0084    | BL/BLT Adattatore guidato, per cricchetto, L 17mm, acciaio inossidabile             | 214     |
| 026.00895   | BL Fresa svasata, corta, Ø 3.3mm, monouso, TAN                                      | 202     |
| 026.00905   | BL Fresa svasata, corta, Ø 4.1mm, monouso, TAN                                      | 202     |
| 026.00915   | BL Fresa svasata, corta, Ø 4.8mm, monouso, TAN                                      | 202     |
| 026.00925   | BLT Fresa svasata, corta, Ø 2.9mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.00935   | BLT Fresa svasata, corta, Ø 3.3mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.00945   | BLT Fresa svasata, corta, Ø 4.1mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.00955   | BLT Fresa svasata, corta, Ø 4.8mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.00965   | BL Fresa svasata, lunga, Ø 3.3mm, monouso, TAN                                      | 202     |
| 026.00975   | BL Fresa svasata, lunga, Ø 4.1mm, monouso, TAN                                      | 202     |
| 026.00985   | BL Fresa svasata, lunga, Ø 4.8mm, monouso, TAN                                      | 202     |
| 026.00995   | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 2.9mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.01005   | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 3.3mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.01015   | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 4.1mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.01025   | BLT Fresa svasata, lunga, Ø 4.8mm, monouso, TAN                                     | 202     |
| 026.01035   | BLT Maschiatore, Ø 2.9mm, per adattatore, monouso, TAN                              | 203     |
| 026.01045   | BLT Maschiatore, Ø 3.3mm, per adattatore, monouso, TAN                              | 203     |
| 026.01055   | BLT Maschiatore, Ø 4.1mm, per adattatore, monouso, TAN                              | 203     |
| 026.01065   | BLT Maschiatore, Ø 4.8mm, per adattatore, monouso, TAN                              | 203     |
| 026.0144    | Fresa piana, Ø 2.2mm, guidato, acciaio inossidabile                                 | 212     |
| 026.0147    | Manico di perforazione, Ø 2.2mm, 1mm/3mm stop, acciaio inossidabile                 | 214     |
| 026.0148    | Manico di perforazione, Ø 2.8mm, 1mm/3mm stop, acciaio inossidabile                 | 214     |
| 026.0149    | Manico di perforazione, Ø 3.2mm, 1mm/ 3mm stop, acciaio inossidabile                | 214     |
| 026.0150    | Manico di perforazione, Ø 3.5mm, 1mm/3mm stop, acciaio inossidabile                 | 214     |
| 026.0151    | Manico di perforazione, Ø 3.7mm, 1mm/ 3mm stop, acciaio inossidabile                | 214     |
| 026.0152    | Manico di perforazione, Ø 4.2mm, 1mm/3mm stop, acciaio inossidabile                 | 214     |
| 026.0901    | Bone Level Indicatore di distanza p. imp., L 100mm, Ti/acciaio inossid.             | 200     |
| 026.0902    | Set CrossFit® Plan, POM                                                             | 162     |
| 026.2048    | Strumento di Espianto 48h p. impianti BL NC, L 31.4mm, acciaio inossid.             | 222     |
| 026.2306    | BL/NNC Fresa svasata per impianti, Ø 3.3mm, lunga, acciaio inossidabile             | 207     |
| 026.2558    | Ausilio per rilascio N per Loxim®                                                   | 210     |
| 026.2801    | NC Cilindro di guida per Ø 3.3mm, BL Rimozione di impianto, acciaio inossid.        | 221     |
| 026.4048    | Strumento di Espianto 48h per impianti BL RC, L 31.2mm, acciaio inossid.            | 222     |
| 026.4306    | Bone Level Fresa svasata per impianti, Ø 4.1mm, lunga, acciaio inossid.             | 207     |
| 026.4558    | Ausilio per rilascio R/W per Loxim®                                                 | 210     |
| 026.4801    | RC Cilindro di guida per Ø 4.1mm, BL Rimozione di impianto, acciaio inossid.        | 221     |
| 026.6306    | Bone Level Fresa svasata per impianti, Ø 4.8mm, lunga, acciaio inossid.             | 207     |
| 026.6801    | RC Cilindro di guida per Ø 4.8mm, BL Rimozione di impianto, acciaio inossid.        | 221     |
| 027.00005   | BLT Set di frese, corta, per impianti Ø 3.3mm, monouso, TAN                         | 201     |
| 027.00015   | BLT Set di frese, corta, per impianti Ø 4.1mm, monouso, TAN                         | 201     |
| 027.00025   | BLT Set di frese, corta, per impianti Ø 4.8mm, monouso, TAN                         | 201     |
| 027.00035   | BLT Set di frese, lunga, per impianti Ø 3.3mm, monouso, TAN                         | 201     |
| 027.00045   | BLT Set di frese, lunga, per impianti Ø 4.1mm, monouso, TAN                         | 201     |
| 027.00055   | BLT Set di frese, lunga, per impianti Ø 4.8mm, monouso, TAN                         | 201     |
| 027.00065   | Fresa ad ago, corta, Ø 1.6mm, monouso, TAN                                          | 202     |
| 027.00075   | Fresa ad ago, lunga, Ø 1.6mm, monouso, TAN                                          | 202, 22 |
| 027.00115   | BLT Fresa Pilota, lunga, Ø 2.2mm, monouso, TAN                                      | 22      |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                                     | Pagina |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 027.4301    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 3.5mm, AH 4mm, GH 1mm                                            | 117    |
| 027.4302    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 3.5mm, AH 4mm, GH 2mm                                            | 117    |
| 027.4303    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 3.5mm, AH 4mm, GH 3mm                                            | 117    |
| 027.4307    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 4mm, GH 1mm                                              | 118    |
| 027.4308    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 4mm, GH 2mm                                              | 118    |
| 027.4309    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 4mm, GH 3mm                                              | 118    |
| 027.4310    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 1mm                                            | 118    |
| 027.4311    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 2mm                                            | 118    |
| 027.4312    | NC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 3mm                                            | 118    |
| 027.4313    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 4mm, GH 1mm                                              | 144    |
| 027.4314    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 4mm, GH 2mm                                              | 144    |
| 027.4315    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 4mm, GH 3mm                                              | 144    |
| 027.4316    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 1mm                                            | 144    |
| 027.4317    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 2mm                                            | 144    |
| 027.4318    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 3mm                                            | 144    |
| 027.4319    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 6.5mm, AH 4mm, GH 1mm                                            | 145    |
| 027.4320    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 6.5mm, AH 4mm, GH 2mm                                            | 145    |
| 027.4321    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 6.5mm, AH 4mm, GH 3mm                                            | 145    |
| 027.4322    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 6.5mm, AH 5.5mm, GH 1mm                                          | 145    |
| 027.4323    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 6.5mm, AH 5.5mm, GH 2mm                                          | 145    |
| 027.4324    | RC Cementable All-In-One Set, per corona, D 6.5mm, AH 5.5mm, GH 3mm                                          | 145    |
| 031.001S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 8mm, AH 4mm, ZrO2                                 | 38     |
| 031.002S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 10mm, AH 4mm, ZrO2                                | 38     |
| 031.003S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 12mm, AH 4mm, ZrO2                                | 38     |
| 031.004S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 14mm, AH 4mm, ZrO2                                | 38     |
| 031.011S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 8mm, AH 5.5mm, ZrO2                               | 38     |
| 031.012S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 10mm, AH 5.5mm, ZrO2                              | 38     |
| 031.013S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 12mm, AH 5.5mm, ZrO2                              | 38     |
| 031.014S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA 14mm, AH 5.5mm, ZrO2                              | 38     |
| 031.021S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 8mm, AH 4mm, ZrO2                                 | 40     |
| 031.022S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 10mm, AH 4mm, ZrO2                                | 40     |
| 031.023S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 12mm, AH 4mm, ZrO2                                | 40     |
| 031.024S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 14mm, AH 4mm, ZrO2                                | 40     |
| 031.031S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 8mm, AH 5.5mm, ZrO2                               | 40     |
| 031.032S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 10mm, AH 5.5mm, ZrO2                              | 40     |
| 031.033S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 12mm, AH 5.5mm, ZrO2                              | 40     |
| 031.034S    | Straumann® PURE Ceramic Impianto Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA 14mm, AH 5.5mm, ZrO2                              | 40     |
| 031.080     | Strumento di espanto 48h, L 19.7mm, acciaio inossidabile, per Impianto RD Straumann® PURE Ceramic (Monotipo) | 222    |
| 031.081     | Strumento di espanto 48h, L 19.8mm, acciaio inossidabile, per Impianto ND Straumann® PURE Ceramic (Monotipo) | 222    |
| 031.102     | ND Indicatore di posizione, Ø 2.2mm, AH 4mm, L 8mm, Ti                                                       | 39     |
| 031.103     | ND Indicatore di posizione, Ø 2.8mm, AH 4mm, L 8mm, Ti                                                       | 39     |
| 031.112     | ND Indicatore di posizione, Ø 2.2mm, AH 5.5mm, L 8mm, Ti                                                     | 39     |
| 031.113     | ND Indicatore di posizione, Ø 2.8mm, AH 5.5mm, L 8mm, Ti                                                     | 39     |
| 031.123     | RD Indicatore di posizione, Ø 2.2mm, AH 4mm, L 8mm, Ti                                                       | 41     |
| 031.125     | RD Indicatore di posizione, Ø 3.5mm, AH 4mm, L 8mm, Ti                                                       | 41     |
| 031.143     | RD Indicatore di posizione, Ø 2.2mm, AH 5.5mm, L 8mm, Ti                                                     | 41     |
| 031.145     | RD Indicatore di posizione, Ø 3.5mm, AH 5.5mm, L 8mm, Ti                                                     | 41     |
| 031.200     | ND Analogo d'impianto, AH 4mm, TAN                                                                           | 39     |
| 031.201     | ND Analogo d'impianto, AH 5.5mm, TAN                                                                         | 39     |
| 031.210     | RD Analogo d'impianto, AH 4mm, TAN                                                                           | 41     |
| 031.211     | RD Analogo d'impianto, AH 5.5mm, TAN                                                                         | 41     |
| 031.250     | ND Cappetta per impronta, AH 4mm, POM                                                                        | 39     |
| 031.251     | ND Cappetta per impronta, AH 5.5mm, POM                                                                      | 39     |
| 031.260     | RD Cappetta per impronta, AH 4mm, POM                                                                        | 41     |
| 031.261     | RD Cappetta per impronta, AH 5.5mm, POM                                                                      | 41     |
| 031.300     | ND Cappetta provvisoria, per corona, PMMA                                                                    | 39     |
| 031.301     | ND Cappetta provvisoria, per ponte, PMMA                                                                     | 39     |
| 031.310     | RD Cappetta provvisoria, per corona, PMMA                                                                    | 41     |
| 031.311     | RD Cappetta provvisoria, per ponte, PMMA                                                                     | 41     |
| 031.320     | ND Cappetta di protezione, AH 4mm, PEEK                                                                      | 39     |
| 031.321     | ND Cappetta di protezione, AH 5.5mm, PEEK                                                                    | 39     |
| 031.330     | RD Cappetta di protezione, AH 4mm, PEEK                                                                      | 41     |
| 031.331     | RD Cappetta di protezione, AH 5.5mm, PEEK                                                                    | 41     |
| 032.000S    | Impianto Straumann® PURE Ceramic, Ø 4.1mm RD, ZLA® 8mm, ZrO2                                                 | 42     |
| 032.001S    | Impianto Straumann® PURE Ceramic, Ø 4.1mm RD, ZLA® 10mm, ZrO2                                                | 42     |
| 032.002S    | Impianto Straumann® PURE Ceramic, Ø 4.1mm RD, ZLA® 12mm, ZrO2                                                | 42     |



Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                              | Pagina  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 032.003S    | Impianto Straumann® PURE Ceramic, Ø 4.1mm RD, ZLA® 14mm, ZrO2                                         | 42      |
| 032.018     | Analogo d’impianto riposizionabile CI RD, acciaio inossidabile                                        | 43      |
| 032.023     | CI RD Straumann® PUREbase, AH 3.5mm, TAN                                                              | 43      |
| 032.024     | CI RD Straumann® PUREbase, AH 5.5mm, TAN                                                              | 43      |
| 032.027     | CI RD Analogo di impianto riposizionabile e manicotto, acciaio inossidabile/POM                       | 43      |
| 032.028     | CI RD Vite base, per CI RD Componente secondaria provvisoria e Variobase®, Ti                         | 230, 43 |
| 032.030S    | RD Cappetta di chiusura, Ø 4.8mm, H 0mm, Ti                                                           | 42      |
| 032.032S    | RD Cappetta di guarigione, Ø 5.2mm, H 2mm, Ti                                                         | 42      |
| 032.033S    | RD Cappetta di guarigione, Ø 5.2mm, H 3mm, Ti                                                         | 42      |
| 032.036     | CI RD Comp. sec. prov. VITA CAD-Temp®, PMMA/TAN, per Straumann® PURE Ceramic Implant                  | 43      |
| 032.040     | CI RD Ausilio di cementazione, per componenti secondarie CI RD Straumann® PUREbase                    | 43      |
| 032.041     | CARES® CI RD Corpo di scansione mono, Ø 4.1mm, H 9mm, PEEK/Ti                                         | 43      |
| 032.053     | Strumento di espianto 48h CI RD, L 26.2mm, acciaio inossidabile, per Impianto Straumann® PURE Ceramic | 222     |
| 032.054     | CI RD Cilindro di guida, per Ø 4.1mm, acciaio inossidabile                                            | 221     |
| 032.055S    | CI RD Cappetta di guarigione, Ø 5.2mm, H 2mm, ZrO2/Ti                                                 | 42      |
| 032.056S    | CI RD Cappetta di guarigione, Ø 5.2mm, H 3mm, ZrO2/Ti                                                 | 42      |
| 032.057S    | CI RD Cappetta di guarigione, Ø 5.2mm, H 4.5mm, ZrO2/Ti                                               | 42      |
| 032.089     | CI RD Straumann® PUREloc, dritta 0°, H 1mm, ZrO2/Ti                                                   | 44      |
| 032.090     | CI RD Straumann® PUREloc, dritta 0°, H 2mm, ZrO2/Ti                                                   | 44      |
| 032.091     | CI RD Straumann® PUREloc, dritta 0°, H 3mm, ZrO2/Ti                                                   | 44      |
| 032.092     | CI RD Straumann® PUREloc, dritta 0°, H 4mm, ZrO2/Ti                                                   | 44      |
| 032.093     | CI RD Straumann® PUREloc, dritta 0°, H 5mm, ZrO2/Ti                                                   | 44      |
| 032.094     | CI RD Straumann® PUREloc, dritta 0°, H 6mm, ZrO2/Ti                                                   | 44      |
| 032.095V4   | CI RD Straumann® PUREloc Plan Componente secondaria, H 1-6mm, POM                                     | 44      |
| 032.123     | CI RD Straumann® PUREbase SA, AH 3.5mm, TAN                                                           | 43      |
| 032.124     | CI RD Straumann® PUREbase SA, AH 5.5mm, TAN                                                           | 43      |
| 032.128     | CI RD Vite base, per CI RD Straumann® PUREbase SA, TAN                                                | 230, 43 |
| 032.129     | CI RD Perno per impronta, avvitato, per impronta a cucchiaino aperto                                  | 43      |
| 033.043S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 4mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 16      |
| 033.044S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 4mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 18      |
| 033.045S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 4mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 18      |
| 033.416S    | Standard Plus Impianto, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 8mm, Roxolid®                                          | 14      |
| 033.417S    | Standard Plus Impianto, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 10mm, Roxolid®                                         | 14      |
| 033.418S    | Standard Plus Impianto, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 12mm, Roxolid®                                         | 14      |
| 033.419S    | Standard Plus Impianto, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 14mm, Roxolid®                                         | 14      |
| 033.501S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                        | 14      |
| 033.502S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 14      |
| 033.503S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 14      |
| 033.504S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 14      |
| 033.505S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 16mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 14      |
| 033.511S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 14      |
| 033.512S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 14      |
| 033.513S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 14      |
| 033.514S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 14      |
| 033.530S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 6mm, Roxolid®, Loxim®                                        | 16      |
| 033.531S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                        | 16      |
| 033.532S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 16      |
| 033.533S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 16      |
| 033.534S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 16      |
| 033.535S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 16mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 16      |
| 033.560S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 6mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 16      |
| 033.561S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 16      |
| 033.562S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 16      |
| 033.563S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 16      |
| 033.564S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 16      |
| 033.580S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLActive® 6mm, Roxolid®, Loxim®                                        | 18      |
| 033.581S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                        | 18      |
| 033.582S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 18      |
| 033.583S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 18      |
| 033.584S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim®                                       | 18      |
| 033.590S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 6mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 18      |
| 033.591S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                   | 18      |
| 033.592S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 18      |
| 033.593S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 18      |
| 033.594S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim®                                  | 18      |
| 033.600S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLActive® 6mm, Roxolid®, Loxim®                                        | 18      |





## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                                                        | Pagina   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 033.601S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                                                  | 18       |
| 033.602S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                                                 | 18       |
| 033.603S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                                                 | 18       |
| 033.610S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 6mm, Roxolid®, Loxim®                                                             | 18       |
| 033.611S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim®                                                             | 18       |
| 033.612S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim®                                                            | 18       |
| 033.613S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim®                                                            | 18       |
| 034.005     | Connettore a cricchetto, L 14mm, acciaio inossid.                                                                               | 214      |
| 034.006     | Chiavetta di Stop per Impianti Guidati, S/SP/TE/BL, acciaio inossidabile                                                        | 214      |
| 034.010     | Mucotomo, Ø 3.4mm, guidato, L 30mm, acciaio inossid.                                                                            | 212      |
| 034.011     | Mucotomo, Ø 4.0mm, guidato, L 30mm, acciaio inossid.                                                                            | 212      |
| 034.012     | Mucotomo, Ø 4.7mm, guidato, L 30mm, acciaio inossid.                                                                            | 212      |
| 034.053V4   | T-guaina, Ø 5mm, H 5mm, guidata, acciaio inossid.                                                                               | 212      |
| 034.055V4   | T-guaina, Ø 2.8mm, H 6mm, guidata, acciaio inossid.                                                                             | 212      |
| 034.123     | Fresa pilota, Ø 2.2mm, corta, 16mm, guidata, L 32mm, acciaio inossid.                                                           | 212      |
| 034.126     | Fresa pilota, Ø 2.2mm, lunga, 20mm, guidata, L 36mm, acciaio inossid.                                                           | 212      |
| 034.129     | Fresa pilota, Ø 2.2mm, x-lunga, 24mm, guidata, L 40mm, acciaio inossid.                                                         | 212      |
| 034.215     | Fresa piana, Ø 2.8mm, guidata, L 32.5mm, acciaio inossid.                                                                       | 212      |
| 034.223     | Fresa PRO, Ø 2.8mm, corta, 16mm, guidata, L 32mm, acciaio inossid.                                                              | 212      |
| 034.226     | Fresa PRO, Ø 2.8mm, lunga, 20mm, guidata, L 36mm, acciaio inossid.                                                              | 212      |
| 034.229     | Fresa PRO, Ø 2.8mm, x-lunga, 24mm, guidata, L 40mm, acciaio inossid.                                                            | 212      |
| 034.282     | Perno di fissaggio per mascherina, Ø 1.3mm, Ti                                                                                  | 214      |
| 034.283     | Guaina T per perno di fissaggio per mascherina, Ti                                                                              | 214      |
| 034.284     | Fresa per perno fissaggio per mascherina, Ø 1.3mm, acciaio inossidabile                                                         | 214      |
| 034.285     | Perno di fissaggio per mascherina, Ø 5/2.8mm, guidato, acciaio inossidabile                                                     | 214      |
| 034.287     | Perno di fissaggio per mascherina, Ø 5/3.5mm, guidato, acciaio inossidabile                                                     | 214      |
| 034.289     | Perno di fissaggio per mascherina, Ø 5/4.2mm, guidato, acciaio inossidabile                                                     | 214      |
| 034.298     | Perno di fissaggio per mascherina, Ø 2.8/2.8mm, guidato, acciaio inossidabile                                                   | 214      |
| 034.324     | BLT Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 3.3mm, L 27mm, acciaio inossidabile                                               | 207, 213 |
| 034.325     | BLT Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 4.1mm, L 27mm, acciaio inossidabile                                               | 207, 213 |
| 034.326     | BLT Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 4.8mm, L 27mm, acciaio inossidabile                                               | 207, 213 |
| 034.327     | BL/NNC Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 3.3mm, L 28mm, acciaio inossidabile                                            | 207, 213 |
| 034.328     | BL Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 4.1mm, L 28mm, acciaio inossidabile                                                | 207, 213 |
| 034.329     | BL Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 4.8mm, L 28mm, acciaio inossidabile                                                | 207, 213 |
| 034.332     | SP Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 3.3mm, L 25mm, acciaio inossidabile                                                | 207, 213 |
| 034.333     | SP Fresa svasata, corta, compatibile FIBA, Ø 4.1mm, L 25mm, acciaio inossidabile                                                | 207, 213 |
| 034.345     | BLT Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 3.3mm, L 21mm, acciaio inossidabile                                                 | 208, 213 |
| 034.346     | BLT Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 4.1mm, L 21mm, acciaio inossidabile                                                 | 208, 213 |
| 034.347     | BLT Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 4.8mm, L 21mm, acciaio inossidabile                                                 | 208, 213 |
| 034.348     | BL/NNC Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 3.3mm, L 22mm, acciaio inossidabile                                              | 208, 213 |
| 034.349     | BL Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 4.1mm, L 22mm, acciaio inossidabile                                                  | 208, 213 |
| 034.350     | BL Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 4.8mm, L 22mm, acciaio inossidabile                                                  | 208, 213 |
| 034.351     | S/SP Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 3.3mm, L 22mm, acciaio inossidabile                                                | 208, 213 |
| 034.352     | S/SP Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 4.1mm, L 22mm, acciaio inossidabile                                                | 208, 213 |
| 034.353     | S/SP Maschiatore, corto, compatibile FIBA, Ø 4.8mm, L 22mm, acciaio inossidabile                                                | 208, 213 |
| 034.354     | FIBA, Adattatore per fresa svasata guidata, H2, manipolo, acciaio inossidabile                                                  | 214      |
| 034.355     | FIBA, Adattatore per fresa svasata guidata, H4, manipolo, acciaio inossidabile                                                  | 214      |
| 034.356     | FIBA, Adattatore per fresa svasata guidata, H6, manipolo, acciaio inossidabile                                                  | 214      |
| 034.357     | FIBA, Adattatore per maschiatore guidato, H2, manipolo, acciaio inossidabile                                                    | 214      |
| 034.358     | FIBA, Adattatore per maschiatore guidato, H4, manipolo, acciaio inossidabile                                                    | 214      |
| 034.359     | FIBA, Adattatore per maschiatore guidato, H6, manipolo, acciaio inossidabile                                                    | 214      |
| 034.361     | Adattatore per contrangolo, corto, per manico chirurgico, L 26mm, acciaio inossidabile                                          | 211      |
| 034.415     | Fresa piana, Ø 3.5mm, guidata, L 32.5mm, acciaio inossid.                                                                       | 212      |
| 034.423     | Fresa PRO, Ø 3.5mm, corta, 16mm, guidata, L 32mm, acciaio inossid.                                                              | 212      |
| 034.426     | Fresa PRO, Ø 3.5mm, lunga, 20mm, guidata, L 36mm, acciaio inossid.                                                              | 212      |
| 034.429     | Fresa PRO, Ø 3.5mm, x-lunga, 24mm, guidata, L 40mm, acciaio inossid.                                                            | 212      |
| 034.615     | Fresa piana, Ø 4.2mm, guidata, L 32.5mm, acciaio inossid.                                                                       | 212      |
| 034.623     | Fresa PRO, Ø 4.2mm, corta, 16mm, guidata, L 32mm, acciaio inossid.                                                              | 212      |
| 034.626     | Fresa PRO, Ø 4.2mm, lunga, 20mm, guidata, L 36mm, acciaio inossid.                                                              | 212      |
| 034.629     | Fresa PRO, Ø 4.2mm, x-lunga, 24mm, guidata, L 40mm, acciaio inossid.                                                            | 212      |
| 040.165     | Cassetta chirurgica Straumann®                                                                                                  | 219      |
| 040.185     | Cassetta protesica, grande, per strumenti e componenti ausiliare, completa 224.0 X 115.0 X 20.0 mm, allu anodizzato             | 227      |
| 040.197     | Set barra, plastica, 2x048.601, 2x048.124, 2x048.227, 2x048.350                                                                 | 80       |
| 040.440S    | Set di frese, corte, compatibili con lo stop per fresa per impianto D 3.3mm, D 2.2, 2.8mm, lunghezza 33mm, acciaio inossid      | 203      |
| 040.441S    | Set di frese, lunghe, compatibili con lo stop per fresa per impianto D 3.3mm, D 2.2, 2.8mm, lunghezza 41mm, acciaio inossid     | 203      |
| 040.443S    | Set di frese, corte, compatibili con lo stop per fresa per impianto D 4.1mm, D 2.2, 2.8, 3.5mm, lunghezza 33mm, acciaio inossid | 203      |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                                                               | Pagina |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 040.444S    | Set di frese, lunghe, compatibili con lo stop per fresa perimpianto D 4.1mm, D 2.2, 2.8, 3.5mm, lunghezza 41mm, acciaio inossid        | 203    |
| 040.446S    | Set di frese, corte, compatibili con lo stop per fresa per impianto D 4.8mm, D 2.2, 2.8, 3.5, 4.2mm, lunghezza 33mm, acciaio inossid   | 203    |
| 040.447S    | Set di frese, lunghe, compatibili con lo stop per fresa, per impianto D 4.8mm, D 2.2, 2.8, 3.5, 4.2mm, lunghezza 41mm, acciaio inossid | 203    |
| 040.500     | "Set strumenti "Osteotomi", per condensazione osso, acciaio inossidabile                                                               | 223    |
| 040.501     | "Set strumenti "Osteotomi", per sollevamento pavimento seno mascellare, acciaio inossidabile                                           | 224    |
| 040.550     | Cassetta senza contenuto, per condensazione osso                                                                                       | 223    |
| 040.560     | Cassetta senza contenuto, per sollevamento pavimento seno mascellare                                                                   | 224    |
| 040.561     | Cassetta Straumann® ProClean                                                                                                           | 219    |
| 040.562     | Contentitore per sterilizzazione, per Cassetta Straumann® ProClean                                                                     | 219    |
| 040.563     | Estensore fresa, L 23mm, acciaio inossidabile                                                                                          | 211    |
| 040.571S    | Set di frese, corto, per impianti Ø 3.3mm, monouso, TAN                                                                                | 201    |
| 040.572S    | Set di frese, corta, per impianti Ø 4.1mm, monouso, TAN                                                                                | 201    |
| 040.573S    | Set di frese, corta, per impianti Ø 4.8mm, monouso, TAN                                                                                | 201    |
| 040.574S    | Set di frese, lunga, per impianti Ø 3.3mm, monouso, TAN                                                                                | 201    |
| 040.575S    | Set di frese, lunga, per impianti Ø 4.1mm, monouso, TAN                                                                                | 201    |
| 040.576S    | Set di frese, lunga, per impianti Ø 4.8mm, monouso, TAN                                                                                | 201    |
| 040.584S    | Set stop per frese, tipo A, per frese Ø 2.2 – 4.2mm, corto 12mm                                                                        | 204    |
| 040.585S    | Set stop per frese, tipo B, per frese Ø 2.2 – 4.2mm, corto 10mm                                                                        | 204    |
| 040.586S    | Set stop per frese, tipo C, per frese Ø 2.2 – 4.2mm, corto 8mm                                                                         | 204    |
| 040.587S    | Set stop per frese, tipo D, per frese Ø 2.2 – 4.2mm, corto 6mm                                                                         | 204    |
| 040.588S    | Set stop per frese, tipo E, per frese Ø 2.2 – 4.2mm, corto 4mm                                                                         | 204    |
| 040.589S    | Set stop per frese, tipo A largo, per frese Ø 4.7 – 6.2mm, corto 12mm                                                                  | 204    |
| 040.590S    | Set stop per frese, tipo B largo, per frese Ø 4.7 – 6.2mm, corto 10mm                                                                  | 204    |
| 040.591S    | Set stop per frese, tipo C largo, per frese Ø 4.7 – 6.2mm, corto 8mm                                                                   | 204    |
| 040.592S    | Set stop per frese, tipo D largo, per frese Ø 4.7 – 6.2mm, corto 6mm                                                                   | 204    |
| 040.593S    | Set stop per frese, tipo E largo, per frese Ø 4.7 – 6.2mm, corto 4mm                                                                   | 204    |
| 040.594     | Strumento per arresto di fresa, polimero                                                                                               | 204    |
| 040.740     | RN Solid All-In-One Set, giallo, H 4mm, per corona                                                                                     | 78     |
| 040.741     | RN Solid All-In-One Set, grigio, H 5.5mm, per corona                                                                                   | 78     |
| 040.742     | RN Solid All-In-One Set, blu, H 7mm, per corona                                                                                        | 78     |
| 040.745     | WN Solid All-In-One Set, verde, H 4mm, per corona                                                                                      | 96     |
| 040.746     | WN Solid All-In-One Set, marrone, H 5.5mm, per corona                                                                                  | 96     |
| 040.840     | RN Solid All-In-One Set, giallo, H 4mm, per ponte                                                                                      | 78     |
| 040.841     | RN Solid All-In-One Set, grigio, H 5.5mm, per ponte                                                                                    | 78     |
| 040.842     | RN Solid All-In-One Set, blu, H 7mm, per ponte                                                                                         | 78     |
| 040.845     | WN Solid All-In-One Set, verde, H 4mm, per ponte                                                                                       | 96     |
| 040.846     | WN Solid All-In-One Set, marrone, H 5.5mm, per ponte                                                                                   | 96     |
| 040.919C    | Set Classic, tipo F, K e H                                                                                                             | 168    |
| 040.920C    | Set Classic, tipo Impianto TPS avvitato                                                                                                | 168    |
| 040.921C    | Set Classic, tipo 8°                                                                                                                   | 168    |
| 041.022     | Cassetta protesica, grande, per strumenti e componenti ausiliarie, alluminio anodizzato                                                | 227    |
| 041.211     | Bacinella per cassetta 041.022, 218x109x16 mm, Al                                                                                      | 227    |
| 041.412     | Bacinella, gialla, Ø 80mm, alluminio anodizzato                                                                                        | 227    |
| 041.440     | Bacinella per 041.211, 56x31x11 mm, Al                                                                                                 | 227    |
| 041.612     | Parete divisoria, grande, per 041.211, 47.5 x 9.5 x 1mm, alluminio anodizzato                                                          | 227    |
| 041.615     | Parete divisoria, piccola, per 041.440, 27.5 x 9.5 x 1mm, alluminio anodizzato                                                         | 227    |
| 041.761     | Straumann® Cassetta modulare, Modulo A                                                                                                 | 217    |
| 041.762     | Modulo A, vassoio a fascette, 6 piccolo                                                                                                | 217    |
| 041.763     | Modulo A, vassoio a fascette, 6 grande                                                                                                 | 217    |
| 041.764     | Modulo A, vassoio a fascette, 3 piccolo, 3 grande                                                                                      | 217    |
| 041.765     | Modulo A, vassoio a fascette, 3 medio, 3 grande                                                                                        | 217    |
| 041.766     | Modulo A, vassoio per cricchetto                                                                                                       | 217    |
| 041.767     | Modulo A, vassoio per ausiliare di sblocco                                                                                             | 217    |
| 041.768     | Modulo A, vassoio per Chiavetta di Stop per Impianti Guidati                                                                           | 217    |
| 041.769     | Modulo A, vassoio per componente ausiliaria per pianificazione                                                                         | 217    |
| 041.770     | Modulo A, vassoio per pinzetta                                                                                                         | 217    |
| 041.771     | Modulo A, vassoio per sonda di profondità                                                                                              | 217    |
| 041.772     | Straumann® Cassetta modulare, Modulo C, Guided surgery                                                                                 | 218    |
| 041.773     | Straumann® Cassetta modulare, Modulo C, strumenti ricambio                                                                             | 218    |
| 041.774     | Tappetino ultrasuoni                                                                                                                   | 218    |
| 041.775     | Etichetta ricambio piastra                                                                                                             | 218    |
| 041.776     | Straumann® Cassetta modulare, Modulo B                                                                                                 | 216    |
| 041.778     | Modulo B, Vassoio base                                                                                                                 | 216    |
| 041.779     | Modulo B, Vassoio per impianti a pareti parallele                                                                                      | 216    |
| 041.781     | Modulo B, Vassoio base per chir. guidata.                                                                                              | 216    |
| 041.782     | Modulo B, Vassoio per impianti a pareti parallele chir. guidata                                                                        | 216    |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                | Pagina |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 041.784     | Coperchio modulo C , per cassetta modulare Straumann®                                   | 218    |
| 042.944S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, SLA®, 10mm, ADLC, Roxolid®                            | 22     |
| 042.945S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, SLA®, 12mm, ADLC, Roxolid®                            | 22     |
| 042.946S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, SLA®, 14mm, ADLC, Roxolid                             | 22     |
| 042.950S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, GH 3.8mm, SLA®, 10mm, ADLC, Roxolid®                  | 22     |
| 042.951S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, GH 3.8mm, SLA®, 12mm, ADLC, Roxolid®                  | 22     |
| 042.952S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, GH 4.8mm, SLA®, 10mm, ADLC, Roxolid®                  | 22     |
| 042.953S    | Straumann® Mini Implant, Ø 2.4mm, GH 4.8mm, SLA®, 12mm, ADLC, Roxolid®                  | 22     |
| 043.061S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim®                               | 19     |
| 043.062S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                               | 19     |
| 043.063S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                              | 19     |
| 043.064S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                              | 19     |
| 043.065S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                              | 19     |
| 043.066S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim®                          | 19     |
| 043.067S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                          | 19     |
| 043.068S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                         | 19     |
| 043.069S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                         | 19     |
| 043.070S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                         | 19     |
| 043.155S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 6mm, Roxolid® Loxim®                                | 16     |
| 043.156S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Roxolid® Loxim®                                | 16     |
| 043.157S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Roxolid® Loxim®                               | 16     |
| 043.158S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                              | 16     |
| 043.159S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                              | 16     |
| 043.160S    | Impianto Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 16mm, Roxolid®, Loxim®                              | 16     |
| 043.161S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim®                          | 16     |
| 043.162S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                          | 16     |
| 043.163S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                         | 16     |
| 043.164S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                         | 16     |
| 043.165S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                         | 16     |
| 043.255S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                               | 14     |
| 043.256S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                              | 14     |
| 043.257S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                              | 14     |
| 043.258S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                              | 14     |
| 043.259S    | Impianto Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 16mm, Roxolid®, Loxim®                              | 14     |
| 043.260S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                          | 14     |
| 043.261S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                         | 14     |
| 043.262S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                         | 14     |
| 043.263S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                         | 14     |
| 043.416S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                         | 14     |
| 043.417S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                        | 14     |
| 043.418S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                        | 14     |
| 043.419S    | Impianto Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim®                        | 14     |
| 043.606S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim®                               | 19     |
| 043.607S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                               | 19     |
| 043.608S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                              | 19     |
| 043.609S    | Impianto Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                              | 19     |
| 043.655S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim®                          | 19     |
| 043.656S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim®                          | 19     |
| 043.657S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim®                         | 19     |
| 043.658S    | Impianto Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim®                         | 19     |
| 044.003     | Fresa a rosetta Ø 2.3mm, acciaio inossid.                                               | 205    |
| 044.004     | Fresa a rosetta, Ø 3.1mm, acciaio inossid.                                              | 205    |
| 044.022     | Fresa a rosetta, Ø 1.4mm, acciaio inossid.                                              | 205    |
| 044.084     | SP Fresa svasata, WN, corta, Ø 4.8mm, L 23.8mm, acciaio inossid.                        | 207    |
| 044.085     | SP Fresa svasata, WN, lunga, Ø 4.8mm, L 32.8mm, acciaio inossid.                        | 207    |
| 044.087     | SP Fresa svasata, RN, lunga, Ø 3.3mm, L 34mm, acciaio inossid.                          | 207    |
| 044.089     | SP Fresa svasata, RN, lunga, Ø 4.1mm, L 33mm, acciaio inossid.                          | 207    |
| 044.210     | Fresa pilota 1, corta, Ø 2.2mm, L 33mm, acciaio inossid.                                | 205    |
| 044.211     | Fresa pilota 1, lunga, Ø 2.2mm, L 41mm, acciaio inossid.                                | 205    |
| 044.214     | Fresa pilota 2, corta, Ø 2.8mm, L 33mm, acciaio inossid.                                | 205    |
| 044.215     | Fresa pilota 2, lunga, Ø 2.8mm, L 41mm, acciaio inossid.                                | 205    |
| 044.250     | Fresa a spirale PRO, corta, Ø 3.5mm, L 33mm, acciaio inossid.                           | 206    |
| 044.251     | Fresa a spirale PRO, lunga, Ø 3.5mm, L 41mm, acciaio inossid.                           | 206    |
| 044.254     | Fresa a spirale PRO, corta, Ø 4.2mm, L 33mm, acciaio inossid.                           | 206    |
| 044.255     | Fresa a spirale PRO, lunga, Ø 4.2mm, L 41mm, acciaio inossid.                           | 206    |
| 044.304     | Fresa profilo osseo per RN, L 28mm, acciaio inossid., cilindro guida richiesto: 049.082 | 209    |



Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                               | Pagina                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 044.305     | Fresa profilo osseo per WN, L 25mm,acciaio inossid., cilindro guida richiesto: 049.082 | 209                        |
| 044.330     | Fresa di rimozione, corta, per Ø 3.3mm, Ø 3.5mm, L 32mm, acciaio inossidabile          | 220                        |
| 044.331     | Fresa di rimozione, media, per Ø 3.3mm, Ø 3.5mm, L 37.5mm, acciaio inossidabile        | 220                        |
| 044.332     | Fresa di rimozione, lunga, per Ø 3.3mm, Ø 3.5mm, L 40.5mm, acciaio inossidabile        | 220                        |
| 044.340     | Fresa di rimozione, corta, Ø 4.1mm, L 32mm, acciaio inossid.                           | 220                        |
| 044.341     | Fresa di rimozione, media, Ø 4.1mm, L 37.5mm, acciaio inossid.                         | 220                        |
| 044.342     | Fresa di rimozione, lunga, Ø 4.1mm, L 40.5mm, acciaio inossid.                         | 220                        |
| 044.344     | Fresa di rimozione, corta, Ø 4.8mm, L 32mm, acciaio inossid.                           | 220                        |
| 044.345     | Fresa di rimozione, media, Ø 4.8mm, L 37.5mm, acciaio inossid.                         | 220                        |
| 044.346     | Fresa di rimozione, lunga, Ø 4.8mm, L 40.5mm, acciaio inossid.                         | 220                        |
| 044.570     | Maschiatore per vite trasversale, M2 x 0.25mm, acciaio inossid.                        | 226                        |
| 044.742S    | SP Fresa svasata, corta, Ø 3.3mm, monouso, TAN                                         | 202                        |
| 044.743S    | SP Fresa svasata, corta, Ø 4.1mm, monouso, TAN                                         | 202                        |
| 044.744S    | SP Fresa svasata, corta, Ø 4.8mm, monouso, TAN                                         | 202                        |
| 044.748S    | SP Fresa svasata, lunga, Ø 3.3mm, monouso, TAN                                         | 202                        |
| 044.749S    | SP Fresa svasata, lunga, Ø 4.1mm, monouso, TAN                                         | 202                        |
| 044.750S    | SP Fresa svasata, lunga, Ø 4.8mm, monouso, TAN                                         | 202                        |
| 044.754S    | S/SP Maschiatore, Ø 3.3mm, per adattatore, monouso, TAN                                | 203                        |
| 044.755S    | S/SP Maschiatore, Ø 4.1mm, per adattatore, monouso, TAN                                | 203                        |
| 044.756S    | S/SP Maschiatore, Ø 4.8mm, per adattatore, monouso, TAN                                | 203                        |
| 044.757S    | BL/TE Maschiatore, Ø 3.3mm, per adattatore, monouso, TAN                               | 203                        |
| 044.758S    | BL/TE Maschiatore, Ø 4.1mm, per adattatore, monouso, TAN                               | 203                        |
| 044.759S    | BL/TE Maschiatore, Ø 4.8mm, per adattatore, monouso, TAN                               | 203                        |
| 044.761S    | Fresa a rosetta, Ø 2.3mm, monouso, acciaio inossidabile                                | 203                        |
| 044.762S    | Fresa a rosetta, Ø 3.1mm, monouso, acciaio inossidabile                                | 203                        |
| 044.763     | Fresa pilota, extra corte, Ø 2.2mm, L 26mm, acciaio inossidabile                       | 205                        |
| 044.764     | Fresa a spirale PRO, extra corte, Ø 2.8mm, L 26mm, acciaio inossidabile                | 205                        |
| 044.765     | Fresa a spirale PRO, extra corte, Ø 3.5mm, L 26mm, acciaio inossidabile                | 206                        |
| 044.766     | Fresa a spirale PRO, extra corte, Ø 4.2mm, L 26mm, acciaio inossidabile                | 206                        |
| 046.045C    | Inseritore per comp. sec. Octa                                                         | 171, 226                   |
| 046.049     | Componente dinamometrica agg. per cricchetto, acciaio inox                             | 210, 225, 49               |
| 046.057     | Pinzette senza punte in titanio, L 105mm, acciaio inossid.                             | 210                        |
| 046.064     | Chiavetta di ritegno, L 85mm, acciaio inossid.                                         | 210                        |
| 046.067     | Inseritore, corto, per RN comp.sec.piena 6°, L 13mm, acciaio inossid.                  | 225, 79                    |
| 046.068     | Inseritore, lungo, per RN comp.sec.piena 6°, L 19mm, acciaio inossid.                  | 225, 79                    |
| 046.085     | Manico cacciavite per 046.410/411/412, L 109mm, acciaio inossid.                       | 225                        |
| 046.095     | Pinzette con punte in titanio, L 105mm, Ti/acciaio inossid.                            | 210                        |
| 046.108     | Chiave manutenzione per cricchetto, L 50mm, acciaio inossid.                           | 49                         |
| 046.114C    | Strumento cruciforme                                                                   | 171, 226                   |
| 046.119     | Cricchetto, incl. chiave di manutenzione, L 84mm, acciaio inossid.                     | 210, 225, 49               |
| 046.147     | Diagnostic T, L 65mm, larghezza 33mm, Ti                                               | 200                        |
| 046.148     | Indicatore distanza implantare, L 100mm, Ti/acciaio inossidabile                       | 200                        |
| 046.237     | NNC alesatore per spalla di 45°, L 17mm, acciaio inossidabile / Ti-N                   | 226                        |
| 046.240     | Manico per alesatori e maschiatore p. vite TS, L 65mm, acciaio/ottone                  | 226                        |
| 046.241     | Perno guida per alesatore, per synOcta®, L 50mm, acciaio inossidabile                  | 226                        |
| 046.242     | Perno guida per alesatore, per 048.540-542, L 50mm, acciaio inossidabile               | 226                        |
| 046.243     | Alesatore per spalla a 45°, Ø 8.0mm, Ti/acciaio inossid.                               | 226                        |
| 046.244     | Perno guida per alesatore, per 048.545-546, L 50mm, acciaio inossidabile               | 226                        |
| 046.245     | Protettore di lucida. p. RN synOcta® Cappette, L 15 mm, acciaio inossidabile           | 76, 80                     |
| 046.246     | Perno guida per alesatore, per 048.605, L 50mm, acciaio inossidabile                   | 226                        |
| 046.247     | Perno guida per alesatore, per 048.606, L 50mm, acciaio inossidabile                   | 226                        |
| 046.249     | NNC perno guida per alesatore 046.237, p. comp. sec. piene, L 52.9mm, acciaio inoss.   | 226                        |
| 046.400     | SCS Cacciavite, per cricchetto, x-corto, L 15mm, acciaio inossid.                      | 211, 225, 96               |
| 046.401     | SCS Cacciavite, per cricchetto, corto, L 21mm, acciaio inossid.                        | 211, 225, 49, 96           |
| 046.402     | SCS Cacciavite, per cricchetto, lungo, L 27mm, acciaio inossid.                        | 211, 225, 96               |
| 046.410     | SCS Cacciavite per contrangolo, x-corto, L 20mm, acciaio inossid.                      | 211, 225                   |
| 046.411     | SCS Cacciavite per contrangolo, corto, L 26mm, acciaio inossid.                        | 211, 225, 49               |
| 046.412     | SCS Cacciavite per contrangolo, lungo, L 32mm, acciaio inossid.                        | 211, 225                   |
| 046.413V4   | LOCATOR® abutment holder sleeve                                                        | 102, 136, 161, 67, 86      |
| 046.415     | LOCATOR® strumento principale, acciaio inox con placcatura in oro                      | 102, 136, 161, 225, 67, 86 |
| 046.416     | LOCATOR® cacciavite per cricchetto, corto, lunghezza 15.0 mm, acciaioinox              | 102, 136, 161, 225, 67, 86 |
| 046.417     | LOCATOR® cacciavite per cricchetto, lungo, lunghezza 21.0 mm, acciaioinox              | 102, 136, 161, 225, 67, 86 |
| 046.421     | Cacciavite esagonale, L 30mm, acciaio inossid.                                         | 211                        |
| 046.460     | Adattatore per cricchetto, x-corto, L 11mm, acciaio inossid.                           | 211                        |
| 046.461     | Adattatore per cricchetto, corto, L 18mm, acciaio inossid.                             | 211                        |
| 046.462     | Adattatore per cricchetto, lungo, L 28mm, acciaio inossid.                             | 211                        |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                  | Pagina     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 046.470     | Adattatore per contrangolo, x-corto, L 19mm, acciaio inossid.                             | 211        |
| 046.471     | Adattatore per contrangolo, corto, L 26mm, acciaio inossid.                               | 211        |
| 046.472     | Adattatore per contrangolo, lungo, L 34mm, acciaio inossid.                               | 211        |
| 046.500     | Strumento dritto, per conde.ossea, Ø 2.2mm, acciaio inossid.                              | 223        |
| 046.501     | Strumento dritto, per conde.ossea, Ø 2.8mm, acciaio inossid.                              | 223        |
| 046.502     | Strumento dritto, per conde.ossea, Ø 3.5mm, acciaio inossid.                              | 223        |
| 046.503     | Strumento dritto, per conde.ossea, Ø 4.2mm, acciaio inossid.                              | 223        |
| 046.510     | Strumento angolato, per conde.ossea, Ø 2.2mm, acciaio inossid.                            | 223        |
| 046.511     | Strumento angolato, per conde.ossea, Ø 2.8mm, acciaio inossid.                            | 223        |
| 046.512     | Strumento angolato, per conde.ossea, Ø 3.5mm, acciaio inossid.                            | 223        |
| 046.513     | Strumento angolato, per conde.ossea, Ø 4.2mm, acciaio inossid.                            | 223        |
| 046.521     | Strumento dritto, per innalz. seno, Ø 2.8mm, acciaio inossid.                             | 224        |
| 046.522     | Strumento dritto, per innalz. seno, Ø 3.5mm, acciaio inossid.                             | 224        |
| 046.523     | Strumento dritto, per innalz. seno, Ø 4.2mm, acciaio inossid.                             | 224        |
| 046.531     | Strumento angolato, per innalz. seno, Ø 2.8mm, acciaio inossid.                           | 224        |
| 046.532     | Strumento angolato, per innalz. seno, Ø 3.5mm, acciaio inossid.                           | 224        |
| 046.533     | Strumento angolato, per innalz. seno, Ø 4.2mm, acciaio inossid.                           | 224        |
| 046.550     | Stop per osteotomi, Ø 2.2mm, Ti/acciaio inossid.                                          | 223        |
| 046.551     | Stop per osteotomi, Ø 2.8mm, Ti/acciaio inossid.                                          | 223, 224   |
| 046.552     | Stop per osteotomi, Ø 3.5mm, Ti/acciaio inossid.                                          | 223, 224   |
| 046.553     | Stop per osteotomi, Ø 4.2mm, Ti/acciaio inossid.                                          | 223, 224   |
| 046.704     | Misuratore di profondità, con indicatore di distanza, Ø 2.2/2.8mm, L 27mm, Ti             | 208        |
| 046.708     | SP/NNC/TE Adattatore guidato, per manipolo, L 23mm, acciaio inossidabile                  | 215        |
| 046.709     | S Adattatore guidato, per manipolo, L 24mm, acciaio inossidabile                          | 215        |
| 046.710     | SP/NNC/TE Adattatore guidato, per cricchetto, L 16mm, acciaio inossidabile                | 214        |
| 046.711     | S Adattatore guidato, per cricchetto, L 17mm, acciaio inossidabile                        | 214        |
| 046.712V4   | Guaina T, Ø 2.2mm, H 6mm, guidata, acciaio inossidabile                                   | 212        |
| 046.786     | SA Cacciavite per cricchetto, extracorto, L 15mm, acciaio inossidabile                    | 211        |
| 046.787     | SA Cacciavite per cricchetto, corto, L 21mm, acciaio inossidabile                         | 211        |
| 046.788     | SA Cacciavite per cricchetto, lungo, L 27mm, acciaio inossidabile                         | 211        |
| 046.789     | SA Cacciavite per contrangolo, extracorto, L 20mm, acciaio inossidabile                   | 211        |
| 046.790     | SA Cacciavite per contrangolo, corto, L 26mm, acciaio inossidabile                        | 211        |
| 046.791     | SA Cacciavite per contrangolo, lungo, L 32mm, acciaio inossidabile                        | 211        |
| 046.792     | Ausilio alla manipolazione del cacciavite SA, acciaio inossidabile                        | 211        |
| 046.795     | Lucido di riferimento, per Mini Implant                                                   | 200        |
| 046.796     | Moncone di parallelismo, per Straumann® Mini Implant                                      | 22         |
| 046.799     | Perno di allineamento, Ø 2.2mm, L 27mm, TAN                                               | 208        |
| 046.800     | Misuratore di profondità, Ø 2.8mm, L 27mm, TAN                                            | 208        |
| 046.802     | Misuratore di profondità, Ø 3.5mm, L 27mm, TAN                                            | 208        |
| 046.804     | Misuratore di profondità, Ø 4.2mm, L 27mm, TAN                                            | 208        |
| 048.000V4   | Ausiliare di transf. p. RN synOcta®, angolata, corta, H 5,5 mm, PC                        | 72         |
| 048.002V4   | Ausiliare di transf. p. RN synOcta®, angolata, lunga, H 4 mm, PC                          | 72         |
| 048.009     | Cappetta di trasferimento Octa, L 10 mm, Al                                               | 168        |
| 048.010     | RN synOcta® transfer per impronta, avvitato, vite posizionamento integr., H 10.1mm, Al/Ti | 70         |
| 048.013     | WN Cappetta per impronta, H 8mm, POM                                                      | 88, 95     |
| 048.016     | NN Cappetta per impr., vite di pos. integr., L 17,5 mm, Al/TAN                            | 169        |
| 048.017V4   | RN Cappetta per impronta, H 8mm, POM                                                      | 70, 77     |
| 048.0285    | RN Cappetta di guarigione, inclin. labiale, Ø 5.5mm, H 2mm, Ti                            | 15, 17, 20 |
| 048.0295    | RN Cappetta di guarigione, inclin. labiale, Ø 5.5mm, H 3.5mm, Ti                          | 15, 17, 20 |
| 048.0305    | WN Cappetta di guarigione, inclin. labiale, Ø 7.2mm, H 2mm, Ti                            | 20         |
| 048.032     | Ausiliare di transf. p. WN synOcta®, angolata, H 5 mm, PC                                 | 90         |
| 048.0335    | RN Cappetta di guarigione, Ø 5.5mm, H 2mm, Ti                                             | 15, 17, 20 |
| 048.0345    | RN Cappetta di guarigione, Ø 5.5mm, H 3mm, Ti                                             | 15, 17, 20 |
| 048.0375    | RN Cappetta di guarigione, Ø 5.5mm, H 4.5mm, Ti                                           | 15, 17, 20 |
| 048.0385    | WN Cappetta di guarigione, Ø 7.2mm, H 2mm, Ti                                             | 20         |
| 048.0395    | WN Cappetta di guarigione, Ø 7.2mm, H 3mm, Ti                                             | 20         |
| 048.047V4   | RN Cappetta di Protezione per Comp.Sec. piena, per 048.540, H 5.8mm, PEEK                 | 77         |
| 048.048V4   | RN Cappetta di Protezione per Comp.Sec. piena, per 048.541, H 7.3mm, PEEK                 | 77         |
| 048.049V4   | RN Cappetta di Protezione per Comp.Sec. piena, per 048.542, H 8.8mm, PEEK                 | 77         |
| 048.050     | NN Cappetta di Protezione con vite occlusale, D 4mm, H 3.4mm, PEEK/TAN                    | 169        |
| 048.051     | WN Cappetta di Protezione per Comp.Sec. piena, per 048.545, H 6mm, PEEK                   | 95         |
| 048.052     | WN Cappetta di Protezione per Comp.Sec. piena, per 048.546, H 7.5mm, PEEK                 | 95         |
| 048.0535    | WN Cappetta di guarigione, Ø 7.2mm, H 4.5mm, Ti                                           | 20         |
| 048.054V4   | Ausiliare di transfer per 048.606, H 6,5 mm, PC                                           | 89         |
| 048.059V4   | Ausiliare di transfer per 048.605, H 6,5 mm, PC                                           | 71         |
| 048.060V4   | RN Cilindro di posizionamento, per 048.540, H 10.2 mm, POM                                | 77         |





Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                        | Pagina                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 048.061V4   | RN Cilindro di posizionamento, per 048.541, H 10.2 mm, POM                                      | 77                    |
| 048.062V4   | RN Cilindro di posizionamento, per 048.542, H 10.2mm, POM                                       | 77                    |
| 048.065     | WN Cilindro di posizionamento, per 048.545, H 10mm, POM                                         | 95                    |
| 048.066     | WN Cilindro di posizionamento, per 048.546, H 10mm, POM                                         | 95                    |
| 048.070V4   | RN synOcta® Cilindro di posizionamento, H 12mm, POM                                             | 70                    |
| 048.071S    | NNC Cappetta di guarigione, Ø 4mm, H 3mm, Ti                                                    | 15                    |
| 048.074S    | NNC Cappetta di guarigione, Ø 4mm, H 4.5mm, Ti                                                  | 15                    |
| 048.082S    | NNC Cappetta di guarigione, inclin. labiale, Ø 4mm, H 2mm, Ti/TAN                               | 15                    |
| 048.088     | RN Wax-up guaina, L 16.3 mm, PEEK                                                               | 73                    |
| 048.088-04  | RN Wax-up guaina, L 16.3 mm, PEEK                                                               | 73                    |
| 048.089     | WN Wax-up guaina, L 16.4 mm, PEEK                                                               | 90                    |
| 048.089-04  | WN Wax-up guaina, L 16.4 mm, PEEK                                                               | 90                    |
| 048.090     | RN synOcta® Perno per impronta, con vite posizionamento integrata, H 21.0 mm, Al/Ti             | 70                    |
| 048.091     | WN synOcta® transfer per impronta, avvitato, vite posizionamento integrata, H 10mm, Al          | 88                    |
| 048.093V4   | RN synOcta® Cappetta per Impr., a una comp., per barra con synOcta® 1.5, H 5mm, POM             | 80                    |
| 048.095     | WN synOcta® Cilindro di posizionamento, H 12mm, POM                                             | 88                    |
| 048.108     | Analogo d'impianto per RN Costruzioni a barra, c. synOcta® 1.5, L 11.5mm, acciaio inossid.      | 168, 70, 80           |
| 048.117V4   | Analogo d'imp. p. RN Comp. sec. piene indiv., 2 pezzi, PPS/ottone                               | 77                    |
| 048.124     | Analogo di impianto per RN synOcta®, L 12mm, grigio con banda rossa, acciaio inox               | 70                    |
| 048.127     | NNC Analogo d'impianto, L 12.5mm, Ti                                                            | 56                    |
| 048.128     | NNC Perno per impronta, per cucchiaino aperto, H 10.1mm, TAN                                    | 56                    |
| 048.129     | Analogo d'impianto riposizionabile RN                                                           | 70, 73                |
| 048.130     | NN Analogo di impianto, L 14mm, acciaio inossidabile                                            | 169                   |
| 048.134     | NNC Perno per impronta, cucchiaino chiuso, H 10.9mm, TAN/POM                                    | 56                    |
| 048.137     | NNC Wax-up guaina, L 12.75 mm, PEEK                                                             | 58                    |
| 048.137V4   | NNC Wax-up guaina, L 12.75 mm, PEEK                                                             | 58                    |
| 048.140     | Analogo di spalla per WN Comp.Sec. piena, L 10mm, Al                                            | 95                    |
| 048.155     | NNC inseritore per componente sec. piena, corto, L 13mm, acciaio inossidabile                   | 225, 61               |
| 048.156     | NNC inseritore per componente sec. piena, lungo, L 19mm, acciaio inossidabile                   | 225, 61               |
| 048.160     | RN Analogo di Imp. Comp.Sec. piena 048.540, L 14.3mm, giallo, Al                                | 77                    |
| 048.161     | RN Analogo di Imp. Comp.Sec. piena 048.541, L 15.8mm, grigio, Al                                | 77                    |
| 048.162     | RN Analogo di Imp. Comp.Sec. piena 048.542, L 17.3mm, blu, Al                                   | 77                    |
| 048.165     | WN Analogo di Imp. Comp.Sec. piena 048.545, L 16mm, verde, Al                                   | 95                    |
| 048.166     | WN Analogo di Imp. Comp.Sec. piena 048.546, L 17.5mm, marrone, Al                               | 95                    |
| 048.168     | CARES® RN Corpo di scansione mono, D 4.8 mm, H 10 mm, PEEK, TAN                                 | 70, 73                |
| 048.169     | CARES® WN Corpo di scansione mono, D 6.5 mm, H 10 mm, PEEK, TAN                                 | 88, 90                |
| 048.171     | WN synOcta® analogo di impianto, L 12mm, acciaio inossidabile                                   | 88                    |
| 048.172     | Analogo d'impianto riposizionabile WN                                                           | 88, 90                |
| 048.173     | CARES® NNC Corpo di scansione mono, D 3.5 mm, H 10 mm, PEEK, TAN                                | 56, 58                |
| 048.175     | RN LOCATOR® componente secondaria, altezza 1.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN            | 84                    |
| 048.176     | RN LOCATOR® componente secondaria, altezza 2.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN            | 84                    |
| 048.177     | RN LOCATOR® componente secondaria, altezza 3.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN            | 84                    |
| 048.178     | RN LOCATOR® componente secondaria, altezza 4.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN            | 84                    |
| 048.179     | RN LOCATOR® componente secondaria, altezza 5.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN            | 84                    |
| 048.180     | RN LOCATOR® componente secondaria, altezza 6.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN            | 84                    |
| 048.181V4   | LOCATOR® Inserto di ritenzione, grigio                                                          | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.182V2   | LOCATOR® Confezione di componenti maschio da lavorazione, uso esteso, titanio/nylon             | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.183     | WN LOCATOR®, comp. sec. piena, altezza 1.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN                | 100                   |
| 048.184     | WN LOCATOR®, comp. sec. piena, altezza 2.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN                | 100                   |
| 048.185     | WN LOCATOR®, comp. sec. piena, altezza 3.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN                | 100                   |
| 048.186     | WN LOCATOR®, comp. sec. piena, altezza 4.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN                | 100                   |
| 048.187     | WN LOCATOR®, comp. sec. piena, altezza 5.0 mm, lega di titanio, rivestimento TiN                | 100                   |
| 048.188V4   | LOCATOR® Componente maschio di ricambio, uso esteso, arancio, altezza 1.7 mm, nylon             | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.189V2   | LOCATOR® confezione di componenti maschio da lavorazione, titanio/nylon                         | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.190V4   | LOCATOR® componente maschio di ricambio, bianco, altezza 1.7 mm, nylon                          | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.191V4   | LOCATOR® componente maschio di ricambio, ritenzione leggera, rosa, altezza 1.7 mm, nylon        | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.192V4   | LOCATOR® componente maschio di ricambio, ritenzione extra leggera, blu, altezza 1.7 mm, nylon   | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.193V4   | LOCATOR® componente maschio di ricambio, uso esteso, verde, altezza 1.7mm, nylon                | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.194V4   | LOCATOR® componente maschio di ricambio, ritenzione extra leggera, rosso, altezza 1.7 mm, nylon | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.195V4   | LOCATOR® inserto per processo nero                                                              | 102, 136, 161, 67, 86 |
| 048.196V20  | LOCATOR®, Anello distanziatore, silicone                                                        | 102, 136, 161, 67, 86 |
| 048.197V4   | LOCATOR® Cappetta di impronta, alloggiamento in alluminio con componente maschio nero in LDPE   | 100, 134, 159, 65, 84 |
| 048.198V4   | LOCATOR® Analogo femmina ø 5.0 mm, alluminio                                                    | 100, 84               |
| 048.199V4   | LOCATOR® pilastro parallelo, LDPE                                                               | 102, 136, 161, 67, 86 |
| 048.200     | LOCATOR® Guida di misurazione dell'angolo, acciaio inossid.                                     | 102, 136, 161, 67, 86 |
| 048.218V4   | Spaziatore di processo LOCATOR®                                                                 | 102, 136, 161, 67, 86 |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                          | Pagina                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 048.220C    | Cappetta in plastica per comp. sec. 8°                                            | 170                                 |
| 048.227     | RN synOcta® cappetta plastica su synOcta® 1.5, per ponte/barra, H 10mm, POM       | 76, 80                              |
| 048.229     | RN synOcta® cappetta plastica su synOcta® 1.5, per corona, H 10mm, POM            | 76                                  |
| 048.232C    | Cappetta TS in oro per Octa                                                       | 170                                 |
| 048.242     | WN Componente secondaria provvisoria, D 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®              | 89                                  |
| 048.243     | WN synOcta® cappetta in plastica per 048.606, per corona, H 7.35mm, POM           | 89                                  |
| 048.244     | WN synOcta® cappetta in plastica per 048.606, per ponte, H 7.35mm, POM            | 89                                  |
| 048.245     | RN Cappetta plastica Comp.Sec. piena, corona, H 10mm, POM                         | 78                                  |
| 048.246     | RN Cappetta plastica Comp.Sec. piena, ponte, H 10mm, POM                          | 78                                  |
| 048.247     | WN Cappetta plastica Comp.Sec. piena, corona, H 7mm, POM                          | 96                                  |
| 048.248     | WN Cappetta plastica Comp.Sec. piena, ponte, H 7mm, POM                           | 96                                  |
| 048.256     | NNC Cappetta in plastica, per 048.598, per corona, H 7mm, POM                     | 57                                  |
| 048.257     | NNC Cappetta in plastica, per 048.598, per ponte, H 7mm, POM                      | 57                                  |
| 048.258     | NNC Cappetta in plastica, per 048.621/ 048.622, per corone & ponti, H 7.2mm, POM  | 57                                  |
| 048.263     | NNC Cappetta in plastica per comp. sec. piena, per corona, H 10.2mm, POM          | 61                                  |
| 048.264     | NNC Cappetta in plastica per comp. sec. piena, per ponte, H 10.2mm, POM           | 61                                  |
| 048.267     | NNC Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM               | 60                                  |
| 048.267V4   | NNC Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM               | 60                                  |
| 048.268     | RN Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                | 75                                  |
| 048.268V4   | RN Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                | 75                                  |
| 048.269     | WN Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                | 93                                  |
| 048.269V4   | WN Cappetta calcinabile, per Componente Secondaria Variobase®, POM                | 93                                  |
| 048.275V4   | RN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 1mm, POM                                | 104                                 |
| 048.276V4   | RN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 2mm, POM                                | 104                                 |
| 048.277V4   | RN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 3mm, POM                                | 104                                 |
| 048.278V4   | RN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 4mm, POM                                | 104                                 |
| 048.279V4   | RN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 5mm, POM                                | 104                                 |
| 048.280V4   | RN PLAN Novaloc® Componente secondaria, H 1-6mm, POM                              | 104                                 |
| 048.283V4   | WN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 1mm, POM                                | 105                                 |
| 048.284V4   | WN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 2mm, POM                                | 105                                 |
| 048.285V4   | WN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 3mm, POM                                | 105                                 |
| 048.286V4   | WN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 4mm, POM                                | 105                                 |
| 048.287V4   | WN PLAN LOCATOR® Componente secondaria, H 5mm, POM                                | 105                                 |
| 048.304C    | Vite occlusale, L 15 mm                                                           | 170                                 |
| 048.312C    | Vite TPS occlusale, L 8 mm                                                        | 170                                 |
| 048.313     | NNC Vite base, L 7.1mm, TAN                                                       | 229, 56, 58, 59, 60                 |
| 048.314     | NNC Vite base, per comp. sec. cementabile, L 7.1mm, TAN                           | 229, 57                             |
| 048.324S    | NNC Cappetta di chiusura, Ø 2.6mm, H 0mm, Ti                                      | 15                                  |
| 048.324SV4  | NNC Cappetta di chiusura, Ø 2.6mm, H 0mm, Ti                                      | 15                                  |
| 048.325S    | NNC Cappetta di chiusura, Ø 4mm, H 1.5mm, Ti                                      | 15                                  |
| 048.325SV4  | NNC Cappetta di chiusura, Ø 4mm, H 1.5mm, Ti                                      | 15                                  |
| 048.350     | SCS Vite occlusale, L 4.4mm, Ti                                                   | 221, 223, 224, 229, 72, 76, 80, 94  |
| 048.350V4   | SCS Vite occlusale, L 4.4mm, Ti                                                   | 223, 224, 229, 72, 76, 80, 94       |
| 048.354     | RN Vite occlusale, solo per ceramica, L 5 mm, TAN                                 | 229, 74                             |
| 048.354V4   | RN Vite occlusale, solo per ceramica, L 5 mm, TAN                                 | 229, 74                             |
| 048.356     | synOcta® Vite basale, L 6,7 mm, TAN                                               | 229, 71, 74, 74, 75, 89, 91, 92, 93 |
| 048.360V4   | SCS Vite di pos. p. RN synOcta® Cappetta-bar., non accorciabile, L 6 mm, Ti       | 229                                 |
| 048.361V4   | SCS Vite di pos. p. RN synOcta® Cappetta-bar., accorciabile di 1,6 mm, L 6 mm, Ti | 229                                 |
| 048.362V4   | SCS Vite di posizionamento per 048.240/241, non accorciabile, L 8 mm, Ti          | 229, 76                             |
| 048.363V4   | SCS Vite di posizionamento per 048.240/241, accorciabile di 2 mm, L 8 mm, Ti      | 229, 76                             |
| 048.364V4   | SCS Vite di posizionamento, accorciabile di 2 mm, L 10 mm, Ti                     | 229                                 |
| 048.365V4   | SCS Vite di posizionamento, accorciabile di 2 mm, L 12 mm, Ti                     | 168, 229                            |
| 048.366V4   | SCS Vite di posizionamento, accorciabile di 2 mm, L 14 mm, Ti                     | 229                                 |
| 048.371S    | RN Cappetta di chiusura, Ø 3.5mm, H 0mm, Ti                                       | 15, 17, 20                          |
| 048.371SV4  | RN Cappetta di chiusura, Ø 3.5mm, H 0mm, Ti                                       | 15, 17, 20                          |
| 048.373S    | RN Cappetta di chiusura, Ø 6mm, H 1.5mm, Ti                                       | 15, 17, 20                          |
| 048.373SV4  | RN Cappetta di chiusura, Ø 6mm, H 1.5mm, Ti                                       | 15, 17, 20                          |
| 048.375S    | WN Cappetta di chiusura, Ø 4.3mm, H 0mm, Ti                                       | 20                                  |
| 048.377     | NNC Variobase® per ponte/barra cilindrico, con vite, Ø 4.2mm, AH 3.5mm, TAN       | 60                                  |
| 048.378     | RN Variobase® per ponte/barra cilindrico, con vite, Ø 5mm, AH 3.5mm, TAN          | 75                                  |
| 048.379     | WN Variobase® per ponte/barra cilindrico, con vite, Ø 7mm, AH 3.5mm, TAN          | 93                                  |
| 048.380     | NNC Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM          | 60                                  |
| 048.380V4   | NNC Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM          | 60                                  |
| 048.381     | RN Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM           | 75                                  |
| 048.381V4   | RN Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM           | 75                                  |
| 048.382     | WN Cappetta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM           | 93                                  |



Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                             | Pagina |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 048.382V4   | WN Cappelletta calcinabile, per Variobase® per ponte/barra cilindrico, POM           | 93     |
| 048.404C    | Componente secondaria Octa, H 1,5 mm                                                 | 170    |
| 048.424C    | Componente secondaria di perno                                                       | 170    |
| 048.448C    | Sovrastruttura TS per Octa                                                           | 170    |
| 048.483C    | Componente secondaria, angolata 15°                                                  | 170    |
| 048.484C    | Componente secondaria, angolata 20°                                                  | 170    |
| 048.501     | NNC Moncone per provvisorio, corona, H 10.3mm, TAN                                   | 56     |
| 048.502     | NNC Moncone per provvisorio, ponte, H 10.3mm, TAN                                    | 56     |
| 048.505     | NN Moncone, H 9mm, Ti                                                                | 169    |
| 048.527     | NNC Analogo d'impianto per comp. sec. piena, per 048.547, H 14.3mm, TAN              | 61     |
| 048.528     | NNC Analogo d'impianto per comp. sec. piena, per 048.548, H 15.8mm, TAN              | 61     |
| 048.529     | NNC Analogo d'impianto per comp. sec. piena, per 048.549, H 17.3mm, TAN              | 61     |
| 048.540     | RN Componente Secondaria piena 6°, H 4mm, giallo, Ti                                 | 78     |
| 048.541     | RN Componente Secondaria piena 6°, H 5.5mm, grigio Ti                                | 78     |
| 048.542     | RN Componente Secondaria piena 6°, H 7mm, blu, Ti                                    | 78     |
| 048.545     | WN Componente Secondaria piena 6°, H 4mm, verde, Ti                                  | 96     |
| 048.546     | WN Componente Secondaria piena 6°, H 5.5mm, marrone, Ti                              | 96     |
| 048.547     | NNC Componente secondaria piena, H 4mm, giallo, Ti                                   | 61     |
| 048.548     | NNC Componente secondaria piena, H 5.5mm, grigio, Ti                                 | 61     |
| 048.549     | NNC Componente secondaria piena, H 7mm, blu, Ti                                      | 61     |
| 048.550     | NN Moncone, angolato di 15°, H 8,8 mm, Ti                                            | 169    |
| 048.551     | NN Moncone, angolato di 20°, H 8,8 mm, Ti                                            | 169    |
| 048.579     | NNC Transfer d'impronta, H 8mm, POM                                                  | 61     |
| 048.581     | NNC LOCATOR® Componente secondaria, H 1mm, lega di titanio con rivestimento TiN      | 65     |
| 048.582     | NNC LOCATOR® Componente secondaria, H 2mm, lega di titanio con rivestimento TiN      | 65     |
| 048.583     | NNC LOCATOR® Componente secondaria, H 3mm, lega di titanio con rivestimento TiN      | 65     |
| 048.584     | NNC LOCATOR® Componente secondaria, H 4mm, lega di titanio con rivestimento TiN      | 65     |
| 048.585     | NNC LOCATOR® Componente secondaria, H 5mm, lega di titanio con rivestimento TiN      | 65     |
| 048.586     | NNC LOCATOR® Componente secondaria, H 6mm, lega di titanio con rivestimento TiN      | 65     |
| 048.587     | NNC Cilindro di posizionamento per 048.547, H 10.2mm, POM                            | 61     |
| 048.588     | NNC Cilindro di posizionamento per 048.548, H 10.2mm, POM                            | 61     |
| 048.589     | NNC Cilindro di posizionamento per 048.549, H 10.2mm, POM                            | 61     |
| 048.592     | NNC Componente secondaria in oro, corona, H 3.6mm, Ceramicor® / TAN / POM            | 59     |
| 048.593     | NNC Componente secondaria in oro, ponte, H 3.6mm, Ceramicor® / TAN / POM             | 59     |
| 048.598     | NNC Componente secondaria cementabile, dritta, per corone/ponti, H 5.7mm, Ti         | 57     |
| 048.601     | RN synOcta® 1.5 Comp.Sec. avvitata, H 1.5mm, TAN                                     | 76, 80 |
| 048.603     | WN synOcta® 1.5 Comp.Sec. avvitata, H 1.5mm, TAN                                     | 94     |
| 048.605     | RN synOcta® Componente secondaria cementabile, per corona/ponte, H 5.5mm, Ti         | 71     |
| 048.606     | WN synOcta® Componente secondaria cementabile, H 5.5mm, Ti                           | 89     |
| 048.608     | WN synOcta® Componente secondaria angolata, Tipo A, angolata 15°, H 5.5mm, Ti        | 90     |
| 048.609     | WN synOcta® Componente secondaria angolata, Tipo B, angolata 15°, H 5.5mm, Ti        | 90     |
| 048.610     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, lunga, Tipo A, angolata 15°, H 6.7mm, Ti | 72     |
| 048.611     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, lunga, Tipo B, angolata 15°, H 6.7mm, Ti | 72     |
| 048.612     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, corta, Tipo A, angolata 15°, H 5.7mm, Ti | 72     |
| 048.613     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, corta, Tipo B, angolata 15°, H 5.7mm, Ti | 72     |
| 048.615     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, lunga, Tipo A, angolata 20°, H 6.7mm, Ti | 72     |
| 048.616     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, lunga, Tipo B, angolata 20°, H 6.7mm, Ti | 72     |
| 048.617     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, corta, Tipo A, angolata 20°, H 5.7mm, Ti | 72     |
| 048.618     | RN synOcta® Componente secondaria angolata, corta, Tipo B, angolata 20°, H 5.7mm, Ti | 72     |
| 048.621     | NNC Componente secondaria cementabile, angolata 15°, tipo A, H 5.9mm, Ti             | 57     |
| 048.622     | NNC Componente secondaria cementabile, angolata 15°, tipo B, H 5.9mm, Ti             | 57     |
| 048.632     | RN synOcta® cappelletta oro, ponte, per synOcta 1.5, H 4.25mm, Ceramicor®/POM        | 76     |
| 048.633     | RN synOcta® cappelletta oro, corona, per synOcta 1.5, H 4.25mm, Ceramicor®/POM       | 76     |
| 048.635     | NN cappelletta oro, per sovrafusione, H 10mm, Ceramicor®/POM                         | 169    |
| 048.638     | WN synOcta® cappelletta oro, ponte, per synOcta 1.5, H 4.75mm, Ceramicor®/POM        | 94     |
| 048.639     | WN synOcta® cappelletta oro, corona, per synOcta 1.5, H 4.75mm, Ceramicor®/POM       | 94     |
| 048.642     | RN synOcta® Componente secondaria oro, corona, H 14.1mm, Ceramicor®/POM              | 74     |
| 048.644     | WN synOcta® Componente secondaria oro, corona, H 14.1mm, Ceramicor®/POM              | 92     |
| 048.654     | RN Cappelletta per provv. per RN Comp.Sec. Piena, ponte, H 8.5mm, PMMA               | 77     |
| 048.655     | RN Cappelletta per provv. per Comp.Sec. piena, corona, H 8.5mm, PMMA                 | 77     |
| 048.656     | WN Cappelletta per provv. per Comp.Sec. piena, ponte, H 7.3mm, PMMA                  | 95     |
| 048.657     | WN Cappelletta per provv. per Comp.Sec. piena, corona H 7.3mm, PMMA                  | 95     |
| 048.658     | NNC Cappelletta per provv. per comp. sec. piena, per corona, H 8.5mm, PMMA           | 61     |
| 048.659     | NNC Cappelletta per provv. per comp. sec. piena, per ponte, H 8.5mm, PMMA            | 61     |
| 048.662     | RN synOcta® cappelletta in plastica per 048.605, per ponte, H 7mm, POM               | 71     |
| 048.663     | RN synOcta® cappelletta in plastica per 048.605, per corona, H 7mm, POM              | 71     |





## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                      | Pagina                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 048.664     | RN Componente secondaria provvisoria, D 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®           | 71                    |
| 048.666     | WN synOcta® cappelletta in plastica, ponte, H 10mm, POM                       | 94                    |
| 048.667     | WN synOcta® cappelletta in plastica, corona, H 10mm, POM                      | 94                    |
| 048.669     | NN Cappelletta provvisoria, H 10mm, PEEK/TAN                                  | 169                   |
| 048.670     | Guaina di estens. RN synOcta® Comp.Sec. Ang., H 5.5mm, POM                    | 72                    |
| 048.676V4   | Spalla in plastica per RN synOcta® angolata, angolata a 15° o 20°, H 4mm, POM | 72                    |
| 048.678     | Spalla in plastica per WN synOcta® angolata, angolata 15°, H 4mm, POM         | 90                    |
| 048.699     | NNC Componente secondaria provvisoria, D 5mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®          | 56                    |
| 048.700     | NNC Cappelletta di protez. p. comp. sec. piena, per 048.547, H 5.6mm, PEEK    | 61                    |
| 048.701     | NNC Cappelletta di protez. p. comp. sec. piena, per 048.548, H 7.1mm, PEEK    | 61                    |
| 048.702     | NNC Cappelletta di protez. p. comp. sec. piena, per 048.549, H 8.6mm, PEEK    | 61                    |
| 048.709     | NNC Componente secondaria Variobase®, con vite, D 3.9mm, H 3.75mm, TAN        | 60                    |
| 048.710     | RN Componente secondaria Variobase®, con vite, D 5.05mm, H 4mm, TAN           | 75                    |
| 048.711     | WN Componente secondaria Variobase®, con vite, D 7mm, H 4.5mm, TAN            | 93                    |
| 048.715     | RN synOcta® moncone per provvisorio, per corona, H 9mm, Ti                    | 71                    |
| 048.716     | RN synOcta® moncone per provvisorio, per ponte, H 9mm, Ti                     | 71                    |
| 048.717     | WN synOcta® moncone per provvisorio, per corona, H 9mm, Ti                    | 89                    |
| 048.718     | WN synOcta® moncone per provvisorio, per ponte, H 9mm, Ti                     | 89                    |
| 048.802     | RN Componente secondaria in oro, per ponte, H 12.3mm, Ceramicor®/POM/TAN      | 74                    |
| 048.803     | WN Componente secondaria in oro, per ponte, H 12.5mm, Ceramicor®/POM/TAN      | 92                    |
| 048.804V2   | Componente secondaria per barra LOCATOR®, Confezione da 2                     | 100, 134, 159, 65, 84 |
| 048.805V10  | Kit LOCATOR® maschio da lavorazione barra, Confezione da 10                   | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.805V2   | Kit LOCATOR® maschio da lavorazione barra, Confezione da 2                    | 101, 135, 160, 66, 85 |
| 048.806     | NNC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 1mm, TAV                     | 62                    |
| 048.807     | NNC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 2mm, TAV                     | 62                    |
| 048.808     | NNC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 3mm, TAV                     | 62                    |
| 048.809     | NNC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 4mm, TAV                     | 62                    |
| 048.810     | NNC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 5mm, TAV                     | 62                    |
| 048.811     | NNC Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 6mm, TAV                     | 62                    |
| 048.812     | RN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 1mm, TAV                      | 81                    |
| 048.813     | RN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 2mm, TAV                      | 81                    |
| 048.814     | RN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 3mm, TAV                      | 81                    |
| 048.815     | RN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 4mm, TAV                      | 81                    |
| 048.816     | RN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 5mm, TAV                      | 81                    |
| 048.817     | RN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 6mm, TAV                      | 81                    |
| 048.818     | WN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 1mm, TAV                      | 97                    |
| 048.819     | WN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 2mm, TAV                      | 97                    |
| 048.820     | WN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 3mm, TAV                      | 97                    |
| 048.821     | WN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 4mm, TAV                      | 97                    |
| 048.822     | WN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 5mm, TAV                      | 97                    |
| 048.823     | WN Novaloc® Componente secondaria, dritta 0°, H 6mm, TAV                      | 97                    |
| 048.832     | RN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, TAV                   | 81                    |
| 048.833     | RN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, TAV                   | 81                    |
| 048.834     | RN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, TAV                   | 81                    |
| 048.835     | RN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, TAV                   | 81                    |
| 048.836     | RN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, TAV                   | 81                    |
| 048.837     | WN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, TAV                   | 97                    |
| 048.838     | WN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, TAV                   | 97                    |
| 048.839     | WN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, TAV                   | 97                    |
| 048.840     | WN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, TAV                   | 97                    |
| 048.841     | WN Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, TAV                   | 97                    |
| 048.842     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, Tipo A, TAV          | 62                    |
| 048.843     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, Tipo A, TAV          | 62                    |
| 048.844     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, Tipo A, TAV          | 62                    |
| 048.845     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, Tipo A, TAV          | 62                    |
| 048.846     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, Tipo A, TAV          | 62                    |
| 048.847     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 2mm, Tipo B, TAV          | 62                    |
| 048.848     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 3mm, Tipo B, TAV          | 62                    |
| 048.849     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 4mm, Tipo B, TAV          | 62                    |
| 048.850     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 5mm, Tipo B, TAV          | 62                    |
| 048.851     | NNC Novaloc® componente secondaria, angolata 15°, H 6mm, Tipo B, TAV          | 62                    |
| 048.852V4   | WN Novaloc® Plan Componente secondaria, dritta 0°, H 1-6mm, POM               | 105                   |
| 048.853V4   | RN Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, POM            | 104                   |
| 048.854V4   | WN Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, POM            | 105                   |
| 048.855V4   | NNC Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, tipo A, POM   | 103                   |
| 048.856V4   | NNC Novaloc® Plan Componente secondaria, angolata 15°, H 2-6mm, tipo B, POM   | 103                   |



Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                                 | Pagina               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 048.857V2   | Componente secondaria per barra Novaloc®, TAV                                                            | 131, 156, 62, 81, 97 |
| 048.862     | RN Perno per impronta cucchiaino chiuso, con 1 vite di posizionamento e 2 cappette, Al/Ti/POM            | 70                   |
| 048.864     | RN Perno per impr. cucch. chiuso, liv. comp. sec., per comp. sec. RN synOcta® 1.5, Al/Ti/POM             | 70                   |
| 048.866     | RN Perno per impr. cucch. aperto, liv. comp. sec., per comp. sec. RN synOcta® 1.5, Al/Ti                 | 70                   |
| 048.869     | WN Perno per impr. cucch. aperto, liv. comp. sec., per comp. sec. WN synOcta® 1.5, Al/Ti                 | 88                   |
| 048.870     | WN Perno per impronta cucchiaino chiuso, con 1 vite di posizionamento e 2 cappette, Al/Ti/POM            | 88                   |
| 048.871     | WN Perno per impr. cucch. chiuso, liv. comp. sec., per comp. sec. WN synOcta® 1.5, Al/Ti/POM             | 88                   |
| 048.872     | WN Analogo d'impianto per comp. second. synOcta®, livello comp. sec., diritto 0°, Ø 6.5mm, acc. inossid. | 88                   |
| 048.876     | NNC Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 4.2mm, AH 3.8mm, TAN                                         | 60                   |
| 048.877     | RN Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 5.1mm, AH 4mm, TAN                                            | 75                   |
| 048.878     | WN Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 7mm, AH 4.5mm, TAN                                            | 93                   |
| 048.879     | NNC Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 4.2mm, AH 5.8mm, TAN                                         | 60                   |
| 048.880     | RN Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 5.1mm, AH 6mm, TAN                                            | 75                   |
| 048.881     | WN Variobase® per corona SA, incl. vite, Ø 7mm, AH 6,5mm, TAN                                            | 93                   |
| 048.896     | NNC cappetta calcinabile, 25°, Variobase® per corona SA, POM                                             | 60                   |
| 048.897     | RN cappetta calcinabile, 25°, Variobase® per corona SA, POM                                              | 75                   |
| 048.898     | WN cappetta calcinabile, 25°, Variobase® per corona SA, POM                                              | 93                   |
| 048.899     | NNC Vite SA, L 7.5mm, Ti                                                                                 | 229, 58, 60          |
| 048.904     | Tissue Level PLAN Set, 278x124x33 mm, PC                                                                 | 103                  |
| 048.905     | Tissue Level PLAN cassetta, vuota, 278x124x33mm, polimero                                                | 103                  |
| 048.906     | RN/WN Vite SA, L 6.7mm, Ti                                                                               | 229, 74, 75, 91, 93  |
| 048.916V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, corta, Tipo A, angolata 15°, POM                                    | 104                  |
| 048.917V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, corta, Tipo B, angolata 15°, POM                                    | 104                  |
| 048.918V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, corta, Tipo A, angolata 20°, POM                                    | 104                  |
| 048.919V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, corta, Tipo B, angolata 20°, POM                                    | 104                  |
| 048.921V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. Trasversale, POM                                                              | 104                  |
| 048.922V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, Tipo A, angolata 15°, POM                                           | 104                  |
| 048.923V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, Tipo B, angolata 15°, POM                                           | 104                  |
| 048.924V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, Tipo A, angolata 20°, POM                                           | 104                  |
| 048.925V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, Tipo B, angolata 20°, POM                                           | 104                  |
| 048.926V4   | RN PLAN Componente secondaria piena, H 4mm, POM                                                          | 104                  |
| 048.927V4   | RN PLAN Componente secondaria piena, H 5.5mm, POM                                                        | 104                  |
| 048.928V4   | RN PLAN Componente secondaria piena, H 7mm, POM                                                          | 104                  |
| 048.929V4   | RN synOcta® 1.5 PLAN Comp.Sec. avvitata, POM                                                             | 104                  |
| 048.930V4   | RN synOcta® PLAN Comp.Sec. cementabile, POM                                                              | 104                  |
| 048.931V4   | WN synOcta® 1.5 PLAN Comp.Sec. avvitata, POM                                                             | 105                  |
| 048.932V4   | WN synOcta® PLAN Comp.Sec. cementabile, POM                                                              | 105                  |
| 048.933V4   | WN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, Tipo A, angolata 15°, POM                                           | 105                  |
| 048.934V4   | WN synOcta® PLAN Comp.Sec. angolata, Tipo B, angolata 15°, POM                                           | 105                  |
| 048.938V4   | WN PLAN Componente secondaria piena 6°, H 4mm, verde, POM                                                | 105                  |
| 048.939V4   | WN PLAN Componente secondaria piena 6°, H 5.5mm, marrone, POM                                            | 105                  |
| 048.940V4   | Elemento ausiliare per la reg. interocclusale, corto, D 5 mm, H 8 mm, POM                                | 70, 88               |
| 048.941V4   | Elemento ausiliare per la reg. interocclusale, lungo, D 5 mm, H 12 mm, POM                               | 70, 88               |
| 048.943V4   | NNC PLAN Comp. secondaria cementabile, dritta, per corona/ponte, H 5.7mm, POM                            | 103                  |
| 048.944V4   | NNC PLAN Componente secondaria cementabile, angolata 15°, tipo A, H 5.9mm, POM                           | 103                  |
| 048.945V4   | NNC PLAN Componente secondaria cementabile, angolata 15°, tipo B, H 5.9mm, POM                           | 103                  |
| 048.946V4   | NNC PLAN Componente secondaria LOCATOR®, H 1mm, POM                                                      | 103                  |
| 048.947V4   | NNC PLAN Componente secondaria LOCATOR®, H 2mm, POM                                                      | 103                  |
| 048.948V4   | NNC PLAN Componente secondaria LOCATOR®, H 3mm, POM                                                      | 103                  |
| 048.949V4   | NNC PLAN Componente secondaria LOCATOR®, H 4mm, POM                                                      | 103                  |
| 048.950V4   | NNC PLAN Componente secondaria LOCATOR®, H 5mm, POM                                                      | 103                  |
| 048.951V4   | NNC PLAN Componente secondaria Novaloc®, H 1-6mm, POM                                                    | 103                  |
| 048.952V4   | NNC PLAN Componente secondaria piena, H 4mm, POM                                                         | 103                  |
| 048.953V4   | NNC PLAN Componente secondaria piena, H 5.5mm, POM                                                       | 103                  |
| 048.954V4   | NNC PLAN Componente secondaria piena, H 7mm, POM                                                         | 103                  |
| 048.960V4   | NNC Elem. ausiliare per regol. interocclusale, H 8mm, POM                                                | 56                   |
| 048.961V4   | NNC Elem. ausiliare per regol. interocclusale, H 12mm, POM                                               | 56                   |
| 049.071     | Guaina per vite Ø 4.1mm & Ø 3.5mm, Ø 4.2mm, L 5.6mm, acciaio inossid.                                    | 221                  |
| 049.076V4   | Sfera riferimento radiografica, Ø 5.0mm, acciaio inossid.                                                | 200, 228             |
| 049.082     | Cilindro guida per impianti Ø 3.3mm & Ø 3.5mm, Ø 3.6mm, L 10.5mm, acciaio inossid.                       | 209, 221             |
| 049.083     | Cilindro guida per vite Ø 4.1mm, Ø 4.2mm, L 10.5mm, acciaio inossid.                                     | 221                  |
| 049.154     | Vite trasversale per 048.620, D 2 mm, L 3 mm, TAV                                                        | 170                  |
| 049.167     | Cilindro guida per vite Ø 4.8mm, Ø 4.9mm, L 10.5mm, acciaio inossid.                                     | 221                  |
| 049.177     | NN Vite occlusale, L 5mm, D 1.8mm, TAN                                                                   | 169                  |
| 049.181     | SCS Vite occlusale per guaina di guida, e moncone per provvisorio, L 7,6 mm, TAN                         | 221, 229, 71, 89     |
| 049.182     | SCS Cilindro guida per Impianti NN Ø 3.3mm, L 5mm, Ti/acciaio inossid.                                   | 221                  |



## Indice per numero articolo

| N. articolo  | Articolo                                                                                                              | Pagina               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 049.360      | SCS cilindro guida per impianto NNC Ø 3.3mm, L 10.1mm, acciaio inossidabile                                           | 221                  |
| 049.361      | Strumento di espanto 48h p. impianto STL NNC, L 31.4mm, acciaio inossidabile                                          | 222                  |
| 049.810V4    | Guaina con collare per fresa, int. Ø 2.4mm, est. Ø 3.5mm, L 10mm, Ti                                                  | 228                  |
| 049.816V4    | Perno per 049.810, Ø 2.2mm, L 16mm, Ti                                                                                | 228                  |
| 049.817V4    | Perno per 049.810, Ø 2.2mm, L 10mm, Ti                                                                                | 228                  |
| 049.818V4    | Perno con gradino per 049.810, Ø 2.2mm/3.5mm, L 16mm, Ti                                                              | 228                  |
| 049.819V4    | Perno per 049.810, Ø 3.5mm, L 16mm, Ti                                                                                | 228                  |
| 049.850      | Guaina guida per impianti Ø 3.3mm, Ø 3.6mm, L 4.5mm, acciaio inossid.                                                 | 221                  |
| 049.851      | Guaina guida per impianti Ø 4.8mm, Ø 4.9mm, L 6.4mm, acciaio inossid.                                                 | 221                  |
| 066.1301     | X VeloDrill pilota, guidato, Ø 2.2mm, corto, acciaio inossidabile                                                     | 205, 212             |
| 066.1302     | X VeloDrill, guidato, Ø 2.8mm, corto, acciaio inossidabile                                                            | 206, 213             |
| 066.1304     | X VeloDrill, guidato, Ø 3.5mm, corto, acciaio inossidabile                                                            | 206, 213             |
| 066.1306     | X VeloDrill, guidato, Ø 4.2mm, corto, acciaio inossidabile                                                            | 206, 213             |
| 066.1501     | X VeloDrill pilota, guidato, Ø 2.2mm, medio, acciaio inossidabile                                                     | 212                  |
| 066.1502     | X VeloDrill, guidato, Ø 2.8mm, medio, acciaio inossidabile                                                            | 213                  |
| 066.1504     | X VeloDrill, guidato, Ø 3.5mm, medio, acciaio inossidabile                                                            | 213                  |
| 066.1506     | X VeloDrill, guidato, Ø 4.2mm, medio, acciaio inossidabile                                                            | 213                  |
| 066.1701     | X VeloDrill pilota, guidato, Ø 2.2mm, lungo, acciaio inossidabile                                                     | 205, 212             |
| 066.1702     | X VeloDrill, guidato, Ø 2.8mm, lungo, acciaio inossidabile                                                            | 206, 213             |
| 066.1704     | X VeloDrill, guidato, Ø 3.5mm, lungo, acciaio inossidabile                                                            | 206, 213             |
| 066.1706     | X VeloDrill, guidato, Ø 4.2mm, lungo, acciaio inossidabile                                                            | 206, 213             |
| 070.008      | Straumann® MembraneFlex 10x20mm                                                                                       | 179                  |
| 070.009      | Straumann® MembraneFlex 20x30mm                                                                                       | 179                  |
| 070.010      | Straumann® MembraneFlex 30x40mm                                                                                       | 179                  |
| 070.198      | Straumann® BoneCeramic™ 400-700 µm, 0.25 g                                                                            | 176                  |
| 070.199      | Straumann® BoneCeramic™ 500-1000 µm, 0.5 g                                                                            | 176                  |
| 070.200      | Straumann® BoneCeramic™ 500-1000 µm, 1.0 g                                                                            | 176                  |
| 075.098W     | Straumann® Emdogain®, 5 x 0.15 ml (30 mg/ml)                                                                          | 182                  |
| 075.101W     | Straumann® Emdogain®, 1 x 0.3 ml (30 mg/ml)                                                                           | 182                  |
| 075.102W     | Straumann® Emdogain®, 1 x 0.7 ml (30mg/ml)                                                                            | 182                  |
| 075.114W     | Straumann® Emdogain® Multipack, Straumann® Emdogain® 3 x 0.3 ml (30 mg/ml), Straumann® PrefGel® 3 x 0.6 ml (24% EDTA) | 182                  |
| 075.116W     | Straumann® Emdogain® Multipack, Straumann® Emdogain® 3 x 0.7 ml (30 mg/ml), Straumann® PrefGel® 3 x 0.6 ml (24% EDTA) | 182                  |
| 075.127W     | Straumann® Emdogain®, 1 x 0.15 ml (30mg/ml)                                                                           | 182                  |
| 075.130      | Straumann® Emdogain® per uso senza lembo, 0.15 ml                                                                     | 182                  |
| 075.131      | Straumann® Emdogain® per uso senza lembo, 0.3 ml                                                                      | 182                  |
| 075.203W     | Straumann® PrefGel®, 5 x 0.6 ml (24% EDTA)                                                                            | 182                  |
| 120.0033     | Set 5:1 Bone Level Implant                                                                                            | 231                  |
| 140.024      | Impianto a vite piena, TPS, Ø 4.1 mm, prof. d'introduzione 6.0 mm,titanio                                             | 231                  |
| 140.032      | Modello trasparente arcata inferiore                                                                                  | 234                  |
| 140.049      | Clear model mandible, with 4 implants                                                                                 | 234                  |
| 140.055      | Mascellare inferiore 1:1 con 4 impianti                                                                               | 227                  |
| 140.122      | Straumann® Standard Plus NNC implant, 5:1 Model Box                                                                   | 231                  |
| 150.215      | x-ray template for Standard and Standard Plus Implants                                                                | 200                  |
| 150.216      | x-ray template for Bone Level Implants                                                                                | 200                  |
| 170.1-OPT    | Adattatore Optiloc® per manipolo, lunghezza 26mm                                                                      | 22                   |
| 170.2-OPT    | Adattatore Optiloc® per adattatore, lunghezza 17mm                                                                    | 22                   |
| 2010.101-NOV | Novaloc® Cofanetto corredo con 3 strumenti                                                                            | 133, 158, 64, 83, 99 |
| 2010.601-NOV | Novaloc® Guarnizione di processo in titanio, 2 pezzi                                                                  | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.611-NOV | Novaloc® Guarnizione di processo in PEEK, 2 pezzi                                                                     | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.701-NOV | Novaloc® Contenitore in titanio, (incl. inserto di montaggio), 4 pezzi                                                | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.702-NOV | Novaloc® Contenitore in PEEK, (incl. inserto di montaggio), 4 pezzi                                                   | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.703-NOV | Novaloc® Matrice – allungata, (incl. inserto di montaggio), 4 pezzi                                                   | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.710-NOV | Novaloc® Femmina di ritenzione rossa, (extra leggero), 4 pezzi                                                        | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.711-NOV | Novaloc® Femmina di ritenzione bianco, (leggera), 4 pezzi                                                             | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.712-NOV | Novaloc® Femmina di ritenzione giallo, (media), 4 pezzi                                                               | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.713-NOV | Novaloc® Femmina di ritenzione verde, (forte), 4 pezzi                                                                | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.714-NOV | Novaloc® Femmina di ritenzione blu, (extraforte), 4 pezzi                                                             | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.715-NOV | Novaloc® Femmina di ritenzione negro, (ultraforte), 4 pezzi                                                           | 132, 157, 63, 82, 98 |
| 2010.720-NOV | Novaloc® Analogo per modello – angolato 15°, rossa, 4 pezzi                                                           | 131, 156, 62, 81, 97 |
| 2010.721-NOV | Novaloc® Analogo per modello blu, 4 pezzi                                                                             | 131, 156, 62, 81, 97 |
| 2010.722-NOV | Novaloc® Matrice rossa per impronta, 4 pezzi                                                                          | 131, 156, 62, 81, 97 |
| 2010.723-NOV | Novaloc® Spaziatore per duplicazione bianco, 4 pezzi                                                                  | 133, 158, 64, 83, 99 |
| 2010.724-NOV | Novaloc® Manicotto per montaggio bianco, 10 pezzi                                                                     | 133, 158, 64, 83, 99 |
| 2010.725-NOV | Novaloc® Inserto per montaggio, bianco, 4 pezzi                                                                       | 133, 158, 64, 83, 99 |
| 2010.731-NOV | Novaloc® Strumento rimozione inserto per montaggio, (blu)                                                             | 133, 158, 64, 83, 99 |
| 2010.741-NOV | Novaloc® Strumento per inserto ritentivo, (marrone)                                                                   | 133, 158, 64, 83, 99 |

## Indice per numero articolo

| N. articolo   | Articolo                                                                                                                                                                                                                                              | Pagina               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2101.751-NOV  | Novaloc® Strumento per estrazione matrice, (grigio)                                                                                                                                                                                                   | 133, 158, 64, 83, 99 |
| 2102.0001-OPT | Optiloc® matrice in titanio, 4pz.                                                                                                                                                                                                                     | 23                   |
| 2102.0003-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione, extra leggero, rossa, 4pz.                                                                                                                                                                                            | 23                   |
| 2102.0004-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione, bianca, leggera, 4pz.                                                                                                                                                                                                 | 23                   |
| 2102.0005-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione, gialla, media, 4pz.                                                                                                                                                                                                   | 23                   |
| 2102.0006-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione, verde, forte, 4pz.                                                                                                                                                                                                    | 23                   |
| 2102.0007-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione, blu, extraforte, 4pz.                                                                                                                                                                                                 | 23                   |
| 2102.0008-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione, nera, 4pz.                                                                                                                                                                                                            | 23                   |
| 2102.0009-OPT | Optiloc® matrice in titanio, ellittico, 4pz.                                                                                                                                                                                                          | 23                   |
| 2102.0010-OPT | Optiloc® Matrice – allungata, Ti                                                                                                                                                                                                                      | 23                   |
| 2102.0011-OPT | Optiloc® collare di montaggio, silicone, 10 pz.                                                                                                                                                                                                       | 24                   |
| 2102.0012-OPT | Optiloc® femmina di ritenzione per impronta, bianca, 4pz.                                                                                                                                                                                             | 22                   |
| 2102.0023-OPT | Optiloc® mantentore di spazio per duplicazione, bianco 4pz.                                                                                                                                                                                           | 24                   |
| 2102.0024-OPT | Mini Implant Analogo (Optiloc®), blu                                                                                                                                                                                                                  | 22                   |
| 3202.0001-OPT | Optiloc® Strumento per inserto ritentivo (marrone)                                                                                                                                                                                                    | 24                   |
| 3202.0002-OPT | Optiloc® Strumento per laboratorio (blu)                                                                                                                                                                                                              | 24                   |
| 3202.0003-OPT | Optiloc® Strumento per estrazione matrice (grigio)                                                                                                                                                                                                    | 24                   |
| 440.140       | Bone Level Tapered Implant & Screw-retained Abutment, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                   | 231                  |
| 440.143       | Ceramic Implant Monotype 5:1, Ø 4.1mm RD, ZLA® 10mm, AH 4mm                                                                                                                                                                                           | 231                  |
| 440.163       | Impianto Straumann® Bone Level Tapered, RC, Ø 4,1 mm, SLA® 10 mm, scatola in cartone                                                                                                                                                                  | 231                  |
| 440.166       | Clear model upper jaw, partially edentulous                                                                                                                                                                                                           | 234                  |
| 440.167       | Modello trasparente arcata inferiore, parzialmente edentula                                                                                                                                                                                           | 234                  |
| 440.168       | Modello trasparente arcata superiore, completamente edentula                                                                                                                                                                                          | 234                  |
| 440.169       | RC Loxim® Componente di trasferimento                                                                                                                                                                                                                 | 232                  |
| 440.171       | Impianto Straumann® Bone Level Tapered e Variobase®                                                                                                                                                                                                   | 231                  |
| 440.175       | RN Novaloc® Componente secondaria e Set di matrici                                                                                                                                                                                                    | 232                  |
| 440.176       | Impianto Standard Plus, Ø 4,1 mm RN, 4 mm                                                                                                                                                                                                             | 232                  |
| 440.180       | 3:1 Modello Dimostrativo Premium                                                                                                                                                                                                                      | 233                  |
| 440.181       | Straumann® PURE Ceramic Implant, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                                        | 232                  |
| 440.185       | Impianto Bone Level Tapered, Ø 2,9 mm SC                                                                                                                                                                                                              | 232                  |
| 440.189       | RN & RC Variobase® for Crown AS, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                                        | 231                  |
| 440.191       | RN Impression Post Closed Tray, Al/Ti/POM, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                              | 231                  |
| 440.195       | Straumann® PURE Ceramic Implant Monotype, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                               | 233                  |
| 440.212       | Straumann® BLX, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                                                         | 233                  |
| 440.217       | Straumann® Mini Implant, 5:1 Model                                                                                                                                                                                                                    | 233                  |
| 440.228       | Straumann® BLX Implant, 5:1 Demo Implant                                                                                                                                                                                                              | 233                  |
| 440.235       | Straumann® TLX, 5:1 Model Box                                                                                                                                                                                                                         | 233                  |
| 440.236       | Straumann® TLX Implant, 5:1 Demo Implant                                                                                                                                                                                                              | 233                  |
| 5102.0000-OPT | Optiloc® Estojo de equipamento com 3 instrumentos, PP / PS / aço inoxidável / Al                                                                                                                                                                      | 24                   |
| 5202.0001-OPT | Optiloc® Guarnizione di processo in titanio                                                                                                                                                                                                           | 23                   |
| 577275WW      | OptraGate Assortment , Flexible aid for full mouth access, 40 pieces Regular + 40 pieces Small                                                                                                                                                        | 185                  |
| 590850WW      | OptraGate Regular Refill, Flexible aid for full mouth access, 80 pieces                                                                                                                                                                               | 185                  |
| 590851WW      | OptraGate Small Refill , Flexible aid for full mouth access, 80 pieces                                                                                                                                                                                | 185                  |
| 591451WW      | OptraGate Junior Refill , Flexible aid for full mouth access, 80 pieces                                                                                                                                                                               | 185                  |
| 669088WW      | OptraGate Small Assort./blue+pink/20+20, Flexible aid for full mouth access, 40 pieces pink + 40 pieces blue                                                                                                                                          | 185                  |
| 669089WW      | OptraGate Junior Assort./blue+pink/20+20, Flexible aid for full mouth access, 40 pieces pink + 40 pieces blue                                                                                                                                         | 185                  |
| 68-112-506    | Microviti, a croce, Ø1,2mm, 6mm, 5pz                                                                                                                                                                                                                  | 184                  |
| 68-112-508    | Microviti, a croce, Ø1,2mm, 8mm, 5pz                                                                                                                                                                                                                  | 184                  |
| 68-112-511    | Microviti, a croce, Ø1,2mm, 11mm, 5pz                                                                                                                                                                                                                 | 184                  |
| 68-112-513    | Microviti, a croce, Ø1,2mm, 13mm, 5pz                                                                                                                                                                                                                 | 184                  |
| 68-510-014    | Fresa pilota, Ø 1,0mm, 14mm                                                                                                                                                                                                                           | 184                  |
| 68-512-014    | Fresa pilota, Ø 1,2mm, 14mm                                                                                                                                                                                                                           | 184                  |
| 68-720-002    | Contentitore per microviti, Ø 1,0/1,2/1,4/1,6mm                                                                                                                                                                                                       | 184                  |
| 68-740-002    | Cacciavite, 11cm, Fig.2                                                                                                                                                                                                                               | 184                  |
| 80087         | Explantation instrument for synOcta® implants, long, L 26.6mm, stainless steel                                                                                                                                                                        | 222                  |
| 80103         | Explantation instrument for synOcta® implants, short, L 20.6mm, stainless steel                                                                                                                                                                       | 222                  |
| BK-33000      | maxgraft® bonering Kit chirurgico, Fresa carotatrice Trepine con pin OD 6mm; fresa carotatrice Trepine con pin AD 7mm; Planatorcon pin AD 7mm; fresa pilota Ø = 2.0mm, 30mm; disco diamantato Ø 22mm; pallina diamantata Ø 5mm; rack con label botiss | 183                  |
| BK-33001      | Punta a spirale Ø2 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 183                  |
| BK-33002      | Trapano 6 mm                                                                                                                                                                                                                                          | 183                  |
| BK-33003      | Trapano 7 mm                                                                                                                                                                                                                                          | 183                  |
| BK-33004      | Fresa sferica diamantata                                                                                                                                                                                                                              | 183                  |
| BK-33005      | Disco diamantato                                                                                                                                                                                                                                      | 183                  |
| BK-33006      | Pianificatore, 6mm                                                                                                                                                                                                                                    | 183                  |
| BK-33007      | Fresa ablativa 7 mm                                                                                                                                                                                                                                   | 183                  |
| BK-33008      | Portastrumenti                                                                                                                                                                                                                                        | 183                  |



## Indice per numero articolo

| N. articolo | Articolo                                                                                    | Pagina |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BK-33009    | Set strumenti maxgraft® bonering                                                            | 183    |
| BK-33010    | bonering fix                                                                                | 183    |
| BO-1510     | cerabone® granules 0.5-1.0mm, natural bovine bone, 1x0.5cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1511     | cerabone® granules 0.5-1.0mm, natural bovine bone, 1x1.0cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1512     | cerabone® granules 0.5-1.0mm, natural bovine bone, 1x2.0cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1515     | cerabone® granules 0.5-1.0mm, natural bovine bone, 1x5.0cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1520     | cerabone® granules 1.0-2.0mm, natural bovine bone, 1x0.5cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1521     | cerabone® granules 1.0-2.0mm, natural bovine bone, 1x1.0cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1522     | cerabone® granules 1.0-2.0mm, natural bovine bone, 1x2.0cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-1525     | cerabone® granules 1.0-2.0mm, natural bovine bone, 1x5.0cc(ml)/box                          | 178    |
| BO-20005    | maxresorb® granules 0.5-1.0mm, synthetic bi-phasic calcium phosphate, 1x0.5cc(ml)/box       | 176    |
| BO-20010    | maxresorb® granules 0.5-1.0mm, synthetic bi-phasic calcium phosphate, 1x1.0cc(ml)/box       | 176    |
| BO-20105    | maxresorb® granules 0.8-1.5mm, synthetic bi-phasic calcium phosphate, 1x0.5cc(ml)/box       | 176    |
| BO-20120    | maxresorb® granules 0.8-1.5mm, synthetic bi-phasic calcium phosphate, 1x2.0cc(ml)/box       | 176    |
| BO-22005    | maxresorb® inject 0.5cc, synthetic injectable bone paste, 1 syringe/box                     | 176    |
| BO-22010    | maxresorb® inject 1.0cc, synthetic injectable bone paste, 1 syringe/box                     | 176    |
| BO-22025    | maxresorb® inject 2.5cc, synthetic injectable bone paste, 1 syringe/box                     | 176    |
| BO-30005    | maxgraft® granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x0.5cc(ml)/box                    | 174    |
| BO-30010    | maxgraft® granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x1.0cc(ml)/box                    | 174    |
| BO-30020    | maxgraft® granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x2.0cc(ml)/box                    | 174    |
| BO-30040    | maxgraft® granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x4.0cc(ml)/box                    | 174    |
| BO-31005    | maxgraft® cortico-cancellous granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x0.5cc(ml)/box | 174    |
| BO-31010    | maxgraft® cortico-cancellous granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x1.0cc(ml)/box | 174    |
| BO-31020    | maxgraft® cortico-cancellous granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x2.0cc(ml)/box | 174    |
| BO-31040    | maxgraft® cortico-cancellous granules 0.5-2.0mm, processed human allograft, 1x4.0cc(ml)/box | 174    |
| BO-31111    | maxgraft® Block unicortical cancellous 10x10x10mm, 1 block/box                              | 175    |
| BO-31112    | maxgraft® Block unicortical cancellous 10x10x20mm, 1 block/box                              | 175    |
| BO-31251    | maxgraft® cortico, Cortical Struts, 25x10x1mm, 1 pce                                        | 175    |
| BO-32111    | maxgraft® Block cancellous 10x10x10mm, 1 block/box                                          | 175    |
| BO-32112    | maxgraft® Block cancellous 10x10x20mm, 1 block/box                                          | 175    |
| BO-33160    | botiss bonering®, Ø 6mm/3.3mm (outer/inner diameter), H 10mm, not slotted                   | 175    |
| BO-33170    | botiss bonering®, Ø 7mm/3.3mm (outer/inner diameter), H10mm, not slotted                    | 175    |
| BO-33174    | maxgraft® bonering 4.1 L: 10 mm, D: 7 mm                                                    | 175    |
| BO-34000    | Cortico trimmer                                                                             | 183    |
| BO-440000   | botiss Titan Pin Set                                                                        | 184    |
| BO-440310   | botiss Titan-Pins 3.0mm, 10pz                                                               | 184    |
| BO-511112   | collacone®, native collagen alveo cone, 12 pieces/box                                       | 181    |
| BO-601520   | collprotect® membrane 15x20mm, 1 piece/box                                                  | 179    |
| BO-602030   | collprotect® membrane 20x30mm, 1 piece/box                                                  | 179    |
| BO-603040   | collprotect® membrane 30x40mm, 1 piece/box                                                  | 179    |
| BO-681520   | Jason® membrane 15x20mm, Pericardium Collagene Membrane, 1 piece/box                        | 179    |
| BO-682030   | Jason® membrane 20x30mm, Pericardium Collagene Membrane, 1 piece/box                        | 179    |
| BO-683040   | Jason® membrane 30x40mm, Pericardium Collagene Membrane, 1 piece/box                        | 179    |
| BO-701520   | mucoderm® 15x20mm, 1 piece/box                                                              | 180    |
| BO-702030   | mucoderm® 20x30mm, 1 piece/box                                                              | 180    |
| BO-703040   | mucoderm® 30x40mm, 1 piece/box                                                              | 180    |
| BO-801520   | permamem® Membrana PTFE sintetico non riassorbibile, 15x20 mm                               | 179    |
| BO-802030   | permamem® Membrana PTFE sintetico non riassorbibile, 20x30 mm                               | 179    |
| BO-803040   | permamem® Membrana PTFE sintetico non riassorbibile, 30x40 mm                               | 179    |
| BO-PMIa     | Impianto allogenico individualizzato, botiss bonebuilder                                    | 175    |
| BO-PMIa2    | maxgraft® bonebuilder, Processed human allograft, patient matched                           | 175    |
| CH-CS       | Vite di copertura                                                                           | 47     |
| CH-D-CM     | Strumento, fresa taglio laterale, Ø2.8 – Ø3.9mm                                             | 49     |
| CH-I-DG     | Strumento, misuratore di profondità Z zigomatico                                            | 49     |
| CH-I-ZYG    | ZAGA™ Cassetta chirurgica                                                                   | 49     |
| CH-SRA-1.5  | ZAGA™ Componente secondaria avvitata, per Ø 4mm Ex Hex, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 1.5mm, Ti   | 47     |
| CH-SRA-2.5  | ZAGA™ Componente secondaria avvitata, per Ø 4mm Ex Hex, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 2.5mm, Ti   | 47     |
| CH-SRA-3.5  | ZAGA™ Componente secondaria avvitata, per Ø 4mm Ex Hex, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 3.5mm, Ti   | 47     |
| CH-SRA-4.5  | ZAGA™ Componente secondaria avvitata, per Ø 4mm Ex Hex, diritta 0°, Ø 4.6mm, GH 4.5mm, Ti   | 47     |
| CH-ZC-30.0  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 30mm, Ti                                     | 46     |
| CH-ZC-32.5  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 32.5mm, Ti                                   | 46     |
| CH-ZC-35.0  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 35mm, Ti                                     | 46     |
| CH-ZC-37.5  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 37.5mm, Ti                                   | 46     |
| CH-ZC-40.0  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 40mm, Ti                                     | 46     |
| CH-ZC-42.5  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 42.5mm, Ti                                   | 46     |
| CH-ZC-45.0  | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 45mm, Ti                                     | 46     |



## Indice per numero articolo

| N. articolo  | Articolo                                                  | Pagina |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| CH-ZC-47.5   | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 47.5mm, Ti | 46     |
| CH-ZC-50.0   | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 50mm, Ti   | 46     |
| CH-ZC-52.5   | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 52.5mm, Ti | 46     |
| CH-ZC-55.0   | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 55mm, Ti   | 46     |
| CH-ZC-57.5   | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 57.5mm, Ti | 46     |
| CH-ZC-60.0   | ZAGA™ Advanced Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 60mm, Ti   | 46     |
| CH-ZT-30.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 30mm, Ti    | 46     |
| CH-ZT-32.5   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 32.5mm, Ti  | 46     |
| CH-ZT-35.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 35mm, Ti    | 46     |
| CH-ZT-37.5   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 37.5mm, Ti  | 46     |
| CH-ZT-40.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 40mm, Ti    | 46     |
| CH-ZT-42.5   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 42.5mm, Ti  | 46     |
| CH-ZT-45.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 45mm, Ti    | 46     |
| CH-ZT-47.5   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 47.5mm, Ti  | 46     |
| CH-ZT-50.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 50mm, Ti    | 46     |
| CH-ZT-52.5   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 52.5mm, Ti  | 46     |
| CH-ZT-55.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 55mm, Ti    | 46     |
| CH-ZT-57.5   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 57.5mm, Ti  | 46     |
| CH-ZT-60.0   | ZAGA™ Regular Impianto zigomatico, Ø 4.3mm, L 60mm, Ti    | 46     |
| D-35T-M15    | Fresa a spirale monouso, Ø3.5 x 15mm                      | 49     |
| D-ZYG-27     | Fresa a spirale per zigomatico, Ø2.7mm                    | 49     |
| D-ZYG-275    | Fresa a spirale per zigomatico corta, Ø2.7mm              | 49     |
| D-ZYG-29     | Fresa a spirale per zigomatico, Ø2.9mm                    | 49     |
| D-ZYG-295    | Fresa a spirale per zigomatico corta, Ø2.9mm              | 49     |
| D-ZYG-CH-29  | Fresa a spirale multiuso zigomatica, Ø2.9mm               | 49     |
| D-ZYG-CH-295 | Fresa a spirale multiuso zigomatica, corta, Ø2.9mm        | 49     |
| D-ZYG-RB     | Fresa a rosetta per zigomatico, Ø2.9mm                    | 49     |
| I-CON-X      | Strumento, connettore manipolo                            | 49     |
| I-CS-HD      | Strumento, cacciavite esagonale 0.9mm                     | 49     |
| I-HD-M       | Strumento, Cacciavite esagonale 1.22mm, medio             | 49     |
| I-IMP-INS-2  | Strumento, inseritore impianto esagonale                  | 49     |
| I-WI-SH      | Strumento, adattatore chiave per inseritore impianto      | 50     |
| I-ZYG-INS-2  | Strumento, inseritore impianto zigomatico esagonale       | 49     |
| LBC2013.0001 | Labrida BioClean™                                         | 186    |
| NI-0110-005  | Straumann® XenoFlex, 6x6x3mm, 50mg                        | 177    |
| NI-0110-010  | Straumann® XenoFlex, 6x6x6mm, 100mg                       | 177    |
| NI-0110-025  | Straumann® XenoFlex, 7x8x9mm, 250mg                       | 177    |
| NI-0110-0255 | Straumann® XenoFlex (Siringa), 4.6x40mm, 250mg            | 177    |
| NI-0110-050  | Straumann® XenoFlex, 9x10x11mm, 500mg                     | 177    |
| NI-0110-0505 | Straumann® XenoFlex (Siringa), 5.6x45mm, 500mg            | 177    |
| S1-0210-025  | Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 0.25g, 0.55cc        | 177    |
| S1-0210-050  | Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 0.5g, 1.3cc          | 177    |
| S1-0210-100  | Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 1.0g, 2.4cc          | 177    |
| S1-0210-200  | Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 2.0g, 4.5cc          | 177    |
| S1-1020-025  | Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 0.25g, 0.68cc       | 177    |
| S1-1020-050  | Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 0.5g, 1.55cc        | 177    |
| S1-1020-100  | Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 1.0g, 2.9cc         | 177    |
| S1-1020-200  | Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 2.0g, 5.0cc         | 177    |
| ZYG-TR-55-35 | Strumento, perno di direzione 55° x 35mm                  | 49     |
| ZYG-TR-55-45 | Strumento, perno di direzione 55° x 45mm                  | 49     |
| ZYG-TR-55-52 | Strumento, perno di direzione 55° x 52.5mm                | 49     |





Validità dal 1 settembre 2022, fino alla pubblicazione del catalogo successivo.

#### **Marchi commerciali**

Tutti i marchi botiss® qui menzionati sono marchi commerciali registrati di botiss Medical AG, Germania.

Ceramicor®, Dalbo®-Rotex®, Elitor® sono marchi commerciali di Cendres & Métaux SA, Svizzera.

ceramill® è un marchio commerciale registrato di Amann Girrbach AG, Austria.

CEREC® è un marchio registrato di Sirona DentalSystems GmbH, Bensheim, Germania.

IPS e.max® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.

LOCATOR® è un marchio registrato di Zest IP Holdings LLC, USA.

Novaloc® è un marchio registrato di Valoc AG, Svizzera.

PlanMill® è un marchio registrato di Planmeca Oy, Finlandia.

VITA CAD-Temp® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Germania.

