

Lista de compatibilidad de LABSIDE

Nuestras bibliotecas son compatibles con los siguientes programas CAD: Exocad® y 3Shape®.
Pueden descargarse en el sitio web www.anthogyr.fr, sección DIGITAL / LABSIDE.

Antes de instalar cualquier programa, es importante comprobar:

- . El programa CAD y su versión
- . Las referencias de los componentes Axiom® BL y Axiom® TL
- . Los accesorios de digitalización asociados

Antes de instalar cualquier programa, es importante desinstalar las versiones anteriores de las bibliotecas que ya no se utilizan.

06/02/2024

C208 - IndK

Plataformas de implantes		Posibilidades de fresado		Procedimiento con impresión convencional		Procedimiento con impresión intraoral con escáner intraoral (SIO - Scanner Intra Oral)			Exocad® Todas las versiones		3Shape® Escáneres y programa CAD											
Referencias de componentes	Tipo de componentes	Indexado (Unitario)	Rotatorio (Múltiple)	Scan-Adapters para escáner de laboratorio	Análogos para modelo en yeso	Transfers digitales para escáner intraoral		Análogos para modelo impreso en el laboratorio	Escáner de laboratorio Medit®	Otras configuraciones												
									versión 2	todas las versiones de Exocad® abiertas	versiones 2017 y 2018	versión 2019	versión 2020	versión 2021	versión 2022							
OPPM-M-TI-11 OPPM-M-TI-16	PreFace Axiom BL	✓	–	152-27-SAA	OPIA100	152-27-DT	152-27-MDT	152-27-PA	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.06.00	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.06.00	NA	NA	Anthogyr_Labside_2020_3shape_V2.06.00	Anthogyr_Labside_2021_3shape_V2.06.00	Anthogyr_Labside_2022_3shape_V2.06.00							
TPM-M-TI-N11 TPM-M-TI-N16	PreFace Axiom TL	✓	–	156-0X-SAA	TA100-N	156-01-DT	156-01-S-MDT	156-01-PA														
TPM-M-TI-R11 TPM-M-TI-R16				156-0X-SAA	TA100-R	156-02-DT	156-02-S-MDT	156-02-PA														
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	–	152-27-SAA	OPIA100	152-27-DT	152-27-MDT	152-27-PA														
MUNFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	–	✓	151-04-SAO	MUNA100	151-04-DT-MUN	151-04-MDT	151-04-PA														
MUFLEX				151-03-SAO	MUA100	151-03-DT-MU	151-03-MDT	151-03-PA														
TFLEX-N	FlexiBase® Axiom TL	✓	–	156-0X-SAA	TA100-N	156-01-DT	156-01-S-MDT	156-01-PA														
TFLEX-R				156-0X-SAA	TA100-R	156-02-DT	156-02-S-MDT	156-02-PA														
TFLEX-N-P TFLEX-R-P				156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL	156-01-S-MDT 156-02-S-MDT	156-01-PA 156-02-PA														
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	–	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	NA	152-27-PA 152-27-PA								Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020	NA	NA