

## Lista de compatibilidad de LABSIDE

Nuestras bibliotecas son compatibles con los siguientes programas CAD: Exocad® y 3Shape®.  
Pueden descargarse en el sitio web [www.anthogyr.fr](http://www.anthogyr.fr), sección DIGITAL / LABSIDE.

Antes de instalar cualquier programa, es importante comprobar:  
 . El programa CAD y su versión  
 . Las referencias de los componentes Axiom® BL y Axiom® TL  
 . Los accesorios de digitalización asociados

Antes de instalar cualquier programa, es importante desinstalar las versiones anteriores de las bibliotecas que ya no se utilizan.

30/07/2021

C208 - IndB

Plataformas de implantes		Posibilidades de fresado		Procedimiento con impresión convencional		Procedimiento con impresión intraoral con escáner intraoral (SIO - Scanner Intra Oral)		Exocad® Todas las versiones			3Shape® Escáneres y programa CAD										
Referencias de componentes	Tipo de componentes	Indexado (Unitario)	Rotatorio (Múltiple)	Scan-Adapters para escáner de laboratorio	Análogos para modelo en yeso	Transfers digitales para escáner intraoral	Análogos para modelo impreso en el laboratorio	Escáner de laboratorio Imetric®	Escáner de laboratorio Medit®	Otras configuraciones											
											versión 5 y superiores	versión 2	todas las versiones de Exocad® abiertas	versiones 2017 y 2018	versión 2019	versión 2020	versión 2021				
Nombre de los archivos de las bibliotecas asociadas																					
OPPM-M-TI-11 OPPM-M-TI-16	PreFace Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA	Anthogyr_Labside_Imetric_V2.02.02	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.02	Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.02	NA	Anthogyr_Labside_2019_3shape_V2.02.02	Anthogyr_Labside_2020_3shape_V2.02.02	Anthogyr_Labside_2021_3shape_V2.02.02							
TPM-M-TI-N11 TPM-M-TI-N16 TPM-M-TI-R11 TPM-M-TI-R16	PreFace Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA 156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-N TA100-R TA100-R	156-01-DT 156-01-DT 156-02-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-01-PA 156-02-PA 156-02-PA														
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA														
MUNFLEX MUFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	-	✓	151-04-SAO 151-03-SAO	MUNA100 MUA100	151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU	151-04-PA 151-03-PA														
TFLEX-N TFLEX-R	FlexiBase® Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-R	156-01-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-02-PA														
TFLEX-N-P TFLEX-R-P		-	✓	156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL	156-01-PA 156-02-PA														
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA								Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Imetric	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020	NA