

## Liste de compatibilité LABSIDE

Nos bibliothèques sont compatibles avec les logiciels CAD : Exocad® et 3Shape®.  
Elles sont téléchargeables depuis le site [www.anthogyr.fr](http://www.anthogyr.fr) rubrique DIGITAL / LABSIDE.

Avant toute installation, il est important d'identifier :  
 . le logiciel CAD et sa version  
 . les références des composants Axiom® BL et Axiom® TL  
 . les accessoires de numérisation associés

Avant toute installation, il est important de désinstaller les précédentes versions de bibliothèques qui ne vous sont plus utiles.

30/07/2021  
C208 - IndB

Plateformes implantaires		Possibilités d'usage		Flux avec empreinte conventionnelle		Flux avec empreinte intra-orale avec SIO (Scanner Intra-Oral)		Exocad® Toutes versions			3Shape® Scanners et logiciel CAD						
Références de composants	Type de composants	Indexé (Unitaire)	Rotationnel (Plural)	Scan-Adapters pour scanner de laboratoire	Analogues pour modèle en plâtre	Transferts numériques pour SIO	Analogues pour modèle imprimé au laboratoire	Scanner de laboratoire Imetric®	Scanner de laboratoire Medit®	Autres configurations							
								version 5 et plus	version 2	toutes versions Exocad® ouvertes	version 2017 et 2018	version 2019	version 2020	version 2021 et plus			
Nom des fichiers de bibliothèques associées																	
OPPM-M-TI-11 OPPM-M-TI-16	PreFace Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA										
TPM-M-TI-N11 TPM-M-TI-N16 TPM-M-TI-R11 TPM-M-TI-R16	PreFace Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA 156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-N TA100-R TA100-R	156-01-DT 156-01-DT 156-02-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-01-PA 156-02-PA 156-02-PA										
OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA				NA						
MUNFLEX MUFLEX	FlexiBase® Multi-Unit	-	✓	151-04-SAO 151-03-SAO	MUNA100 MUA100	151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU	151-04-PA 151-03-PA										
TFLEX-N TFLEX-R	FlexiBase® Axiom TL	✓	-	156-0X-SAA 156-0X-SAA	TA100-N TA100-R	156-01-DT 156-02-DT	156-01-PA 156-02-PA										
TFLEX-N-P TFLEX-R-P		-	✓	156-0X-SAO 156-0X-SAO	TA100-N TA100-R	156-01-DT-IL 156-02-DT-IL	156-01-PA 156-02-PA										
OPFLEX403 OPFLEX503	FlexiBase® Axiom BL	✓	-	152-27-SAA 152-27-SAA	OPIA100 OPIA100	152-27-DT 152-27-DT	152-27-PA 152-27-PA	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Imetric	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad-Medit	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-Exocad	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2018	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2019	Anthogyr-Labside-OPFLEX403_503-SA-DT-PA-3Shape2020				NA